



REMINGTON®

i-LIGHT

Intense Pulsed Light hair removal



IPL4000





סינפה לע שמתשהל ניא



אם נחזיר את המערכת למצב ההתחלתי, נראה כי המערכת תתנהג באופן זהה. זהו תכונה חשובה של מערכות דינמיות, המאפשרת להן להתאושש ממצבים לא רצויים ולחזור למצב היציב.

GB




REMINGTON

3





1]



3





Τι είναι το i-Light;

Το i-Light είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης για την αφαίρεση της τριχοφυΐας του σώματος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία έντονου παλμικού φωτός (Intense Pulsed Light / IPL). Πρόκειται για την ίδια τεχνολογία που εφαρμόζεται σε επαγγελματικά κέντρα αποτρίχωσης και κλινικές αφαίρεσης τριχοφυΐας. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να διασφαλίσει μακροχρόνια αποτελέσματα κατά της τριχοφυΐας.

Τί είναι το έντονο παλμικό φως (IPL) και πως λειτουργεί το i-Light;

Το i-Light λειτουργεί κατευθύνοντας στο δέρμα έναν εξαιρετικά σύντομο παλμό φωτός υψηλής έντασης. Η ενέργεια του φωτός απορροφάται από τη μελανίνη στο θύλακα αδρανοποιώντας προσωρινά το μηχανισμό ανάπτυξης της τρίχας και καθυστερώντας την ανάπτυξη της τριχοφυΐας.

Οι θύλακες των τριχών κανονικά διατρέχουν τρεις φάσεις κατά τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Οι φάσεις αυτές είναι οι εξής:

Φάση αναγέννησης (φάση ανάπτυξης) – η φάση ενεργούς ανάπτυξης των τριχοθυλακίων.

Η συγκέντρωση μελανίνης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, καθώς ευθύνεται για τη μελανγχρωση της τρίχας. Μόνον οι τρίχες που βρίσκονται στη φάση αναγέννησης επιδέχονται θεραπείας με IPL (εικ. 2).

Φάση καταγέννησης (φάση αποδόμησης) – αυτό είναι ένα σύντομο μεταβατικό στάδιο, που ακολουθεί τη φάση της αναγέννησης και σηματοδοτεί το τέλος της ενεργούς ανάπτυξης της τρίχας. Κανονικά διαρκεί 2-3 εβδομάδες (εικ. 3).

Φάση τελογέννησης (φάση ανάπαυσης) – στη συγκεκριμένη φάση που είναι η πλέον μακρά με διάρκεια περίπου 100 ημερών, το τριχοθυλάκιο είναι εντελώς αδρανές. Στο διάστημα αυτό η καινούργια τρίχα βγαίνει μέσα από τις παλαιότερες τρίχες, επιτρέποντας στον κύκλο να αρχίσει ξανά (εικ. 4).

Τι να περιμένετε από το i-Light


Οι μελέτες μας κατέδειξαν σημαντική μείωση της τριχοφυΐας μετά από μία μόνον εφαρμογή. Οστόσο, κατά κανόνα τα βέλτιστα αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται με μία μόνον εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλαμβάνετε την εφαρμογή όποτε η τρίχα αναπτύχθει πάλι. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το άτομο, ωστόσο οι περισσότεροι θα πρέπει να επαναλάβουν την εφαρμογή στις περιοχές κάθε δύο εβδομάδες για τρεις εφαρμογές, έως ότου να σημειωθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή ίσως αρχίσετε να παρατηρείτε πως οι τρίχες πέφτουν.

Θα σημειωθεί μία ανάπτυξη τριχοφυΐας η οποία θα είναι λιγότερο πυκνή, πιο λεπτή και πιο ανοιχτόχρωμη από την αρχική τριχοφυΐα. Η ανάπτυξη αυτή είναι απόλυτα κανονική και αναμενόμενη.






2] Φάση αναγέννησης



3] Φάση
καταγέννησης



4] Φάση τελογέννησης

Γνωρίστε το i-Light

GR





ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το i-Light:

Βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε εάν το i-Light είναι κατάλληλο για εσάς.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα δερματικών αποχρώσεων που θα βρείτε στο μπροστά μέρος του εγχειριδίου, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς.

Τύπος δέρματος

- Βλέπε πίνακα αποχρώσεων δέρματος στη σελίδα 3
- Na μη χρησιμοποιείται σε φυσική σκούρα απόχρωση δέρματος (τύποι V και VI κλίμακας Fitzpatrick), αφού ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές του δέρματος.
- Na μη χρησιμοποιείται σε φυσική σκούρα απόχρωση δέρματος (τύποι V και VI κλίμακας Fitzpatrick), αφού ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές του δέρματος.
- Το i-Light δεν είναι αποτελεσματικό σε φυσικές λευκές, γκρι, ξανθές ή κόκκινες τρίχες του σώματος.

Περιοχές στις οποίες αντενδείκνυται η χρήση

- Na μη χρησιμοποιείται στο πρόσωπο ή στο λαιμό.
- Na μη χρησιμοποιείται σε θηλές, περιοχές της θηλής, ή σε γεννητικά όργανα.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε τατουάζ ή μόνιμο μέικαπ στην περιοχή εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται σε σκούρα καφέ ή μαύρα σημεία όπως κηλίδες, πανάδες ή φακίδες.
- Na μη χρησιμοποιείται σε πρόσφατα χειρουργημένη περιοχή, βαθιά απολέπιση, αποκατάσταση με λέιζερ, ουλές ή δέρμα που έχει υποστεί βλάβες με εγκαύματα ή πληγές.

Πότε να μη χρησιμοποιείτε / να αποφεύγετε τη χρήση του i-Light.

- Na μη χρησιμοποιείται σε περίοδο εγκυμοσύνης ή θηλασμού.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε εκτεθεί στον ήλιο ή σε τεχνητό μαύρισμα τις τελευταίες 4 εβδομάδες.
- Na μη χρησιμοποιείται σε δέρμα που είναι ξηρό ή ευαίσθητο ως επακόλουθο χημικής απολέπισης γλυκολικού οξέος, ή άλφα υδροξυοξέων (AHAs).
- Na μη χρησιμοποιηθεί στην ίδια περιοχή για περισσότερες από μία φορές γιατί ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
- Na μη χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή του δέρματος σας για περισσότερες της μίας φορές ανά εβδομάδα.





- Na μη χρησιμοποιείται για τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την εφαρμογή μικροδερματόξεσης.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν εφαρμόζετε ήδη μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από δερματοπάθειες, όπως καρκίνο του δέρματος, εάν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλων μορφών τοπικών καρκίνων στην περιοχή εφαρμογής ή εάν έχετε προκαρκινικές αλλοιώσεις ή πολλαπλές κηλίδες στις περιοχές εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από φωτοεπιληψία.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού σχηματισμού χλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής επουλώσης πληγών.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής όπως εμφάνιση κίρσων, φλεβών ή αγγειακή εκστοασία στις περιοχές εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως και αναπτύσσει εύκολα εξανθήματα ή αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν λαμβάνετε φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία, ελέγξτε τις οδηγίες στη συσκευασία. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ενδέχεται να προκαλέσει φωτοαλλεργικές ή φωτοτοξικές αντιδράσεις ή εάν πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια μιας φαρμακευτικής αγωγής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από διαβήτη, ερυθηματώδη λύκο, πορφυρία ή καρδιακή νόσο.
- Na μη χρησιμοποιείται σε περιοχές του δέρματος που έχουν υποστεί πρόσφατα θεραπεία με υδροξυ-οξέα άλφα (AHAs) ή βήτα (BHAs) ή τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνη και αζελαϊκού οξέος.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχει προηγηθεί στοματική πρόσληψη ισοτρετινοΐνης Accutane ή Roaccutane τους τελευταίους έξι μήνες. Η εν λόγω αγωγή ενδέχεται να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος σε τομές, πληγές και ερεθισμούς.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε οποιαδήποτε αιμορραγική διαταραχή ή λαμβάνετε αντιπηκτικά φαρμακευτικά σκευάσματα συμπεριλαμβανομένης της συχνής χρήσης ασπιρίνης, σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η διακοπή της λήψης για διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας πριν την εφαρμογή.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαυματα, φλεγμονή των τριχοθυλακίων, ανοιχτές πληγές, αμυχές, χειρουργικές ραφές, απόλυτη έρπηση, πληγές ή κακώσεις και αιματώματα στις περιοχές εφαρμογής.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν έχετε ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης με HIV ή AIDS) ή εάν λαμβάνετε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
- Na μη χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία στη θερμότητα.
- Na μη χρησιμοποιείται εάν χρησιμοποιείτε αποσυμπνκτικά μακράς διάρκειας. Ενδέχεται να προκληθεί δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Na μη χρησιμοποιείται επάνω ή κοντά σε οτιδήποτε πρόσθετο όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, αντισυλληπτικά εμφυτεύματα Implanon, βηματοδότες, υποδορίες υποδοχής έγχυσης (διανεμητές ινσουλίνης) ή οπές.





**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:**

Όπως οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα παραμένουν ηλεκτροφόρα όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Για να περιορίσετε το ενδεχόμενο τραυματισμού ή θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας:

- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε ή φυλάσσετε τη συγκεκριμένη συσκευή σε μέρος από το οποίο μπορεί να τραβηχτεί ή να πέσει στη λεκάνη ή το νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε ή πετάτε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε νερό ή σε άλλο υγρό. Αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως.
- Μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει βραχεί. Αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Διατηρείτε τη συσκευή πάντοτε στεγνή.
- Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα πολύ ψυχρό σε ένα πολύ θερμό περιβάλλοντα χώρο, περιμένετε περίπου 2 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα.
- Το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκονται μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Προσέξτε ώστε να μην βραχούν το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην βγάξετε το προϊόν από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει καταστραφεί το καλώδιό του. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικό από τα κέντρα σέρβις της Remington®.
- Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- Πάντα να το βγάξετε από την πρίζα πριν το καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή να υπάρχει επιτήρηση από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλεια των παραπάνω ατόμων.





Διάγραμμα μονάδας i-Light (σελίδα 3)

- | | |
|---|--|
| A Μονάδα χειρός | J Διακόπτης ρεύματος |
| B Πλήκτρο έκλαμψης | K Υποδοχή ρεύματος |
| C Αισθητήρας επαφής δέρματος | L Πλήκτρο επιλογής βαθμού έντασης |
| D Παράθυρο έκλαμψης | M Οθόνη επιλογής βαθμού έντασης |
| E Κώνος μύτης | N Επιλογή λειτουργίας έκλαμψης |
| F Πλήκτρα αποδέσμευσης κώνου μύτης | O Οθόνη επιλογής λειτουργίας έκλαμψης |
| G Φυσίγγιο λυχνίας | P Οθόνη ένδειξης κατάστασης λυχνίας |
| H Καλώδιο εξαρτήματος χειρός | Q Καλώδιο ρεύματος |
| I Μονάδα βάσης i-Light | R Πανί χωρίς χνούδι |

Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της νέας σας συσκευής i-Light.

Παράθυρο έκλαμψης (εικ. 1-D)

Το παράθυρο έκλαμψης είναι ένα γυάλινο τζάμι με ενσωματωμένη προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία που επιτρέπει σε συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός να διέλθουν από τη μονάδα χειρός στο δέρμα σας και στα τριχοθυλάκια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγχετε πάντα το παράθυρο έκλαμψης πριν τη χρήση προκειμένου να διασφαλίσετε πως δεν υφίσταται βλάβη στο φακό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα καθαρίζετε το παράθυρο έκλαμψης πριν τη χρήση με το παρεχόμενο πανί χωρίς χνούδι, προκειμένου να διασφαλίσετε πως δεν υπάρχει λάδι ή σκόνη στο φακό.

Αισθητήρας επαφής δέρματος (εικ. 1-C)

Ο αισθητήρας επαφής δέρματος είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας που αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή ο αισθητήρας επαφής δέρματος πρέπει να πιεστεί πλήρως στο δέρμα.



Πλήκτρο έκλαμψης (εικ. 1- B)

Το πλήκτρο έκλαμψης βρίσκεται στη μονάδα χειρός. Για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία έκλαμψης βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως και πιέστε το πλήκτρο έκλαμψης.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης λυχνίας (εικ. 1-P)

Η συσκευή είναι έτοιμη να εκπέμψει όταν η οθόνη ένδειξης της κατάστασης της λυχνίας γίνει πράσινη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλήκτρο έκλαμψης **ΚΑΙ** ο αισθητήρας επαφής δέρματος **δεν** εφάπτεται πλήρως ή η οθόνη ένδειξης κατάστασης της λυχνίας **δεν** είναι **φωτισμένη**, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (μπιπ).

Όταν η οθόνη ένδειξης κατάστασης της λυχνίας ανάψει κίτρινη, υπάρχουν ακόμα 150 εκλάμψεις στη λυχνία έκλαμψης. Όταν η οθόνη ένδειξης κατάστασης της λυχνίας γίνει κίτρινη, το φυσιγγίο της λυχνίας έχει τελειώσει, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί πλέον. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να αντικαταστήσετε το φυσιγγίο της λυχνίας.

Πλήκτρα αποδέσμευσης κώνου μύτης (εικ. 1-F)

Πιέστε και τα δύο πλήκτρα και τραβήξτε απαλά για να αφαιρέσετε τον κώνο μύτης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: να βεβαιώνεστε **ΠΑΝΤΑ** πως η μονάδα είναι **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ** (στη θέση OFF) και το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τον κώνο μύτης. Εάν ο κώνος μύτης αφαιρεθεί όταν η συσκευή είναι **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ** (ON) θα αναβοσβήσουν όλες οι φωτεινές ενδείξεις στη μονάδα βάσης και θα ηχήσουν ηχητικά σήματα (μπιπ).



**Φυσίγγιο φωτός (εικ. 1-G)**

Κάθε φυσίγγιο φωτός έχει διάρκεια ωφέλιμης ζωής 1500 εκλάμψεων. Όταν χρησιμοποιηθούν όλες οι εκλάμψεις, το φυσίγγιο πρέπει να αντικαθίσταται. Μοντέλο ανταλλακτικού: SP-IPL

Επιλογής βαθμού έντασης (εικ. 1-L)

Η συσκευή i-Light διαθέτει 5 επίπεδα έντασης. Το επίπεδο 1 είναι η χαμηλότερη ρύθμιση και το επίπεδο 5 είναι η υψηλότερη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε πάντα το υψηλότερο επίπεδο έντασης που δεν προκαλεί ενόχληση στο δέρμα. Για να διαπιστώσετε το χρησιμοποιούμενο επίπεδο έντασης, παρατηρήστε τον αριθμό των φώτων που εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής επιπέδου έντασης.

Η συσκευή i-Light θα επιλέγει αυτόματα το επίπεδο έντασης 1 κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται (στη θέση ON). Για να αλλάξετε επίπεδο έντασης πιάστε το πλήκτρο επιλογής επιπέδου έντασης.

Επιλογή Λειτουργίας Έκλαμψης (εικ. 1-N)

Η συσκευή i-Light διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία μονής έκλαμψης και λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων. Η συσκευή i-Light θα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία μονής έκλαμψης κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται (στη θέση ON).

Λειτουργία Μονής Έκλαμψης: η συσκευή i-Light θα εκπέμψει μία φορά όταν πιεστεί το πλήκτρο έκλαμψης ΚΑΙ ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται στο δέρμα.
Λειτουργία Πολλαπλών Εκλάμψεων: η συσκευή i-Light θα εκπέμψει μία φορά ανά δύο δευτερόλεπτα όταν πιεστεί το πλήκτρο έκλαμψης ΚΑΙ ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως στο δέρμα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων πιάστε το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής. Η οθόνη επιλογής της λειτουργίας πολλαπλών εκλάμψεων θα φωτιστεί. Πιάστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων και να επιστρέψετε στη λειτουργία μονής έκλαμψης.






Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light στο δέρμα σας (εικ. 5)

1. Διαβάστε την ενότητα Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα Ασφαλείας
2. Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της συσκευής i-Light.
3. Συμβουλευθείτε τον πίνακα δερματικών αποχρώσεων για να βεβαιωθείτε ότι η απόχρωση της επιδερμίδας σας βρίσκεται στο αποδεκτό εύρος.
4. Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light σε ένα μικρό σημείο δέρματος και περιμένετε 48 ώρες προκειμένου να βεβαιωθείτε πως δεν θα σημειωθούν δυσμενείς αντιδράσεις.

5]




Δοκιμάστε την/τις επιθυμητές περιοχές του σώματος με τη συσκευή i-Light

Προετοιμασία του δέρματος για την εφαρμογή

1. Βεβαιωθείτε πως η περιοχή εφαρμογής είναι καθαρή και δεν έχει 6] λάδια, αποσμητικά, άρωμα, μέικαπ, λοσιόν και κρέμες. Ξυρίστε τις τρίχες στην περιοχή εφαρμογής.
2. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κεριά, προϊόντα εκρίζωσης της τρίχας όπως αποτριχωτικές μηχανές για να αφαιρέσετε τις τρίχες γιατί αυτά αντιδρούν ανασταλικά στη διαδικασία IPL.

Προετοιμασία της συσκευής για την εφαρμογή

3. Ξετυλίξτε το καλώδιο της μονάδας χειρός από τη μονάδα βάσης του i-Light και τοποθετήστε τη μονάδα χειρός στην προβλεπόμενη υποδοχή. Βρείτε το διακόπτη ενεργοποίησης και βεβαιωθείτε πως η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF). Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην προβλεπόμενη υποδοχή της μονάδας βάσης του i-Light. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Ενεργοποιήστε (στη θέση ON) το διακόπτη (εικ. 6)
4. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης. Εάν το επιθυμείτε, επιλέξτε την λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (εικ. 7).





Αποτρίχωση επιθυμητών περιοχών με τη συσκευή

Λειτουργία μονής έκλαμψης ή i-Light

1. Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός του i-Light στο δέρμα σας έτσι ώστε το παράθυρο έκλαμψης να εφάπτεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας σας (εικ. 8).
2. Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως και η οθόνη της ένδειξης κατάστασης λυχνίας είναι φωτισμένη.
3. Πιέστε το πλήκτρο έκλαμψης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (εικ. 9).
4. Μετακινήστε τη μονάδα χειρός σε άλλη περιοχή εφαρμογής και επαναλάβετε τα βήματα 1-3 (εικ. 10).



Αποτρίχωση επιθυμητών περιοχών με τη συσκευή i-Light

Λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων

1. Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός του i-Light στο δέρμα σας έτσι ώστε το παράθυρο έκλαμψης να εφάπτεται στην επιφάνεια της επιδερμίδας σας (εικ. 8).
2. Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως και η οθόνη της ένδειξης κατάστασης λυχνίας είναι φωτισμένη.
3. Πιέστε ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΠΑΘΗΜΕΝΟ το πλήκτρο έκλαμψης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (εικ. 9).
4. Αμέσως μετά την έκλαμψη σύρετε τη μονάδα χειρός σε άλλο σημείο. Μετά από μία σύντομη καθυστέρηση (περίπου 2 δευτερολέπτων) 10] η συσκευή θα φωτιστεί ξανά (εικ. 10).

9]



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων ο αισθητήρας επαφής δέρματος ΚΑΙ το πλήκτρο έκλαμψης πρέπει να παραμένουν σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Εάν κάποιο από τα δύο σταματήσει να εφάπτεται με το δέρμα η συσκευή δε θα λειτουργήσει. Για να ξαναρχίσετε την εφαρμογή επαναλάβετε τα βήματα 1-4.



Κατά την λειτουργία πολλαπλών εκλάμψεων η οθόνη ένδειξης κατάστασης λυχνίας θα παραμένει αναμμένη όσο ο αισθητήρας επαφής δέρματος και το πλήκτρο έκλαμψης εφάπτονται στο δέρμα.

Γνωρίστε το i-Light

GR

REMINGTON





Συμβουλές για την εφαρμογή

- Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφεύγετε την επικάλυψη των εκλάμψεων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έκθεση σε περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται για να εμποδιστεί η ανάπτυξη της τρίχας. Επίσης διασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση του φυσικίγγιου φωτός.
- Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε πάντα το υψηλότερο επίπεδο έντασης που δεν προκαλεί ενοχλήσεις στο δέρμα. Το επίπεδο που χρησιμοποιείτε πρέπει να δημιουργεί θερμή αίσθηση στο δέρμα σας, αλλά ποτέ δεν πρέπει να προκαλεί ενόχληση.
- Γενικώς, τα βέλτιστα αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται με μία μόνο χρήση. Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλάβετε τη χρήση όταν διαπιστώσετε πως οι τρίχες αρχίζουν να αναπτύσσονται ξανά. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το άτομο, ωστόσο οι περισσότεροι θα πρέπει να επαναλάβουν την εφαρμογή στις περιοχές κάθε δύο εβδομάδες για τρεις εφαρμογές, έως ότου να σημειωθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Ίσως να παρατηρήσετε ότι οστεώδεις περιοχές όπως οι αγκώνες, επιγοναντίδες, και αστράγαλοι είναι πιο ευαίσθητες κατά την εφαρμογή. Αυτό είναι κανονικό και δεν πρέπει να σας ανησυχήσει. Προκειμένου να αποφύγετε αυτήν την ευαισθησία προσπαθείτε να τεντώνετε το δέρμα απομακρύνοντας το από την οστεώδη περιοχή κατά την εφαρμογή.

Φροντίδα μετά την εφαρμογή

Μετά την εφαρμογή ενδεχομένως να παρατηρήσετε έναν ελαφρύ ερεθισμό ή μία αίσθηση θερμότητας στο δέρμα σας. Αυτό είναι κανονικό και γρήγορα θα εξαφανιστεί. Για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματός σας μετά τη χρήση, λάβετε τα εξής προληπτικά μέτρα:

- Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Προστατεύετε το δέρμα σας με αντηλιακό με δείκτη προστασίας SPF 30 για δύο εβδομάδες μετά από κάθε εφαρμογή.
- Μετά την εφαρμογή, διατηρείτε την περιοχή καθαρή και πίνετε άφθονο νερό για να κρατήσετε το δέρμα σας ενυδατωμένο.
- Μην φέρεστε άγρια στην περιοχή εφαρμογής.
- Μην κάνετε θερμό μπάνιο, ντους ή αμλόλουτρο και σάουνα για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
- Μην κολυμπήσετε για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
- Μην λάβετε μέρος σε αθλήματα που περιλαμβάνουν την επαφή με άλλους για 24 ώρες μετά τη χρήση.
- Μην φοράτε εφαρμοστά ρούχα στην περιοχή εφαρμογής.
- Μην επιμηκύνετε την έκθεση στον ήλιο κάνοντας ηλιοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σολάριουμ ή προϊόντα αυτομαυρίσματος για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους αποτρίχωσης (κερί, εκρίζωση, σπειροειδείς μηχανές ή κρέμες) κατά την εφαρμογή - το ξύρισμα είναι αποδεκτό στο μέτρο που αποφεύγετε να ξυρίζετε την περιοχή για 24 ώρες μετά από κάθε εφαρμογή.





- Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικές κρέμες ή προϊόντα που περιέχουν άρωμα για 24 ώρες μετά από την εφαρμογή.
- Μην ξύνετε ή τσιμπάτε την περιοχή εφαρμογής.

Καθαρισμός της συσκευής i-Light

- ▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** πριν καθαρίσετε το i-Light σας, βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (στη θέση OFF) και το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την μονάδα βάσης.
- Ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη διασφάλιση των βέλτιστων αποτελεσμάτων και στη μακρά διάρκεια ζωής της συσκευής i-Light. Η εξωτερική επιφάνεια της μονάδας βάσης και της μονάδας χειρός μπορεί να καθαρίζεται με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.
- Για τον καθαρισμό του παραθύρου έκλαμψης, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το πανί χωρίς χνούδι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής i-Light. Προσέξτε ώστε να μην προκληθούν αμυχές ή ρήγματα στο παράθυρο έκλαμψης. Αμυχές και ρήγματα ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της μονάδας.
- Για επίμονες κηλίδες, χρησιμοποιείτε ένα νοτισμένο βαμβακερό σφουγγαράκι για να απλώσετε μία μικρή ποσότητα νερού στο παράθυρο έκλαμψης και καθαρίστε το με το παρεχόμενο στη συσκευασία πανί χωρίς χνούδι.
- Χρησιμοποιείτε ένα μικρό ηλεκτρικό σκουπάκι αναρρόφησης για να απομακρύνετε σκόνες και αποθέσεις από τις οπές εξαερισμού της μονάδας χειρός.

▲ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν το παράθυρο έκλαμψης έχει ραγίσει ή σπάσει, η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Ποτέ μην ξύνετε το γυαλί διήθησης ή την μεταλλική επιφάνεια στο εσωτερικό του κώνου μύτης.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το i-Light είναι μια συσκευή υψηλής τάσης. Ποτέ μην την βυθίζετε σε νερό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη μονάδα ή οποιοδήποτε εξάρτημά της στη βρύση ή στο πλυντήριο πιάτων.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που έχουν ως βάση το πετρέλαιο ή εύφλεκτα συστατικά εξαπίας του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πανιά άγριας υφής, διαβρωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως λάδι ή ασετόν για να καθαρίσετε τη μονάδα.

Καθαρισμός της συσκευής σας

GR

REMINGTON





Συντήρηση της συσκευής i-Light

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν εκτελέσετε τις εργασίες συντήρησης στη συσκευή i-Light βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (στη θέση OFF) και το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από τη μονάδα βάσης.

Αντικατάσταση λυχνίας

1. Πιέστε τα πλήρητα αποδέσμευσης του κώνου μύτης και τραβήξτε απαλά για να αφαιρέσετε τον κώνο μύτης.
2. Τραβήξτε απαλά το παλιό φυσιγγίο λυχνίας.
3. Αντικαταστήστε το με το νέο φυσιγγίο λυχνίας. Μοντέλο ανταλλακτικού: SP-IPL

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αντικατάσταση του φυσιγγίου της λυχνίας, μην αγγίζετε απευθείας τις λυχνίες έκλαμψης, γιατί αυτό αφήνει λάδια και υπολείμματα. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να μειώσει την αποτελεσματικότητα των λυχνιών ή να προκαλέσει ρήξη τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

4. Τοποθετήστε τον κώνο μύτης στη θέση του, βεβαιωθείτε για τη σωστή εφαρμογή του.

Φύλαξη

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει για 10 λεπτά πριν την αποθηκεύσετε.
- Φυλάσσετε τη μονάδα σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 35° C.

Αποκατάσταση προβλημάτων

Πάντα διαβάστε πλήρως τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το i-Light.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το i-Light συμβουλευθείτε τον προκείμενο οδηγό αποκατάστασης βλαβών, καθώς η εν λόγω ενότητα αφορά τα πλέον κοινά προβλήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε με το i-Light.

Εάν ακολουθήσατε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα αυτή και συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.

Γυρίζω το διακόπτη στη θέση ON (ενεργοποίησης), αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε πως η μονάδα έχει συνδεθεί σε μια πρίζα που λειτουργεί.
- Δοκιμάστε σε άλλη πρίζα.

Η μονάδα φαίνεται πως έχει ρωγμές ή έχει σπάσει.

- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί φθορές. Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς τη χρήση της μονάδας, διακόψτε την χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.





Ενεργοποιήσα τη μονάδα (στη θέση ON) αλλά δεν μπορώ να αυξήσω την ένταση του φωτός.

- Προσπαθήστε να επαναρυθμίσετε τη μονάδα απενεργοποιώντας την και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λυχνίας ανάβει πράσινη αλλά η μονάδα δεν εκπέμπει εκλάμψεις όταν το πλήκτρο είναι πιεσμένο.

- Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας επαφής δέρματος εφάπτεται πλήρως με το δέρμα.
- Προσπαθήστε να επαναρυθμίσετε τη μονάδα απενεργοποιώντας την και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Διαπιστώνω μια περίεργη οσμή.

- Βεβαιωθείτε πως η περιοχή είναι εντελώς ξυρισμένη πριν αρχίσετε την εφαρμογή.

Οι περιοχές εφαρμογής γίνονται κόκκινες μετά την εφαρμογή.

- Αυτό είναι κανονικό και η ερυθρότητα θα υποχωρήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιείτε χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.

Δεν διαπίστωσα ικανοποιητικά αποτελέσματα ή οι τρίχες άρχισαν να αναπτύσσονται ξανά.

- Οι τρίχες ενδέχεται να αναπτυχθούν ξανά μετά από την πρώτη εφαρμογή. Αυτό είναι απόλυτα κανονικό. Για βέλτιστο αποτέλεσμα επαναλάβετε την εφαρμογή όταν διαπιστώσετε πως οι τρίχες αναπτύσσονται ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί στιγμιαία (για περίπου 40 δευτερόλεπτα) για να κρυώσει. Όταν η συσκευή κρυώσει θα είναι πάλι έτοιμη προς χρήση.

Ενδείξεις LED & ηχητικά σήματα

Ένδειξη LED έντασης/λειτουργίας εκλάμψης	Ένδειξη
Όλες οι επιλεγμένες ενδείξεις LED αναβοσβήνουν	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί και έχει απενεργοποιηθεί στιγμιαία προκειμένου να κρυώσει.
Οι ενδείξεις LED έντασης αναβοσβήνουν σε σειρά	Η συσκευή δυσλειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, η συσκευή πρέπει να επιστραφεί για επισκευή.





Όλες οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν με ηχητικό προειδοποιητικό σήμα	Ο κώνος μύτης έχει αφαιρεθεί ή δεν εφαρμόζει σωστά.
Ηχητικά σήματα	Ένδειξη
Μη πλήρης επαφή	Πατήθηκε το πλήκτρο έκλαμψης ενόσω ο αισθητήρας επαφής δέρματος δεν εφάπτονταν πλήρως.
Αντικατάσταση φυσιγγίου φωτός	Το φυσιγγίο φωτός λείπει ή πρέπει να αντικατασταθεί.
Εμπλοκή αισθητήρα επαφής	Πατήθηκε το πλήκτρο έκλαμψης μετά από την στιγμή που ο αισθητήρας επαφής βρισκόταν στην μονάδα και είχε τεθεί σε λειτουργία. Ενδεχόμενη εμπλοκή αισθητήρα επαφής.

Συχνές ερωτήσεις (www.remington-ilight.com)

E. Τι είναι το i-Light; Τι είναι το έντονο παλμικό φως (Intense Pulse Light-IPL);

A. Το έντονο παλμικό φως (IPL) λειτουργεί ανακατευθύνοντας έναν εξαιρετικά σύντομο, έντονο παλμό διηθημένου φωτός μέσα στο δέρμα. Το φως απορροφάται από τις χρωστικές ουσίες στο εσωτερικό και γύρω από την τρίχα και αδρανοποιεί προσωρινά το τριχοφυλάκιο εμποδίζοντας την εκ νέου ανάπτυξη της τρίχας.

E. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το i-Light;

A. Άντρες και γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιούν το i-Light για να αφαιρούν ανεπιθύμητες τρίχες σε οποιοδήποτε σημείο χαμηλότερα του λαιμού. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για άτομα με ανοιχτή έως μέση δερματική απόχρωση και σκούρες τρίχες. Η χρήση του είναι ασφαλής μόνο στις δερματικές αποχρώσεις του λευκού, εβένινου, σκούρου καφέ, μπτεζ, και ανοιχτού καφέ. Η χρήση του είναι ασφαλής σε μελαχρινό φυσικό χρώμα μαλλιών συμπεριλαμβανομένου του μαύρου, σκούρου καφέ και μέτριου καφέ.

E. Σε ποιες περιοχές του σώματός μου μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light;

A. Το i-Light είναι σχεδιασμένο για χρήση σε περιοχές χαμηλότερες του λαιμού, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, των χεριών, της γραμμής του μπικίνι, των μπράτσων, του στήθους και της πλάτης.

E. Τι μπορώ να περιμένω από το i-Light;

A. Το i-Light προσφέρει ασφαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση επαγγελματικού επιπέδου με χρήση της τεχνολογίας IPL.

E. Ποιους κίνδυνους ενέχει η χρήση του i-Light; Είναι ασφαλές;

A. Το i-Light είναι ασφαλές ως προς τη χρήση του, ωστόσο όπως και με κάθε ηλεκτρονική συσκευή είναι σημαντικό να διαβάσετε και τηρήσετε τις οδηγίες λειτουργίας.



**Ε. Πόσο συχνά θα πρέπει να χρησιμοποιώ το i-Light;**

A. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το i-Light όποτε διαπιστώσετε πως η τρίχα αρχίζει να αναπτύσσεται ξανά.

Ε. Πόσο διαρκούν οι εφαρμογές;

A. Ο χρόνος διαφέρει αναλόγως του μεγέθους της περιοχής εφαρμογής, όμως μία πλήρης αποτρίχωση ενός ποδιού δεν διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.

Ε. Πότε θα αρχίσω να βλέπω αποτελέσματα;

A. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. Μερικές φορές η τρίχα φαίνεται πως αναπτύσσεται πάλι μετά την εφαρμογή, όμως πολλές από αυτές τις τρίχες θα αρχίσουν να πέφτουν μετά από δυο εβδομάδες.

Η τρίχα αναπτύσσεται σε έναν κύκλο 3 διαφορετικών φάσεων συνολικής διάρκειας 18-24 μηνών. Μόνον οι τρίχες που βρίσκονται στη φάση αναγέννησης επιδέχονται εφαρμογής, και για αυτόν το λόγο απαιτούνται πολλές εφαρμογές για βέλτιστα αποτελέσματα. Γενικά, τα αποτελέσματα είναι ορατά μέσα σε λίγες εβδομάδες από την πρώτη εφαρμογή. Η συνεχής, τακτική εβδομαδιαία (ή κάθε 2 εβδομάδες για τρεις εφαρμογές) χρήση θα επιτύχει καλά αποτελέσματα εντός 6 έως 12 εβδομάδων (η πιο σκούρα δερματική απόχρωση ενδεχομένως να απαιτήσει περισσότερο χρόνο).

Ε. Γιατί οι τρίχες μου αναπτύσσονται παρά τις εφαρμογές;

A. Η τρίχα συνεχίζει να αναπτύσσεται για έως και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή, διάστημα στο οποίο θα παρατηρήσετε ότι οι τρίχες θα αρχίσουν να πέφτουν. Μια άλλη αιτία για συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τρίχας μπορεί να είναι η μη κάλυψη μιας περιοχής κατά την εφαρμογή. Συνέχισε τις εφαρμογές στην περιοχή όποτε παρατηρήσετε την τρίχα να αναπτύσσεται εκ νέου.

Ε. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο;

A. Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί την παρουσία υψηλών επιπέδων μελανίνης και εκθέτει το δέρμα σε μεγαλύτερο ενδεχόμενο κίνδυνο εμφάνισης εγκαυμάτων ή φουσκάλων.

Ε. Ποιες είναι οι αντενδείξεις κατά της χρήσης του i-Light;

A. Ορισμένοι όροι ενδεχομένως τη δυνατότητα χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την ενότητα Προειδοποιήσεις και Προληπτικά Μέτρα Ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το i-Light.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστώ τη λυχνία;

A. A. Η λυχνία πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 1500 εκλάμψεις. Το ενδεικτικό φωτάκι κατάστασης της λυχνίας θα ανάβει πράσινο για τις πρώτες 1350 εκλάμψεις της διάρκειας ζωής του φυσιγγίου. Θα αλλάξει σε κίτρινο προκειμένου να σας προειδοποιήσει πως παραμένουν μόνο 150 εκλάμψεις. Όταν το φως αρχίσει να αναβοσβήνει ο χρόνος ζωής του φυσιγγίου έχει τελειώσει και πρέπει να αντικαταστήσετε τη λυχνία.

Μοντέλο ανταλλακτικού: SP-IPL**Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light στο πρόσωπο μου;**

A. Όχι. Το i-Light δεν συνιστάται για χρήση στο πρόσωπο ή στο λαιμό.

Ε. Πώς πρέπει να φροντίζω τις περιοχές μετά την εφαρμογή;

A. Αποφεύγετε την έκθεση χωρίς προστασία των περιοχών εφαρμογής στον ήλιο.



**Ε. Θα πρέπει να περιορίσω τις συνήθειες δραστηριότητες μου μετά τη χρήση του i-Light;**

Α. Δεν είναι απαραίτητο να περιορίσετε τις κανονικές σας δραστηριότητες μετά την εφαρμογή υπό την προϋπόθεση πως δεν θα παρουσιαστούν μη κανονικές επιπλοκές. Συνιστάται η εφαρμογή να πραγματοποιείται πριν την βραδινή κατάκλιση έτσι ώστε ενδεχόμενη ερυθρότητα του δέρματος να έχει υποχωρήσει έως το πρωί.

Ε. Είναι το i-Light επικίνδυνο για το δέρμα μετά από μακροχρόνια χρήση;

Α. Δεν έχουν αναφερθεί κανενός είδους παρενέργειες ή δερματικές βλάβες από τη μακροχρόνια χρήση έντονου παλμικού φωτός.

Ε. Πόσο συχνά θα πρέπει να πραγματοποιώ εφαρμογές με το i-Light;

Α. Ένα διάστημα 2 εβδομάδων για την πρώτη εφαρμογή έχει αποδειχθεί ως το πλέον αποτελεσματικό για τη μείωση της τριχοφυΐας. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σε μια περιοχή στο πλαίσιο μιας συνεδρίας πρέπει να αποφεύγεται, αφού δε θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αλλά θα αυξήσει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light εάν έχω ξανθές, κόκκινες, γκριζές ή λευκές τρίχες;

Α. Το i-Light λειτουργεί καλύτερα σε πιο σκούρες τρίχες γιατί περιέχουν περισσότερη μελανίνη, τη χρωστική ουσία που προσδίδει στην τρίχα και στο δέρμα το χρώμα του. Η μελανίνη απορροφά την ενέργεια του φωτός που χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή με το i-Light. Οι μαύρες και οι σκουρόχρωμες καφέ τρίχες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Οι καφές και οι ανοιχτόχρωμες καφέ τρίχες ανταποκρίνονται επίσης, όμως κατά κανόνα απαιτούν περισσότερες εφαρμογές. Οι κόκκινες τρίχες ενδεχομένως να επιδείξουν κάποια ανταπόκριση. Οι λευκές, γκρι ή οι ξανθές συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις εφαρμογές με το i-Light, αν και ορισμένοι χρήστες ανέφεραν αποτελέσματα μετά από πολλαπλές εφαρμογές.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light εάν έχω ένα φυσικό σκούρο δέρμα;

Α. Όχι. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για να αντιδρά με το σκούρα χρωστική ουσία της τρίχας. Ως εκ τούτου, το σκούρο καφέ και μαύρο δέρμα μπορούν να απορροφήσουν υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ενέργειας (θερμότητας) από τη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει δερματικές βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε το i-Light σε φυσικά σκούρο δέρμα, καθώς αυτό περιέχει πολλή μελανίνη. Η εφαρμογή του i-Light σε σκούρο δέρμα μπορεί να επιφέρει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλοιώσεις (υπερχρωση ή υποχρωση).

Εξετάστε τον πίνακα δερματικών αποχρώσεων στη σελίδα 3 προκειμένου να διαπιστώσετε εάν το i-Light είναι κατάλληλο για εσάς.

Ε. Χρειάζομαι προστατευτικό ματιών καθ' όσο χρησιμοποιώ το i-Light;

Α. Όχι, δεν είναι επιβλαβές για τα μάτια, εκτός από την περίπτωση που κατευθυνθεί στο πρόσωπο. Το i-Light διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο αποτρέπει ακούσια εκλάμψη όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα. Η μικρή ποσότητα φωτός που εκπέμπεται κατά την εφαρμογή είναι ανάλογη της φλας μιας φωτογραφικής μηχανής και δεν είναι επιβλαβής για τα μάτια, εκτός από την περίπτωση που κατευθυνθεί στο πρόσωπο.

Ε. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light εάν είμαι έγκυος ή θηλάζω;

Α. Όχι. Το i-Light δεν έχει δοκιμαστεί σε έγκυες γυναίκες, ως εκ τούτου δεν συνιστούμε τη χρήση του εάν εγκυμονείτε ή θηλάζετε. Ορμονικές μεταβολές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθησία και τον ενδεχόμενο κίνδυνο τραυματισμού του δέρματος.





Ενδεδειγμένες δερματικές αποχρώσεις, Πίνακας δερματικών αποχρώσεων – Τύποι δέρματος Fitzpatrick 1 – 4

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα τύπων δέρματος για αυτοαξιολόγηση, αθροίζοντας τη βαθμολογία από κάθε μία από τις ερωτήσεις που απαντήσατε. Στο τέλος υπάρχει μια κλίμακα που παρέχει ένα εύρος για κάθε μία από τις 6 κατηγορίες τύπων δέρματος. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να διαπιστώσετε σε ποιον τύπο δέρματος ανήκετε.

Γενετική προδιάθεση

Βαθμολογία	0	1	2	3	4
Τι χρώμα είναι τα μάτια σας;	Ανοιχτόχρωμο μπλε, γκρι, πράσινο	Μπλε, γκρι ή πράσινο	Μπλε	Σκούρο καφέ	Καφε-μαύρο
Ποιο είναι το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας;	Καστανό	Ξανθό	Καστανό σκούρο ξανθό	Σκούρο καφέ	Μαύρο
Τι χρώμα είναι το δέρμα σας (οι μη εκτεθειμένες περιοχές);	Πυρόξανθο	Πολύ ωχρο	Ωχρο με μπλεζ απόχρωση	Ανοιχτό καφέ	Σκούρο καφέ
Έχετε κηλιδώσεις σε μη εκτεθειμένες περιοχές;	Πολλές	Αρκετές	Λίγες	Τυχαίες	Καμία

Γενική βαθμολογία γενετικής προδιάθεσης: _____

REMINGTON | Ο πίνακας τύπων δέρματος Fitzpatrick

GR





αντίδρασης στην έκθεση στον ήλιο

Βαθμολογία	0	1	2	3	4
Τι συμβαίνει όταν παραμείνετε στον ήλιο για μεγάλο διάστημα;	Εμφανίζεται επιπόνη ερυθρότητα, φουσκάλες, ξεφλούδισμα	Εμφανίζει φουσκάλες και μετά ξεφλουδίζει	Καίγεται ορισμένες φορές και ξεφλουδίζει	Καίγεται σπάνια	Δεν καίγεται ποτέ
Σε ποιο βαθμό μαυρίζετε;	Δύσκολα ή καθόλου	Ελαφρύ μαύρισμα	Μέτριο μαύρισμα	Μαυρίζει πολύ εύκολα	Γίνεται σκούρο καφέ γρήγορα
Μαυρίζετε μέσα σε λίγες ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο;	Ποτέ	Σπάνια	Ορισμένες φορές	Συχνά	Πάντα
Πώς αντιδρά το πρόσωπό σας στον ήλιο;	Πολύ ευαίσθητο	Ευαίσθητο	Κανονικό	Πολύ ανθεκτικό	Ποτέ δεν είχα πρόβλημα

Συνολική βαθμολογία αντίδρασης στην έκθεση στον ήλιο: ____





Συνολική βαθμολογία συμπεριφοράς μαυρίσματος

Βαθμολογία	0	1	2	3	4
Πότε εκθέσατε το σώμα σας στον ήλιο τελευταία φορά (ή χρησιμοποιήσατε σολάριουμ / κρέμα μαυρίσματος);	Πριν από περισσότερους από 3 μήνες	Πριν από 2-3 μήνες	Πριν από 1-2 μήνες	Πριν από λιγότερο από ένα μήνα	Πριν από λιγότερες από 2 εβδομάδες
Εκθέσατε την περιοχή προς εφαρμογή στον ήλιο;	Ποτέ	Σπάνια	Μερικές φορές	Συχνά	Πάντα

Συνολική βαθμολογία συμπεριφοράς μαυρίσματος: _____

Αθροίστε τις συνολικές βαθμολογίες από κάθε μία από τις τρεις ενότητες για να διαπιστώσετε τη βαθμολογία του δερματικού σας τύπου.

REMINGTON® Ο πίνακας τύπων δέρματος Fitzpatrick

GR





Βαθμολογία Τυπολογίας Δέρματος – Τύπος Δέρματος Fitzpatrick

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
άνω των 30	V-VI

Μη χρησιμοποιείτε το i-Light

ΤΥΠΟΣ 1: Δέρμα με υψηλή ευαισθησία, καίγεται πάντα, δεν μαυρίζει ποτέ.
Παράδειγμα: κόκκινα μαλλιά με φακίδες

ΤΥΠΟΣ 2: Δέρμα πολύ ευαίσθητο στον ήλιο, καίγεται εύκολα, μαυρίζει ελάχιστα.
Παράδειγμα: ανοιχτόδερμοι, ξανθοί καυκάσιοι

ΤΥΠΟΣ 3: Δέρμα ευαίσθητο στον ήλιο, ενίοτε καίγεται, αποκτά αργά ένα ελαφρύ καφέ χρώμα.
Παράδειγμα: σκούροι καυκάσιοι

ΤΥΠΟΣ 4: Δέρμα ελάχιστα ευαίσθητο στον ήλιο, καίγεται ελάχιστα, πάντοτε αποκτά μέτριο καφέ μαύρισμα.
Παράδειγμα: καυκάσιοι μεσογειακού τύπου, ορισμένοι λατινοαμερικάνοι

ΤΥΠΟΣ 5: Δέρμα μη ευαίσθητο στον ήλιο, καίγεται σπάνια, μαυρίζει πολύ.
Παράδειγμα: ορισμένοι λατινοαμερικάνοι, ορισμένοι αφρικανοί

ΤΥΠΟΣ 6: Δέρμα μη ευαίσθητο στον ήλιο, δεν καίγεται ποτέ, βαθιά
Παράδειγμα: σκούροι αφρικανοί





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η ανακύκλωσή του μπορεί να γίνεται στο Remington® Service Centre ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση βλέπε

www.remington-europe.com

www.remington-ilight.com



ΣΕΡΒΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και δεν έχει ελαττώματα. Εγγυόμαστε για αυτό το προϊόν ότι δεν θα παρουσιάσει βλάβες λόγω ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής για περίοδο 2 ετών από την πραγματική ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή. Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης, θα επιδιορθώσουμε οποιαδήποτε βλάβη ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν ή οποιοδήποτε μέρος του χωρίς χρέωση, εφόσον υπάρχει η απόδειξη αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει παράταση της περιόδου της εγγύησης. Για θέματα εγγύησης απλά καλέστε το Κέντρο Σέρβις της REMINGTON® στην περιοχή σας.

Αυτή η εγγύηση καλύπτει και συμπληρώνει τα κανονικά νόμιμα δικαιώματά σας.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες πωλείται το προϊόν μας από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η εν λόγω εγγύηση δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση λυχνιών, οι οποίες είναι αναλώσιμα εξαρτήματα.

Επίσης δεν καλύπτει βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, κακής χρήσης, μετατροπής του προϊόντος ή χρήσης αντίθετα προς τις τεχνικές οδηγίες ή/και οδηγίες ασφαλείας που απαιτούνται. Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύσει, αν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο από εμάς άτομο.

Απόρριψη / Σέρβις και Εγγύηση

REMINGTON®

GR



INTERNATIONAL SERVICE CENTRE

► GERMANY
► BENELUX
► FRANCE
► ITALY
► SCANDINAVIA
► AUSTRIA
► SWITZERLAND

Central Europe

☎ 00800 / 821 700 821

Mo-Fr: 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)
E-Mail: service@remington-europe.com
www.remington-europe.com

► SPAIN

☎ +34 902 10 45 17; 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)
☎ +34 932 070 166 (Información al consumidor final)

► PORTUGAL

☎ +351 299 942 915;
renase@presat.net

► MALTA

☎ Tel. +356 21 664488

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way, Tarxien Road, Luqa LQA 1814, www.millermalta.com

► UNITED KINGDOM

☎ Tel. +44 0800 212 438 (free call)

Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failssworth, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk

► ČESKÁ REPUBLIKA

☎ Tel. +420 487 754 605

VARTA Baterie spol. s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lipa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com

► IRELAND

☎ Tel. +353 (0) 1 460 4711

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

► MAGYARORSZÁG

☎ Tel. +36 1 3300 404

Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu

► POLSKA

☎ Tel. +48 22 328 11 50

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com

► РОССИЯ

☎ Тел. 8 800 100 8011

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ, 115201, Москва, 1-й Варшавский проезд д.1а, стр.3, www.remington-europe.com

► TÜRKİYE

☎ Tel. +90 212 659 01 24

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstoc 25.Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4, 34217, Mahmutbey/İstanbul, TÜRKİYE, Fax +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com

► U.A.E.

☎ Tel. +971 4 355 5474

V.R.Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., www.remington-europe.com

► CROATIA

☎ Tel. +385 12481111

Alica Zagreb d.o.o., Zlatnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com

► CYPRUS

☎ Tel. +357 24-532220

Theaco Traders Ltd, Eleftherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus, www.remington-europe.com

► ROMANIA

☎ Tel. +40 21 411 92 23

Best Expert Service Jak SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

► SLOVENIA

☎ Tel. +386 (0) 1 561 66 30

Jezek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24. Junija 21, 1231 LJUBLJANA - Črnuče, Republika Slovenija, www.remington-europe.com

► GREECE

☎ Tel. +30 210 94 10 699

D. & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str., www.remington-europe.com



12/INT/PL4000 Version 01/12 Part No. T22-33174

REMINGTON® Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Germany

www.remington-europe.com

© 2011 SBI

Customer Service Information

REMINGTON

220~240V, 50/60 Hz Noise level ≤ 75dB

