



REMINGTON®

i-LIGHT® PRO

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) HAIR REMOVAL



IPL6000



SKIN CHART



Read instructions manual before use.

Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

Használat előtt olvassa el a használati utasításokat!

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję.

Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации.

Kullanmadan önce kullanim kılavuzunu okuyun.

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Πριν τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Pred začetkom uporabe preberite navodila za uporabo.

Prije korištenja pročitajte priručnik za uporabu.

اقرأ كتيب المعلومات قبل الاستخدام.



Do not use on the face.

Nepoužívejte na obličej.

Ne használja az arcon!

Nie stosować do twarzy.

Не применять на лице.

Yüzünüze kullanmayın.



A nu se folosi pe față.

Να μη χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.

Ne uporabljajte aparata na obrazu.

Ne koristiti za lice.

لا يستخدم على الوجه.



Do not use near water.

Nepoužívejte v blízkosti vody.

Ne használja víz közelében!

Nie używać w pobliżu wody.

Не применять вблизи воды.

Su yakınında kullanmayın.

A nu se folosi în apropierea apei.

Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε νερό.

Ne uporabljajte aparata blizu vode.

Ne koristiti u blizini vode.


لا يستخدم بالقرب من الماء.





i-LIGHT SYSTEM DIAGRAM REFERENCE

Figure1





POLSKI



Zapoznanie z urządzeniem i Light

♦ Co to jest i Light?

i Light to przeznaczone do użytku domowego urządzenie do depilacji zbędnego owłosienia przy użyciu technologii intensywnego światła impulsowego (IPL, Intense Pulsed Light). Ta sama technologia jest używana w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych i klinikach. Prawidłowe korzystanie z urządzenia pomoże zapewnić długotrwałą redukcję owłosienia.

Co to jest IPL i jak działa urządzenie i Light?

Działanie urządzenia i Light polega na tym, że na skórę jest kierowany bardzo krótki, intensywny impuls światła. Energia świetlna jest pochłaniana przez melaninę zawartą w mieszkach włosowych, w wyniku czego mechanizm wzrostu włosów jest tymczasowo blokowany, a ich odrastanie zostaje opóźnione. W czasie wzrostu włosa mieszek włosowy przechodzi zazwyczaj trzy opisane poniżej fazy:

Faza anagenowa (wzrostu) – faza aktywnego wzrostu mieszków włosowych. Stężenie melaniny jest na tym etapie najwyższe, ponieważ odpowiada za pigmentację włosów. Za pomocą technologii IPL można usuwać wyłącznie włosy znajdujące się w fazie anagenowej (rys. 2).

Faza katagenowa (degradacji) – bardzo krótki etap przejściowy następujący po fazie anagenowej i sygnalizujący koniec aktywnego wzrostu włosa. Ten etap trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie (rys. 3).

Faza telogenowa (spoczynku) – mieszek włosowy jest na tym etapie zupełnie nieaktywny. Jest to najdłuższy etap trwający około 100 dni. W tym okresie nowe włosy wypychają włosy stare. Umożliwia to ponowne rozpoczęcie cyklu wzrostu włosów (rys. 4).

Jakie efekty można uzyskać używając urządzenia i Light?

Badania wykazały znaczne zmniejszenie liczby włosów po zaledwie jednej aplikacji. Jedna sesja nie wystarcza jednak do uzyskania optymalnych efektów. Aby uzyskać lepszy efekt, należy powtarzać aplikację za każdym razem, gdy włosy zaczynają odrastać. Wyniki zależą od rodzaju skóry. Zazwyczaj trzy aplikacje w odstępach co 2 tygodnie dają pożądane rezultaty.


Po kilku dniach od pierwszej aplikacji włosy mogą zacząć wypadać.

Niektóre z nich mogą być rzadsze, cieńsze i jaśniejsze niż dotychczasowe owłosienie. To zjawisko jest całkowicie normalne.




POLSKI

Fig 2




Faza anagenowa

Fig3



Faza katagenowa

Fig4



Faza telogenowa



Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

❖ WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem używania urządzenia i Light:

Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem używania i Light należy upewnić się, że można używać urządzenia.

Użyj karty skóry i czujnika skóry, żeby określić, czy to urządzenie jest odpowiednie dla Ciebie. Karta skóry znajduje się na pudełku i na początku niniejszej instrukcji.

Typ skóry

Patrz wykres fototypów skóry na stronie 2.

- Nie używać na naturalnie ciemnej skórze (typ V i VI wg klasyfikacji Fitzpatricka), ponieważ może to spowodować oparzenia, powstawanie pęcherzy i zmiany w kolorze skóry.
- Nie używać na opalonej skórze lub jeśli skóra była niedawno wystawiona na działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować oparzenia lub obrażenia skóry.
- Urządzenie i Light jest nieskuteczne w przypadku włosów naturalnie białych, szarych, blond lub rudych.

Obszary, na których nie należy stosować urządzenia

- Nie używać na skórze twarzy lub karku.
- Nie stosować na brodawkach sutkowych, otoczkach lub narządach płciowych.
- Nie używać na skórze z tatuażami lub makijażem permanentnym.
- Nie używać na ciemnobrązowych lub czarnych plamkach, takich jak pieprzyki, znamiona lub piegi.
- Nie używać w miejscach po niedawnych zabiegach chirurgicznych, głębokim złuszczeniu, resurfacingu laserowym, na bliznach lub skórze uszkodzonej w wyniku oparzeń.

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

FR

AE



POLSKI

Urządzenia i Light nie należy używać w następujących przypadkach

- W czasie ciąży lub karmienia piersią.
- W okresie 4 tygodni od sztucznego lub naturalnego opalania.
- Na skórze wysuszonej lub podrażnionej po peelingu chemicznym, peelingu glikolowym lub peelingu z użyciem kwasów alfa-hydroksylowych.
- Nie kierować impulsu światła w jedno miejsce więcej niż raz, w przeciwnym razie może dojść do oparzeń.
- W tym samym miejscu częściej niż raz w tygodniu.
- Po zabiegu mikrodermabrazji wstrzymać się od używania urządzenia przez co najmniej 14 dni.
- W trakcie trwającej kuracji trwałego usuwania włosów.
- W przypadku takich chorób skóry, jak aktywny nowotwór złośliwy skóry, jeśli nowotwór skóry występował w przeszłości lub w przypadku jakiegokolwiek innego nowotworu znajdującego się w obszarach aplikacji, w przypadku przedrakowych zmian patologicznych lub występowania wielu atypowych pieprzyków w obszarach aplikacji.
- Jeśli chorujesz na epilepsję z nadwrażliwością na rozbłyski świetlne.
- Jeśli w przeszłości wystąpiły u Ciebie zaburzenia kolagenowe, w tym bliznowce lub nieprawidłowe gojenie ran.
- Jeśli w przeszłości wystąpiły u Ciebie choroby naczyniowe, takie jak zylaki lub rozszerzone naczynka w obszarach aplikacji.
- Jeśli skóra jest nadwrażliwa na światło, które powoduje wysypkę lub reakcję alergiczną. Jeśli przyjmujesz leki lub środki intensyfikujące fotoczułość skóry, zapoznaj się z ulotką dołączoną do leku. Nie używaj urządzenia, jeśli może wywołać reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne lub jeśli musisz unikać słońca ze względu na przyjmowanie leku.
- Jeśli chorujesz na cukrzycę, toczeń rumieniowaty, porfirię lub zastoinową niewydolność serca.
- W miejscach aktualnie poddawanych zabiegom z użyciem kwasów alfa-hydroksylowych (AHA), kwasów beta-hydroksylowych (BHA), izotretinoiny podawanej miejscowo lub kwasu azelainowego albo miejscach, w których takie zabiegi były niedawno wykonywane.
- W przypadku doustnego przyjmowania leków z izotretinoiną, takich jak Accutane lub Roaccutane. Przyjmowanie leku może zwiększać podatność skóry na pęknięcie, zranienia i podrażnienia.
- Jeśli masz zaburzenia krzepnięcia lub przyjmujesz leki przeciwkrzepliwie, w tym duże ilości aspiryny, a przebieg kuracji nie umożliwiłby utrzymania się od przyjmowania leku co najmniej na tydzień przed zastosowaniem urządzenia.
- Jeśli chorujesz na infekcje, egzemy, masz oparzenia, zapalenie mieszków włosowych, świeże rany szarpane, otarcia, jesteś po operacji, masz opryszczkę pospolitą, rany lub zmiany i krwiaki w obszarach aplikacji.
- Jeśli w przeszłości występowały u Ciebie choroby autoimmunologiczne (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS) lub przyjmujesz leki immunosupresyjne.
- Jeśli zażywasz środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.
- Jeśli używasz dezodorantów o przedłużonym działaniu. Może to spowodować podrażnienia skóry
- Na lub w pobliżu implantów, np. implantów silikonowych, implantów antykoncepcyjnych Implanon, rozruszników serca, podskórnych portów do podawania zastrzyków (dżetów insuliny) lub kolczyków.





POLSKI

◆BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPARZENIA, PORĄŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB INNYCH OBRAŻEN:

Tak jak w większości urządzeń elektrycznych części elektryczne znajdują się pod napięciem nawet wtedy, gdy wyłącznik główny jest wyłączony.

W celu zmniejszenia zagrożenia obrażeniami lub śmiercią w wyniku porażenia elektrycznego należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Urządzenie może być używane tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Używaj i przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazda elektrycznego bezpośrednio po użyciu.
- Nie używaj w pobliżu wody.
- Nie kładź i nie przechowuj urządzenia w miejscach, z których może spaść lub wpaść do wanny albo zlewu.
- Nie wkładaj i nie upuszczaj do wody lub innych płynów.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody lub innego płynu. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Nie dotykaj zamoczonego urządzenia. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.
- Urządzenie zawsze musi być suche.
- Po przeniesieniu urządzenia z bardzo zimnego do bardzo ciepłego pomieszczenia odczekaj 2 godziny przed jego użyciem.
- Nie używaj innych akcesoriów od dostarczonych z urządzeniem.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te dostarczone z urządzeniem.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
- Produkt należy używać i przechowywać w temperaturze 15-35°C.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.



Przygotowanie do użycia

Diagram referencyjny urządzenia i Light (strona 3)

- 1 Wyłącznik
- 2 Gniazdo zasilania
- 3 Jednostka bazowa i Light

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

FR

AE



POLSKI

- 4 Uchwyt i Light
- 5 Przycisk uwalniania impulsów
- 6 Przycisk wyboru poziomu intensywności
- 7 Schłodźnik wskaźnik trybu
- 8 Wyświetlacz wyboru poziomu natężenia
- 9 Czujnik kontaktu ze skórą
- 10 Czujnik skóry
- 11 Przewód uchwytu
- 12 Okienko świetlne
- 13 Czujnik kontaktu ze skórą
- 14 Przyciski zwalniania głowicy
- 15 Wkład świetlny
- 16 Głowica
- 17 Przewód zasilający
- 18 Niestrzępiąca się szmatka

Zapoznaj się z parametrami urządzenia i Light.

Okienko świetlne (rys. 1-12)

Okienko świetlne jest wykonane ze szkła z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV. Okienko przepuszcza określone długości fal światła, które są kierowane na skórę i mieszk włosowe.

- ❖ **OSTRZEŻENIE:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy soczewka okienka świetlnego nie jest uszkodzona.
- ❖ **OSTRZEŻENIE:** Przed każdym użyciem oczyść okienko świetlne niestrzępiącą się szmatką dołączoną do urządzenia, aby na soczewce nie było tłustych śladów i innych zabrudzeń.

Czujnik kontaktu ze skórą (rys. 1-13)

Czujnik kontaktu ze skórą to mechanizm zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia. Aby włączenie urządzenia było możliwe, czujnik kontaktu ze skórą musi być całkowicie dociśnięty do skóry.

Przycisk uwalniania impulsów (rys. 1-5)

Przycisk uwalniania impulsów znajduje się na uchwycie. Aby włączyć żarówkę błyskową, należy upewnić się, że czujnik kontaktu ze skórą jest w pełni aktywny i nacisnąć przycisk uwalniania impulsów.





POLSKI

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

SRB

AE

Wskaźnik stanu żarówki (rys. 1-8)

Urządzenie jest gotowe do emitowania impulsów, gdy wyświetlacz jest podświetlony na zielono.

WAŻNE! Jeśli przycisk uwalniania impulsów jest wciśnięty, a czujnik kontaktu ze skórą nie jest w pełni uaktywniony lub wskaźnik stanu żarówki nie jest podświetlony, rozlega się słyszalny sygnał akustyczny.

Jeśli wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony na żółto, oznacza to, że żarówka wystarczy jeszcze na 150 impulsów. Miganie wskaźnika stanu żarówki oznacza, że żarówka jest zużyta i nie będzie już działać. W celu dalszego używania urządzenia należy wymienić żarówkę.

Przyciski zwalniania głowicy (rys. 1-N)

Wciśnij oba przyciski i delikatnie pociągnij głowicę, aby ją zdjąć.

♦ **OSTRZEŻENIE:** Przed KAŻDYM zdjęciem głowicy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a przewód zasilający odłączony. Jeśli głowica jest zdjęta, a zasilanie urządzenia jest włączone, wszystkie wskaźniki na jednostce bazowej migają i słychać sygnały akustyczne.



Zapoznanie z urządzeniem i Light

Wkład świetlny (rys. 1-15)

Każdy wkład świetlny starcza na 1500 impulsów. Po zużyciu wszystkich impulsów należy go wymienić.

Model zamienny: SP-6000 SB

Wybór poziomu natężenia (rys. 1-F)

W urządzeniu i Light występuje 5 poziomów natężenia. Poziom 1 to natężenie najniższe, a poziom 5 – najwyższe.

WSKAZÓWKA: W celu uzyskania optymalnych rezultatów używaj najwyższego poziomu natężenia, który nie powoduje uczucia dyskomfortu na skórze. Aby określić poziom natężenia, sprawdź liczbę lampek podświetlonych na wskaźniku wyboru poziomu natężenia.

Przy każdym włączeniu urządzenie i Light jest ustawiane automatycznie na poziom 1. Aby zmienić poziom, naciśnij przycisk wyboru poziomu natężenia.



POLSKI

Przetestuj urządzenie i Light na skórze (rys. 5)

1. Zapoznaj się z ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
2. Zapoznaj się z parametrami urządzenia i Light.
3. Sprawdź, czy Twój kolor skóry mieści się w dopuszczalnym zakresie, korzystając z wykresu fototypów skóry.
4. Przez kilka sekund przytrzymaj czujnik skóry nad powierzchnią skóry w miejscu, które ma być poddane działaniu urządzenia.

Jeśli skóra jest odpowiednia, urządzenie wyda ostry dźwięk i włączy się.

Jeśli skóra nie jest odpowiednia, urządzenie zabrzęczy i nie włączy się.

5. Przetestuj urządzenie i Light na małej powierzchni skóry i odczekaj 48 godzin w celu sprawdzenia, czy nie wystąpią niepożądane reakcje.




Użyj urządzenia i Light w wybranych miejscach

Przygotuj skórę do aplikacji

1. Upewnij się, że skóra jest czysta i że nie ma na niej pozostałości olejków, dezodorantu, perfum, makijażu, balsamów i kremów. Zgól włosy w miejscu aplikacji.
2. Nie używaj wosku, depilatorów, pęset ani produktów do depilacji do usuwania włosów, ponieważ neutralizują działanie procesu IPL.

Przygotuj urządzenie do aplikacji

3. Odwin przewód uchwytu z jednostki bazowej i Light i połóż uchwyt na jej podstawie. Znajdź wyłącznik zasilania na jednostce bazowej i Light i upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania na jednostce bazowej i Light. Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Włącz wyłącznik zasilania (rys. 6).
4. Użyj czujnika skóry, aby odblokować urządzenie. Należy odblokować urządzenie (poprzez przyłożenie do czujnika skóry) przed każdą partią ciała poddawaną depilacji.
5. Wybierz żądany poziom intensywności.





POLSKI

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

AE

AE

Użyj urządzenia i Light w wybranych miejscach

Urządzenie i Light może pracować w dwóch trybach: Pojedynczego impulsu i wielokrotnych impulsów. Przy każdym włączeniu urządzenie i Light jest ustawiane automatycznie na tryb pojedynczego impulsu.

Tryb pojedynczego impulsu: Urządzenie i Light emituje jeden impuls, gdy przycisk wyzwalania impulsów jest wciśnięty, a czujnik kontaktu ze skórą jest aktywny.

Tryb wielokrotnych impulsów: Urządzenie i Light emituje jeden impuls co 2 sekundy, gdy przycisk wyzwalania impulsów jest wciśnięty, a czujnik kontaktu ze skórą jest aktywny.

Tryb wielokrotnych impulsów pozwala na szybką depilację dużych powierzchni ciała np. nóg, pleców poprzez przykładanie urządzenia w nowe miejsce i wyzwalanie impulsu.

Tryb pojedynczego impulsu

1. Przyłóż uchwyt i Light do skóry w taki sposób, aby okienko świetlne stykało się całkowicie z powierzchnią skóry (rys. 8).
2. Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą jest w pełni aktywny, a wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony.
3. Naciśnij przycisk wyzwalania impulsów, aby aktywować urządzenie (rys. 9).
4. Przesuń uchwyt na następne miejsce i powtórz czynności 1-3 (rys. 10).

8



9



10



Użyj urządzenia i Light w wybranych miejscach –

Tryb wielokrotnych impulsów

1. Przyłóż uchwyt i Light do skóry w taki sposób, aby okienko świetlne stykało się całkowicie z powierzchnią skóry (rys. 8).
2. Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą jest w pełni aktywny, a wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyzwalania impulsów, aby aktywować urządzenie (rys. 9).
4. Gdy urządzenie wygeneruje impuls, od razu przesuń uchwyt w nowe miejsce. Po krótkiej chwili trwającej około 2 sekund urządzenie wygeneruje ponowny impuls (rys. 10).

WAŻNE!

- W trybie wielokrotnych impulsów czujnik kontaktu ze skórą i przycisk wyzwalania impulsów muszą być całkowicie wciśnięte. Jeśli jeden z nich zostanie zwolniony, urządzenie nie zadziała. Aby wznowić aplikację, powtórz kroki 1-4.
- W trybie wielokrotnych impulsów wskaźnik stanu żarówki jest podświetlony, gdy czujnik kontaktu ze skórą jest aktywny, a przycisk wyzwalania impulsów wciśnięty.



POLSKI



Wskazówki dotyczące aplikacji

- W celu uzyskania najlepszych wyników należy unikać nakładania się impulsów. Dzięki temu skóra nie jest narażona na dawkę energii większą niż konieczna do wstrzymania wzrostu włosów. Umożliwia to także maksymalne wykorzystanie wkładu świetlnego.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy używać najwyższego poziomu natężenia, który nie powoduje uczucia dyskomfortu na skórze. Na skórze powinno być odczuwane ciepło, lecz nie powinno pojawiać się uczucie dyskomfortu.
- Jedna sesja nie wystarczy do uzyskania optymalnych efektów. Aby uzyskać lepszy efekt, należy powtarzać aplikację za każdym razem, gdy włosy zaczynają odrastać. Efekty zależą od rodzaju skóry. Zazwyczaj do uzyskania pożądanych rezultatów wystarczają trzy aplikacje w odstępach co dwa tygodnie.
- W trakcie aplikacji okolice, w których skóra jest blisko kości, takie jak łokcie, golenie i kostki, mogą być bardziej wrażliwe niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno stanowić powodu do obaw. Aby uniknąć nadwrażliwości skóry, w trakcie aplikacji należy spróbować odciągnąć skórę z okolicy kości.



Pielęgnacja po aplikacji

Po aplikacji skóra może być nieznacznie zaczerwieniona lub może być odczuwane ciepło. Jest to normalny objaw, który szybko ustępuje. W celu uniknięcia podrażnień skóry po aplikacji należy zastosować następujące środki ostrożności.

- Unikaj kontaktu ze słońcem przez 24 godziny od aplikacji. Przez 2 tygodnie od każdej aplikacji chroń skórę kremem z filtrem SPF 30.
- Nie wystawiaj skóry na dłuższe działanie promieni słonecznych, takie jak np. opalanie na słońcu, nie korzystaj z solarium i samoopalaczy przez co najmniej 2 tygodnie od momentu ostatniej aplikacji.
- Po aplikacji zadbaj o to, aby skóra była czysta i sucha oraz pij duże ilości wody, aby utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry.
- Obchodź się delikatnie z obszarami poddanymi aplikacji.
- Unikaj gorących kąpeli i pryszniców, nie korzystaj z sauny parowej przez 24 godziny od aplikacji.
- Nie pływaj przez 24 godziny od aplikacji.
- Nie uprawiaj sportów kontaktowych przez 24 godziny od aplikacji.
- Nie noś ubrań obciskających miejsca aplikacji.
- Nie stosuj depilacji (woskowanie, usuwanie pęsetą, nitkowanie lub kremy) w trakcie aplikacji – golenie jest dopuszczalne po upływie 24 godzin od każdej aplikacji.
- Nie używaj kremów rozjaśniających ani produktów perfumowanych przez 24 godziny od momentu aplikacji.
- Uważaj, aby nie zadrapać i nie uszkodzić w inny sposób skóry w obszarze aplikacji.





POLSKI



Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie urządzenia i Light

❖ **UWAGA!** Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia i Light upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji OFF, a przewód zasilający jest odłączony od jednostki bazowej.

- Regularne czyszczenie pomaga w uzyskaniu optymalnych rezultatów i zwiększa trwałość urządzenia i Light. Powierzchnię zewnętrzną jednostki bazowej i uchwyt można czyścić wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia okienka świetlnego używaj tylko niestrzępiącej się szmatki dostarczonej razem z urządzeniem i Light. Uważaj, aby okienko nie zostało zarysowane lub rozbite. Zarysowania i pęknięcia mogą zmniejszyć wydajność urządzenia.
- W przypadku uporczywych zabrudzeń nanieś na okienko świetlne odrobinę wody za pomocą zwilżonego patyczka kosmetycznego i wyczyść niestrzępiącą się szmatką dołączoną do urządzenia.
- Użyj małego odkurzacza ręcznego, aby usunąć kurz i pozostałości z otworów uchwytu.

❖ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli okienko świetlne jest zarysowane lub pęknięte, urządzenia nie wolno używać. Unikaj zarysowań szkła z filtrem lub metalowej powierzchni wewnątrz głowicy.

❖ **UWAGA :** i Light to urządzenie znajdujące się pod wysokim napięciem. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie. Nie czyść urządzenia ani jego części pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

Nie używaj palnych środków czyszczących i środków na bazie nafty ze względu na ryzyko pożaru. Nie używaj do czyszczenia druciaków, ściennych środków czyszczących lub agresywnych płynów, takich jak olej lub aceton.



Rozwiązywanie problemów / Przechowywanie / Konserwacja

Konserwacja urządzenia i Light

❖ **UWAGA!** Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia i Light upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji OFF, a przewód zasilający jest odłączony od jednostki bazowej.

Wymiana żarówki

1. Wciśnij przyciski zwalniające głowicę i delikatnie pociągnij, aby ją wyjąć.

2. Delikatnie wyjmij stary wkład żarówkowy.

3. Wymień wkład na nowy. **Model zamienny: SP-6000 SB.**

❖ **UWAGA!** Podczas wymiany wkładu żarówkowego nie dotykaj żarówek impulsowych, ponieważ powoduje to pozostawianie tłustych śladów i plam. Może to zmniejszyć wydajność żarówek lub spowodować ich pęknięcie w trakcie aplikacji.

4. Włóż głowicę i dopilnuj, aby się zablokowała.

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

FR

AE



POLSKI

Przechowywanie

- Wyłącz urządzenie, odłącz przewód i przed schowaniem odstaw na 10 minut do ostygnięcia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze 15-35°C.

Rozwiązywanie problemów

Przed użyciem urządzenia i Light należy przeczytać całą instrukcję.

W razie problemów z urządzeniem i Light skorzystaj z tej instrukcji rozwiązywania problemów, ponieważ zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy.

Jeśli mimo zastosowania się do instrukcji zawartych w tym rozdziale problemy występują nadal, skontaktuj się z centrum serwisowym Remington® w celu uzyskania dalszej pomocy.

Urządzenie nie działa mimo ustawienia wyłącznika zasilania w pozycji ON:

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do działającego gniazda elektrycznego.
- Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazda.

Urządzenie wygląda na popękane lub jest pęknięte:

- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. W razie wątpliwości przestań używać urządzenia i kontaktuj się z centrum serwisowym Remington® w celu uzyskania dalszej pomocy.

Często zadawane pytania

Urządzenie jest włączone, ale nie można zmniejszyć lub zwiększyć poziomu natężenia światła.

- Zresetuj urządzenie przez wyłączenie i odczekanie kilkunastu sekund przed ponownym włączeniem.

Lampka wskaźnika stanu żarówki zaczyna świecić na zielono, ale urządzenie nie generuje impulsów po wciśnięciu przycisku.

- Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą styka się z nią na całej powierzchni.
- Zresetuj urządzenie przez wyłączenie i odczekanie kilkunastu sekund przed ponownym włączeniem.

Pojawia się dziwny zapach.

- Przed aplikacją upewnij się, że obszar jest całkowicie ogolony.

Po aplikacji skóra jest zaczerwieniona.

- Jest to normalny objaw, zaczerwienienie powinno ustąpić. W przeciwnym razie należy korzystać z niższego poziomu natężenia światła.

Uzyskane rezultaty nie są optymalne lub włosy zaczęły odrastać.

- Po pierwszej aplikacji włosy mogą zacząć odrastać. Jest to całkowicie normalne. W celu uzyskania optymalnych rezultatów aplikację należy powtórzyć, gdy włosy zaczną odrastać.

Uwaga: Tego samego miejsca skóry nie poddawaj działaniu urządzenia częściej niż raz w tygodniu.

UWAGA! Podczas używania przez dłuższy czas urządzenie może się samoczynnie na krótko wyłączać (ok. 40 sekund) w celu schłodzenia. Po schłodzeniu urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.





POLSKI

Wskaźnik LED intensywności/ trybu impulsów	Wskazanie
Wszystkie wybrane wskaźniki LED migają	Urządzenie jest przegrzane i zostało tymczasowo wyłączone w celu schłodzenia.
Wskaźniki LED natężenia migają w sekwencji	Urządzenie działa nieprawidłowo. Wyłącz urządzenie, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zniknie, należy oddać urządzenie do naprawy.
Wszystkie wskaźniki LED migają i słychać sygnał ostrzegawczy	Głowica została zdjęta lub jest obluźwana.
Sygnały akustyczne	Wskazanie
Brak pełnego styku	Przycisk impulsów został wciśnięty w momencie, gdy czujnik kontaktu nie był w pełni aktywny.
Wymień wkład świetlny	Brak lub konieczna wymiana wkładu świetlnego.
Blokada czujnika kontaktu	Przycisk impulsów został wciśnięty w momencie, gdy po uruchomieniu urządzenia czujnik kontaktu był już aktywny. Czujnik kontaktu może być zablokowany.

Często zadawane pytania (www.remington-ilight.com)

Pytanie: Co to jest i Light? Co to jest intensywne światło impulsowe (IPL, Intense Pulse Light)?

Odp.: Działanie urządzenia i Light polega na tym, że na skórę jest kierowany bardzo krótki, intensywny strumień przefiltrowanego światła. Światło jest pochłanianie przez kolorowe pigmenty i otacza włos, blokując tymczasowo mieszek włosowy i uniemożliwiając odrastanie włosów.

Pytanie: Dla kogo jest przeznaczone urządzenie i Light?

Odp.: Urządzenie i Light może być używane przez kobiety i mężczyzn do usuwania zbędnego owłosienia z ciała od karku w dół. Urządzenie i Light jest przeznaczone dla osób o cerze od jasnej do średniej i posiadających ciemne owłosienie. Można go bezpiecznie używać tylko na skórze o odcieniu białym, kości słoniowej, brązowym i jasnobrązowym. Bezpieczne naturalne kolory włosów to czarny, ciemnobrązowy lub średni brąz.

Pytanie: w jakich miejscach na ciele można stosować urządzenie i Light?

Odp.: Urządzenie i Light można stosować od karku w dół, między innymi na nogach, przedramionach, linii bikini, ramionach, klatce piersiowej i plecach.

Pytanie: Czego mogę oczekiwać po urządzeniu i Light?

Odp.: Urządzenie i Light umożliwia bezpieczne i skuteczne usuwanie owłosienia za pomocą technologii IPL z efektem zbliżonym do uzyskiwanego w salonach kosmetycznych.

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

FR

AE



POLSKI

Pytanie: Jakie zagrożenia są związane z używaniem urządzenia i Light? Czy urządzenie jest bezpieczne?

Odp.: Używanie urządzenia i Light jest bezpieczne, ale tak jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego należy przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do jej zaleceń.

Pytanie: Jak często należy używać urządzenia i Light?

Odp.: Urządzenia i Light należy używać za każdym razem, gdy włosy zaczną odrastać.

Pytanie: Jak długo trwa aplikacja?

Odp.: Czas jest różny w zależności od powierzchni miejsca na skórze. Aplikacja na całą powierzchnię nogi powinna zająć do 15 minut.

Pytanie: Kiedy efekty zaczynają być widoczne?

Odp.: Efekty nie są natychmiastowe. Po aplikacji włosy czasami odrastają, lecz większość z nich powinna zacząć wypadać po upływie dwóch tygodni.

Cykl wzrostu włosa dzieli się na 3 fazy, które razem trwają około 18-24 miesięcy. Włosy są podatne na aplikację tylko w fazie anagenowej, dlatego w celu uzyskania optymalnych efektów niezbędna jest wielokrotna aplikacja. Wyniki zaczynają być zauważalne zazwyczaj w ciągu kilku tygodni od pierwszej aplikacji. Stałe i regularne stosowanie urządzenia co tydzień (lub przeprowadzenie trzech aplikacji co 2 tygodnie) daje dobre wyniki w ciągu 6-12 tygodni (czas może być dłuższy w przypadku ciemniejszej skóry).

Pytanie: Dlaczego włosy odrastają mimo aplikacji?

Odp.: Włosy odrastają w czasie do 2 tygodni od aplikacji. Po upływie tego czasu zaczynają wypadać. Włosy mogą również odrastać z powodu pominięcia danego obszaru w trakcie aplikacji. Aplikację należy powtarzać za każdym razem, gdy włosy zaczną odrastać. Uwaga: Tego samego miejsca skóry nie poddawaj działaniu urządzenia częściej niż raz w tygodniu.

Pytanie: Dlaczego urządzenia i Light nie wolno używać bezpośrednio po przebywaniu na słońcu?

Odp.: Działanie światła słonecznego powoduje, że poziom melaniny w skórze jest wysoki. To zwiększa narażenie skóry na oparzenia lub powstawanie pęcherzy po aplikacji.

Pytanie: Jakie są przeciwwskazania do używania urządzenia i Light?

Odp.: Określone okoliczności mogą ograniczać możliwość korzystania z urządzenia. Przed użyciem urządzenia i Light zapoznaj się z tematem „Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w instrukcji obsługi.

Pytanie: Jak często należy wymieniać żarówkę?

Odp.: Żarówkę należy wymienić po 1500 impulsach. Wskaźnik stanu żarówki świeci na zielono przez 1350 pierwszych impulsów wkładu. Następnie lampka zaczyna świecić na żółto, co oznacza, że pozostało tylko 150 impulsów. Gdy lampka zaczyna migać, oznacza to, że wkład został wyczerpany i że należy wymienić żarówkę. **Model zamienny: SP-6000 SB.**

Pytanie: Czy urządzenia i Light można używać na twarzy?

Odp.: Nie. Używanie urządzenia i Light na twarzy i karku nie jest zalecane.

Pytanie: w jaki sposób pielęgnować skórę po aplikacji?

Odp.: Należy unikać wystawiania nieosłoniętej skóry na działanie słońca.





POLSKI

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

FI

AE

Pytanie: Czy po użyciu urządzenia i Light należy wstrzymać się od normalnej aktywności?

Odp.: Wstrzymanie się od normalnej aktywności po aplikacji nie jest konieczne, o ile nie wystąpiły nietypowe komplikacje. Aplikację należy wykonać przed snem – zaczerwienienie skóry zniknie do rana.

Pytanie: Czy długotrwałe używanie urządzenia i Light jest niebezpieczne dla skóry?

Odp.: Nie zostały odnotowane żadne efekty uboczne lub uszkodzenia skóry spowodowane długotrwałym używaniem technologii intensywnego światła impulsowego.

Pytanie: Jak często należy używać urządzenia i Light?

Odp.: Odstęp 2 tygodni w przypadku pierwszej aplikacji daje najbardziej optymalne wyniki zmniejszania ilości włosów. Należy unikać wielokrotnej aplikacji w tym samym miejscu w trakcie jednej sesji, ponieważ nie zwiększa to skuteczności i może zwiększać ryzyko podrażnień skóry.

Pytanie: Czy urządzenia i Light mogą używać osoby o włosach blond, rudych, siwych lub białych?

Odp.: Urządzenie i Light jest najskuteczniejsze w przypadku ciemniejszych włosów, które zawierają więcej melaniny czyli barwnika, który nadaje kolor skórze i włosom. Melanina pochłania energię świetlną używaną w trakcie aplikacji i Light. Czarne i brązowe włosy są najbardziej podatne na aplikację. Włosy brązowe i jasnobrązowe także reagują na aplikację, lecz zazwyczaj wymagają większej liczby aplikacji. Włosy rude bywają podatne w mniejszym stopniu. Włosy białe, siwe lub blond zazwyczaj nie reagują na aplikację i Light, mimo to niektóre osoby zauważają efekt po wielu aplikacjach.

Pytanie: Czy można używać urządzenia i Light na naturalnie ciemnej skórze?

Odp.: Nie. Urządzenie i Light reaguje z ciemnym barwnikiem zawartym we włosach. Skóra ciemnobrązowa i czarna mogą pochłoniąć zbyt dużą ilość energii emitowanej przez urządzenie (ciepła) i zostać uszkodzone. Nie należy używać urządzenia i Light na naturalnie ciemnej skórze, ponieważ zawiera zbyt dużo melaniny. Używanie urządzenia i Light na ciemnej skórze może spowodować oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry (odbarwienia lub przebarwienia) Zapoznaj się z wykresem fototypów skóry na stronie 2, aby się upewnić, czy możesz używać urządzenia i Light.

Pytanie: Czy podczas używania urządzenia i Light konieczna jest ochrona oczu?

Odp.: Nie, urządzenie nie stanowi zagrożenia dla oczu, jeśli nie jest skierowane na twarz. Urządzenie i Light jest wyposażone w system bezpieczeństwa, który zapobiega mimowolnym impulsom, gdy urządzenie nie styka się ze skórą. Mała ilość światła emitowanego w trakcie aplikacji jest podobna do błysku flesza aparatu i nie jest szkodliwa dla oczu, o ile nie jest skierowana w twarz.

Pytanie: Czy urządzenie i Light może być używane przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią?

Odp.: Nie. Działanie urządzenia i Light na kobiety w ciąży nie zostało przetestowane, dlatego jego używanie przez kobiety ciężarne lub karmiące piersią nie jest zalecane. Zmiany hormonalne zwiększają wrażliwość skóry i ryzyko obrażeń.

Wykres typów skóry wg klasyfikacji Fitzpatricka

Odpowiednie koloryty cery, wykres kolorotypów cery – typy skóry 1-4 wg klasyfikacji Fitzpatricka

Wykres służy do samodzielnej oceny, polegającej na zsumowaniu punktów za każdą udzieloną odpowiedź. Na końcu została podana skala zakresów dla każdego z sześciu typów skóry. Pod skalą podano opis każdego z rodzajów skóry. Pozwala to szybko sprawdzić typ skóry. Reakcja na oddziaływanie promieni słonecznych.



POLSKI

Sklonności genetyczne:

Punkty	0	1	2	3	4
Jaki jest kolor Twoich oczu?	Jasnoniebieski, szary, zielony	Niebieskie, szare lub zielone	Niebieskie	Ciemnobrązowe	Bardzo ciemny brąz
Jaki jest naturalny kolor Twoich włosów?	Rudy	Blond	Ciemny blond	Ciemnobrązowe	Czarny
Jakiego koloru jest skóra (w miejscach nieodsłoniętych)?	Czerwonawa	Bardzo blada	Blada z odcieniem beżowym	Jasnobrązowa	Ciemnobrązowa
Czy w nieodsłoniętych miejscach występują piegi?	Dużo	Kilka	M mało	Sporadycznie	Brak

Suma punktów w kategorii „Sklonności genetyczne”:----

Reakcja na oddziaływanie promieni słonecznych:

Punkty	0	1	2	3	4
Co się dzieje, gdy przebywasz zbyt długo na słońcu?	Bolesne zaczerwienienie, pęcherze, schodzenie skóry	Pęcherze, następnie schodzenie skóry	Oparzenia, następnie czasami schodzenie skóry	Rzadkie oparzenia	Nigdy nie zdarzyły mi się oparzenia
Do jakiego stopnia skóra brązowieje?	Niewiele lub wcale	Delikatny kolor, delikatna opalenizna	Umiarkowana opalenizna	Bardzo łatwo brązowieje	Skóra szybko przybiera ciemnobrązowy kolor
Czy skóra brązowieje w ciągu kilkunastu godzin od przebywania na słońcu?	Wcale	Rzadko	Czasem	Często	Zawsze
Jak reaguje na słońce skóra twarzy?	Jest bardzo wrażliwa	Jest wrażliwa	Normalnie	Bardzo odporna	Nigdy nie powodowało to problemów

Suma punktów w kategorii „Reakcja na oddziaływanie promieni słonecznych”:----



POLSKI

Zwyczaje związane z opalaniem:

Punkty	0	1	2	3	4
Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się opalać (lub korzystać z solarium/ kremu samoopalającego)?	Ponad 3 miesiące temu	2-3 miesiące temu	1-2 miesiące temu	Mniej niż miesiąc temu	Mniej niż 2 tygodnie temu
Czy obszary aplikacji były wystawiane na słońce?	Nigdy	Prawie nigdy	Czasami	Często	Zawsze

Suma punktów w kategorii „Zwyczaje związane z opalaniem”:----

Zsumuj punkty otrzymane w każdej kategorii, aby określić fototyp skóry.

Typ skóry wg klasyfikacji Fitzpatricka	
0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
Ponad 30 punktów	V-VI Nie używaj urządzenia i Light

Typ 1: Bardzo wrażliwy, oparzenia za każdym razem, nigdy nie brązowieje. Przykład: osoba rudowłosa z piegami.

Typ 2: Bardzo wrażliwy na słońce, łatwo doznaje oparzeń, minimalnie brązowieje. Przykład: typ kaukaski o jasnej skórze i włosach.

Typ 3: Skóra wrażliwa na słońce, oparzenia od czasu do czasu, powolne opalanie do koloru jasnobrązowego. Przykład: ciemniejszy typ kaukaski.

Typ 4: Niewielka wrażliwość na słońce, oparzenia w minimalnym stopniu, zawsze opala się do umiarkowanego brązu. Przykład: śródziemnomorski typ kaukaski, niektórzy Latynosi.

Typ 5: skóra niewrażliwa na słońce, rzadkie oparzenia, dobrze się opala. Przykład: niektórzy Latynosi, niektóre osoby czarnoskóre.

Typ 6: niewrażliwy na słońce, nigdy nie doznaje oparzeń, głęboka pigmentacja. Przykład: ciemniejsze osoby czarnoskóre.

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

SRB

AE



POLSKI



Ochrona środowiska



Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat produktów lub informacji na temat recyklingu www.remington-europe.com



Serwis i gwarancja

Niniejszy produkt został sprawdzony i jest wolny od wad.

Produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady materiałowe i produkcyjne. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu dokonanego przez nabywcę.

W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie wady urządzenia zostaną usunięte bezpłatnie, produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na wolne od wad, pod warunkiem okazania dowodu zakupu.

Nie stanowi to jednak podstawy do wydłużenia okresu gwarancyjnego.

Aby skorzystać z gwarancji wystarczy skontaktować się telefonicznie z lokalnym punktem serwisowym.

Oprócz niniejszej gwarancji nabywcy przysługują zwykłe prawa ustawowe.

Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach, w których produkt został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora naszej firmy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń produktu, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub modyfikacji produktu, lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i/lub wskazówkami bezpieczeństwa.

Gwarancja traci ważność w przypadku demontażu i napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

W kontakcie telefonicznym z punktem serwisowym prosimy o podanie numeru modelu urządzenia, bez tego nie będziemy w stanie pomóc.

Numer znajduje się na tabliczce znamionowej na urządzeniu.



INTERNATIONAL SERVICE CENTRES

Remington® SERVICE HOTLINES

- ▶ GERMANY
- ▶ BENELUX
- ▶ FRANCE
- ▶ ITALY
- ▶ SCANDINAVIA
- ▶ AUSTRIA
- ▶ SWITZERLAND

Central Europe

 **00800 / 821 700 821**

Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)

E-Mail: service@remington-europe.com

www.remington-europe.com

- ▶ SPAIN

 **Tel. +34 902 10 45 17;** 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)

 **Tel. +34 932 070 166** (Información al consumidor final)

- ▶ PORTUGAL

 **Tel. +351 299 942 915;**

 renase@presat.net

- ▶ UNITED KINGDOM

 **Tel. +44 0800 212 438 (free call)**

Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failssworth, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk

- ▶ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVAKIA

 **Tel. +420 487 754 605**

VARTA Baterie spol. s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com

- ▶ IRELAND

 **Tel. +353 (0) 1 460 4711**

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

- ▶ MAGYARORSZÁG

 **Tel. +36 1 3300 404**

Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu

- ▶ POLSKA

 **Tel. +48 22 328 11 50**

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com

- ▶ РОССИЯ

 **Тел. 8 800 100 8011**

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ,
115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр.3,
www.remington-europe.com

- ▶ TÜRKİYE

 **Tel. +90 212 659 01 24**

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti.,
İstoc 25. Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4,
34217, Mahmut-bey/İstanbul, TÜRKİYE,
Fax +90 212 659 48 40,
www.tr.remington-europe.com

- ▶ U.A.E.

 **Tel. +9714 355 5474**

V.R.R Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street,
Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E.,
www.remington-europe.com

- ▶ CROATIA

 **Tel. +385 12481111**

Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia,
www.remington-europe.com



► **CYPRUS**

 **Tel. +357 24-532220**

Thetaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou,
Cyprus, www.remington-europe.com

► **ROMANIA**

 **Tel. +40 21 411 92 23**

Best Expert Service Jak SRL , 4th, Drumul Taberei St., sector 6,
Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

► **SLOVENIA**

 **Tel. +386 (0) 1 561 66 30**

Best Expert Service Jak SRL , 4th, Drumul Taberei St., sector 6,
Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

► **GREECE**

 **Tel. +30 210 94 10 699**

Ježek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24. Junija 21,
1231 LJUBLJANA - Črnuče Republika Slovenija,
www.remington-europe.com

► **MALTA**

 **Tel. +356 21 664488**

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way,
Tarxien Rd, Luqa LQA 1814, www.millermalta.com



Model No. IPL6000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
 - Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
 - Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
- Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries
GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479
Ellwangen, Germany

Model No. IPL6000

Уважаемый покупатель! Приобретаемый вами продукт REMINGTON® прошел необходимую сертификацию в соответствии с требованиями российского законодательства. Подробную информацию о номере сертификата и сроке его действия вы сможете найти на сайте <http://www.REMINGTON®-products.ru>

12/INT/IPL6000 Version 01/12 Part No. T22-34512

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str.9
73479 Ellwangen
Germany
www.remington-europe.com

© 2011 SBI

