

REMINGTON®



i-LIGHT® REVEAL™


HAIR REMOVAL

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) HAIR REMOVAL
FOR THE FACE AND BODY



GUARANTEE ⁺¹
2
yr
IPL2000

STOP THE SKIN CHART



STOP THE HAIR CHART



WARNING : i-Light REVEAL is not suitable for very dark or black skin, white/grey or very light blonde/red hair.

For facial use: Only suitable for female facial use below the cheekbone.

DO NOT use on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so can cause serious and permanent eye injury.



Thank you for buying your new Remington® product.
Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1 WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:**
- 2 Use this appliance only for its intended use described in this manual.
- 3 Do not use if it is damaged or malfunctions.
- 4 Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- 5 Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- 6 Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via our International Service Centres.
- 7 Use and store the product at a temperature between 15° and 35°C.
- 8 Only use the parts supplied with the appliance.
- 9 Do not twist or kink the cable and don't wrap it around the appliance.
- 10 The body of this appliance is not washable or water resistant. Do not put the appliance in liquid; do not use it near water in a bath tub, basin or other vessel; and don't use it outdoors.
- 11 Make sure the power cable and adaptor do not get wet. Do not reach for your unit if it has fallen into water - immediately unplug it from the electrical outlet.
- 12 Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- 13 This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 14 Keep the appliance and cable out of reach of children.
- 15 This appliance should be supplied with approved safety isolating adaptors SW-120060EU (for Europe) and SW-120060BS (for United Kingdom) with the output capacity of 12 dc; 600mA (adaptor output).
- 16 DO NOT cover any part of the ventilation slots during use, as they help to keep the device cool during operation. This could result in the device overheating.
- 17 DO NOT use if the box packaging or the device appears damaged or if any part of the device is cracked or broken. Doing so could increase the risk of skin or eye injury from the flash lamp.
- 18 This appliance is not intended for commercial or salon use.



i-LIGHT REVEAL KEY FEATURES



 **KEY FEATURES****DEVICE**

- 1 Flash Window
- 2 Treatment Head
- 3 Treatment Head Release Tabs
- 4 Skin Tone Sensor
- 5 Flash Button
- 6 LCD Display
- 7 Lint Free Cloth
- 8 Storage Pouch (not shown)

LCD DISPLAY

- 9 Battery Life
- 10 Session Flash Counter
- 11 Bulb Life
- 12 Energy Level
- 13 Energy Level Button
- 14 Power On/Off#
- 15 Power Adaptor

👁 GETTING ACQUAINTED WITH i-LIGHT REVEAL

★ What is i-Light?

The i-Light system is a revolutionary light-based device designed for the removal of unwanted body hair and female facial hair at home.

i-Light REVEAL utilises similar clinically-proven technology that professional dermatologists and salons use, optimised for personal treatment of smaller areas.

★ What is Intense Pulse Light (IPL) and how does the i-Light REVEAL work?


IPL - (Intense Pulsed Light) is a well-established technology used worldwide for over 15 years. i-Light REVEAL uses this technology to flash your skin with an intense pulse of light.

The pulse works under the skin's surface to target hairs at the root, helping to stop their growth. (Fig 1)

The energy in the pulse of light targets dark colouring, and best results are seen on darker hair.

To avoid targeting (and possibly damaging) dark skin, you should only use i-Light REVEAL on light to medium skin tones (I-IV).

Fig. 1



★ What to expect from i-Light REVEAL

Results aren't immediate, but most users will begin to notice fewer hairs within 1-2 weeks after beginning treatment. During this time it may look like the hair is still growing, but it is actually being 'pushed out'.

Fig. 2.

Fig. 2



It's important to continue with the full treatment regime to ensure that every active hair is treated. A full treatment regime is every 2 weeks for three treatments.

Individual results may vary, multiple treatments may be required for optimal results.

Some hair growth will occur that is less dense, finer and lighter in colour than the original hair. This regrowth is perfectly normal and should be expected.

After completing the initial treatment regime, continuous regular weekly use will give good results within 6-12 weeks (darker skin tones may take longer).

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

Before you start using the i-Light REVEAL:

Be sure to read all Warnings and Safety Information. Before you begin, check to see if i-Light REVEAL is suitable for you.

Use the skin chart provided on the box and at the front of this manual and the integrated skin sensor to determine if this device is right for you.

Consult the hair chart at the front of this manual to ensure the device is right for you.

Skin Type

See the skin colour chart on page 2.

- Do not use on naturally dark skin, as it may result in burns, blisters and changes in skin colour.
- Do not use on tanned skin or after recent sun exposure, as it may cause burns or skin injury.
- i-Light REVEAL is not effective on naturally white, grey, blonde or red body or facial hair.

Areas not to treat:

- Do not use on the scalp or ears.
- Do not use on male face or neck.
- Do not use above the cheekbone (female facial use).
- Do not use on nipples, areola or genitals.
- Do not use if you have tattoos or permanent makeup in the area to be treated.
- Do not use on dark brown or black spots such as moles, birth marks or freckles.
- Do not use on an area of recent surgery, deep peel, laser resurfacing, scars or skin that has been damaged with burns or scalds.

When not to use/When to avoid using i-Light REVEAL

- DO NOT use if you have TANNED SKIN in the intended treatment area, as your skin may be too dark and treatment in tanned areas could temporarily cause skin swelling, blisters, or could change the colour of your skin. Wait until your tan has faded before treating.
- DO NOT use on skin with cosmetics applied, as treating in those areas could temporarily cause skin swelling, blisters or could change the colour of your skin. Make sure to thoroughly clean the intended treatment area prior to use.
- DO NOT flash the same treatment spot multiple times during the same session, as this could temporarily cause skin swelling, blisters, or could change the colour of your skin.
- DO NOT treat any area more than once per week, as this will not speed up results, but could increase likelihood of skin swelling, blistering or changing the colour of your skin.
- DO NOT use on damaged skin, including open wounds, cold sores, sunburns, or areas where you have had a skin peel or other skin resurfacing procedure within the last 6-8 weeks.
- DO NOT use on irritated skin, including rashes or swollen skin. These conditions can make the skin more sensitive. Wait for the affected area to heal before use.

- DO NOT use if your skin is sensitive to light. In order to determine if you can use i-Light REVEAL, perform a test on a small patch of skin and wait 24 hours to determine if there are any adverse reactions before treating more broadly.
- DO NOT use if you are or may be pregnant or are breast-feeding. i-Light REVEAL has not been tested on pregnant women. Hormonal changes are common during pregnancy or breast-feeding and could increase skin sensitivity and the risk of skin injury.
- DO NOT flash against any material other than skin.
- DO NOT use this model (IPL2000) for any purpose other than hair removal.
- DO NOT treat any area where you may someday want your hair to grow back. The results may be permanent and irreversible.
- ✳ CAUTION: Avoid treating areas that contain only vellus hairs (very thin, fine hair known as “peach fuzz”) as this may result in undesired hair re-growth.
- DO NOT use on the face if you have a history of cold sores; use of IPL or any treatment that irritates skin can cause a recurrence of cold sores.
- If you’ve had professional or clinical or self-administered laser or IPL or electrolysis hair removal treatments, wait at least 6 months before using i-Light REVEAL. If you’ve waxed, plucked or epilated hair in the treatment area, wait at least 6 weeks before using i-Light REVEAL. The device uses the hair under your skin to disable your hair at the root, so it is not effective if the hair has been pulled out.
- DO NOT use directly over or near Active Implantable Medical Devices such as implantable pacemaker, internal defibrillator, or insulin devices. Although no problems associated with the use of this device have been reported during clinical studies, it is recommended to observe all active implantable medical device warnings regarding the use of electronic devices to prevent any failure or interruption of an active implantable device.
- Do not use over or near anything artificial such as silicon implants, Implanon contraceptive implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- Wireless communications equipment may affect the i-Light REVEAL device and should be kept at least 3.3 m away.
- Do not use over or near fillings or dental implants.

PREPARING FOR USE

✳ INSTRUCTIONS FOR CHARGING

- Before your first use; ensure the device is fully charged.
- Plug the power adaptor into the device and then into the socket.
- One full charge will take up to 1.5 hours.
- Dependent upon the energy level selected; one full charge will provide approximately 100 flashes (Lower energy levels will provide more flashes per charge).

✳ Quick Charge Function

- The device is also equipped with a quick charge function.
- To utilise this function, charge the device for 15 minutes.
- This will provide approximately 20 flashes.

- When the battery is charging, the LCD Display will show the charging icon Fig. 3
- When the battery is fully charged, the LCD Display will show the battery full icon Fig. 4

Fig. 3




Fig. 4




- During use the status of the battery is shown on the LCD display by the 'Battery Life' icon. Fig. 5


Fig. 5



Battery Life



Low Battery Life




Battery Life Empty

- * NOTE: The device cannot be operated whilst it is plugged in or being charged.
- * TIP: We recommend charging the device after each use to ensure that the device is fully-charged and ready for your next treatment.




👁️ USING i-LIGHT REVEAL FOR TREATMENT

* Skin Tone Test

1. Review the Warnings and Safety Precautions.
2. Familiarise yourself with the features of the i-Light.
3. Consult the Skin Tone Chart to ensure your skin colour is in the acceptable range. Fig. 6



4. Turn on the device by pressing the power button. Fig. 7



* NOTE: Each time the device is turned on, you will be prompted to test your skin tone.

The LCD display will be showing the 'Skin Tone Sensor' icon. Fig 8

The Skin Tone Sensor is located on the back of the device and will show a flashing orange light. Fig. 9

5. Firmly press the Skin Tone Sensor (flashing orange light) onto the skin of the intended treatment area and hold for 2 seconds. Fig. 10.

Fig. 10




- The reading will take place automatically.
- Solid orange light and 'buzz' = Skin may be too dark
- Solid green light and 'beep' = Skin tone is OK

* NOTE: You must repeat the skin tone test for each area you wish to treat.

* Energy Level Selection


- The device will automatically be set to energy Level 1 each time the device is powered ON. To change the level, press the Energy Level Selection Button. Fig. 11

Fig. 11



- After reaching level 3, pressing the Energy Level Button again will reset back to energy level 1.
- The i-Light REVEAL is equipped with 3 energy levels. Level 1 (1 bar) is the lowest and level 3 (3 bars) is the highest.
- ✳ **TIP:** For the most effective results, always use the highest energy level that does not cause discomfort on the skin.
- ✳ **Test the i-Light REVEAL on your skin**
- Before your first full treatment, test the i-Light REVEAL device on a small patch of skin and wait 24 hours to ensure there are no adverse reactions.
- Start at energy level 1 and flash once.
Flash the skin by placing the flash window firmly against your skin. You will hear a 'beep beep' and the skin tone sensor should show a solid green light. Press the flash button to deliver a flash. Fig. 12

Fig. 12



- ✳ **TIP:** It is helpful to use a mirror to see the skin tone sensor. If the reflected light is unpleasant, you may wish to close your eyes before each flash.
- Mild to moderate discomfort is normal. If a flash delivered at Energy Level 1 feels tolerable, increase to Energy Level 2. Move the device to a different spot and flash the i-Light REVEAL one more time. Repeat this process until you find the setting that feels right for you.
- Wait 24 hours and then look at the test area. If the skin appears normal, proceed with your first full treatment at that the energy level you determined is right for you.
- ✳ **NOTE:** You must test the device on each area of the face or body you wish to treat.
- ✳ **Treat desired area(s) with the i-Light device**
- ✳ **Prepare your skin for treatment**
- 1. Ensure the area to be treated is clean and free from oils, deodorants, perfume, make up, lotions and creams. Shave or trim the hair from the area to be treated, and ensure the skin is clean and dry. If trimming; the hair must be trimmed to less than 0.5mm. Fig. 13

Fig. 13



- Never use wax, epilation, tweezers or depilation products to remove the hair because they counteract the IPL process.

*** Prepare the device for treatment**

Use the skin tone sensor to unlock the unit. Fig. 14

Select Energy Level Fig. 15

Fig. 14





Fig. 15



TREATMENT


- Place the flash window firmly against the skin. The light will be solid green if the flash window is touching the skin. Fig. 16

Fig. 16




- Press the Flash Button to deliver a flash. You should expect to see a bright flash of light (similar to a camera flash), and you should feel a mild sensation of warmth.
- * NOTE:** The device can flash approximately every 5 seconds. During this time an hour-glass icon will appear on the display Fig. 17. When the device is ready to flash again; the icon will disappear and the light will be solid green (if treatment head is in full contact with skin).

Fig. 17




- Treat the skin in a grid-like pattern. Fig. 18

- For best results, please follow the guidelines in fig.19 which show the recommended number of flashes per facial area.



- * TIP: Stretch Skin for Better Skin Contact – the contours of the skin may make it difficult for the skin contact sensors to be fully depressed in certain areas. You may find it easier to try and wrap your upper lip over your teeth or use your tongue to stretch your cheeks for better skin contact.
- To help you keep count of the number of flashes you have used in one treatment; the device is equipped with a 'Session Flash Counter'. Fig. 20. This will reset each time the device is switched on.



👁️ POST-TREATMENT CARE

After treatment, you may experience slight redness or a warm sensation on your skin. This is normal and will disappear quickly. To avoid irritation to your skin after a treatment, take the following precautions:

- Avoid sun exposure for 24 hours after a treatment. Protect the skin with SPF 30 for 2 weeks after each treatment.
- Do not prolong sun exposure such as sunbathing, using a tanning bed, or self-tan for at least 2 weeks after the last treatment.
- After treatment, keep the area clean and dry and drink plenty of water to keep skin hydrated.
- Do not take hot baths, showers, or use steam rooms and saunas for 24 hours after treatment.
- Do not take part in contact sports for 24 hours after treatment.
- Do not depilate (waxing, plucking, threading or creams) during the treatment – shaving is acceptable as long as you avoid shaving 24 hours after each treatment.
- Do not use bleaching creams or perfumed products for 24 hours after treatment.

CLEANING YOUR i-LIGHT REVEAL DEVICE


- ◆ **CAUTION:** Before cleaning your i-Light REVEAL, make sure that the device is switched off and the charging cord is disconnected from the device.
- Regular cleaning helps to ensure optimal results and a long life for the device.
- Use a clean, lint-free cloth (one is provided with the device) or a cotton swab to gently wipe the surface and the Flash Window, Treatment Head and the Skin Tone Sensor. If needed, you can dampen the cloth or cotton swab with water and mild soap.
- Allow the device to dry completely before using again.
- ◆ **WARNING:** If the Flash Window is cracked or broken, the unit must not be used. Never scratch the filter glass or the metallic surface inside the Treatment Head.
- ◆ **CAUTION:** The i-Light is a high voltage device. Never immerse in water. Never clean the unit or any of its parts under a tap or in a dishwasher.
- Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents because of the risk of fire. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as oil or acetone to clean the unit.

TROUBLESHOOTING / STORAGE / MAINTENANCE

i-Light Reveal Device Maintenance

- ◆ **CAUTION:** Before performing maintenance on your device, ensure the device is switched off and the power cord is disconnected from the base unit.
- ◆ **Replacing the Treatment Head**
 - The treatment head can deliver 6,000 flashes regardless of the energy level setting. When the Treatment Head has used up its flashes, it must be replaced.
 - The 'Bulb Life Remaining' icon on the display warns you when the number of remaining flashes is low. Fig. 21.

Fig. 21



- Bulb Life Remaining Display Fig. 22.

Fig. 22

Status	Full	Partially Full	Empty
Bulb life remaining display	A new bulb provides 6,000 flashes and the Bulb Fill Colour will be solid	When there are fewer than 300 flashes left, the Bulb Fill Colour will turn to black	Bulb Life is empty and the entire bulb is flashing. The device will 'beep'. Treatment Head must be replaced
ICON			

* NOTE: The Treatment Head must be replaced if the Lamp Tube is broken.

1. Press the treatment Head Release Tabs and gently pull to remove the Treatment Head. Fig. 23.
2. Replace with a new Treatment Head, ensuring it snaps into place. Fig. 24.

Fig. 23





Fig. 24



* Storage

- Switch off the unit, unplug it and let it cool down for 10 minutes before storage.
- Store the unit in a dry place at a temperature between 15° C and 35° C.

✱ Troubleshooting

- Always read these instructions fully before using i-Light REVEAL.
- Refer to this troubleshooting guide if you experience any problems with i-Light REVEAL, as this section addresses the most common problems you could encounter.
- If you have followed the instructions in this section and continue to experience problems, please contact your local Remington® Service Centre for further assistance.

Problem	Possible Cause	Action
<p>The device will not switch on.</p>	<p>The device isn't charged. You should hear the device 'beep' twice and the LCD display will show this screen.</p> 	<p>Ensure the device is fully charged - plug the charging cord into the wall socket. The Battery Charging icon should appear on the LCD display. When the device is fully charged, the Battery Life indicator will be full:</p> 
	<p>The Treatment head is not fully attached. You should hear two 'beeps' and the LCD display will show this screen.</p> 	<p>Ensure the Treatment Head is properly attached to the device. When the Treatment Head is attached correctly, you should hear a 'click' and the lights and 'beeping' will stop.</p>

Problem	Possible Cause	Action
<p>When I hold the device against my skin, nothing happens. The device doesn't 'beep' even after a few seconds.</p>	<p>You may need to perform a Skin Tone Test. The LCD display will show this screen:</p> 	<p>Place the flashing orange light against the skin of the intended treatment area.</p> <p>The device may require another Skin Tone Test if:</p> <ul style="list-style-type: none"> -The device is not used for five minutes - You take a break mid-treatment - The device is switched off and then on again
	<p>The Treatment Head is not in full contact with the skin.</p>	<p>Check that the Treatment Head is touching your skin. The device will not flash unless the Treatment Head is making full contact with the skin.</p>
	<p>You are trying to treat a small area such as between the eyebrows or near the eyes.</p>	<p>For your safety, the device should NOT be used anywhere near the eyes, eyebrows or eyelashes.</p>

Problem	Possible Cause	Action
A flash of light is not emitted when I press the Flash Button	The Treatment Head is not in full contact with the skin.	Check that the Treatment Head is touching your skin. The device will not flash unless the Treatment Head is making full contact with the skin.
	You have not waited enough time between flashes.	The device requires approximately 5 seconds to recharge between flashes. When the device is ready to flash again, the light will become solid green.
	The Treatment Head needs to be replaced; the LCD display will show the 'Bulb Life Empty' icon and will be flashing on and off.	Ensure the Bulb Life Icon is not empty and flashing. If it is flashing; turn the device off and replace the Treatment Head.

Problem	Possible Cause	Action
A flash of light is not emitted when I press the Flash Button	<p>The device needs some time to cool down. You should hear the device 'beep' once and the LCD display will show this screen:</p> 	<p>Wait a few minutes for the device to cool down. Do not turn the device off as this screen will disappear once the device is ready to use again. Under normal conditions, this is uncommon, however this can arise if the unit becomes too hot.</p>
	<p>The room is too warm for the device to cool down.</p>	<p>Use i-Light REVEAL in a cooler environment where the temperature is less than 27°C (or 80°F).</p>

Problem	Possible Cause	Action
I performed a Skin Tone Test and the light turned orange and 'buzzed'.	Your skin may be too dark for treatment. Refer to the Skin Chart at the beginning of this manual.	You cannot use the i-Light REVEAL device with your skin tone. Please contact your local service centre.
	You didn't use the Skin Tone Sensor correctly.	If the Skin Tone Sensor (flashing orange light) isn't firmly touching the skin, the device will make a rejection tone. Try pressing the Skin Tone Sensor firmly against the skin.
	The Skin Tone Sensor isn't working.	Please contact your local service centre.

Problem	Possible Cause	Action
Dirt or debris is stuck to the Flash Window.	The device needs to be cleaned.	Follow the cleaning instructions provided in this manual.

Problem	Possible Cause	Action
<p>The device:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isn't working - Is beeping - Is showing this symbol (including a reference number): <div style="text-align: center;">  <p>006</p> </div>	<p>The device isn't working properly and may need to be serviced.</p>	<p>Contact your local service centre; and provide the reference number from the display.</p>

- ✳ DO NOT attempt to open or repair your device. Only authorised i-Light REVEAL repair centres are permitted to perform repairs.
- Opening the device may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. Trying to open the device may also damage the device and will void your guarantee. Please contact your local service centre if you have a device in need of repair.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1 WARNUNG – ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN AN PERSONEN:**
- 2 Setzen Sie dieses Gerät ausschließlich zu dem in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Gebrauchszweck ein.
- 3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- 4 Lassen Sie das angeschlossene Gerät auf keinen Fall unbeaufsichtigt.
- 5 Bringen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht mit beheizten Oberflächen in Berührung.
- 6 Um eine mögliche Gefährdung auszuschließen, sollte das Gerät nicht genutzt werden wenn das Kabel Beschädigungen aufweist. Ersatz kann durch das Service Center /Kundendienst zur Verfügung gestellt werden.
- 7 Verwenden und bewahren Sie das Gerät zwischen 15 °C und 35 °C auf.
- 8 Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden.
- 9 Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht knicken oder verdrehen. Wickeln Sie es auch nicht um das Gerät.
- 10 Das Gehäuse des Gerätes ist nicht abwaschbar oder wasserfest. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten, und verwenden Sie es nicht im Freien.
- 11 Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Adapter nicht nass werden. Ist das Gerät ins Wasser gefallen, versuchen Sie nicht, es herauszuholen - ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- 12 Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an den Strom an bzw. trennen Sie es nicht mit nassen Händen vom Stromkreislauf.
- 13 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde oder sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- 14 Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer der Reichweite von Kindern auf.
- 15 Dieses Gerät sollte mit den zugelassenen schutzisolierten Adaptern PA-0510E (für Europa) und PA-0510U (für Großbritannien) mit einer Leistung von 5 V DC; 1000 mA (Adapterleistung) oder mit dem zugelassenen schutzisolierten Adapter WR9QA1200LMDG2720(R) mit einer Leistung von 5 V DC; 1200 mA (Adapterleistung) ausgeliefert werden.
- 16 Decken Sie während des Gebrauchs KEINEN Teil der Lüftungsschlitze ab; diese unterstützen das Gerät bei der Kühlung. Das Gerät könnte andernfalls überhitzen.
- 17 NICHT verwenden, wenn die Verpackung oder das Gerät beschädigt zu sein scheint, oder wenn ein Geräteteil Risse aufweist oder kaputt ist. Beschädigte Geräteteile erhöhen die Gefahr von Haut- oder Augenverletzungen.
- 18 Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

HAUPTMERKMALE

GERÄT

- 1 Lichtimpulsfenster
- 2 Aufsatz
- 3 Entriegelungstaste für den Aufsatz
- 4 Hautton-Sensor
- 5 Impulsschalter
- 6 LCD-Anzeige
- 7 Faserfreies Tuch
- 8 Aufbewahrungstasche (nicht abgebildet)

LCD-Anzeige

- 9 Akkulaufzeit
- 10 Impulszähler
- 11 Lichtkartusche
- 12 Intensitätsstufe
- 13 Taste zur Einstellung der Intensitätsstufe
- 14 Ein-/Ausschalter
- 15 Netzteil

MACHEN SIE SICH MIT i-LIGHT REVEAL VERTRAUT

★ Was ist i-Light REVEAL?

Das i-Light System ist ein Gerät, das mit der revolutionären lichtbasierten Technologie zur Entfernung von unerwünschter Körperbehaarung und Gesichtsbehaarung von Frauen für die Anwendung zu Hause entwickelt wurde.


i-Light REVEAL verwendet eine ähnliche, klinisch erprobte Technologie wie sie auch von professionellen Dermatologen und Kosmetikern angewendet wird, optimiert für die persönliche Behandlung kleinerer Behandlungsflächen.

✦ Was bedeutet Intense Pulse Light (IPL) und wie wirkt der i-Light REVEAL?

IPL - (Intense Pulsed Light) ist eine bewährte Technologie, die weltweit seit über 15 Jahren verwendet wird. i-Light REVEAL nutzt diese Technologie, um intensive Lichtimpulse an die Haut abzugeben.

Der Impuls wirkt unter der Hautoberfläche und trifft das Haar an der Wurzel an, um sein Wachstum zu stoppen. (Abb. 1)

Fig. 1



Die Energie des Lichtimpulses zielt auf dunkle Färbungen, bei dunkleren Haaren werden auch die besten Ergebnisse erzielt.

Um zu vermeiden, dass dunkle Haut angegriffen (und möglicherweise beeinträchtigt) wird, sollten Sie i-Light REVEAL ausschließlich bei hellen bis mittleren Hauttönen verwenden (I-IV).

✦ Was i-Light REVEAL leisten kann

Die Ergebnisse sind nicht sofort sichtbar. In den meisten Fällen nimmt der Haarwuchs bereits innerhalb der ersten zwei Wochen nach Beginn der Behandlung ab. Während dieser Zeit sieht es vielleicht so aus, als würde das Haar weiterwachsen, tatsächlich wird es aber „herausgeschoben“. Abb. 2

Fig. 2



Es ist wichtig, dass der Behandlungsplan vollständig durchgeführt wird, damit alle nachwachsenden Haare entfernt werden. Ein vollständiger Behandlungsplan umfasst drei Behandlungen Abstand von 2 Wochen.

Individuelle Ergebnisse variieren. Für beste Resultate empfiehlt es sich, die Anwendung zu wiederholen, sobald das Haar nachwächst.

Es können Haare nachwachsen, die weniger dicht, dünner und heller sind als das ursprüngliche Haar. Dies ist absolut normal und zu erwarten.

Nach Abschluss des kompletten Behandlungsplans sind gute Resultate bei regelmäßiger Anwendung nach 6-12 Wochen zu erwarten (bei dunkleren Hauttypen kann die Behandlung länger dauern).



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

◆ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie i-Light REVEAL das erste Mal benutzen:

Lesen Sie sich unbedingt die Warn- und Sicherheitsinformationen vollständig durch.

Bevor Sie das Gerät benutzen, prüfen Sie, ob i-Light REVEAL für Sie geeignet ist.

Benutzen Sie die Hauttypenskala, die auf dem Karton und am Anfang dieser Bedienungsanleitung zu finden ist, sowie den integrierten Hautsensor, um herauszufinden, ob dieses Gerät für Sie geeignet ist.

Schauen Sie sich die Haartypenskala am Anfang dieses Benutzerhandbuches an und vergewissern Sie sich, dass das Gerät für Sie geeignet ist.

✱ Hauttyp

Siehe Hautton-Skala auf Seite 2.

- Nicht auf dunkler Haut (Typ V und VI nach Fitzpatrick) anwenden, da es zu Verbrennungen, Blasen und Farbveränderungen der Haut kommen kann.
- Nicht auf gebräunter Haut oder nach einem Sonnenbad anwenden, da es zu Verbrennungen oder Hautverletzungen kommen kann.
- i-Light REVEAL ist bei natürlich weißer, grauer, blonder oder roter Körper- oder Gesichtsbehaarung nicht wirksam.

✱ Folgende Bereiche dürfen nicht behandelt werden:

- Nicht auf der Kopfhaut oder den Ohren anwenden.
- Nicht auf dem Gesicht und Hals von Männern anwenden.
- Nicht oberhalb des Wangenknochens anwenden (für Einsatz bei Gesichtsbehaarung bei Frauen).
- Nicht auf Brustwarzen, Brustwarzenhof oder Genitalien anwenden.
- Nicht anwenden, wenn Sie auf den zu behandelnden Bereichen Tätowierungen besitzen oder Permanent Make-up verwendet wurde.
- Nicht auf dunkelbraunen oder schwarzen Hautflecken wie Leberflecken oder Muttermalen oder auf Sommersprossen anwenden.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die kürzlich operiert wurden, oder die mit einem Tiefenpeeling oder einem Laser behandelt wurden, oder auf Narben oder Hautpartien, die Verletzungen durch Verbrennungen oder Verbrühungen aufweisen.

✱ Wann Sie i-Light REVEAL nicht anwenden bzw. darauf verzichten sollten, i-Light REVEAL anzuwenden

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn die Hautpartie, die Sie behandeln möchten, GEBRÄUNT ist. Ihre Haut könnte zu dunkel sein und die Behandlung gebräunter Hautpartien könnte vorübergehend zu Hautschwellungen und Blasen führen oder Ihre Hautfarbe verändern. Warten Sie, bis die Bräune vollständig zurückgegangen ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Kosmetik aufgetragen haben. Die Behandlung solcher, mit Kosmetik behandelter Hautpartien könnte vorübergehend zu Hautschwellungen und Blasen führen oder Ihre Hautfarbe verändern. Reinigen Sie die Hautpartien gründlich, bevor Sie sie behandeln.
- Behandeln Sie NICHT dieselbe Stelle mehrmals in einer Sitzung. Dies könnte vorübergehend zu Hautschwellungen und Blasen führen oder Ihre Hautfarbe verändern.

- Behandeln Sie KEINE Hautpartie öfter als einmal pro Woche. Eine häufigere Behandlung beschleunigt nicht das Ergebnis, sondern erhöht unter Umständen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hautschwellungen, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Ihre Haut Verletzungen aufweist, wie zum Beispiel offene Wunden, Fieberblasen oder Sonnenbrände. Verwenden Sie das Gerät ebenfalls NICHT an Stellen, an denen sich die Haut gepellt oder sich innerhalb der letzten 6-8 Wochen regeneriert hat.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf gereizter oder geschwollener Haut oder wenn Sie Ausschlag haben. Ihre Haut ist dann unter Umständen sensibler. Warten Sie, bis die betroffenen Stellen abgeheilt sind, bevor Sie das Gerät anwenden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Ihre Haut sensibel auf Licht reagiert. Um herauszufinden, ob Sie i-Light REVEAL verwenden können, testen Sie das Gerät zuerst an einer kleinen Hautstelle und warten Sie 24 Stunden, um zu sehen, ob unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, bevor Sie größere Hautpartien behandeln.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten oder wenn Sie stillen. i-Light REVEAL wurde nicht an schwangeren Frauen getestet. Hormonelle Veränderungen treten häufig während der Schwangerschaft oder der Stillzeit auf, und Ihre Haut könnte in dieser Zeit sensibler und das Risiko für Hautverletzungen größer sein.
- Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH auf der Haut.
- Verwenden Sie dieses Modell (IPL2000) AUSSCHLIESSLICH zur Haarentfernung.
- Behandeln Sie KEINE Stellen, an denen zu einem späteren Zeitpunkt wieder Haare nachwachsen sollen. Die Haarentfernung könnte dauerhaft und irreversibel sein.
- ✳ **VORSICHT:** Vermeiden Sie die Behandlung von Bereichen, die ausschließlich Flaum aufweisen (sehr weiches, feines Haar), da dies zu unerwünschtem Nachwachsen der Haare führen kann.
- NICHT auf dem Gesicht anwenden, wenn bei Ihnen in der Vergangenheit Herpes aufgetreten ist. Durch die Anwendung von IPL oder einer anderen Behandlung, die Hautirritationen hervorrufen kann, kann Herpes erneut auftreten.
- Sollte gerade erst eine professionelle, klinische oder selbst durchgeführte Haarentfernung durch Elektrolyse, Laser oder IPL vorgenommen worden sein, warten Sie mindestens 6 Wochen, bevor Sie i-Light REVEAL verwenden. Sollten Sie ihre Haare entwachst, gezupft oder epiliert haben, warten Sie mindestens 6 Wochen, bevor i-Light REVEAL verwenden. Da das Gerät die Haarwurzel betäubt, ist die Behandlung nicht effektiv, wenn die Haare, inklusive der Haarwurzel entfernt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT direkt über oder in der Nähe von aktiven implantierbaren medizinischen Geräten, wie implantierten Herzschrittmachern, internen Defibrillatoren oder Insulingeräten. Obwohl während klinischer Studien keinerlei Probleme in Zusammenhang mit dem Gerät festgestellt wurden, wird dennoch empfohlen, alle Warnhinweise in Bezug auf aktive implantierbare medizinische Geräte und die gleichzeitige Verwendung elektronischer Geräte zu beachten, um jeglichen Ausfall oder jegliche Störung aktiver implantierbarer Geräte zu vermeiden.
- Nicht über oder in der Nähe von künstlichen Elementen wie Silikon-Implantaten, Implanon Implantaten zur Empfängnisverhütung, Herzschrittmachern, subkutanen Injektionskanälen (Insulinpumpe) oder Piercings anwenden.
- Drahtlose Kommunikationsgeräte könnten das i-Light REVEAL Gerät beeinträchtigen und sollten mindestens 3,3 m davon entfernt aufbewahrt werden.
- NICHT über oder in der Nähe von metallischen Füllungen, Zahnimplantaten und Zahnsparangen verwenden.

BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN

* ANLEITUNG ZUM AUFLADEN

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig geladen ist, bevor Sie es das erste Mal verwenden.
- Schließen Sie das Netzteil an das Gerät an und stecken Sie das Netzteil anschließend in die Steckdose.
- Eine vollständige Ladung dauert bis zu 1.5 Stunden.
- Je nachdem welche Intensitätsstufe Sie gewählt haben, reicht eine vollständige Ladung für ca. 100 Lichtimpulse aus (niedrigere Intensitätsstufen liefern mehr Lichtimpulse pro Ladung).

* Schnellladefunktion

- Das Gerät verfügt ebenfalls über eine Schnellladefunktion.
- Um die Funktion zu verwenden, laden Sie das Gerät für 15 Minuten.
- Dadurch liefert das Gerät ca. 20 Lichtimpulse.
- Wenn der Akku lädt, wird auf der LCD-Anzeige das Ladesymbol angezeigt (Abb. 3).
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird auf der LCD-Anzeige das Batteriesymbol als voll angezeigt (Abb. 4).

Abb. 3




Abb. 4




- Wird das Gerät verwendet, wird der Ladezustand durch das „Akkulaufzeit“-Symbol in der LCD-Anzeige angezeigt. (Abb. 5).


Abb. 5



Akkulaufzeit



Geringer Akku




Leerer Akku

- * **HINWEIS:** Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist oder gerade lädt.
- * **TIPP:** Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch aufzuladen, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig geladen und bereit zur nächsten Verwendung ist.

👁️ NUTZUNG I-LIGHT REVEAL

✳️ Hautton-Test

1. Lesen Sie sich die Warn- und Sicherheitshinweise durch.
2. Machen Sie sich mit den Produkteigenschaften Ihres i-Light Geräts vertraut.
3. Schauen Sie sich die Hautton-Skala an und vergewissern Sie sich, dass Ihr Hautton im zulässigen Bereich liegt. (Abb. 6)



4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Einschalter drücken. (Abb. 7)

Abb. 7





Abb. 8



Abb. 9



- ✳️ HINWEIS: Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, werden Sie aufgefordert, den Hautton-Test durchzuführen.

Die LCD-Anzeige zeigt das Symbol „Hautton-Sensor“ an. (Abb. 8)

Der Hautton-Sensor befindet sich an der Rückseite des Gerätes und blinkt orange. (Abb. 9)

5. Drücken Sie den Hautton-Sensor (orange blinkendes Licht) fest auf die Hautpartie, die Sie behandeln möchten, und lassen Sie ihn 2 Sekunden lang in dieser Position. (Abb. 10)

Abb. 10



- Das Ablesen erfolgt automatisch.
- Permanent leuchtendes oranges Licht und „Brummen“ = Ihre Haut ist möglicherweise zu dunkel
- Permanent leuchtendes grünes Licht und „Piepen“ = Ihr Hautton ist geeignet
- ✳ **HINWEIS:** Sie müssen den Hautton-Test für jede Hautpartie, die Sie behandeln möchten, durchführen.
- ✳ **Auswahl der Intensitätsstufe**
- ✳ Das Gerät ist beim EINSCHALTEN immer automatisch auf die Intensitätsstufe 1 eingestellt. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie die Taste zur Regelung der Intensitätsstufe drücken. (Abb. 11)

Abb. 11



- Wenn Sie Stufe 3 erreicht haben und die Taste zur Einstellung der Intensitätsstufe drücken, wird das Gerät auf die 1. Intensitätsstufe zurückgesetzt.
- i-Light REVEAL verfügt über 3 Intensitätsstufen. Stufe 1 (1 Balken) ist die niedrigste und Stufe 3 (3 Balken) die höchste Stufe.
- ✳ **TIPP:** Für optimale Ergebnisse verwenden Sie immer die höchstmögliche Intensitätsstufe, die keine Beschwerden auf der Haut hervorruft.
- ✳ **Probieren Sie das i-Light REVEAL Gerät auf Ihrer Haut aus.**
- Testen Sie das i-Light REVEAL Gerät auf einer kleinen Hautpartie und warten Sie 24 Stunden, um sicherzugehen, dass keine Nebenwirkungen auftreten.
- Beginnen Sie mit Intensitätsstufe 1 und blitzen Sie einmal. Lichtimpulse werden an die Haut abgegeben, indem Sie das Lichtimpulsfenster fest gegen Ihre Haut drücken. Daraufhin hören Sie einen „piep piep“-Signalton und der Hautton-Sensor sollte dauerhaft grün leuchten. Drücken Sie den Impulsschalter, um einen Lichtimpuls abzugeben. (Abb. 12)

Abb. 12



- ✳ **TIPP:** Es ist hilfreich, einen Spiegel zu verwenden, um den Hautton-Sensor zu sehen. Empfinden Sie das reflektierte Licht als unangenehm, können Sie die Augen vor jedem Lichtimpuls schließen.

- Leichtes bis mäßiges Unbehagen ist normal. Ist ein Lichtimpuls der Intensitätsstufe 1 für Sie erträglich, können Sie die Intensität steigern, indem Sie auf Intensitätsstufe 2 wechseln. Bewegen Sie das Gerät zur nächsten Hautstelle und geben Sie einen erneuten Lichtimpuls ab. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie eine für Sie angenehme Einstellung gefunden haben.
- Warten Sie 24 Stunden und kontrollieren Sie dann die getestete Hautstelle. Wenn die Haut keinerlei Auffälligkeiten aufweist, können Sie mit Ihrer ersten vollständigen Behandlung fortfahren. Verwenden Sie dazu die Intensitätsstufe, die sich beim Test für Sie als die richtige herausgestellt hat.
- ✳ **HINWEIS:** Sie müssen das Gerät an jeder Partie am Körper oder im Gesicht, die Sie behandeln möchten, testen.
- ✳ **Behandeln Sie den/die gewünschte(n) Bereich(e) mit dem i-Light.**
- ✳ **Bereiten Sie Ihre Haut auf die Behandlung vor**
 1. Vergewissern Sie sich, dass die zu behandelnde Hautpartie sauber ist und keine Rückstände von Ölen, Deodorants, Parfum, Make-up, Lotionen und Cremes aufweist. Rasieren oder kürzen Sie die Haare auf der zu behandelnden Partie und stellen sicher, dass die Haut sauber und trocken ist. Wenn Sie Haare kürzen, achten Sie darauf, dass das Haar kürzer als 0,5 mm ist. (Abb. 13)

Abb. 13



2. Entfernen Sie die Haare auf keinen Fall mit Enthaarungswachs, einem Epiliergerät, Pinzetten oder Enthaarungsmitteln. Dies ist dem IPL-Verfahren nicht zuträglich.
- ✳ **Bereiten Sie das Gerät für die Behandlung vor**
Benutzen Sie den Hautton-Sensor, um das Gerät zu entsperren. (Abb. 14). Wählen Sie die gewünschte Intensität (Abb. 15).

Abb. 14






Abb. 15



BEHANDLUNG

- Drücken Sie das Lichtimpulsfenster fest gegen die Haut. Das Licht leuchtet permanent grün, sobald das Lichtimpulsfenster die Haut berührt (Abb. 16).

Abb. 16



- Drücken Sie den Impulsschalter, um einen Lichtimpuls abzugeben. Ein heller Lichtblitz sollte zu sehen (ähnlich dem eines Kamerablitzes) und ein leichtes Gefühl von Wärme spürbar sein.
- ✳ **HINWEIS:** Das Gerät kann etwa alle 5 Sekunden Lichtimpulse abgeben. Während dieser Zeit wird auf der Anzeige eine Sanduhr angezeigt (Abb. 17). Sobald das Gerät wieder einen Lichtimpuls abgeben kann, verschwindet das Symbol und das Licht leuchtet permanent grün (sofern der Aufsatz vollständig auf der Haut aufliegt).

Abb. 17






Abb. 18

- Die Haut sollte rasterartig behandelt werden. (Abb. 18)
- Für ein optimales Ergebnis folgen Sie der empfohlenen Anzahl von Lichtimpulsen, die in Abb. 19 aufgeführt sind, für den Gesichtsbereich.



- * **TIPP:** Versuchen Sie, die Haut zu spannen, damit der Hautkontakt leichter hergestellt werden kann - durch das Hautprofil kann der vollständige Hautkontakt über die Sensoren auf bestimmten Partien erschwert werden. Vielleicht ist es für Sie einfacher, mit Ihrer Oberlippe die Zahnreihe zu umschließen oder mithilfe Ihrer Zunge die Wangen zu spannen, damit die Sensoren vollständig auf der Haut aufliegen.
- Damit Sie den Überblick über die in einer Behandlung abgegebenen Lichtimpulse nicht verlieren, ist das Gerät mit einem „Lichtimpulszähler“ ausgestattet. (Abb. 20). Jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der Lichtimpulszähler zurückgesetzt.

Abb. 20



👁️ PFLEGE NACH DER BEHANDLUNG

Nach der Behandlung kann es sein, dass Sie eine leichte Rötung oder ein warmes Gefühl auf der Haut feststellen. Das ist normal und geht bald wieder zurück. Um Hautirritationen nach der Behandlung zu vermeiden, halten Sie sich an folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung 24 Stunden nach einer Behandlung. Schützen Sie Ihre Haut nach jeder Behandlung 2 Wochen lang mit LSF 30.
- Vermeiden Sie in einem Zeitraum von 2 Wochen nach der letzten Behandlung ausgedehnte Sonnenbäder, auch in Solarien, sowie den Einsatz von Selbstbräunern.
- Achten Sie darauf, dass die behandelten Partien nach der Behandlung sauber und trocken sind, und trinken Sie viel Wasser, damit die Haut nicht austrocknet.
- Vermeiden Sie 24 Stunden nach der Behandlung heiße Bäder, Duschen, Dampfbäder und Saunagänge.
- Nehmen Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung nicht an Kontaktsportarten teil.
- Führen Sie während der Behandlung keine Enthaarung durch (egal ob durch Wachsbehandlung, Zupfen, Fadenenthaarung oder Enthaarungscremes). Rasieren ist 24 Stunden nach der Behandlung zulässig.
- Verwenden Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung keine Bleichcremes oder parfümierten Produkte.

👁️ REINIGUNG IHRES i-LIGHT REVEAL GERÄTES

- ⚠️ **WARNHINWEIS:** Vergewissern Sie sich vor der Reinigung Ihres i-Light REVEAL, dass das Gerät AUSGESCHALTET und das Netzkabel nicht an das Gerät angeschlossen ist.

- Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet optimale Ergebnisse und eine lange Lebensdauer für Ihr Gerät.
- Verwenden Sie ein sauberes, faserfreies Tuch (eines wurde mit dem Gerät mitgeliefert) oder ein Baumwolltuch, um die Oberfläche des Lichtimpulsfensters, des Aufsatzes und des Hautton-Sensors zu reinigen. Falls nötig, können Sie die Tücher mit Wasser und milder Seife befeuchten.
- Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- ◆ **WARNUNG:** Wenn das Lichtimpulsfenster Risse aufweist oder beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Auf keinen Fall das Glas, welches das Licht filtert, oder die Metalloberfläche im Aufsatz zerkratzen.
- ◆ **VORSICHT:** Das i-Light Gerät arbeitet mit Hochspannung. Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser und reinigen Sie das Gerät oder Teile davon auf keinen Fall unter fließendem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine.
- Verwenden Sie auf Grund von Brandgefahr keine ölbasierten oder entflammaren Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts auf keinen Fall Topfschwämme, Scheuermilch oder aggressive Flüssigkeiten wie Öl oder Aceton.

➔ FEHLERBEHEBUNG / AUFBEWAHRUNG / WARTUNG


* **Wartung des i-Light REVEAL**

- ◆ **VORSICHT:** Bevor Sie Ihr i-Light warten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät **AUSGESCHALTET** und das Netzkabel nicht an die Basisstation angeschlossen ist.

* **Auswechseln des Aufsatzes**

- Der Aufsatz kann unabhängig von der ausgewählten Intensitätsstufe 6,000 Lichtimpulse abgeben. Wenn alle Lichtimpulse aufgebraucht sind, muss der Aufsatz ausgetauscht werden.
- Das Anzeigesymbol zeigt an, wann die Anzahl der verbleibenden Lichtimpulse gering ist. (Abb. 21)

Abb. 21



- Anzeige der verbleibenden Lichtimpulse. (Abb. 22).

Status	Voll	Halb voll	Leer
Anzeige der verbleibenden Lichtimpulse	Eine neue Lichtkartusche gibt 6,000 Lichtimpulse ab und das Symbol ist komplett ausgefüllt.	Wenn weniger als 300 Lichtimpulse übrig sind ändert sich die Farbe des Symbols.	Wenn keine Lichtimpulse mehr vorhanden sind, leuchtet das Symbol. Das Gerät gibt ein akustisches Signal ab und der Aufsatz muss gewechselt werden.
SYMBOL			

✳ **HINWEIS:** Der Aufsatz muss ausgewechselt werden, wenn die Lampe kaputt ist.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Aufsatz und ziehen Sie den Aufsatz vorsichtig ab. (Abb. 23).
2. Setzen Sie den neuen Aufsatz auf und achten Sie dabei darauf, dass er einrastet.

Abb. 23




Abb. 24



✳ Aufbewahrung

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker vom Strom und lassen Sie es, bevor Sie es verstauen, 10 Minuten lang abkühlen.
- Bewahren Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 15° C und 35° C an einem trockenen Ort auf.

✳ Fehlerbehebung

- Lesen Sie diese Anleitung stets sorgfältig durch, bevor Sie das i-Light REVEAL benutzen.
- Bei Problemen mit dem i-Light REVEAL konsultieren Sie den Leitfaden zur Fehlerbehebung in diesem

Abschnitt. Dort sollten die Probleme aufgelistet sein, die am häufigsten beim Einsatz des Geräts auftreten können.

- Wenn Sie die Anweisungen unter diesem Abschnitt befolgen, die Probleme aber weiterhin auftreten, wenden Sie sich für weitere Unterstützung bitte an das Remington® Service Center.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
<p>Das Gerät lässt sich nicht anschalten.</p>	<p>Das Gerät ist nicht aufgeladen. In diesem Fall sollten Sie das Gerät zweimal „piepen“ hören. Die LCD-Anzeige zeigt folgendes Bild an.</p> 	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig geladen ist – stecken Sie das Ladekabel in die Steckdose. Das Akkuladesymbol sollte auf der LCD-Anzeige erscheinen. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, wird der Akku als voll angezeigt:</p> 
	<p>Der Aufsatz ist nicht vollständig angebracht. Sie sollten zwei Piepstöne hören. Die LCD-Anzeige zeigt folgendes Bild an.</p> 	<p>Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz richtig am Gerät sitzt. Wurde der Aufsatz richtig angebracht, hören Sie ein „Klicken“ und die Lichter und das „Piepen“ erlöschen.</p>

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
<p>Wenn ich das Gerät gegen meine Haut drücke, passiert nichts. Das Gerät „piept“ auch nach ein paar Sekunden nicht.</p>	<p>Möglicherweise müssen Sie einen Hautton-Test durchführen. Auf der LCD-Anzeige wird folgendes Bild angezeigt:</p> 	<p>Drücken Sie das orange blinkende Licht gegen die Hautpartie, die Sie behandeln möchten.</p> <p>Möglicherweise ist ein weiterer Hautton-Test mit dem Gerät erforderlich, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Gerät fünf Minuten nicht in Betrieb war. - Sie mitten in der Behandlungsphase eine Pause gemacht haben. - das Gerät zuerst ein- und dann wieder ausgeschaltet wurde.
	<p>Der Aufsatz liegt nicht vollständig auf der Haut auf.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob der Aufsatz Ihre Haut berührt. Das Gerät gibt erst dann Lichtimpulse ab, wenn der Aufsatz vollständig auf der Haut aufliegt.</p>
	<p>Sie versuchen eine kleine Fläche, wie jene zwischen den Augenbrauen oder in der Nähe der Augen, zu behandeln.</p>	<p>Verwenden Sie das Gerät zu Ihrer Sicherheit NICHT in der Nähe der Augen, Augenbrauen oder Wimpern.</p>

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Es wird kein Lichtimpuls abgegeben, wenn ich den Impulsschalter drücke.	Der Aufsatz liegt nicht vollständig auf der Haut auf.	Überprüfen Sie, ob der Aufsatz Ihre Haut berührt. Das Gerät gibt erst dann Lichtimpulse ab, wenn der Aufsatz vollständig auf der Haut aufliegt.
	Sie haben zwischen den Blitzen nicht lange genug gewartet.	Das Gerät benötigt etwa 5 Sekunden zwischen den Lichtimpulsen, um sich wieder aufzuladen. Sobald das Gerät wieder einen Lichtimpuls abgeben kann, leuchtet das Licht permanent grün auf.
	Der Aufsatz muss ausgetauscht werden; die LCD-Anzeige zeigt das Symbol "Ende der Lichtimpulse" an und das Symbol blinkt.	Überprüfen Sie, ob die Lichtimpulse aufgebraucht sind und das Symbol blinkt. Wenn es blinkt; schalten Sie das Gerät aus und wechseln Sie den Aufsatz aus.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
<p>Es wird kein Lichtimpuls abgegeben, wenn ich den Impulsschalter drücke.</p>	<p>Das Gerät braucht einige Zeit zum Abkühlen. Sie sollten das Gerät einmal „piepen“ hören und die LCD-Anzeige zeigt folgendes Bild an:</p> 	<p>Warten Sie ein paar Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist. Schalten Sie das Gerät nicht aus, denn diese Anzeige erlischt, sobald das Gerät wieder verwendet werden kann. Unter normalen Umständen sollte dies nicht passieren, der Fall kann allerdings eintreten, wenn das Gerät zu heiß wird.</p>
	<p>In dem Raum ist es zu warm, das Gerät kann nicht abkühlen.</p>	<p>Verwenden Sie i-Light REVEAL in einer kühleren Umgebung mit einer Umgebungstemperatur von weniger als 27° C (oder 80° F).</p>

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Ich habe einen Hautton-Test durchgeführt, das Licht wurde orange und das Gerät hat „gebrummt“.	Ihre Haut ist möglicherweise zu dunkel für die Behandlung. Sehen Sie bitte auf der Hauttypenskala am Anfang dieses Benutzerhandbuches nach.	Ihr Hautton ist für eine Behandlung mit dem i-Light REVEAL Gerät ungeeignet. Bitte kontaktieren Sie Ihr Service Center vor Ort.
	Sie haben den Hautton-Sensor nicht korrekt bedient.	Wenn der Hautton-Sensor (orange blinkendes Licht) nicht fest auf der Haut aufliegt, ertönt ein Zurückweisungston. Versuchen Sie den Hautton-Sensor fest gegen die Haut zu drücken.
	Der Hautton-Sensor funktioniert nicht.	Bitte kontaktieren Sie Ihr Service Center vor Ort.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Schmutz oder andere Rückstände sind am Lichtimpulsfenster.	Das Gerät muss gereinigt werden.	Befolgen Sie bei der Reinigung die in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Anweisungen.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
<p>Das Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funktioniert nicht. - piept. - zeigt dieses Symbol an (inklusive einer Referenznummer): <div style="text-align: center;">  <p>006</p> </div>	<p>Das Gerät funktioniert nicht richtig und muss möglicherweise gewartet werden.</p>	<p>Kontaktieren Sie Ihr Service Center vor Ort und geben Sie die in der Anzeige angezeigte Referenznummer an.</p>

- ✳ Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Ausschließlich autorisierte i-Light REVEAL Werkstätten sind befugt, Reparaturen durchzuführen.
- Wenn Sie das Gerät öffnen, könnten Sie gefährlichen elektrischen Komponenten oder Lichtimpulsen ausgesetzt sein und schwere körperliche Schäden und/oder bleibende Augenschäden davontragen. Wenn Sie versuchen das Gerät zu öffnen, könnte es beschädigt werden und Sie könnten Ihre Garantieansprüche verlieren. Bitte kontaktieren Sie Ihr Service Center vor Ort, wenn Sie ein Gerät haben, dass repariert werden muss.



UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



Grazie per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Remington®. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle.
Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.



IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- 1 **AVVERTIMENTO – PER RIDURRE IL RISCHIO DI BRUCIATURE, FOLGORAZIONI, INCENDI O DANNI ALLE PERSONE:**
- 2 Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso descritto nel presente manuale.
- 3 Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o malfunzionante.
- 4 Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa.
- 5 Tenere la spina e il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.
- 6 Non usare il prodotto se il cavo è danneggiato. Sarà possibile sostituirlo tramite i nostri centri di assistenza autorizzati.
- 7 Utilizzare e conservare l'apparecchio ad una temperatura tra i 15°C e i 35°C.
- 8 Utilizzare solo gli accessori forniti con l'apparecchio.
- 9 Non attorcigliare o arrotolare il cavo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- 10 Il corpo dell'apparecchio non è lavabile o resistente all'acqua. Non immergerlo in sostanze liquide; non usarlo in prossimità della vasca, del lavandino o di un altro contenitore in cui sia dell'acqua e non utilizzarlo all'esterno.
- 11 Assicurarsi che il cavo elettrico e l'adattatore non si bagnino. Non cercare di prendere l'apparecchio se è caduto in acqua – scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica.
- 12 Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente con le mani bagnate.
- 13 L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi.
- 14 Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- 15 Questo apparecchio deve essere utilizzato con adattatori di isolamento di sicurezza approvati PA-0510E (per l'Europa) e PA-0510U (per il Regno Unito) con capacità di uscita di 5Vdc, di 1000mA (uscita adattatore) o adattatore di isolamento sicurezza approvato WR9QA1200LMDG2720 (R) con capacità di uscita di 5Vdc; 1200mA (uscita adattatore).
- 16 **NON** coprire qualsiasi parte delle fessure di ventilazione durante l'uso, in quanto contribuiscono a mantenere l'apparecchio freddo durante il funzionamento. Ciò potrebbe portare al surriscaldamento dell'apparecchio.
- 17 **NON** utilizzare se l'imballaggio o l'apparecchio sembrano danneggiati o se qualsiasi parte dell'apparecchio è incrinata o rotta. Così facendo potrebbe aumentare il rischio di danni alla pelle o agli occhi derivanti dalla lampada.
- 18 Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale o professionale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

APPARECCHIO

- 1 Finestra del flash
- 2 Testina di trattamento
- 3 Pulsanti di rilascio della testina di trattamento
- 4 Sensore di tonalità della pelle
- 5 Pulsante del flash
- 6 Display LCD
- 7 Panno anti-pelucchi
- 8 Astuccio (non mostrato)

DISPLAY LCD

- 9 Stato della batteria
- 10 Contatore flash di sessione
- 11 Stato della lampadina
- 12 Livello di intensità
- 13 Pulsante livello di intensità
- 14 Pulsante On/Off (accesso/spento)
- 15 Adattatore

PRESENTAZIONE DI i-LIGHT REVEAL

Che cosa è i-Light REVEAL?

i-Light è un dispositivo rivoluzionario per la rimozione dei peli del corpo e del viso femminile ad uso domestico che sfrutta la tecnologia della Luce Pulsata Intensa (IPL).

i-Light REVEAL utilizza una tecnologia clinicamente testata, simile a quella utilizzata da dermatologi professionisti e in uso nei saloni di bellezza, ma ottimizzata per il trattamento personale delle zone più ridotte.

Che cosa è la luce pulsata intensa (IPL) e come lavora i-Light REVEAL?


IPL - (luce pulsata) è una tecnologia ben consolidata utilizzata a livello mondiale da oltre 15 anni. i-Light REVEAL utilizza questa tecnologia per inviare dei flash alla pelle con un impulso intenso di luce.

L'impulso agisce sotto la superficie della pelle per colpire i peli alla radice, contribuendo ad arrestarne la crescita (Fig. 1).

L'energia dell'impulso di luce individua come bersaglio il colore scuro ed i risultati migliori si vedono sui peli più scuri.

Per evitare di individuare come bersaglio (e possibilmente danneggiare) la pelle scura, i-Light REVEAL deve essere utilizzato solo su tonalità di pelle medie (I-IV).

Fig. 1



* Cosa aspettarsi da i-Light REVEAL

I risultati non sono immediati, ma la maggior parte degli utenti inizierà a notare una diminuzione dei peli entro 1-2 settimane dall'inizio del trattamento. Durante questo periodo di tempo può sembrare che i peli continuino a crescere, ma in realtà stanno per essere 'eliminati'. Fig. 2.

Fig. 2



È importante continuare con il ciclo completo di trattamenti per assicurarsi che ogni pelo attivovenga trattato. Un ciclo completo comprende un trattamento ogni 2 settimane per un totale di 3 trattamenti.

I risultati sono soggettivi e possono variare, potrebbe essere quindi necessario effettuare molteplici trattamenti per ottenere risultati ottimali.

Alcuni peli ricresciuti potrebbero risultare meno fitti, più fini e chiari rispetto ai peli originali. Questa ricrescita è perfettamente normale ed è prevista.

Dopo aver completato il ciclo iniziale di trattamenti, un utilizzo settimanale, regolare e continuo, darà buoni risultati entro 6-12 settimane (le pelli più scure potrebbero richiedere più tempo).



AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

◆ IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare ad utilizzare i-Light REVEAL:

Assicurarsi di aver letto tutti gli avvertimenti e le informazioni di sicurezza. Prima di iniziare, verificare che i-Light REVEAL sia adatto a voi.

Consultare la tabella del colore della pelle, che si trova sulla scatola e nella parte anteriore del manuale, e utilizzare il sensore della pelle integrato che rileva la tonalità della pelle per determinare se questo dispositivo è adatto a voi.

Consultare la tabella dei peli nella parte anteriore del presente manuale per assicurarvi che l'apparecchio sia la scelta giusta per voi.

✱ Tipo di pelle

Consultare la tabella delle tonalità della pelle a pagina 2.

- Non usare in caso di pelle naturalmente scura (fototipi Fitzpatrick V e VI) poiché potrebbe provocare ustioni, vesciche e cambiamenti di colore della pelle.
- Non usare in caso di pelle abbronzata o dopo una recente esposizione ai raggi solari poiché potrebbe provocare ustioni e problemi alla pelle.
- i-Light REVEAL non è efficace sui peli di corpo o viso di colore bianco, grigio, biondo o rosso naturali.

✱ Aree da non trattare:

- Non usare sulla testa o sulle orecchie.
- Non usare sul viso o sul collo maschili.
- Non usare al di sopra degli zigomi (il trattamento sul viso è consentito solo alle donne).
- Non usare su capezzoli, aureole o genitali.
- Non usare in caso di tatuaggi o trucco permanente nell'area da trattare.
- Non usare su macchie scure o nere quali nei, voglie o lentiggini.
- Non usare su aree recentemente sottoposte a chirurgia, peeling profondo, ringiovanimento della pelle con laser e su cicatrici o pelle che è stata danneggiata da ustioni o scottature.

✱ Quando non utilizzare/Quando evitare di utilizzare i-Light REVEAL

- NON utilizzare in caso di PELLE ABBRONZATA nella zona dove si vuole effettuare il trattamento, in quanto la pelle potrebbe essere troppo scura ed il trattamento nelle zone abbronzate potrebbe temporaneamente causare gonfiori o vesciche alla pelle o potrebbe cambiare il colore della pelle. Attendere fino a quando l'abbronzatura sarà svanita prima di effettuare il trattamento.
- NON utilizzare su pelle sulla quale sono stati utilizzati cosmetici, in quanto il trattamento in quelle zone potrebbe causare temporanei gonfiori o vesciche alla pelle o potrebbe cambiare il colore della pelle. Assicurarsi di aver pulito accuratamente la zona interessata al trattamento prima di procedere.
- NON sottoporre al flash lo stesso punto più volte durante la stessa sessione, in quanto questo potrebbe causare temporanei gonfiori o vesciche alla pelle o potrebbe cambiare il colore della pelle.

- NON trattare qualsiasi zona più di una volta alla settimana, in quanto non si accelereranno i risultati, ma potrebbero aumentare le probabilità di provocare gonfiore o vesciche alla pelle o cambiamenti del colore della pelle.
 - NON utilizzare su pelle danneggiata, comprese ferite aperte, herpes labiale, scottature solari, o zone dove è stato effettuato un peeling della pelle o altra procedura di rinnovamento della pelle nelle ultime 6-8 settimane.
 - NON utilizzare su pelle irritata, comprese eruzioni cutanee o pelle gonfia. Queste circostanze possono rendere la pelle più sensibile. Attendere che la zona interessata guarisca prima di procedere.
 - NON utilizzare se la pelle è sensibile alla luce. Per determinare se potete usare i-Light REVEAL, provare su una piccola parte di pelle ed attendere 24 ore per determinare se ci sono delle reazioni avverse prima di trattare in modo più ampio.
 - NON utilizzare se siete in stato di gravidanza, se avete il dubbio di esserlo o se state allattando al seno. i-Light REVEAL non è stato testato sulle donne in stato di gravidanza. I cambiamenti ormonali sono comuni durante la gravidanza o l'allattamento al seno e potrebbero aumentare la sensibilità della pelle ed il rischio di danni alla pelle.
 - NON esporre al flash materiale diverso dalla pelle.
 - NON utilizzare questo modello (IPL2000) per scopi diversi da quello della rimozione dei peli.
 - NON trattare zone dove vorreste che in seguito ricrescessero i peli. I risultati possono essere permanenti ed irreversibili.
- ★ **ATTENZIONE:** Evitare di trattare le zone che contengono solo peli vellus (peli molto sottili, fini conosciuti come "peluria") in quanto si potrebbe provocare una ricrescita indesiderata dei peli.
- Non usare sul viso se avete avuto episodi di herpes labiale; l'uso di luce pulsata intensa (IPL) o di qualsiasi trattamento che irrita la pelle può provocare una ricomparsa dell'herpes labiale.
 - Se vi siete sottoposte a trattamenti professionali, clinici o casalinghi di rimozione dei peli al laser, a luce pulsata (IPL) o ad elettrolisi, attendete almeno 6 mesi prima di utilizzare i-Light REVEAL. Nel caso in cui abbiate effettuato ceretta, strappo o epilazione nella zona del trattamento, attendete almeno 6 settimane prima di utilizzare i-Light REVEAL. L'apparecchio utilizza i peli sotto la pelle per mettere fuori uso i peli alla radice, perciò la sua efficacia svanisce se i peli sono stati rimossi.
 - NON utilizzare direttamente sopra o nelle vicinanze di dispositivi medici impiantati come pacemaker, defibrillatore interno o dispositivi per l'insulina. Anche se, durante gli studi clinici, non è stato segnalato alcun problema connesso all'uso di questo apparecchio, si consiglia di osservare tutti gli avvertimenti relativi ai dispositivi medici impiantati sull'uso dei dispositivi elettronici per impedire qualsiasi guasto o blocco di un dispositivo impiantato.
 - Non usare sopra o vicino a elementi artificiali quali impianti al silicone, impianti contraccettivi Implanon, pacemaker, finestre di iniezioni sottocutanee (dispenser di insulina) o piercing.
 - Le apparecchiature di comunicazione wireless possono influenzare i-Light REVEAL e dovrebbe essere mantenute ad una distanza di almeno 3,3 m.
 - Non utilizzare nelle vicinanze di otturazioni di metallo, impianti dentali o apparecchi ortodontici.

👁️ PREPARAZIONE ALL'USO

✳️ ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO

- Al primo utilizzo, accertarsi che l'apparecchio sia completamente carico.
- Inserire l'adattatore nell'apparecchio e poi nella presa.
- Una carica completa richiederà fino a 1.5 ore.
- Il numero di flash emessi con una carica completa dipende dal livello di intensità impostato; in ogni caso una carica completa garantisce approssimativamente 100 flash.

✳️ Funzione di Ricarica Rapida

- L'apparecchio è dotato della funzione di ricarica rapida.
- Per utilizzare questa funzione, caricare l'apparecchio per 15 minuti.
- La ricarica rapida garantirà l'emissione di circa 20 flash.
- Quando la batteria è in carica, il display LCD mostra l'icona in carica. Fig. 3
- Quando la batteria è completamente carica, il display LCD mostra l'icona della batteria carica. Fig. 4

Fig. 3




Fig. 4




- Durante l'utilizzo lo stato della batteria è indicato sul display LCD dall'icona di 'livello della batteria'. Fig. 5


Fig. 5



Batteria carica



Batteria poco carica




Batteria scarica

- ✳️ **NOTA:** L'apparecchio non può essere messo in funzione mentre è collegato alla presa di corrente o mentre è in carica.
- ✳️ **SUGGERIMENTO:** Consigliamo di caricare l'apparecchio dopo ogni utilizzo per accertarsi che sia pienamente carico e pronto per il trattamento successivo.

👁️ USO DI i-LIGHT REVEAL PER IL TRATTAMENTO

✳️ Test di tonalità della pelle

1. Rileggere le avvertenze e le misure di sicurezza.
2. Familiarizzare con le caratteristiche di i-Light.
3. Consultare la tabella di tonalità della pelle per assicurarsi che il vostro colore della pelle sia compreso nella gamma accettabile. Fig. 6



4. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione. Fig. 7

Fig. 7





Fig. 8



Fig. 9



- ✳️ **NOTA:** Ogni volta che l'apparecchio viene acceso, vi sarà richiesto di verificare la vostra tonalità di pelle. Il display LCD mostrerà l'icona del sensore di tonalità della pelle. Fig. 8
Il sensore di tonalità della pelle si trova nella parte posteriore dell'apparecchio e lampeggerà di arancione. Fig. 9


5. Premere in modo deciso il sensore di tonalità della pelle (spia arancione lampeggiante) sulla pelle della zona interessata al trattamento e tenerlo sulla zona per 2 secondi. Fig. 10.

Fig. 10



- La lettura avverrà automaticamente.
- Luce arancione fissa e 'vibrazione' = La pelle potrebbe essere troppo scura
- Luce verde fissa e segnale acustico = La tonalità della pelle è adeguata
- ✳ **NOTA:** Ripetere il test di tonalità della pelle per ogni zona che si desidera trattare.
- ✳ **Selezione del livello di intensità**
- L'apparecchio si imposterà automaticamente sul livello 1 di intensità ogni volta che l'apparecchio viene acceso (ON). Per cambiare il livello, premere il pulsante di selezione del livello di intensità. Fig. 11

Fig. 11



- Dopo avere raggiunto il livello 3, premendo il pulsante del livello di intensità si tornerà ancora al livello di intensità 1.
- i-Light REVEAL è dotato di 3 livelli di intensità. Il Livello 1 (1 tacca) è il più basso e il livello 3 (3 tacche) è il più alto.
- ✳ **SUGGERIMENTO:** Per ottenere risultati più efficaci, utilizzare il livello più alto di intensità che non causi fastidio alla pelle.
- ✳ **Provare il dispositivo i-Light REVEAL sulla vostra pelle**
- Provare il dispositivo i-Light REVEAL su una piccola area della pelle e aspettare 24 ore per accertarsi che non si verifichino reazioni avverse.
- Iniziare con livello di intensità 1 e attivare il flash una volta. Direzioneare il flash sulla pelle posizionando in modo deciso la finestrella del flash contro la pelle. Si sentirà un segnale acustico e il sensore di tonalità della pelle farà accendere una luce verde fissa. Premere il pulsante del flash per azionare il flash. Fig. 12

Fig. 12



- ✳ **SUGGERIMENTO:** È utile utilizzare uno specchio per vedere il sensore di tonalità della pelle. Se la luce riflessa dà fastidio, potete provare a chiudere gli occhi prima di ogni flash.
- Un fastidio lieve o moderato è normale. Se un flash emesso al livello di intensità 1 sembra tollerabile, passare al livello di intensità 2. Spostare l'apparecchio verso una zona diversa e attivare ancora una volta i-Light REVEAL. Ripetere questo processo fino a quando troverete l'impostazione adatta a voi.
- Attendere 24 ore, poi controllare la zona del test. Se la pelle sembra normale, procedere con il primo trattamento completo al livello di energia che avete trovato adatto a voi.
- ✳ **NOTA:** Testare l'apparecchio su ogni zona del viso o del corpo che si desidera trattare.
- ✳ **T trattare l'area desiderata con il dispositivo i-Light**
- ✳ **Preparare la vostra pelle al trattamento**
- 1. Assicurarsi che la zona da trattare sia pulita e priva di oli, deodoranti, profumo, trucco, lozioni e creme. Rasare o tagliare i peli nella zona da trattare e assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta. In caso di taglio, i peli devono essere tagliati a meno di 0.5mm. di lunghezza. Fig. 13

Fig. 13



- 2. Non usare ceretta, epilatori, pinzette o prodotti di depilazione per rimuovere i peli poiché ciò contrasterebbe il processo di IPL.
- ✳ **Preparare il dispositivo per il trattamento**
- Utilizzare il sensore di tonalità della pelle per sbloccare l'unità. Fig. 14.
Selezionare il livello di intensità desiderato. (fig. 15).

Fig. 14






Fig. 15



TRATTAMENTO

- Posizionare la finestrella del flash in modo deciso contro la pelle. La luce sarà di colore verde fisso se la finestrella del flash è a contatto con la pelle. Fig. 16

Fig. 16



- Premere il pulsante del flash per emettere un flash. Vi dovrete aspettare un flash luminoso (simile ad un flash della macchina fotografica) e proverete una lieve sensazione di calore.
- ✳ **NOTA:** L'apparecchio può emettere flash ogni 5 secondi circa. Durante questo intervallo di tempo, un'icona a forma di clessidra apparirà sul display. Fig. 17. Quando l'apparecchio è pronto per emettere di nuovo il flash, l'icona sparirà e la luce sarà verde e fissa (se la testina di trattamento è completamente a contatto con la pelle).

Fig. 17






Fig. 18

- Trattare la pelle come se fosse una griglia. Fig. 18
- Per ottenere risultati migliori seguire la guida di riferimento nella Fig. 19, che mostra il numero di flash raccomandato per ogni zona del viso.



- ✱ **SUGGERIMENTO:** Tendere la pelle per un miglior contatto - i contorni della pelle possono rendere difficile il contatto diretto dei sensori con la pelle in determinate zone incavate. Potrebbe essere più facile cercare di avvolgere il labbro superiore sopra i denti o utilizzare la lingua per allungare le guance per ottenere un contatto migliore con la pelle.
- L'apparecchio è dotato di un 'contatore dei flash' di sessione per aiutarvi a contare il numero di flash che avete utilizzato in un trattamento. Fig. 20. Il contatore si resetterà ogni volta che l'apparecchio verrà acceso.



CURE POST-TRATTAMENTO

Dopo il trattamento, la pelle può essere leggermente arrossata oppure si può provare una leggera sensazione di calore sulla pelle. Questo fenomeno è normale e scomparirà presto. Per evitare di irritare la pelle dopo un trattamento, adottare le seguenti precauzioni:

- Evitare l'esposizione al sole per 24 ore dopo il trattamento. Proteggere la pelle con un fattore di protezione solare SPF 30 per 2 settimane dopo ogni trattamento.
- Non prolungare l'esposizione ai raggi solari prendendo il sole, facendo lampade abbronzanti o usando autoabbronzanti per almeno 2 settimane dopo l'ultimo trattamento.
- Dopo il trattamento, mantenere l'area pulita e asciutta e bere molta acqua per garantire l'idratazione della pelle.
- Non fare bagni caldi, docce o bagni turchi e saune per 24 ore dopo il trattamento.
- Non fare sport di contatto per 24 ore dopo il trattamento.
- Non depilarsi (mediante ceretta, pinzette, threading o creme) durante il trattamento; è possibile utilizzare un rasoio ma si consiglia di evitarne l'utilizzo nelle 24 ore successive a ogni trattamento.
- Non usare creme schiarenti o prodotti profumati per 24 ore dopo il trattamento.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO i-LIGHT REVEAL


- ◆ **ATTENZIONE:** Prima di pulire i-Light REVEAL, assicurarsi che l'apparecchio sia spento (OFF) e che l'adattatore sia staccato dall'apparecchio.
- Una pulizia regolare contribuisce ad assicurare risultati ottimali e garantisce una lunga vita all'apparecchio.
- Utilizzare un panno anti-pelucchi pulito (uno è in dotazione con l'apparecchio) o un bastoncino di cotone per pulire delicatamente la superficie e la finestrella del flash, la testina di trattamento e il sensore di tonalità della pelle. Se necessario, è possibile inumidire il panno o il bastoncino di cotone con acqua e sapone delicato.
- Fare asciugare bene l'apparecchio prima di utilizzarlo nuovamente.
- ◆ **AVVERTIMENTO:** Se la finestra del flash è crepata o rotta, l'apparecchio non deve essere usato. Non graffiare il vetro del filtro o la superficie metallica all'interno della testina.
- ◆ **ATTENZIONE:** i-Light è un dispositivo ad alta tensione. Non immergerlo in acqua. Non pulire l'apparecchio o uno qualsiasi dei suoi componenti sotto acqua corrente o in lavastoviglie.
- Non usare prodotti per la pulizia a base di petrolio o infiammabili per evitare il rischio di incendi. Non usare prodotti smacchianti, prodotti abrasivi o liquidi aggressivi quali benzina o acetone per pulire l'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI / CONSERVAZIONE / MANUTENZIONE

Manutenzione di i-Light REVEAL

- ◆ **ATTENZIONE:** Prima di eseguire la manutenzione del vostro dispositivo i-Light, accertarsi che sia spento (OFF) e che il cavo di alimentazione sia scollegato dall'unità di base.
- ◆ **Sostituzione della testina di trattamento**
 - La testina di trattamento può emettere 6,000 flash indipendentemente dal livello di intensità impostato. Quando la testina di trattamento ha esaurito i suoi flash, deve essere sostituita.
 - L'icona che indica lo stato della lampadina sul display avverte quando il numero di flash rimanenti è basso. Fig. 21.

Fig. 21



- Display indicante lo stato della lampadina. Fig. 22.

Stato	Carica	Parzialmente carica	Scarica
Display indicante lo stato della lampadina	Una lampadina nuova emette 6,000 flash e l'interno dell'icona sarà tutto colorato	Quando i flash rimanenti sono meno di 300, l'interno della lampadina diventa di colore nero	L'icona che indica lo stato della lampadina è vuota e tutta la lampadina lampeggia. L'apparecchio emetterà un segnale acustico. La testina di trattamento deve essere sostituita
ICONA			

✳ **NOTA:** La testina di trattamento deve essere sostituita se la lampadina è rotta.

1. Premere i pulsanti di rilascio della testina di trattamento e tirare delicatamente per rimuovere la testina di trattamento. Fig. 23.
2. Sostituire con una nuova testina di trattamento, assicurandosi che si blocchi in posizione. Fig. 24.

Fig. 23





Fig. 24



✳ **Conservazione**

- Spegnerlo l'apparecchio, scollegarlo e lasciarlo raffreddare per 10 minuti prima di riporlo.
- Conservare l'apparecchio in un posto asciutto ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 35°C.

★ Risoluzione dei problemi

- Leggere sempre le istruzioni prima di utilizzare i-Light REVEAL.
- Consultare la presente guida di risoluzione dei problemi qualora dovessero sorgere dei problemi con i-Light REVEAL, dato che questa sezione presenta le problematiche più comuni che si potrebbero verificare durante l'utilizzo del dispositivo i-Light.
- Se avete seguito le istruzioni riportate in questa sezione e continuate ad avere problemi, contattate il centro di assistenza autorizzato Remington più vicino

Problema	Possibile causa	Azione
L'apparecchio non si accende.	<p>L'apparecchio non è carico. Si sentirà un segnale acustico provenire due volte dall'apparecchio e il display LCD mostrerà questa schermata.</p> 	<p>Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente carico - inserire il caricatore nella presa di corrente. L'icona di carica della batteria dovrebbe comparire sul display LCD. Quando l'apparecchio è completamente carico, l'indicatore di stato della batteria sarà pieno/nero:</p> 
	<p>La testina di trattamento non è fissata bene. Si sentiranno due segnali acustici e il display LCD mostrerà questa schermata.</p> 	<p>Assicurarsi che la testina di trattamento sia correttamente fissata all'apparecchio.</p> <p>Quando la testina di trattamento è fissata correttamente, si avvertirà un 'click' e le luci e il segnale acustico si arresteranno.</p>

Problema	Possibile causa	Azione
<p>Quando l'apparecchio è ben aderente alla pelle, non accade nulla. L'apparecchio non emette il segnale acustico anche dopo alcuni secondi.</p>	<p>Potreste aver bisogno di effettuare un test di tonalità della pelle. Il display LCD mostrerà questa schermata:</p> 	<p>Posizionare la spia arancione del flash contro la pelle della zona da trattare. L'apparecchio può richiedere un altro test di tonalità della pelle se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio non è utilizzato da cinque minuti - Fate una pausa a metà trattamento - L'apparecchio viene spento e poi nuovamente acceso
	<p>La testina di trattamento non è completamente a contatto con la pelle.</p>	<p>Verificare che la testina di trattamento sia a contatto con la pelle. L'apparecchio non emetterà flash se la testina di trattamento non è a completo contatto con la pelle.</p>
	<p>State provando a trattare una piccola zona come ad esempio la zona fra le sopracciglia o vicino agli occhi.</p>	<p>Per vostra sicurezza, l'apparecchio NON deve essere utilizzato vicino agli occhi, alle sopracciglia o alle ciglia.</p>

Problema	Possibile causa	Azione
Non viene emesso alcun flash quando premo il pulsante del flash.	La testina di trattamento non è completamente a contatto con la pelle.	Verificare che la testina di trattamento sia a contatto con la pelle. L'apparecchio non emetterà flash se la testina di trattamento non è a completo contatto con la pelle.
	Non avete atteso abbastanza tempo fra un flash e l'altro.	L'apparecchio richiede circa 5 secondi per ricaricarsi tra un flash e l'altro. Quando l'apparecchio è pronto per emettere un nuovo flash, la spia diventa di colore verde fisso.
	La testina di trattamento deve essere sostituita; il display LCD mostrerà l'icona della 'lampadina scarica' e comincerà a lampeggiare.	Assicurarsi che l'icona indicante lo stato della lampadina non sia vuota e stia lampeggiando. Se lampeggia, spegnere l'apparecchio e sostituire la testina di trattamento.

Problema	Possibile causa	Azione
<p>Non viene emesso alcun flash quando premo il pulsante del flash.</p>	<p>L'apparecchio richiede un certo intervallo di tempo per raffreddarsi. Si sentirà un segnale acustico provenire dall'apparecchio e il display LCD mostrerà questa schermata.</p> 	<p>Attendere qualche minuto affinché l'apparecchio si raffreddi. Non spegnere l'apparecchio in quanto la schermata sparirà quando l'apparecchio sarà pronto per l'utilizzo successivo. In circostanze normali, questo è raro, comunque può succedere se l'apparecchio si riscalda troppo.</p>
	<p>La stanza è troppo calda affinché il dispositivo si raffreddi.</p>	<p>Utilizzare i-Light REVEAL in un ambiente più fresco dove la temperatura è inferiore a 27°C (o 80°F).</p>

Problema	Possibile causa	Azione
Ho effettuato un test di tonalità della pelle e la luce è diventata arancione e vi è stata una vibrazione.	La pelle potrebbe essere troppo scura per il trattamento. Fare riferimento alla tabella della pelle all'inizio del presente manuale.	Non è possibile utilizzare i-Light REVEAL con la sua tonalità di pelle. La preghiamo di contattare il centro di assistenza della sua zona.
	Non è stato utilizzato correttamente il sensore di tonalità della pelle.	Se il sensore di tonalità della pelle (spia arancione lampeggiante) non sta toccando la pelle in modo deciso, l'apparecchio emetterà un suono di rifiuto. Provare a premere contro la pelle in modo deciso il sensore di tonalità della pelle.
	Il sensore di tonalità della pelle non funziona.	La preghiamo di contattare il centro di assistenza della sua zona.

Problema	Possibile causa	Azione
Sporco o residui si sono attaccati alla finestrella del flash.	L'apparecchio deve essere pulito.	Seguire le istruzioni di pulizia fornite nel presente manuale.

Problema	Possibile causa	Azione
<p>L'apparecchio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non funziona - Sta emettendo segnali acustici - Visualizza questo simbolo (che include un numero di riferimento): <div style="text-align: center;">  <p>006</p> </div>	<p>L'apparecchio non funziona correttamente e può necessitare assistenza.</p>	<p>Contattare il centro di assistenza della zona e comunicare il numero di riferimento che compare sul display.</p>

- ✱ NON cercare di aprire o riparare l'apparecchio. Solo i centri di riparazione autorizzati di i-Light REVEAL possono effettuare riparazioni.
- Aprendo l'apparecchio ci si può esporre a componenti elettriche pericolose e ad energia a luce pulsata, in entrambi i casi si possono causare lesioni personali serie e/o ferite permanenti agli occhi. Tentare di aprire l'apparecchio può anche danneggiare lo stesso apparecchio e ciò invaliderà la garanzia. Contattare il centro assistenza di zona nel caso in cui l'apparecchio necessiti di riparazione.



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Per evitare problemi all'ambiente e alla salute dovuti a sostanze dannose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.



MISES EN GARDE IMPORTANTES

- 1 AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :
- 2 Utilisez cet appareil uniquement aux fins d'usage décrites dans ce manuel.
- 3 N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- 4 Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 5 Veillez à maintenir le cordon d'alimentation et la prise électrique à distance des surfaces chauffées.
- 6 N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous pourrez obtenir un cordon de rechange en contactant notre service consommateur.
- 7 Rangez l'appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 35° C.
- 8 Utilisez uniquement les pièces fournies avec l'appareil.
- 9 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
- 10 Le corps de cet appareil n'est pas lavable et n'est pas résistant à l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans un liquide. Veillez à ne pas l'utiliser à proximité de l'eau, dans une baignoire, un bassin ou tout autre récipient et ni à l'extérieur.
- 11 Assurez vous que le cordon et la prise d'alimentation ne soient pas mouillés. Ne touchez pas votre appareil s'il est tombé dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise électrique.
- 12 Ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- 13 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- 14 Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- 15 Cet appareil doit être fourni avec les adaptateurs d'isolement de sécurité agréés SW-120060EU (pour l'Europe) et SW-120060BS (pour le Royaume-Uni) avec une puissance nette de 12 cc, 600 mA (puissance de l'adaptateur).
- 16 VEILLER À NE PAS couvrir, ni totalement ni partiellement, les fentes de ventilation pendant l'utilisation, étant donné qu'elles contribuent à refroidir l'appareil pendant l'utilisation. Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- 17 NE PAS utiliser si l'emballage de la boîte ou le dispositif semble être endommagé ou si une quelconque partie de l'appareil est brisée ou fissurée. Cela pourrait augmenter le risque de lésions cutanées ou oculaires occasionnées par la lampe du flash.
- 18 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPAREIL

- 1 Écran flash
- 2 Tête de traitement
- 3 Boutons de déblocage de la tête de traitement
- 4 Détecteur de type de peau
- 5 Touche flash
- 6 Écran LCD
- 7 Tête de traitement facial
- 8 Trousse de rangement (non illustrée)

ÉCRAN LCD

- 9 Autonomie de la batterie
- 10 Compteur de flashes
- 11 Durée de vie de l'ampoule
- 12 Niveau d'intensité
- 13 Bouton de sélection du niveau d'intensité
- 14 Bouton marche/arrêt

DÉCOUVRIR i-LIGHT REVEAL

* Qu'est-ce que i-Light REVEAL ?

Le système i-Light PRO est un appareil révolutionnaire qui utilise la lumière pulsée et qui est conçu pour l'épilation à domicile des poils indésirables du corps et des poils faciaux féminins.

i-Light REVEAL utilise une technologie cliniquement prouvée similaire à celle utilisée par les dermatologues professionnels et les salons, mais optimisée pour un traitement personnel de plus petites zones.

✱ Qu'est-ce que l'épilation à la lumière pulsée et comment fonctionne i-Light REVEAL ?


L'épilation à la lumière pulsée est une technologie bien établie dans le monde entier et utilisée depuis plus de 15 ans. i-Light REVEAL utilise cette technologie pour flasher votre peau avec une intense impulsion de lumière.

L'impulsion travaille sous la surface de la peau pour cibler les poils à la racine, en aidant à arrêter leur croissance. (Figure 1)

L'énergie de la lumière pulsée cible la coloration foncée, et les meilleurs résultats sont obtenus sur les poils plus foncés.

Pour éviter de cibler (et éventuellement d'endommager) la peau foncée, vous ne devez utiliser i-Light REVEAL que sur des types de peau claires à moyennes (I-IV).

Fig. 1



✱ À quoi faut-il s'attendre lors de l'utilisation de i-Light REVEAL ?

Les résultats ne sont pas immédiats, mais la plupart des utilisateurs commencent à remarquer une réduction des poils 1 à 2 semaines après le début du traitement. Pendant ce temps, vous pourriez avoir l'impression que les poils continuent de pousser, mais en réalité ils sont "expulsés". Figure 2

Fig. 2



Il est essentiel de maintenir le régime de traitement complet pour s'assurer que tous les poils actifs soient traités. Un régime de traitement complet consiste en une utilisation toutes les 2 semaines à raison de trois traitements.

Les résultats varient selon les individus, plusieurs traitements peuvent être nécessaires pour obtenir des résultats optimaux.

Une croissance pileuse va se produire, mais avec des poils moins denses, plus fins et plus clairs que les poils d'origine. Cette repousse est parfaitement normale et vous devez vous y attendre.

Une fois votre régime de traitement initial complété, une utilisation hebdomadaire régulière et continue donnera de bons résultats dans les 6 à 12 semaines (les peaux plus foncées peuvent nécessiter plus de temps).



AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

◆ MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant de commencer à utiliser i-Light REVEAL :

Assurez-vous de lire tous les avertissements et toutes les informations relatives à la sécurité.

Avant de commencer, vérifiez si vous pouvez utiliser i-Light REVEAL.

Reportez-vous à l'échelle des types de peau affichée sur la boîte et en début de ce manuel et utilisez le détecteur de type de peau intégré pour déterminer si cet appareil est approprié dans votre cas.

Consultez le nuancier des couleurs de cheveux au début de ce manuel pour vous assurer que l'appareil est approprié pour vous.

✱ **Type de peau**

- Voir l'échelle des phototypes de peau en page 2.
- Ne pas utiliser sur une peau naturellement foncée (Types V et VI selon la classification de Fitzpatrick), étant donné que cela peut provoquer des brûlures, des cloques et des modifications de la couleur de peau.
- Ne pas utiliser sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil, étant donné que cela peut provoquer des brûlures ou des lésions de la peau.
- Consultez le nuancier de types de poils au début de ce manuel pour vous assurer que l'appareil vous soit adapté.

✱ **Zones qui ne doivent pas être traitées :**

- Ne pas utiliser sur le cuir chevelu ou sur les oreilles.
- Ne pas utiliser sur le visage ou le cou masculin.
- Ne pas utiliser au-dessus des pommettes (en cas d'utilisation sur visage féminin).
- Ne pas utiliser sur les tétons, l'aréole ou les organes génitaux.
- Ne pas utiliser sur une zone qui présente un tatouage ou un maquillage permanent.
- Ne pas utiliser sur des tâches de couleur marron foncé ou noire comme les grains de beauté, les marques de naissance ou les tâches de rousseur.
- Ne pas utiliser sur une zone qui a été soumise récemment à une intervention chirurgicale, à un peeling en profondeur, à un traitement au laser, sur une zone qui présente des cicatrices ou sur une peau qui a subi des brûlures.

✱ **Quand ne pas utiliser/Quand éviter d'utiliser i-Light REVEAL ?**

- NE PAS utiliser l'appareil si votre PEAU EST BRONZÉE dans la zone que vous souhaitez traiter, étant donné que votre peau peut être trop foncée et le traitement des zones de peau bronzées pourrait causer temporairement le gonflement de la peau, des cloques ou pourrait changer la couleur de votre peau. Attendez que votre bronzage se soit estompé avant de traiter la zone.
- NE PAS utiliser sur une peau sur laquelle des produits cosmétiques ont été appliqués, le traitement de ces zones pourrait causer temporairement un gonflement de la peau, des cloques ou pourrait changer la couleur de votre peau. Assurez-vous de bien nettoyer la zone de traitement prévue avant l'utilisation.

- VEILLER À NE PAS flasher plusieurs fois au même endroit pendant la même séance, étant donné que cela pourrait provoquer temporairement le gonflement de la peau, des cloques ou pourrait changer la couleur de votre peau.
- VEILLER À NE PAS traiter une zone plus d'une fois par semaine. Cela ne va pas accélérer les résultats, mais cela pourrait augmenter la probabilité de gonflement de la peau, de l'apparition de cloques ou d'une altération de la couleur de votre peau.
- NE PAS utiliser sur une peau endommagée, notamment sur les plaies ouvertes, les boutons de fièvre, les coups de soleil ou sur les zones où vous avez fait un peeling ou un relissage laser dans les 6 à 8 dernières semaines.
- NE PAS utiliser sur une peau irritée, notamment sur les éruptions cutanées ou sur une peau gonflée. Ces conditions peuvent rendre la peau plus sensible. Attendez la guérison de la zone affectée avant d'utiliser l'appareil.
- NE PAS utiliser si votre peau est sensible à la lumière. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser i-Light REVEAL, effectuez un test sur une petite zone de peau et attendez 24 heures pour vérifier l'apparition d'éventuelles réactions indésirables avant de passer à un traitement généralisé.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes ou pourriez être enceinte ou si vous allaitez. i-Light REVEAL n'a pas été testé sur les femmes enceintes. Les changements hormonaux sont fréquents pendant la grossesse ou l'allaitement et pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque de lésions cutanées.
- VEILLER À NE PAS FLASHER l'appareil sur toute autre matière que la peau.
- NE PAS utiliser ce modèle (IPL2000) à des fins autres que l'épilation.
- NE PAS traiter une zone où vous pourriez vouloir que vos poils y repoussent un jour. Les résultats peuvent être permanents et irréversibles.
- ★ **PRÉCAUTION** : Évitez de traiter des zones qui contiennent uniquement du duvet (poils très fins et minces), cela pourrait entraîner la repousse de poils indésirables.
- Ne pas utiliser sur le visage si vous avez des antécédents d'herpès labial. L'utilisation de la technologie IPL ou de tout autre traitement qui irrite la peau peut causer une récurrence de l'herpès labial.
- Si vous avez suivi des traitements professionnels, cliniques ou auto-administrés d'épilation par laser, à la lumière pulsée ou par électrolyse, attendez au moins 6 mois avant d'utiliser i-Light REVEAL. Si vous avez épilé la zone de traitement avec de la cire, une pince à épiler ou des produits d'épilation, attendez au moins 6 semaines avant d'utiliser i-Light REVEAL. Le dispositif utilise les poils situés sous la peau pour neutraliser vos poils à la racine et n'est donc pas efficace si le poil a été arraché.
- NE PAS utiliser directement sur ou à proximité de tout implant médical actif tel qu'un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne ou des dispositifs d'administration d'insuline. Bien qu'aucun problème lié à l'utilisation de cet appareil n'ait été signalé pendant les études cliniques, il est recommandé de respecter tous les avertissements sur les dispositifs médicaux implantables actifs concernant l'utilisation d'appareils électroniques afin d'éviter toute défaillance ou interruption d'un implant actif.
- Ne pas utiliser sur ou à proximité de tout élément artificiel comme les implants en silicone, les implants contraceptifs Implanon, les stimulateurs cardiaques, les points d'injection sous-cutanée (diffuseur d'insuline) ou les piercings.
- Les équipements de communication sans fil peuvent affecter le dispositif i-Light REVEAL et doivent être maintenus à une distance d'au moins 3,3 m.
- Ne pas utiliser sur ou à côté d'amalgames dentaires, d'implants dentaires ou d'appareils dentaires.

👁️ PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

✳️ INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT

- Avant la première utilisation, assurez-vous que l'appareil soit complètement chargé.
- Branchez l'adaptateur à l'appareil puis à la prise secteur.
- Une charge complète prend jusqu'à 1.5 heures.
- Dépendant du niveau d'intensité choisi, une charge complète permettra d'avoir une centaine de flashes. (Un niveau d'intensité bas permettra d'avoir plus de flashes).

✳️ Fonction charge rapide

- Cet appareil est également équipé d'une fonction charge rapide.
- Pour utiliser cette fonction, chargez l'appareil pendant 15 minutes.
- Cela vous permettra d'avoir une vingtaine de flashes.
- Lorsque la batterie est en charge, l'écran LCD affiche l'icône de charge (Abb. 3).
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'écran LCD affiche l'icône de batterie pleine (Abb. 4).

Fig. 3




Fig. 4




- Pendant l'utilisation, l'état de la batterie est affiché sur l'écran LCD par l'icône "Autonomie de la batterie". Fig 5


Fig. 5



Autonomie de la
batterie



Batterie faible



Batterie vide

- ✳️ REMARQUE : L'appareil ne peut pas être utilisé quand il est branché ou en charge.
- ✳️ CONSEIL : Nous vous recommandons de charger l'appareil après chaque utilisation afin de vous assurer qu'il est entièrement chargé et prêt pour votre prochain traitement.

UTILISATION DE i-LIGHT REVEAL POUR LE TRAITEMENT

* Test de type de peau

- 1 Relisez les avertissements et mesures de sécurité.
- 2 Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre appareil i-Light.
- 3 Consultez le nuancier de types de peau pour vous assurer que votre couleur de peau se trouve parmi les phototypes qui peuvent être traités par i-Light Reveal. Figure 6




Fig. 6

- 4 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Figure 7




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

- * **REMARQUE** : Chaque fois que l'appareil est allumé, vous serez invité à tester votre type de peau. L'écran LCD affichera l'icône " Détecteur de type de peau". Figure 8
- * Le détecteur de type de peau est situé à l'arrière de l'appareil et affiche un témoin lumineux clignotant orange. Figure 9


- 5 Appuyez fermement le détecteur de type de peau (témoin lumineux clignotant orange) sur la peau de la zone de traitement souhaitée et attendez pendant 2 secondes. Figure 10

Fig. 10



- L'analyse se fait automatiquement.
- Voyant orange fixe et "bourdonnement" = La peau peut être trop foncée
- Témoin lumineux vert fixe et "bip" = Le type de peau est accepté
- ✳ REMARQUE : Répétez le test de type de peau pour chaque zone que vous souhaitez traiter.
- ✳ **Sélection du niveau d'intensité**
- L'appareil sera automatiquement réglé sur le niveau d'intensité 1 à chaque nouvelle mise en marche. Pour modifier le niveau, appuyez sur le bouton de sélection du niveau d'intensité. Figure 11

Fig. 11



- Après avoir atteint le niveau 3, si vous appuyez à nouveau sur le bouton de sélection du niveau d'intensité, l'appareil revient au niveau d'intensité 1.
- i-Light REVEAL comporte 3 niveaux d'intensité. Le niveau 1 (une barre) est le plus bas et le niveau 3 (3 barres) est le plus élevé.
- ✳ ASTUCE : Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus élevé qui ne provoque pas de gêne sur la peau.
- ✳ **Testez l'appareil i-Light sur votre peau**
- Testez l'appareil i-Light REVEAL sur une petite surface de peau et attendez 24 heures pour vous assurer qu'aucune réaction indésirable ne se produit.
- Commencez par le niveau d'intensité 1 et flashez une fois.
- Flashez la peau en plaçant l'écran flash fermement contre votre peau. Vous entendrez un "bip bip" et le détecteur de type de peau devrait afficher un témoin lumineux fixe vert. Appuyez sur la touche flash pour émettre un flash. Figure 12

Fig. 12



- ✱ **ASTUCE :** Utilisez un miroir pour voir le détecteur de type de peau. Si la lumière réfléchie est désagréable, vous pouvez fermer les yeux avant chaque flash.
- Une gêne légère est normale. Si un flash émis au niveau d'intensité 1 est tolérable, augmentez l'intensité jusqu'au niveau 2. Déplacez l'appareil vers une autre zone et flashez i-Light REVEAL une nouvelle fois. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous trouviez le réglage qui vous convient le mieux.
- Attendez 24 heures et examinez ensuite la zone de test. Si la peau semble normale, procédez à votre premier traitement complet au niveau d'intensité qui vous convient.
- ✱ **REMARQUE :** Vous devez tester le dispositif sur chaque zone du visage ou du corps que vous souhaitez traiter.

✱ **Traiter la ou les zones souhaitées avec l'appareil i-Light**

✱ **Préparer la peau pour le traitement**

- 1 Assurez-vous que la zone à traiter est propre et ne contient aucune trace d'huile, de déodorant, assurez-vous que la zone à traiter soit propre et ne contienne aucune trace d'huile, de déodorant, parfum, maquillage, ni de lotions et de crèmes. Rasez ou tondez les poils de la zone à traiter, et assurez-vous que la peau soit propre et sèche. Si vous tondez les poils, la longueur doit être en dessous de 0,5 mm. Figure 13

Fig. 13



- 2 N'utilisez en aucun cas de la cire, une pince à épiler ou des produits d'épilation pour éliminer les poils, étant donné que ces produits ou méthodes vont à l'encontre du processus de l'IPL.

✱ **Préparer l'appareil pour le traitement**

Utilisez le détecteur de type de peau pour débloquer l'appareil (Figure 14). Sélectionnez le niveau d'intensité souhaité (Figure 15).

Fig. 14





Fig. 15



TRAITEMENT

- Placez l'écran flash fermement contre la peau. Le témoin lumineux fixe vert s'allume si l'écran flash est en contact avec la peau. Figure 16

Fig. 16



- Appuyez sur la touche flash pour émettre un flash. Vous devez vous attendre à voir un flash de lumière intense (semblable au flash d'un appareil photographique), et vous devriez sentir une légère sensation de chaleur.
- * REMARQUE :** Le dispositif peut flasher toutes les 5 secondes environ. Pendant ce temps, une icône de sablier s'affiche sur l'écran (Figure 17). Lorsque l'appareil est prêt à émettre un nouveau flash, l'icône disparaît et le témoin lumineux fixe vert s'allume (à condition que la tête de traitement soit en contact direct avec la peau).

Fig. 17






Fig. 18

- Traitez la peau en suivant de manière quadrillée. Figure 18

- Pour obtenir des résultats optimaux, suivez les directives de la Figure 19



- * **ASTUCE :** Étirez la peau pour assurer un meilleur contact – les contours de la peau peuvent rendre le contact avec les capteurs difficile. Vous pouvez essayer d'avoir un meilleur contact avec la peau en essayant de couvrir vos dents avec votre lèvre supérieure ou en utilisant votre langue pour étirer vos joues.
- Pour vous aider à compter le nombre de flashes que vous avez utilisés au cours d'un traitement, l'appareil est équipé d'un "Compteur de flashes". Figure 20. Ce compteur se réinitialise chaque fois que l'appareil est allumé.



SOINS POST-TRAITEMENT

Après le traitement, il est possible que vous expérimentiez une sensation de chaleur sur la peau ou que celle-ci présente une légère rougeur. C'est un phénomène normal qui disparaîtra rapidement. Pour éviter toute irritation de la peau après un traitement, prenez les précautions suivantes :

- Évitez toute exposition au soleil dans les 24 heures qui suivent un traitement. Protégez la peau avec un indice de protection solaire (SPF) de niveau 30 pendant 2 semaines après chaque traitement.
- Évitez toute exposition au soleil prolongée, comme un bain de soleil, l'utilisation d'un banc de bronzage ou d'un auto-bronzant pendant au moins 2 semaines après le dernier traitement.
- Après le traitement, veillez à maintenir la zone propre et sèche et buvez beaucoup d'eau pour maintenir votre peau hydratée.
- Évitez de prendre des bains chauds, des douches chaudes ou d'utiliser des bains de vapeur et des saunas dans les 24 heures qui suivent un traitement.
- Ne pratiquez pas des sports de contact dans les 24 heures qui suivent un traitement.

- N'épillez pas la zone (épilation à la cire, pince à épiler, épilation au fil ou épilation avec des crèmes dépilatoires) pendant le traitement. Le rasage est acceptable à condition que vous évitiez tout rasage dans les 24 heures suivant chaque traitement.
- N'utilisez pas des crèmes de décoloration ni des produits parfumés dans les 24 heures qui suivent un traitement.


NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL I-LIGHT REVEAL

- ◆ **PRÉCAUTION** : Avant de nettoyer votre i-Light REVEAL, assurez-vous que l'appareil soit éteint et que le cordon soit débranché de l'appareil.
- Un nettoyage régulier permet de garantir des résultats optimaux et une longue durée de vie à votre appareil.
- Utilisez un chiffon propre et non pelucheux (fourni avec l'appareil) ou un coton-tige pour essuyer délicatement la surface et l'écran flash, la tête de traitement et le détecteur de type de peau. Si nécessaire, vous pouvez humidifier le chiffon ou le coton-tige avec de l'eau et du savon doux.
- Laissez l'appareil sécher complètement avant toute nouvelle utilisation.
- ◆ **AVERTISSEMENT** : Si l'écran du flash est fêlé ou brisé, l'appareil ne doit pas être utilisé. Veillez à ne pas rayer la vitre du filtre ou la surface métallique à l'intérieur de la tête de traitement.
- ◆ **PRÉCAUTION** : L'i-Light est un appareil à haute tension. Ne le plongez en aucun cas dans l'eau. Ne nettoyez en aucun cas l'appareil ou l'une de ses composantes sous un robinet ou dans un lave-vaisselle.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage inflammables ou à base de pétrole en raison du risque d'incendie. N'utilisez en aucun cas des tampons à récuper, des produits de nettoyage abrasifs ou des détergents agressifs tels que l'huile ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

➔ DÉPANNAGE / RANGEMENT / ENTRETIEN

- * Entretien de l'appareil i-Light Reveal
- ◆ **PRÉCAUTION** : Avant d'effectuer toute tâche de maintenance sur votre appareil i-Light, assurez-vous que l'appareil soit éteint et que le cordon d'alimentation soit débranché du secteur.
- * Remplacement de la tête de traitement
 - La tête de traitement peut émettre 6,000 flashes quel que soit le réglage du niveau d'intensité. Lorsque la tête de traitement a émis tous ses flashes, elle doit être remplacée.
 - L'icône "Autonomie restante de l'ampoule" affichée sur l'écran vous avertit lorsque le nombre de flashes restants est faible. Figure 21.

Fig. 21



- Indicateur de l'autonomie restante de l'ampoule Figure 22.

Statut	Plein	Partiellement plein	Vide
Indicateur de l'autonomie restante de l'ampoule	Une nouvelle ampoule émet 6,000 flashes et l'icône de l'ampoule sera pleine	Quand il reste moins de 300 flashes, l'icône de l'ampoule commence à clignoter	L'autonomie de l'ampoule est vide et l'ensemble de l'ampoule clignote. Le dispositif émettra un "bip" sonore. La tête de traitement doit être remplacée
ICÔNE			

- REMARQUE : La tête de traitement doit être remplacée si le tube de la lampe est cassé. Appuyez sur les boutons de déblocage de la tête de traitement et tirez délicatement pour enlever la tête de traitement. Figure 23. Remplacez-la par une nouvelle tête de traitement, en veillant à ce qu'elle s'enclenche à sa place. Figure 24.

Fig. 23




Fig. 24



* Rangement

- Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant 10 minutes avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un lieu sec à une température comprise entre 15° C et 35° C.

* DÉPANNAGE

- Veillez à toujours lire ces instructions intégralement avant d'utiliser i-Light.
- Consultez ce guide de dépannage si vous expérimentez l'un ou l'autre problème avec i-Light. Cette section traite les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer avec votre appareil i-Light.
- Si vous avez suivi les instructions de cette section et que les problèmes persistent, veuillez contacter le service consommateurs Remington® pour obtenir de l'aide.

Problème	Cause possible	Action
L'appareil ne s'allumera pas.	<p>L'appareil n'est pas chargé. Il va émettre un "bip" à deux reprises et l'écran LCD affichera cet écran.</p> 	<p>Assurez-vous que l'appareil soit complètement chargé - branchez le cordon au secteur. L'icône de chargement de la batterie doit apparaître sur l'écran LCD. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur du niveau d'autonomie de la batterie est complet :</p> 
	<p>La tête de traitement n'est pas complètement fixée. L'appareil va émettre deux "bips" et l'écran LCD affichera cet écran.</p> 	<p>Assurez-vous que la tête de traitement soit fixée correctement à l'appareil. Lorsque la tête de traitement est fixée correctement, vous devriez entendre un "clic" et les voyants et les "bips" devraient s'éteindre.</p>

Problème	Cause possible	Action
<p>Quand je tiens l'appareil contre ma peau, rien ne se passe. L'appareil n'émet pas de "bip", même après quelques secondes.</p>	<p>Vous devez peut-être effectuer un test du type de peau. L'écran LCD affichera l'écran suivant :</p> 	<p>Placez le témoin lumineux clignotant orange contre la peau sur la zone que vous souhaitez traiter. Il peut être nécessaire d'effectuer un nouveau test de type de peau si :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'appareil n'est pas utilisé pendant cinq minutes - Vous faites une pause en cours de traitement - L'appareil est éteint puis à nouveau allumé
	<p>La tête de traitement n'est pas complètement en contact avec la peau.</p>	<p>Assurez-vous que la tête de traitement soit bien en contact avec votre peau. L'appareil émettra un flash uniquement si la tête de traitement est complètement en contact avec la peau.</p>
	<p>Vous essayez de traiter une petite zone comme celle située entre les sourcils ou à proximité des yeux.</p>	<p>Pour votre sécurité, l'appareil NE DOIT PAS être utilisé à proximité des yeux, des sourcils ou des cils.</p>

Problème	Cause possible	Action
L'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur la touche flash	La tête de traitement n'est pas complètement en contact avec la peau.	Assurez-vous que la tête de traitement soit bien en contact avec votre peau. L'appareil émettra un flash uniquement si la tête de traitement est complètement en contact avec la peau..
	Vous n'avez pas attendu assez longtemps entre les flashes.	L'appareil nécessite environ 5 secondes pour se recharger entre les flashes. Lorsque l'appareil est prêt à flasher de nouveau, le témoin lumineux fixe vert s'allume.
	La tête de traitement doit être remplacée ; l'écran LCD affiche l'icône "Autonomie de l'ampoule vide" et se met à clignoter.	Assurez-vous que l'icône d'autonomie de l'ampoule ne soit pas vide et ne clignote pas. Si elle clignote, éteignez l'appareil et remplacez la tête de traitement.

Problème	Cause possible	Action
<p>L'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur la touche flash</p>	<p>L'appareil a besoin d'un certain temps pour refroidir. Il va émettre un "bip" et l'écran LCD affichera l'écran suivant :</p> 	<p>Attendez quelques minutes pour que l'appareil refroidisse. N'éteignez pas l'appareil, cet écran va disparaître dès que l'appareil sera à nouveau prêt à être utilisé. Dans des conditions normales, cela se produit rarement, mais cela peut arriver si l'appareil chauffe excessivement.</p>
	<p>La pièce est trop chaude pour que l'appareil puisse refroidir.</p>	<p>Utilisez i-Light REVEAL dans un environnement plus frais où la température est inférieure à 27° C (ou 80° F).</p>

Problème	Cause possible	Action
J'ai effectué un test de type de peau, le témoin lumineux orange s'est allumé et l'appareil a émis un "bourdonnement".	<p>Votre peau peut être trop foncée pour le traitement.</p> <p>Consultez le nuancier de types de peau figurant en début de ce manuel.</p>	Vous ne pouvez pas utiliser i-Light REVEAL avec votre type de peau. Veuillez contacter le service consommateur.
	Vous n'avez pas utilisé le détecteur de type de peau correctement.	Si le détecteur de type de peau (voyant clignotant orange) n'est pas en contact complet avec la peau, l'appareil émettra un son de rejet. Essayez d'appuyer le détecteur de type de peau fermement contre la peau.
	Le détecteur de type de peau ne fonctionne pas.	Veuillez contacter le service consommateur.

Problème	Cause possible	Action
Des saletés ou des débris sont bloqués sur l'écran flash.	L'appareil doit être nettoyé.	Suivez les instructions de nettoyage fournies dans ce manuel.

Problème	Cause possible	Action
L'appareil : - ne fonctionne pas - émet des bips sonores - affiche ce symbole (et un numéro de référence) :  006	L'appareil ne fonctionne pas correctement et il est possible qu'il doive être réparé.	Contactez le service consommateur et indiquez le numéro de référence figurant sur l'écran d'affichage.

- * NE PAS tenter d'ouvrir ou de réparer votre appareil. Seuls les centres de réparation agréés i-Light REVEAL sont autorisés à effectuer des réparations.
- L'ouverture de l'appareil peut vous exposer à des composants électriques dangereux et à l'énergie de lumière pulsée, ce qui pourrait provoquer des lésions corporelles graves et/ou des lésions oculaires permanentes. Toute tentative d'ouverture de l'appareil peut également l'endommager et aura pour effet d'annuler votre garantie. Veuillez contacter le service consommateur si votre appareil doit être réparé.

PROTÉGER ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®. Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Quite todo el embalaje antes de usar el producto.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1 ADVERTENCIAS – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES EN LAS PERSONAS:
- 2 Utilice este producto solamente para el uso descrito en este manual.
- 3 No use el aparato si está dañado o funciona mal.
- 4 No deje el aparato sin vigilancia mientras esté encendido.
- 5 Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- 6 No use el producto con un cable dañado. Puede obtenerse un recambio a través de nuestro servicio de asistencia técnica internacional.
- 7 Utilice y guarde el aparato a una temperatura de entre 15 °C y 35 °C.
- 8 Utilice únicamente las piezas que se suministran con el aparato.
- 9 No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
- 10 El cuerpo de este aparato no es lavable ni resistente al agua. No sumerja el aparato en líquidos, ni lo utilice cerca del agua en la bañera, el lavabo u otro recipiente; y no lo utilice al aire libre.
- 11 No permita que el adaptador y el cable de alimentación se mojen. No trate de coger la unidad si se ha caído al agua; desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- 12 No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
- 13 Personas sin el conocimiento o la experiencia necesarios o con discapacidades físicas, mentales o sensoriales pueden utilizar este aparato si han recibido las instrucciones apropiadas y comprenden los peligros que conlleva su uso.
- 14 Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- 15 Este aparato debe utilizarse con adaptadores aislantes de seguridad autorizados SW-120060EU (para Europa) y SW-120060BS (para el Reino Unido), con una capacidad de salida de 12 V DC, 600 mA (salida del adaptador).
- 16 NO cubra ninguna parte de los orificios de ventilación mientras usa el aparato. Ayudan a que el dispositivo mantenga la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Al cubrirlos, aumenta el riesgo de sobrecalentamiento del dispositivo.
- 17 NO utilice el aparato si el embalaje o el dispositivo muestran daños o si alguna de las piezas del dispositivo está agrietada o rota. Usar el aparato en estas condiciones puede incrementar el riesgo de lesiones oculares o cutáneas al recibir los destellos.
- 18 Este aparato no es para uso comercial ni para peluquerías.



GB

ID

FR

ES

PT

NL

SK

DK

FIN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISPOSITIVO

- 1 Pantalla de disparo
- 2 Cabezal de tratamiento
- 3 Pestañas de extracción del cabezal de tratamiento
- 4 Sensor del tono de piel
- 5 Botón de disparo
- 6 Pantalla LCD
- 7 Paño
- 8 Bolsa para guardar (no se muestra)

PANTALLA LCD

- 9 Indicador de carga de la batería
- 10 Contador de destellos por sesión
- 11 Indicador de carga de la lámpara
- 12 Nivel de intensidad
- 13 Botón de selección del nivel de intensidad
- 14 Botón de encendido/apagado
- 15 Adaptador de corriente

FAMILIARÍCESE CON i-LIGHT REVEAL

✦ ¿Qué es i-LIGHT?

El sistema i-LIGHT es un dispositivo revolucionario que emplea tecnología de luz y está concebido para la eliminación del vello corporal no deseado y el vello facial de la mujer.

i-LIGHT REVEAL utiliza tecnología clínicamente probada similar a la empleada por institutos de belleza y dermatólogos profesionales, aunque adaptada para obtener mejores resultados en el tratamiento personal de zonas más pequeñas.

✦ ¿Qué es la luz pulsada intensa (IPL) y cómo funciona i-LIGHT REVEAL?


IPL (luz pulsada intensa) es una tecnología cuyo uso se ha consolidado en todo el mundo desde hace más de 15 años. i-LIGHT REVEAL emplea esta tecnología aplicando a la piel destellos de luz pulsada intensa.

La pulsación de luz actúa bajo la superficie de la piel, dirigiéndose a la raíz del vello e impidiendo su crecimiento (fig. 1).

La energía de la pulsación de luz va dirigida a la coloración oscura, por lo que los resultados son más visibles con vello oscuro.

Para evitar que la luz pulsada actúe sobre la piel oscura (y que pueda dañarla), utilice i-LIGHT REVEAL en tonos de piel entre claros y medios (tonos I-IV de la tabla de tonos de piel).

Fig. 1



*** ¿Qué puede esperar de i-LIGHT REVEAL?**

Aunque los resultados no son inmediatos, la mayoría de los usuarios comienzan a notar que el vello disminuye entre 1 y 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Durante este periodo puede dar la impresión de que el vello sigue creciendo pero, en realidad, lo que ocurre es que el tratamiento lo está «sacando fuera» (fig. 2).

Fig. 2



Es importante continuar con todo el tratamiento para asegurarse de que se trata todo el vello en fase de crecimiento. Para que el tratamiento sea completo se debe realizar tres veces, una vez cada dos semanas.

Los resultados individuales varían, y es posible que sean necesarios múltiples tratamientos para conseguir resultados óptimos.

Parte del vello crecerá menos denso, más fino y de color más ligero que el vello original. Este crecimiento es perfectamente normal y hay que contar con él.

Una vez terminado el tratamiento inicial, se obtendrán buenos resultados tras un uso semanal continuado durante unas 6-12 semanas (es posible que los tonos de piel más oscuros necesiten más tiempo).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de comenzar a usar i-LIGHT REVEAL:

Asegúrese de haber leído todas las advertencias e información de seguridad.

Antes de comenzar, compruebe que i-LIGHT REVEAL es adecuado para usted.

Utilice la tabla de tonos de piel que encontrará en la caja y al principio de este manual así como el sensor del tono de piel integrado para determinar si el aparato es adecuado para usted.

Consulte la tabla de tipos de vello, que encontrará al comienzo de este manual, para determinar si este dispositivo es adecuado para usted.

Tonos de piel

Consulte la tabla de tonos de piel en la página 2.

- No lo utilice en piel naturalmente oscura, puesto que puede causar quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel.
- No lo utilice en piel bronceada o tras una reciente exposición al sol, ya que puede causar quemaduras o lesiones en la piel.
i-LIGHT REVEAL no es efectivo en vello corporal o facial de color blanco, gris, rubio o pelirrojo natural.

Zonas que no se deben tratar:

- No utilice el aparato en el cuero cabelludo ni en las orejas.
- No utilice el aparato en el rostro ni en el cuello masculino.
- No utilice el aparato por encima de las mejillas (solo para vello facial femenino).
- No utilice el aparato en los pezones, la areola ni en los genitales.
- No utilice el aparato si tiene tatuajes o maquillaje permanente en la zona que quiera tratar.
- No utilice el aparato en puntos de color marrón oscuro o negro, como lunares, marcas de nacimiento o pecas.
- No utilice el aparato en zonas de la piel sometidas recientemente a cirugía o tratamiento superficial de láser o a exfoliación profunda, que tengan cicatrices o que hayan sido quemadas o escaldadas.

Cuándo no usar y cuándo evitar el uso de i-LIGHT REVEAL

- NO utilice el aparato si la piel de la zona que va a tratar está BRONCEADA. Al estar la piel demasiado morena, el tratamiento en estas zonas puede causar inflamaciones o ampollas temporales o cambios en la pigmentación de la piel. No comience el tratamiento hasta que el bronceado haya desaparecido.
- NO utilice el aparato en zonas en las que haya aplicado cosméticos. El tratamiento en estas zonas puede causar inflamaciones o ampollas temporales o cambios en la pigmentación de la piel. Asegúrese de que la zona que va a tratar está completamente limpia antes de aplicar el aparato sobre ella.
- NO aplique destellos en el mismo punto de tratamiento varias veces durante la misma sesión; podría causar inflamaciones o ampollas temporales o provocar cambios en la pigmentación de la piel.
- NO trate ninguna zona más de una vez por semana: en vez de acelerar los resultados, podría aumentar la probabilidad de sufrir inflamaciones, ampollas o cambios en la pigmentación de la piel.
- NO utilice el aparato si la piel presenta daños, como heridas abiertas, úlceras, quemaduras por el sol, ni en zonas sometidas a exfoliación o a tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo en las últimas 6-8 semanas.

- NO utilice el aparato si la piel presenta irritaciones, como sarpullidos o hinchazones, que pueden hacerla más sensible. Espere a que la zona afectada se cure antes de usar el aparato.
- No utilice el aparato si su piel es sensible a la luz. Para saber si puede utilizar i-LIGHT REVEAL, haga una prueba en una zona reducida y espere 24 horas para comprobar si se producen reacciones adversas antes de tratar zonas más amplias.
- NO utilice el aparato si está embarazada o en periodo de lactancia. i-LIGHT REVEAL no ha sido probado en mujeres embarazadas. Durante el embarazo y el periodo de lactancia se producen habitualmente cambios hormonales que pueden aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de lesiones cutáneas.
- NO dirija los destellos a ningún otro material que no sea la piel.
- NO utilice este modelo (IPL2000) para otros fines que no sean la eliminación del vello.
- NO utilice el aparato en zonas en las que en el futuro quizás quiera que el vello vuelva a crecer. Los resultados del tratamiento pueden ser permanentes e irreversibles.
- ✳️ **ADVERTENCIA:** evite tratar zonas que contengan solo vello del tipo «pelusilla» (pelo muy suave y fino), puesto que puede ocasionar un crecimiento indeseado del pelo.
- No utilice el aparato en el rostro si tiene antecedentes de herpes labiales; el uso de IPL o de cualquier tratamiento que irrite la piel puede causar la reaparición de herpes labiales.
- Espere un mínimo de 6 meses antes de utilizar i-LIGHT REVEAL si se ha sometido a tratamientos profesionales, clínicos o administrados por usted mismo de eliminación del vello mediante láser, IPL o electrólisis. Espere un mínimo de 6 semanas antes de utilizar i-LIGHT REVEAL si ha depilado la zona que desea tratar con cera u otros métodos. El dispositivo utiliza el vello subcutáneo para atacar el vello en su raíz, por lo que no es efectivo si este ya ha sido eliminado.
- NO utilice el aparato directamente sobre o cerca de productos sanitarios implantables activos, como marcapasos, desfibriladores internos o dispositivos de administración de insulina. Aunque en los estudios clínicos no se han observado problemas asociados con el uso de estos implantes, se recomienda seguir todas las advertencias sobre productos sanitarios activos relativas al uso de dispositivos electrónicos a fin de prevenir cualquier fallo o interrupción en su funcionamiento.
- No utilice el aparato por encima ni cerca de productos artificiales, como implantes de silicona, implantes anticonceptivos de Implanon, marcapasos, puertos de inyección subcutáneos (dispensador de insulina) o piercings.
- Los sistemas de comunicación inalámbrica deben mantenerse a una distancia de al menos 3,3 metros del dispositivo i-LIGHT REVEAL, ya que pueden afectar a su funcionamiento.
- No lo utilices sobre empastes, implantes u ortodoncias dentales ni cerca de ellos.

PREPARACIÓN PARA EL USO

✳️ INSTRUCCIONES DE CARGA

- Antes de usar el aparato por primera vez, asegúrese de que esté completamente cargado.
- Conecte el adaptador de corriente al dispositivo y a continuación a la toma de corriente.
- Una carga completa tardará 1.5 horas.
- El rendimiento depende del nivel de energía seleccionado. Una carga completa proporcionará aproximadamente 100 disparos (a niveles de energía inferiores se producirán más disparos por carga).

✳ **Función de carga rápida**

- El dispositivo también está equipado con una función de carga rápida.
- Para utilizarla, cargue el aparato durante 15 minutos.
- Esta carga le proporcionará unos 20 disparos.
- Cuando la batería se esté cargando, la pantalla LCD mostrará el icono de carga (fig. 3).
- Cuando la batería esté totalmente cargada, la pantalla LCD mostrará el icono de batería cargada (fig. 4).

Fig. 3




Fig. 4



- Durante el uso del aparato, la pantalla LCD mostrará el estado de carga de la batería mediante el icono de estado de carga (fig. 5).

Fig. 5



Estado de la batería

Batería baja

Batería vacía

- ✳ **NOTA:** el aparato no puede utilizarse mientras esté enchufado a la red o cargándose.


- ✳ **CONSEJO:** recomendamos cargar el dispositivo después de cada uso para asegurar que esté totalmente cargado y listo para el siguiente tratamiento.

👁 **USO DE i-LIGHT REVEAL PARA TRATAMIENTO**




✳ **Test de tono de piel**

- 1 Revise las advertencias y precauciones de seguridad.
- 2 Familiarícese con las prestaciones de i-LIGHT.
- 3 Consulte la tabla de tonos de piel para asegurarse de que su color de piel se encuentra en el rango adecuado (fig. 6).

Fig. 6




- 4 Active el dispositivo apretando el botón de encendido (fig. 7).




- * **NOTA:** cada vez que se active el dispositivo se le preguntará si desea hacer un test de su tono de piel. La pantalla LCD mostrará el icono de sensor del tono de piel (fig. 8). El sensor del tono de piel, situado en la parte trasera del dispositivo, emitirá una luz naranja intermitente (fig. 9).
- 5 Apriete firmemente el sensor del tono de piel (luz naranja intermitente) sobre la piel de la zona que vaya a tratar y manténgalo durante 2 segundos (fig. 10).

Fig. 10



- El resultado de se mostrará automáticamente.
- La luz naranja fija y un zumbido significan que la piel es demasiado oscura.
- La luz verde fija y un pitido significan que el tono de piel es apropiado.
- * **NOTA:** deberá repetir el test de tono de piel en cada zona que desee tratar.
- * **Selección del nivel de intensidad**
- Cada vez que se enciende el dispositivo, se configura automáticamente en el nivel de intensidad 1. Para cambiar de nivel, pulse el botón de selección del nivel de intensidad (fig. 11).

Fig. 11



- Tras alcanzar el nivel de intensidad 3, al pulsar de nuevo el botón de selección, el dispositivo volverá al nivel de intensidad 1.
- i-LIGHT REVEAL cuenta con tres niveles de intensidad. El nivel 1 (una barra) es el más bajo y el nivel 3 (3 barras), el más alto.
- ✳ **CONSEJO:** para que los resultados sean más efectivos, utilice siempre el nivel de intensidad más alto que no cause molestias en la piel.
- ✳ **Pruebe el dispositivo i-LIGHT REVEAL en su piel**
- Pruebe el dispositivo i-LIGHT en una zona pequeña de la piel y espere 24 horas para asegurarse de que no se producen reacciones adversas.
- Comience por aplicar un solo destello en el nivel de intensidad 1.
- Para aplicar un destello sobre la piel, apoye la pantalla de disparo firmemente contra la piel. Después de oír un doble pitido, el sensor del tono de piel deberá mostrar una luz verde fija. Entonces, pulse el botón de disparo para aplicar un destello (fig. 12).

Fig. 12



- ✳ **CONSEJO:** es conveniente usar un espejo para ver el sensor del tono de piel. Si le molesta el reflejo de la luz, cierre los ojos antes de cada destello.
- Es normal sentir molestias leves o moderadas. Si un destello aplicado al nivel de intensidad 1 le parece tolerable, pase al nivel 2. Dirija el dispositivo a otro punto de la piel y aplique un nuevo destello de i-LIGHT REVEAL. Repita el proceso hasta encontrar la configuración con la que se sienta más cómodo.
- Pasadas 24 horas compruebe la zona en la que probó el dispositivo. Si la piel tiene un aspecto normal, continúe con su primer tratamiento completo en el nivel de intensidad que considere que es adecuado para usted.
- ✳ **NOTA:** debe probar el dispositivo en cada zona de la cara o el cuerpo que desee tratar.
- ✳ **Trate la zona deseada con el dispositivo i-LIGHT**
- ✳ **Prepare la piel para el tratamiento**
- 1 Asegúrese de que la zona que desea tratar está limpia y no presenta restos de aceites, desodorantes, perfumes, maquillaje, lociones o cremas. Afeite o recorte el vello de la zona a la que va a aplicar el tratamiento y compruebe que la piel está limpia y seca. Si va a recortar el vello, este deberá quedar a menos de 0,5 mm de la superficie de la piel (fig. 13).



Fig. 13



- 2 No utilice cera, máquinas depiladoras, pinzas o productos de depilación para eliminar el vello porque contrarrestan el proceso de IPL.

✱ **Prepare el dispositivo para el tratamiento**

Utilice el sensor del tono de piel para desbloquear la unidad (fig. 14).
 Seleccione el nivel de intensidad deseado (fig. 15).



👁 **TRATAMIENTO**

- Coloque la pantalla de disparo en contacto firme con la piel. Cuando la pantalla de disparo esté en contacto con la piel la luz será fija y de color verde (fig. 16).



- Pulse a continuación el botón de disparo para aplicar el destello en la zona que desea tratar. El aparato emitirá un destello de luz brillante (parecido al flash de una cámara) y usted notará una suave sensación de calor.
- ✱ **NOTA:** el dispositivo lanzará destellos cada 5 segundos, aproximadamente. Durante este periodo la pantalla mostrará un icono en forma de reloj de arena (fig. 17). Cuando el dispositivo esté listo para aplicar un nuevo destello, el icono desaparecerá y la luz pasará a color verde y quedará fija (siempre que el cabezal de tratamiento esté en contacto total con la piel).

Fig. 17






Fig. 18

- Aplice el tratamiento dividiendo las zonas de piel en cuadrículas (fig. 18).

- Siga las indicaciones de la figura 19; le ayudarán a obtener mejores resultados.



- * **CONSEJO:** estire la piel para lograr un mejor contacto: los contornos de la piel pueden dificultar que los sensores de contacto con la piel estén completamente presionados en determinadas zonas. Tal vez le resulte más fácil poner el labio superior sobre los dientes o utilizar la lengua para estirar las mejillas y lograr un mejor contacto con la piel.
- El dispositivo está equipado con un contador de destellos por sesión (fig. 20), que le ayudará a controlar el número de disparos que ha usado en cada tratamiento. El contador se pondrá a cero cada vez que se active el dispositivo.



👁️ CUIDADO POSTRATAMIENTO

Tras el tratamiento, puede que experimente ligeros enrojecimientos o una sensación de calor en la piel. Esto es normal y desaparecerá rápidamente. Para evitar la irritación de la piel tras un tratamiento, tome las siguientes precauciones:

- Evite la exposición al sol durante las 24 horas siguientes a un tratamiento. Proteja la piel con una crema solar con factor de protección 30 o mayor durante las 2 semanas siguientes a cada tratamiento.
- No tome el sol de forma prolongada ni acuda al solario ni utilice productos bronceadores durante al menos 2 semanas tras el último tratamiento.
- Tras el tratamiento, mantenga la zona limpia y seca y beba abundante agua para mantener la piel hidratada.
- No tome baños calientes, duchas ni use baños de vapor o saunas durante las 24 horas siguientes al tratamiento.
- No practique deportes de contacto en las 24 horas siguientes al tratamiento.
- No depile la zona (con cera, pinzas, hilo o cremas) durante el tratamiento; puede afeitarla siempre y cuando no lo haga en las 24 horas siguientes a cada tratamiento.

- No utilice cremas blanqueadoras ni productos perfumados durante las 24 horas siguientes al tratamiento.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO i-LIGHT REVEAL


- ◆ **ADVERTENCIA:** antes de limpiar su dispositivo i-LIGHT REVEAL, asegúrese de que el aparato está desenchufado y el cable de corriente desconectado.
- Una limpieza regular ayuda a garantizar resultados óptimos y una larga vida para el dispositivo.
- Utilice un paño limpio y que no deje pelusa (como el que se facilita con el dispositivo) o un bastoncillo de algodón para limpiar la superficie, la pantalla de disparo, el cabezal de tratamiento y el sensor del tono de piel. Si es necesario, puede humedecer el paño o el bastoncillo con agua y jabón suave.
- Deje secar completamente el aparato antes de volver a usarlo.
- ◆ **ADVERTENCIA:** no utilice el aparato si la pantalla de disparo está agrietada o rota. No arañe el cristal de filtro ni la superficie metálica que está dentro del cabezal de tratamiento.
- ◆ **ATENCIÓN:** el i-LIGHT es un dispositivo de alto voltaje. No sumerja la unidad en agua. Nunca limpie el aparato ni ninguna de sus partes bajo el grifo o en el lavavajillas.
- No utilice agentes de limpieza a base de petróleo o productos inflamables, pues podrían provocar incendios. No utilice estropajos, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos como aceite o acetona para limpiar el aparato.

➔ RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / ALMACENAMIENTO / MANTENIMIENTO

✱ **Mantenimiento del dispositivo i-LIGHT REVEAL**

- ◆ **ATENCIÓN:** antes de realizar el mantenimiento de su dispositivo i-LIGHT, asegúrese de que el aparato está apagado y el cable de corriente está desconectado de la unidad de base.
- ✱ **Sustitución del cabezal de tratamiento**
- El cabezal de tratamiento puede dispensar 6.000 destellos independientemente del nivel de intensidad que se haya fijado. Cuando se agoten los destellos es necesario sustituir el cabezal de tratamiento.
- El icono de estado de carga de la lámpara de la pantalla le avisará cuando queden pocos destellos (fig. 21).

Fig. 21



- Pantalla del estado de carga de la lámpara (fig. 22).

Estado	Lleno	Parcialmente lleno	Vacío
Pantalla del estado de carga de la lámpara	Una lámpara nueva proporciona 6.000 destellos. Cuando la lámpara es nueva, la luz del indicador de carga estará fija.	Cuando queden menos de 300 destellos, la luz del indicador de carga comenzará a parpadear.	Cuando la carga de la lámpara se agote toda ella comenzará a parpadear y el dispositivo emitirá un pitido. Es el momento de sustituir el cabezal de tratamiento.
ICONO			

- * **NOTA:** si el tubo de la bombilla está estropeado, deberá sustituir el cabezal de tratamiento.
- Haga presión sobre las pestañas de extracción del cabezal de tratamiento y tire de él suavemente para extraerlo (fig. 23).
- Sustituya el cabezal de tratamiento por uno nuevo, asegurándose de que encaja en su sitio (fig. 24).

Fig. 23




Fig. 24



- * **Almacenamiento**
 - Apague el dispositivo, desenchúfelo y déjelo enfriarse durante 10 minutos antes de guardarlo.
 - Guarde el aparato en un lugar seco a una temperatura de entre 15 °C y 35 °C.
- * **Resolución de problemas**
 - Lea siempre estas instrucciones íntegramente antes de usar i-LIGHT.
 - Consulte esta guía de resolución de problemas si experimenta algún problema con i-LIGHT REVEAL,

puesto que esta sección trata los problemas más frecuentes que podría encontrarse con i-LIGHT REVEAL.

- Si ha seguido las instrucciones de esta sección y sigue teniendo problemas, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de Remington® para recibir asistencia.

Problema	Posible causa	Solución
<p>El aparato no se enciende.</p>	<p>El aparato no está cargado. El aparato debería emitir dos pitidos y la pantalla LCD mostrar esta pantalla.</p> 	<p>Asegúrese de que el dispositivo está totalmente cargado: conecte el cable de carga a la toma de corriente. La pantalla LCD deberá mostrar el icono de batería en proceso de carga. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, el indicador de estado de la batería aparecerá lleno:</p> 
	<p>El cabezal de tratamiento no está bien encajado. El aparato debería emitir dos pitidos y la pantalla LCD mostrar esta pantalla.</p> 	<p>Compruebe que el cabezal de tratamiento está bien encajado en el dispositivo. Cuando el cabezal de tratamiento se haya encajado correctamente, oirá un clic y las luces y el pitido cesarán.</p>

Problema	Posible causa	Solución
<p>Quando aprieto el dispositivo contra la piel no ocurre nada. El dispositivo no emite un pitido incluso pasados varios segundos.</p>	<p>Es posible que tenga que hacer un test de tono de piel. La pantalla LCD mostrará esta pantalla:</p> 	<p>Coloque la luz naranja intermitente contra la piel de la zona que desea tratar. Puede ser necesario un nuevo test de tono de piel cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - el dispositivo no se haya usado durante cinco minutos; - haya hecho una pausa en el tratamiento, o - el dispositivo se ha apagado y vuelto a encender.
	<p>El cabezal de tratamiento no está totalmente en contacto con la piel.</p>	<p>Compruebe que el cabezal de tratamiento está en contacto con la piel. El dispositivo se iluminará solamente si el cabezal de tratamiento está totalmente en contacto con la piel.</p>
	<p>Está intentando tratar una zona pequeña, como el entrecejo o el contorno de los ojos.</p>	<p>Por su seguridad, el dispositivo NO debe usarse en zonas próximas a los ojos, cejas o pestañas.</p>

Problema	Posible causa	Solución
<p>El aparato no emite un destello de luz cuando pulso el botón de disparo.</p>	<p>El cabezal de tratamiento no está totalmente en contacto con la piel.</p>	<p>Compruebe que el cabezal de tratamiento está en contacto con la piel. El dispositivo solamente lanzará destellos cuando el cabezal de tratamiento esté totalmente en contacto con la piel.</p>
	<p>No ha dejado pasar el tiempo suficiente entre destellos.</p>	<p>El dispositivo necesita aproximadamente 5 segundos para recargarse entre un destello y otro. La luz verde fija indica que el dispositivo está listo para un nuevo destello.</p>
	<p>Es necesario sustituir el cabezal de tratamiento. La pantalla LCD mostrará el icono de carga vacía de la lámpara y empezará a parpadear encendiéndose y apagándose.</p>	<p>Asegúrese de que el icono de estado de carga de la lámpara no está vacío y no parpadea. Si está parpadeando, apague el dispositivo y sustituya el cabezal de tratamiento.</p>

Problema	Posible causa	Solución
<p>El aparato no emite un destello de luz cuando pulso el botón de disparo.</p>	<p>El dispositivo necesita tiempo para enfriarse. Oirá un pitido y la pantalla LCD mostrará esta pantalla:</p> 	<p>Espere unos minutos hasta que el dispositivo se haya enfriado. No apague el dispositivo, esta pantalla desaparecerá cuando esté listo para un nuevo uso. Esto no suele ocurrir en condiciones normales, solamente cuando el aparato se ha sobrecalentado.</p>
	<p>La temperatura ambiente es demasiado alta para que el dispositivo se enfríe.</p>	<p>Utilice i-LIGHT REVEAL en un ambiente más fresco, en el que la temperatura no supere los 27 °C.</p>

Problema	Posible causa	Solución
Al hacer un test de tono de piel la luz cambia a color naranja y el aparato emite un zumbido.	<p>Puede que su piel sea demasiado oscura para el tratamiento.</p> <p>Consulte la tabla de tipos de piel situada al principio de este manual.</p>	<p>Su tono de piel no permite el uso de i-LIGHT REVEAL.</p> <p>Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica local.</p>
	<p>No ha utilizado correctamente el sensor del tono de piel.</p>	<p>Si el sensor del tono de piel (luz naranja intermitente) no está en contacto firme con la piel, el dispositivo emitirá un sonido de rechazo. Pruebe a apretar firmemente contra la piel el sensor del tono de piel.</p>
	<p>El sensor del tono de piel no funciona.</p>	<p>Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica local.</p>

Problema	Posible causa	Solución
<p>Hay suciedad o residuos en la pantalla de disparo.</p>	<p>Debe limpiar el dispositivo.</p>	<p>Siga las instrucciones de limpieza descritas en este manual.</p>

Problema	Posible causa	Solución
<p>El aparato: - no funciona, - emite un pitido, - muestra este símbolo (junto con un número de referencia):</p>  <p>006</p>	<p>El dispositivo no funciona bien y es necesario repararlo.</p>	<p>Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica local, facilitando el número de referencia que aparece en la pantalla.</p>

- ✳ NO intente abrir el dispositivo ni repararlo. Únicamente los centros de servicio de i-LIGHT REVEAL están autorizados para realizar reparaciones.
- Al abrir el dispositivo se expone a la acción de componentes eléctricos peligrosos y de energía de luz pulsada, lo que puede causarle graves daños corporales y/o lesiones oculares permanentes. Además, al intentar abrir el dispositivo puede dañarlo, con la consiguiente pérdida de la garantía. Si su dispositivo necesita ser reparado, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica local.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



Obrigado por adquirir este novo produto Remington®. Leia o manual de instruções e conserve-o em lugar seguro.

Retire todo o material de embalagem antes do uso.



MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

- 1 AVISO PARA REDUZIR OS RISCOS DE QUEIMADURAS, ELETROCUSSÃO, INCÊNCIO OU FERIMENTOS A PESSOAS:
- 2 Use este aparelho apenas para os fins previstos neste manual.
- 3 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou defeituoso.
- 4 Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado à tomada.
- 5 Mantenha a ficha e o cabo de alimentação afastados de superfícies aquecidas.
- 6 Não utilize o produto com o cabo danificado. Pode obter uma substituição através dos nossos Centros de Assistência Internacionais.
- 7 Use e armazene o produto numa temperatura entre 15 °C e 35 °C.
- 8 Use apenas as peças fornecidas com o aparelho.
- 9 Não torça, dobre ou enrole o cabo à volta do aparelho.
- 10 O corpo deste aparelho não é lavável nem à prova de água. Não coloque o aparelho em líquidos; não o utilize perto de água numa banheira, bacia ou outro recipiente e não o utilize no exterior.
- 11 Certifique-se de que o adaptador e cabo de alimentação não são molhados. Não tente alcançar a unidade caso tenha caído para dentro de água; desligue-a imediatamente da corrente elétrica.
- 12 Não ligue nem desligue o aparelho da corrente elétrica com as mãos molhadas.
- 13 Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou pessoas com falta de experiência e conhecimento desde que instruídas/supervisionadas e que compreendam os riscos envolvidos.
- 14 Mantenha o aparelho e o cabo afastados do alcance das crianças.
- 15 Este dispositivo deve ser fornecido com adaptadores de isolamento de segurança aprovados SW-120060EU (para a Europa) e SW-120060BS (para o Reino Unido) com uma capacidade de saída de 12 V DC, 600 mA (saída de adaptador).
- 16 NÃO cubra qualquer parte das ranhuras de ventilação durante a utilização, pois estas ajudam a manter o dispositivo frio durante a operação. Isto podia resultar no sobreaquecimento do dispositivo.
- 17 NÃO use se a embalagem ou o dispositivo parecerem danificados ou se parte do dispositivo estiver rachado ou partido. Fazê-lo pode aumentar o perigo de ferimentos nos olhos ou na pele causados pela lâmpada de disparos.
- 18 Este aparelho não é para utilização comercial ou em cabeleiros.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DISPOSITIVO

- 1 Janela de disparos
- 2 Cabeça de tratamento
- 3 Guias de desengate da cabeça de tratamento
- 4 Sensor do tom de pele
- 5 Botão de disparo
- 6 Visor LCD
- 7 Pano sem pelos
- 8 Bolsa de armazenamento (não representada)

VISOR LCD

- 9 Vida da bateria
- 10 Contador de disparos por sessão
- 11 Vida da lâmpada
- 12 Nível de energia
- 13 Botão de nível de energia
- 14 Energia on/off
- 15 Adaptador de energia

VAMOS CONHECER O i-LIGHT REVEAL

* O que é o i-LIGHT REVEAL?

O sistema i-LIGHT é um dispositivo revolucionário baseado em luz, concebido para a remoção de pelos corporais e pelos faciais femininos indesejados em casa.

O i-LIGHT REVEAL utiliza uma tecnologia clinicamente comprovada semelhante à utilizada pelos dermatologistas e institutos de beleza profissionais, mas otimizada para um tratamento personalizado de pequenas áreas.


✳ O que é luz intensa pulsada (IPL) e como é que trabalha o i-LIGHT REVEAL?

IPL (luz intensa pulsada) é uma tecnologia bem conhecida, utilizada em todo o mundo há mais de 15 anos. O i-LIGHT REVEAL usa esta tecnologia para fazer incidir na sua pele uma luz intensa pulsada. O impulso trabalha por baixo da superfície da pele, para atingir os pelos na raiz, ajudando a parar o seu crescimento (fig. 1).

A energia no impulso de luz incide sobre as cores mais escuras e assim os resultados são melhores em pelos mais escuros.

De modo a evitar incidir em (e provavelmente danificar) pelos escuros, deve usar-se o i-LIGHT REVEAL apenas em tons de pele claros ou médios (I-IV).

Fig. 1



✳ O que se pode esperar do i-LIGHT REVEAL

Os resultados não são imediatos, mas a maior parte dos utilizadores começa a notar menos pelos no prazo de 1-2 semanas após o início do tratamento. Durante este período, pode parecer que os pelos continuam a crescer, mas na realidade estão a ser «empurrados para fora» (fig. 2).

Fig. 2



É importante continuar com o regime de tratamentos completo para garantir que todos os pelos ativos são tratados. Um regime de tratamentos completo consiste em três tratamentos a cada 2 semanas. Os resultados individuais podem variar. Pode ser necessário realizar tratamentos múltiplos para obter resultados ótimos.

Algum crescimento de pelos ocorrerá sendo estes menos densos, mais finos e claros do que os pelos originais. Este recrescimento é perfeitamente normal e deve ser esperado.

Após concluir o regime de tratamentos inicial, o uso regular semanal de forma contínua produzirá bons resultados em 6-12 semanas (tons de pele mais escuros poderão levar mais tempo).



AVISOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

◆ CUIDADOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de começar a usar o i-LIGHT REVEAL:

Não deixe de ler todos os avisos e informação sobre segurança. Antes de começar, verifique se o i-LIGHT REVEAL é adequado para si.

Utilize a tabela da pele fornecida na caixa e na parte frontal deste manual e o sensor de pele integrado, para determinar se este dispositivo é adequado a si.

Consulte a tabela de pelos no início deste manual para garantir que o dispositivo é apropriado para si.

* Tipo de pele

Consulte a tabela de tons de pele na página 2.

- Não utilize em pele naturalmente escura, pois pode provocar queimaduras, bolhas e alterações no tom da pele.
- Não utilize em pele bronzada ou após exposição solar recente, pois pode causar queimaduras ou ferimentos na pele.
- O i-LIGHT REVEAL não é eficaz em pelos faciais naturalmente brancos, cinzentos, louros ou ruivos.

* Zonas a não tratar:

- Não utilize no couro cabeludo ou orelhas.
- Não utilize no rosto ou pescoço masculinos.
- Não utilize acima das maçãs do rosto (uso facial feminino).
- Não utilize nos mamilos, aréola ou genitais.
- Não utilize caso tenha tatuagens ou maquiagem permanente na zona a ser tratada.
- Não utilize em marcas pretas ou castanho-escuras como verrugas, marcas de nascença ou sardas.
- Não utilize em zonas submetidas a cirurgia recente, peeling profundo, resurfacing a laser, cicatrizes ou pele danificada por queimaduras ou escaaldaduras.

* Quando não se deve usar/quando se deve evitar usar o i-LIGHT REVEAL

- NÃO use se tiver PELE BRONZEADA nas áreas a tratar, pois a sua pele pode estar demasiado escura e o tratamento em áreas demasiado bronzeadas poderá temporariamente causar inchaço, bolhas ou alterar a cor da pele. Aguarde até que o bronzeado desapareça antes de realizar o tratamento.
- NÃO use em pele em que tenham sido aplicados cosméticos, pois realizar o tratamento nestas áreas poderá temporariamente causar inchaço, bolhas ou alterar a cor da pele. Certifique-se de que a pele está absolutamente limpa antes de realizar o tratamento.
- NÃO faça incidir o disparo no mesmo local de tratamento várias vezes durante a mesma sessão, pois isto poderá temporariamente causar inchaço, bolhas ou alterar a cor da pele.
- NÃO trate qualquer área mais do que uma vez por semana, pois isto não tornará mais rápidos os resultados, mas poderá aumentar as possibilidades de inchaço, bolhas ou alterar a cor da pele.
- NÃO use em pele danificada, incluindo feridas abertas, aftas, queimaduras do sol, ou quaisquer áreas em que tenha sido realizada uma esfoliação ou qualquer outro tratamento de renovação da pele nas últimas 6-8 semanas.

- NÃO use em pele irritada, incluindo erupções cutâneas ou pele inchada. Estas condições podem tornar a pele mais sensível. Espere até que a zona afetada esteja curada antes de usar.
- NÃO use se a sua pele for sensível à luz. Para determinar se pode usar o i-LIGHT REVEAL, realize um teste numa pequena área de pele e espere 24 horas para determinar se há reações adversas antes de continuar o tratamento.
- NÃO use se está ou poderá estar grávida ou se está a amamentar. O i-LIGHT REVEAL não foi testado em grávidas. As alterações hormonais são comuns durante a gravidez ou a amamentação e podem aumentar a sensibilidade cutânea e o risco de lesões cutâneas.
- NÃO incida disparos sobre qualquer outro material exceto sobre a pele.
- NÃO use este modelo (IPL2000) para qualquer outro fim que não a depilação.
- NÃO trate qualquer área em que possa futuramente querer que os pelos voltem a crescer. Os resultados podem ser permanentes e irreversíveis.
- ✳️ CUIDADO: evite tratar áreas que tenham apenas velos (pelos muito finos, muito delicados, conhecidos como «penugem») pois isto poderá causar o reaparecimento indesejado de pelos.
- Não utilize no rosto se tiver um historial de feridas provocadas pelo frio, pois o uso de IPL ou qualquer tratamento irritante para a pele pode provocar a recorrência dessas feridas.
- Se já realizou tratamentos de depilação a laser, por eletrólise ou IPL profissionais, clínicos, ou auto-administrados, espere pelo menos seis meses antes de usar o i-LIGHT REVEAL. Se utilizou cera de depilação, arrancou ou depilou a área a tratar, espere pelo menos seis semanas antes de usar o i-LIGHT REVEAL. O dispositivo usa os pelos subcutâneos para inutilizar os pelos na raiz, e portanto não é eficaz se o pelo tiver sido arrancado.
- NÃO use diretamente sobre ou próximo de dispositivos médicos implantáveis ativos, como pacemaker implantável, desfibrilhador interno ou dispositivos de insulina. Embora não tenham sido reportados quaisquer problemas associados ao uso deste dispositivo em testes clínicos, recomenda-se que se observem todos os avisos sobre dispositivos médicos implantáveis quanto ao uso de dispositivos eletrónicos para evitar quaisquer falhas ou interrupções de um dispositivo implantável ativo.
- Não utilize por cima ou próximo de algo artificial, como implantes de silicone, implantes contraceptivos Implanon, pacemakers, pontos de injeção subcutânea (bomba de insulina) ou piercings.
- O equipamento de comunicações sem fios poderá afetar o dispositivo i-LIGHT REVEAL e deve ser mantido a uma distância de pelo menos 3,3 m
- Não use em ou próximo de enchimentos metálicos, implantes ou aparelhos dentários.

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

- ✳️ INSTRUÇÕES PARA O CARREGAMENTO
 - Antes da primeira utilização, certifique-se de que o dispositivo está totalmente carregado.
 - Ligue o adaptador de energia ao dispositivo e depois à tomada.
 - Uma carga completa deve durar um máximo de 1.5 horas.
- Consoante o nível de energia selecionado, uma carga completa fornecerá aproximadamente 100 disparos (níveis de energia mais baixos fornecerão mais disparos por carga).
- ✳️ Função de carga rápida
 - O dispositivo está também equipado com uma função de carga rápida.

- Para utilizar esta função, carregue o dispositivo durante 15 minutos.
- Esta ação fornecerá aproximadamente 20 disparos.
- Quando a bateria estiver a carregar, o visor LCD exibe o ícone de carregamento (fig. 3).
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o visor LCD exibe o ícone de bateria carregada (fig. 4).

Fig. 3




Fig. 4




- Durante a utilização, o estado da bateria é exibido no visor LCD pelo ícone «vida da bateria» (fig. 5).


Fig. 5



Vida da bateria



Vida da bateria
baixa



Vida da bateria
vazia

- * **NOTA:** o dispositivo não pode funcionar quando está ligado à corrente ou a ser carregado.
- * **DICA:** recomendamos carregar o dispositivo após cada utilização para garantir que o dispositivo está totalmente carregado e pronto para o seu próximo tratamento.


COMO USAR O i-LIGHT REVEAL PARA TRATAMENTO

* Teste de tom de pele




- 1 Volte a ler os avisos e informação sobre segurança.
- 2 Familiarize-se com as funcionalidades do i-LIGHT.
- 3 Consulte a tabela de tons de pele para se certificar que o seu tom de pele está no intervalo aceitável (fig. 6).



Fig. 6



- 4 Ligue o dispositivo premindo o botão de energia (fig. 7).




- * NOTA: de cada vez que o dispositivo é ligado, será solicitado a testar o seu tom de pele. O visor LCD exibirá o ícone «sensor do tom de pele» (fig. 8). O sensor do tom de pele está situado na parte traseira do dispositivo e exibirá uma luz cor de laranja intermitente (fig. 9).
- 5 Prima firmemente o sensor do tom de pele (luz cor de laranja intermitente) contra a pele da área de tratamento e mantenha-o em posição durante dois segundos (fig. 10).



- A leitura far-se-á automaticamente.
- Luz cor de laranja contínua e «som vibratório» = Pele pode ser demasiado escura
- Luz verde contínua e «sinal sonoro curto» = Tom de pele ADEQUADO
- * NOTA: deve repetir o teste de tom de pele para todas as áreas que deseje tratar.

*** Seleção do nível de energia**

- O dispositivo será automaticamente regulado para o nível 1 de energia cada vez que o dispositivo seja ligado (ON). Para alterar o nível, prima o botão de seleção de nível de energia (fig. 11).



- Após atingir o nível 3, premir novamente o botão de nível de energia restabelece o nível de energia 1.
- O i-LIGHT REVEAL está equipado com três níveis de energia. O nível 1 (uma barra) é o mais baixo e o nível 3 (3 barras) é o mais alto.
- ✳ **DICA:** para melhores resultados, use o nível de energia mais alto que não cause qualquer incômodo na pele.
- ✳ **Teste o dispositivo i-LIGHT REVEAL na sua pele**
- Antes do seu primeiro tratamento completo, teste o dispositivo i-LIGHT REVEAL numa pequena porção de pele e aguarde 24 horas para se assegurar de que não há reações adversas.
- Comece no nível de energia 1 e dispare uma vez.
- Faça incidir o disparo sobre a pele colocando a janela de disparos firmemente contra a pele. Ouvirá «sons sonoros curtos» e o sensor do tom de pele deverá exibir uma luz verde contínua. Prima o botão de disparo para produzir um disparo (fig. 12).

Fig. 12



- ✳ **DICA:** é útil usar um espelho para ver o sensor do tom de pele. Se a luz refletida for desagradável, pode preferir fechar os olhos antes de cada disparo.
- Um desconforto médio a moderado é normal. Se um disparo ao nível de energia 1 for tolerável, aumente para o nível de energia 2. Mova o dispositivo para um outro local e dispare o i-LIGHT REVEAL mais uma vez. Repita este processo até que encontre a configuração que seja correta para si.
- Espere 24 horas e depois observe a área de teste. Se a pele parecer normal, continue com o seu primeiro tratamento completo no nível de energia que achou ser o correto para si.
- ✳ **NOTA:** deve testar o dispositivo em todas as áreas do rosto ou corpo que deseja tratar.
- ✳ **Tratar a(s) zona(s) desejada(s) com o dispositivo i-LIGHT**
- ✳ **Prepare a sua pele para tratamento**

- 1 Certifique-se de que a área a tratar está limpa e livre de óleos, desodorizantes, perfume, maquilhagem, loções e creme. Rape ou apare os pelos da área a tratar, e certifique-se de que a pele está limpa e seca. Caso decida aparar, os pelos devem ser aparados para menos de 0,5 mm (fig. 13).

Fig. 13



- 2 Não utilize cera, epilação, pinças ou produtos de depilação para remover os pelos, pois estes contrariam o processo de IPL.

✳ **Prepare o dispositivo para tratamento**

Use o sensor de tom de pele para desbloquear a unidade (fig. 14).
 Selecione o nível de energia desejado (fig. 15).

Fig. 14






Fig. 15



👁 **TRATAMENTO**

- Coloque a janela de disparos firmemente contra a pele. A luz deverá ser verde contínua se a janela de disparos estiver em contacto com a pele (fig. 16).

Fig. 16



- Prima o botão de disparo para produzir um disparo. Deverá ver-se um disparo de luz brilhante (semelhante ao flash de uma câmara), e deverá sentir uma ligeira sensação de calor.
- ✳ **NOTA:** o dispositivo poderá piscar aproximadamente de cinco em cinco segundos. Durante este período, o visor exibe um ícone em forma de ampulheta (fig. 17). Quando o dispositivo estiver pronto para disparar novamente; o ícone desaparecerá e a luz tornar-se-á verde contínua (se a cabeça de tratamento estiver em contacto total com a pele).

Fig. 17






Fig. 18

- Trate a pele num padrão tipo grelha (fig. 18).

Para os melhores resultados, siga as diretrizes.



- * **DICA:** estique a pele para um melhor contacto com a pele; os contornos da pele podem tornar difícil que os sensores de contacto com a pele estejam totalmente premidos em algumas áreas. Poderá ser mais fácil tentar enrolar o lábio superior sobre os dentes ou usar a língua para esticar as bochechas para um melhor contacto cutâneo.
- Para ajudá-lo a não perder conta do número de disparos que usou num tratamento, o dispositivo está equipado com um «contador de disparos por sessão» (fig. 20). Este será restabelecido de cada vez que o dispositivo for ligado.



👁️ CUIDADOS PÓS-TRATAMENTO

Após o tratamento, poderá experienciar uma ligeira vermelhidão ou sensação morna na pele. Esta ocorrência é normal e desaparecerá rapidamente. Para evitar irritação na sua pele após um tratamento, siga as seguintes precauções:

- Evite exposição ao sol durante 24 horas após um tratamento. Proteja a pele com FPS 30 durante 2 semanas após cada tratamento.
- Não prolongue a exposição ao sol, tal como: banhos de sol, utilizar um solário ou um autobronzeador durante, pelo menos, 2 semanas após o último tratamento.
- Após o tratamento, mantenha a zona limpa e seca e beba muita água para manter a pele hidratada.
- Não tome banhos quentes, duchas ou frequente salas de vapor ou saunas durante 24 horas após o tratamento.
- Não participe em desportos de contacto durante 24 horas após o tratamento.

- Não se depile (cera, arrancar com pinças, arrancar com fio ou cremes) durante o tratamento; rapar é aceitável desde que evite fazê-lo nas 24 horas após cada tratamento.
- Não utilize cremes descolorantes ou produtos com fragrância durante 24 horas após o tratamento.

LIMPAR O SEU DISPOSITIVO i-LIGHT REVEAL


- ◆ **CUIDADO:** antes de limpar o seu i-LIGHT REVEAL, certifique-se de que o dispositivo está desligado (OFF) e que o cabo de alimentação está desligado do dispositivo.
- Uma limpeza regular ajuda a garantir resultados ótimos e uma longa vida do dispositivo.
- Use um pano limpo, sem pelos (há um fornecido com o dispositivo) ou um cotonete de algodão para limpar suavemente a superfície e a janela de disparos, a cabeça de tratamento e o sensor do tom de pele. Se necessário, pode humedecer o pano ou o cotonete de algodão com água ou um sabão suave.
- Deixe o dispositivo secar completamente antes de o voltar a usar.
- ◆ **AVISO:** se a janela de disparos se encontrar estalada ou partida, a unidade não deve ser utilizada. Não arranhe o filtro de vidro ou a superfície metálica no interior da cabeça de tratamento.
- ◆ **CUIDADO:** o i-LIGHT é um dispositivo de alta voltagem. Não o submerja em água. Não lave a unidade ou quaisquer das suas peças de baixo de uma torneira ou numa máquina de lavar loiça.
- Não utilize agentes de limpeza à base de petróleo ou inflamáveis devido ao risco de incêndio. Não utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como óleo ou acetona, para limpar a unidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/ARMAZENAMENTO/MANUTENÇÃO

Manutenção do dispositivo i-LIGHT REVEAL

- ◆ **CUIDADO:** antes de efetuar a manutenção do seu dispositivo i-LIGHT, certifique-se de que o interruptor de energia está DESLIGADO (OFF) e que o cabo de alimentação está desconectado da unidade base.
- ◆ **Substituir a cabeça de tratamento**
 - A cabeça de tratamento pode realizar 6.000 disparos, independentemente da configuração do nível de energia. Quando a cabeça de tratamento esgotar os seus disparos, deverá ser substituída.
 - O ícone «vida da lâmpada remanescente» no visor avisa quando o número de disparos remanescente estiver baixo (fig. 21).

Fig. 21



- Visor da vida da lâmpada remanescente (fig. 22).

Fig. 22

Estado	Cheio	Parcialmente cheio	Vazio
Visor da vida da lâmpada remanescente	Uma lâmpada nova disponibiliza 6.000 de disparos e a cor da capacidade da lâmpada será contínua.	Quando restarem menos de 300 disparos, a cor da capacidade da lâmpada começará a piscar.	A vida da lâmpada está vazia e toda a lâmpada está a piscar. O aparelho vai emitir um «sinal sonoro curto». A cabeça de tratamento deve ser substituída.
ÍCONE			

* NOTA: a cabeça de tratamento deve ser substituída se o tubo da lâmpada se partir.

- 1 Prima as guias de desengate da cabeça de tratamento e puxe suavemente para remover a cabeça de tratamento (fig. 23).
- 2 Substitua por uma cabeça de tratamento nova, certificando-se de que encaixa no lugar (fig. 24).

Fig. 23




Fig. 24



* **Armazenamento**

- Desligue a unidade, retire o cabo da tomada e aguarde que arrefeça durante 10 minutos antes de a armazenar.
- Armazene a unidade num local seco a uma temperatura entre 15 °C e 35 °C.

✱ **Resolução de problemas**

- Leia estas instruções na totalidade antes de utilizar o i-LIGHT REVEAL.
- Volte a consultar este guia de resolução de problemas caso experiencie complicações com o i-LIGHT REVEAL, uma vez que esta secção engloba os problemas mais comuns que pode encontrar com o i-LIGHT REVEAL.
- Caso siga as instruções contidas nesta secção e ainda continue a experienciar problemas, contacte o Centro de Assistência Remington® para obter apoio adicional.

Problema	Causa possível	Ação
<p>O dispositivo não liga.</p>	<p>O dispositivo não está carregado. Deverá ouvir o aparelho emitir um «sinal sonoro curto» duas vezes e o visor LCD exibirá este ecrã.</p> 	<p>Certifique-se de que o dispositivo está totalmente carregado; ligue o cabo de alimentação à tomada da parede. O ícone bateria a carregar deverá aparecer no visor LCD. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, o indicador de vida da bateria deve estar cheio:</p> 
	<p>A cabeça de tratamento não está devidamente fixa. Deverá ouvir dois «sinais sonoros curtos» e o visor LCD exibirá este ecrã.</p> 	<p>Certifique-se de que a cabeça de tratamento está devidamente fixa ao dispositivo.</p> <p>Quando a cabeça de tratamento está devidamente fixa, deverá ouvir-se um clique e as luzes e o «sinal sonoro curto» cessarão.</p>

Problema	Causa possível	Ação
<p>Quando encosto o dispositivo à minha pele, não acontece nada. O dispositivo não emite o «sinal sonoro curto» mesmo passado alguns segundos.</p>	<p>Poderá ser necessário realizar um teste de tom de pele. O visor LCD exhibe este ecrã:</p> 	<p>Coloque a lâmpada cor de laranja intermitente contra a pele da área de tratamento prevista. O dispositivo poderá necessitar de outro teste de tom de pele se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O dispositivo não for usado durante cinco minutos - Fizer uma pausa a meio do tratamento - O dispositivo for desligado e ligado novamente
	<p>A cabeça de tratamento não está em contacto total com a pele.</p>	<p>Verifique se a cabeça de tratamento está em contacto com a sua pele. O dispositivo não piscará a não ser que a cabeça de tratamento esteja em contacto total com a pele.</p>
	<p>Está a tentar tratar uma pequena área, como entre as sobrancelhas ou junto dos olhos.</p>	<p>Para sua segurança, o dispositivo NÃO deve ser usado próximo dos olhos, sobrancelhas e pestanas.</p>

Problema	Causa possível	Ação
Não é emitido qualquer disparo de luz quando primo o botão de disparo.	A cabeça de tratamento não está em contacto total com a pele.	Certifique-se de que a cabeça de tratamento está em contacto com a pele. O dispositivo não disparará a não ser que a cabeça de tratamento esteja em contacto total com a pele.
	Não esperou tempo suficiente entre disparos.	O dispositivo necessita de cerca de 5 segundos para recarregar entre disparos. Quando o dispositivo estiver pronto para disparar novamente, a luz tornar-se-á verde contínua.
	A cabeça de tratamento precisa de ser substituída; o visor LCD exibirá o ícone «vida da lâmpada vazia» e alternará entre aceso e apagado.	Certifique-se de que o ícone vida da lâmpada não está vazio e a piscar. Se estiver a piscar; desligue o dispositivo e substitua a cabeça de tratamento.

Problema	Causa possível	Ação
<p>Não é emitido qualquer disparo de luz quando primo o botão de disparo.</p>	<p>O dispositivo precisa de mais tempo para arrefecer. Deverá ouvir uma vez o «sinal sonoro curto» emitido pelo dispositivo e o visor LCD será exibido neste ecrã:</p>	<p>Espere alguns minutos para que o dispositivo arrefeça. Não desligue o dispositivo pois este ecrã desaparecerá assim que o dispositivo estiver novamente pronto a usar. Em condições normais, isto é pouco frequente, contudo poderá ocorrer se a unidade aquecer demais.</p>
	<p>A sala é demasiado quente para que o dispositivo arrefeça.</p>	<p>Use o i-LIGHT REVEAL num ambiente mais fresco, em que a temperatura for menor que 27 °C.</p>

Problema	Causa possível	Ação
Realizei um teste de tom de pele e a luz tornou-se cor de laranja e emitiu um «som vibratório».	A sua pele pode ser demasiado escura para o tratamento. Consulte a tabela da pele no início deste manual.	Não pode usar o dispositivo i-LIGHT REVEAL com o seu tom de pele. Por favor contacte o seu centro de assistência local.
	Não utilizou corretamente o sensor do tom de pele.	Se o sensor do tom de pele (luz cor de laranja intermitente) não estiver em contacto direto com a pele, o dispositivo emitirá um som de rejeição. Experimente premir o sensor do tom de pele firmemente contra a pele.
	O sensor do tom de pele não está a trabalhar.	Por favor contacte o seu centro de assistência local.

Problema	Causa possível	Ação
Há detritos ou sujidade presos na janela de disparos.	O dispositivo precisa de ser limpo.	Siga as instruções de limpeza incluídas neste manual.

Problema	Causa possível	Ação
<p>O dispositivo: - Não está a trabalhar - Está a emitir um «sinal sonoro curto» - Está a exibir este símbolo (incluindo um número de referência):</p>  <p>006</p>	<p>O dispositivo não está a trabalhar corretamente e poderá ser preciso levá-lo aos serviços de manutenção.</p>	<p>Contacte o seu centro de assistência local; e forneça o número de referência do visor.</p>

- ✱ NÃO tente abrir ou reparar o seu dispositivo. Apenas é permitido a centros de reparação de avarias i-LIGHT REVEAL autorizados realizar reparações.
- Abrir o dispositivo pode expô-lo a si a componentes elétricos perigosos e a energia de luz pulsada, podendo qualquer um deles causar danos corporais e/ou ferimentos permanentes nos olhos. Tentar abrir o dispositivo poderá também danificar o dispositivo e tornará nula a garantia. Por favor contacte o seu centro de assistência local se tiver um dispositivo que precise de ser reparado.



PROTEÇÃO AMBIENTAL

Para evitar riscos para a saúde e o ambiente devido a substâncias perigosas presentes em produtos elétricos e eletrónicos, os aparelhos marcados com este símbolo não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico, mas sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington® product. Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens door kunt lezen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN:**
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze beschadigd is of storingen vertoont.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het stopcontact is aangesloten.
- Houd het snoer en de adapter uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik en berg het apparaat niet wanneer het snoer beschadigd is. Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar via ons internationale Service Center.
- Berg het apparaat op bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- Gebruik alleen de onderdelen die bij het apparaat zijn meegeleverd.
- Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid of beschadigd is. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- De behuizing van dit apparaat is niet afwasbaar en is niet waterbestendig. Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen, gebruik het niet in de buurt van water (bv. badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten) en gebruik het niet in de buitenlucht.
- Zorg ervoor dat het snoer en de adapter niet nat worden. Probeer het apparaat niet te pakken wanneer deze in het water is gevallen - verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of deze eruit haalt.
- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met mindere fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan/ instructies hebben ontvangen en de gevaren begrijpen die van toepassing zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Dit apparaat moet worden geleverd met de goedgekeurde geïsoleerde veiligheidsadapters PA-0510E (voor Europa) en PA-0510U (voor het Verenigd Koninkrijk) met een uitgangsspanning van 5Vdc, 1000mA (uitvoercapaciteit adapter) of de goedgekeurde geïsoleerde veiligheidsadapter WR9QA1200LMDG2720(R) met een uitgangsspanning van 5Vdc; 1200mA (uitvoercapaciteit adapter).
- Zorg ervoor dat tijdens het gebruik de ventilatie-openingen NIET afgesloten zijn aangezien deze ervoor zorgen dat het apparaat bij gebruik niet opwarmt. Als u dit wel doet, kan het apparaat oververhit raken.
- Gebruik het apparaat NIET indien de verpakking of het apparaat zelf beschadigd lijkt of als een onderdeel van het apparaat is gebarsten of gebroken. Als u dit wel doet, kan dit het risico op huid- of oogletsel vergroten vanwege de flitslamp.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in een salon.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

APPARAAT

- 1 Flitsvenster
- 2 Behandelkop
- 3 Ontgrendelingsknoppen van behandelkop
- 4 Huidsensor
- 5 Flitsknop
- 6 LCD display
- 7 Pluisvrije doek
- 8 Opbergetui (niet afgebeeld)

LCD DISPLAY

- 9 Resterende batterijcapaciteit
 - 10 Weergave aantal flitsen per sessie
 - 11 Levensduur van de flitslamp
 - 12 Energieniveau
 - 13 Instelling Energieniveau
 - 14 Aan/uit-schakelaar
 - 15 Adapter
-

KENNISMAKING MET i-LIGHT REVEAL

✳ Wat is i-Light REVEAL?


Het i-Light systeem is een revolutionair apparaat gebaseerd op lichtontharing voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar en vrouwelijk gezichtshaar in het comfort van uw huis.

i-Light REVEAL maakt gebruik van een klinisch geteste technologie zoals deze ook door professionele dermatologen en in schoonheidssalons wordt gebruikt. De technologie is aangepast voor een persoonlijke behandeling van kleine huidzones.

✳ Wat is IPL (Intense Pulse Light) en hoe werkt i-Light REVEAL?

IPL - (Intense Pulsed Light) is een bekende technologie die al meer dan 15 jaar wereldwijd wordt gebruikt. i-Light REVEAL gebruikt deze technologie om uw haar te behandelen met lichtenergie.

De lichtenergie werkt onder het huidoppervlak om het haar vanaf de wortel te behandelen en de haargroei te stoppen (afb. 1). De lichtenergie richt zich op donkere kleuren (melanine in het haar) en de beste resultaten zijn dan ook zichtbaar op donker haar. Om te vermijden dat de lichtenergie wordt gericht op een donkere huid (waardoor deze mogelijk wordt beschadigd) adviseren wij u om i-Light REVEAL alleen te gebruiken op een lichte tot gemiddelde huidskleur (I-IV).



✳ Wat kan ik verwachten van i-Light REVEAL

Het resultaat is niet onmiddellijk zichtbaar, maar de meeste gebruikers merken één tot twee weken na het begin van de behandeling dat het aantal haren afneemt. Tijdens deze periode lijkt het haar nog steeds te groeien, maar wordt het in feite 'omhoog geduwd'. Afb. 2.



Het is belangrijk om de volledige behandeling af te ronden om ervoor te zorgen dat ieder haartje in de actieve groeifase wordt behandeld. Een volledige behandeling bestaat uit minimaal drie behandelingen die iedere twee weken plaatsvindt.

Individuele resultaten variëren, meerdere behandelingen kunnen noodzakelijk zijn voor optimale resultaten.

Er kan opnieuw haargroei plaatsvinden die minder dicht, fijner en lichter van kleur is dan de oorspronkelijke haren. Deze hergroei is normaal en valt te verwachten.

Na het afronden van de eerste complete behandeling zal een wekelijkse toepassing gedurende 6-12 weken goede resultaten opleveren (bij een donkere huid kan dit langer duren).

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSMATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u i-Light REVEAL gebruikt:

Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie.

Voordat u begint, moet u eerst controleren of i-Light REVEAL voor u geschikt is.

Gebruik de huidtabel op de verpakking en aan de binnenzijde van deze gebruiksaanwijzing en de geïntegreerde huidsensor om te bepalen of dit apparaat voor u geschikt is.

Gebruik de haartabel aan de binnenzijde van deze gebruiksaanwijzing om te bepalen of dit apparaat voor u geschikt is.

* Huidtype

Zie de huidtabel op pagina 2.

- Gebruik het apparaat niet op een natuurlijk donkere huid (Fitzpatrick type V en VI), aangezien dit brandwonden, blaren en veranderingen in de huidskleur kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet op een gebruide huid of na recente blootstelling aan de zon, aangezien dit brandwonden en huidletsel kan veroorzaken.
- i-Light REVEAL is niet effectief op lichaams- of gezichtshaar dat van nature wit, grijs, blond of rood is.

* Gebieden die u niet mag behandelen:

- Niet op de hoofdhuid of op de oren gebruiken.
- Niet op het mannelijke gezicht of in de hals/nek gebruiken.
- Niet boven het jukbeen gebruiken (voor gebruik bij vrouwelijke gezichtsbehandling).
- Niet op de tepels, tepelhof of geslachtsdelen gebruiken
- Niet gebruiken indien u tatoeages of permanente make-up hebt op de gebieden die u wilt behandelen.
- Niet op donkerbruine of zwarte plekken gebruiken zoals moedervlekken of sproeten.
- Niet op gebieden gebruiken waar u onlangs geopereerd bent, een diepe peeling of laser resurfacing hebt gehad, littekens hebt of huid die beschadigd is door de aanwezigheid van brandwonden of verbrandingen.

* Wanneer het gebruik van i-Light REVEAL niet is toegestaan of moet worden vermeden

- Gebruik het apparaat NIET als de te behandelen zone is GEBRUIND. Uw huid kan mogelijk te donker zijn en een behandeling op een gebruide huid kan leiden tot tijdelijke zwellingen, blaren of een verandering van de huidskleur. Wacht tot de bruining van uw huid is verdwenen alvorens de behandeling te ondergaan.
- Gebruik het apparaat NIET op een huid waarop cosmetica is aangebracht aangezien dit kan leiden tot tijdelijke zwellingen, blaren of een verandering van de huidskleur. Zorg ervoor dat u de te behandelen zone grondig reinigt alvorens het apparaat te gebruiken.
- Flits NIET meerdere keren op dezelfde zone tijdens dezelfde sessie aangezien dit kan leiden tot tijdelijke zwellingen, blaren of een verandering van de huidskleur.
- Behandel een zone NIET meerdere keren per week. Hierdoor wordt het gewenste resultaat niet sneller verkregen, maar het verhoogt wel de kans op tijdelijke zwellingen, blaren of een verandering van de huidskleur.

- Gebruik het apparaat NIET op een beschadigde huid, inclusief wondjes die niet geheeld zijn, koortsblaasjes, een roodverbrande huid of een zone die een huidpeeling of andere huidvernieuwendende behandeling heeft ondergaan in de laatste zes tot acht weken voorafgaand aan de behandeling.
- Gebruik het apparaat NIET op een geïrriteerde huid, inclusief op zones met huiduitslag of zwellingen. Deze aandoeningen kunnen de huid gevoeliger maken. Wacht totdat de aangetaste zone is genezen om het apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat NIET op een huid die gevoelig op licht reageert. Test het apparaat op een klein gedeelte van uw huid en wacht 24 uur om te bepalen of u i-Light REVEAL kunt gebruiken. Zo weet u of er ongewenste bijwerkingen ontstaan alvorens een groter deel van uw huid te behandelen.
- Gebruik het apparaat NIET wanneer u zwanger bent, zwanger denkt te zijn of borstvoeding geeft. i-Light REVEAL is niet getest op zwangere vrouwen. Hormonale schommelingen zijn normaal tijdens een zwangerschap of bij borstvoeding en kunnen de huid gevoeliger maken en het risico op huidletsel verhogen.
- Richt de flits van het apparaat NIET op andere materialen dan de huid.
- Gebruik dit type (IPL2000) NIET voor andere doeleinden dan voor het verwijderen van haar.
- Gebruik het apparaat NIET op een zone waar u later opnieuw het haar wilt laten groeien. Het resultaat is mogelijk definitief en onomkeerbaar.
- ★ LET OP: Vermijd de behandeling van zones met alleen vellushaar (zeer dun, fijn en donschtig haar), omdat dit ertoe kan leiden dat het ongewenste haar opnieuw zal groeien.
- Gebruik het apparaat niet in uw gezicht indien u eerder koortslip hebt gehad; het gebruik van IPL of een andere methode die de huid kan irriteren kan de koortslip doen terugkeren.
- Wacht tenminste zes maanden alvorens i-Light REVEAL te gebruiken wanneer u behandelingen voor het verwijderen van haar door middel van een laser, IPL of elektrolyse hebt ondergaan (door een professionele huiddeskundige of uzelf). Wacht tenminste zes weken alvorens i-Light REVEAL te gebruiken wanneer u het haar op de te behandelen zone heeft gewaxed, geharst of geëpileerd. Het apparaat richt zich op het haar onder het huidoppervlak om deze bij de wortel te behandelen. De werking van het apparaat is niet effectief wanneer het haar bij de wortel is verwijderd.
- Gebruik het apparaat NIET rechtstreeks op of in de nabijheid van actief-werkende geïmplanteerde medische hulpmiddelen zoals een pacemaker, een inwendige defibrillator of insulinepompen. Hoewel tijdens de klinische studies met dit apparaat geen problemen zijn gemeld, is het aanbevolen zich te houden aan alle waarschuwingen/aanbevelingen voor actief-werkende geïmplanteerde medische hulpmiddelen wanneer elektronische apparaten worden gebruikt om storing of onderbreking van een implantaat te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van kunstmatige materialen, zoals siliconenimplantaten, Implanon contraceptieve implantaten, pacemakers, onderhuidse injectiepoorten (insulinepomp) of piercings.
- Apparaten voor draadloze communicatie kunnen het i-Light REVEAL-apparaat beïnvloeden en moeten op een afstand van minstens 3,3 m worden gehouden.
- Niet gebruiken op of dichtbij metalen vullingen, implantaten of beugels.



VOORBEREIDEN OP GEBRUIK

INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen wanneer u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Sluit de adapter aan op het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
- Het apparaat is in 1.5 uur volledig opgeladen.
- Afhankelijk van het geselecteerde energieniveau zal het apparaat, wanneer deze volledig opgeladen is, ongeveer 100 flitsen geven (een lager energieniveau geeft meer flitsen wanneer het apparaat volledig is opgeladen).

Functie snelladen

- Dit apparaat is uitgerust met een snellaadfunctie.
- Om deze functie te gebruiken, laadt u het apparaat gedurende 15 minuten op.
- Hiermee kunt u ongeveer 20 keer flitsen.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verschijnt het oplaadsymbool op het LCD display (Afb. 3).
- Wanneer de batterij wordt is opgeladen, verschijnt een symbool van een volle batterij op het LCD display (Afb. 4).

Afb. 3



Afb. 4




- Tijdens het gebruik van het apparaat verschijnt de status van de resterende batterijcapaciteit op het LCD display middels het symbool 'Resterende batterijcapaciteit' (Afb. 5)


Afb. 5



Resterende
batterijcapaciteit



Lage
batterijcapaciteit




Lege batterij

- **OPMERKING:** Het apparaat kan niet worden gebruikt wanneer de stekker in het stopcontact zit of als het apparaat wordt opgeladen.
- **TIP:** We raden u aan het apparaat na elk gebruik op te laden om ervoor te zorgen dat het volledig opgeladen en gebruiksklaar is voor uw volgende behandeling.

👁️ i-LIGHT REVEAL GEBRUIKEN VOOR EEN BEHANDELING


✳️ Test voor huidskleur

- 1 Lees de waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen.
- 2 Maak u vertrouwd met de functies van i-Light.
- 3 Raadpleeg de tabel met huidskleuren om er zeker van te zijn dat uw huidskleur zich in het aanvaardbare bereik bevindt (Afb. 6).



- 4 Zet het apparaat aan door op de aan/uit-knop te drukken (Afb. 7).


Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9



- ✳️ **OPMERKING:** Iedere keer wanneer het apparaat wordt aangezet, wordt u gevraagd uw huidskleur te testen.

Het symbool van de huidsensor verschijnt dan op het LCD display (Afb. 8).

De huidsensor bevindt zich op de achterzijde van het apparaat en vertoont een knipperend oranje lampje (Afb. 9).


- 5 Houd de huidsensor voor de huidskleur (met knipperend oranje lampje) stevig tegen de huid en wacht twee seconden (Afb. 10).

Afb. 10



- De huidsensor evalueert automatisch de huidskleur.
- Oranje lampje stopt met knipperen in combinatie met een zoemend geluid = de huid is mogelijk te donker.
- Groen lampje in combinatie met een pieptoon = de huidskleur is OK bevonden.
- ✳ **OPMERKING:** U moet de huidskleur van elke te behandelen zone testen.
- ✳ **Selectie van energieniveau**
- Telkens als het apparaat wordt AANGEZET, wordt deze automatisch ingesteld op energieniveau 1. Wanneer u het niveau wilt wijzigen, drukt u op de knop voor de selectie van het energieniveau (Afb. 11).

Afb. 11



- Wanneer u niveau 3 hebt bereikt, schakelt u terug naar niveau 1 door opnieuw op de knop voor het energieniveau te drukken.
- i-Light REVEAL heeft 3 energieniveaus. Niveau 1 (één streepje) is het laagste en niveau 3 (3 streepjes) is het hoogste.
- ✳ **TIP:** Voor het meest effectieve resultaat gebruikt u altijd het hoogste energieniveau dat niet ongemakkelijk aanvoelt op uw huid.
- ✳ **Test i-Light REVEAL op uw huid**
- Test, voor het eerste gebruik, i-Light REVEAL op een klein stukje van uw huid en wacht vervolgens 24 uur om er zeker van te zijn dat er geen bijwerkingen optreden.
- Begin met energieniveau 1 en flits één keer.
- Flits het te behandelen gebied door het flitsvenster stevig tegen uw huid te drukken. U hoort tweemaal een pieptoon en de huidsensor vertoont een groen lampje. Druk op de flitsknop om te flitsen (Afb. 12).

Afb. 12



- ✳ **TIP:** U kunt de huidsensor beter zien met een spiegel. Wanneer de weerkaatsing van flits onaangenaam is, sluit u uw ogen alvorens te flitsen.

- Het is normaal om een licht tot gematigd ongemak te ondervinden. Wanneer de flits op energieniveau 1 verdraaglijk is, verhoogt u naar energieniveau 2. Verplaats het apparaat en flits nogmaals met i-Light REVEAL. Herhaal dit proces totdat u het energieniveau vindt die voor u comfortabel aanvoelt.
 - Wacht 24 uur en bekijk de zone die u hebt getest. Wanneer de huid normaal lijkt, gaat u verder met uw eerste volledige behandeling op het voor u gepaste energieniveau.
- ✳ **OPMERKING:** U moet het apparaat testen op elke zone van het gezicht of lichaam die u wilt behandelen.

✳ **Behandel (het) gewenste gebied(en) met i-Light**

✳ **Uw huid voorbereiden op de behandeling**

- 1 Zorg ervoor dat de te behandelen zone schoon is en vrij is van olie, deodorant, parfum, make-up, lotion en crème. Scheer of trim het haar op de te behandelen zone en zorg ervoor dat de huid schoon en droog is. Wanneer u het haar trimt, moet dit korter zijn dan 0,5 mm. (Afb. 13).

Afb. 13





- 2 Gebruik nooit wax, epilatie, pincetten of ontharingsproducten om haren te verwijderen, aangezien deze het IPL-proces tegenwerken.


✳ **Het apparaat voorbereiden op de behandeling**

Gebruik de huidsensor om het apparaat te ontgrendelen (Afb. 14).
 Selecteer het gewenste energieniveau (afb. 15).

Afb. 14



Afb. 15



BEHANDELING


- Plaats het flitsvenster stevig tegen de huid. Het lampje licht groen op wanneer het flitsvenster de huid raakt (Afb. 16).

Afb. 16



- Druk op de flitsknop om éénmaal te flitsen. U ziet een heldere lichtstraal (lijkend op de flits van een camera) en u ervaart een licht warmtegevoel op de huid.
- OPMERKING:** Het apparaat is in staat om iedere 5 seconden een flits te produceren. Tijdens deze tijd verschijnt er een zandloper op het LCD display (Afb. 17). Wanneer het apparaat klaar is om opnieuw te flitsen, verdwijnt de zandloper en wordt het lampje groen van kleur (wanneer de behandelkop volledig contact heeft met de huid).

Afb. 17



- Behandel de huid in een roosterpatroon (Afb. 18).
- Voor de beste resultaten volgt u de richtlijnen in Afb. 19 met betrekking tot het aantal aanbevolen flitsen.


IEDERE BAKKEBAARD: 10

WANG/KAAK: 25

BOVEN DE LIPPEN: 10


KIN: 20

HALS: 25



- TIP:** Houd de huid strak voor een beter huidcontact. Door de gezichtscontouren kan het lastig zijn om de huidcontactsensor goed te plaatsen en volledig contact te laten maken met de huid. Voor een beter contact met de huid is het wellicht eenvoudiger om uw bovenlip over uw tanden te plaatsen of de huid van uw wangen strak te houden door uw tong tegen de binnenzijde van de wang te duwen.

- Het apparaat is uitgerust met een teller die u helpt met het bijhouden van het aantal flitsen dat u in één behandeling hebt gebruikt (Afb. 20). Deze teller wordt opnieuw ingesteld telkens wanneer u het apparaat aanzet.



👁 VERZORGEN NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kunt u lichte roodheid en een warm gevoel op uw huid ervaren. Dit is normaal en zal snel wegtrekken. Om irritatie van uw huid na een behandeling te vermijden, volgt u de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Vermijd blootstelling aan de zon gedurende 24 uur na een behandeling. Bescherm de huid met SPF 30 gedurende 2 weken na elke behandeling.
- U mag zich niet langdurig aan de zon blootstellen zoals bij het zonnen of onder de zonnebank, of met zelfbruiner insmeren gedurende tenminste 2 weken na de laatste behandeling.
- Na behandeling moet u de behandelde gebieden schoon en droog houden en moet u genoeg water drinken om de huid gehydrateerd te houden.
- Vermijd hete baden, douches, stoomkamers en sauna's gedurende tenminste 24 uur na behandeling.
- Neem geen deel aan contactsporten gedurende tenminste 24 uur na behandeling.
- Ontharing (waxen, epileren, threading of crèmes) gedurende de behandeling is niet toegestaan - scheren is aanvaardbaar zolang u niet gedurende de eerste 24 uur na een behandeling scheert.
- Gebruik geen blekende crèmes of geparfumeerde producten gedurende 24 uur na een behandeling.

👁 UW i-LIGHT REVEAL REINIGEN

- ⚠ **LET OP:** Alvorens uw i-Light REVEAL te reinigen, zorgt u ervoor dat het apparaat is **UITGESCHAKELD** en het snoer is losgekoppeld van het apparaat.
- Een regelmatige reiniging van het apparaat draagt bij tot optimale resultaten en een lange levensduur van het apparaat.
- Gebruik een schone, pluisvrije doek (er wordt één pluisvrije doek bij het apparaat meegeleverd) of een wattenstaafje om de behuizing en het flitsvenster, de behandelkop en de huidsensor voorzichtig te reinigen. U kunt indien nodig de doek of het wattenstaafje bevochtigen met water en milde zeep.
- Laat het apparaat volledig drogen, voordat u het opnieuw gaat gebruiken.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Indien het flitsvenster gebarsten of gebroken is, mag het apparaat niet meer gebruikt worden. Maak geen krassen op het filterglas of de metalen oppervlakte aan de binnenzijde van de behandelkop.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** i-Light is een apparaat met een hoog voltage. U mag het apparaat nooit onderdompelen in water. Maak het apparaat en de onderdelen nooit schoon onder stromend water of in de vaatwasmachine.

- Gebruik geen brandbare of benzinehoudende schoonmaakmiddelen, aangezien dit tot brandgevaar kan leiden. Gebruik geen schuursponsjes, schurende reinigingsmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals olie of aceton voor het schoonmaken van het apparaat.


➔ PROBLEMEN OPLOSSEN / OPBERGEN / ONDERHOUD

* Onderhoud van i-Light REVEAL

- * **WAARSCHUWING:** Voordat u onderhoud op uw i-Light uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de aan/uit schakelaar op UIT staat en dat het snoer niet op het basisstation is aangesloten.

* De behandelkop vervangen

- De behandelkop kan 6.000 flitsen produceren, ongeacht het ingestelde energieniveau. Wanneer de behandelkop de flitsen heeft opgebruikt, moet deze worden vervangen.
- Het symbool voor de resterende levensduur van de flitslamp op het LCD display waarschuwt u wanneer het aantal resterende flitsen laag is (Afb. 21).




- Weergave van de resterende levensduur van de flitslamp (Afb. 22).

Status	Vol	Gedeeltelijk vol	Leeg
Resterende levensduur van de flitslamp	Een nieuwe flitslamp produceert 6.000 flitsen en de indicator zal volledig gevuld zijn.	Wanneer er minder dan 300 flitsen beschikbaar zijn, zal de indicator half zwart gevuld zijn.	De flitslamp is leeg en de indicator knippert. Het apparaat geeft een pieptoon. De behandelkop moet worden vervangen.
ICON			


✳ **OPMERKING:** De behandelkop moet worden vervangen wanneer de lamp kapot is.

- 1 Druk op de ontgrendelingsknoppen van de behandelkop en trek voorzichtig om de behandelkop te verwijderen (Afb. 23).
- 2 Vervang de huidige behandelkop door een nieuwe behandelkop. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats klikt. (Afb. 24).

Afb. 23



Afb. 24



✳ **Opbergen**

- Zet het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 10 minuten afkoelen voordat u het opbergt.
- Bewaar het apparaat in een droge omgeving bij een temperatuur tussen de 15° C en 35°C.

✳ **Problemen oplossen**

- Lees deze instructies altijd volledig door, voordat u i-Light REVEAL gebruikt.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing indien u problemen met i-Light REVEAL ervaart, aangezien dit gedeelte de meest voorkomende problemen van i-Light behandelt.
- Indien u de instructies in dit gedeelte heeft opgevolgd en alsnog problemen ervaart, kunt u contact opnemen met het Remington® servicecentrum voor extra ondersteuning.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
<p>Het apparaat kan niet worden aangezet.</p>	<p>Het apparaat is niet opgeladen. U moet twee keer een pieptoon horen en op het LCD display verschijnt het volgende:</p> 	<p>Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen. Steek de stekker van het snoer in het stopcontact. Het oplaadsymbool van de batterij verschijnt op het LCD display. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, is het symbool van de batterijcapaciteit volledig gevuld.</p> 
	<p>De behandelkop is niet goed bevestigd. U moet twee keer een pieptoon horen en op het LCD display verschijnt het volgende:</p> 	<p>Zorg ervoor dat de behandelkop op de juiste manier op het apparaat is bevestigd. Wanneer de behandelkop correct is geplaatst, hoort u een 'klik', de lampjes zullen uitgaan en het apparaat stopt met piepen.</p>

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
<p>Wanneer ik het apparaat tegen mijn huid houd, gebeurt er niets. Het apparaat geeft geen pieptoon, zelfs niet na enkele seconden.</p>	<p>U moet wellicht uw huidskleur testen. Op het LCD display verschijnt het volgende:</p> 	<p>Plaats het knipperende oranje lampje tegen de huid van de te behandelen zone. Het apparaat vereist in de volgende gevallen dat de huidskleur opnieuw wordt getest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wanneer het apparaat gedurende vijf minuten niet wordt gebruikt - Wanneer u gedurende de behandeling een pauze neemt - Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt aangezet
	<p>De behandelkop heeft geen volledig contact met de huid.</p>	<p>Controleer of de behandelkop uw huid raakt. Het apparaat knippert niet tenzij de behandelkop de huid volledig raakt.</p>
	<p>U probeert een kleine zone te behandelen, bijvoorbeeld tussen uw wenkbrauwen of bij uw ogen.</p>	<p>Voor uw eigen veiligheid mag het apparaat NIET worden gebruikt bij de ogen, wenkbrauwen of wimpers.</p>

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
<p>Er ontstaat geen flits wanneer ik op de flitsknop druk.</p>	<p>De behandelkop heeft geen volledig contact met de huid.</p>	<p>Controleer of de behandelkop uw huid raakt. Het apparaat zal niet flitsen tenzij de behandelkop de huid volledig raakt.</p>
	<p>U heeft niet lang genoeg gewacht tussen twee flitsen.</p>	<p>Het apparaat heeft tussen twee flitsen ongeveer 5 seconden nodig om opnieuw op te laden. Wanneer het apparaat klaar is om opnieuw een flits te produceren, wordt de indicator groen van kleur.</p>
	<p>De behandelkop moet worden vervangen. Op het LCD display verschijnt een knipperend symbool om aan te geven dat de flitslamp leeg is.</p>	<p>Controleer of de flitslamp niet leeg is en het symbool voor de levensduur van de flitslamp niet knippert. Wanneer het symbool wel knippert, zet u het apparaat uit en vervangt u de behandelkop.</p>

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
<p>Er ontstaat geen flits wanneer ik op de flitsknop druk.</p>	<p>Het apparaat heeft even tijd nodig om af te koelen. U moet één keer een pieptoon horen en op het LCD display verschijnt het volgende:</p> 	<p>Wacht enkele minuten totdat het apparaat is afgekoeld. Zet het apparaat niet uit, omdat de weergave op het LCD display vanzelf zal verdwijnen wanneer het apparaat opnieuw gebruiksklaar is. Onder normale omstandigheden gebeurt dit zelden, maar het kan echter wel voorkomen bij oververhitting van het apparaat.</p>
	<p>Het apparaat kan niet afkoelen, omdat het te warm is in de kamer.</p>	<p>Gebruik i-Light REVEAL in een koelere omgeving waar de temperatuur niet hoger is dan 27°C (of 80°F).</p>

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Ik heb mijn huidskleur getest, het lampje werd oranje en het apparaat geeft een zoemend geluid.	Uw huid is mogelijk te donker voor een behandeling. Raadpleeg de huidtabel aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.	U kunt i-Light REVEAL niet gebruiken in verband met uw huidskleur. Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum.
	U hebt de huidsensor niet op de juiste manier gebruikt.	Wanneer de huidsensor (met knipperend oranje lampje) niet stevig op de huid is gedrukt, laat het apparaat een afkeurende toon horen. Probeer de huidsensor stevig tegen de huid aan te drukken.
	De huidsensor werkt niet.	Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Het flitsvenster is vuil.	Het apparaat moet worden gereinigd.	Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing om het apparaat te reinigen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
<p>Het apparaat: - werkt niet - geeft een pieptoon - toont dit symbool (inclusief een referentie):</p>  <p>006</p>	<p>Het apparaat werkt niet naar behoren en is wellicht toe aan onderhoud.</p>	<p>Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum en geef de typenummer door aan de medewerker.</p>

- * Probeer uw apparaat NIET te openen of zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicecentra van i-Light REVEAL.
- Door het apparaat te openen wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke elektrische onderdelen en IPL-lichtenergie. Beide kunnen ernstige lichamelijke schade en/of permanent oogletsel aanrichten. Wanneer u het apparaat probeert te openen, kunt u het apparaat bovendien beschadigen waardoor de garantie vervalt. Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum wanneer het apparaat moet worden hersteld.



BESCHERM HET MILIEU

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto. Pred použitím odstráňte všetky obaly.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- 1 UPOZORNENIE – ZNIŽOVANIE RIZIKA POPÁLENÍN, ZASIAHNUTIA EL. PRÚDOM, POŽIARU ALEBO PORANENIA OSÔB:
- 2 Používajte tento prístroj len na účel, ktorý je popísaný v tomto návode.
- 3 Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
- 4 Prístroj nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
- 5 Elektrickú zástrčku a kábel nenechávajte v blízkosti horúcich častí.
- 6 Nepoužívajte výrobok s poškodeným elektrickým káblom. Náhradný kábel je možné získať prostredníctvom našich medzinárodných servisných stredísk.
- 7 Výrobok skladujte pri teplotách medzi 15°C a 35°C.
- 8 Používajte len súčasti dodané s týmto prístrojom.
- 9 Kábel nestáčajte ani nekrčte, a neobtáčajte ho okolo prístroja.
- 10 Telo prístroja nie je umývateľné ani vodotesné. Prístroj nevkladajte do tekutiny / kvapaliny, nepoužívajte ho v blízkosti vane, umývadla alebo akejkoľvek inej nádoby a nepoužívajte ho vonku.
- 11 Dávajte pozor, aby sa napájací kábel a adaptér nenamočili. Ak zariadenie spadlo do vody, nesiahajte naň – okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- 12 Zariadenie nepripájajte ani neodpájajte od zdroja energie mokrymi rukami.
- 13 Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospeljej osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič, vrátane kábla, nesmú používať, hrať sa s ním, čistiť alebo udržiavať osoby mladšie ako 8 rokov a mal by byť vždy uložený mimo ich dosah. Tento výrobok smie používať iba zodpovedná dospelá osoba alebo osoba pod jej dohľadom.
- 14 Prístroj a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- 15 Tento prístroj by mal byť dodávaný so schválenými bezpečnostnými izolačnými adaptérami PA-0510E (pre Európu) a PA-0510U (pre Spojené kráľovstvo) s kapacitou 5Vdc, 1000mA (výkon adaptéra) alebo schváleným bezpečnostným izolačným adaptérom WR9QA1200LMDG2720(R) s kapacitou 5Vdc; 1200mA (výkon adaptéra).
- 16 NEZAKRÝVAJTE počas používania akúkoľvek časť vetracích štrbín, keďže pomáhajú ochladzovať prístroj počas prevádzky. Zakrytie štrbín môže spôsobiť prehriatie prístroja.
- 17 NEPOUŽÍVAJTE, ak sa balenie alebo prístroj zdajú poškodené, alebo ak je akákoľvek časť prístroja prasknutá alebo rozbitá. Takéto konanie môže zvýšiť riziko poškodenia kože alebo očí zábleskovou žiarovkou.
- 18 Tento prístroj nie je určený na komerčné používanie alebo používanie v kaderníctvach.



DÔLEŽITÉ FUNKCIE

PRÍSTROJ

- 1 Zábleskové okno
- 2 Hlava na ošetrovanie
- 3 Jazyčky na uvoľnenie hlavy na ošetrovanie
- 4 Senzor odtieňa pokožky
- 5 Zábleskové tlačidlo
- 6 LCD displej
- 7 Bezžmolková látka
- 8 Skladovacie puzdro (nie je vyobrazené)

LCD DISPLEJ

- 9 Životnosť batérie
- 10 Počítadlo zábleskov na ošetrovanie
- 11 Životnosť žiarovky
- 12 Úroveň energie
- 13 Tlačidlo výberu úrovne energie
- 14 Tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
- 15 Sieťový adaptér

ZOZNÁMENIE SA S i-LIGHT REVEAL

✳ Čo je i-Light REVEAL?

Systém i-Light PRO je revolučné zariadenie (technológia intenzívneho pulzného svetla IPL) navrhnuté na domáce odstraňovanie neželaných chlpkov na tele a chlpkov na ženskej tvári. i-Light REVEAL využíva klinicky overenú technológiu podobnú tej, ktorú používajú profesionálni dermatológovia a salóny krásy, ale prispôbenú na osobné ošetrovanie menších oblastí.

✳ Čo je intenzívne pulzné svetlo (IPL) a ako funguje i-Light REVEAL?


IPL – (intenzívne pulzné svetlo) je uznávaná technológia, ktorá sa používa na celom svete už 15 rokov. i-Light REVEAL využíva túto technológiu tak, že ožiari vašu pokožku intenzívnym svetelným zábleskom.

Tento záblesk pracuje pod povrchom pokožky tak, že pôsobí na chĺpky pri koreňoch a pomáha zastaviť ich rast (Obr. 1)

Energia svetelného záblesku je prítahovaná tmavým sfarbením, pričom najlepšie výsledky sa dosahujú na tmavších chĺpkoch.

Aby sa predišlo prítahovaniu svetelného impulzu (a možnému poškodeniu) tmavej pokožky, mali by ste používať i-Light REVEAL na svetlých až stredných odtieňoch pokožky (I-IV).

Obr. 1



✳ Čo možno očakávať od i-Light REVEAL

Výsledky nie sú okamžité, ale väčšina používateľov pozoruje úbytok chĺpkov do 1-2 týždňov po prvom ošetrení. Počas tejto doby to môže vyzeráť, ako keby chĺpky stále rástli, ale v skutočnosti sú „vytláčané von“.

Obr. 2

Obr. 2



Aby ste zabezpečili, že bude ošetrený každý rastúci chĺpok, je dôležité dokončiť režim kompletných ošetrení. Kompletný režim sa skladá z troch ošetrení v dvojtyždňových intervaloch.

Individuálne výsledky sa môžu líšiť, pre optimálne výsledky je potrebné viacnásobné použitie.

Je možné, že niektoré chĺpky budú znova rásť. Tieto však budú redšie, jemnejšie a budú mať svetlejšiu farbu, ako pôvodné chĺpky. Opätovný rast je úplne normálny a mali by ste ho očakávať.

Po dokončení prvotného ošetrenia pokračujte v týždenných intervaloch, docielite tak dobré výsledky v priebehu 6-12 týždňov (tmavšie odtiene pleti môžu reagovať neskôr).

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Kým začnete používať i-Light REVEAL:

Starostlivo si prečítajte všetky upozornenia a informácie týkajúce sa bezpečnosti.

Kým začnete prístroj používať, skontrolujte, či je i-Light REVEAL pre vás vhodný.

Použite tabuľku pokožky na obale výrobku a na začiatku tejto príručky a dodaný snímač pokožky, ktorý určí, či je toto zariadenie pre vás vhodné.

Preštudujte si tabuľku s typmi chĺpkov na začiatku tohto návodu, aby ste si boli istí, že tento prístroj je pre vás vhodný.

Typ pokožky

Pozrite tabuľku farieb pokožky na strane 2.

- Nepoužívajte na prirodzene tmavej pokožke (tzv. Fitzpatrickov fototyp V a VI), pretože by to mohlo viesť k popáleninám, pluzgierom a zmenám farby pokožky.
- Nepoužívajte na opálenej pokožke alebo po jej nedávnom vystavení slnku, pretože by to mohlo viesť k popáleninám alebo poraneniám pokožky.
- i-Light REVEAL neúčinkuje na prirodzene biele, sivé, blond alebo ryšavé chĺpky na tele alebo na tvári.

Oblasť, ktoré sa nesmú ošetrovať:

- Nepoužívajte na holej pokožke na hlave alebo ušiach.
- Nepoužívajte na mužskej tvári alebo krku.
- Nepoužívajte v oblastiach nad lícnymi kosťami (použitie na ženskej tvári).
- Nepoužívajte na bradavkách, prsných dvorcoch alebo genitáliách.
- Nepoužívajte, ak máte v oblasti ošetrenia tetovania alebo permanentný mejkap.
- Nepoužívajte na tmavohnedých alebo čiernych škvrnách, ako sú materské znamienka alebo pehy.
- Nepoužívajte na miestach, ktoré boli nedávno operované, bol na nich vykonávaný hlboký peeling, boli ošetrované laserom, na jazvách alebo pokožke, ktorá bola poškodená popálením alebo obarením.

Kedy nepoužívať/Kedy sa vyhnúť používaniu i-Light REVEAL

- NEPOUŽÍVajte, ak máte OPALENÚ pokožku na miestach, ktoré chcete ošetriť, keďže vaša pokožka môže byť príliš tmavá a ošetrenie na opálených miestach by mohlo dočasne spôsobiť opuchnutie pokožky, pluzgiere, alebo by mohlo zmeniť farbu pokožky. Pred ošetrením počkajte, kým opálenie nezbledne.
- NEPOUŽÍVajte na pokožku s aplikovaným kozmetickým prípravkom, keďže ošetrenie na takých miestach by mohlo dočasne spôsobiť opuchnutie pokožky, pluzgiere, alebo by mohlo zmeniť farbu pokožky. Oblasť pokožky, ktorú plánujete ošetriť pred použitím dôkladne očistite.
- NEOŽARUJTE to isté miesto ošetrenia viackrát počas toho istého sedenia, keďže by to mohlo dočasne spôsobiť opuchnutie pokožky, pluzgiere, alebo zmeniť farbu pokožky.
- NEOŠETRUJTE akúkoľvek oblasť viac ako raz za týždeň, keďže to neurýchli výsledky, ale mohlo by to zvýšiť pravdepodobnosť opuchnutia pokožky, vzniku pluzgierov alebo zmeny farby pokožky.
- NEPOUŽÍVajte na poškodenú pokožku, vrátane otvorených rán, oparov, slnkom spálenej pokožky, alebo oblastí, na ktorých ste podstúpili pletový peeling alebo inú procedúru na zmenu povrchu pokožky v posledných 6-8 týždňoch.

- **NEPOUŽÍVAJTE** na podráždenú pokožku, vrátane začervenej alebo opuchnutej pokožky. Tieto stavy môžu spôsobiť precitlivenie pokožky. Pred použitím počkajte, kým sa postihnutá oblasť nezahojí.
- **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je vaša pokožka citlivá na svetlo. Na zistenie, či môžete používať i-Light REVEAL, si urobte test na malom kúsku pokožky a pred samotným ošetrením počkajte 24 hodín, či sa neobjavia nejaké nepriaznivé reakcie.
- **NEPOUŽÍVAJTE**, ak ste alebo môžete byť tehotná alebo dočítie. i-Light REVEAL nebol testovaný na tehotných ženách. Počas tehotenstva a dojčenia dochádza bežne k hormonálnym zmenám, ktoré môžu zvýšiť citlivosť pokožky a riziko poškodenia pokožky.
- **NEOŽARUJTE** iný materiál ako pokožku.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento prístroj (IPL2000) na žiadny iný účel, ako je odstraňovanie chlpkov.
- **NEOŠETRUJTE** žiadnu oblasť, na ktorej by ste mohli v budúcnosti chcieť mať opäť ochlpenie. Výsledky môžu byť stále a nezvratné.
- ✳️ **POZOR:** Vyhybajte sa ošetrovaniu oblastí, ktoré obsahujú iba velusové chlčky (veľmi tenké, jemné chlčky známe ako „broskyňové chlčky“), keďže to môže viesť k neželanému obnoveniu rastu chlpkov.
- Nepoužívajte na tvár, ak ste mali nedávno opar. Použitie IPL alebo iného ošetrovania, ktoré dráždi pokožku môže spôsobiť opakovaný výskyt oparov.
- Ak ste sa podrobili profesionálnemu alebo klinickému alebo doma vykonanému odstraňovaniu chlpkov laserom alebo IPL, počkajte aspoň 6 mesiacov, kým použijete i-Light REVEAL. Ak ste v ošetrovanej oblasti odstraňovali chlčky voskom, vytrhávaním alebo epiláciou, počkajte pred použitím i-Light REVEAL aspoň 6 týždňov. Prístroj vyžaduje časť ochlpenia pod pokožkou na to, aby poškodil chlček pri korení. Preto nie je účinný, ak bol chlček odstránený.
- **NEPOUŽÍVAJTE** priamo na alebo v blízkosti aktívnych implantovaných liečebných prístrojov, ako sú implantovaný kardiosťimulátor, vnútorný defibrilátor, alebo zariadenia na inzulín. Aj keď pri klinických štúdiách neboli hlásené žiadne problémy spojené s používaním týchto prístrojov, odporúča sa dodržiavať všetky upozornenia pri používaní aktívnych implantovaných zariadení týkajúce sa použitia elektronických zariadení, aby sa predišlo zlyhaniu alebo prerušeniu činnosti aktívneho implantovaného zariadenia.
- Nepoužívajte nad alebo v blízkosti čohokoľvek umelého, ako sú napríklad silikónové implantáty, antikoncepcné implantáty Implanon, podkožné injekčné dávky (dávkovač na inzulín) alebo piercingy.
- Zariadenie na bezdrôtovú komunikáciu môže ovplyvniť prístroj i-Light REVEAL a malo by byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 3,3 m.
- Nepoužívajte v blízkosti alebo priamo cez kovové výplne, zubné implantáty alebo rovnátka.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

✳️ POKYNY NA NABÍJANIE

- Pred prvým použitím skontrolujte, či je prístroj úplne nabitý.
- Pripojte sieťový adaptér do prístroja a potom do elektrickej zásuvky.
- Jedno úplné nabitie bude trvať do 1.5 hodín.
- Závisí na zvolenej úrovni energie; jedno úplné nabitie poskytne cca 100 zábleskov. (Nižšia úroveň poskytne na jedno nabitie viac zábleskov).

✳️ Funkcia rýchleho nabitia

- Prístroj je tiež vybavený funkciou rýchleho nabitia.

- Na použitie tejto funkcie nabíjajte prístroj 15 minút.
- Toto rýchle nabitie Vám poskytne cca 20 zábleskov.
- Keď sa batéria nabíja, na LCD displeji bude zobrazená nabíjacia ikonka Obr. 3
- Keď je batéria úplne nabitá, na LCD displeji sa zobrazí ikonka plnej batérie Obr. 4

Obr. 3



Obr. 4




- Počas používania je stav batérie zobrazený na LCD displeji pomocou ikony 'životnosť batérie'. Obr. 5.

Obr. 5



Nabitá batéria

Nízke nabitie
batérie

Prázdna batéria

- * POZN.: Prístroj nie je možné používať, kým je zapnutý v sieti alebo počas nabíjania.
- * TIP: Odporúčame nabiť prístroj po každom použití, aby ste zabezpečili, že prístroj bude úplne nabitý a pripravený na ďalšie ošetrenie.


👁️ POUŽÍVANIE i-LIGHT REVEAL NA OŠETRENIE

* Test na overenie odtieňa pokožky




- 1 Prečítajte si upozornenia a bezpečnostné opatrenia.
- 2 Oboznámte sa s funkciami i-Light.
- 3 Preštudujte si Tabuľku s odtieňmi pokožky, aby ste sa uistili, že sfarbenie vašej pokožky je v prijateľnom rozsahu. Obr. 6.



Obr. 6



4 Zapnite prístroj stlačením tlačidla. Obr. 7




- * POZN.: Vždy, keď zapnete prístroj, budete vyzvaní na otestovanie odtieňa vašej pokožky. Na LCD displeji sa bude zobrazovať ikonka "Sensor odtieňa pokožky". Obr. 8
Sensor odtieňa pokožky je umiestnený na zadnej strane prístroja a bude ho signalizovať blikajúce oranžové svetlo. Obr. 9
- 5 Sensor odtieňa pokožky (blikajúci oranžovým svetlom) pevne pritračte k pokožke v oblasti plánovaného ošetrovania a podržte 2 sekundy. Obr. 10.

Obr. 10



- Načítanie sa uskutoční automaticky.
- Neprerušované oranžové svetlo a „bzučanie“ = Pokožka je pravdepodobne príliš tmavá
- Neprerušované zelené svetlo a „pípnutie“ = Odtieň pokožky je v poriadku
- * POZN.: Test vhodného odtieňa pokožky musíte zopakovať pre každú oblasť, ktorú chcete ošetriť.
- * **Výber úrovne energie**
- Prístroj bude vždy po zapnutí (ON) automaticky nastavený na úroveň energie 1. Úroveň zmeníte stlačením tlačidla na výber úrovne energie. Obr. 11

Obr. 11



- Po dosiahnutí úrovne 3 sa opätovným stlačením tlačidla na výber úrovne energie prístroj nastaví na úroveň energie 1.
- i-Light REVEAL je vybavený 3 úrovňami energie. Úroveň 1 (jedna palička) je najnižšia a úroveň 3 (3 paličky) je najvyššia.
- ✳️ **TIP:** Na dosiahnutie najúčinnějších výsledkov používajte vždy najvyššiu úroveň energie, ktorá vám nespôsobuje nepríjemný pocit na pokožke.
- ✳️ **Testovanie zariadenia i-Light REVEAL na vašej pokožke**
- Otestujte zariadenie i-Light na malom kúsku pokožky a počkajte 24 hodín, aby ste sa uistili, že sa nevyskytnú nepriaznivé reakcie.
- Začnite na úrovni energie 1 a vyšlite jeden záblesk.
- Pokožku ošetrte tak, že zábleskové okno pritlačíte pevne na pokožku. Budete počuť „píp píp“ a senzor na overenie odtieňa pokožky by mal svietiť neprerušovaným zeleným svetlom. Stlačte tlačidlo záblesku na odoslanie záblesku. Obr. 12

Obr. 12



- ✳️ **TIP:** Je užitočné použiť zrkadlo, aby ste videli senzor odtieňa pokožky. Ak Vám je odrazené svetlo nepríjemné, môžete pred každým zábleskom zatvoriť oči.
- Mierny až stredný pocit nepohodlia je normálny. Ak sa záblesk vyslaný na úrovni energie 1 dá zniesť, zvýšte úroveň energie na 2. Presuňte prístroj na iný bod a pustite záblesk z i-Light REVEAL ešte raz. Opakujte tento postup, kým nenájdete nastavenie, ktoré vám vyhovuje.
- Počkajte 24 hodín a potom si pozrite testovanú oblasť. Ak pokožka vyzerá normálne, pokračujte vo svojom prvom ošetrovaní na takej úrovni energie, ktorú ste si stanovili ako vhodnú pre vás.
- ✳️ **POZN.:** Prístroj musíte otestovať na každej oblasti tváre alebo tela, ktoré chcete ošetrovať.
- ✳️ **Ošetrovanie požadovaných oblastí so zariadením i-Light**
- ✳️ **Prípravte svoju pokožku na ošetrovanie**
- 1. Zabezpečte, aby bola oblasť na ošetrovanie čistá a zbavená olejov, deodorantov, parfumov, mejkapu, telového mlieka a krému. Ohoľte alebo zastrihnite ochlpenie v oblasti, ktorá sa má ošetriť, a pokožku očistite a vysušte. Pri zastrihávaní musia byť chlčky zastrihnuté na menej ako 0,5 mm. Obr. 13



Obr. 13



2. Na odstránenie chĺpkov nikdy nepoužívajte vosk, depiláciu, pinzetu alebo prostriedky na depiláciu, pretože by mohli narušiť proces IPL.

✳ Pripravte zariadenie na ošetrovanie

Prístroj odomknete pomocou senzora odtieňa pokožky. Obr. 14
Vyberte požadovanú úroveň intenzity (obrázok 15).




👁 OŠETRENIE

- Zábleskové okno priložte pevne k pokožke. Ak sa okno dotýka pokožky, bude svietiť zelené neprerušované svetlo. Obr. 16




- Stlačte zábleskové tlačidlo na vyslanie záblesku. Mali by ste očakávať, že uvidíte jasný záblesk svetla (podobný blesku z fotoaparátu) a zacetíte mierny pocit tepla.
- ✳ POZN.: Prístroj môže vyslať záblesky približne každých 5 sekúnd. Počas tohto času sa na displeji zobrazí ikonka presýpacích hodín. Obr. 17. Keď je prístroj pripravený na ďalší záblesk; ikonka zmizne a svetlo bude svietiť neprerušovane na zeleno (ak je ošetrovacia hlava v plnom kontakte s pokožkou).
- Pokožku ošetríte podľa vzoru mriežky. Obr. 18

Obr. 17




Obr. 18

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte podľa usmernení na Obr. 19



- ★ TIP: Pre lepší kontakt s pokožkou pokožku natiahnite – kontúry pokožky môžu v určitých oblastiach brániť úplnému stlačeniu senzora kontaktu s pokožkou. Možno sa vám bude zdať ľahšie pokúsiť sa natiahnuť vrchnú peru ponad zuby alebo napnúť líca pomocou jazyka, a tak dosiahnuť lepší kontakt s pokožkou.
- Prístroj obsahuje „Počítadlo zábleskov na jedno ošetrenie“, čo vám pomôže sledovať počet zábleskov, ktoré ste použili počas jedného ošetrenia. Obr. 20. Počítadlo sa zresetuje pri každom zapnutí prístroja.



👁 STAROSTLIVOSŤ PO OŠETRENÍ

Po ošetrení môžete zbadáť mierne začervenanú pokožku alebo cítiť teplo. Je to normálne a rýchlo sa to stratí. Aby ste sa vyhlí podráždeniu pokožky po ošetrení, vykonajte nasledovné opatrenia:


- 24 hodín po ošetrení sa vyhnite vystaveniu slnečnému žiareniu. 2 týždne po každom ošetrení chráňte svoju pokožku ochranným faktorom +30.
- 2 týždne po poslednom ošetrení sa nevystavujte dlhšie slnku, ako napríklad opaľovaniu na lehátku alebo samoopaľovaniu.
- Po ošetrení udržiavajte okolie v čistote a suché a pite veľa vody, aby ste zabezpečili hydratáciu pokožky. 24 hodín po ošetrení si nedávajte horúci kúpeľ, sprchu a nechodte do parnej sauny a sauny.
- 24 hodín po ošetrení sa nezúčastňujte žiadneho kontaktného športu.
- Počas a po ošetrení sa nedepilujte (voskom, vytrhávaním ani krémami) – holenie je prípustné, ak ho vykonávate minimálne 24 hodín po každom ošetrení.
- 24 hodín po ošetrení nepoužívajte bieliacie krémy alebo parfumované produkty.

👁️ ČISTENIE PRÍSTROJA i-LIGHT REVEAL

- ⚠️ **POZOR:** Pred čistením vášho i-Light REVEAL skontrolujte, či je prístroj vypnutý (OFF) a nabíjaci kábel je odpojený z prístroja.
- Pravidelné čistenie pomáha zabezpečiť optimálne výsledky a dlhú životnosť prístroja.
- Používajte čistú handričku, ktorá nezanecháva nečistoty (jedna je súčasťou balenia) alebo bavlnený tampón na jemné vytretie povrchu a zábleskového okna, hlavy na ošetrovanie a senzoru odtieňa mydlom.
- Pred opätovným použitím nechajte prístroj úplne vyschnúť.
- ⚠️ **UPOZORNENIE:** Ak zábleskové okno praskne alebo sa rozbije, jednotku už nesmiete používať. Dávajte pozor, aby ste nikdy nepoškrabali filtrovacie sklo alebo kovový povrch vo vnútri hlavy na ošetrovanie.
- ⚠️ **POZOR:** i-Light je vysokonapäťové zariadenie. Nikdy ho neponárajte do vody. Jednotku ani žiadny z jej dielov nikdy nečistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
- Nepoužívajte petrolejové alebo horľavé čistiace prostriedky, pretože predstavujú nebezpečenstvo požiaru. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky alebo agresívne kvapaliny, ako napríklad olej alebo aceton.

➔ RIEŠENIE PROBLÉMOV / SKLADOVANIE / ÚDRŽBA

- ✳️ Údržba prístroja i-Light Reveal
- ⚠️ **POZOR:** Pred uskutočňovaním údržby na vašom zariadení i-Light sa uistite, že je vypínač vypnutý (OFF) a napájací kábel odpojený od základne.
- ✳️ **Výmena hlavy na ošetrovanie**
 - Hlava na ošetrovanie disponuje 6 000 zábleskov bez ohľadu na nastavenie úrovne energie. Keď sa hlava na ošetrovanie minie – nevyšiel ďalšie záblesky, musí sa vymeniť.
 - Na nízky počet zostávajúcich zábleskov vás bude upozorňovať ikonka na displeji „Zostávajúca životnosť žiarovky“. Obr. 21




- Displej Zostávajúca životnosť žiarovky Obr. 22

Stav	Plná	Čiastočne plná	Prázdna
Zobrazenie zostávajúcej životnosti žiarovky	Nová žiarovka poskytne 6 000 zábleskov a zafarbenie výplne žiarovky bude neprerušované	Keď zostáva menej ako 300 zábleskov, zafarbenie výplne žiarovky sa zmení na čierne	Keď nie sú k dispozícii žiadne svetelné impulzy / záblesky, celá žiarovka bliká. Zariadenia vydáva zvukový signál "pípnutie". Žiarovka / hlava na ošetrorenie sa musí vymeniť za novú.
IKONKA			


* POZN.: Hlavu na ošetrorenie je nutné vymeniť, ak je rozbitá trubica žiarovky.

- 1 Stlačte jazýčky na uvoľnenie ošetrovacej hlavy a jemne vytiahnite hlavu na ošetrorenie. Obr. 23
- 2 Nahraďte novou hlavou na ošetrorenie a skontrolujte, či zacvakla správne na miesto. Obr. 24

Obr. 23



Obr. 24



* Skladovanie

- Pred uskladnením jednotku vypnite, odpojte od napájania a nechajte ju 10 minút vychladnúť.
- Jednotku skladujte na suchom mieste pri teplote medzi 15 °C a 35 °C.

✱ **Riešenie problémov**

- Pred použitím i-Light si vždy riadne prečítajte tieto pokyny.
- Ak pri používaní i-Light spozorujete akékoľvek problémy, obráťte sa na túto príručku riešenia problémov, pretože táto časť je zameraná na najbežnejšie problémy, ktoré by ste so zariadením i-Light mohli mať.
- Ak ste postupovali podľa pokynov v tejto časti a problémy pretrvávajú, kontaktujte servisné stredisko Remington® pre ďalšiu pomoc.

Problém	Možná příčina	Opatrenie
<p>Pristroj sa nedá zapnúť.</p>	<p>Pristroj nie je nabitý. Mali by ste počuť prístroj 2x „zapípať“ a na LCD displeji sa zobrazí toto zobrazenie.</p> 	<p>Zabezpečte, aby bol prístroj úplne nabitý – zapojte nabíjaci kábel do elektrickej zásuvky. Na LCD displeji by sa mala zobrazit ikonka nabijania batérie. Keď sa prístroj úplne nabije, indikátor nabitia batérie bude plný:</p> 
	<p>Hlava na ošetrorenie nie je úplne pripojená. Mali by ste počuť dve „zapípania“ a na LCD displeji sa zobrazí toto zobrazenie.</p> 	<p>Zabezpečte, aby bola hlava na ošetrorenie správne pripojená k prístroju.</p> <p>Keď je ošetrovacia hlava správne pripojená, mali by ste počuť „cvaknutie“ a svetielka a pípanie sa zastavia.</p>

Problém	Možná příčina	Opatrenie
<p>Keď držíš prístroj na pokožke, nič sa nedeje. Prístroj „nepípa“ ani po niekoľkých sekundách.</p>	<p>Je možné, že potrebujete vykonať test na overenie odtieňa pokožky. Na LCD displeji sa zobrazí toto zobrazenie:</p> 	<p>Priložte blikajúce oranžové svetlo k pokožke v oblasti plánovaného ošetrenia. Prístroj môže vyžadovať ďalší test na overenie odtieňa pokožky, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prístroj sa nepoužíval päť minút - Urobíte si medzi ošetrením prestávku - Prístroj bol vypnutý a znovu zapnutý
	<p>Hlava na ošetrenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou.</p>	<p>Skontrolujte, či sa hlava na ošetrenie dotýka vašej pokožky. Prístroj nebude vysielat záblesky, ak hlava na ošetrenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou.</p>
	<p>Snažíte sa ošetriť malú oblasť, ako napríklad medzi obočím alebo v blízkosti očí.</p>	<p>Kvôli vašej bezpečnosti by sa prístroj NEMAL používať v blízkosti očí, obočia alebo očných rias.</p>

Problém	Možná příčina	Opatrenie
Po stlačení zábleskové tlačidla nie je vyslaný záblesk.	Hlava na ošetrenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou.	Skontrolujte, či sa hlava na ošetrenie dotýka vašej pokožky. Prístroj nebude vysielat' záblesky, ak hlava na ošetrenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou.
	Nepočkali ste dostatočný čas medzi zábleskami.	Prístroj potrebuje asi 5 sekúnd na vyslanie ďalšieho záblesku. Keď je prístroj znovu pripravený na záblesk, svetielko začne neprerušovane svietit'.
	Hlavu na ošetrenie je potrebné vymeniť; na LCD displeji sa zobrazí ikonka „Prázdna žiarovka“ a bude blikať.	Uistite sa, či ikonka životnosti žiarovky nie je prázdna a neblinká. Ak blinká; vypnite prístroj a vymeňte hlavu na ošetrenie.

Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Po stlačení zábleskového tlačidla nie je vyslaný svetelný záblesk.</p>	<p>Prístroj potrebuje určitý čas na ochladenie. Mali by ste počuť prístroj raz zapípať a na displeji LCD sa zobrazí toto zobrazenie:</p> 	<p>Počkajte niekoľko minút, kým sa prístroj neochladí. Nevypínajte prístroj, lebo toto zobrazenie zmizne, keď bude prístroj znovu pripravený na použitie. Za normálnych podmienok uvedené nie je bežné, ale môže sa vyskytnúť, keď sa jednotka príliš zohreje.</p>
	<p>Miestnosť je príliš teplá na to, aby sa prístroj mohol ochladiť.</p>	<p>Používajte i-Light REVEAL v chladnejšom prostredí, kde je teplota nižšia ako 27°C (alebo 80°F).</p>

Problém	Možná příčina	Opatrenie
Vykonal/a som test odtieňa pokožky a svetielko sa zmenilo na oranžové a „bzučalo“.	Vaša pokožka môže byť príliš tmavá na ošetrovanie. Pozrite si tabuľku s typmi pokožky v úvode tohto návodu.	S vaším odtieňom pokožky nemôžete používať prístroj i-Light REVEAL. Kontaktujte vaše centrum služieb zákazníkov.
	Nepoužili ste správne senzor odtieňa pokožky.	Ak sa senzor odtieňa pokožky (blikajúci oranžovým svetlom) pevne nedotýka pokožky, prístroj signalizuje odmietavý tón. Skúste pritlačiť senzor odtieňa pokožky pevne k pokožke.
	Senzor odtieňa pokožky nefunguje.	Kontaktujte vaše miestne servisné centrum alebo centrum služieb zákazníkov.

Problém	Možná příčina	Opatrenie
Na zábleskovom okne je nalepená špina alebo nečistoty.	Prístroj je potrebné vyčistiť.	Postupujte podľa pokynov na čistenie, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Problém	Možná příčina	Opatrenie
Prístroj: - Nefunguje - Pípa - Zobrazuje tento symbol (vrátane referenčného čísla):  006	Prístroj nefunguje správne a pravdepodobne potrebuje opraviť.	Kontaktujte vaše miestne servisné centrum alebo centrum služieb zákazníkov ; poskytnite im referenčné číslo z displeja.

- ✳ **NEPOKÚŠAJTE SA** prístroj otvoriť alebo opraviť. Vykonať opravu môžu iba autorizované servisné strediská i-Light REVEAL.
- Otvorením prístroja sa môžete vystaviť nebezpečným elektrickým súčiastkam a energii impulzného svetla, z ktorých každé môže spôsobiť vážne poranenie tela a/alebo trvalé poškodenie očí. Pokus o otvorenie prístroja tiež môže poškodiť samotný prístroj a vaša záruka sa stane neplatnou. Ak váš prístroj potrebuje opravu, kontaktujte miestne servisné centrum alebo centrum služieb zákazníkov.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znovu použiť alebo recyklovať.



Tak for at have købt dit nye produkt fra Remington®. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug og bevar den godt. Fjern al emballage før brug.



VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- 1 ADVARSEL – MINDSK RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:
- 2 Apparatet må kun anvendes til det formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- 3 Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- 4 Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens dets stik sidder i stikkontakten.
- 5 Hold strømstik og ledning væk fra varme overflader.
- 6 Anvend ikke produktet med en beskadiget ledning. Ledningen kan skiftes ud via vores internationale servicecentre.
- 7 Opbevar produktet ved en temperatur mellem 15°C og 35°C.
- 8 Kun de medfølgende dele må anvendes til apparatet.
- 9 Undgå at vride eller bøje ledningen og vikl det ikke om produktet.
- 10 Dette apparats hoveddel kan ikke vaskes og er ikke vandtæt. Læg ikke apparatet ned i væske; anvend det ikke i nærheden af vand i et badekar, håndvask eller anden beholder; og brug det ikke udendørs.
- 11 Sørg for, at strømledning og adapter ikke bliver våde. Rør ikke din enhed, hvis den er faldet ned i vand - tag straks dens stik ud af stikkontakten.
- 12 Stikket må ikke sættes i eller trækkes ud med våde hænder.
- 13 Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år. Dette produkt må kun benyttes af eller under opsyn af en ansvarlig voksen.
- 14 Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- 15 Dette apparat skal leveres med godkendte sikkerhedsisolerede adaptere af typen SW-120060EU (for Europa) og SW-120060BS (for Storbritannien) med en udgangskapacitet på 12 dc; 600mA (adapterens udgangsstrøm).
- 16 Ventilationsåbningerne MÅ IKKE på nogen måde dækkes til under brug, da de hjælper med at køle enheden ned. Dette kan forårsage overophedning af enheden.
- 17 Enheden MÅ IKKE anvendes, hvis kassens emballage eller selve enheden viser tegn på skader, eller hvis enheden på nogen måde er revnet eller er i stykker. I modsat fald øges risikoen for skader på hud eller øjne forårsaget af blitzpæren.
- 18 Dette apparat er ikke til kommerciel brug eller brug i salon.



HOVEDFUNKTIONER

ENHED

- 1 Blitz-rude
- 2 Behandlingshoved
- 3 Udløserknapper til behandlingshovedet
- 4 Hudtypesensor
- 5 Blitz-knap
- 6 LCD-display

LCD-display

- 7 Batterilevetid
- 8 Tæller - blitz-udladninger i session
- 9 Pærelevetid
- 10 Styrkeniveau
- 11 Knap til valg af styrkeniveau
- 12 Tænd/sluk-knap
- 13 Strømadapter
- 14 Fnugfri klud
- 15 Etui (ikke illustreret)

LÆR AT BRUGE i-LIGHT REVEAL

★ Hvad er i-Light?

i-Light PRO-systemet er en revolutionær lysbaseret enhed til hjemmebrug, beregnet til fjernelse af uønsket hårvækst på kvinders krop og ansigt.

i-Light REVEAL bruger klinisk gennemprøvet teknologi, som også anvendes af professionelle dermatologer og i saloner, men er optimeret til hjemmebrug til behandling af mindre områder.

★ Hvad er Intense Pulse Light (IPL), og hvordan fungerer i-Light REVEAL?


PL - (Intense Pulsed Light) er en veletableret teknologi, man har brugt på verdensplan i over 15 år.

i-Light REVEAL anvender denne teknologi til blitze en intens lysimpuls ind i huden.

Lysimpulsen arbejder under hudens overflade, hvor den rammer hårene ved rødderne for at standse deres vækst. (Fig. 1)

Lysimpulsens energi målrettes efter mørke farver, derfor ses de bedste resultater på mørkere hår. For at undgå målretning (og mulig beskadigelse) af mørk hud, må i-Light REVEAL kun bruges på lyse til mellemlyse hudnuancer (I-IV).

Fig. 1



* Hvad kan du forvente af i-Light REVEAL?

Du vil ikke se resultater med det samme, men de fleste brugere vil begynde at bemærke færre hår 1-2 uger, efter de er begyndt på behandlingen. I denne periode kan det se ud som om, hårene stadig vokser, men de bliver faktisk "skubbet ud". (Fig. 2).

Fig. 2



Det er imidlertid vigtigt, at du fortsætter med den komplette behandlingssession for at sikre, at alle aktive hår behandles. En komplet behandlingssession er hver 2. uge og udgør tre behandlinger.

Resultaterne kan variere fra person til person, og det kan være nødvendigt at foretage adskillige behandlinger for at få et optimalt resultat.

Der vil være noget hårvækst, som er mindre kraftig, finere og lysere i farven end de oprindelige hår. Denne genudvoksning er helt normal og bør forventes.

Når du er færdig med den første behandlingssession, vil kontinuerlig regelmæssig behandling en gang om ugen i 6-12 uger give gode resultater (muligvis længere tid for mørkere hudtyper).

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Inden du begynder at bruge i-Light REVEAL:

Sorg for at du har læst alle advarsler og sikkerhedsoplysninger. Inden du går i gang, skal du finde ud af, om i-Light REVEAL er egnet til dig.

✳ Hudtypekort

Se hudtypekortet på side 2.

- Brug ikke enheden på naturlig mørk hud (Fitzpatrick type V og VI), da det kan forårsage forbrændinger og ændre hudfarven.
- Brug ikke enheden på solbrun hud eller lige efter, du har været udsat for sol, da det kan forårsage forbrændinger eller hudskader.
- i-Light er ikke effektiv på naturligt hvide, grå, blonde eller røde krops- eller ansigtshår.

✳ Områder, som ikke må behandles:

- Brug ikke enheden på hovedbunden eller ørerne.
- Brug ikke enheden på mænds ansigt eller hals.
- Brug ikke enheden oven for kindbenene (ved brug i kvinders ansigt).
- Brug ikke enheden på brystvorter, areola (det brune område omkring brystvorten) eller på kønsdelene.
- Brug ikke enheden på områder med tatoveringer eller permanent makeup.
- Brug ikke enheden på mørkebrune eller sorte pletter såsom skønhedspletter, modernærker eller fregner.
- Brug ikke enheden på et område, som for nylig er blevet opereret, dybdepeelet, eller behandlet med laser-resurfacing, eller på ar eller hud, som er beskadiget af forbrænding eller skoldning.

✳ Tilfælde, hvor du ikke må/bør undgå at bruge i-Light REVEAL

- BRUG IKKE enheden, hvis du er SOLBRUN på det hudområde, du ønsker at behandle, da din hud kan være for mørk. Behandling på solbrune områder kan give midlertidig hævet hud, vabler og ændre din hudfarve. Vent indtil solbrændtheden eller den brune farve er forsvundet, inden du påbegynder behandlingen.
- BRUG IKKE enheden på hud med kosmetik eller makeup, da behandling i disse områder kan give midlertidig hævet hud, vabler eller kan ændre din hudfarve. Sørg for, at du foretager en grundig afrensning af det område, du ønsker at behandle.
- LYS IKKE mere end én gang på samme område under samme behandlingssession, da dette kan give midlertidig hævet hud, vabler og ændre din hudfarve.
- BRUG IKKE enheden på det samme område af huden mere end én gang om ugen, da dette ikke vil fremme resultaterne, men kan betyde større sensynlighed for hævet hud, vabler eller ændring af din hudfarve.
- Brug ikke enheden, hvis du har beskadiget hud, herunder åbne sår, forkølelsessår, solskoldet hud eller områder, hvor du har fået foretaget en hudpeeling eller anden resurfacing-behandling inden for de sidste 6-8 uger.
- BRUG IKKE enheden på irriteret hud, herunder hudafskrabninger og hævet hud. Disse tilstande kan gøre huden mere følsom. Vent indtil det påvirkede område er helet, inden du påbegynder behandlingen.
- BRUG IKKE enheden på lysfølsom hud. For at afgøre, om du må bruge i-Light REVEAL, skal du afprøve den på et lille område af huden, og vente 24 timer for at sikre dig, at der ikke opstår uønskede reaktioner.

- BRUG IKKE ikke enheden, hvis du er gravid eller ammer. i-Light REVEAL er ikke blevet afprøvet på gravide kvinder. Hormonelle ændringer er almindelige under graviditet og amning og kan øge følsomheden og risikoen for hudskader.
- LYS IKKE på noget andet materiale end huden.
- BRUG IKKE denne model (IPL2000) til noget andet formål end hårfjerning.
- BRUG IKKE enheden på noget område, hvor du måske engang ønsker at lade hårene vokse ud igen. Resultaterne kan være permanente og uigenkaldelige.
- ADVARSEL: Undgå at behandle områder, som kun har vellushår (meget tyndt, fint hår også kendt som "dun"), da dette kan medføre uønsket hårvækst.
- Brug ikke enheden i ansigtet, hvis du før har haft forkølelsessår; har brugt IPL eller andre behandlinger, som irriterer huden, da det kan få forkølelsessår til at blusse op igen.
- Hvis du selv har foretaget, eller du har fået foretaget hårfjerning med laser, IPL eller elektrolyse af en fagkyndig eller på en klinik, skal du vente mindst 6 måneder, inden du bruger i-Light REVEAL. Hvis du har brugt voks, epilering eller pincet i området, du ønsker at behandle, skal du vente mindst 6 uger, inden du bruger i-Light REVEAL. Enheden virker på hårene under hudoverfladen og svækker dem ved roden, så den er ikke effektiv, hvis hårene er blevet trukket ud.
- BRUG IKKE enheden direkte ovenpå eller i nærheden af aktive kliniske implantater, såsom pacemakere, defibrillatorer eller insulinenheder. Selvom der ikke er rapporteret nogen problemer i kliniske undersøgelser forbundet med brugen af denne enhed, anbefaler vi, at man følger alle advarsler på aktive kliniske implantater vedrørende brug af elektroniske enheder for at undgå funktionsfejl ved eller afbrydelse af et sådant aktivt klinisk implantat.
- Brug ikke enheden over eller i nærheden af noget kunstigt såsom silikoneimplantater, P-stav, pacemaker, subkutane injektionsporte (insulindispenser) eller piercing.
- Trådløst kommunikationsudstyr kan påvirke i-Light REVEAL og skal derfor efterlades i en afstand på mindst 3,3 m.
- BRUG IKKE enheden ovenpå eller i nærheden af metalfyldninger, tandimplantater eller tandbøjler.

KLARGØRING AF ENHEDEN TIL BRUG

VEJLEDNING I OPLADNING

- Inden første brug, skal enheden opladet helt.
- Slut strømadapteren til enheden og derefter til stikkontakten.
- En komplet opladning tager op til 1 1/2 time.
- Afhængig af det valgte styrkeniveau; vil én komplet opladning give cirka 100 blitz-udladninger (lavere styrkeniveauer giver flere blitz-udladninger pr. opladning).

Hurtig opladning

- Enheden er også udstyret med en funktion til hurtig opladning.
- For at bruge denne funktion, skal du oplade enheden hvert 15. minut.
- En sådan opladning giver dig cirka 20 blitz-udladninger.
- Når batteriet oplades, vises symbolet for opladning på LCD-displayet. (Fig. 3).

- Når batteriet er fuldt opladet, vises symbolet for fuldt batteri på LCD-displayet. (Fig. 4).

Fig. 3




Fig. 4



- Under brug vises batteriets status på LCD-displayet med symbolet for "Batterilevetid". (Fig. 5)


Fig. 5



Batterilevetid



Kort batterilevetid



Batterilevetid opbrugt

- * BEMÆRK:** Enheden kan hverken anvendes, mens den er sluttet til stikkontakten eller under opladning.
- * TIP:** Vi anbefaler, at enheden oplades efter hver brug for at sikre, at enheden er fuldt opladet og klar til næste behandling.


BEHANDLING MED i-LIGHT REVEAL

*** Hudtypetest**




- Gennemlæs advarsler og sikkerhedsforanstaltninger.
- Lær funktionerne i i-Light-enheden at kende.
- Se i oversigten over hudtyper for at sikre dig, at din hudfarve er inden for det acceptable område. (Fig. 6)



Fig. 6



4. Tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen. (Fig. 7)



- * **BEMÆRK:** Hver gang enheden tændes, vil du blive opfordret til at teste din hudtype. På LCD-displayet vises symbolet for "Hudtypesensor". (Fig. 8)
Hudtypesensoren sidder bag på enheden og udsender et orange blinkende lys. (Fig. 9)
- 5. Sæt hudtypesensoren (blinkende orange lys) fast imod huden i 2 sekunder på området, du ønsker at behandle. (Fig. 10).

Fig. 10




- Aflæsningen sker automatisk.
- Konstant orange lys og "brummen" = Huden kan være for mørk.
- Konstant grønt lys og "bip" = Hudfarven er OK
- * **BEMÆRK:** Du skal gentage testen af din hudtype på hvert eneste område, du ønsker at behandle.

* **Valg af styrkeniveau**

- Enheden indstilles automatisk på styrkeniveau 1, hver gang enheden tændes. Tryk på knappen til valg af styrkeniveau for at ændre niveauet. (Fig. 11)

Fig. 11



- Hvis du igen trykke på knappen til valg af styrkeniveau, når niveau 3 er nået, går enheden automatisk tilbage til styrkeniveau 1.
- i-Light REVEAL har 3 styrkeniveauer. Niveau 1 (én søjle) er det laveste niveau, og niveau 3 (3 søjler) er det højeste.
- ✳ **TIP:** Brug altid det højest mulige styrkeniveau, der dog ikke må volde ubehag på huden, for at opnå det mest effektive resultat.
- ✳ **Test i-Light REVEAL på din hud.**
- Inden du påbegynder din første komplette behandling, skal du afprøve i-Light REVEAL på et lille område af huden, og vente 24 timer for at sikre dig, at der ikke opstår uønskede reaktioner.
- Begynd ved styrkeniveau 1 og blitz én gang.
- Blitz på huden ved at sætte blitz-ruden fast imod din hud. Du vil høre et "bip bip", og hudtypesensoren bør nu udsende et konstant grønt lys. Tryk på blitz-knappen for at udsende en blitz-udladning. (Fig. 12)

Fig. 12



- ✳ **TIP:** Det kan være nyttigt at bruge et spejl, så du kan se hudtypesensoren. Hvis lysrefleksen er ubehagelig, kan du lukke øjnene inden hver blitz-udladning.
- Lettere til moderat ubehag er normalt. Hvis en blitz-udladning ved styrkeniveau 1 er tålelig, kan du øge til styrkeniveau 2. Flyt enheden til et nyt sted og blitz én gang mere med i-Light REVEAL. Gentag denne proces, indtil du finder den indstilling, som føles rigtig for dig.
- Vent 24 timer og se derefter til testområdet. Hvis huden ser normal ud, kan du påbegynde din første komplette behandling ved det styrkeniveau, du afgjorde, var det rette for dig.
- ✳ **BEMÆRK:** Du skal afprøve enheden på hvert eneste område, du ønsker at behandle i ansigtet.

✳ **Behandl de(t) ønskede område(r) med i-Light-enheden**

✳ **Forbered din hud til behandling**

1. Sørg for, at det område, der skal behandles, er rent og uden olie, deodorant, parfume, makeup, lotion og creme. Barber eller trim hårene i det område, du ønsker at behandle, og sørg for at huden er ren og tør. Hvis du trimmer hårene, skal de trimmes ned til mindre en 0,5 mm. (Fig. 13)

Fig. 13



2. Brug aldrig voks, epilering, pincet eller hårfjerningsprodukter til at fjerne håret, da de modvirker IPL-processen.

✱ **Forbered enheden til behandling**

- Lås apparatet op med hudsensoren (Fig. 14).
- Vælg det ønskede styrkeniveau (fig. 15).

Fig. 14






Fig. 15



BEHANDLING

- Sæt blitz-ruden fast imod huden. Lyset vil være konstant grønt, hvis blitz-ruden berører huden. (Fig. 16)

Fig. 16



- Tryk på blitz-knappen for at udsende en blitz-udladning. Du kan forvente at se et klart blitz af lys (ligner en kamera-blitz), og du bør mærke en let følelse af varme.
- ✱ **BEMÆRK:** Enheden kan blitze cirka hvert 5. sekund. I dette tidsrum vises et timeglas på displayet (Fig. 17). Når enheden igen er klar til at blitze, forsvinder symbolet, og lyset bliver igen konstant grønt (hvis behandlingshovedet er i fuld kontakt med huden).

Fig. 17






Fig. 18

- Behandl huden i et skema-agtigt mønster. (Fig. 18)

- For at opnå de bedste resultater, skal du følge retningslinjerne i fig. 19, som viser det anbefalede antal blitz-udladninger pr. område i ansigtet.



- ✳ **TIP:** Stræk huden, så enheden får bedre kontakt med huden – hudens konturer kan gøre det svært for hudkontaktføleren at være trykket helt ind på visse områder. Det er måske lettere, hvis du strammer din overlæbe ind bag tænderne eller strækker dine kinder ved hjælp af tungen for at få bedre hudkontakt.
- For at holde styr på antallet af blitz-udladninger, du har brugt i en behandling, er enheden udstyret med en "Tæller for blitz-udladninger i session". (Fig. 20). Den nulstilles hver gang du tænder for enheden.



👁 PLEJE EFTER BEHANDLING

Efter behandling kan du muligvis se en smule rødmen eller føle, at huden er varm. Det er normalt og forsvinder hurtigt. Træf følgende forholdsregler for at undgå, at din hud bliver irriteret efter en behandling.

- Efter behandling kan du muligvis se en smule rødmen eller føle, at huden er varm. Det er normalt og forsvinder hurtigt. Træf følgende forholdsregler for at undgå, at din hud bliver irriteret efter en behandling.
- Undgå, at udsætte huden for sollys i 24 timer efter en behandling. Beskyt huden med solbeskyttelsesfaktor 30 i 2 uger efter hver behandling.
- Udsæt ikke dig selv for længere tids sollys som f.eks. solbadning, solarium eller selvbruner i mindst 2 uger efter den seneste behandling.

- Hold området rent og tørt, og drik rigeligt med vand for at bevare huden hydreret efter behandlingen.
- Tag ikke varme bade eller brusebade, og brug ikke damprum eller saunaer i 24 timer efter behandlingen.
- Dyrk ikke kontaktsport i 24 timer efter behandlingen.
- Fjern ikke hår (voksning, plukning, fjernelse med tråd eller cremer) under behandlingen – barbering kan anvendes, så længe du undgår barbering i 24 timer efter hver behandling.
- Brug ikke blegecremer eller parfumerede produkter i 24 timer efter behandlingen.

👁️ RENGØRING AF DIN I-LIGHT REVEAL-ENHED

- ◆ **ADVARSEL:** Før du rengør din i-Light REVEAL-enhed, skal du kontrollere, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at opladningsledningen ikke er tilsluttet enheden.
- **Regelmæssig rengøring hjælper med at sikre optimale resultater, samt at enheden holder længere.**
- Brug en frugfri klud (der følger en med enheden) eller en bomuldsvatpind og tør forsigtigt overfladen og blitz-ruden, behandlingshovedet og hudtypesensoren af. Om nødvendigt, kan du fugte kluden eller vatpinden med en lille smule vand eller mild sæbe.
- Lad enheden tørre helt, inden du bruger den igen.
- ◆ **ADVARSEL:** Hvis blitz-ruden er revnet eller itu, må enheden ikke anvendes. Rids aldrig filterglasset eller metaloverfladen inden i behandlingshovedet.
- ◆ **FORSIGTIG:** i-Light er en enhed med højspænding. Enheden må aldrig sænkes ned i vand. Rengør aldrig enheden eller dele af den under hanen eller i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig oliebaseerede eller brandfarlige rengøringsmidler, da der i så fald er risiko for brand. Brug aldrig skuresvampe, skurende rengøringsmidler eller skrappe væsker som f.eks. olie eller acetone til at rengøre enheden.

➡️ FEJLFINDING / OPBEVARING / VEDLIGEHOLDELSE

- ✳️ **Vedligeholdelse af i-Light Reveal-enheden**
- ✳️ **FORSIGTIG:** Før du vedligeholder i-Light-enheden, skal du kontrollere, at tænd/sluk-knappen er slukket, og at el-ledningen er afbrudt fra basisenheden.
- ✳️ **Udskiftning af behandlingshoved**
- Behandlingshovedet kan levere 6.000 blitz-udladninger uafhængig af, hvilet styrkeniveau, du vælger. Når behandlingshovedet har opbrugt sine blitz-udladninger, skal det udskiftes.
- Symbolet for "Tilbageværende pærelevetid" på displayet advarer dig, når antallet af tilbageværende blitz-udladninger er lavt. (Fig. 21).

Fig. 21



- Visning af tilbageværende pærelevetid (Fig. 22).

STATUS	FULD	DELVIST FULD	TOM
Visning af tilbageværende pærelevetid	En ny pære giver 6.000 blitz-udladninger, og pære-udfyldningsfarven er massiv.	Når der er under 300 blitz-udladninger tilbage, bliver pære-udfyldningsfarven sort.	Pærens levetid er opbrugt, og hele pæren blinker. Enheden "bipper". Behandlingshovedet skal udskiftes.
SYMBOL			

✳ **BEMÆRK:** Behandlingshovedet skal udskiftes, hvis lysrøret er revnet.

- 1 Tryk på udløserknapperne til behandlingshovedet og træk forsigtigt i det for at aftage behandlingshovedet. (Fig. 23).
- 2 Sæt et nyt behandlingshoved på, sørg for at det klikker på plads. (Fig. 24).

Fig. 23





Fig. 24



✳ **Opbevaring**

- Sluk for enheden, afbryd el-ledningen, og lad enheden køle af i 10 minutter, før du lægger den til opbevaring.
- Opbevar enheden et tørt sted ved en temperatur mellem 15° C og 35° C.

✳ Fejlfinding

- Læs altid disse instruktioner helt igennem, før du bruger i-Light.
- Læs denne fejlfindingsvejledning, hvis du oplever problemer med i-Light. I dette afsnit behandles de mest almindelige problemer, som du evt. vil kunne opleve med i-Light.
- Hvis du har fulgt instruktionerne i dette afsnit og fortsat oplever problemer, bedes du kontakte Remington® servicecenter for at få yderligere hjælp.

Problem	Mulig årsag	Handling
<p>Enheden vil ikke tænde.</p>	<p>Enheden er ikke opladet. Du bør høre enheden "bippe" to gange, og LCD-displayet skal vise dette billede.</p> 	<p>Sørg for, at enheden er helt opladet - sæt opladningsledningen i stikkontakten. LCD-displayet bør vise symbolet for batteriopladning. Når enheden er fuldt opladet, er symbolet for batterilevetid fuldt:</p> 
	<p>Behandlingshovedet er ikke sat ordentligt på. Du bør høre to "bip", og LCD-displayet skal vise dette billede.</p> 	<p>Sørg for, at behandlingshovedet sidder ordentligt fast på enheden.</p> <p>Når behandlingshovedet sidder korrekt, vil du høre et "klik", og lysene og "bippene" ophører.</p>

Problem	Mulig årsag	Handling
<p>Når jeg sætter enheden imod huden, sker der ikke noget. Enheden "bipper" ikke, heller ikke efter nogle få sekunder.</p>	<p>Du er muligvis nødt til at foretage en hudtypetest. LCD-displayet viser dette billede:</p> 	<p>Sæt det blinkende orange lys imod huden på det område, du ønsker at behandle.</p> <p>Enheden kræver måske, at du laver endnu en hudtypetest, hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enheden er ikke blevet brugt i fem minutter i træk - du tager en pause midt i behandlingen - enheden tændes og slukkes derefter igen.
	<p>Behandlingshovedet er ikke i fuldstændig berøring med huden.</p>	<p>Kontrollér, at behandlingshovedet berører huden. Enheden blinker ikke, medmindre behandlingshovedet er i fuld kontakt med huden.</p>
	<p>Du forsøger at behandle et lille område som f.eks. mellem øjenbrynene eller i nærheden af øjnene.</p>	<p>Af hensyn til din sikkerhed, MÅ ENHEDEN IKKE anvendes i nærheden af øjne, øjenbryn eller øjenvipper.</p>

Problem	Mulig årsag	Handling
Der udsendes ikke noget lys, når jeg trykker på blitz-knappen.	Behandlingshovedet er ikke i fuldstændig berøring med huden.	Kontrollér, at behandlingshovedet berører huden. Enheden blinker ikke, medmindre behandlingshovedet er i fuld kontakt med huden.
	Du har ikke ventet længe nok imellem blitz-udladningerne.	Enheden skal bruge cirka 5 sekunder for at genoplade mellem blitz-udladningerne. Når enheden er klar til at blitze igen, bliver lyset kontant grønt.
	Behandlingshovedet skal udskiftes; på LCD-displayet vises symbolet for "Pærelevetid opbrugt", og dette blinker.	Kontrollér, om symbolet for pærelevetid er tomt eller blinker. Hvis det blinker, skal du slukke for enheden og udskifte behandlingshovedet.

Problem	Mulig årsag	Handling
<p>Der udsendes ikke noget lys, når jeg trykker på blitz-knappen.</p>	<p>Enheden har brug for noget tid til at afkøle. Du bør høre enheden "bippe" én gang, og LCD-displayet skal vise dette billede:</p> 	<p>Lad enheden køle af i nogle minutter. Sluk ikke for enheden, da billedet så vil forsvinde, når enheden er klar til at bruge igen. Under normale omstændigheder, sker dette sjældent, men det kan forekomme, hvis enheden bliver for varm.</p>
	<p>Det er for varmt i omgivelserne, til at enheden kan køle af.</p>	<p>Brug i-Light REVEAL på et køligere sted, hvor temperaturen er under 27 °C (eller 80 °F).</p>

Problem	Mulig årsag	Handling
Jeg har lavet en hudtypetest, og lyset blev orange og enheden "brummede".	Din hud kan være for mørk til behandling. Se i oversigten over hudtyper i starten af denne vejledning.	Du må ikke anvende i-Light REVEAL med din hudfarve. Kontakt venligst dit lokale servicecenter.
	Hvis du ikke har brugt hudtypesensoren korrekt.	Hvis hudtypesensoren (blinkende orange lys) ikke er i tæt kontakt med huden, udsender enheden en afvisende lyd. Forsøg at sætte hudtypesensoren fast imod huden.
	Hudtypesensoren virker ikke.	Kontakt venligst dit lokale servicecenter.

Problem	Mulig årsag	Handling
Der sidder skidt eller snavs på blitz-ruden.	Enheden skal rengøres.	Følg rengøringsanvisningerne i denne vejledning.

Problem	Mulig årsag	Handling
Enheden: - virker ikke - bipper - viser dette symbol (og et referencenummer:  006	Enheden virker ikke korrekt og skal sandsynligvis sendes til eftersyn.	Kontakt dit lokale servicecenter og oplys referencenummeret fra displayet.

- * **FORSØG IKKE** at åbne eller reparere enheden. Kun autoriserede i-light REVEAL reparationscentre må foretage reparationer.
- Hvis du åbner enheden, kan du blive udsat for farlige elektriske dele og energi fra lysimpulser. Begge dele kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og/eller permanente øjenskader. Forsøg på at åbne enheden kan beskadige den og vil desuden ugyldiggøre garantien. Kontakt venligst dit lokale servicecenter, hvis din enhed skal repareres.



VÆRN OM MILJØET

For at undgå sundheds- og miljøproblemer grundet farlige stoffer i elektriske og elektroniske forbrugsgoder, må apparater mærket med dette symbol ikke bortkastes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal genanvendes eller genbruges.



Tack för att du köpt en ny Remington®-produkt. Läs följande bruksanvisningar noggrant före användning och förvara dem på säker plats. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- 1 **VARNING – FÖR ATT FÖREBYGGA BRÄNNSKADOR, ELSTÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR:**
- 2 Använd denna apparat endast till vad den är avsedd för enligt bruksanvisningen.
- 3 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- 4 Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är inkopplad.
- 5 Låt inte stickkontakt och nätsladd komma i kontakt med varma ytor.
- 6 Använd inte apparaten om nätsladden är skadad. Ta kontakt med företagets internationella servicecenter för utbyte.
- 7 Förvara apparaten vid en temperatur mellan 15°C och 35°C.
- 8 Använd endast de delar som medföljer apparaten.
- 9 Undvik att vrida och snurra på sladden.
- 10 Apparatens huvuddel är inte vattentät och kan inte diskas. Lägg inte ned apparaten i vatten och använd den inte nära vatten i ett badkar, handfat eller annan vattenbehållare. Använd den inte heller utomhus.
- 11 Se till att nätkabel och adapter inte blir våta. Grip inte tag i apparaten om den har fallit i vatten – dra i stället genast ut sladden från eluttaget.
- 12 Koppla inte in eller dra ut sladden med våta händer.
- 13 Denna apparat kan användas av barn över åtta år, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och med bristande erfarenhet och kunskaper får bara använda denna apparat under övervakning och handledning och om de förstår vilka risker det kan innebära. Barn ska inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte överlåtas till barn såvida de inte är över åtta år och det sker under övervakning. Håll apparat och nätkabel borta från barn under åtta år.
- 14 Denna produkt får endast användas av ansvarig vuxen person eller under tillsyn av ansvarig vuxen person.
- 15 Håll apparat och nätkabel borta från barn under åtta år.
- 16 Denna apparat bör användas tillsammans med godkänd säkerhetsisolerad EU-adapter SW-120060EU (för Europa) och SW-120060BS (för Storbritannien) med 12 V likström, 600 mA (adapterutgång). Täck INTE över någon del av ventilationsöppningarna under användningen. Det kan medföra risk för överhettning eftersom ventilationsöppningarna tjänar till att hålla enheten sval under användningen.
- 17 Använd INTE enheten om emballage eller enhet visar sig vara skadade eller om någon del av enheten är sprucken eller trasig för då kan du riskera hud- eller ögonskador från ljusimpulslampan.
- 18 Denna apparat är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för frisørsalonger.



NYCKELFUNKTIONER

ENHET

- 1 Ljusimpulsfönster
- 2 Behandlingshuvud
- 3 Frigöringsknappar för behandlingshuvud
- 4 Hudtonssensor
- 5 Ljusimpulsknapp
- 6 LCD-display

LCD-DISPLAY

- 7 Batteristatus
- 8 Räkneverk
- 9 Lampstatus
- 10 Energinivå
- 11 Knapp för energinivå
- 12 Strömbrytare av/på
- 13 Spänningsadapter
- 14 Luddfri trasa
- 15 Förvaringspåse (visas inte på bild)

LÄRA KÄNNA i-LIGHT-REVEAL

✳ Vad är i-Light REVEAL?

i-Light PRO är ett revolutionerande ljusbaserat system för privat bruk som tar bort oönskad hårväxt på kroppen och i ansiktet.

i-Light REVEAL använder en kliniskt beprövad teknologi liknande den som professionella dermatologer och skönhetsalonger använder men anpassad till privat behandling av mindre områden.

✳ Vad är intensivt pulserande ljus (IPL)? Hur fungerar i-Light REVEAL?


IPL – intensivt pulserande ljus är en väletablerad teknologi som har använts över hela världen under mer än 15 år. i-Light REVEAL använder denna teknologi för att med hjälp av en intensiv ljusimpuls behandla din hud.

Ljusimpulsen tas upp under ytterhuden, riktas mot hårrötterna och bidrar till att hejda tillväxten.

Effekten av ljusimpulserna är speciellt stark på mörka färger och mörkt hår.

För att undvika alltför stark effekt (och möjlig skada) på mörk hud bör i-Light REVEAL endast användas på ljusa till mellanbruna hudtoner (I–IV).

Fig. 1



* Vad kan du förvänta dig av i-Light REVEAL?

Du kan inte förvänta dig omedelbart resultat, men de flesta användare kommer att upptäcka att hårväxten avtar inom 1–2 veckor efter den första behandlingen. Det kan kanske se ut som om håret fortsätter att växa under denna tid men i själva verket håller hårväxten på att hejdas (fig. 2).

Fig. 2



Det är viktigt att man fortsätter med hela behandlingen för att vara säker på att varje aktivt hårstrå blir behandlat. En hel behandling innebär tre behandlingar varannan vecka.

Resultatet kan variera från individ till individ och flera behandlingar kan behövas för bästa möjliga resultat. En viss hårtillväxt kan förekomma och då är hårstråna mindre täta, tunnare och ljusare än det ursprungliga håret. Denna återväxt är helt normal och vad man kan förvänta sig.

När den första inledande behandlingen är avslutad kommer upprepad och regelbunden behandling varje vecka att ge goda resultat inom 6–12 veckor (för mörkare hudton kan det behövas längre tid).



VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER

◆ VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Innan du börjar använda i-Light REVEAL:

Läs alla varningar och säkerhetsinformationer. Kontrollera före användningen att behandling med i-Light REVEAL är lämplig för dig.

Använd hudtypskartan som medföljer paketet och som också finns i början av denna bruksanvisning samt den integrerade hudsensorn för att avgöra om du bör använda denna enhet.

Titta på hårkartan som finns i början av denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du kan använda denna enhet.

✳ Hudtyp

Se hudtypskartan på sidan 2.

- Används inte på naturligt mörk hud (typ V och VI) då resultatet kan bli brännskador, blåsor och färgförändringar på huden.
- Används inte på solbränd hud eller strax efter det att huden exponerats för sol då resultatet kan bli bränn- och hudskador.
- i-Light har ingen effekt på naturligt vitt, grått, blont eller rött kropps- eller ansiktshår.

✳ Partier som inte ska behandlas:

- Använd inte på hårbotten eller öron.
- Använd inte på ansikts- eller halsbehandling för män.
- Använd inte på partiet över kindbenet (ansiktsbehandling för kvinnor).
- Använd inte på bröstvårter, huden i närheten av bröstvårtorna eller könsorganen.
- Använd inte på partier med tatueringar eller permanent makeup.
- Använd inte på mörkbruna eller svarta fläckar som hudfläckar, födelsemärken eller fräcknar.
- Använd inte på nyopererade partier, partier som behandlats med djup peeling, laser eller liknande eller på partier med bränn- eller skällskador.

✳ När du inte ska använda/vänta med att använda i-Light REVEAL:

- Använd INTE på SOLBRÄND HUD. Huden kan vara för mörk på det avsedda behandlingsområdet eftersom behandling på solbränd hud tillfälligt kan orsaka hudsvullnad, blåsbildning eller hudfärgsförändringar. Vänta tills solbrännan bleknat innan du påbörjar behandlingen.
- Använd INTE på sminkade områden eftersom behandling på sådana områden tillfälligt kan orsaka hudsvullnad, blåsbildning eller hudfärgsförändringar. Ta först bort allt smink från avsett hudområde innan du påbörjar behandlingen.
- Använd INTE på samma område ett flertal gånger under samma behandlingstillfälle eftersom det tillfälligt kan orsaka hudsvullnad, blåsbildning eller hudfärgsförändringar.
- Använd INTE mer än en gång i veckan på något område eftersom det kan förstärka resultatet men också öka riskerna för hudsvullnader, blåsbildning eller hudfärgsförändringar.
- Använd INTE på skadad hud, öppna sår, munsår, solskador, eller om huden behandlas med peeling eller annan exfolierande behandling under de senaste 6–8 veckorna.
- Använd INTE på irriterad hud, hudutslag eller svullnad eftersom huden i sådana fall kan vara speciellt känslig. Vänta till huden är läkt innan du behandlar den med i-Light REVEAL.
- Använd INTE på ljuskänslig hud. Ta reda på om det är lämpligt att du använder i-Light REVEAL genom att göra ett test på ett litet hudparti och vänta sedan 24 timmar för att vara säker på att det inte uppkommer några komplikationer innan du utför en större behandling.
- Använd INTE om du är gravid eller ammar. i-Light REVEAL har inte testats på gravida kvinnor.
- Hormonförändringar är vanliga under graviditet och amning och kan öka känsligheten och därmed risken för hudskador
- Använd INTE på något annat område än huden.
- Använd INTE denna modell (IPL2000) för något annat ändamål än hårborttagning.

- Använd INTE på något område där du kanske senare vill ha hårväxt. Resultatet av hårborttagningen kan nämligen bli permanent och oåterkalleligt.
- ✳️ **VAR FÖRSIKTIG:** Undvik att behandla partier med enbart fjun, det vill säga tunn, gles hårväxt, eftersom behandling av sådant hår kan leda till oönskad återväxt.
- Använd inte om du tidigare har haft munsår. Behandling med IPL eller annan behandling som kan verka irriterande på huden kan förorsaka återfall av munsår.
- Om du behandlats för hårborttagning med laser, IPL eller elektrolys, antingen professionellt, kliniskt eller på egen hand bör du vänta minst sex månader innan du använder i-Light REVEAL. Om du har vaxat, plockat eller epilert hår inom behandlingsområdet bör du vänta minst sex veckor innan du använder i-Light REVEAL. Eftersom enheten använder håret under huden för att inaktivera håret vid rötterna fungerar inte metoden utan håret under huden.
- Använd INTE direkt över eller nära aktiva implanterbara medicintekniska produkter, t.ex. hjärtstimulatorer (pacemakers), implanterade defibrillatorer eller administreringsenheter för insulin. Även om inga problem i anslutning till användning av denna enhet har rapporterats vid kliniska studier, bör man följa alla varningsföreskrifter för aktiva implanterbara medicintekniska produkter vid användning av elektroniska enheter för att undvika eventuellt funktionsfel eller -avbrott gällande dessa produkter.
- Använd inte över eller nära något konstgjort material som silikonimplantat, p-stav eller annan form av preventivmedelsimplantat, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulinpump) eller piercingar.
- Trådlös kommunikationsutrustning kan påverka i-Light REVEAL-enheten och sådan utrustning bör förvaras minst 3,3 m bort.
- Använd inte över eller nära metallfyllningar, tandimplantat eller tandställning.

BÖRJA ANVÄNDA i-LIGHT

✳️ LADDNINGSIKTRUKTIONER

- Kontrollera att enheten är helt laddad före den första användningen.
- Anslut spänningsadaptern till enheten och därefter till vägguttaget.
- Det tar 1,5 timme att ladda enheten helt.
- En helt laddad enhet innebär cirka 100 ljusimpulser beroende på vald energinivå. (Lägre energinivå innebär fler ljusimpulser per laddning.)

✳️ Snabbladdningsfunktion

- Enheten har också en snabbladdningsfunktion.
- Ladda enheten under 15 minuter med hjälp av snabbladdningsfunktionen.
- Det ger dig cirka 20 ljusimpulser.

- När batteriet håller på att laddas visar LCD-skärmen batteriladdningssymbolen (fig. 3).
- När batteriet är helt laddat visar LCD-skärmen en full batterisymbol (fig. 4).

Fig. 3




Fig. 4



- Under användningen visas batteristatus på LCD-skärmen genom en batterisymbol (fig. 5).


Fig. 5



Batteristatus



Svagt batteri



Urladdat batteri

- * OBS! Enheten kan inte användas när den är kopplad till elnätet eller håller på att laddas.
- * ETT GOTT RÅD: Vi rekommenderar att du laddar enheten efter varje användning för att säkerställa att enheten är helt laddad och färdig att använda vid nästa behandling.


👁 BEHANDLING MED i-LIGHT REVEAL

* Hudtonstest




1. Läs varningar och säkerhetsåtgärder.
2. Gör dig bekant med hur i-Light-apparaten fungerar.
3. Titta på hudtypskartan för att vara säker på att din hudtyp finns inom det behandlingsbara området (fig. 6).



Fig. 6



4. Sätt på enheten genom att trycka på strömbrytaren (fig. 7).




- * OBS! Varje gång du sätter på enheten påminns du om att testa din hudton. LCD-skärmen kommer att visa symbolen för hudtonssensor (fig. 8). Hudtonssensorn finns på enhetens baksida och visar ett orange blinkande ljus (fig. 9).
5. Tryck hudtonssensorn (orange blinkande ljus) tätt mot huden på det avsedda behandlingsområdet och håll den där under två sekunder (fig. 10).

Fig. 10



- Inläsningen börjar automatiskt.
 - Ett fast orange ljus och ett surrande ljud = hudtonen är kanske för mörk
 - Ett fast grönt ljus och ett pipljud = hudtonen är OK
- * OBS! Du måste upprepa hudtonstestet för varje område som du vill behandla.
- * **Val av energinivå**
 - Enheten ställs automatiskt in på energinivå 1 varje gång som enheten är på. Ändra energinivå genom att trycka på energinivåknappen (fig. 11).

Fig. 11



- Vid nivå 3 kommer ett förnyat tryck på energinivåknappen att innebära en återställning till nivå 1.
- Det finns tre energinivåer för i-Light Reveal. Nivå 1 (en stapel) är den längsta och nivå 3 (tre staplar) är den högsta.
- ✳ **ETT GOTT RÅD:** Den högsta energinivån som inte känns obehaglig för huden ger det bästa resultatet.
- ✳ **Testa i-Light REVEAL på din hud**
- Testa i-Light Reveal på ett litet hudparti innan du använder hela behandlingen för första gången och vänta 24 timmar för att vara säker på att det inte uppkommer några komplikationer.
- Börja på energinivå 1 och framkalla en ljusimpuls.
- Behandla huden genom att placera ljusimpulsfönstret tätt mot huden. Du hör två pip ljud och hudtonssensorn visar ett fast grönt ljus. Tryck på ljusimpulsknappen och en ljusimpuls träffar huden (fig. 12).

Fig. 12



- ✳ **ETT GOTT RÅD:** Använd en spegel så att du ser hudtonssensorn. Om ljuset som reflekteras känns obehagligt kanske du föredrar att blunda vid varje ljusimpuls.
- Man får räkna med ett svagt till måttligt obehag. Om en ljusimpuls på nivå 1 känns OK kan man öka till energinivå 2. Flytta enheten till ett annat hudområde och använd i-Light REVEAL igen. Upprepa denna process tills du hittar en energinivå som känns rätt för dig.
- Vänta 24 timmar och titta sedan på hudområdet som du har testat. Om du inte upptäcker några komplikationer kan du börja med din första hela behandling vid den energinivå som har känts rätt för dig.
- ✳ **OBS!** Du måste testa enheten på varje område i ansiktet eller på kroppen som du vill behandla.
- ✳ **Behandla önskat parti/önskade partier med i-Light-apparaten**
- ✳ **Förbereda huden för behandling**
- 1. Kontrollera att partiet som ska behandlas är rent och fritt från olja, deodorant, parfym, makeup, lotion eller kräm. Raka eller trimma håret på det parti som ska behandlas, huden ska vara ren och torr. Vid trimning ska håret trimmas till kortare än 0,5 mm (fig. 13).

Fig. 13



2. Använd inte hårborttagningsprodukter för vaxning, epilering, borttagning med pincett eller depilering därför att sådana produkter motverkar IPL-processen.

✳ Förbereda apparaten för behandling

- Använd hudtonssensorn för att låsa upp enheten (fig. 14).
Välj önskad energinivå (fig. 15).

Fig. 14






Fig. 15



👁 BEHANDLING

- Placera ljusimpulsfönstret tätt mot huden. Ett fast grönt ljus visar att ljusimpulsfönstret har kontakt med huden (fig. 16).

Fig. 16



- Tryck på ljusimpulsknappen för att framkalla en ljusimpuls. Du kan förvänta dig att se en ljusblinx (liktande en kamerablixt) och du kommer att uppleva en lätt värmekänsla.
- ✳ OBS! Enheten kan avge ljusimpulser cirka var femte sekund. Under denna tid kommer en timglassymbol att visas på displayen (fig. 17). När enheten är klar för en ny ljusimpuls kommer symbolen att försvinna och ljuset ändras till ett fast grönt ljus (förutsatt att behandlingsdelen har full kontakt med huden).

Fig. 17






Fig. 18

- Dela in området du ska behandla i ett tänkt rutnät (fig. 18).

- För bästa resultat vid behandling av de olika områdena i ansiktet bör du följa beskrivningen på fig. 19 som visar rekommenderat antal ljusimpulser per område.



- ETT GOTT RÅD:** Sträck ut huden för bättre hudkontakt – hudens konturer kan göra det svårare för hudkontaktsensorerna att få fullständig kontakt med vissa partier. Det kan bli lättare om man spänner ut överläppen över tänderna eller använder tungan för att spänna ut kinderna.



👁 EFTERBEHANDLING

Efter behandlingen kan huden kännas varm och man kan se en lätt rodnad. Detta är normalt och kommer att avta snabbt. Med följande säkerhetsåtgärder undviker man att huden blir irriterad efter behandling:

- Undvik att exponera huden för solstrålning under 24 timmar efter behandlingen. Skydda huden med SPF 30 under två veckor efter behandlingen.
- Undvik att förlänga solexponering som till exempel solning, solarium eller användning av brun utan sol-produkter under minst två veckor efter den sista behandlingen.
- Håll det behandlade partiet rent och torrt och drick mycket vatten för att huden ska få rätt vätskebalans.
- Bada eller duscha inte i varmt vatten och bada heller inte ångbad eller bastu under 24 timmar efter behandlingen.
- Delta inte i någon lagidrott under 24 timmar efter behandlingen.
- Använd inte någon form av depilering (vaxning, plockning, trådning eller krämer) under behandlingen – rakning är en möjlig metod men undvik rakning under 24 timmar efter behandlingen.
- Använd inte krämer med blekmedel eller parfymerade produkter under 24 timmar efter behandlingen.

👁️ RENGÖRA i-LIGHT REVEAL


- ⚡ **VAR FÖRSIKTIG:** Kontrollera att enheten är avstängd och att laddningskabeln är urkopplad från enheten innan du rengör din i-Light REVEAL..
- Regelbunden rengöring medverkar till att uppnå bästa möjliga resultat och ger enheten en längre livslängd.
- Använd en ren luddfri trasa (en sådan trasa medföljer enheten) eller bomullspinne (tops) och torka försiktigt av ytor, ljusimpulsfönster, behandlingsdel och hudtonssensor. Vid behov kan du fukta trasan eller topsen med vatten och en mild tvål.
- Se till att enheten är helt torr innan den används igen.
- ⚡ **WARNING:** Om ljusimpulsfönstret är sprucket eller trasigt får enheten inte användas. Skrapa inte filterglaset eller metallytan inuti behandlingsdelen.
- ⚡ **VAR FÖRSIKTIG:** i-Light är en apparat med hög spänning. Sänk inte ned den i vatten. Rengör inte enheten eller någon del av den under kranen eller i diskvatten.
- Använd inte oljebaserade eller lättantändliga rengöringsprodukter på grund av brandrisken. Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller aggressiva vätskor som olja eller aceton för att rengöra enheten.

➔ FELSÖKNING/FÖRVARING/UNDERHÅLL

⚡ Underhåll av i-Light REVEAL

- ⚡ **VAR FÖRSIKTIG:** Kontrollera att strömbrytaren är avstängd (OFF) och att nätkabeln är urkopplad från basenheten innan du genomför något underhåll.
- ⚡ **Byta ut behandlingshuvud**
- Behandlingshuvudet kan avge 6 000 ljusimpulser oberoende av vilken energinivå man väljer. När det inte längre finns några ljusimpulser kvar i behandlingshuvudet måste det bytas ut.
- Symbolen för lampstatus på displayen (fig. 21) varnar när antalet kvarvarande ljusimpulser är lågt.

Fig. 21



- Lampstatus, översikt (fig. 22).

STATUS	FULL	DELVIS FULL	TOM
Lampstatus, översikt	En ny lampa avger 6 000 ljusimpulser och lampsymbolen är helt full.	När det finns mindre än 300 ljusimpulser kvar ändrar lampsymbolen färg och blir delvis full (svart).	Lampsymbolen är tom och blinkar. Enheten ger ifrån sig ett pip ljud. Behandlingshuvudet måste bytas ut.
SYMBOL			

✳ **OBS!** Behandlingshuvudet måste bytas ut om ljusröret är trasigt.

- Tryck på frigöringsknapparna för behandlingshuvudet, dra försiktigt av och ta bort behandlingshuvudet (fig. 23).
- Sätt på det nya behandlingshuvudet. När du hör ett klickljud har behandlingshuvudet kommit på plats (fig. 24).

Fig. 23




Fig. 24



✳ **Förvaring**

- Slå av apparaten, dra ur sladden och låt apparaten svalna i tio minuter före förvaring.
- Förvara apparaten torrt vid en temperatur mellan 15 °C och 35 °C.

✱ Felsökning

- Läs instruktionerna i sin helhet innan du använder i-Light.
- Använd denna felsökning som referens om det uppkommer några problem eftersom felsökningsavsnittet visar på de vanligaste problemen som man kan stöta på vid användning av i-Light.
- Om du fortsatt har problem trots att du har följt instruktionerna i detta avsnitt bör du kontakta Remington®-servicecenter för mer hjälp.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Enheten startar inte.	<p>Enheten är inte laddad. Då hör du två pipjud och LCD-displayen visar denna skärm.</p> 	<p>Kontrollera att enheten är helt laddad – sätt in laddningskabeln i vägguttaget. Batteriladdningssymbolen visas på LCD-displayen. När enheten är helt laddad är batterisymbolen full.</p> 
	<p>Behandlingshuvudet är inte helt anslutet. Då hör du två pipjud och LCD-displayen visar denna skärm.</p> 	<p>Kontrollera att behandlingshuvudet är rätt anslutet till enheten. När behandlingshuvudet är rätt anslutet ska man höra ett klickljud, lamporna slocknar och pipjudet upphör.</p>

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
<p>När jag håller enheten mot huden händer ingenting. Jag hör inget pipljud trots att jag väntar några sekunder.</p>	<p>Du kanske behöver göra ett hudtonstest. LCD-skärmen visar då denna skärm:</p> 	<p>Håll det blinkande orangea ljuset mot huden som du vill behandla.</p> <p>Enheten kanske begär ett nytt hudtonstest om:</p> <ul style="list-style-type: none"> – enheten inte har använts under fem minuter efter testet – du har gjort ett uppehåll mitt under behandlingen – enheten har stängts av och sedan satts på igen.
	<p>Behandlingshuvudet har inte fullständig kontakt med huden.</p>	<p>Kontrollera att behandlingshuvudet har kontakt med huden.</p> <p>Enheten blinkar inte om inte behandlingshuvudet har fullständig kontakt med huden.</p>
	<p>Du försöker behandla ett alltför litet område, t.ex. mellan ögonbrynen eller nära ögonen.</p>	<p>Tänk på din säkerhet och använd INTE enheten på något område nära ögon, ögonbryn eller ögonfransar.</p>

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
När jag trycker in ljusimpulsknappen kommer det ingen ljusimpuls.	Behandlingshuvudet har inte fullständig kontakt med huden.	Kontrollera att behandlingshuvudet har kontakt med huden. Enheten blinkar inte om inte behandlingshuvudet har fullständig kontakt med huden.
	Du har inte gått tillräckligt lång tid mellan ljusimpulserna.	Det behövs cirka 5 minuter för återladdning mellan ljusimpulserna. När enheten är klar att skicka ut ljusimpulser igen kommer lampan att lysa med fast grönt ljus.
	Behandlingshuvudet behöver bytas ut. Symbolen för lampstatus är tom och blinkar av och till på LCD-skärmen.	Kontrollera att symbolen för lampstatus inte är tom eller blinkar. Om den blinkar – stäng av enheten och byt ut behandlingshuvudet.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
<p>Ingen ljusimpuls avges när jag trycker in ljusimpulsknappen</p>	<p>Ibland måste enheten svalna. Då hör du pip ljudet en gång och LCD-skärmen visar denna skärm:</p> 	<p>Vänta några minuter så att enheten kan svalna. Stäng inte av enheten eftersom denna skärm försvinner så snart enheten är klar för användning igen. Detta problem är ovanligt under normala omständigheter men det kan uppkomma om enheten har blivit alltför varm.</p>
	<p>Rummet är så varmt att enheten inte kan svalna.</p>	<p>Använd i-Light REVEAL på en svalare plats där temperaturen är lägre än 27 °C (80 °F).</p>

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Jag gjorde ett hudtonstest och ljuset blev orange och jag hörde ett surrande ljud.	Din hud är kanske för mörk för att behandlas. Titta på hudkartan i början av denna bruksanvisning.	Din hudton är inte lämplig för användning av i-Light REVEAL. Kontakta din lokala kundtjänst.
	Du använde inte hudtonssensorn på rätt sätt.	Om hudtonssensorn (blinkande orange ljus) inte har fullständig kontakt med huden hörs ett avvisande surrande ljud från enheten. Försök med att trycka hudtonssensorn tätt mot huden.
	Hudtonssensorn fungerar inte.	Kontakta din lokala kundtjänst.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Smuts och skräp har fastnat i ljusimpulsfönstret.	Enheten behöver rengöras.	Följ instruktionerna för rengöring som medföljer denna bruksanvisning.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
<p>Enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fungerar inte – ger ifrån sig ett pipljud – visar denna symbol tillsammans med ett referensnummer:  <p>006</p>	<p>Enheten fungerar inte som den ska och kan behöva en översyn.</p>	<p>Ta kontakt med den lokala kundtjänsten och informera om referensnumret från displayen.</p>

- * Försök INTE att öppna eller reparera enheten. Endast auktoriserade reparationsverkstäder för i-Light REVEAL får utföra reparationerna.
- Om du öppnar enheten kan du utsättas för skadliga elektriska komponenter och ljusimpulsenergi och bådaderna kan orsaka allvarliga kroppsskador och/eller permanent skada på ögonen. Försök på att öppna enheten kan också medföra skada på enheten och ogiltiggöra garantin. Kontakta din lokala kundtjänst om enheten behöver repareras.



MILJÖSKYDD

För att undvika problem, relaterade till miljö och hälsa orsakade av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, får apparater som är markerade med denna symbol inte kasseras tillsammans med osorterat kommunalt avfall utan de ska lämnas till återvinning/ materialåtervinning eller återanvändning.



Kiitos, että valitsit tämän uuden Remington®-tuotteen.

Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa.

Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- 1 **VAROITUS – PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALOJEN TAI HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN ESTÄMISEKSI:**
- 2 Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- 3 Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriöitä.
- 4 Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty sähköverkkoon.
- 5 Pidä pistoke ja virtajohto etäällä kuumista pinnoista.
- 6 Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut. Uuden virtajohdon saa kansainvälisten palvelukeskustemme kautta.
- 7 Säilytä tuote 15–35 °C:een lämpötilassa.
- 8 Käytä vain laitteen mukana tulevia osia.
- 9 Älä väännä tai taivuta johtoa, äläkä kierrä sitä laitteen ympärille.
- 10 Laitteen runko ei ole pestävä tai vedenpitävä. Älä upota laitetta mihinkään nesteeseen; älä käytä laitetta ammeessa, pesualtaassa tai muussa astiassa olevan veden lähellä; älä käytä laitetta ulkona.
- 11 Varmista, etteivät virtajohto ja sovitin kastu. Älä koske laitteeseen, jos se on pudonnut veteen - irrota laite välittömästi verkkovirrasta.
- 12 Älä kytke tai irrota laitetta verkkovirrasta, jos kätesi ovat märät.
- 13 Laitetta saa käyttää yli 8 -vuotiaat henkilöt, joiden fyysiset ja henkiset kyvyt eivät ole rajoittuneet. Valvonnan alla henkilöt joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, henkilöt jotka ymmärtävät ohjeet ja turvallisuusriskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistuksen ja huollon saa tehdä yli 8 -vuotiaat valvonnan alaisina. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaitten lasten ulottumattomissa. Laitetta saavat käyttää vain vastuuntuntoiset aikuiset tai laitetta saa käyttää vain heidän valvonnassaan.
- 14 Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaitten lasten ulottumattomissa.
- 15 Laite on varustettava suojaerotusmuuntajilla SW-120060EU (Eurooppa) ja SW-120060BS (Iso-Britannia), joiden antoteho on 12 DC; 600 mA (adapterin teho).
- 16 ÄLÄ peitä tuuletusaukkoja käytön aikana, sillä ne auttavat pitämään laitteen viileänä käytön aikana. Muutoin voi seurauksena olla ylikuumeneminen.
- 17 ÄLÄ käytä, jos pakkauslaatikko tai laite näyttää vaurioituneelta tai jos jokin laitteen osa on murtunut tai rikki. Muutoin voi iho- tai silmävamman vaara suurentua valoimpulssin takia.
- 18 Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

OMINAISUUDET

LAITE

- 1 Valoimpulssi-ikkuna
- 2 Käsittelypää
- 3 Käsittelypään vapautuspainikkeet
- 4 Ihon värisävyanturi
- 5 Valoimpulssipainike
- 6 LCD-näyttö

LCD-näyttö

- 7 Akun kesto
- 8 Impulssien laskin
- 9 Lampun tila
- 10 Tehotaso
- 11 Tehotason painike
- 12 Virtakytkin
- 13 Verkkolaite
- 14 Nukkaamaton liina
- 15 Säilytyspussi (ei näy kuvassa)

i-LIGHT-LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN

* Mikä on i-Light?

iLight PRO -järjestelmä on mullistava valoon perustuva laite, joka on suunniteltu epätoivotun karvoituksen poistoon kotiolosuhteissa vartalon alueelta ja naisten kasvojen alueelta.

i-Light REVEAL käyttää samaa kliinisesti tutkittua tekniikkaa kuin ihotautilääkärit ja kauneussalongit käyttävät, mutta optimoituna henkilökohtaiseen käyttöön pienemmille alueille.

* Mikä on Intense Pulse Light (IPL) ja kuinka i-Light REVEAL toimii?


IPL (Intense Pulsed Light) on vakiintunut tekniikka, jota on käytetty maailmanlaajuisesti yli 15 vuotta. i-Light REVEAL käyttää tätä tekniikkaa ja lähettää iholle nopeita intensiivisiä valoimpulsseja.

Impulssi vaikuttaa ihonalaisesti ja kohdistuu karvatuppeen estäen karvankasvua. (Kuva1)

Valopulssin energia kohdistuu tummaan väriin ja toimii parhaiten tummempien karvojen poistoon.

Käytä i-Light REVEAL -laitetta vain vaaleasta keskivaaleisiin ihosävyihin (I–IV), jotta vältetään impulssin kohdistuminen (ja mahdolliset ihovauriot) tummaan ihoon.

Fig. 1



✳ Minkälaisia tuloksia voit odottaa i-Light REVEAL -laitteelta?

Tulokset eivät näy heti, mutta useimmat käyttäjät huomaavat karvoituksen vähentyneen 1–2 viikossa käsittelyn aloittamisesta. Tänä aikana voi vaikuttaa siltä, että karvaa kasvaa edelleen, mutta oikeastaan se johtuu ihokarvojen irtoamisesta. (Kuva 2)

Fig. 2



On kuitenkin tärkeää jatkaa koko käsittelyohjelma loppuun, jotta varmistetaan jokaisen karvan käsittely. Täysi käsittelyohjelma koostuu kolmesta käsittelystä 2 viikon välein.

Yksittäiset tulokset vaihtelevat, optimaalinen tulos saattaa vaatia useita käsittelyjä.

Tilalle kasvaa harvempia, hienompia ja väriltään vaaleampia karvoja kuin alkuperäiset. Tällainen karvan kasvu on täysin normaalia ja odotettavissa olevaa.

Ensimmäisen käsittelyohjelman jälkeen jatkuva säännöllinen ja viikoittainen käyttö tuo hyviä tuloksia 6–12 viikon sisällä (tummempi iho voi vaatia enemmän aikaa).



VAROITUKSET JA TURVAOHJEET

◆ TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Ennen i-Light REVEAL -laitteen käyttöä:

Lue kaikki varoitukset ja turvatiedot.

Tarkista ennen käyttöä, että i-Light REVEAL soveltuu sinulle.

Tarkista laatikossa ja tämän käyttöoppaan kannessa olevan ihokartan ja sisäänrakennetun ihoanturin avulla, että laite soveltuu käyttöösi.

Tarkista tämän käyttöoppaan kannessa olevan karvakartan avulla, että laite soveltuu sinulle.

✳ Ihotyyppi

Katso ihonväritaulukko sivulta 2.

- Älä käytä luonnostaan tummille ihotyypeille (Fitzpatrickin tyyppi V ja VI), koska laite saattaa aiheuttaa palovammoja, rakkuloita ja ihon värimuutoksia.
- Älä käytä ruskettuneelle iholle tai välittömästi ihon auringolle altistumisen jälkeen, koska tämä saattaa aiheuttaa palovammoja tai ihovaurioita.
- iLight ei ole tehokas luonnostaan valkoisten, harmaiden, vaaleiden tai punaisten ihokarvojen kohdalla.

✳ Älä käsittele seuraavia alueita:

- Älä käytä päänahkaan tai korviin.
- Älä käytä miesten kasvoihin tai niskaan.
- Älä käytä poskipäähän yläpuolelle (naisten kasvot).
- Älä käytä nännien, nännipihan tai sukupuolielinten karvojen poistoon.
- Älä käytä, jos käsiteltävällä alueella on tatuointeja tai pysyvä meikki.
- Älä käytä tummanruskeiden tai mustien läikkien, kuten luomien, syntymämerkkien tai pisamien alueella.
- Älä käytä alueilla, joille on hiljattain tehty leikkaus, syväkuorinta tai laserhoito tai joilla on palovammat tai arpia.

✳ i-Light REVEAL -laitetta ei saa käyttää/sen käyttöä tulee välttää seuraavissa tapauksissa

- ÄLÄ käytä RUSKETTUNEELLE IHOLLE, koska ihosi saattaa olla liian tumma, ja ruskettuneiden alueiden käsittely saattaa aiheuttaa ihon turvotusta, rakkuloita ja ihon värimuutoksia. Odota kunnes rusketus on vaalentunut.
- ÄLÄ käytä ihoalueille, joilla on kosmetiikkaa, koska tällaisten ihoalueiden käsittely saattaa aiheuttaa ihon ohimenevää turvotusta, rakkuloita tai ihon värimuutoksia. Varmista, että puhdistat suunnitellun käsittelyalueen huolellisesti ennen käsittelyä.
- ÄLÄ käsittele samaa kohtaa useampaa kertaa yhden käsittelyn aikana, koska se saattaa aiheuttaa ihon ohimenevää turvotusta, rakkuloita ja ihon värimuutoksia.
- ÄLÄ käsittele samaa ihoaluetta useamman kuin yhden kerran saman käsittelyn aikana, koska se ei paranna tehoa, vaan lisää riskiä ihon turvotukseen, rakkuloihin ja ihon värimuutoksiin.
- ÄLÄ käytä vaurioituneelle iholle, mukaan lukien avohaavat, huuliherpes, auringon polttama iho tai alueet, joihin on tehty ihokuorinta tai muu ihon pintakäsittely viimeisten 6–8 viikon aikana.
- ÄLÄ käytä ärtyneelle iholle, tulehtuneille alueille tai turvonneelle iholle. Nämä tilat voivat tehdä ihosta herkemmän. Odota ihoalueen parantumista ennen käyttämistä.
- ÄLÄ käytä, jos ihosi on valoherkkä. Voit kokeilla soveltuuko i-Light REVEAL sinulle tekemällä testin pienellä ihoalueella ennen laajempaa käyttöä ja odottamalla 24 tuntia mahdollisten haittavaikutusten ilmestymistä.
- ÄLÄ käytä, jos olet tai saatat olla raskaana tai imetät. i-Light REVEAL -laitetta ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla. Hormonaaliset vaihtelut ovat yleisiä raskauden ja imetyksen aikana, ja ne saattavat lisätä ihon herkkyyttä ja ihovaurioiden riskiä.
- ÄLÄ käytä muulle kuin iholle.
- ÄLÄ käytä tätä mallia (IPL2000) mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ihokarvojen poistoon.
- ÄLÄ käytä alueille, joille haluat karvan kasvavan takaisin tulevaisuudessa. Tulokset voivat olla pysyviä ja peruuttamattomia.

- ✳ **HUOMIO:** Vältä sellaisten alueiden käsittelyä, joilla kasvaa vain villamaista karvaa (erittäin ohutta, hienoa karvaa), koska se voi aiheuttaa epätoivottua karvojen uudelleen kasvua.
- Jos sinulle on tehty ammattimainen tai kliininen laser- tai IPL-hoito tai elektrolyysikarvanpoisto, odota vähintään 6 kuukautta ennen i-Light REVEAL -laitteen käyttämistä. Jos olet vahannut, nyppinyt tai käyttänyt epilaattoria käsittelyalueella, odota vähintään 6 viikkoa ennen i-Light REVEAL -laitteen käyttämistä. Käsittely kohdistuu ihon alla olevaan karvatuppeen, eikä ole tehokasta, jos karva on nypitty pois.
- ÄLÄ käytä suoraan aktiivisten lääketieteellisten implanttilaitteiden, kuten sydämentahdistin, sisäinen defibrillaattori tai insuliinilaitteet, päällä tai niiden lähellä. Vaikka mitään ongelmia tämän laitteen käytössä ei ole raportoitu kliinisten tutkimusten aikana, on suositeltavaa noudattaa kaikkia implantoitujen laitteiden varoituksia sähkölaitteiden käytöstä, jotta vältetään implantoidun laitteen toimintahäiriö tai toiminnan keskeytyminen.
- Langattomat viestintävälineet saattavat vaikuttaa i-Light REVEAL -laitteeseen ja ne tulisi pitää 3,3 metrin etäisyydelle siitä.
- Älä käytä metallipaikkojen, hammasimplanttien tai hammasrautojen päällä tai niiden lähellä.

👁 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ

✳ LATAUSOHJEET

- Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että laite on ladattu täyteen.
- Liitä verkkolaite laitteeseen ja sitten pistorasiaan.
- Täyteen lataaminen kestää 1,5 tuntia.
- Yksi täysi lataus mahdollistaa noin 100 valoimpulssia valitusta tehostasosta riippuen (matalalla tehostasolla riittää useampaan valoimpulssiin).

✳ Pikalataustoiminto

- Laite on varustettu myös pikalataustoiminnolla.
- Tätä toimintoa käytetään lataamalla laitetta 15 minuuttia.
- Pikalataus mahdollistaa noin 20 valoimpulssia.
- LCD-näytössä näkyy latauskuvake, kun akku on latauksessa. (Kuva 3).
- LCD-näytössä näkyy täyden latauksen kuvake, kun akku on täyteen ladattu. (Kuva 4).

Fig. 3




Fig. 4



- Käytön aikana akun tila näytetään LCD-näytössä 'Akun varaustaso' -kuvakkeena. (Kuva 5)

Fig. 5



Akun varaustaso

Akun varaus vähissä

Aku on tyhjä

- HUOMAUTUS:** Laitetta ei voi käyttää, kun se on kytkettynä verkkovirtaan tai latauksen aikana.
- VIHJE:** Suosittelemme laitteen lataamista joka käyttökerran jälkeen, jotta varmistetaan, että laite on täyteen ladattu ja valmis seuraavaan käyttökertaan.


i-LIGHT REVEAL LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

Ihon värisävy

- Lue varoitukset ja turvaohjeet.
- Tutustu i-Light-laitteen ominaisuuksiin.
- Tarkista ihonsävytaulukosta, että laite soveltuu käytettäväksi ihoosi. (Kuva 6)



Fig. 6



- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. (Kuva 7)

Fig. 7





Fig. 8



Fig. 9




- * **HUOMAUTUS:** Joka kerta laitteen käynnistyessä, sinua kehoitetaan testaamaan ihosi sävy.
 - LCD-näytössä näkyy 'Ihon värisävyanturi'-kuvake. (Kuva 8)
 - Ihon värisävyanturi sijaitsee laitteen takana ja siinä vilkkuu oranssi valo. (Kuva 9)
- 5. Paina ihon värisävyanturi (vilkkuva oranssi valo) tiiviisti ihoasi vasten suunnitellulla käsittelyalueella ja pidä noin 2 sekuntia paikallaan. (Kuva 10)

Fig. 10



- Testaus tapahtuu automaattisesti.
 - Oranssi valo palaa ja kuuluu sumeriääni = Iho saattaa olla liian tumma
 - Vihreä valo palaa ja kuuluu piippaus = Ihon värisävy on soveltuva.
- * **HUOMAUTUS:** Sinun täytyy toistaa ihon värisävytesti jokaisella käsittelyalueella.
 - * **Tehotason valinta**
 - Laite käynnistyy joka kerta automaattisesti tehotasolla 1. Voit muuttaa tehotasoa painamalla tehotason valintapainiketta. (Kuva 11)

Fig. 11



- Tehotason 3 painamisen jälkeen tehotason valintapainike valitsee uudelleen tehotason 1. i-Light REVEAL -laitteessa on 3 tehotasoa. Taso 1 (yksi palkki) on matalin ja taso 3 (kolme palkkia) on korkein.
- * **VIHJE:** Saat parhaimman tuloksen käyttämällä aina korkeinta tehoasetusta, joka ei ole epämiellyttävä iholle.

✳ Testaa i-Light REVEAL ihollasi

- Ennen ensimmäistä laajempaa käyttöä, testaa i-Light REVEAL -laite pienellä ihoalueella, ja odota 24 tuntia varmistaaksesi, että et saa haittavaikutuksia.
- Käynnistä tehotasolla 1 ja anna yksi valoimpulssi. Anna valoimpulssi asettamalla valoimpulssi-ikkuna tiiviisti ihoasi vasten. Kuulet 'piip piip' -äänen ja ihon värisävynturin valon pitäisi palaa vihreänä. Tuota valoimpulssi painamalla valoimpulssipainiketta. (Kuva 12)

Fig. 12



- ✳ **VIHJE:** Peilin käyttäminen helpottaa ihon värisävynturin näkemistä. Jos heijastuva valo on epämiellyttävä, voit sulkea silmäsi ennen jokaista valoimpulssia.
- Lievä tai kohtalainen epämukavuus on normaalia. Jos valoimpulssi tehotasolla 1 tuntuu siedettävältä, voit nostaa tehotasolle 2. Siirrä laite toiseen paikkaan ja aktivoi i-Light REVEAL -laitteen valoimpulssi uudelleen. Toista tämä menettely, kunnes olet löytänyt itsellesi sopivimman asetuksen.
- Odota 24 tuntia ja tarkasta testialue. Jos iho näyttää normaalilta, voit tehdä ensimmäisen täydellisen käsittelyn itsellesi sopivimmalla tehotasolla.
- ✳ **HUOMAUTUS:** Sinun täytyy testata laite jokaisella kasvojen tai vartalon alueella, jonka haluat käsitellä.

✳ Käsittele haluamasi alue(et) i-Light-laitteella

✳ Ihon valmistelu käsittelyä varten

1. Varmista, että käsiteltävä ihoalue on puhdas, eikä siinä ole öljyä, deodoranttia, hajuvettä, meikkiä eikä voiteita. Aja tai leikkaa ihokarvat käsiteltävältä alueelta ja varmista, että iho on puhdas ja kuiva. Jos leikkaat: karvat täytyy leikata alle 0,5 mm pituuteen. (Kuva 13)

Fig. 13



2. Älä koskaan käytä vaha, epilaattoria, pinsettejä tai karvanpoistotuotteita karvojen poistamiseen, koska ne ehkäisevät IPL-prosessia.

* Laitteen valmistelu käsittelyä varten

Käytä ihoa värisävyanturia laitteen avaamiseen. (Kuva 14).

Valitse haluamasi tehotas (kuva 15).

Fig. 14






Fig. 15



👁️ KÄSITTELY

- Aseta valoimpulssi-ikkuna tiiviisti ihoa vasten. Valo palaa vihreänä, jos valoimpulssi-ikkuna koskettaa ihoa. (Kuva 16)

Fig. 16



- Tuota valoimpulssi painamalla valoimpulssipainiketta. Näet välähtävän valon (samanlaisen kuin kamerasalamavalo), ja sinun pitäisi tunkea kevyt lämmin kosketus.

- HUOMAUTUS:** Laite tuottaa valoimpulssin noin joka 5. sekunti. Tämän aikana tiimalasikuvake ilmestyy näyttöön. (Kuva 17). Kun laite on valmis uuteen valoimpulssiin, kuvake häviää ja valo palaa vihreänä (jos käsittelypää on täydessä kosketuksessa ihoon).

Fig. 17





Fig. 18


- Käsittele ihoalue ruudukkomaisesti. (Kuva 18)

- Saat parhaimman tuloksen noudattamalla kuvan 19 ohjeita, joissa näkyy suositeltu valoimpulssien määrä jokaiselle kasvojen alueelle.



- * VIHJE:** Saat paremman ihokosketuksen venyttämällä ihoa, ihon juonteet voivat vaikeuttaa anturin ihokosketusta joillakin alueilla. Käyttö on ehkä helpompaa, jos käännät ylähuulen hampaiden päälle tai käytät kieltä poskien venyttämiseen.
- Laite on varustettu "valoimpulssilaskurilla", joka auttaa sinua laskemaan käytettyjen impulssien määrän. (Kuva 20) Se aloittaa nolasta aina, kun laite käynnistetään.

Fig. 20



👁️ JÄLKIKÄSITTELY

Käsittelyn jälkeen iho saattaa punoittaa jonkin verran tai tuntua normaalia lämpoisemmältä. Tämä on normaalia ja häviää nopeasti. Ihoärsytyksen välttämiseksi käsittelyn jälkeen, huomioi seuraavat varotoimenpiteet:

- Vältä altistumista auringolle 24 tunnin ajan käsittelyn jälkeen. Suojaa ihoa aurinkosuojakertoimella 30 2 viikon ajan kunkin käsittelyn jälkeen.
- Älä tehosta auringolle altistumista ottamalla aurinkoa, käymällä solariumissa tai käyttämällä itseruskettavia aineita vähintään 2 viikkoon viimeisen käsittelyn jälkeen.
- Pidä käsitelty ihoalue puhtaana ja kuivana käsittelyn jälkeen ja juo runsaasti vettä pitääksesi ihon kosteutettuna.
- Älä käy kuumassa kylvyssä, suihkussa, höyryhuoneissa tai saunassa 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä harjoita urheilulajeja, joissa joudut kosketuksiin toisten ihmisten kanssa 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä poista ihokarvoja (vahaamalla, nyppimällä, kiertämällä tai voiteilla) käsittelyn aikana – ihokarvojen ajaminen on sallittua kunhan et tee sitä 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.
- Älä käytä vaalentavia voiteita tai hajustettuja tuotteita 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.


👁️ i-LIGHT REVEAL -LAITTEEN PUHDISTAMINEN

- ⚠️ **HUOMIO:** Varmista aina ennen puhdistamisen aloittamista, että i-Light REVEAL on kytketty pois päältä ja latausjohto on irrotettu laitteesta.
- Säännöllinen puhdistus auttaa varmistamaan hyvän lopputuloksen ja pitkän käyttöiän laitteelle.
- Käytä puhdasta, nukkaamatonta liinaa (yksi liina tulee laitteen mukana) tai vanulappuja ja pyyhi varovasti laitteen pinta, valoimpulssi-ikkuna, käsittelypää ja ihon värisävyanturi. Tarvittaessa voit kostuttaa liinan tai vanulaput vedellä ja miedolla saippualla.
- Anna laitteen kuivua ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- ⚠️ **VAROITUS:** Älä käytä laitetta, jos valoimpulssi-ikkunassa on halkeama tai se on rikkoutunut. Älä koskaan naarmuta suodatinlasia tai metallipintaa käsittelypään sisäpuolella.
- ⚠️ **VAROITUS:** i-Light on korkeajännitteinen sähkölaite. Älä koskaan upota sitä veteen. Älä koskaan puhdistaa laitetta tai mitään sen osaa juoksevilla vedellä tai astianpesukoneessa.
- Tulipaloriskin välttämiseksi älä käytä bensiinipohjaisia tai syttyviä puhdistusaineita. Älä käytä kiillotustyynyjä tai hankaavia puhdistusaineita tai voimakkaita nesteitä, kuten asetonia, laitteen puhdistamiseen.

➡️ VIANETSINTÄ / SÄILYTYS / HUOLTO

- ✳️ **i-Light Reveal -laitteen huolto**
- ⚠️ **VAROITUS:** Varmista ennen i-Light-laitteen huoltamista, että virtakytkin on OFF-asennossa ja virtajohto on irrotettu perusyksiköstä.
- ✳️ **Käsittelypään vaihtaminen**
- Käsittelypää kestää 6 000 valoimpulssia riippumatta tehoasetuksesta. Kun käsittelypää on käyttänyt kaikki valoimpulssinsa, se täytyy vaihtaa.
- 'Lampun tilan näyttö'-kuvake varoittaa, kun jäljellä olevien valoimpulssien määrä on pieni. (Kuva 21)

Fig. 21



- Lampun tilan näyttö (Kuva 22).

TILA	TÄYNNÄ	VAJAA	TYHJÄ
Lampun tilan näyttö	Uusi lamppu tuottaa 6 000 valoimpulsssia ja lampun täyttöväri on kiinteä	Kun jäljellä on alle 300 valoimpulsssia, lampun täyttöväri muuttuu mustaksi	Kun lamppu on kokonaan tyhjä, se vilkkuu. Laite antaa 'piip'-merkkiään. Käsittelypää on vaihdettava.
KUVAKE			

✳ **HUOMAUTUS:** Käsittelypää on vaihdettava, jos lampun putki on rikki.

- Paina käsittelypään vapautuskielekkeitä ja vedä käsittelypää varovasti irti. (Kuva 23)
- Vaihda tilalle uusi käsittelypää ja varmista, että se napsahtaa paikalleen. (Kuva 24)

Fig. 23




Fig. 24



✳ **Säilyttäminen**

- Sammuta laitteen virta, irrota se verkkovirrasta ja anna jäähtyä 10 minuuttia ennen säilytystä.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 15 °C ja 35 °C välillä.

* **Vianetsintä**

- Lue nämä ohjeet kokonaan ennen i-Light-laitteen käyttämistä.
- Jos sinulla on ongelmia i-Light-laitteen kanssa, lue vianetsintäohjeet, joissa on kerrottu laitteen yleisimmät ongelmat.
- Jos olet noudattanut tämän osion ohjeita, mutta sinulla on siitä huolimatta ongelmia laitteesi kanssa, ota yhteyttä Remington®-huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
<p data-bbox="63 624 270 647">Laitte ei kytkeydy päälle.</p>	<p data-bbox="363 367 609 493">Laitetta ei ole ladattu. Sinun pitäisi kuulla laitteen 'piippaavan' kaksi kertaa ja LCD-näytössä pitäisi näkyä seuraava kuva.</p> 	<p data-bbox="664 367 923 577">Varmista, että laite on täyteen ladattu - liitä latausjohto pistorasiaan. Akun latauskuvakkeen pitäisi näkyä LCD-näytössä. Kun laite on ladattu täyteen, akun latauskuvake näyttää täyttä akkua:</p> 
	<p data-bbox="363 734 627 863">Käsittelypää ei ole kunnolla kiinnitetty. Sinun pitäisi kuulla kaksi 'piippausta' ja LCD-näytössä pitäisi näkyä seuraava kuva.</p> 	<p data-bbox="664 734 938 902">Varmista, että käsittelypää on kiinnitetty kunnolla laitteeseen. Kun käsittelypää on kiinnitetty oikein, kuulet 'napsahduksen' ja 'piippaava' merkkiäänä lakkaa kuulumasta.</p>

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
<p>Mitään ei tapahdu vaikka pidän laitetta ihoani vasten. Laitte ei 'piippaa' edes muutaman sekunnin kuluttua.</p>	<p>Saatat joutua suorittamaan ihon värisävytestin. LCD-näytössä näkyy:</p> 	<p>Aseta vilkkuva oranssi valo ihoa vasten suunnitellulla käsittelyalueella.</p> <p>Laitte saattaa vaatia toisen ihon värisävytestin, jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laitetta ei ole käytetty viiteen minuuttiin - Pidät tauon kesken käsittelyn - Laitte on kytketty pois päältä ja sitten uudelleen päälle
	<p>Käsittelypää ei ole kunnolla kosketuksissa ihon kanssa.</p>	<p>Tarkista, että käsittelypää koskettaa ihoasi. Laitte ei anna valoimpulsseja, jos käsittelypää ei ole kunnolla ihoa vasten.</p>
	<p>Yrität käsitellä pientä aluetta, kuten kulmakarvojen välistä aluetta tai aluetta lähellä silmiä.</p>	<p>Oman turvallisuutesi takia, laitetta EI saa käyttää lähellä silmiä, kulmakarvoja tai silmäripsiä.</p>

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Valoimpulssi ei välähdä vaikka painan valoimpulssipainiketta	Käsittelypää ei ole kunnolla kosketuksissa ihon kanssa.	Tarkista, että käsittelypää koskettaa ihoasi. Laite ei anna valoimpulssia, jos käsittelypää ei ole kunnolla ihoa vasten.
	Et ole odottaneet tarpeeksi pitkää aikaa valoimpulssien välillä.	Laite vaatii noin 5 sekuntia uudelleen lataukseen valoimpulssien välillä. Kun laite on valmis antamaan uuden valoimpulssin, valo alkaa palaa vihreänä.
	Käsittelypää on vaihdettava; LCD-näytössä näkyy 'Lampun tila tyhjä'-kuvake ja se vilkkuu.	Varmista, että lampun tila ei ole tyhjä ja kuvake ei vilku. Jos se vilkkuu, kytke laite pois päältä ja vaihda käsittelypää.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
<p>Valoimpulssi ei välähdävaikka painan valoimpulssipainiketta</p>	<p>Laite tarvitsee aikaa jäähtyäkseen. Sinun pitäisi kuulla laitteen 'piippaavan' kerran ja LCD-näytössä pitäisi näkyä seuraava kuva:</p> 	<p>Odota muutama minuutti laitteen jäähtymistä. Älä kytke laitetta pois päältä, sillä tämä näyttö häviää, kun laite on jälleen käyttövalmis. Normaalioloissa tämä on harvinaista, mutta tämä voi tapahtua, jos laite kuumenee liikaa.</p>
	<p>Huone on liian kuuma laitteen jäähtymiselle.</p>	<p>Käytä i-Light REVEAL -laitetta viileämmässä paikassa, jonka lämpötila on alle 27 °C.</p>

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Tein ihon värisävytestin ja valo muuttui oranssiksi sekä kuului 'summeriääni'.	Ihosi saattaa olla liian tumma käsiteltäväksi. Tutustu tämän käyttöoppaan alussa olevan ihokarttaan.	Et voi käyttää i-Light REVEAL-laitetta ihosi värisävyä takia. Ota yhteys paikalliseen edustajaan.
	Et käyttänyt ihon värisävyanturia oikein.	Jos ihon värisävyanturi (vilkkuva oranssi valo) ei ole kunnolla kiinni ihossa, laite hylkää sävyn. Kokeile painaa ihon värisävyanturi tiiviisti ihoa vasten.
	Ihon värisävyanturi ei toimi.	Ota yhteys paikalliseen edustajaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Likaa tai roskia on tarttunut valoimpulssi-ikkunaan.	Laite on puhdistettava.	Noudata käyttöoppaassa olevia puhdistusohjeita.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Laite: - Ei toimi - Piippaa - Näyttää tätä symbolia (myös viitenumero:  006	Laite ei toimi kunnolla ja se tarvitsee ehkä huollon.	Ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen ja anna tämä viitenumero näytöltä.

- * ÄLÄ yritä avata tai korjata laitetta itse. Vain valtuutetut i-Light REVEAL -huoltoliikkeet saavat tehdä korjauksia.
- Laitteen avaaminen voi altistaa sinut vaarallisille sähköosille ja valoimpulsseille, joista kumpikin voi aiheuttaa vakavan vahingon ja/tai pysyvän silmävaurion. Laitteen avaaminen saattaa vaurioittaa myös laitetta ja mitätöidä takuun. Ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen, jos laite tarvitsee korjausta.



YMPÄRISTÖNSUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä, ja ne on otettava talteen, uudelleen käytettävä tai kierrätettävä.





Model No. IPL2000

14/INT/ IPL2000 T22-0002759 Version 07 / 14
Remington® is a Registered Trade Mark of
Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries.
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany
© 2014 SBI

