

REMINGTON®



i-LIGHT® REVEAL™

HAIR REMOVAL

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) HAIR REMOVAL
FOR THE FACE AND BODY



GUARANTEE ⁺¹
2 yr
IPL2000

SKIN CHART



THE SKIN CHART



THE HAIR CHART



WARNING : i-Light REVEAL is not suitable for very dark or black skin, white/grey or very light blonde/red hair.

For facial use: Only suitable for female facial use below the cheekbone.

DO NOT use on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so can cause serious and permanent eye injury.



Thank you for buying your new Remington® product.

Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1 **WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:**
- 2 Use this appliance only for its intended use described in this manual.
- 3 Do not use if it is damaged or malfunctions.
- 4 Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- 5 Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- 6 Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via our International Service Centres.
- 7 Use and store the product at a temperature between 15° and 35°C.
- 8 Only use the parts supplied with the appliance.
- 9 Do not twist or kink the cable and don't wrap it around the appliance.
- 10 The body of this appliance is not washable or water resistant. Do not put the appliance in liquid; do not use it near water in a bath tub, basin or other vessel; and don't use it outdoors.
- 11 Make sure the power cable and adaptor do not get wet. Do not reach for your unit if it has fallen into water - immediately unplug it from the electrical outlet.
- 12 Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- 13 This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 14 Keep the appliance and cable out of reach of children.
- 15 This appliance should be supplied with approved safety isolating adaptors SW-120060EU (for Europe) and SW-120060BS (for United Kingdom) with the output capacity of 12 dc; 600mA (adaptor output).
- 16 DO NOT cover any part of the ventilation slots during use, as they help to keep the device cool during operation. This could result in the device overheating.
- 17 DO NOT use if the box packaging or the device appears damaged or if any part of the device is cracked or broken. Doing so could increase the risk of skin or eye injury from the flash lamp.
- 18 This appliance is not intended for commercial or salon use.



i-LIGHT REVEAL KEY FEATURES



 KEY FEATURES**DEVICE**

- 1 Flash Window
- 2 Treatment Head
- 3 Treatment Head Release Tabs
- 4 Skin Tone Sensor
- 5 Flash Button
- 6 LCD Display
- 7 Lint Free Cloth
- 8 Storage Pouch (not shown)

LCD DISPLAY

- 9 Battery Life
- 10 Session Flash Counter
- 11 Bulb Life
- 12 Energy Level
- 13 Energy Level Button
- 14 Power On/Off
- 15 Power Adaptor

👁 GETTING ACQUAINTED WITH i-LIGHT REVEAL

★ What is i-Light?

The i-Light system is a revolutionary light-based device designed for the removal of unwanted body hair and female facial hair at home.

i-Light REVEAL utilises similar clinically-proven technology that professional dermatologists and salons use, optimised for personal treatment of smaller areas.

★ What is Intense Pulse Light (IPL) and how does the i-Light REVEAL work?


IPL - (Intense Pulsed Light) is a well-established technology used worldwide for over 15 years. i-Light REVEAL uses this technology to flash your skin with an intense pulse of light.

The pulse works under the skin's surface to target hairs at the root, helping to stop their growth. (Fig 1)

The energy in the pulse of light targets dark colouring, and best results are seen on darker hair.

To avoid targeting (and possibly damaging) dark skin, you should only use i-Light REVEAL on light to medium skin tones (I-IV).

Fig. 1



★ What to expect from i-Light REVEAL

Results aren't immediate, but most users will begin to notice fewer hairs within 1-2 weeks after beginning treatment. During this time it may look like the hair is still growing, but it is actually being 'pushed out'.

Fig. 2.

Fig. 2



It's important to continue with the full treatment regime to ensure that every active hair is treated. A full treatment regime is every 2 weeks for three treatments.

Individual results may vary, multiple treatments may be required for optimal results.

Some hair growth will occur that is less dense, finer and lighter in colour than the original hair. This regrowth is perfectly normal and should be expected.

After completing the initial treatment regime, continuous regular weekly use will give good results within 6-12 weeks (darker skin tones may take longer).



WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

◆ IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

Before you start using the i-Light REVEAL:

Be sure to read all Warnings and Safety Information. Before you begin, check to see if i-Light REVEAL is suitable for you.

Use the skin chart provided on the box and at the front of this manual and the integrated skin sensor to determine if this device is right for you.

Consult the hair chart at the front of this manual to ensure the device is right for you.

★ Skin type

See the skin colour chart on page 2.

- Do not use on naturally dark skin, as it may result in burns, blisters and changes in skin colour.
- Do not use on tanned skin or after recent sun exposure, as it may cause burns or skin injury.
- i-Light REVEAL is not effective on naturally white, grey, blonde or red body or facial hair.

★ Areas not to treat:

- Do not use on the scalp or ears.
- Do not use on male face or neck.
- Do not use above the cheekbone (female facial use).
- Do not use on nipples, areola or genitals.
- Do not use if you have tattoos or permanent makeup in the area to be treated.
- Do not use on dark brown or black spots such as moles, birth marks or freckles.
- Do not use on an area of recent surgery, deep peel, laser resurfacing, scars or skin that has been damaged with burns or scalds.

★ When not to use/When to avoid using i-Light REVEAL

- DO NOT use if you have TANNED SKIN in the intended treatment area, as your skin may be too dark and treatment in tanned areas could temporarily cause skin swelling, blisters, or could change the colour of your skin. Wait until your tan has faded before treating.
- DO NOT use on skin with cosmetics applied, as treating in those areas could temporarily cause skin swelling, blisters or could change the colour of your skin. Make sure to thoroughly clean the intended treatment area prior to use.
- DO NOT flash the same treatment spot multiple times during the same session, as this could temporarily cause skin swelling, blisters, or could change the colour of your skin.
- DO NOT treat any area more than once per week, as this will not speed up results, but could increase likelihood of skin swelling, blistering or changing the colour of your skin.
- DO NOT use on damaged skin, including open wounds, cold sores, sunburns, or areas where you have had a skin peel or other skin resurfacing procedure within the last 6-8 weeks.
- DO NOT use on irritated skin, including rashes or swollen skin. These conditions can make the skin more sensitive. Wait for the affected area to heal before use.

- DO NOT use if your skin is sensitive to light. In order to determine if you can use i-Light REVEAL, perform a test on a small patch of skin and wait 24 hours to determine if there are any adverse reactions before treating more broadly.
 - DO NOT use if you are or may be pregnant or are breast-feeding. i-Light REVEAL has not been tested on pregnant women. Hormonal changes are common during pregnancy or breast-feeding and could increase skin sensitivity and the risk of skin injury.
 - DO NOT flash against any material other than skin.
 - DO NOT use this model (IPL2000) for any purpose other than hair removal.
 - DO NOT treat any area where you may someday want your hair to grow back. The results may be permanent and irreversible.
 - ★ CAUTION: Avoid treating areas that contain only vellus hairs (very thin, fine hair known as “peach fuzz”) as this may result in undesired hair re-growth.
 - DO NOT use on the face if you have a history of cold sores; use of IPL or any treatment that irritates skin can cause a recurrence of cold sores.
 - If you’ve had professional or clinical or self-administered laser or IPL or electrolysis hair removal treatments, wait at least 6 months before using i-Light REVEAL. If you’ve waxed, plucked or epilated hair in the treatment area, wait at least 6 weeks before using i-Light REVEAL. The device uses the hair under your skin to disable your hair at the root, so it is not effective if the hair has been pulled out.
 - DO NOT use directly over or near Active Implantable Medical Devices such as implantable pacemaker, internal defibrillator, or insulin devices. Although no problems associated with the use of this device have been reported during clinical studies, it is recommended to observe all active implantable medical device warnings regarding the use of electronic devices to prevent any failure or interruption of an active implantable device.
 - Do not use over or near anything artificial such as silicon implants, Implanon contraceptive implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
 - Wireless communications equipment may affect the i-Light REVEAL device and should be kept at least 3.3 m away.
- Do not use over or near metal filings, dental implants or braces.

PREPARING FOR USE

★ INSTRUCTIONS FOR CHARGING

- Before your first use; ensure the device is fully charged.
- Plug the power adaptor into the device and then into the socket.
- One full charge will take up to 1.5 hours.
- Dependent upon the energy level selected; one full charge will provide approximately 100 flashes (Lower energy levels will provide more flashes per charge).

★ Quick Charge Function

- The device is also equipped with a quick charge function.
- To utilise this function, charge the device for 15 minutes.
- This will provide approximately 20 flashes.

- When the battery is charging, the LCD Display will show the charging icon Fig. 3
- When the battery is fully charged, the LCD Display will show the battery full icon Fig. 4

Fig. 3



Fig. 4



- During use the status of the battery is shown on the LCD display by the 'Battery Life' icon. Fig. 5


Fig. 5



Battery Life



Low Battery Life



Battery Life Empty

- * NOTE: The device cannot be operated whilst it is plugged in or being charged.
- * TIP: We recommend charging the device after each use to ensure that the device is fully-charged and ready for your next treatment.

👁️ USING i-LIGHT REVEAL FOR TREATMENT

* Skin Tone Test

1. Review the Warnings and Safety Precautions.
2. Familiarise yourself with the features of the i-Light.
3. Consult the Skin Tone Chart to ensure your skin colour is in the acceptable range. Fig. 6







Fig. 6

- Turn on the device by pressing the power button. Fig. 7



- NOTE: Each time the device is turned on, you will be prompted to test your skin tone. The LCD display will be showing the 'Skin Tone Sensor' icon. Fig 8
 - The Skin Tone Sensor is located on the back of the device and will show a flashing orange light. Fig. 9
- Firmly press the Skin Tone Sensor (flashing orange light) onto the skin of the intended treatment area and hold for 2 seconds. Fig. 10.

Fig. 10




- The reading will take place automatically.
 - Solid orange light and 'buzz' = Skin may be too dark
 - Solid green light and 'beep' = Skin tone is OK
- NOTE: You must repeat the skin tone test for each area you wish to treat.

Energy Level Selection

- The device will automatically be set to energy Level 1 each time the device is powered ON. To change the level, press the Energy Level Selection Button. Fig. 11

Fig. 11



- After reaching level 3, pressing the Energy Level Button again will reset back to energy level 1.
 - The i-Light REVEAL is equipped with 3 energy levels. Level 1 (1 bar) is the lowest and level 3 (3 bars) is the highest.
 - ✳ **TIP:** For the most effective results, always use the highest energy level that does not cause discomfort on the skin.
 - ✳ **Test the i-Light REVEAL on your skin**
 - Before your first full treatment, test the i-Light REVEAL device on a small patch of skin and wait 24 hours to ensure there are no adverse reactions.
 - Start at energy level 1 and flash once.
- Flash the skin by placing the flash window firmly against your skin. You will hear a 'beep beep' and the skin tone sensor should show a solid green light. Press the flash button to deliver a flash. Fig. 12

Fig. 12



- ✳ **TIP:** It is helpful to use a mirror to see the skin tone sensor. If the reflected light is unpleasant, you may wish to close your eyes before each flash.
- Mild to moderate discomfort is normal. If a flash delivered at Energy Level 1 feels tolerable, increase to Energy Level 2. Move the device to a different spot and flash the i-Light REVEAL one more time. Repeat this process until you find the setting that feels right for you.
- Wait 24 hours and then look at the test area. If the skin appears normal, proceed with your first full treatment at that the energy level you determined is right for you.
- ✳ **NOTE:** You must test the device on each area of the face or body you wish to treat.
- ✳ **Treat desired area(s) with the i-Light device**
- ✳ **Prepare your skin for treatment**
 1. Ensure the area to be treated is clean and free from oils, deodorants, perfume, make up, lotions and creams. Shave or trim the hair from the area to be treated, and ensure the skin is clean and dry. If trimming; the hair must be trimmed to less than 0.5mm. Fig. 13

Fig. 13



- Never use wax, epilation, tweezers or depilation products to remove the hair because they counteract the IPL process.

✱ Prepare the device for treatment

Use the skin tone sensor to unlock the unit. Fig. 14
Select Energy Level Fig. 15

Fig. 14





Fig. 15



👁 TREATMENT


- Place the flash window firmly against the skin. The light will be solid green if the flash window is touching the skin. Fig. 16

Fig. 16




- Press the Flash Button to deliver a flash. You should expect to see a bright flash of light (similar to a camera flash), and you should feel a mild sensation of warmth.
- ✱ NOTE: The device can flash approximately every 5 seconds. During this time an hour-glass icon will appear on the display Fig. 17. When the device is ready to flash again; the icon will disappear and the light will be solid green (if treatment head is in full contact with skin).

Fig. 17




- Treat the skin in a grid-like pattern. Fig. 18

- For best results, please follow the guidelines in fig.19 which show the recommended number of flashes per facial area.



- TIP:** Stretch Skin for Better Skin Contact – the contours of the skin may make it difficult for the skin contact sensors to be fully depressed in certain areas. You may find it easier to try and wrap your upper lip over your teeth or use your tongue to stretch your cheeks for better skin contact.
- To help you keep count of the number of flashes you have used in one treatment; the device is equipped with a 'Session Flash Counter'. Fig. 20. This will reset each time the device is switched on.



POST-TREATMENT CARE

After treatment, you may experience slight redness or a warm sensation on your skin. This is normal and will disappear quickly. To avoid irritation to your skin after a treatment, take the following precautions:

- Avoid sun exposure for 24 hours after a treatment. Protect the skin with SPF 30 for 2 weeks after each treatment.
- Do not prolong sun exposure such as sunbathing, using a tanning bed, or self-tan for at least 2 weeks after the last treatment.
- After treatment, keep the area clean and dry and drink plenty of water to keep skin hydrated.
- Do not take hot baths, showers, or use steam rooms and saunas for 24 hours after treatment.
- Do not take part in contact sports for 24 hours after treatment.
- Do not depilate (waxing, plucking, threading or creams) during the treatment – shaving is acceptable as long as you avoid shaving 24 hours after each treatment.
- Do not use bleaching creams or perfumed products for 24 hours after treatment.


CLEANING YOUR i-LIGHT REVEAL DEVICE

- ◆ **CAUTION:** Before cleaning your i-Light REVEAL, make sure that the device is switched off and the charging cord is disconnected from the device.
- Regular cleaning helps to ensure optimal results and a long life for the device.
- Use a clean, lint-free cloth (one is provided with the device) or a cotton swab to gently wipe the surface and the Flash Window, Treatment Head and the Skin Tone Sensor. If needed, you can dampen the cloth or cotton swab with water and mild soap.
- Allow the device to dry completely before using again.
- ◆ **WARNING:** If the Flash Window is cracked or broken, the unit must not be used. Never scratch the filter glass or the metallic surface inside the Treatment Head.
- ◆ **CAUTION:** The i-Light is a high voltage device. Never immerse in water. Never clean the unit or any of its parts under a tap or in a dishwasher.
- Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents because of the risk of fire. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as oil or acetone to clean the unit.

TROUBLESHOOTING / STORAGE / MAINTENANCE

i-Light Reveal Device Maintenance

- ◆ **CAUTION:** Before performing maintenance on your device, ensure the device is switched off and the power cord is disconnected from the base unit.
- ◆ **Replacing the Treatment Head**
 - The treatment head can deliver 6,000 flashes regardless of the energy level setting. When the Treatment Head has used up its flashes, it must be replaced.
 - The 'Bulb Life Remaining' icon on the display warns you when the number of remaining flashes is low. Fig. 21.



- Bulb Life Remaining Display Fig. 22.

Fig. 22

Status	Full	Partially Full	Empty
Bulb life remaining display	A new bulb provides 6,000 flashes and the Bulb Fill Colour will be solid	When there are fewer than 300 flashes left, the Bulb Fill Colour will turn to black	Bulb Life is empty and the entire bulb is flashing. The device will 'beep'. Treatment Head must be replaced
ICON			

✱ NOTE: The Treatment Head must be replaced if the Lamp Tube is broken.

1. Press the treatment Head Release Tabs and gently pull to remove the Treatment Head. Fig. 23.
2. Replace with a new Treatment Head, ensuring it snaps into place. Fig. 24.

Fig. 23





Fig. 24



✱ Storage

- Switch off the unit, unplug it and let it cool down for 10 minutes before storage.
- Store the unit in a dry place at a temperature between 15° C and 35° C.

✱ Troubleshooting

- Always read these instructions fully before using i-Light REVEAL.
- Refer to this troubleshooting guide if you experience any problems with i-Light REVEAL, as this section addresses the most common problems you could encounter.
- If you have followed the instructions in this section and continue to experience problems, please contact your local Remington® Service Centre for further assistance.

Problem	Possible Cause	Action
The device will not switch on.	The device isn't charged. You should hear the device 'beep' twice and the LCD display will show this screen. 	Ensure the device is fully charged - plug the charging cord into the wall socket. The Battery Charging icon should appear on the LCD display. When the device is fully charged, the Battery Life indicator will be full: 
	The Treatment head is not fully attached. You should hear two 'beeps' and the LCD display will show this screen. 	Ensure the Treatment Head is properly attached to the device. When the Treatment Head is attached correctly, you should hear a 'click' and the lights and 'beeping' will stop.

Problem	Possible Cause	Action
When I hold the device against my skin, nothing happens. The device doesn't 'beep' even after a few seconds.	You may need to perform a Skin Tone Test. The LCD display will show this screen: 	Place the flashing orange light against the skin of the intended treatment area. The device may require another Skin Tone Test if: -The device is not used for five minutes - You take a break mid-treatment - The device is switched off and then on again
	The Treatment Head is not in full contact with the skin.	Check that the Treatment Head is touching your skin. The device will not flash unless the Treatment Head is making full contact with the skin.
	You are trying to treat a small area such as between the eyebrows or near the eyes.	For your safety, the device should NOT be used anywhere near the eyes, eyebrows or eyelashes.

Problem	Possible Cause	Action
A flash of light is not emitted when I press the Flash Button	The Treatment Head is not in full contact with the skin.	Check that the Treatment Head is touching your skin. The device will not flash unless the Treatment Head is making full contact with the skin.
	You have not waited enough time between flashes.	The device requires approximately 5 seconds to recharge between flashes. When the device is ready to flash again, the light will become solid green.
	The Treatment Head needs to be replaced; the LCD display will show the 'Bulb Life Empty' icon and will be flashing on and off.	Ensure the Bulb Life Icon is not empty and flashing. If it is flashing; turn the device off and replace the Treatment Head.

Problem	Possible Cause	Action
A flash of light is not emitted when I press the Flash Button	The device needs some time to cool down. You should hear the device 'beep' once and the LCD display will show this screen: 	Wait a few minutes for the device to cool down. Do not turn the device off as this screen will disappear once the device is ready to use again. Under normal conditions, this is uncommon, however this can arise if the unit becomes too hot.
	The room is too warm for the device to cool down.	Use i-Light REVEAL in a cooler environment where the temperature is less than 27°C (or 80°F).

Problem	Possible Cause	Action
I performed a Skin Tone Test and the light turned orange and 'buzzed'.	Your skin may be too dark for treatment. Refer to the Skin Chart at the beginning of this manual.	You cannot use the i-Light REVEAL device with your skin tone. Please contact your local service centre.
	You didn't use the Skin Tone Sensor correctly.	If the Skin Tone Sensor (flashing orange light) isn't firmly touching the skin, the device will make a rejection tone. Try pressing the Skin Tone Sensor firmly against the skin.
	The Skin Tone Sensor isn't working.	Please contact your local service centre.

Problem	Possible Cause	Action
Dirt or debris is stuck to the Flash Window.	The device needs to be cleaned.	Follow the cleaning instructions provided in this manual.

Problem	Possible Cause	Action
The device: - Isn't working - Is beeping - Is showing this symbol (including a reference number): 	The device isn't working properly and may need to be serviced.	Contact your local service centre; and provide the reference number from the display.

- ⚡ **DO NOT** attempt to open or repair your device. Only authorised i-Light REVEAL repair centres are permitted to perform repairs.
- Opening the device may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. Trying to open the device may also damage the device and will void your guarantee. Please contact your local service centre if you have a device in need of repair.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.



Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
Przed użyciem wyjmij z opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1 OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻENIA CIAŁA:
- 2 Wykorzystuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- 3 Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- 4 Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez nadzoru.
- 5 Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- 6 Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany można dokonać w naszych centrach usług międzynarodowych.
- 7 Przechowywać urządzenie w temperaturze między 15°C a 35°C.
- 8 Należy używać wyłącznie części dostarczonych z urządzeniem.
- 9 Nie obracaj lub zginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
- 10 Korpus urządzenia nie jest wodoodporny i nie należy go myć. Nie wkładaj urządzenia do cieczy, nie używaj go w pobliżu wanny, brodzika, innych pojemników oraz na zewnątrz pomieszczeń.
- 11 Upewnij się, że przewód zasilający i adapter są suche. Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie sięgaj po nie - natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- 12 Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- 13 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Urządzenie może być używane tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- 14 Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat.
- 15 Urządzenie powinno być ładowane poprzez zatwierdzone bezpieczne adaptory separacyjne PA-0510E (dla wersji UE) lub PA-0610U (dla wersji UK) o mocy wyjściowej 5.0V DC; 1000mA (wyjście adaptera) lub zatwierdzony bezpieczny adapter separacyjny WR9QA1200LMDG2720 (R) o mocy wyjściowej 5V, 1200mA (wyjście adaptera).
- 16 NIE zakrywaj otworów wentylacyjnych w trakcie użytkowania; ich zadaniem jest chłodzenie urządzenia. Zakrywanie może spowodować przegrzanie urządzenia.
- 17 NIE UŻYWAJ, jeśli opakowanie lub urządzenie wygląda na uszkodzone oraz jeśli jakkolwiek część urządzenia jest pęknięta lub uszkodzona. Może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia skóry lub oczu przez lampę błyskową.
- 18 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.



 GŁÓWNE CECHY**URZĄDZENIE**

- 1 Okno emisji impulsu
- 2 Głowica do zabiegów
- 3 Przyciski zwalniające głowicę
- 4 Czujnik karnacji skóry
- 5 Przycisk uwalniania impulsu
- 6 Wyświetlacz LCD
- 7 Mięka ściereczka
- 8 Pokrowiec (nie pokazano)

WYŚWIETLACZ LCD

- 9 Naładowanie akumulatora
- 10 Licznik impulsów lampy
- 11 Żywotność żarówki
- 12 Poziom intensywności
- 13 Przycisk poziomu intensywności
- 14 Zasilanie Wł/Wył
- 15 Ładowarka

 ZAPOZNAJ SIĘ Z i-LIGHT REVEAL**★ Czym jest i-Light REVEAL?**

System i-Light PRO jest oparty na rewolucyjnej technologii światła i jest przeznaczony do usuwania w warunkach domowych niechcianego owłosienia na ciele i kobiecej twarzy.


i-Light REVEAL wykorzystuje sprawdzoną klinicznie technologię, wykorzystywaną przez zawodowych dermatologów w salonach kosmetycznych, zoptymalizowaną do osobistego wykonywania zabiegów na mniejszych powierzchniach skóry.

✱ Czym jest intensywny impuls świetlny (IPL) i jak działa i-Light REVEAL?

IPL - (Intense Pulsed Light) jest uznaną technologią stosowaną na całym świecie od ponad 15 lat. i-Light REVEAL wykorzystuje tę technologię do generowania intensywnych impulsów światła na skórze. Impuls działa pod powierzchnię skóry do nasady włosów, pomagając zatrzymać ich wzrost. (Rys 1) Energia impulsu światła skierowana jest na ciemną kolorystykę; najlepsze wyniki osiąga się przy włosach ciemniejszych.

Impulsy światła mogą (w sposób szkodliwy) oddziaływać na ciemną skórę, dlatego i-Light REVEAL należy używać tylko na typ skóry od jasnej do średniej (I-IV).

Fig. 1



✱ Czego można oczekiwać od i-Light REVEAL?

Efekty nie są natychmiastowe, ale większość użytkowników zauważy ubytek włosów w ciągu 1-2 tygodni od rozpoczęcia zabiegów. W tym czasie może się wydawać, że włosy nadal rosną, ale faktycznie są w pewien sposób "wypychane". Rys. 2.

Fig. 2



Ważne by powtórzyć proces co 2 tygodnie, 3 razy, w celu zapewnienia działania urządzenia na każdy, aktywny włos.

Indywidualne efekty mogą się różnić dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że dla uzyskania optymalnych rezultatów trzeba będzie powtórzyć zabieg.

Może wystąpić pewien porost włosów, ale będą one rzadsze, cieńsze i o jaśniejszym kolorze niż włosy oryginalne. Taki odrost jest normalny i należy go oczekiwać.

Po pierwszym zastosowaniu urządzenia należy kontynuować użycie produktu co tydzień przez 6-12 tygodni (w przypadku ciemniejszej skóry proces może być dłuższy).



OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zanim zaczniesz używać i-Light REVEAL:

Upewnij się, że przeczytałeś wszystkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Stosując wykres klasyfikacji fototypów skóry znajdujący się na pudełku i na początku niniejszej instrukcji, przy pomocy zintegrowanego czujnika skóry określ, czy to urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie. Porównaj swoje włosy z wykresem typów włosów znajdującym się na początku niniejszej instrukcji, aby upewnić się, że urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie.

✱ Typ skóry

- Patrz wykres fototypów skóry na stronie 2.
- Nie należy stosować na naturalnie ciemnej skórze (Fitzpatrick typu V i VI), ponieważ mogą powstać oparzenia, pęcherze oraz zmiany karnacji skóry.
- Nie należy stosować na skórę opaloną lub po niedawnej ekspozycji na słońcu, gdyż może dojść do oparzeń lub uszkodzenia skóry.
- i-Light REVEAL nie jest skuteczny na włosach naturalnie siwych, szarych, blond lub rudych, na ciele lub na twarzy.

✱ Powierzchnie skóry, na których nie można przeprowadzać zabiegu:

- Nie stosować na skórze głowy lub uszu.
- Nie stosować na męskiej twarzy lub szyi
- Nie stosować powyżej kości policzkowych (w zastosowaniu do kobiecej twarzy).
- Nie stosować na sutki, brodawki lub narządy płciowe.
- Nie stosować na fragmenty skóry pokryte tatuażem lub permanentnym makijażem.
- Nie stosować na ciemnobrązowe lub czarne plamki jak znamiona, oznakowania lub piegi.
- Nie stosować na miejsca po niedawnej operacji, głębokim złuszczeniu naskórka, resurfacingu laserowym, na bliznach lub na skórze uszkodzonej przez oparzenia lub otarcia.

✱ Kiedy nie stosować/Kiedy unikać stosowania i-Light REVEAL

- NIE STOSUJ, jeśli masz opaleniznę na fragmentach ciała, które chcesz poddać zabiegom. Skóra może być zbyt ciemna i zabiegi na opalonej skórze mogą przejściowo spowodować obrzęki skóry, pęcherze, a nawet skóra może zmienić kolor. Poczekaj, aż opalenizna zniknie.
- NIE STOSUJ na skórę po kosmetykach; zabiegi na takich fragmentach ciała mogą przejściowo spowodować obrzęki skóry, pęcherze, a nawet skóra może zmienić kolor. Przed użyciem dokładnie umyj fragment ciała, na którym ma zostać dokonany zabieg.
- NIE STOSUJ wielokrotnego naświetlania tego samego miejsca w czasie jednej sesji, może to przejściowo spowodować obrzęki skóry, pęcherze, a nawet skóra może zmienić kolor.
- NIE STOSUJ naświetlania tego samego miejsca częściej niż raz w tygodniu, efekty nie przyjdą szybciej, natomiast może się zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęków skóry, pęcherzy lub zmiany koloru skóry.
- NIE STOSUJ na uszkodzoną skórę, w tym na otwarte rany, opryszczkę, oparzenia słoneczne, oraz wcześniej jak po 6-8 tygodniach w miejscach, gdzie skóra łuszczy się i odbudowuje.
- NIE STOSUJ na podrażnioną skórę, w tym na wysypki i obrzęki skóry. Czynniki te mogą sprawić, że

skóra stanie się bardziej wrażliwa. Takie obszary skóry przed przystąpieniem do zabiegu muszą być zdrowe.

- NIE STOSUJ, jeśli masz skórę wrażliwą na światło. W celu ustalenia, czy możesz używać i-Light REVEAL, zanim rozpoczniesz naświetlanie, wykonaj test na małym fragmencie swojej skóry i odczekaj 24 godziny, aby sprawdzić czy nie wystąpiły jakieś niepożądane objawy.
- NIE STOSUJ, jeśli jesteś lub możesz być w ciąży albo karmisz piersią. i-Light REVEAL nie został przetestowany na kobietach w ciąży. Zwykle zmiany hormonalne okresu ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększyć wrażliwość skóry i ryzyko uszkodzenia skóry.
- NIE STOSUJ na niczym innym jak skórą.
- NIE STOSUJ tego modelu (IPL2000) do celów innych niż depilacja.
- NIE STOSUJ na miejsca, gdzie może będziesz chciał, aby włosy rosły. Efekty depilacji mogą być trwałe i nieodwracalne.
- ✱ **OSTROŻNIE:** Unikaj podawania zabiegowi powierzchni, na których rosną włosy pierwotne ("puszek"), gdyż może to spowodować niepożądany odrost owłosienia.
- Nie stosuj na twarz, jeśli chorowałaś na opryszczkę, zastosowanie IPL lub innego leczenia, które podrażnia skórę, może spowodować nawrót opryszczki.
- Jeśli wcześniej był użyty laser profesjonalny, kliniczny lub sterowany samodzielnie albo IPL, bądź były stosowane elektrolityczne zabiegi usuwania włosów, przed użyciem i-Light REVEAL należy odczekać, co najmniej 6 miesięcy. Jeśli wcześniej było stosowane woskowanie, wrywanie lub epilowanie włosów, przed użyciem i-Light REVEAL należy odczekać, co najmniej 6 tygodni. Urządzenie działa na mieszki włosowe pod skórą i nie będzie skuteczne, jeśli włosy były wyrwane.
- NIE STOSUJ bezpośrednio na lub w pobliżu implantów medycznych, takich jak implantowany rozrusznik serca, defibrylator lub dozownik insuliny. Chociaż podczas badań klinicznych nie stwierdzono problemów związanych z użytkowaniem takich urządzeń, zaleca się przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w celu uniknięcia ich uszkodzenia lub przerwania aktywnego działania implantowanej aparatury.
- Nie stosuj na lub w pobliżu niczego sztucznego jak silikonowe implanty, implanty antykoncepcyjne z implanonem, rozruszniki serca, podskórne porty do wstrzyknięć (dozownik insuliny) lub piercing.
- Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą wpływać na i-Light REVEAL, odległość od nich powinna wynosić co najmniej 3,3m.
- Nie stosować w pobliżu metalowych plomb, implantów, aparatów ortodontycznych.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

✱ INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- Przed pierwszym użyciem, upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Podłącz ładowarkę sieciową do urządzenia, a następnie do gniazdka.
- Jedno pełne ładowanie trwa 1.5 godzin.
- W zależności od wybranego poziomu energii; jedno, pełne naładowanie zapewnia około 100 impulsów. (Niższy poziom energii zapewni więcej impulsów w ciągu jednego naładowania).

✱ Funkcja szybkiego ładowania

- Urządzenie jest również wyposażone w funkcję szybkiego ładowania.
- W celu wykorzystania tej funkcji, ładować urządzenie przez 15 minut.

- To zapewni około 20 impulsów.
- W trakcie ładowania akumulatora, wyświetlacz LCD pokazuje ikonkę ładowania Rys.3
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wyświetlacz LCD pokazuje ikonkę akumulator naładowany Rys.4

Rys. 3



Rys. 4



- W trakcie użytkowania stan akumulatora jest pokazywany na wyświetlaczu LCD przez ikonkę 'Naładowanie akumulatora'. Rys. 5


Rys. 5



Naładowanie
akumulatora



Niski poziom
energii



Akumulator
rozładowany


- ✱ UWAGA: Urządzenie nie może pracować, gdy jest podłączone do sieci lub jest w trakcie ładowania.
- ✱ PORADA: Zaleca się ładowanie urządzenia po każdym użyciu, tak, aby było całkowicie naładowane i przygotowane do kolejnego zabiegu.

👁 STOSOWANIE i-LIGHT REVEAL DO ZABIEGU




- ✱ Test karnacji skóry
- 1 Jeszcze raz przeczytaj Ostrzeżenia i środki ostrożności.
- 2 Zapoznaj się z funkcjami urządzenia i-Light.
- 3 Porównaj z wykresem klasyfikacji typów skóry, aby upewnić się, że Twój kolor skóry znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Rys. 6



Rys. 6




4 Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Rys. 7



✳ **UWAGA:** Przy każdym włączeniu urządzenia, pojawi się przypomnienie, aby przetestować swoją karnację skóry.

- Wyświetlacz LCD pokaże ikonkę "Czujnik karnacji skóry". Rys. 8
 - Czujnik karnacji skóry znajduje się na tylnej ścianie urządzenia i miga na pomarańczowo. Rys. 9
- 5 Mocno dociśnij czujnik karnacji skóry (migające pomarańczowe światło) do miejsca, które ma zostać poddane zabiegowi i przytrzymaj przez 2 sekundy. Rys. 10.




- Odczyt jest automatyczny.
- Ciągłe pomarańczowe światło i "brzęczenie" = Skóra może być zbyt ciemna
- Ciągłe zielone światło i "pisk" = Karnacja skóry jest OK

✳ **UWAGA:** Test karnacji skóry należy powtórzyć dla każdego fragmentu skóry, który ma zostać poddany zabiegowi.

✳ **Wybór poziomu intensywności**

- Przy każdym nowym włączeniu (ON) urządzenie jest automatycznie ustawiane na poziomie intensywności 1. Aby zmienić poziom, naciśnij przycisk wyboru poziomu intensywności. Rys. 11




- Po osiągnięciu poziomu 3, naciśnięcie przycisku Poziom intensywności przywraca urządzenie do poziomu intensywności 1.
- Urządzenie i-Light REVEAL może pracować w 3 poziomach intensywności. Poziom 1 (1 słupek) jest najniższy, a poziom 3 (3 słupki) jest najwyższy.
- ✳ **PORADA:** Dla uzyskanie najlepszego rezultatu zawsze wykorzystuj taki możliwie wysoki poziom intensywności, przy którym skóra nie odczuwa dyskomfortu.
- Przetestuj urządzenie i-Light na skórze
- Przetestuj działanie urządzenia i-Light na małym fragmencie swojej skóry i odczekaj 24 godzin, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne niepożądane reakcje.
- Zaczynij od poziomu intensywności 1 i emituj jeden impuls świetlny.
- Naświetl skórę przykładając mocno okienko świetlne do ciała. Usłyszysz sygnały dźwiękowe i czujnik karnacji skóry powinien zaświecić się ciągłym zielonym światłem. Naciśnij przycisk impulsu, aby wyemitować impuls. Rys. 12

Rys. 12



- ✳ **PORADA:** Pomagaj sobie lusterkiem, aby obserwować czujnik karnacji skóry. Jeżeli odbite światło jest nieprzyjemne, przed każdym rozbłyskiem lampy możesz przymknąć oczy.
- Łagodna lub umiarkowana dolegliwość jest normalna. Jeśli masz odczucie, że impuls wyemitowany na poziomie intensywności 1 był łagodny, zwiększ poziom intensywności na 2. Przesuń urządzenie w inne miejsce i emituj kolejny impuls i-Light REVEAL. Powtarzaj procedurę, aż znajdziesz ustawienie, przy którym czujesz się najlepiej.
- Odczekaj 24 godziny, a następnie obejrzyj powierzchnię poddaną zabiegowi. Jeśli skóra wydaje się normalna, wykonaj pierwszy pełny zabieg przy określonym przez siebie poziomie intensywności.
- ✳ **UWAGA:** Na każdym fragmencie twarzy lub ciała, który chcesz depilować, trzeba wykonać oddzielny test.
- ✳ **Zastosuj urządzenie i-Light tam gdzie potrzebujesz**
- ✳ **Przygotuj skórę do zabiegu**
- 1 Upewnij się, że powierzchnia skóry, która ma być poddana zabiegowi jest czysta, bez oliwki, dezodorantu, perfum, makijażu, mleczka i kremów. Zgol lub przytnij włosy z miejsca, gdzie chcesz dokonać zabiegu i upewnij się, że skóra jest czysta i sucha. Jeśli trzymasz, włosy muszą być przycięte do mniej niż 0,5mm. Rys. 13

Rys. 13





- 2 Do usuwania owłosienia nie wolno stosować wosku, depilacji, pincety lub kosmetyków do depilacji, ponieważ przeciwdziałają procesowi IPL.


✱ **Przygotuj urządzenie do zabiegu**

Użyj czujnika karnacji skóry, aby odblokować urządzenie. Rys. 14.
Wybierz odpowiedni poziom intensywności (rys. 15).

Rys. 14



Rys. 15



👁 ZABIEG

- Przyłóż okienko świetlne mocno do skóry. Gdy okienko świetlne dotyka skóry, światło jest ciągle zielone. Rys. 16


Rys. 16



- Naciśnij przycisk impulsu, aby wyemitować impuls. Oczekuj jasnego błysku światła (podobnie jak z lampy błyskowej) i łagodnego odczucia ciepła.

- ✱ **UWAGA:** Urządzenie może emitować impulsy mniej więcej co 5 sekund. W międzyczasie na wyświetlaczu pojawia się ikonka klepsydry, Rys. 17. Kiedy urządzenie jest gotowe do emisji, ikonka znika, świeci się ciągle światło zielone (gdy głowica do zabiegów jest w pełnym kontakcie ze skórą).


Rys. 17



Rys. 18

- Przemieszczaj głowicę jak w strukturze siatkowej. Rys. 18

- Aby uzyskać najlepsze efekty, postępuj zgodnie z wytycznymi jak na Rys.19



- ✱ **PORADA:** Dla lepszego kontaktu ze skórą, naciągaj skórę - kontur skóry w niektórych miejscach może utrudniać dobre przyleganie czujników do skóry. Może się okazać, że dla lepszego kontaktu ze skórą, dobrze będzie zwinąć górną wargę na zęby lub wypchnąć policzki językiem.
- Aby zachować rachubę błysków zastosowanych w jednym zabiegu, urządzenie jest wyposażone w "Licznik błysków lampy" dla sesji. Rys. 20. Każde włączenie urządzenia zeruje licznik.

👁 PIELĘGNACJA PO ZABIEGU

Po zabiegu można zauważyć pewne zaczerwienienie lub odczuć niewielkie podgrzanie skóry. Jest to normalne i szybko mija. Dla uniknięcia podrażnienia skóry po zabiegu należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Unikaj wystawiania skóry na działanie słońca przez 24 godziny po zabiegu. Przez 2 tygodnie po każdym zabiegu chroń skórę stosując SPF 30.
- Przez co najmniej 2 tygodnie po ostatnim zabiegu, nie opalaj się zbyt długo na słońcu, nie korzystaj z solarium, ani nie stosuj samoopalaczy.
- Po zabiegu, staraj się, żeby skóra była czysta i sucha. Pij dużo wody w celu nawodnienia skóry.
- Przez 24 godziny po zabiegu, nie pływaj, nie bierz gorących kąpieli, gorących pryszniców, nie korzystaj z łaźni parowych ani z sauny.
- Przez 24 godziny po zabiegu nie bierz udziału w sportach kontaktowych.
- W trakcie stosowania zabiegów, nie używaj depilacji (woskowanie, wyrywanie, nitkowanie lub kremy) - golenie jest dopuszczalne, ale dopiero po upływie 24 godzin po każdym zabiegu.
- Przez 24 godziny po zabiegu, nie stosuj kremów wybielających ani produktów perfumowanych.

👁️ CZYSZCZENIE URZĄDZENIA i-LIGHT REVEAL


- ⚡ **OSTROŻNIE:** Przed czyszczeniem urządzenia i-Light REVEAL, upewnij się, że wyłącznik sieciowy jest wyłączony (OFF), a przewód zasilający jest odłączony od urządzenia.
- Regularne czyszczenie ma wpływ na optymalne rezultaty i długi czas pracy urządzenia.
- Użyj czystej, gładkiej ściereczki (jedna dostarczona z urządzeniem) lub bawełnianego wacika, aby delikatnie przetrzeć powierzchnię i okienko świetlne, głowicę do zabiegów i czujnik karnacji skóry. W razie potrzeby, można zwilżyć szmatkę lub wacik bawełniany wodą z łagodnym mydłem.
- Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
- ⚡ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli okno emisji impulsu jest pęknięte lub uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia. Nie może być żadnych rys na szkle filtrującym ani na metalowej powierzchni wewnątrz głowicy zabiegowej.
- ⚡ **OSTRZEŻENIE:** Wewnątrz urządzenia i-Light jest wysokie napięcie. Nie wolno go zanurzać w wodzie. Nie wolno czyścić urządzenia ani jego części pod bieżącą wodą lub myć w zmywarce.
- Ze względu na ryzyko pożaru nie należy używać środków czyszczących na bazie ropy naftowej lub łatwopalnych. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak olej lub aceton.

➡️ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / PRZECHOWYWANIE / KONSERWACJA

✳️ Obsługa urządzenia i-Light REVEAL

- ⚡ **OSTROŻNIE:** Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych urządzenia i-Light, upewnij się, że przełącznik sieciowy jest wyłączony (OFF), a przewód zasilający jest odłączony od stacji bazowej.
- ✳️ **Wymiana głowicy do zabiegów**
 - Głowica do zabiegów generuje 6,000 błysków niezależnie od ustawienia poziomu intensywności. Po wykorzystaniu w głowicy do zabiegów wszystkich impulsów, trzeba ją wymienić.
 - Ikona "Pozostała żywotność żarówki" na wyświetlaczu ostrzega, gdy liczba pozostałych impulsów jest niska. Rys. 21.

Rys. 21




- Wyświetlacz pozostałej żywotności żarówki, Rys. 22.

Stan	Pełna	Niepełna	Wyczerpana
Wyświetlacz pozostałej żywotności żarówki	Nowa żarówka daje 6,000 impulsów; żarówka całkowicie wypełniona.	Gdy pozostaje mniej niż 300 impulsów, żarówka zaczyna migać	Gdy pozostaje mniej niż 600 impulsów barwa ikonki żarówki zmienia się na jaśniejszy odcień szarości.
IKONKA			


✱ UWAGA: Głowicę do zabiegów trzeba wymienić, gdy uszkodzona jest rurka lampy.

- Naciśnij przyciski zwalniające głowicę do zabiegów i delikatnie pociągnij, aby wyciągnąć głowicę. Rys. 23.
- Wymień na nową głowicę do zabiegów, upewniając się, że zaskoczyła na swoim miejscu. Rys. 24.

Rys. 23



Rys. 24



✱ Przechowywanie

- Przed odłożeniem do przechowania, wyłącz urządzenie, odłącz z sieci i pozwól mu przez 10 minut ostygnąć.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze między 15°C i 35°C.

✱ Rozwiązywanie problemów

- Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj całą instrukcję obsługi urządzenia i-Light.
- Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem i-Light, odnieś się do tego przewodnika rozwiązywania problemów. W niniejszym rozdziale są omówione najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć w trakcie użytkowania i-Light.
- Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcją zawartą w tym rozdziale i nadal występują problemy, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Remington® w celu udzielenia dalszej pomocy.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Urządzenie nie jest naładowane. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu LCD pojawi się obrazek. 	Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane - podłącz kabel ładowarki do gniazdka w ścianie. Na wyświetlaczu LCD powinna się pojawić ikonka ładowania akumulatora. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik naładowania akumulatora będzie wypełniony: 
	Głowica do zabiegów jest źle założona. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu LCD pojawi się obrazek. 	Upewnij się, że głowica do zabiegów jest prawidłowo założona na urządzenie. Po prawidłowym zainstalowaniu głowicy do zabiegów usłyszysz "kliknięcie", zgasną światelka i wyciszy się sygnał dźwiękowy.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie dotyka mojej skóry i nic się nie dzieje. Nawet po kilku sekundach nie słycać sygnału dźwiękowego.	Być może trzeba wykonać test karnacji skóry. Na wyświetlaczu LCD pojawi się: 	Umieść migające pomarańczowe światło na planowanym do zabiegu fragmencie skóry. Urządzenie może wymagać dodatkowego testu karnacji skóry, jeżeli: -Urządzenie nie jest używane w ciągu pięciu minut - Przechodzisz na inny obszar ciała - Urządzenie zostało wyłączone i ponownie włączone
	Główica do zabiegów nie jest w pełnym kontakcie ze skórą.	Sprawdź, czy główica do zabiegów dotyka skóry. Urządzenie nie wygeneruje impulsu, jeśli główica do zabiegów nie ma pełnego kontaktu ze skórą.
	Dotykasz małej powierzchni, takiej jak między brwiami lub w pobliżu oczu.	Dla własnego bezpieczeństwa, nie używaj urządzenia w pobliżu oczu, brwi i rzęs.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Naciskam przycisk impulsu a błysk światła nie jest emitowany.	Głowica do zabiegów nie jest w pełnym kontakcie ze skórą.	Sprawdź, czy głowica do zabiegów dotyka skóry. Urządzenie nie wygeneruje impulsu, jeśli głowica do zabiegów nie ma pełnego kontaktu ze skórą.
	Zbyt krótki czas między błyskami.	Urządzenie wymaga około 5 sekund, aby się naładować pomiędzy błyskami. Gdy urządzenie jest gotowe do wygenerowania impulsu, światło się świeci na zielono.
	Trzeba wymienić głowicę do zabiegów; wyświetlacz LCD pokaże ikonkę "Żywotność żarówki wyczerpana" i będzie migać.	Upewnij się, że ikonka Żywotność Żarówki nie jest pusta i nie miga. Jeśli miga, wyłącz urządzenie i wymień głowicę do zabiegów.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Naciskam przycisk impulsu, a błysk światła nie jest emitowany.	Urządzenie potrzebuje trochę czasu na ostygnięcie. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LCD pojawi się obrazek. 	Odczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Nie wyłączaj urządzenia zanim ten obrazek zniknie i urządzenie jest gotowe do ponownego użycia. W normalnych warunkach taka sytuacja nie ma miejsca, problem może wystąpić, jeśli urządzenie jest nadmiernie gorące.
	W pomieszczeniu jest za ciepło, urządzenie nie może ostygnąć.	Używaj i-Light REVEAL w chłodniejszym środowisku, w którym temperatura jest niższa niż 27°C (lub 80°F).

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Przeprowadziłam test karnacji skóry; światło zmieniło się na pomarańczowe i słyszę brzęczenie	Twoja skóra może być zbyt ciemna do zabiegu. Patrz wykres skali typów skóry na początku niniejszej instrukcji.	Przy Twojej karnacji skóry nie możesz używać urządzenia i-Light REVEAL. Prosimy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
	Test został wykonany nieprawidłowo.	Jeśli czujnik karnacji skóry (migające pomarańczowe światło) nie dotyka mocno skóry, urządzenie wyemituje sygnał odrzucenia. Spróbuj przyłożyć czujnik karnacji skóry mocno do skóry.
	Nie działa czujnik karnacji skóry.	Prosimy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Brud lub zanieczyszczenia utknęły w okienku świetlnym.	Trzeba wyczyścić urządzenie.	Postępuj zgodnie z regułami czyszczenia w tej instrukcji.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie - Nie działa - Nie emituje sygnałów dźwiękowych - Nie wyświetla tego symbolu (z numerem referencyjnym): 	Urządzenie nie działa prawidłowo i może wymagać obsługi serwisowej.	Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i podaj numer referencyjny z wyświetlacza.

- ✱ **NIE PRÓBUJ** otwierać lub naprawiać urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane tylko w autoryzowanych centrach serwisowych i-Light REVEAL.
- Otwarcie urządzenia może narazić użytkownika na niebezpieczne działanie komponentów elektrycznych i energii impulsów świetlnych, które mogą spowodować poważne uszkodzenia ciała i/lub trwałe uszkodzenie wzroku. Próba otwarcia urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji. Jeśli masz urządzenie, które wymaga naprawy, prosimy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia ze względu na niebezpieczne substancje znajdujące się w komponentach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wyrzucaj wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi - składniki urządzenia mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.



Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el és őrizze meg a jelen utasítást.

Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1 FIGYELEM – AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSE ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:
- 2 A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célokra használja.
- 3 Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy nem megfelelően működik.
- 4 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramkörre.
- 5 Tartsa távol a tápkábelt és a csatlakozó dugót a fűtött felületektől.
- 6 Ne használja a készüléket, ha tápkábele sérült.
- 7 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.
- 8 Csak olyan kiegészítőket használjon, amikkel a készülék el van látva.
- 9 Ne csavarja vagy tekerje fel a kábelt, illetve ne tekerje a készülék köré.
- 10 A készülék teste nem mosható és nem vízálló. Ne helyezze a készüléket folyadékba, ne használja vízzel töltött fürdőkád, medence vagy egyéb tároló mellett, illetve ne használja kültéren.
- 11 Ellenőrizze, hogy a tápkábel és az adapter nem nedvesek. Ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett – először azonnal húzza ki a fali elektromos aljzatból.
- 12 Vizes kézzel ne dugja be és ne húzza ki a készüléket.
- 13 Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelt.
- 14 A készüléket csak felnőtt vagy felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
- 15 A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- 16 A készülék PA-0510E (Európában) és PA-0510U (az Egyesült Királyságban) jóváhagyott biztonsági szigetelő akkumulátorokkal van felszerelve. A kimenő kapacitás 5 Vdc, 1000 mA (akkumulátor kimenet), vagy WR9QA1200LMDG2720(R) jóváhagyott biztonsági szigetelő akkumulátor, aminek 5 Vdc a kimenő kapacitása, 1200 mA (akkumulátor kimenet).
- 17 Használat közben NE takarja el a szellőzőnyílásokat, mivel ezek segítenek a készülék hűtésében. Ez túlmelegedést okozhat a készülékben.
- 18 NE HASZNÁLJA a készüléket, ha a csomagolása vagy a készülék sérültnek tűnik, vagy ha a készülék bármelyik része repedt vagy törött. Ellenkező esetben fokozottabb az esélye a szem vagy bőrsérülés elszenvedésének a villanófénytől.
- 19 A készülék nem kereskedelmi vagy fodrászati célú használatra készült.



FŐ JELLEMZŐK

KÉSZÜLÉK

- 1 Villanásjelző ablak
- 2 Kezelő Fej
- 3 Kezelő Fej Eltávolító Fül
- 4 Bőrárnyalat Érzékelő
- 5 Villanás gomb
- 6 LCD Kijelző
- 7 Szőszmentes kendő
- 8 Tároló zsák (nincs feltüntetve)

LCD KIJELEZŐ

- 9 Akkumulátor élettartam
- 10 Villanófény Szakasz Számláló
- 11 Izzó élettartam
- 12 Energia fokozat
- 13 Energia szint gomb
- 14 Be-és kikapcsolás
- 15 Adapter

IRMERKEDÉS AZ i-LIGHT REVEAL-lel

✱ Mi az i-LIGHT REVEAL?

Az i-Light PRO rendszer egy forradalmi, fényalapú eszköz, melyet a nem kívánt testszőrzet és a női arcon lévő szőrszálak otthoni eltávolítására terveztek.

Az i-LIGHT REVEAL egyszerű, klinikailag bizonyított technológiát használ, amit a szakértő bőrgyógyászok és szalonok is alkalmaznak, de a kisebb területek személyes kezelésére optimalizálva.

✱ Mi az Intenzív Villanófény (IPL) és hogy működik az i-LIGHT REVEAL ?


Az IPL – (Intenzív Villanófény) egy jól megalapozott technológia, amit több mint 15 éve használnak világszerte. Az i-LIGHT REVEAL ezt a technológiát alkalmazza a fény bőrön történő intenzív felvillanásával.

Az impulzus a bőr felszíne alatt hat, így a szőrt a gyökerénél célozza meg, ezzel akadályozva annak növekedését. (1. ábra)

A villanófényben lévő energia a sötétebb színre jobban hat, és a legjobb eredményeket a sötétebb szőrzeten lehet tapasztalni.

A sötét bőr megcélzásának (és a lehetséges sérülések) elkerülése érdekében az i-LIGHT REVEAL-t csak világostól középbarna bőrnyalaton (I-IV.) használja.

Abra. 1



✱ Mit várhat az i-LIGHT REVEAL-től

Az eredmény nem azonnali, de a legtöbb használó a kezelés megkezdését követő 1-2 héten belül kevesebb szőrt észlel. Ebben az időszakban úgy tűnhet, mintha a szőr még nőne, de ez valójában « kilökődik », 2. ábra

Abra. 2



Vizsgálataink szerint csupán egyetlen kezelés is már jelentős szőrzetritkulást eredményez, azonban az optimális eredményt általában egyetlen művelettel nem lehet elérni, hiszen a kezelés az anagén fázisban levő szőrszálak esetében hatékony. A legjobb eredmény biztosításához mindig ismételje meg a kezelést, ha újra szőr kinövését észleli. Az elért eredmény egyénenként változó, kezdetben azonban a legtöbb esetben a kívánt eredményt a területek háromszor, két hetes időközönként elvégzett újakezelésével lehet biztosítani.

Az eredmények egyénenként eltérők lehetnek. Az optimális eredmény érdekében a kezelést többször ajánlatos elvégezni.

Valamennyi szőrnövekedés tapasztalható, de ez a szőr ritkább, finomabb és világosabb színű, mint az eredeti szőrszálak. Ez az újránövekedés teljesen természetes, és várható folyamat.

A kezdeti kezelések után, rendszeres heti kezeléssel 6 - 12 héten belül optimális szőrtelenítési eredményt érhetünk el. (sötétebb bőr esetén ez hosszabb időt vehet igénybe).



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

◆ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Mielőtt elkezdene használni az i-LIGHT REVEAL-t:

Olvasson el minden Figyelmeztetést és Biztonsági Információt. Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze, hogy az i-LIGHT REVEAL megfelel-e az Ön számára.

Használja a dobozon és a jelen kézikönyv elején található, bőrtípusokat bemutató táblázatot és a beépített érzékelőt, hogy megállapítsa, a készülék megfelel-e az Ön számára.

Tanulmányozza a szőrszín skálát a használati útmutató elején, hogy meg tudja nyőgyőződni arról, hogy a készülék megfelel-e az Ön számára.

✱ Bőrtípus

- Ld. a bőrszíneket bemutató táblázatot a(z) 2. oldalon.
- Ne használja természetes sötét tónusú bőr (a Fitzpatrick skála szerinti V. and VI. típusok) esetén, mert égési sérülést, hólyagokat és színelváltozást okozhat.
- Ne használja leburnult bőrön vagy ha nemrég napozott, mert égési sérülést vagy a bőr egyéb sérülését okozhatja.
- Az i-LIGHT REVEAL nem hatékony a természetes fehér, ősz, szőke és vörös test- illetve arcszőrzeten.

✱ Nem kezelhető területek:

- Ne használja a fejbőr és fülek területén.
- Ne használja férfi arcbőrön és nyakon
- Ne használja az arccsont felett (női arcon).
- Ne használja a mellbimbók, a bimbóudvar és a nemi szervek területén.
- Ne használja, ha a kezelendő területen tetoválás vagy sminktetoválás található.
- Ne használja sötétbarna vagy fekete foltokon, pl. anyajegyeken, májfoltokon vagy sötét szeplőkön.
- Ne használja, ha a kezelendő felületen friss műtéti heg, égési sérülés vagy leforrázás nyoma található, illetve ha azon nemrég mélyhámleasztsást vagy lézeres bőrmegújítást végezett.

✱ Mikor ne/ Mikor használja az i-LIGHT REVEAL-t?

- NE HASZNÁLJA LEBARNULT BŐRÖN, mivel a bőre esetleg túl sötét és a leburnult bőrön történő alkalmazás átmeneti bőrduzzanatot, hólyagokat okozhat, vagy megváltoztathatja a bőre színét. Várjon, amíg a bőre kihálványodik, mielőtt használná.
- NE HASZNÁLJA kozmetikai készítményekkel kezelt bőrön, mivel az átmeneti bőrduzzanatot, hólyagokat okozhat, vagy megváltoztathatja a bőre színét. Győződjön meg róla, hogy alaposan megtisztította-e a kezelni kívánt területet használat előtt.
- NE alkalmazza a villanófényt többször egymás után ugyanazon a területen egy kezelés során, mivel az átmeneti bőrduzzanatot, hólyagokat okozhat, vagy megváltoztathatja a bőre színét.
- Egyetlen területet se kezeljen TÖBBSZÖR egy héten, mivel ez nem fokozza az eredményt, de növeli a bőrduzzanatot, hólyag vagy bőrszín elváltozásának esélyét.
- NE HASZNÁLJA sérült bőrfelületen, így nyílt seben, herpeszen, leégésen vagy olyan felületen, ahol bőrradiózást végezett vagy az előző 6-8 hétben bőrregeneráló kezelése volt.
- NE HASZNÁLJA irritált bőrfelületen, így kiütéses vagy duzzadt bőrön. Ezek sokkal érzékenyebbre tehetik a bőrt. Várja meg a teljes gyógyulást, mielőtt használná a készüléket.

- NE HASZNÁLJA, ha a bőre érzékeny a fényre. Annak megállapításához, hogy használhatja-e az i-Light REVEAL-t, csináljon egy tesztet a bőre egy kis felületén és várjon 24 órát, hogy meg tudja állapítani, vannak-e kedvezőtlen reakciók, mielőtt nagyobb felületen is alkalmazná.
- NE HASZNÁLJA, ha esetleg terhes vagy szoptat. Az i-Light REVEAL-t nem tesztelték terhes nőknél. A hormonális változások együtt járnak a terhességgel és a szoptatással és növelhetik a bőrérzékenységet és a bőrsérülés kockázatát.
- CSAK bőrön alkalmazza a villanófényt.
- SEMMILYEN más célra ne alkalmazza ezt a modellt (IPL 2000), csak szőreltávolításra.
- NE HASZNÁLJA olyan felületen, ahol azt szeretné, ha valamikor még szőr nőne. Az eredmény esetleg végleges és visszafordíthatatlan.
- ✱ FIGYELEM: Kerülje az olyan felületek kezelését, ahol csak pihés szőr van (nagyon vékony, finom szőr) mivel ez nem kívánt szőr újránövekedést eredményezhet.
- Ne használja arcbőrén, ha korábban az adott területen herpesz volt; az IPL vagy hasonló készülékek használata a bőr irritációját okozhatja, így a herpesz visszatérését idézheti elő.
- Ha professzionális, klinikai, önállóan végzett, IPL vagy elektrolízises szőreltávolító kezelése voltak, várjon legalább 6 hetet az i-Light REVEAL használatáig. Ha legyantázott, levágott vagy epilált a kezelendő bőrfelület, várjon legalább 6 hetet az i-Light REVEAL használatáig. A készülék a bőre alatti szőrzetre hat, hogy a tövénél gyengítse el, így a kezelés nem hatásos, ha a szőr ki lett húzva.
- NE HASZNÁLJA a készüléket közvetlenül az Aktív Beültetett Orvosi Eszközök felett vagy epilált, mint a pacemaker, belső defibrillátor vagy az inzulin készülékek. Bár semmiféle problémát nem jegyeztek fel a készülék használatával kapcsolatban, mégis javasolt az aktív beültetett orvosi eszközök figyelmeztetéseire figyelemmel lenni, hogy elkerüljük egy aktív beültetett eszköz meghibásodását vagy zavarát.
- Ne használja mesterséges dolgok felett vagy közelében, beleértve a szilikon implantátumokat,
- Implanon fogamzásgátló implantátumot, szubkután injekciós portot (inzulinadagoló) vagy piercinget.
- A vezeték nélküli kommunikációs berendezések hatással lehetnek az i-Light REVEAL készülékre, ezért legalább 3,3 m távolságban kell tartani ezektől.
- Ne használja fém eszközök, fog implantátumok és fogszabályzó felett.

A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

✱ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK A TÖLTÉSHEZ

- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
- Dugja be az adaptert a készülékbe és ezt követően a konnektorba.
- Egy teljes feltöltés 1.5 órába telik.
- Az kiválasztott energiaszint beállításától függően, egy teljesen feltöltött állapotú akkumulátor 100 villanást tesz lehetővé. (alacsonyabb energiaszint beállítás esetén több villanás is lehetséges)

✱ Gyors töltés funkció

- A készülék gyors töltés funkcióval is rendelkezik.
- A gyors töltés funkció esetén 15 percig töltsa a készüléket
- Ez a funkció kb. 20 villanást tesz lehetővé.

- Amikor az akkumulátor töltődik, az LCD kijelző a 3. ábrán látható töltési ikont mutatja.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az LCD kijelző a 4. ábrán látható, akkumulátor feltöltve ikont mutatja.

Abra. 3




Abra. 4



- Használat során az akkumulátor állapotát az LCD kijelzőn látható « Akkumulátor élettartama » ikon jelzi. 5. ábra.

Abra. 5

Akkumulátor
élettartamaAlacsony
Akkumulátor
töltöttségAkkumulátor
lemerült

- * MEGJEGYZÉS: A készülék nem használható, amíg be van dugva a konnektorba vagy töltődik.
- * TANÁCS: Azt javasoljuk, hogy minden használat után töltsd a készüléket, hogy biztosan teljesen feltöltött legyen és készen álljon a használatra következő alkalommal.


👁️ AZ i-LIGHT REVEAL HASZNÁLATA KEZELÉS SORÁN

✳️ Bőrárnyalat teszt




- 1 Olvassa el a Figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások részt!
- 2 Ismerkedjen meg az i-Light készüléke funkcióival.
- 3 Tanulmányozza a bőrárnyalat skálát, hogy meggyőződjön arról, hogy bőrszíne az elfogadható tartományban van. 6. ábra



Abra. 6



4 A bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. 7. ábra.



- ✱ **MEGJEGYZÉS:** Minden alkalommal, amikor a készüléket bekapcsolja, a készülék figyelmezteti, hogy ellenőrizze bőrnyalátát.
Az LCD kijelző megjeleníti a 'Bőrnyalat Érzékelő' ikont. 8. ábra.
A Bőrnyalat Érzékelő a készülék hátoldalán helyezkedik el és egy villogó narancssárga fényt jelez. 9. ábra.

5 A Bőrnyalat Érzékelőt (villogó narancssárga fény) erősen nyomja rá a kezelni kívánt bőrfelületre és tartsa rajta 2 másodpercig. 10. ábra

Abra. 10




- Az olvasás automatikusan megtörténik.
- Folyamatos narancssárga fény és 'zúgás'=A bőr lehet, hogy túl sötét.
- Folyamatos zöld fény és 'sípolás'= A bőr rendben van.

✱ **MEGJEGYZÉS:** Minden egyes kezelni kívánt területen meg kell ismételni a bőrnyalát tesztet.

✱ Energia Szint Kiválasztása

A készülék minden alkalommal, amikor BE kapcsolja, automatikusan az 1 energia fokozatra állítja be magát. A fokozat megváltoztatásához nyomja meg az Energia Fokozat Kiválasztása Gombot. 11. ábra

Abra. 11



- A 3. fokozat elérése után az Energia Szint Gomb megnyomásával újra az 1 energia fokozat kerül beállításra.
- Az i-Light REVEAL 3 energiafokozattal rendelkezik. Az 1 fokozat (egy sáv) a legalacsonyabb, a 3 fokozat (3 sáv) a legmagasabb.
- ✱ **TANÁCS:** A leghatékonyabb eredmény érdekében mindig azt a legmagasabb energia szintet használja, ami nem okoz kellemetlen érzést a bőrön.
- ✱ **Az i-Light REVEAL készülék tesztelése a bőrön**
- Próbálja ki az i-Light REVEAL készülék használatát egy kis bőrfelületen, majd várjon 24 órát, hogy fellep-e valamilyen mellékhatás a területen.
- Kezdje az 1. energia fokozattal és villantson egyszer.
- A bőr villantásához helyezze a villanó ablakot erősen a bőrére. Egy 'sípólást' fog hallani és a bőrárnyalat érzékelő folyamatos zöld fénnel fog világítani. Nyomja meg a villanófény gombot. 12. ábra

Abra. 12



- ✱ **TANÁCS:** Érdemes tükröt használni a bőrárnyalat érzékelő figyeléséhez. Ha a visszatükröződő fény kellemetlen, becsukhatja a szemét minden villanás előtt. Az enyhe vagy mérsékelt diszkomfort érzés normális. Ha az 1 energia fokozatú villanás elviselhető, növelje azt a 2 energia fokozatra. Helyezze a készüléket egy másik felületre és villantson az i-Light REVEAL-lel még egyszer. Ismételje a folyamatot mindaddig, amíg úgy nem érzi, hogy a beállítás megfelelő az Ön számára. Várjon 24 órát és vizsgálja meg a tesztelt területet. Ha a bőr normál állapotúnak tűnik, végezze el az első teljes kezelést azon az energia fokozaton, ami megfelelőnek tűnt.
- **MEGJEGYZÉS:** A készüléket minden egyes kezelni kívánt felületen tesztelni kell az arctól a testig.
- ✱ **A kívánt terület(ek) kezelése az i-Light készülékkel**
- ✱ **A bőr előkészítése**
- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a kezelni kívánt terület tiszta, és mentes minden olajtól, dezodortól, parfümtől, sminktől, testápolótól vagy krémtől. A kezelni kívánt területen borotválja vagy vágja le a szőrt és győződjön meg róla, hogy a bőr tiszta és száraz. Ha levágja a szőrt, annak 0,5 mm-nél rövidebbnek kell lennie. 13. ábra.

Abra. 13





- 2 Soha ne használjon gyantát, epilátort, csipeszt vagy szőrtelenítő terméket a szőr eltávolítására, mivel ezek kellemetlen mellékhatásokat okozhatnak az IPL folyamattal együtt.

✱ A készülék előkészítése a kezeléshez

Használja a bőrárnyalat érzékelőt az egység feloldásához 14. ábra.

Válassza ki a kívánt energiaszintet (15. ábra).




👁 KEZELÉS

- Helyezze a villanó ablakot erősen az arcára. A fény folyamatosan zölden fog világítani, ha a villanó ablak a bőrhöz ér. 16. ábra



- Nyomja meg a Villanófény Gombot a villantáshoz. Egy erős villanó fényt kell látnia (hasonló a fényképezőgép vakujához), és enyhe meleget kell éreznie.


- ✱ MEGJEGYZÉS: A készülék körülbelül 5 másodpercenként képes villantásra. Addig egy homokóra ikon látható a kijelzőn (17. ábra). Ha a készülék ismét kész a villantásra, az ikon eltűnik, és a fény folyamatos zólddé változik (amennyiben a kezelőfej teljes felületén érintkezik a bőrrrel).




Abra. 18

- Rácszerű mintában kezelje a bőrét. 18. ábra.

- A legjobb eredmény érdekében kövesse a 19. ábrán látható útmutatót.



- ✱ **TANÁCS:** Feszítse meg a Bőrt a jobb Bőr Érintkezés érdekében – a bőr körvonalai nehezíthetik az érzékelő bőrrrel való érintkezését egyes területeken. Egyszerűbbnek találhatja, ha a felső ajkát a fogaira szorítja vagy használja a nyelvét az arca megfeszítéséhez a jobb érintkezés érdekében.
- A villanások számontartásához a készülék egy 'Villanófény Szakasz Számláló'-val van felszerelve. 20. ábra. Minden alkalommal utána állítódik, amikor a készüléket bekapcsolja.



👁 KEZELÉS UTÁNI ÁPOLÁS

A kezelés után a bőr enyhe kipirosodását és melegség érzetet tapasztalhat. Ez normális, és gyorsan elmúlik. A bőr kezelés utáni irritációjának elkerüléséhez végezze el a következő óvintézkedéseket:

- A kezelés után 24 óráig ne tegye ki a bőrét közvetlen napfénynek. SPF 30-as krémmel védje bőrét két hétig az egyes kezelések után.
- A kezelés után legalább két hétig ne tegye ki bőrét napsütésnek, szoláriumozásnak vagy önbarnító krém hatásainak.
- A kezelés után tartsa tisztán és szárazon bőrét, és igyon sok vizet, hogy bőre hidratált maradjon.
- A kezelés után 24 órán át ne vegyen forró fürdőt, zuhanyt, ne menjen gőzkabinba vagy szaunába.
- Ne sportoljon 24 óráig a kezelés után
- A teljes kezelés alatt ne szőrtelenítsen (kerülje a gyantázást, csipeszt, trimmelés vagy szőrtelenítő krémeket) – a borotválás lehetséges, ha az egyes kezelések után 24 óráig nem borotválja az adott területet.
- Ne használjon fehéritő hatású krémeket, vagy illatosított termékeket a kezelés után 24 órán keresztül.

i-LIGHT REVEAL ESZKÖZÉNEK TISZTÍTÁSA

- ◆ **FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt megtisztítaná i-Light REVEAL készülékét, ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és hogy a töltőszinór ki van-e húzva a készülékből.
- A rendszeres tisztítás biztosítja az optimális működést és a készülék hosszú élettartamát.
- Használjon tiszta, szakadásmentes rongyot (egy jár a készülékhez) vagy pamut törlőt a készülék felületének, a Villanó Ablak, a Kezelő Fej és a Bőrárnyalat Érzékelő finom áttörléséhez. Ha szükséges, nedvesítse be a rongyot vagy pamut törlőt vízzel és finom szappannal.
- Hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt ismét használná.
- ◆ **FIGYELEM:** Ha a Villanás ablak törött vagy megrepedt, tilos a készüléket tovább használni. Soha ne karcolja meg a Kezelőfejben lévő szűrőüveget vagy a fém felületet.
- ◆ **VIGYÁZAT:** Az i-Light készülék nagy feszültséget használó eszköz. Soha ne merítse vízbe. Soha ne mossa a készüléket vagy bármely tartozékát folyó víz alatt vagy mosogatógépben.
- Ne használjon petróleum-alapú vagy gyúlékony tisztítószerket, mivel azok tűzveszélyesek. A készülék tisztításához soha ne használjon súrolószivacsot, karcoló hatású tisztítószerket vagy maró hatású folyadékokat, például olajat vagy acetont.

➔ HIBAELHÁRÍTÁS / TÁROLÁS / KARBANTARTÁS


✱ i-Light Reveal készülék karbantartása

◆ **VIGYÁZAT:** Az i-Light eszköz karbantartása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a főkapcsolót, és kihúzta a tápkábelt a hálózati aljzatból.

✱ A Kezelőfej cseréje

- A kezelőfej 6,000 villanást képes végezni az energia fokozattól függetlenül. Amikor a Kezelőfej elhasználta a villanásait, ki kell cserélni.
- A kijelzőn található 'Izzó Élettartam Jelző' ikon jelzi, amikor a még meglévő villanások száma alacsony. 21. ábra.

Ábra. 21




- Izzó Élettartam Kijelző 22. ábra.

Állapot	Teljes	Részben teljes	Üres
Izzó élettartam kijelző	Egy új izzó 6,000 villanásra képes és az Izzó Töltöttség Színe erős.	Amikor kevesebb, mint 300 villanás maradt, az Izzó Töltöttség Színe villogni kezd.	Ha kevesebb, mint 600 villantás maradt, az Izzó Töltöttség Színe halványabb szürkévé válik.
IKON			


✱ **MEGJEGYZÉS:** A kezelőfejet ki kell cserélni, ha a Lámpa Cső el van törve.

1. Nyomja meg a Kezelő Fej Eltávolító Fület és óvatosan húzza meg a Kezelőfej eltávolításához..
2. Cserélje ki egy új Kezelőfejjel meggyőződve arról, hogy az a helyére kattant. 24. ábra

Abra. 23



Abra. 24



✱ **Tárolás**

- A készülék tárolásának megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati aljzatból és hagyja hűlni 10 percig.
- Száraz helyen, 15° C és 35° C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.

✱ Hibaelhárítás

- Az i-Light készülék használata előtt olvassa végig ezeket az utasításokat.
- Tekintse meg a jelen hibaelhárítási útmutatót, ha problémát tapasztal az i-Light készülék használatával kapcsolatban, mivel ebben a részben megtalálja a leggyakoribb problémákat, melyek az i-Light készülék használata alatt felmerülnek.
- Ha követte a jelen fejezet utasításait, de még mindig hibát tapasztal, lépjen kapcsolatba a Remington® Szervizközpontjával, ahol további segítséget kaphat.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs feltöltve. A készülék kétszer 'sípól' és az LCD kijelző ezt a képernyőt mutatja. 	Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve – dugja be a töltő zsinórt a konnektorba. Az Akkumulátor Töltő ikonnak meg kell jelennie az LCD kijelzőn. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, az Akkumulátor élettartam mutató megteltet mutat. 
	A Kezelőfej nincs tökéletesen csatlakoztatva. A készülék kétszer 'sípól' és az LCD kijelző ezt a képernyőt mutatja. 	Győződjön meg róla, hogy a Kezelőfej megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez. Ha a Kezelőfej megfelelően van csatlakoztatva, egy 'kattanást' kell hallania és a világítás és 'sípolás' befejeződik.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Amikor a készüléket a bőrhöz tartom semmi nem történik. A készülék pár másodperc után sem 'sípol'.	Esetleg el kell végeznie egy bőrárnyalat tesztet. Az LCD kijelző ezt a képernyőt jeleníti meg: 	Tegye a villogó narancssárga fényt a kezelni kívánt terület bőréhez. A készülék lehet, hogy új Bőrárnyalat tesztet kíván végrehajtani ha: - A készüléket nem használta öt percig. - Szünetet tart a kezelés közepén. - A készüléket kikapcsolja, majd ismét be.
	A Kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.	Ellenőrizze, hogy a Kezelőfej érintkezik a bőrével. A készülék nem villan addig, amíg a Kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.
	Egy kisebb felületet próbáljon meg kezelni mint például a szemöldökök közti rész vagy a szemek közeli rész.	Az Ön biztonsága érdekében a készüléket NE használja sehol a szem, szemöldök vagy szempillák környékén.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Nem bocsát ki villanó fényt a készülék, amikor megnyomom a Villanófény gombot.	A kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.	Ellenőrizze, hogy a Kezelőfej érintkezik-e a bőrrel. A készülék nem villan addig, amíg a Kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.
	Nem várt elég időt a két villanás között.	A készüléknek körülbelül 5 másodpercre van szüksége az újratöltéshez két villanás között. Amikor a készülék kész az újravillantásra, a fény folyamatos zölddé válik.
	A Kezelőfejet ki kell cserélni; az LCD kijelző az 'Izzó Üres' ikont mutatja és ki-be villog.	Győződjön meg róla, hogy az Izzó Élettartam, Ikon nem üres és villog. Ha villog; kapcsolja ki a készüléket és cserélje ki a Kezelőfejet.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Nem bocsát ki villanó fényt a készülék, amikor megnyomom a Villanófény gombot.	A készüléknek időre van szüksége, hogy lehűljön. Egy 'sípólást' kell hallania és az LCD kijelző megjeleníti ezt a képernyőn: 	Várjon néhány percet, hogy a készülék le tudjon hűlni. Ne kapcsolja ki a készüléket, mivel ez a képernyő eltűnik, amikor a készülék ismét kész a használatra. Normál körülmények között ez kivételes, azonban előfordulhat, ha az egység túl forróvá válik.
	A helység túl meleg a készüléknek a lehűléshez.	Használja az i-Light REVEAL készüléket hűvösebb környezetben, ahol a hőmérséklet 27 foknál (80 F) alacsonyabb.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Csináltam egy Bőrárnyalat Tesztet, és a fény narancssárgává vált és 'zúgott'.	A bőre lehet, hogy túl sötét a kezeléshez. Tekintse meg a használati útmutató elején lévő Bőrárnyalat Skálát.	Nem használhatja az i-Light REVEAL készüléket az Ön bőrárnyalatán. Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatl.
	Nem megfelelően használta a Bőrárnyalat Érzékelőt.	Ha a Bőrárnyalat Érzékelő (narancssárga fénnel villog) nem érintkezik erősen a bőrrel, a készülék egy elutasító hangot ad ki. Próbálja meg erősen rányomni a bőrére a Bőrárnyalat Érzékelőt.
	A Bőrárnyalat Érzékelő nem működik.	Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatl.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Kosz vagy hulladék ragadt a Villanó Ablakba.	A készüléket ki kell tisztítani.	Kövesse a használati útmutatóban leírt tisztítási útmutatót.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
A készülék: - Nem működik. - Sípól. - Ezt a szimbólumot mutatja (beleértve a hivatkozási számot):  006	A készülék nem működik megfelelően és esetleg szervizre van szüksége.	Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal; és adja meg a kijelzőn látható hivatkozási számot.

- ✱ NE próbálja meg kinyitni vagy megjavítani a készüléket. Csak arra engedéllyel rendelkező i-Light REVEAL szerviz központok jogosultak a javításra.
- A készülék kinyitása veszélyes elektromos alkatrészeket és impulzusos gyenge energiát tárhathat fel, ezek mindegyike súlyos testi sérüléseket okozhat és/vagy maradandó szemkárosodást. A készülék nyitogatása szintén károsíthatja a készüléket, és érvénytelenítheti a garanciát. Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos és elektronikus termékekben jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében az ilyen jelöléssel ellátott készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, gondoskodni kell azok újrahasznosításáról.

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.



ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 **ВНИМАНИЕ!** – для снижения риска ожогов, удара электрическим током, возгорания или травмы:
- 2 Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном руководстве.
- 3 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 4 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 5 Силовой шнур и штекер следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- 7 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 8 Используйте только те детали, которые поставляются с устройством.
- 9 Не перекручивайте и не перегибайте кабель, не закручивайте его вокруг прибора.
- 10 Корпус данного устройства не должен подвергаться мойке и не является водостойчивым. Не погружайте устройство в жидкость; не пользуйтесь им вблизи воды в ванне, бассейне, прочих емкостях; не используйте устройство на улице.
- 11 Следите, чтобы силовой шнур и штекер не намокли. Если устройство упало в воду, не следует сразу же доставать его – сначала отключите устройство от сети.
- 12 Не вставляйте и не вынимайте штекер влажными руками.
- 13 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией. Это устройство должно использоваться только ответственным взрослым или под его наблюдением.
- 14 Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 15 В комплект поставки устройства должны входить утвержденные изолированные адаптеры SW-120060EU (для Европы) и SW-120060BS (для Великобритании) с выходной мощностью 12 В DC; 600 мА (выход адаптера).
- 16 Не закрывайте какие-либо части вентиляционных отверстий во время использования, поскольку они помогают охлаждать устройство во время эксплуатации. Это может привести к перегреванию устройства.
- 17 Не используйте, если упаковка или устройство повреждены или если какая-либо часть устройства треснута или сломана. Это может повысить риск повреждения кожи или глаз вспышкой лампы.
- 18 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО

- 1 Окошко вспышки
- 2 Насадка
- 3 Кнопки фиксатора насадки
- 4 Сенсор определения типа кожи
- 5 Кнопка вспышки
- 6 ЖК-дисплей
- 7 Безворсовая ткань
- 8 Чехол для хранения (не показан)

ЖК-дисплей

- 9 Индикатор заряда батареи
- 10 Счетчик вспышек сессии
- 11 Индикатор срока службы лампы
- 12 Индикатор уровня интенсивности
- 13 Кнопка выбора уровня интенсивности
- 14 Включение / выключение питания
- 15 Блок питания

ЗНАКОМСТВО С I-LIGHT REVEAL

★ Что такое i-Light REVEAL?

Система i-Light PRO – это революционное устройство со световым воздействием для домашнего удаления нежелательных волос на теле и лице у женщин.

В устройстве i-Light REVEAL применяются клинически проверенные технологии, аналогичные тем, что используют профессиональные дерматологи и салоны красоты, но они оптимизированы для личного использования на меньших участках кожи.

✱ Что такое интенсивное импульсное излучение (технология IPL) и как работает i-Light REVEAL?


Технология IPL — (интенсивное импульсное излучение) это хорошо зарекомендовавшая себя технология, используемая во всем мире уже более 15 лет. i-Light REVEAL использует эту технологию для обработки вашей кожи интенсивным импульсом света.

Импульс, проникая под поверхность кожи, воздействует на корни волосков и подавляет их дальнейший рост. (Рис. 1)

Энергия импульса света лучше поглощается поверхностями темного цвета, поэтому лучшие результаты видны на темных волосах.

Во избежание воздействия импульса на темную кожу (а также возможного ее повреждения), устройство i-Light REVEAL следует использовать только на коже от светлого до средне-темного цвета (I-IV).

Рис. 1



✱ Чего ожидать от i-Light REVEAL

Результаты не моментальные, но большинство пользователей начинают замечать уменьшение количества волос уже через 1—2 недели после начала процедур. В это время может казаться, что волосы все еще растут, но на самом деле они “выталкиваются”. Рис. 2.

Рис. 2



Важно продолжать процедуры до тех пор, пока все волоски не попадут под воздействие вспышки фотопилилятора. Для этого необходимо делать по 3 процедуры каждые две недели. Индивидуальные результаты могут различаться, в некоторых случаях потребуются несколько процедур для оптимального результата.

Волосы, которые будут вырастать, станут реже, тоньше и светлее первоначальных волос. Такие изменения в росте абсолютно нормальны и ожидаемы.

После завершения первоначальных процедур, продолжайте пользоваться фотопилиратором раз в неделю в течение 6-12 недель (для более темных оттенков кожи может потребоваться больше времени).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

♦ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации i-Light REVEAL:

Прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности.

Перед началом работы проверьте, подходит ли вам i-Light REVEAL.

Чтобы узнать, подходит ли вам данное устройство, воспользуйтесь таблицей типов кожи на коробке и на обложке данного руководства, а также интегрированным сенсором кожи.

Используйте таблицу типов волос в этом руководстве, чтобы убедиться, что устройство подходит для вас.

✱ Тип кожи

См. таблицу типов кожи на странице 2.

- Не применяйте для естественно темной кожи (типы V и VI по шкале Фитцпатрика) во избежание возникновения ожогов, волдырей и изменения цвета кожи.
- Не применяйте на загорелой коже или после недавнего воздействия солнца во избежание ожогов и повреждения кожи.
- Устройство i-Light REVEAL неэффективно при обработке естественных седых, белокурых и рыжих волос на лице и теле.

✱ Зоны, не подлежащие обработке:

- Не применяйте на коже головы и ушей.
- Не применяйте на лице и шее мужчин.
- Не применяйте на коже над скулой (при обработке женского лица).
- Не применяйте на сосках, околососковых кружках и половых органах.
- Не применяйте в области татуировок или татуажа.
- Не применяйте на темно-коричневых и черных пятнах – родинках, родимых пятнах, веснушках.
- Не используйте в местах недавнего хирургического вмешательства, глубокого пилинга, лазерной шлифовки, на шрамах или коже, поврежденной в результате ожогов.

✱ Когда не использовать/избегать использования i-Light REVEAL

- НЕ используйте устройство на ЗАГОРЕВШЕЙ КОЖЕ в предполагаемой зоне обработки, поскольку кожа может оказаться слишком темной и обработка загоревших участков кожи может временно привести к отекам, волдырям либо может изменить цвет кожи. Подождите, пока не сойдет загар, прежде чем провести процедуру.
- НЕ используйте на коже, на которую нанесена косметика, поскольку это может временно привести к отекам, волдырям, либо может изменить цвет кожи. Перед использованием устройства убедитесь в том, что выбранная область обработки тщательно очищена.
- НЕ воздействуйте импульсом света на одном и том же месте несколько раз в течение одной сессии, поскольку это может временно привести к отекам, волдырям либо может изменить цвет кожи.

- НЕ проводите процедуру на одной области чаще, чем раз в неделю, поскольку это не ускорит результат, но может повысить вероятность отека кожи, образования волдырей или изменения цвета кожи.
- НЕ используйте на поврежденной коже, включая открытые раны, герпес, ожоги или области, на которых был проведен пилинг кожи или другие процедуры, влияющие на поверхность кожи, в течение последних 6—8 недель.
- НЕ используйте на раздраженной коже, включая сыпь или припухлость. Эти условия могут повысить чувствительность кожи. Подождите до выздоровления кожи прежде, чем начать использование.
- НЕ используйте, если кожа чувствительна к свету. Для того чтобы определить, можете ли вы использовать i-Light REVEAL, выполните проверку на небольшом участке кожи и подождите 24 часа, чтобы выяснить, есть ли побочные реакции, прежде чем начать обработку большей поверхности.
- НЕ используйте, если вы беременны или кормите грудью. Устройство i-Light REVEAL не было испытано на беременных женщинах. Гормональные изменения во время беременности и грудного вскармливания могут повысить чувствительность кожи и риск ее повреждений.
- НЕ применяйте импульс на каком-либо материале, кроме кожи.
- НЕ используйте эту модель (IPL2000) в каких-либо целях, кроме удаления волос.
- НЕ обрабатывайте области, на которых в будущем, возможно, потребуется отрастить волосы. Результат процедур может быть постоянным и необратимым.
- ★ **ОСТОРОЖНО!** Избегайте воздействия на области, содержащие только пушковые волосы (очень тонкие, редкие волосы), поскольку это может привести к нежелательному росту волос впоследствии.
- Не используйте на лице, если у вас был герпес; применение интенсивного импульсного излучения (IPL) или другого раздражающего кожу воздействия может вызвать рецидив герпеса.
- Если вы проходили профессиональные, клинические или самостоятельные процедуры по удалению волос с использованием лазера, IPL или электролиза, подождите не менее 6 месяцев, прежде чем использовать i-Light REVEAL. Если вы удаляли волосы в области обработки при помощи воска, эпилятора или выщипывали их, подождите не менее 6 недель, прежде чем использовать i-Light REVEAL. Устройство влияет на волосы под кожей, чтобы воздействовать на корни волос, поэтому процедура будет неэффективной, если волоски были выдернуты.
- НЕ используйте непосредственно над или вблизи активных имплантируемых медицинских устройств, таких как имплантируемый кардиостимулятор, внутренний дефибриллятор или инсулиновая помпа. Несмотря на то, что в ходе клинических исследований не были выявлены проблемы с применением данного изделия, при использовании активных имплантируемых медицинских устройств рекомендуется соблюдать все меры предосторожности, касающиеся электронных приборов, для предупреждения любых сбоев или нарушений в работе активного имплантируемого устройства.
- Не использовать на искусственных частях, таких как силиконовые имплантаты, контрацептивные имплантаты Implanon, кардиостимуляторы, отверстия подкожных инъекций (дозатор инсулина), пирсинг, и возле них.
- Беспроводные средства связи могут повлиять на работу устройства i-Light REVEAL и должны находиться на расстоянии не менее 3,3 метра.
- Не используйте рядом или на предметах, содержащих металл, зубных имплантах и скобах.

👁 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

✦ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

- Перед первым использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Подключите блок питания к устройству, а затем к розетке.
- Одна полная зарядка может занять до 1.5 ч.
- В зависимости от выбранного уровня интенсивности, одна полная зарядка обеспечивает примерно 100 вспышек (чем ниже уровень интенсивности, тем большее количество вспышек возможно на одной зарядке)

✦ Функция Быстрой Подзарядки

- Прибор оснащен Функцией Быстрой Подзарядки
- Чтобы воспользоваться этой функцией, заряжайте прибор в течение 15 минут.
- Быстрая подзарядка обеспечит приблизительно 20 вспышек.
- При заряде аккумулятора на ЖК-дисплее будет отображаться значок зарядки (см. рис. 3).
- Когда аккумулятор полностью заряжен, на ЖК-дисплее будет отображаться значок полного заряда аккумулятора (см. рис. 4).

Рис. 3



Рис. 4



- Во время использования устройства статус батареи отображается на ЖК-дисплее посредством значка "Индикатор заряда батареи" (см. рис. 5).


Рис. 5



Батарея заряжена



Низкий заряд
батареи



Батарея
разряжена

- ✦ ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя использовать устройство, когда оно подключено к розетке или заряжается.

- ★ **СОВЕТ:** рекомендуется заряжать устройство после каждого использования, чтобы гарантировать полную зарядку и готовность к следующей процедуре.

👁 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ i-LIGHT REVEAL ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

★ Проверка типа кожи

- 1 Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности.
- 2 Ознакомьтесь с функциями i-Light.
- 3 Убедитесь, что цвет вашей кожи лежит в допустимом диапазоне, сверившись с таблицей типов кожи (см. рис. 6).




Рис. 6

- 4 Включите устройство, нажав кнопку питания (см. рис. 7).





Рис. 8




Рис. 9

- ★ **ПРИМЕЧАНИЕ.** При каждом включении устройства вам будет предложено проверить тип своей кожи.

На ЖК-дисплее будет отображен значок "Сенсор определения типа кожи". См. рис. 8. Сенсор определения типа кожи расположен на обратной стороне устройства и обозначен мигающей оранжевой подсветкой (см. рис. 9).


5. Плотно прижмите сенсор определения типа кожи (мигающий оранжевый индикатор) к коже на предполагаемой области обработки и подержите 2 секунды (см. рис. 10).

Рис. 10



- Считывание произойдет автоматически.
- Равномерное оранжевое свечение и “жужжание” = возможно, цвет кожи слишком темный
- Равномерное зеленое свечение и “писк” = цвет кожи подходит для обработки
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Проверку цвета кожи необходимо повторять для каждой области обработки.
- ✳ **Выбор уровня интенсивности**
- Устройство при ВКЛЮЧЕНИИ автоматически переводится на уровень интенсивности 1. Для изменения уровня нажмите кнопку выбора уровня интенсивности (см. рис. 11).

Рис. 11



- После достижения уровня 3 нажатие на кнопку уровня интенсивности снова включит уровень интенсивности 1.
- Устройство i-Light REVEAL оснащено 3 уровнями интенсивности. Уровень 1 (одно деление) является самым низким, а уровень 3 (3 деления) — самым высоким.
- ✳ **СОВЕТ:** для повышения эффективности используйте максимальный уровень интенсивности, не вызывающий дискомфорта ощущений на коже.
- ✳ **Попробуйте действие устройства i-Light REVEAL на коже**
- Проверьте устройство i-Light REVEAL на маленьком участке кожи и подождите 24 часов, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций.
- Начните с уровня 1 и один раз включите вспышку.
- Обработывайте кожу вспышками, плотно прижав окошко вспышки к коже. Вы услышите двойной писк, а сенсор определения типа кожи загорится равномерным зеленым светом. Нажмите на кнопку вспышки, чтобы произвести вспышку (см. рис. 12).

Рис. 12



- ✳ **СОВЕТ:** Целесообразно использовать зеркало, чтобы видеть сенсор типа кожи. Если отраженный свет доставляет дискомфорт, возможно, следует закрыть глаза или отвести взгляд перед каждой вспышкой.

- Дискомфорт от легкого до умеренного является нормальным. Если ощущения от вспышки на уровне интенсивности 1 являются приемлемыми, увеличьте уровень интенсивности до 2. Передвиньте устройство на другое место и еще раз произведите вспышку устройством i-Light REVEAL. Повторите этот процесс, пока не определите подходящие для вас настройки.
- Подождите 24 часа, а затем осмотрите область испытания. Если кожа выглядит нормально, проведите первую полную процедуру на уровне интенсивности, который вы определили во время испытания.

✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Испытывать устройство следует на каждой области лица или тела, которую вы хотите обработать.

✳ **Обработайте желаемые области устройством i-Light**

✳ **Подготовьте кожу к процедуре**

1. Убедитесь, что обрабатываемый участок чист, не содержит остатков масла, дезодоранта, духов, косметики, лосьонов и кремов. Удалите волосы на обрабатываемой поверхности при помощи бритвы или триммера и убедитесь, что кожа чистая и сухая. Если вы использовали триммер, убедитесь, что длина волосков не превышает 0,5 мм. См. рис. 13.

Рис. 13



2. Никогда не пользуйтесь воском, пинцетом, средствами для эпиляции и депиляции, поскольку удаление волос таким способом противодействует процессу IPL.

✳ **Подготовьте устройство к процедуре**

Используйте сенсор типа кожи, чтобы разблокировать устройство (см. рис. 14). Выберите требуемый уровень интенсивности (рис. 15).

Рис. 14






Рис. 15



ПРОЦЕДУРА

- Плотно прижмите окошко вспышки к коже. Если окошко вспышки касается кожи, включится равномерная зеленая подсветка (см. рис. 16).

Рис. 16



- Нажмите на кнопку вспышки, чтобы произвести вспышку. Следует ожидать яркой вспышки света (как в фотоаппарате), также вы должны почувствовать мягкое ощущение тепла.
- ★ ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство может производить вспышку примерно каждые 5 секунд. В это время на дисплее появится значок песочных часов (см. рис. 17). Когда устройство готово к следующей вспышке, значок исчезнет и загорится равномерный зеленый свет (если насадка полностью прикасается к коже).
- Обрабатывайте кожу по принципу решетки (см. рис. 18).

Рис. 17



1"




Рис. 18

- Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям на рис. 19.

КАЖДАЯ ВИСОЧНАЯ ЗОНА: 10

ЩЕКА: 25

НАД ГУБАМИ: 10

ПОДБОРОДОК: 20

ШЕЯ: 25





Рис. 19

- ✱ **СОВЕТ:** для лучшего контакта с кожей натягивайте кожу – из-за контуров лица в определенных местах датчику тяжело полностью прижаться к коже. Проще будет, например, завернуть верхнюю губу за зубы или натягивать языком кожу на щеках – так контакт с кожей будет эффективнее.
- Чтобы помочь вам вести учет количества вспышек в одной процедуре, устройство оборудовано счетчиком вспышек сессии. См. рис. 20. Он будет обнулен при каждом включении устройства.

Рис. 20



👁 ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

После процедуры в местах обработки может наблюдаться легкое покраснение или чувство тепла. Это нормально и скоро пройдет. Во избежание раздражения кожи после обработки выполняйте следующие меры предосторожности:

- Избегайте воздействия солнечных лучей в течение 24 часов после процедуры. Защитите кожу SPF 30 на 2 недели после каждой процедуры.
- Не усиливайте воздействие солнца – не загорайте, не пользуйтесь солярием и автозагаром как минимум 2 недели после процедуры.
- После процедуры обработанные места следует держать чистыми и сухими, пить много воды, чтобы кожа оставалась увлажненной.
- Не принимайте ванны, душ, не посещайте баню, сауну в течение 24 часов после процедуры.
- Не занимайтесь контактными видами спорта в течение 24 часов после процедуры.
- Во время процедур не делайте депиляцию (воском, кремом, нитью или путем выщипывания). Брить волосы можно спустя 24 часа после проведения процедуры.
- Не пользуйтесь отбеливающими кремами и парфюмерными продуктами в течение 24 часов после процедуры.

👁 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА i-LIGHT REVEAL

- ⚠ **ОСТОРОЖНО!** Перед чисткой i-Light REVEAL убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**, а шнур зарядки отсоединен от устройства.
- Если устройство регулярно чистить, вы достигнете оптимальных параметров эксплуатации и срока хранения.

- Используйте чистую ткань без ворса (поставляется с устройством) или ватный тампон, чтобы аккуратно протереть поверхность, окошко вспышки, аппликатор и сенсор определения цвета кожи. При необходимости можно обмокнуть ткань или ватный тампон в воду или мыльный раствор.
 - Дайте устройству полностью высохнуть перед повторным использованием.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте устройство с треснутым или разбитым окошком вспышки. Не царапайте стекло фильтра и металлическую поверхность внутри насадки.
- ⚠ **ОСТОРОЖНО:** Устройство i-Light является прибором высокого напряжения. Не погружайте его в воду. Не промывайте устройство или его детали под проточной водой или в посудомоечной машине.
- Во избежание возгорания не применяйте чистящие средства на основе бензина или других воспламеняемых веществ. Для чистки устройства никогда не используйте губки, абразивные чистящие средства, агрессивные жидкости наподобие масла или ацетона.

➡ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ХРАНЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


✳ Обслуживание устройства i-Light Reveal

- ⚠ **ОСТОРОЖНО:** Перед обслуживанием i-Light убедитесь, что устройство ВЫКЛЮЧЕНО, а шнур питания отсоединен от базы.

✳ Замена насадки

- Насадка может производить 6,000 вспышек вне зависимости от уровня интенсивности. После того, как насадка произведет расчетное количество вспышек, ее следует заменить.
- Значок "Индикатор срока службы лампы" на дисплее предупредит вас о том, что количество оставшихся вспышек низкое (см. рис. 21).

Рис. 21



- Индикатор срока службы лампы (рис. 22)

СОСТОЯНИЕ	ПОЛНЫЙ	ЧАСТИЧНО ПОЛНЫЙ	ПУСТОЙ
Индикатор срока службы лампы	Новая лампа обеспечивает 6000 вспышек, закрашенная часть значка состояния лампы будет гореть непрерывно.	Когда останется меньше 300 вспышек, закрашенная часть значка состояния лампы начнет мигать.	Когда все вспышки будут использованы, весь значок состояния лампы будет мигать. Устройство издаст звуковой сигнал. Насадку необходимо заменить.
ЗНАЧОК			

★ ПРИМЕЧАНИЕ. Насадку необходимо заменить, если лампа разбита.

- 1 Нажмите на кнопки фиксации насадки и слегка потяните насадку, чтобы снять ее. См. рис. 23.
- 2 Установите новую насадку, убедившись, что она встала на место. См. рис. 24.

Рис. 23





Рис. 24



★ Хранение

Выключите устройство, отключите его от сети и дайте остыть 10 минут. Устройство готово к хранению. Храните устройство в сухом месте при температуре 15 – 35°C.

✱ **Обнаружение и устранение неисправностей**

- Перед эксплуатацией i-Light всегда полностью читайте инструкции.
- Если с i-Light возникают проблемы, обращайтесь к данному руководству по поиску и устранению неисправностей, поскольку в этом разделе рассматриваются самые частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время эксплуатации i-Light.
- Если после выполнения настоящих указаний проблема остается нерешенной, для дальнейшей поддержки просим вас связаться с сервисным центром компании Remington®.

Проблема	Возможная причина	Действие
Устройство не включается	Устройство не заряжено. Вы услышите, как устройство издаст двойной звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее будет отображен следующий экран. 	Убедитесь, что устройство полностью заряжено — подключите провод зарядки к розетке. На ЖК-дисплее появится значок заряда батареи. Когда устройство полностью заряжено, индикатор заряда батареи будет полностью закрашен: 
	Насадка не установлена должным образом. Вы услышите, как устройство издаст двойной звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее будет отображен следующий экран. 	Убедитесь, что насадка должным образом присоединена к устройству. Если насадка закреплена правильно, вы услышите щелчок, а свечение и звуковой сигнал прекратится.

Проблема	Возможная причина	Действие
Когда я прижимаю устройство к коже, ничего не происходит. Устройство не издает звуковой сигнал даже через несколько секунд.	Возможно, вам необходимо провести проверку цвета кожи. На ЖК-дисплее будет отображен следующий экран: 	Поместите мигающий оранжевый индикатор на кожу в предполагаемой области обработки. Устройство может потребоваться дополнительная проверка цвета кожи в следующих случаях: - Устройство не было использовано в течение пяти минут - Был сделан перерыв посреди процедуры - Устройство было выключено, а затем снова включено
	Насадка не полностью прижата к коже.	Проверьте, что насадка касается кожи. Устройство не произведет вспышку, пока насадка не будет полностью прижата к коже.
	Вы пытаетесь обработать небольшую поверхность, например, между бровями или возле глаз.	Для обеспечения вашей безопасности устройство НЕЛЬЗЯ использовать вокруг глаз, на бровях или ресницах.

Проблема	Возможная причина	Действие
Вспышка не происходит, когда я нажимаю кнопку вспышки	Насадка не полностью прижата к коже.	Проверьте, что насадка касается кожи. Устройство не произведет вспышку, пока насадка не будет полностью прижата к коже.
	Вы подождали недостаточно времени между вспышками.	Устройству требуется приблизительно 5 секунд для перезарядки между вспышками. Когда устройство будет готово снова производить вспышки, индикатор будет равномерно светиться зеленым.
	Насадку следует заменить; на ЖК-дисплее отображен значок "Срок службы лампы исчерпан" и он мигает.	Убедитесь, что значок срока службы лампы не пустой и не мигает. Если значок мигает, отключите устройство и замените насадку.

Проблема	Возможная причина	Действие
Вспышка не происходит, когда я нажимаю кнопку вспышки	Устройству требуется некоторое время для того, чтобы остыть. Вы услышите, как устройство издаст звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее будет отображен следующий экран. 	Подождите несколько минут, чтобы устройство остыло. Не отключайте устройство, поскольку этот экран исчезнет, как только устройство снова будет готово к работе. При нормальных условиях эта неполадка происходит редко, однако такая ситуация может возникнуть, если устройство перегрелось.
	В помещении слишком жарко для того, чтобы устройство остыло.	Используйте i-Light REVEAL в более прохладных условиях, где температура помещения ниже 27°C (или 80°F).

Проблема	Возможная причина	Действие
Я провела проверку цвета кожи, и индикатор загорелся оранжевым, и раздалось “жужжание”.	Ваша кожа может быть слишком темной для этой процедуры. Обратитесь к таблице типов кожи в начале этого руководства.	Нельзя использовать устройство i-Light REVEAL с вашим цветом кожи. Обратитесь в местный центр обслуживания.
	Вы неправильно использовали сенсор определения типа кожи.	Если сенсор определения типа кожи (мигающий оранжевый индикатор) не прижат к коже плотно, устройство может определить цвет кожи как неподходящий. Попробуйте плотно прижать сенсор определения типа кожи к коже.
	Сенсор определения типа кожи не работает.	Обратитесь в местный центр обслуживания.

Проблема	Возможная причина	Действие
В окошке вспышки скопилась грязь или мусор.	Устройство необходимо почистить.	Следуйте инструкциям по чистке, изложенным в этом руководстве.

Проблема	Возможная причина	Действие
Устройство: - Не работает - Издает звуковые сигналы - Отображает этот символ (а также справочный номер):  006	Устройство не работает должным образом и, возможно, ему необходимо техническое обслуживание.	Обратитесь в местный центр обслуживания и предоставьте справочный номер с экрана устройства.

- ✱ НЕ открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Только авторизованным центрам обслуживания i-Light REVEAL разрешено проводить ремонт.
- Открытие устройства может привести к поражению опасными электрическим компонентам и энергией импульсного света, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям и/или постоянному повреждению глаз. Попытка открыть устройство также может повредить само устройство и сделать гарантию недействительной. Свяжитесь с местным центром обслуживания, если вашему устройству требуется ремонт.



Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Yeni Remington® ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın.



ÖNEMLİ TEDBİRLER

- 1 UYARI – YANIK, ELEKTROŞOK, YANGIN VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:
- 2 Bu cihazı sadece amacı doğrultusunda ve bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın.
- 3 Cihaz hasarlı veya arızalıysa kullanmayın.
- 4 Cihazı elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- 5 Cihazın fişini ve elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- 6 Kablosu hasarlı bir ürünü kullanmayın. Ürünü yenilemek için Uluslararası Servis Merkezlerimize başvurun.
- 7 Ürünü 15°C ila 35°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.
- 8 Sadece cihazla birlikte verilen parça ve aparatları kullanın.
- 9 Cihazın kablosunu bükmeyin veya dolaştırmayın ya da cihazın etrafına sarmayın.
- 10 Bu cihazın gövdesi yıkanmaz ve suya dirençli değildir. Cihazı sıvıya daldırmayın; banyo küveti, lavabo veya içi su dolu diğer kapların yanında veya yakınında kullanmayın ve dış mekanlarda kullanmayın.
- 11 Elektrik kablosunun ve adaptörün ıslanmamasına dikkat edin. Şayet suya düşerse, ürününüze erişmeye çalışmayın - derhal fişini elektrik prizinden çekin.
- 12 Cihazın fişini elektrik prizine ıslak ellerle takmayın veya prizden ıslak ellerle çıkarmayın.
- 13 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitelere veya bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, sadece gözetim altında olmaları/talimatlandırılmaları ve ilgili tehlikeleri kavramaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş veya üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Bu ürün sadece, sorumlu bir yetişkin tarafından veya sorumlu bir yetişkinin gözetiminde kullanılmalıdır.
- 14 Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun.
- 15 Bu cihaz 12 dc çıkış gücü kapasiteli SW-120060EU (Avrupa için) ve SW-120060BS (İngiltere) için onaylı güvenli yalıtım adaptörlerine sahip 600mA (adaptör çıkış gücü) ile beslenmelidir.
- 16 Kullanım sırasında havalandırma yuvalarının herhangi bir kısmını, bu yuvalar cihazın çalışması sırasında serin kalmasına yardımcı olduğundan KAPATMAYIN. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir.
- 17 Cihazın ambalaj kutusu veya kendisi hasarlı görünümdeyse veya cihazın herhangi bir parçası çatlamış veya kırılmışsa, cihazı KULLANMAYIN. Aksi takdirde cildin veya gözlerin flaşlı lamba nedeniyle yaralanma riski artacaktır.
- 18 Bu cihaz, ticari kullanım için veya kuaför salonlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



TEMEL ÖZELLİKLER

CİHAZ

- 1 Flaş Penceresi
- 2 İşlem Başlığı
- 3 İşlem Başlığını Bırakma Sekmeleri
- 4 Cilt Tonu Sensörü
- 5 Flaş Düğmesi
- 6 LCD Ekran
- 7 Tiftiksiz Bez
- 8 Saklama Çantası (görüntüsü verilmemiştir)

LCD EKLAN

- 9 Pil Ömrü
- 10 Seans Flaş Sayacı
- 11 Ampul Ömrü
- 12 Enerji Seviyesi
- 13 Enerji Seviyesi Düğmesi
- 14 Güç Açık/Kapalı
- 15 Güç Adaptörü

i-LIGHT REVEAL İLE TANIŞMA

★ i-Light REVEAL nedir?

i-Light sistemi, istenmeyen vücut tüylerini ve kadınlarda yüz bölgesi tüylerini evde gidermek için tasarlanmış, ışık bazlı, devrim niteliğinde bir cihazdır.

i-Light REVEAL, profesyonel dermatolog ve salonların kullandığına benzer, klinik açıdan kanıtlanmış, ancak daha küçük alanların kişisel uygulaması için optimize edilmiş bir teknoloji kullanmaktadır.

✱ Yoğun Atımlı Işık (Intense Pulse Light - IPL) nedir ve i-Light REVEAL nasıl çalışır?


Yoğun Atımlı Işık (IPL - Intense Pulsed Light), tüm dünyada 15 yıldan uzun süredir kullanılan, yerleşmiş bir teknolojidir. i-Light REVEAL bu teknolojiyi cildinize yoğun bir ışık atımı göndermek için kullanmaktadır.

Atımlar, cilt yüzeyinin altında tüylerin köklerini hedef alarak çalışır ve onların büyümesini durdurmaya yardımcı olurlar. (Şekil 1)

Işık atımındaki enerji, koyu renkleri hedef alır ve en iyi sonuçlar koyu renkli tüylerde görülürler.

Koyu renkli ciltleri hedef almasını (ve ona zarar verme olasılığını) önlemek için, i-Light REVEAL'i sadece açık ila orta renkli ciltlerde (I-IV) kullanmalısınız.

Şk. 1



✱ i-Light REVEAL'dan ne beklenmeli

Sonuçlar hemen görülme de, çoğu kullanıcı ilk seanslardan sonraki 1-2 hafta içinde tüylerin azaldığını fark etmeye başlayacaktır. Bu süre zarfında tüylerin büyümeye devam ettiği görülebilir, ancak aslında sadece 'dışarı itilmektedirler'. Şekil 2.

Şk. 2



Her aktif tüyün işlem görmüş olmasını sağlamak için tam uygulama düzenine devam etmek önemlidir. Tam uygulama düzeni 2 hafta aralıklarla üç uygulamadır.

Bireysel sonuçlar değişebilir, en iyi sonuçlar daha fazla uygulama gerektirebilir.

Bu sürede tüyler, orijinal tüylerden daha seyrek, daha zayıf ve daha açık renkte büyüyecektir. Bu şekilde tekrar eden bir büyüme tamamen normaldir ve zaten beklenmektedir.

Başlangıç uygulama düzenini bitirdikten sonra, 6-12 hafta içinde haftalık düzenli kullanım iyi sonuçlar verecektir. (daha koyu cilt tonları daha uzun sürebilir).



UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

❖ ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

i-Light REVEAL'i kullanmaya başlamadan önce:

Tüm Uyarılar ve Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.

Başlamadan önce, i-Light REVEAL'in sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin.

Bu cihazın size uygun olup olmadığını belirlemek için, kutu üzerinde ve bu kılavuzun ön kısmında verilen cilt tablosundan ve entegre cilt sensöründen yararlanın.

Cihazın size uygun olduğundan emin olmak için, bu kılavuzun ön kısmında yer alan saç tablosuna başvurun.

✱ Cilt Tipi

2 no'lu sayfada yer alan cilt rengi tablosuna bakın.

- Yanıklara, kabarcıklara ve cilt renginde değişikliğe yol açabileceğinden, doğal şekilde koyu ciltlerde (Fitzpatrick tip V ve VI) kullanmayın.
- Yanıklara veya ciltte tahribata neden olacağından, bronz ciltlerde veya bir güneş banyosunun hemen ardından kullanmayın.
- i-Light REVEAL doğal şekilde beyaz, gri, sarı veya kırmızı olan yüz ve vücut tüylerinde etkili değildir.

✱ İşlem yapılmaması gereken alanlar:

- Saç derisi veya kulaklar üzerinde kullanmayın.
- Erkeklerde yüz veya boyun bölgesinde kullanmayın.
- Elmacık kemiklerinin üst kısmındaki alanda (kadınlarda yüz bölgesi kullanımında) kullanmayın.
- Göğüs uçları, meme başları veya genital bölgelerde kullanmayın.
- İşlem yapılacak alanda dövme veya kalıcı makyajınız varsa, kullanmayın.
- Et ben, doğum lekesi veya çil gibi koyu veya siyah renkli leke veya benlerin üzerinde kullanmayın.
- Yeni yapılmış ameliyat, derin peeling, lazerle yenileme, yara izi veya yanıkla veya hasarlanarak hasarlanmış cilt bölgelerinde kullanmayın.

✱ i-Light REVEAL ne zaman kullanılmamalı/kullanılmaktan kaçınılmalı

- Hedeflenen işlem alanında cildiniz GÜNEŞTE BRONZLAŞMIŞSA, cildiniz aşırı koyu renkli olabileceğinden ve bu alanlarda işlem yapmak ciltte geçici olarak şişkinlik ve kabarcıklara yol açabileceğinden veya cildinizin rengini değiştirebileceğinden, KULLANMAYIN. Seanslara başlamadan önce cildinizin renginin açılmasını bekleyin.
- Cildinizde kozmetik ürünler uygulanmış alanlarda işlem yapmak ciltte geçici olarak şişkinlik ve kabarcıklara yol açabileceğinden veya cildinizin rengini değiştirebileceğinden, KULLANMAYIN. Kullanım öncesinde hedeflenen işlem alanını iyice temizlediğinizden emin olun.
- Bu şekilde işlem yapmak ciltte geçici olarak şişkinlik ve kabarcıklara yol açabileceğinden veya cildinizin rengini değiştirebileceğinden, bir seans sırasında aynı işlem noktasına bir defadan çok ışık VERMEYİN.
- Herhangi bir alana haftada bir defadan fazla seans UYGULAMAYIN; çok sayıda seans uygulamanız sonuçları hızlandırmayacak, sadece cildiniz şişmesi, kabarması veya renginin değişmesi olasılığını artıracaktır.

- Açık yaralar, uçuklar, güneş yanıkları dahil olmak üzere hasarlı ciltlerde veya son 6-8 hafta içinde cilt peeling'i veya diğer türde bir cilt yenileme prosedürü uygulanmış ciltlerde KULLANMAYIN.
- Döküntüler ve kabarıklıklar dahil olmak üzere tahriş olmuş ciltlerde KULLANMAYIN. Bu tür koşullar cildi daha da hassas hale getirebilir. Kullanmadan önce, etkilenen alanın iyileşmesini bekleyin.
- Cildiniz ışığa karşı duyarlıysa KULLANMAYIN. i-Light REVEAL'i kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için, cildinizin küçük bir alanı üzerinde bir test işlemi gerçekleştirin ve daha kapsamlı işlemler gerçekleştirmeden önce herhangi bir olumsuz reaksiyon olup olmadığına karar vermek için 24 saat bekleyin.
- Hamileyseniz veya hamile olma olasılığınız varsa veya emziriyorsanız KULLANMAYIN. i-Light REVEAL hamile kadınlar üzerinde test edilmemiştir. Hamilelik veya emzirme sırasında hormonal değişiklikler yaygın görüldüğünden, cilt hassasiyeti ve cildin yaranalma riski artabilir.
- Işığı cildiniz dışında herhangi bir cisme karşı TUTMAYIN.
- Bu modeli (IPL2000), tüyleri alma dışında herhangi bir amaçla KULLANMAYIN.
- Gelecekte tüylerin tekrar uzamasını isteyebileceğiniz herhangi bir alanda işlem YAPMAYIN. Sonuçlar kalıcı olabilir ve geri alınamaz.
- ✳ **DİKKAT:** Tüylerin istenmeyen biçimde tekrar büyümesine yol açabileceğinden, sadece (çok ince olan ve "ayva tüyü" olarak da bilinen) ince tüylerin bulunduğu alanlarda işlem yapmaktan kaçının.
- Uçuk geçmişiniz varsa yüzünüzde kullanmayın; IPL kullanımı veya cildi tahriş eden herhangi bir işlem, uçukların tekrar çıkmasına yol açabilir.
- Profesyonel, klinik veya kendi kendinize lazer veya IPL veya elektroliz tüy alma işlemi gerçekleştirdiyseniz, i-Light REVEAL'i kullanmadan önce en az 6 ay bekleyin. İşlem alanında tüylerinizi ağda, koparma veya epilasyon yöntemiyle aldıysanız, i-Light REVEAL'i kullanmadan önce en az 6 hafta bekleyin. Cihaz, tüyleri kökünden etkisiz hale getirmek için cildinizin altındaki tüylerle işlem uyguladığından, tüylerin çekilerek alınması durumunda etkili olamayabilir.
- Kalp pili, dahili defibrilatör veya ensülin cihazları gibi Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazların doğrudan üzerinde veya yakınında KULLANMAYIN. Klinik çalışmalar sırasında bu cihazın kullanımıyla bağlantılı herhangi bir sorun bildirilmemiş olsa da, vücuda yerleştirilmiş aktif bir cihazın herhangi bir arıza veya kesintisini önlemek için, elektronik cihazların kullanımıyla ilgili tüm 'vücuda yerleştirilen aktif tıbbi cihaz uyarıları'na riayet edilmesi önerilir.
- Silikon implantlar, kontraseptif doğum kontrol implantları, geçici kalp pilleri, subkütan enjeksiyon portları (insülin dispenser) veya piercing gibi yapay maddelerin yanında, yakınında veya üzerinde kullanmayın.
- Kablosuz iletişim ekipmanları i-Light REVEAL cihazını etkileyebileceğinden, cihazdan en az 3,3 m uzaklıkta tutulmalıdır.
- Metal dolgular, diş implantları ve diş telleri üzerindeki bölgelerde kullanmayın.



KULLANIMA HAZIRLAMA

✳ ŞARJ TALİMATLARI

- İlk kullanımdan önce; cihazın tamamen dolu şekilde şarj olmasına dikkat edin.
- Güç adaptörünü cihazı ve daha sonra elektrik prizine takın.
- Tam dolu bir şarj işlemi en fazla 1.5 saat sürecektir.
- Seçilen enerji seviyesine bağlı olarak, bir tam şarj yaklaşık 100 atım sağlar (Daha düşük enerji seviyeleri şarj başına daha çok atım sağlayacaktır).

✱ Hızlı şarj fonksiyonu

- Bu cihaz hızlı şarj fonksiyonuna sahiptir.
- Bu fonksiyondan yararlanabilmek için, cihazı 15 dakika şarj edin.
- Bu yaklaşık 20 atım sağlar.
- Pil şarj edilirken, LCD ekranda şarj simgesi görüntülenecektir - Şekil 3.
- Pil tamamen şarj olduğunda, LCD ekranda 'pil dolu' simgesi görüntülenecektir - Şekil 4.

Şk. 3



Şk. 4



- Kullanım sırasında, pil durumu LCD ekranda 'Pil Ömrü' simgesiyle görüntülenir - Şekil 5.


Şk. 5



Pil Ömrü



Düşük Pil Ömrü



Pil Ömrü - Boş

- ✱ NOT: Cihaz, fişi prize takılı durumdayken veya şarj ediliyorken çalıştırılmaz.
- ✱ İPUCU: Cihazın bir sonraki kullanımınıza tam dolu şarjla hazır olması için, her kullanımdan sonra şarj etmenizi öneririz.

👁 i-LIGHT REVEAL'IN İŞLEM İÇİN KULLANIMI


✱ Cilt Tonu Testi

- 1 Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri bölümünü gözden geçirin.
- 2 i-Light'ın özelliklerini öğrenin.
- 3 Cilt renginizin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olmak için, Cilt Tonu Tablosu'na başvurun.

Şekil 6




Şk. 6



4 Güç düğmesine bastırarak cihazı açın. Şekil 7


Şk. 7



Şk. 8





Şk. 9



- * NOT: Cihazın her açılışında, cilt tonunuzu test etmek üzere yönlendirileceksiniz.
- LCD ekranda 'Cilt Tonu Sensörü' simgesi görüntülenecektir. Şekil 8
- Cilt Tonu Sensörü cihazın arka kısmında yer alır ve yanıp sönen turuncu bir lambası vardır. Şekil 9
- 5 Cilt Tonu Sensörünü (yanıp sönen turuncu lamba) hedeflenen işlem alanındaki cildin üzerine sıkıca bastırın ve 2 saniye basılı tutun. Şekil 10.

Şk. 10




- Okuma işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.
- Sabit turuncu ışık ve 'vızıldama' sesi = Cilt çok koyu olabilir
- Sabit yeşil ışık ve 'bip' sesi = Cilt tonu uygundur
- * NOT: Cilt tonu testini, işlem yapmak istediğiniz her alan için tekrarlamalısınız.

* Enerji Seviyesi Seçimi


- Cihaz, her açıldığında (ON) enerji seviyesini otomatik olarak Seviye 1'e ayarlar. Seviyeyi değiştirmek için, Enerji Seviyesi Seçim Düğmesine basın. Şekil 11

Şk. 11



- Seviye 3'e ulaştığınızda Enerji Seviyesi Düğmesine tekrar basmak, enerji düzeyini yeniden Seviye 1'e getirecektir.
- i-Light REVEAL'da 3 farklı enerji seviyesi bulunur. Seviye 1 (bir çubuk) en düşük ve Seviye 3 (3 çubuk) en yüksek seviyedir.
- ✳️ **İPUCU:** En etkili sonuçları almak için, her zaman ciltte rahatsızlığa yol açmayan en yüksek enerji seviyesini kullanın.
- ✳️ **i-Light REVEAL cihazını cildinizde test edin**
- i-Light REVEAL cihazını küçük bir deri bölgesi üzerinde test edin ve herhangi bir ters reaksiyon olmadığından emin olmak için 24 saat bekleyin.
- Enerji seviyesi 1 ile başlayın ve bir kez ışık verin.
- Işık penceresini cildinize karşı sıkıca yerleştirerek cilde ışık verin. Bir 'bip bip' sesi duyacaksınız ve cilt tonu sensörü sabit bir yeşil ışık yayacaktır. Işık vermek için ışık düğmesine basın. Şekil 12

Şk. 12



- ✳️ **İPUCU:** Cilt tonu sensörünü görmek için bir ayna kullanmak yararlı olacaktır. Yansıyan ışık rahatsızlık veriyorsa, her ışık yanmasından önce gözlerinizi kapatabilirsiniz.
- Haff ile orta derecede rahatsızlık hissedilmesi normaldir. Şayet Enerji Seviyesi 1'de verilen bir ışık huzmesi tahammül edilebilir düzeydeyse, Enerji Seviyesini 2'ye çıkarın. Cihazı farklı bir noktaya ilerletin ve i-Light REVEAL ile bir kez daha ışık verin. Sizin için uygun ayarı bulana dek işlemi tekrarlayın.
- 24 saat bekleyin ve sonra test alanına bakın. Cilt normal görünüyorsa, ilk tam seansınızı, kendiniz için uygun olduğunu saptadığınız bu enerji seviyesinde gerçekleştirin.
- ✳️ **NOT:** Cihazı, vücudun işlem yapmak istediğiniz her alanında test etmelisiniz.

✳️ **İstenilen alan(lar)a i-Light cihazı ile işlem yapın**

✳️ **Cildinizi işleme hazırlayın**

- 1 İşlem yapılacak alanın temiz ve yağ, deodorant, parfüm, makyaj, losyon ve kremlerden arındırılmış olmasını sağlayın. İşlem yapılacak alandaki tüyleri traş edin veya kesin ve cildin temiz ve kuru olmasını sağlayın. Şayet kesiyorsanız, kesilen tüyler 0,5 mm'den kısa olmalıdır. Şekil 13

Şk. 13



- 2 IPL sürecinin etkisini yok edeceğinden, tüyleri gidermek için kesinlikle ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünü kullanmayın.

✱ **Cihazı işleme hazırlayın**

- Üniteyi açmak için cilt tonu sensörünü kullanın. Şekil 14.
- İstenilen enerji seviyesini seçin (Şek. 15).

👁 **İŞLEM (SEANS)**

- Işık penceresini cilde karşı sıkıca yerleştirin. Işık penceresi cilde temas ediyorsa, ışık sabit şekilde yeşil renkte yanacaktır. Şekil 16


Şk. 16



- Işık vermek için Işık Düğmesine basın. (Bir fotoğraf makinesinin flaşına benzer şekilde) aniden yanıp sönen parlak bir ışık huzmesi göreceksiniz ve hafif bir sıcaklık hissi duyacaksınız.

- ✱ **NOT:** Cihaz, yaklaşık her 5 saniyede bir ışık verebilir. Bu süre zarfında, ekranda bir kum saati simgesi görünecektir Şekil 17. Cihaz tekrar ışık vermeye hazır olduğunda; simge ekranda kaybolacak ve (işlem başlığı ciltle tam temas halindeyse) ışık sabit yeşil renkte yanacaktır.


Şk. 17




Şk. 18

- Ciltte izgara biçimine benzer şekilde ilerleyin. Şekil 18

- En iyi sonuçları almak için Şekil 19'da verilen talimatları izleyin.



- ✱ İPUCU: Daha İyi Temas Etmesi İçin Cildi Gerin – Cildin kıvrımları, cilt temas sensörlerinin belirli alanlarda tam bastırılmasını güçleştirebilir. Cildin daha iyi temas etmesini sağlamak için, üst dudakınızı dişlerinize kavramayı veya yanaklarınızı dilinizle germeyi deneyebilirsiniz.
- Bir seansta kullandığınız ışık huzmelerinin hesabını tutmanızda size yardımcı olması amacıyla, cihaz bir 'Seans Flaş Sayacı' ile donatılmıştır. Şekil 20. Bu sayaç, cihaz her açıldığında sıfırlanacaktır.



İŞLEM SONRASI BAKIM

İşlemden sonra, cildinizde hafif bir kızamıklık veya ılık bir hassasiyet hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve hızla kaybolacaktır. Bir işlem sonrasında cildinizde tahriş olmasını önlemek için, aşağıdaki tedbirleri alın:

- Bir işlem sonrasında 24 saat boyunca güneşe maruz kalmayın. Her işlemden sonra cildi SPF 30 ile 2 hafta koruyun.
- Son işlemden itibaren en az 2 hafta boyunca, güneş banyosu, solaryum veya kendiliğinden bronzlaşma gibi yöntemlerle güneşe maruziyetinizi sürdürmeyin.
- İşlem sonrasında, alani temiz ve kuru tutun ve cildin nemli kalması için bol su için.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca sıcak banyo yapmayın, duş almayın veya buhar odaları veya saunalarda bulunmayın.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca temas sporlarında yer almayın.
- İşlem sırasında tüyleri gidermeye (ağda, yolma, ipe alma veya kremler) çalışmayın – her işlemden sonra 24 saat boyunca tıraştan kaçındığınız sürece, tıraş etme kabul edilebilir.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca beyazlatıcı kremler veya parfümlü ürünler kullanmayın.

👁️ i-LIGHT REVEAL CİHAZINIZI TEMİZLEME

- ⚠️ **DIKKAT:** i-Light REVEAL'inizi temizlemeden önce, cihazın kapalı konumda (OFF) ve şarj kablosunun cihazdan çıkarılmış olmasına dikkat edin.
- Düzenli temizlik optimal sonuçlar sağlar ve cihazın kullanım ömrünü uzatır.
- Temiz, tüy bırakmayan bir kumaş (cihazla birlikte bir adet verilmektedir) veya pamuklu bir temizlik bezi ile cihazın yüzeyini, Işık Penceresi, İşlem Başlığı ve Cilt Tonu sensörünü nazikçe silin. Gerekliyse, kumaş veya pamuklu bezi su ve yumuşak bir sabunla nemlendirebilirsiniz.
- Cihazı tekrar kullanmadan önce, tamamen kurumasını bekleyin.
- ⚠️ **UYARI:** Flaş Pencere çizilmiş veya kırılmışsa, ünite kullanılmamalıdır. İşlem Başlığı'nın iç kısmındaki filtre camını veya metalik yüzeyi kesinlikle çizmeyin.
- ⚠️ **DIKKAT:** i-Light yüksek gerilimle çalışan bir cihazdır. Kesinlikle suya daldırmayın. Üniteyi veya onun herhangi bir parçasını, hiçbir zaman akan suyun altında veya bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Yangın riski nedeniyle, petrol bazlı veya yanıcı temizlik maddelerini kullanmayın. Üniteyi temizlemek için hiçbir zaman bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya yağ veya aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.

➡️ SORUN GIDERME / SAKLAMA / BAKIM

⚙️ i-Light Reveal Cihazının Bakımı

- ⚠️ **DIKKAT:** i-Light cihazınızda bakım yapmadan önce, güç anahtarının OFF (KAPALI) konumunda olduğundan ve elektrik kablosunun taban ünitesiyle bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- ⚙️ **İşlem Başlığını Yerine Takma**
- İşlem başlığı, enerji seviyesi ayarı ne olursa olsun, 6,000 kez ışık verebilir. İşlem Başlığının ışığı kullanım sonucu tükendiyse, yenisiyle değiştirilmelidir.
- Ekrandaki 'Kalan Ampul Ömrü' simgesi, size kalan ışık sayısı azaldığında uyarı verir. Şekil 21.

Şk. 21




- Kalan Ampul Ömrü Ekranı - Şekil 22.

Durum	Tam dolu	Kismen dolu	Boş
Kalan ampul ömrü ekranı	Yeni bir ampul 6,000 kez ışık sağlayacak ve Ampul Dolum Rengi kesintisiz sürekli yanacaktır.	Şayet 300 flaştan daha az sayıda ışık kalmışsa, Ampul Dolum Rengi yanıp sönmeye başlayacaktır.	Cihazda 600 flaştan daha az sayıda ışık kaldığında, Ampul Dolum Rengi daha açık bir gri tonuna dönüşecektir.
SİMGE			


✱ NOT: Lamba Tüpü kırıldığı takdirde, İşlem Başlığı değiştirilmelidir.

- İşlem Başlığını Bırakma Şekmelerine bastırın ve İşlem Başlığını çıkarmak için nazikçe çekin. Şekil 23.
- Yeni İşlem Başlığını takın ve yerine bir tıklama sesiyle oturduğundan emin olun. Şekil 24.

Şk. 23



Şk. 24



Saklama

- Üniteyi kapatın, fişini prizden çekin ve saklamadan önce en az 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Üniteyi kuru ve sıcaklığın 15° C ila 35° C arasında olduğu bir yerde saklayın.

✱ Sorun Giderme

- i-Light REVEAL 'ı kullanmadan önce, bu talimatları mutlaka tam olarak okuyun.
- i-Light REVEAL ile herhangi bir sorun yaşıyorsanız, i-Light ile karşılaşabileceğiniz en sık görülen sorunları ele alan bölüm olarak bu sorun giderme kılavuzuna başvurun.
- Bu bölümde verilen talimatları izlemenize rağmen sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, daha fazla destek için lütfen Remington® Servis Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Cihaz açık değil.	Cihaz şarj olmamış. Cihadan iki kez gelecek 'bip' sesini duymalı ve LCD ekranda bu görüntüyü görmelisiniz. 	Cihazın tam dolu şarj olmasını sağlayın - şarj kablosunun fişini, duvardaki elektrik prizine takın. LCD ekranda PİL Şarjı simgesi görünecektir. Cihaz tam dolu şarj olduğunda, PİL Ömrü göstergesi en üst seviyede olacaktır: 
	İşlem Başlığı yerine oturmamış. Cihazdan iki kez 'bip' sesini duymalı ve LCD ekranda bu görüntüyü görmelisiniz. 	İşlem Başlığının cihaza tam oturduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun. İşlem Başlığı doğru şekilde takıldığında, bir 'tıklama' sesi duymalı ve ışıklar ve 'bipleme'nin sona erdiğini görmelisiniz.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Cihazı cildime karşı tuttuğumda hiçbir şey olmuyor. Cihaz, birkaç saniye sonra bile ‘bip’ sesi çıkarmıyor.	Bir Cilt Tonu Testi gerçekleştirmeniz gerekebilir. LCD ekranda bu görüntü belirecektir: 	Yanıp sönen turuncu ışığı cildinizde hedeflediğiniz işlem alanına karşı yerleştirin. Cihaz, şu koşullarda başka bir Cilt Tonu Testi gerektirebilir: - Cihazınız son beş dakikadır kullanılmıyorsa - İşlem ortasında bir mola aldıysanız - Cihaz kapatılıp, yeniden açıldıysa
	İşlem Başlığı ciltle tam temas etmiyor.	İşlem Başlığının cildinizle temas edip etmediğini kontrol edin. İşlem Başlığı ciltle tam temas etmedikçe, cihaz ışık vermeyecektir.
	Kaşlar veya göz kenarları gibi küçük bir alanda işlem yapmaya çalışıyorsunuz.	Güvenliğiniz için, cihaz gözler, kaşlar veya kirpiklerin yakınında hiçbir yerde KULLANILMAMALIDIR.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Işık Düğmesine bastığımda ışık huzmesi yayılmıyor	İşlem Başlığı ciltle tam temas halinde değildir.	İşlem Başlığının cildinizle temas edip etmediğini kontrol edin. İşlem Başlığı ciltle tam temas etmedikçe, cihaz ışık vermeyecektir.
	İki flaş arasında yeterli süre beklemediniz.	Cihazın yeniden ışık verebilmesi için iki flaş arasında yaklaşık 5 saniye geçmelidir. Cihaz yeniden ışık vermeye hazır olduğunda, ışık sürekli yeşil renkte yanacaktır.
	İşlem Başlığının yenilenmesi gerekmektedir; LCD ekran 'Ampul Ömrü Boş' simgesini gösterecek ve ışığı yanıp sönecektir.	Ampul Ömrü simgesinin boş olmamasına ve yanıyor olmasına dikkat edin. Yanmıyorsa; cihazı kapatın ve İşlem Başlığını yenileyin.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Işık Düğmesine bastığımda ışık huzmesi yayılmıyor	Cihazın soğuması için biraz zaman geçmelidir. Cihazdan bir kez 'bip' sesini duymalı ve LCD ekranda bu görüntüyü görmelisiniz: 	Birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Cihazı kapatmayın; cihaz tekrar kullanıma hazır olduğunda bu ekran gözden kaybolacaktır. Normal koşullarda, bu az görülen bir durumdur, ancak ünite aşırı ısındığında meydana gelebilir.
	Oda, cihazın soğuması için fazla sıcaktır.	i-Light REVEAL'i sıcaklığın 27°C (veya 80°F)'nin altında olduğu daha serin ortamlarda kullanın.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Bir Cilt Tonu Testi yaptım; ılık turuncu renge dönüştü ve 'vızıldama' sesi duyuldu.	Cildiniz, işlem yapmak için fazla esmer olabilir. Bu kılavuzun başında yer alan Cilt Tablosuna başvurun.	i-Light REVEAL cihazını bu cilt tonunuzla kullanamazsınız. Lütfen bölgenizdeki servis merkeziyle irtibat kurun.
	Cilt Tonu Sensörünü doğru şekilde kullanmadınız.	Cilt Tonu Sensörünüz (yanıp sönen turuncu lamba) cildinizle sıkı şekilde temas etmiyorsa, cihaz bir red sesi verecektir. Cilt Tonu sensörünü cildinize doğru sıkıca bastırın.
	Cilt Tonu Sensörü çalışmıyor.	Lütfen bölgenizdeki servis merkeziyle irtibat kurun.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Işık Penceresine kir veya kalıntı yapışmış.	Cihazın temizlenmesi gerekiyor.	Bu kılavuzda verilen temizleme talimatlarını izleyin.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Cihaz: - Çalışmıyor - Bip sesi çıkartıyor - Bu simgeyi gösteriyor (bir referans numarasıyla birlikte):  006	Cihaz düzgün çalışmıyor ve servise gitmesi gerekebilir.	Bölgenizdeki servis merkeziyle irtibat kurun; ve ekrandaki referans numarasını bildirin.

- ✱ Cihazınızı açmaya veya onarmaya ÇALIŞMAYIN. Bu işlemleri sadece yetkili i-Light REVEAL onarım merkezleri gerçekleştirebilir.
- Cihazı açmak, sizi tehlikeli elektrikli bileşenlere ve atımlı ışık enerjisine maruz bırakabilir; bunların her ikisi de ciddi vücut hasarına ve/veya kalıcı göz yaralanmalarına neden olabilir. Cihazı açmaya çalışmak, cihazın hasarlanmasına da yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir. Cihazınızın onarılması gerekiyorsa, lütfen bölgenizdeki servis merkeziyle irtibata geçin.



ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik ürünlerdeki tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve sağlık sorunları oluşmasını önlemek için, bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar olağan çöplerle birlikte atılmamalı ve geri kazanılmalı, yeniden kullanıma sokulmalı veya geri dönüştürülmelidir.



Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®. Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.



MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- 1 ATENȚIONATE – PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDII SAU RÂNIREA PERSOANELOR:
- 2 Folosiți aparatul doar pentru ceea ce a fost creat, conform descrierii din acest manual.
- 3 Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat sau prezintă defecte.
- 4 Cihazı, fişi prize takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- 5 Ștecherul și cablul nu trebuie lăsate aproape de suprafețe încălzite.
- 6 Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este deteriorat. Puteți obține un cablu nou prin intermediul Centrelor noastre internaționale de service.
- 7 Depozitați produsul la o temperatură între 15°C și 35°C.
- 8 Folosiți doar componentele furnizate împreună cu aparatul.
- 9 Nu întoarceți sau nu înnodeați cablul, și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- 10 Unitatea principală a acestui aparat nu este lavabilă sau rezistentă la apă. Nu introduceți aparatul în lichid; nu îl utilizați lângă apă, în cadă, chiuvetă sau orice alt vas; nu îl utilizați afară.
- 11 Asigurați-vă că ștecherul și adaptorul nu se udă. Nu încercați să scoateți unitatea dacă a căzut în apă – scoateți-o imediat din priză.
- 12 Nu conectați sau deconectați de la priză dacă aveți mâinile ude.
- 13 Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare doar dacă sunt supravegheate/au fost instruite în prealabil și au înțeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Aparatul și cablul nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani. Acest produs trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil.
- 14 Nu lăsați aparatul sau cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 15 Acest aparat trebuie furnizat împreună cu adaptori de izolare de siguranță PA-0510E (pentru Europa) și PA-0510U (pentru Regatul Unit), cu o capacitate de ieșire de 5VCC, 1000 mA (ieșire adaptor) sau adaptor de izolare aprobate WR9QA1200LMDG2720(R) cu o capacitate de ieșire de 5VCC; 1200 mA (ieșire adaptor).
- 16 NU acoperiți nicio parte a orificiilor de ventilare în timpul utilizării, acestea ajută la menținerea dispozitivului rece în timpul operării. Dispozitivul s-ar putea încălzi.
- 17 NU utilizați dacă ambalajul sau dispozitivul pare a fi deteriorat sau dacă vreuna dintre componentele dispozitivului este crăpată sau spartă. Dacă o faceți, s-ar putea mări riscul de rănire a pielii sau ochilor din cauza lămpii cu bliț.
- 18 Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane de coafură.



CARACTERISTICI DE BAZĂ

DISPOZITIV

- 1 Fereastră Flash
- 2 Cap pentru tratament
- 3 Clape de eliberare a capului de tratament
- 4 Senzor tip de piele
- 5 Buton Flash
- 6 Afișaj LCD
- 7 Cârpă care nu lasă scame
- 8 Sac de depozitare (nu apare în imagine)

AFIȘAJ LCD

- 9 Durata de viață a bateriei
- 10 Dispozitiv de numărare a activărilor sesiunii
- 11 Durata de viață a becului
- 12 Nivel energetic
- 13 Buton nivel energetic
- 14 Buton de pornire/oprire
- 15 Adaptor de curent

PREZENTAREA DISPOZITIVULUI i-LIGHT REVEAL

★ Ce este i-Light REVEAL?

Sistemul i-Light PRO este un dispozitiv revoluționar pe bază de lumină, pentru femei, destinat îndepărtării la domiciliu a părului nedorit de pe corp și față.

i-Light REVEAL folosește o tehnologie dovedită clinic similară cu cele utilizate de dermatologii profesioniști și de saloanele de înfrumusețare, însă optimizată pentru tratarea personală a unor zone mai mici.

✱ Ce este Lumina intens pulsată (IPL) și cum funcționează i-Light REVEAL?


IPL - (Intense Pulsed Light - Lumina intens pulsată) este o tehnologie bine stabilită, folosită în întreaga lume de peste 15 ani. i-Light REVEAL utilizează această tehnologie pentru a trimite pe pielea dvs. o lumină intens pulsată.

Impulsul acționează sub suprafața pielii pentru a trata firele de păr de la rădăcină, ajutând la stoparea creșterii acestora. (Fig 1)

Energia impulsului de lumină are ca țintă culoarea mai închisă, iar cele mai bune rezultate sunt observate pe părul mai închis la culoare.

Pentru a evita țintirea (și posibil deteriorarea) pielii închise la culoare, trebuie să utilizați i-Light REVEAL doar pe nuanțele de piele deschise până la medii (I-IV).

Fig. 1



✱ Ce să așteptați de la i-Light REVEAL

Rezultatele nu sunt imediate, însă majoritatea utilizatoarelor încep să observe mai puține fire de păr în primele 1-2 săptămâni după începerea tratamentului. În această perioadă, este posibil să vi se pară că părul încă crește, însă, în realitate, este „împins în afară”. Fig. 2.

Fig. 2



Este importanta continuarea tratamentului complet pentru a te asigura ca fiecare fir de par activ este tratat. Un tratament complet trebuie repetat la fiecare 2 saptamani cu 3 perioade de tratament.

Rezultatele individuale pot diferi de la caz la caz, astfel ca sunt necesare tratamente multiple pentru rezultate optime.

Veți observa că unele fire de păr care vor crește ulterior vor fi mai puțin dense, mai fine și mai deschise la culoare decât părul original. Această creștere ulterioară este normală și trebuie să vă așteptați la ea.

Dupa finalizarea regimului initial de tratare, utilizarea regulata saptamanala va oferi rezultate bune intr-un interval de 6-12 saptamani (tonul de culoare inchisa a pielii poate dura mai mult).



ATENȚIONĂRI ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE

◆ ATENȚIONĂRI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe să utilizați i-Light REVEAL:

Asigurați-vă că ați citit Atenționările și informațiile de siguranță.

Înainte de a începe, verificați dacă i-Light REVEAL este potrivit pentru dvs.

Pentru a vedea dacă dispozitivul este potrivit pentru dvs., folosiți schema tipurilor de ten pe care o găsiți în ambalaj și la începutul acestui manual împreună cu senzorul de ten prevăzut.

Consultați graficul pentru tipul de păr de la începutul acestui manual pentru a vă asigura că dispozitivul este potrivit pentru dvs.

✱ Tipul de ten

- Vezi schema tenurilor de la pagina 2.
- A nu se utiliza pe un ten închis natural (Fitzpatrick tipul V și VI); riscați să cauzăți arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii.
- A nu se utiliza pe pielea bronzată sau după expunerea recentă la soare; riscați să cauzăți arsuri și răni pe piele.
- i-Light REVEAL nu este eficient pe părul facial sau de pe corp alb, cărunt, blond sau roșcat.

✱ Zone ce nu trebuie tratate:

- A nu se utiliza pe scalp sau urechi.
- A nu se utiliza la bărbați, pe față sau gât.
- A nu se utiliza deasupra pomeților (la femei).
- A nu se utiliza pe sfârcuri, areole mamare sau organele genitale.
- A nu se utiliza dacă aveți tatuaje sau machiaj permanent în zona ce trebuie tratată.
- A nu se utiliza pe petele de culoare maro închis sau negre precum alunițe, semne de naștere sau pistrii.
- A nu se utiliza în zone operate recent, decojite, tratate cu laser, cicatrici sau pielea care a fost arsă sau opărită.

✱ Când nu trebuie folosit/Când trebuie evitată utilizarea i-Light REVEAL

- A NU se utiliza dacă aveți PIELEA BRONZATĂ în zonele pe care doriți să le tratați, deoarece pielea dvs. ar putea fi prea închisă la culoare, iar tratarea zonelor bronzate ar putea cauza temporară umflarea pielii, bășici sau v-ar putea modifica culoarea pielii. Așteptați până când trece bronzul înainte de a începe tratamentul.
- A NU se utiliza pe pielea pe care au fost aplicate produse cosmetice, deoarece tratarea zonelor respective ar putea cauza temporară umflarea pielii, bășici sau v-ar putea modifica culoarea pielii. Asigurați-vă că ați curățat bine zona pe care doriți să o tratați înainte de utilizarea dispozitivului.
- NU aplicați lumină pe același punct pe care doriți să-l tratați de mai multe ori în timpul aceleiași sesiuni, deoarece aceasta ar putea cauza temporară umflarea pielii, bășici sau v-ar putea modifica culoarea pielii.
- NU tratați nicio zonă mai mult de o dată pe săptămână, deoarece acest lucru nu va grăbi rezultatele, ci va crește probabilitatea apariției umflăturilor, bășicilor sau modificării culorii pielii.
- A NU se utiliza pe pielea deteriorată, inclusiv pe răni deschise, leziuni herpetice, arsuri de soare sau zone în care v-ați exfoliat pielea sau ați suportat alte proceduri de refacere a pielii în ultimele 6-8 săptămâni.
- A NU se utiliza pe pielea iritată, inclusiv pe erupții sau pe pielea umflată. Aceste condiții v-ar putea face pielea mai sensibilă. Așteptați până când zona afectată se vindecă înainte de a utiliza dispozitivul.

- NU utilizați dacă pielea dvs. este sensibilă la lumină. Pentru a stabili dacă puteți folosi i-Light REVEAL, testați-l pe o porțiune mică de piele și așteptați 24 de ore pentru a vedea dacă apar reacții adverse înainte de a trata zone mai ample.
- NU utilizați dacă sunteți sau ați putea fi însărcinată sau dacă alăptați. i-Light REVEAL nu a fost testat pe femei gravide. Schimbările hormonale sunt obișnuite în timpul sarcinii sau alăptării și ar putea crește sensibilitatea pielii și riscul de rănire a pielii.
- A NU se folosi pe orice alt material în afară de piele.
- NU utilizați acest model (IPL2000) pentru niciun alt scop decât îndepărtarea părului.
- NU tratați nicio zonă în care doriți să vă crească iar părul. Rezultatele s-ar putea să fie permanente și ireversibile
- ★ **ATENȚIE:** Evitați tratarea zonelor ce conțin doar puf de păr (păr foarte subțire, fin, cunoscut sub numele de „puf de piersică”), deoarece acest lucru ar putea determina creșterea nedorită a părului.
- A nu se utiliza pe față dacă aveți antecedente de leziuni hepatice; utilizarea sistemului IPL sau a oricărui tratament care irită pielea poate duce la recidivarea leziunilor hepatice.
- Dacă ați urmat un tratament de îndepărtare a părului cu laser sau IPL sau electroliți, profesional, clinic sau auto-administrat, așteptați cel puțin 6 luni înainte de a utiliza i-Light REVEAL. Dacă v-ați epilat cu ceară, pensat sau epilat părul din zonele de tratament, așteptați cel puțin 6 săptămâni înainte de a utiliza i-Light REVEAL. Dispozitivul utilizează firele de pr de sub pielea dvs. pentru a dezactiva părul de la rădăcină, prin urmare nu este eficient dacă părul a fost pensat.
- A NU se utiliza direct peste sau lângă Dispozitive medicale implantabile active precum stimulatorul cardiac implantat, defibrilatorul intern sau dispozitivele pentru insulină. Cu toate că, în timpul studiilor clinice, nu au fost raportate probleme asociate cu utilizarea acestui dispozitiv, vă recomandăm să observați toate atenționările dispozitivelor medicale implantabile active privind utilizarea dispozitivelor electronice, pentru a preveni orice defectare sau întrerupere a unui dispozitiv implantabil activ.
- A nu se utiliza pe sau în apropierea vreunui element artificial precum implanturile de silikon, implanturi contraceptive Implanon, stimulatore cardiace, porturi pentru injecții subcutanate (dozator de insulină) sau piercinguri.
- Echipamentele de comunicații fără fir ar putea afecta dispozitivul i-Light REVEAL și trebuie ținute la cel puțin 3,3 m distanță.
- Nu utilizați peste sau lângă proteze metalice, implanturi dentale sau alte operații.



PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

★ INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- Înainte de prima utilizare; asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat.
- Conectați adaptorul de curent la dispozitiv, iar apoi la priză.
- O încărcare completă va dura până la 1.5 ore.
- Funcție de nivelul de putere selectat; încărcarea completa ofera estimativ 100 flash-uri (un nivel mai scazut de putere vor oferi mai multe flash-uri la încărcare).
- ★ **Funcția de încărcare rapidă**
- Aparatul are funcția de încărcare rapidă.
- Prin utilizarea acestei funcții, încărcarea rapidă durează 15 minute.

- Se obțin estimativ 20 flash-uri.
- Când bateria se încarcă, Afișajul LCD va indica pictograma de încărcare Fig. 3
- Când bateria este complet încărcată, Afișajul LCD va indica pictograma de încărcare completă Fig. 4

Fig. 3



Fig. 4



- În timpul utilizării, starea bateriei este indicată pe afișajul LCD prin pictograma „Durata de viață a bateriei”. Fig. 5


Fig. 5



Durata de viață a
bateriei



Baterie pe
terminate



Baterie goală

- * NOTĂ: Dispozitivul nu poate fi operat când este în priză sau la încărcat.
- * SFAT: Vă recomandăm să încărcați dispozitivul după fiecare utilizare pentru a vă asigura că dispozitivul este încărcat complet și gata pentru următorul dvs. tratament.


👁 FOLOSIREA i-LIGHT REVEAL PENTRU TRATAMENT

* Testarea nuanței pielii

- 1 Consultați Atenționările și măsurile de precauție.
- 2 Familiarizați-vă cu caracteristicile dispozitivului i-Light.
- 3 Consultați graficul pentru tipul de piele pentru a vă asigura că tenul dvs. se încadrează în gama acceptabilă. Fig. 6



Abb. 6



4 Porniți dispozitivul apăsând butonul de pornire. Fig. 7

Fig. 7





Fig. 8



Fig. 9



- ✱ NOTĂ: De fiecare dată când dispozitivul este pornit, vi se va sugera să vă testați nuanța pielii. Afișajul LCD va indica pictograma „Senzor tip de piele” Fig 8. Senzorul tipului de piele este localizat în partea din spate a dispozitivului și va arăta un bec portocaliu intermitent. Fig. 9

5 Apăsați bine Senzorul tipului de piele (becul portocaliu intermitent) pe pielea din zona pe care doriți să o tratați și mențineți așa timp de 2 secunde. Fig. 10.

Fig. 10




- Citirea se va face automat.
- Bec portocaliu permanent și „bâzâit” = Este posibil ca pielea să fie prea închisă la culoare
- Bec verde permanent și „bip” = Nuanța pielii este OK
- ✱ NOTĂ: Trebuie să repetați testul pentru nuanța pielii pentru fiecare zonă pe care doriți să o tratați.

✱ Selectarea nivelului energetic

- Dispozitivul va fi setat automat pe Nivelul energetic 1 de fiecare dată când dispozitivul este PORNIT. Pentru a schimba nivelul, apăsați Butonul de selectare a nivelului energetic. Fig. 11

Fig. 11



- După ce s-a atins nivelul 3, apăsarea Butonului de nivel energetic din nou va reseta dispozitivul la nivelul energetic 1.
- i-Light REVEAL este prevăzut cu 3 nivele energetice. Nivelul 1 (1 bară) este cel mai jos, iar nivelul 3 (3 bare) este cel mai ridicat.
- SFAT: Pentru rezultate optime, utilizați întotdeauna cel mai înalt nivel energetic care nu vă cauzează disconfort pe piele.

✱ Testați dispozitivul i-Light REVEAL pe piele

- Testați dispozitivul i-Light REVEAL pe o suprafață mică de piele și așteptați 24 de ore pentru a vă asigura că nu faceți eventuale reacții adverse.
- Începeți cu nivelul energetic 1 și luminați o dată.
- Luminați pielea plasând fereastra cu lumină ferm pe piele. Veți auzi „bip, bip”, iar senzorul nuanței de piele ar trebui să devină verde permanent. Apăsați butonul de luminare pentru a lumina. Fig. 12

Fig. 12



- ✱ SFAT: Vă recomandăm să folosiți o oglindă pentru a vedea senzorul nuanței pielii. Dacă lumina reflectată este neplăcută, vă sfătuim să închideți ochii înainte de fiecare activare.
- Un disconfort ușor până la moderat este normal. Dacă o lumină activată la Nivelul energetic 1 vi se pare intolerabilă, măriți la Nivelul energetic 2. Mișcați dispozitivul într-un alt loc și luminați i-Light REVEAL încă o dată. Repetați acest proces până când descoperiți setarea cu care vă simțiți cel mai bine.
- Așteptați 24 de ore, apoi observați zona testată. Dacă pielea pare normală, continuați cu primul tratament complet la nivelul energetic respectiv pe care l-ați stabilit potrivit pentru dvs.
- ✱ NOTĂ: Trebuie să testați dispozitivul pe fiecare zonă de pe față sau corp pe care doriți să o tratați.

✱ Tratați zona(ele) dorite cu dispozitivul i-Light

✱ Pregătirea pielii pentru tratament

- 1 Asigurați-vă că zona ce va fi tratată este curată și nu prezintă urme de uleiuri, deodorant, parfum, machiaj, loțiuni și creme. Radeți sau îndepărtați cu epilatorul părul din zonele ce vor fi tratate și asigurați-vă că pielea este curată și uscată. Dacă folosiți epilatorul; părul trebuie epilat la mai puțin de 0,5 mm. Fig. 13



Fig. 13



- 2 Nu folosiți ceară, epilatoare, pensete sau produse de epilat pentru a îndepărta părul, deoarece acestea contracarează procesul IPL.

✱ **Pregătirea dispozitivului pentru tratament**

Folosiți senzorul pentru nuanța pielii pentru a debloca unitatea Fig. 14. Selectați puterea dorită (fig. 15).



TRATAMENT

- Plasați fereastra cu lumină ferm pe piele. Becul va fi verde permanent dacă fereastra cu lumină care atinge pielea. Fig. 16

Fig. 16



- Apăsăți Butonul de luminare pentru a lumina. Ar trebui să vedeți o rază puternică de lumină (similară unui bliț de aparat foto) și să simțiți o ușoară senzație de căldură.

✱ NOTĂ: Dispozitivul poate lumina aproximativ 5 secunde. În acest timp, pe afișaj va apărea pictograma unei clepsidre Fig. 17. Când dispozitivul este gata pentru o nouă activare; pictograma va dispărea, iar becul va deveni verde permanent (în cazul în care capul de tratament se află în contact complet cu pielea).

Fig. 17





Fig. 18

- Tratați pielea gradual. Fig. 18

- Pentru cele mai bune rezultate, urmați instrucțiunile din Fig. 19



- ★ SFAT: Întindeți pielea pentru un contact mai bun cu pielea - contururile pielii pot îngreuna apăsarea completă a senzorilor de contact cu pielea în anumite zone. V-ar putea fi mai ușor să încercați să vă acoperiți dinții cu buza de sus sau să folosiți limba pentru a întinde obrații pentru un contact mai bun cu pielea.
- Pentru a vă ajuta să țineți evidența numărului de activări pe care le-ați folosit într-un tratament; dispozitivul este echipat cu un „Dispozitiv de numărare a activărilor sesiunii”. Fig. 20. Acesta se va reseta de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

Fig. 20



👁 ÎNGRIJIREA POST-TRATAMENT

După tratament, este posibil să prezentați o ușoară roșeață sau senzație de căldură pe piele. Acest lucru este normal și va dispărea în scurt timp. Pentru a evita iritarea pielii după tratament, luați următoarele măsuri de precauție:

- Evitați expunerea la soare timp de 24 de ore după tratament. Protejați-vă pielea cu un produs cu factor de protecție 30 timp de 2 săptămâni după fiecare tratament.
- Nu prelungiți expunerea la soare, mai precis renunțați la plajă, ședințele de solar sau produsele autobronzante timp de cel puțin 2 săptămâni după ultimul tratament.
- După tratament, păstrați zona curată și uscată și beți multă apă, pentru a vă menține pielea hidratată.
- Nu faceți băi sau dușuri fierbinți și nu folosiți băi turcești sau saune timp de 24 de ore după tratament.
- Nu participați la sporturi de contact timp de 24 de ore după tratament.

- Nu vă epilați (cu ceară, cu penseta, cu benzi sau cu creme) pe perioada tratamentului - vă puteți rade, atâta vreme cât nu o faceți timp de 24 de ore după fiecare tratament.
- Nu folosiți creme de albire sau produse parfumate timp de 24 de ore după tratament.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI i-LIGHT REVEAL

- ◆ **ATENȚIE:** Înainte de a curăța dispozitivul i-LIGHT REVEAL, asigurați-vă că acesta este OPRIT, iar cablul de încărcare este deconectat de la dispozitiv.
- Curățarea regulată ajută la asigurarea de rezultate optime și la prelungirea duratei de viață a dispozitivului
- Folosiți o cârpă curată, care nu lasă scame (una va fi furnizată cu dispozitivul) sau un disc demachiant pentru a șterge ușor suprafața și Fereastra cu lumină, Capul de tratament și Senzorul nuanței pielii. Dacă este necesar, puteți înmuia cârpa sau discul demachiant în apă și detergent delicat.
- Permiteți dispozitivului să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.
- ◆ **ATENȚIE:** Dacă Fereastra Flash este crăpată sau spartă, nu trebuie să folosiți unitatea. Evitați zgărirea ferestrei filtrului sau a suprafeței metalice din accesoriul de tratament.
- ◆ **ATENȚIONARE:** i-Light este un dispozitiv de înaltă tensiune. Nu-l introduceți în apă. Nu curățați unitatea sau componentele sale sub robinet sau în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți agenți de curățare pe bază de petrol sau inflamabili, riscați producerea unui incendiu. Nu folosiți bureți abrazivi, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive precum uleiul sau acetona pentru a curăța unitatea.

➡ DEFECTIUNI ȘI REMEDII / DEPOZITARE / ÎNTREȚINERE


✱ **Întreținerea dispozitivului i-Light Reveal**

◆ **ATENȚIONARE:** Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere asupra dispozitivului i-Light, asigurați-vă că butonul de alimentare este dezactivat și cablul de alimentare este deconectat de la unitatea de bază.

✱ **Înlocuirea capului de tratament**

- Capul de tratament poate emite 600 lumini, indiferent de setarea nivelului energetic. După ce capul de tratament a epuizat toate activările, trebuie înlocuit.
- Pictograma „Durata de viață rămasă a bateriei” de pe afișaj vă atenționează atunci când numărul de activări rămase este pe terminate. Fig. 21.

Fig. 21



- Afișarea Duratei de viață rămasă a bateriei Fig. 22.

Stare	Plină	Parțial plină	Goală
Afișarea duratei de viață rămasă a becului	Un nou bec furnizează 6,000 activări, iar Culoarea becului plin va fi solidă	Când rămân mai puțin de 300 de activări, Culoarea becului plin va începe să pâlpâie	Când mai rămân mai puțin de 600 de activări, Culoarea becului plin va prinde o nuanță mai deschisă de gri.
PICTOGRAMĂ			

✱ NOTĂ: Capul de tratament trebuie înlocuit dacă Tubul lămpii este deteriorat.

- 1 Apăsăți Clapele de eliberare a capului de tratament și trageți ușor pentru a scoate Capul de tratament. Fig. 23.
- 2 Înlocuiți-l cu un nou Cap de tratament, asigurându-vă că l-ați fixat. Fig. 24.

Fig. 23





Fig. 24



✱ Depozitare

- Opriti unitatea, scoateți-o din priză cu 10 minute înainte de a o depozita.
- Depozitați unitatea într-un loc uscat, la o temperatură între 15° C și 35° C.

✱ Defecțiuni și remedii

- Înainte de fiecare utilizare a dispozitivului i-Light, citiți aceste instrucțiuni.
- Dacă experimentați orice problemă cu i-Light, consultați acest ghid de defecțiuni și remedii, deoarece cuprinde majoritatea problemelor cu care v-ați putea confrunta cu i-Light.
- Dacă ați urmat instrucțiunile din această secțiune și continuați să aveți probleme, contactați centrul de service Remington® pentru asistență suplimentară.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
Aparatul nu va porni.	Dispozitivul nu este încărcat. Ar trebui să auziți dispozitivul emițând două „bipuri”, iar afișajul LCD va indica acest ecran. 	Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat - conectați cablul de alimentare la priza de pe perete. Pictograma Încărcarea bateriei ar trebui să apară pe afișajul LCD. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul Durata de viață a bateriei va fi plin: 
	Capul de tratament nu este complet atașat. Ar trebui să auziți două „bipuri”, iar afișajul LCD va indica acest ecran. 	Capul de tratament trebuie să fie bine atașat la dispozitiv, asigurați-vă de acest lucru. Atunci când Capul de tratament este atașat corect, ar trebui să auziți un „clic”, iar becurile și sunetele „bip” se vor opri.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
Când plasez dispozitivul pe piele, nu se întâmplă nimic. Dispozitivul nu emite niciun „bip”, nici măcar după câteva secunde.	Vă recomandăm să realizați o Testare a nuanței pielii. Afișajul LCD va arăta acest ecran: 	Plasați becul portocaliu intermitent pe pielea din zona pe care doriți să o tratați. Este posibil ca dispozitivul să necesite altă Testare a nuanței pielii dacă: - Dispozitivul nu este folosit timp de cinci minute - Luați o pauză în timpul tratamentului - Dispozitivul este oprit și repornit
	Capul de tratament nu se află în contact complet cu pielea.	Verificați dacă pielea este atinsă de Capul de tratament. Dispozitivul nu va pălpi decât în cazul în care capul de tratament se află în contact complet cu pielea.
	Încercați să tratați o zonă mică precum cea dintre sprâncene sau de lângă ochi.	Pentru siguranța dvs., dispozitivul NU trebuie utilizat lângă ochi, sprâncene sau gene.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
O rază de lumină nu este emisă atunci când apăși Butonul de luminare	Capul de tratament nu se află în contact complet cu pielea.	Verificați dacă pielea este atinsă de Capul de tratament. Dispozitivul nu va pălpăi decât în cazul în care capul de tratament se află în contact complet cu pielea.
	Nu ați așteptat suficient de mult timp între activări.	Dispozitivul are nevoie de aproximativ 5 secunde pentru a se reîncărca între activări. Când dispozitivul este gata să lumineze din nou, becul va deveni verde permanent.
	Capul de tratament trebuie înlocuit; Afișajul LCD va indica pictograma „Bec gol” și va pălpăi în continuu.	Asigurați-vă că pictograma Bec gol nu este goală și nu pălpăie. Dacă pălpăie; opriți dispozitivul și înlocuiți Capul de tratament.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
O rază de lumină nu este emisă atunci când apăș Butonul de luminare	Dispozitivul are nevoie de puțin timp pentru a se răci. Ar trebui să auziți dispozitivul emițând un „bip”, iar afișajul LCD va indica acest ecran: 	Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul să se răcească. Nu opriți dispozitivul, deoarece ecranul va dispărea odată ce dispozitivul este gata de a fi refolosit. În condiții normale, acest lucru este neobișnuit; totuși, apare atunci când unitatea se încălzește prea tare.
	În încăpere este prea cald pentru ca dispozitivul să se răcească.	Folosiți i-Light REVEAL într-un mediu mai rece, unde temperatura să fie mai mică de 27°C (sau 80°F).

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
Am realizat o Testare a nuanței pielii, iar becul s-a făcut portocaliu și s/a auzit un „bâzâit”.	Pielea dvs. ar putea fi prea închisă la culoare pentru tratament. Consultați graficul pentru tipul de piele de la începutul acestui manual.	Nu puteți folosi dispozitivul i-Light REVEAL pe nuanța dvs. de piele. Contactați centrul de service local.
	Nu ați folosit corect Senzorul nuanței de piele.	Dacă Senzorul nuanței de piele (becul portocaliu intermitent) nu atinge ferm pielea, dispozitivul va emite un ton de respingere. Încercați să apăsați ferm Senzorul nuanței de piele pe piele.
	Senzorul nuanței de piele nu funcționează.	Contactați centrul de service local.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
Fereastra cu lumină are mizerie sau resturi.	Dispozitivul trebuie curățat.	Urmați instrucțiunile de curățare menționate în acest manual.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
Dispozitivul: - Nu funcționează - Emite un bip - Indică acest simbol (inclusiv un număr de referință):	Dispozitivul nu funcționează corect și este posibil să necesite lucrări de service.	Contactați centrul local de service; și transmiteți numărul de referință de pe afișaj.

- ✱ NU încercați să deschideți și să reparați dispozitivul. Doare centrele de reparații i-Light REVEAL autorizate au permisiunea de a realiza reparații.
- Deschiderea dispozitivului v-ar putea expune la componente electrice periculoase și la energie intens pulsată, iar acestea ar putea cauza lezări corporale grave și/sau leziuni oculare permanente. Dacă încercați să deschideți dispozitivul l-ați putea deteriora, lucru ce ar anula garanția acestuia. Contactați centrul de service local dacă aveți un dispozitiv ce necesită reparații.



PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru a evita problemele care afectează mediul sau sănătatea, datorită substanțelor nocive din aparatele electrice sau electronice, aparatele care prezintă acest simbol nu se arunca la întâmplare, ci vor fi reciclate sau depozitate în locuri special amenajate în acest sens.



Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®. Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite.

Pred uporabo odstranite vso embalažo.



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- 1 OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA ALI TELESNIH POŠKODB:
- 2 To napravo uporabljajte izključno namensko, kot je opisano v tem priročniku.
- 3 Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- 4 Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
- 5 Napajalni vtič in kabel varujte pred vročimi površinami.
- 6 Izdelka ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel. Nadomestnega lahko dobite pri naših mednarodnih servisnih centrih.
- 7 Izdelek hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.
- 8 Uporabljajte samo dele, priložene napravi.
- 9 Kabla ne ovijajte in ga ne ovijajte okrog naprave.
- 10 Ohišje te naprave ni namenjeno za pranje in ni vodoodporno. Naprave ne potapljajte v tekočino, je ne uporabljajte v bližini vode v kadi, umivalniku ali drugi posodi in je ne uporabljajte na prostem.
- 11 Poskrbite, da se napajalni kabel in napajalnik ne zmočita. Če enota pade v vodo, ne segajte za njo – takoj jo odklopite iz električne vtičnice.
- 12 Naprave ne vključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- 13 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let. Ta izdelek smejo uporabljati izključno odrasli ali pa mora uporabo nadzorovati odgovorna odrasla oseba.
- 14 Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 15 To napravo je treba napajati z odobrenim varnostnim izolacijskim napajalnikom PA-0510E (za Evropo) in PA-0510U (za Veliko Britanijo) z izhodno zmogljivostjo 5 V=, 1000 mA (izhod napajalnika) ali odobrenim varnostnim izolacijskim napajalnikom WR9QA1200LMDG2720(R) z izhodno zmogljivostjo 5 V=, 1200 mA (izhod napajalnika)
- 16 Med uporabo NE prekrivajte katerega koli dela prezračevalnih rež, saj te pomagajo napravo med delovanjem ohraniti hladno. To lahko povzroči pregrevanje naprave.
- 17 Napravo NE uporabljajte, če je embalaža ali naprava videti poškodovana ali če je kateri koli del naprave počen ali razbit. S tem lahko povečate tveganje poškodb kože ali oči z bliskavico.
- 18 Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali salone.



KLJUČNE LASTNOSTI

NAPRAVA

- 1 Okno za bliskanje
- 2 Obdelovalna glava
- 3 Jezička za sprostitve obdelovalne glave
- 4 Tipalo odtenka kože
- 5 Gumb za bliskanje
- 6 Prikazovalnik LCD
- 7 Krpica, ki ne pušča vlaken
- 8 Torbica za shranjevanje (ni prikazana)

PRIKAZOVALNIK LCD

- 9 Stanje baterije
- 10 Števec bliskov med obdelavo
- 11 Življenjska doba sijalke
- 12 Raven energije
- 13 Gumb za raven energije
- 14 Vkllop/izklop
- 15 Napajalnik

SEZNANITE SE S SISTEMOM i-LIGHT REVEAL

★ Kaj je i-Light REVEAL?

Sistem i-Light PRO je revolucionarna naprava za odstranjevanje neželenih dlačic na telesu in pri ženskah na obrazu, ki deluje s svetlobo ter jo lahko uporabljate doma.

Sistem i-Light REVEAL uporablja podobno klinično preizkušeno tehnologijo kot dermatologi in saloni, vendar je optimizirana za osebno obdelavo manjših površin.


✱ Kaj je močan svetlobni impulz (Intense Pulse Light – IPL) in kako deluje sistem i-Light REVEAL?

IPL (Intense Pulsed Light – močan svetlobni impulz) je uveljavljena tehnologija, ki se že več kot 15 let uporablja po vsem svetu. Sistem i-Light REVEAL uporablja to tehnologijo za bliskanje vaše kože z močnimi svetlobnimi impulzi.

Impulz deluje pod površino kože na korenine dlak, kar pomaga ustaviti njihovo rast. (slika 1) Energija svetlobnega impulza deluje na temno obarvane predmete, zato so najboljši rezultati vidni na temnejših dlakah.

Da se izognete vplivu na (in možnim poškodbam) temno kožo, uporabljajte napravo i-Light REVEAL on samo na koži, ki je svetle ali srednje svetle barve (I-IV).

Slika 1



✱ Kaj lahko pričakujete od sistema i-Light REVEAL

Rezultati sicer niso takojšnji, vendar bo večina uporabnikov opazila manj dlačic že teden ali dva po začetku obdelave. V tem času je lahko videti, kot da dlake še vedno rastejo, vendar se v resnici izrivajo.

Slika 2



Pomembno je nadaljevati s tretmajem vse dokler obstaja aktivna rast dlačic. Potrebni so vsaj 3 zaporedni tretmaji vsak teden ali dva, odvisno od posameznika.

Rezultati posameznika se lahko razlikujejo, večkratani zaporedni tretmaji zagotavljajo optimalne rezultate.

Nekaj dlačic bo zrastle znova; te bodo manj goste, tanjše in svetlejše od prvotnih. Ta vnovična rast je pričakovana in običajna.

Po končanem začetnem tretmaju, stalna redna tedenska uporaba bo dala dobre rezultate v roku 6-12 tednov (v primeru temnejše barve kože to lahko traja dlje).



OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

◆ POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred začetkom uporabe sistema i-Light REVEAL:

Ovezno preberite vsa opozorila in varnostne informacije.

Preden začnete, preverite, ali je sistem i-Light REVEAL primeren za vas.

Uporabite tabelo vrst kože na škatli in na prvi strani tega priročnika skupaj z vgrajenim senzorjem kože, da določite, ali je ta naprava prava za vas.

Uporabite tabelo barve dlak na prvi strani tega priročnika, da določite, ali je ta naprava prava za vas.

✱ Vrsta kože

- Glejte tabelo barv kože na strani 2.
- Naprave ne uporabljajte na naravno temni koži (tipa V in VI po Fitzpatricku), saj lahko povzroči opekline, mehurje in spremembe barve kože.
- Naprave ne uporabljajte na porjaveli koži ali kmalu po izpostavljenosti soncu, saj lahko povzroči opekline ali poškodbe kože.
- Sistem i-Light REVEAL ni učinkovit na naravno belih, sivih, blond ali rdečih dlačicah na telesu in obrazu.

✱ Območja, ki jih ne obdelujete:

- Ne uporabljajte na lasišču ali ušesih.
- Pri moških ne uporabljajte na obrazu in vratu
- Ne uporabljajte nad ličnico (uporaba na obrazu za ženske).
- Ne uporabljajte na bradavicah, avreolah ali rodilih
- Ne uporabljajte, če imate na območju za obdelavo tetovaže ali trajna ličila.
- Ne uporabljajte na temno rjavih ali črnih lisah, kot so materina znamenja ali pege.
- Ne uporabljajte na območjih, kjer ste bili nedavno operirani, kjer je bila koža nedavno globoko luščena ali lasersko obdelana, na brazgotinah in na koži, ki je bila poškodovana zaradi opeklin ali poparjenja.
- Kdaj sistema ne uporabljajte/kdaj se morate izogniti uporabi sistema i-Light REVEAL
- Sistema NE uporabljajte, če imate v območju predvidene obdelave PORJAVELO KOŽO, saj je lahko vaša koža pretemna in lahko obdelava na porjavelih območjihčasno povzroči oteklino kože, mehurje ali spreminjanje barve kože. Pred obdelavo počakajte, da porjavlost zbledi.
- Sistema NE uporabljajte pri nanoseni kozmetiki, saj lahko obdelava na teh območjihčasno povzroči oteklino kože, mehurje ali spreminjanje barve kože. Poskrbite, da pred uporabo temeljito očistite območje, ki ga nameravate obdelati.
- Iste točke obdelave NE obdelajte z več bliski med eno obdelavo, saj lahko točasno povzroči oteklino kože, mehurje ali spreminjanje barve kože.
- Nobenega območja NE obdelajte več kot enkrat na teden, saj to ne pospeši učinka, lahko pa poveča verjetnost oteklin kože, mehurjev ali spreminjanja barve kože.
- Sistema NE uporabljajte na poškodovani koži, vključno z odprtimi ranami in herpesom, ali območjih, ker ste imeli v zadnjih 6–8 tednih opravljeno lupljenje povrhnjice ali drugo obdelavo povrhnjice.
- Sistema NE uporabljajte na razdraženi koži, kar vključuje izpuščaje in oteklo kožo. Taka stanja naredijo kožo občutljivejšo. Pred uporabo počakajte, da se prizadeto območje pozdravi.

- Sistema NE uporabljajte, če je vaša koža občutljiva na svetlobo. Da določite, ali lahko uporabljate sistem i-Light REVEAL, opravite preizkus na majhnem delu kože in počakajte 24 ur, da ugotovite, ali je prišlo do neželenih reakcij, preden opravite širšo obdelavo.
- Sistema NE uporabljajte, če ste ali bi lahko bili noseči ali če dojite. Sistem i-Light REVEAL ni bil preizkušan na nosečih ženskah. Med med nosečnostjo ali dojenjem so pogoste hormonske spremembe, ki lahko povečajo občutljivost kože in tveganje poškodb kože.
- Z bliski NE obdelajte nobenega drugega materiala kot kože.
- Tega modela (IPL2000) NE uporabljate za kateri koli namen razen odstranjevanja dlak.
- NE obdelajte območij, kjer bi si lahko kdaj želeli, da bi znova zrastle dlake. Rezultati so lahko trajni, kar pomeni, da ne bo mogoče povrniti prvotnega stanja.
- ★ **POZOR:** Izogibajte se obdelavi območij, ki vsebujejo samo puh (zelo tanke, fine dlačice), saj lahko to privede do neželenih ponovne rasti dlačic.
- Ne uporabljajte na obrazu, če ste v preteklosti imeli herpes; uporaba IPL ali katere koli obdelave, ki draži kožo, lahko povzroči ponovitev herpesa.
- Če ste bili izpostavljeni profesionalnim, kliničnim ali samostojnim obdelavam za odstranjevanje dlak z laserjem, sistemi IPL ali elektrolizo, počakajte pred uporabo sistema i-Light REVEAL najmanj 6 mesecev. Če ste imeli v območju obdelave voskanje, puljenje ali epilacijo dlak, počakajte najmanj 6 tednov, preden uporabite sistem i-Light REVEAL. Naprava uniči dlake tako, da dlake pod kožo uporabi za uničevanje korenine, zato ne deluje, če je dlaka izpuščena.
- Sistema NE uporabljajte neposredno nad ali v bližini vsajenih aktivnih medicinskih pripomočkov, na primer srčnega spodbujevalnika, notranjega defibrilatorja ali inzulinskih črpalk. Čeprav med kliničnimi študijami niso poročali o težavah, povezanih z rabo te naprave, priporočamo, da upoštevate vsa opozorila za vsajene medicinske naprave, da preprečite vsakršno odpoved ali prekinitev delovanja aktivne vsajene naprave.
- Ne uporabljajte nad ali v bližini česar koli umetnega, na primer silikonskih vsadkov, kontracepcijskih vsadkov Implanon, srčnih spodbujevalnikov, podkožnih nastavkov za vbizgavanje (inzulinska črpalka) ali piercingov.
- Brezžična komunikacijska oprema lahko vpliva na napravo i-Light REVEAL in jo morate imeti oddaljeno najmanj 3,3 m.
- Ne uporabljajte nad ali v bližini kovinskih zalivk, zobnih vsadkov in zobnih aparatov.



PRIPRAVA ZA UPORABO

★ NAVODILA ZA POLNLENJE

- Pred prvo uporabo poskrbite, da je naprava napolnjena do konca.
- Napajalnik priključite v napravo in nato v vtičnico.
- Polnjenje traja do 1.5 ur.
- Odvisno od izbrane ravni energije; eno 100% polnjenje bo zagotovilo približno 100 utripov. (Nižja stopnja energije bo zagotovila več utripov).

★ Funkcija hitrega polnjenja

- Naprava je opremljena tudi s funkcijo hitrega polnjenja.
- Za uporabo te funkcije polnite napravo 15 minut.

- To bo zagotovilo približno 20 utripov.
- Ko se baterija polni, se na prikazovalniku LCD prikaže ikona za polnjenje, slika 3.
- Ko je baterija napolnjena, se na prikazovalniku LCD prikaže ikona za polno baterijo, slika 4.

Slika 3



Slika 4




- Med uporabo se na prikazovalniku LCD prikaže stanje baterije z ikono »Stanje baterije«. Slika 5

Slika 5



Stanje baterije

Baterija je skoraj
prazna

Baterija je prazna

- ✱ OPOMBA: Naprave ni mogoče upravljati, dokler je priključena ali se polni.
- ✱ NASVET: Priporočamo, da napravo polnite po vsaki uporabi, da zagotovite, da je napolnjena in pripravljena za naslednjo obdelavo.


👁 UPORABA SISTEMA i-LIGHT REVEAL ZA OBDELAVO

✱ Preizkus barve kože

- 1 Preberite opozorila in varnostne ukrepe.
- 2 Seznanite se s funkcijami naprave i-Light.
- 3 Preverite tabelo barv kože, da zagotovite, da je barva kože v sprejemljivem območju. Slika 6




Slika 6



4 Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop. Slika 7


Slika 7



Slika 8



Slika 9





- ✱ OPOMBA: Ob vsakem vklopu naprave se prikaže poziv za preverjanje odtenka kože.

Prikazovalnik LCD prikaže ikono »Tipalo barve kože«. Slika 8

Tipalo barve kože je nameščeno na zadnji strani naprave in ima utripajočo oranžno luč. Slika 9

- 5 Tipalo barve kože (utripajoča oranžna luč) trdno pritisnite na kožo načrtovanega območja obdelave in ga držite dve sekundi. Slika 10

Slika 10




- Odčitek se opravi samodejno.
- Neprekinjeno sveti oranžna lučka in brnenje = koža je morda pretemna
- Neprekinjeno sveti zelena lučka in piskanje = koža je prave barve
- ✱ OPOMBA: Preizkus barve kože morate ponoviti za vsako območje, ki ga želite obdelati.

- ✱ Izbira ravni energije

- Naprava se ob vsakem vklopu samodejno nastavi na raven energije 1. Če želite raven spremeniti, pritisnite gumb za izbiro ravni energije. Slika 11

Slika 11



- Ko je dosežena raven 3, z vnovičnim pritiskom na gumb za raven energije znova izberete raven 1.
- Sistem i-Light REVEAL ima 3 ravni energije. Raven 1 (1 črtica) je najnižja nastavitev in raven 3 (3 črtice) je najvišja nastavitev.
- ✱ **NASVET:** Za najučinkovitejšo obdelavo vedno uporabite najvišjo raven energije, ki ne povzroča nelagodja na koži.
- ✱ **Napravo i-Light REVEAL preizkusite na svoji koži**
- Napravo i-Light REVEAL preizkusite na majhni površini kože in počakajte 48 ur, da ne bi prišlo do neželenih učinkov.
- Začnite na ravni energije 1 in sprožite en blisk.
- Kožo z bliskom osvetlite tako, da okno bliskavice trdno pritisnete ob kožo. Slišali boste dva piska in tipalo barve kože neprekinjeno zasveti zeleno. Za vklop bliska pritisnite gumb za blisk. Slika 12.

Slika 12



- ✱ **NASVET:** Za ogled tipala barve kože si lahko pomagata z ogledalom. Če je odbita svetloba neprijetna, lahko pred vsakim bliskom zaprete oči.
- Blago do zmerno neugodje ni neobičajno. Če se zdi bliski na ravni energije 1 znosni, povečajte raven energije na 2. Napravo premaknite na drugo mesto in še enkrat sprožite blisk z napravo i-Light REVEAL. Postopek ponavljajte, dokler ne najdete nastavitve, ki se vam zdi prava.
- Počakajte 24 ur, nato preglejte območje preizkusa. Če je koža videti enaka kot običajno, nadaljujte s prvo celotno obdelavo na ravni energije, ki se vam na podlagi preizkusa zdi ustrezna.
- ✱ **OPOMBA:** Napravo morate preizkusiti za vsak del telesa ali obraza, ki ga želite obdelati.
- ✱ **Obdelava zelenih območij z napravo i-Light**
- ✱ **Pripravite kožo za obdelavo**
- 1 Poskrbite, da so površine, ki jih boste obdelali, suhe in brez olj, dezodorantov, parfumov, ličil, losjonov ter krem. Obrijte ali postrizite dláčice z območja za obdelavo in poskrbite, da je koža čista ter suha. Pri striženju poskrbite, da dláčice ne ostanejo daljše od 0,5 mm. Slika 13

Fig. 13





- 2 Za odstranjevanje dlak nikoli ne uporabljajte voska, epilacije, pincet ali izdelkov za depilacijo, saj preprečujejo postopek IPL.


✱ Napravo pripravite za obdelavo

- Odklenite enoto s tipalom barve kože, slika 14.
Izberite zeleno raven energije (sl. 15).

Slika 14



Slika 15



OBDELAVA

- Okno bliskavice trdno pritisnite ob kožo. Če se okno bliskavice dotika kože, bo lučka neprekinjeno svetila zeleno. Slika 16


Slika 16



- Za vklop bliska pritisnite gumb za blisk. Pričakujete lahko močan blisk svetlobe (podobno kot pri bliskavici fotoaparata) in blag občutek toplote.

- ✱ OPOMBA: Naprava lahko odda blisk približno vsakih 5 sekund. V tem času na prikazovalniku prikaže ikona peščene ure, slika 17. Ko je naprava pripravljena za vnovični blisk, ikona izgine in luč znova sveti neprekinjeno zeleno (če je glava za obdelavo popolnoma v stiku s kožo).


Slika 17




Slika 18

- Kožo obdelajte v mrežastem vzorcu. Slika 18

- Za najboljše rezultate sledite navodilom na sliki 19.



- ✱ NASVET: Raztegnite kožo za boljši stik s kožo – obrisi kože lahko na določenih območjih otežijo popoln pritisk na tipala stika s kožo. Morda vam bo pomagalo doseči boljši stik s kožo, če poskusite zgornjo ustnico oviti preko zob ali lica raztegniti z jezikom.
- Naprava ima števec bliskov med obdelavo, da vam pomaga slediti številu bliskov med določeno obdelavo. Slika 20. Ta se ponastavi ob vsakem vklopu naprave.



👁 NEGA PO OBDELAVI

Po obdelavi se lahko pojavi rahla rdečica ali topel občutek na koži. To je običajno in hitro izgine. Da se izognete draženju kože po obdelavi, upoštevajte naslednje nasvete:

- Izogibajte se izpostavljenosti soncu 24 ur po obdelavi. Zaščitite kožo z zaščitnim faktorjem 30 še 2 tedna po vsaki obdelavi.
- Vsaj 2 tedna po zadnji obdelavi ne podaljšujte svoje izpostavljenosti soncu, na primer s sončenjem, uporabo solarija ali samoporjavitvenimi izdelki.
- Po obdelavi vzdržujte območje čisto in suho ter pijte veliko vode, da ima koža dovolj vlage.
- 24 ur po obdelavi se ne izpostavljajte vročim kopelim in parnim ali finskim savnam.
- 24 ur po obdelavi se ne udeležujte kontaktnih športov.
- Med tretmajem se ne depilirajte (voskanje, puljenje, depilacija z nitko ali depilacijske kreme) – britje je sprejemljivo, če se izognete britju v 24 urah po zadnji obdelavi.
- 4 ur po obdelavi ne uporabljajte belilnih krem ali odišavljenih izdelkov.


👁 ČIŠČENJE NAPRAVE i-LIGHT REVEAL

- ⚡ **POZOR:** Pred čiščenjem naprave i-Light REVEAL poskrbite, da je naprava izključena in da je napajalni kabel odklopljen iz naprave.
- Redno čiščenje pomaga zagotoviti optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo naprave.
- S čisto krpo, ki ne pušča vlaken (ena je priložena napravi), ali vatirano palčko previdno obrišite površino in okno bliskavice, glavo za obdelavo ter tipalo barve kože. Po potrebi lahko krpo in vatirano palčko navlažite z blago milnico.
- Pred vnovično napravo pustite, da se naprava v celoti posuši.
- ⚡ **OPOZORILO:** Če je okno za bliskanje počeno ali zlomljeno, enote ne smete uporabljati. Nikoli ne praskajte filterskega stekla ali kovinske površine v notranjosti glave za obdelavo.
- ⚡ **POZOR:** Sistem i-Light je visokonapetostna naprava. Naprave nikoli ne potopite v vodo. Enote ali katerega koli od njenih delov nikoli ne čistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
- Zaradi nevarnosti požara ne uporabljajte čistil na osnovi nafte ali vnetljivih čistil. Za čiščenje enote nikoli ne uporabljajte čistilnih gobic, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta olje ali aceton.

➡ ODPRAVLJANJE NAPAK / SKLADIŠČENJE / VZDRŽEVANJE

- ⚡ **POZOR:** Pred vzdrževanjem naprave i-Light poskrbite, da je stikalo za vklop/izklop izključeno in da je napajalni kabel odklopljen iz osnovne enote.
- ✳ **Zamenjava glave za obdelavo**
 - Glava za obdelavo omogoča xxx bliskov ne glede na nastavev ravni energije. Ko glava za obdelavo odda svoje število bliskov, jo je treba zamenjati.
 - Ikona preostale življenjske dobe sijalke na prikazovalniku vas opozori, ko je preostalo število bliskov nizko. Slika 21.

Slika 21




- Prikaz preostale življenjske dobe sijalke, slika 22.


Stanje	Polno	Delno	Prazno
Prikaz preostale življenjske dobe sijalke	Nova sijalka zagotavlja 6000 bliskov, simbol sijalke je takrat poln.	Ko ostane manj kot 300 bliskov, začne polnilo sijalke utripati.	Življenjska doba sijalke se je iztekla, utripa celotna sijalka. Naprava zapiska. Glavo za obdelavo je treba zamenjati.
IKONA			

- * OPOMBA: Glavo za obdelavo je treba zamenjati, če je cev sijalke razbita.
- Pritisnite jezička za sprostitev glave za obdelavo in previdno povlecite, da odstranite glavo za obdelavo. Slika 23
- Namestite novo glavo za obdelavo, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto. Slika 24

Slika 23



Slika 24



* Skladiščenje

- Izklopite napravo, jo odklopite in pustite, da se hladi 10 minut.
- Enoto hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.

✱ Iskanje napak

- Pred uporabo sistema i-Light vedno v celoti preberite ta navodila.
- Preberite ta navodila za odpravljanje težav, če imate kakršne koli težave s sistemom i-Light, saj so v tem razdelku navedene najpogostejše težave, na katere lahko naletite pri uporabi sistema i-Light.
- Če ste sledili navodilom v tem razdelku in imate še naprej težave, se obrnite na servisni center Remington® za dodatno pomoč.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Naprava se ne vklopi.	Naprava ni napolnjena. Naprava dvakrat zapiska in na prikazovalniku LCD se prikaže ta zaslon. 	Poskrbite, da je naprava polna – polnilni kabel priključite v električno vtičnico. Na prikazovalniku LCD bi se morala prikazati ikona za polnjenje baterije. Ko je naprava napolnjena do konca, je znak za stanje baterije poln: 
	Glava za obdelavo je slabo pritrjena. Naprava dvakrat zapiska in na prikazovalniku LCD se prikaže ta zaslon. 	Poskrbite, da je glava za obdelavo pravilno pritrjena na napravo. Ko je glava za obdelavo pravilno pritrjena, bi morali slišati klik, lučke in piskanje pa se izklopijo.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Ko napravo držim pritisnjeno ob kožo, se ne zgodi ničesar. Naprava ne zapiska niti po nekaj sekundah.	Morda morate opraviti preizkus barve kože. Prikazovalnik LCD prikaže ta zaslon: 	Utripajočo oranžno luč pritisnite na kožo načrtovanega območja obdelave. Naprava lahko zahteva še en preizkus barve kože, če: - Naprave pet minut niste uporabljali - Obdelavo prekinete - Napravo izklopite in vklopite.
	Glava za obdelavo ni v dobrem stiku s kožo.	Preverite, ali se glava za obdelavo dotika vaše kože. Naprava ne bliska, če se glava za obdelavo v celoti ne dotika kože.
	Obdelati poskušate majhno območje, na primer med remuk1475 remuk1475 obrvmi ali blizu oči.	Zaradi lastne varnosti naprave NE uporabljajte kjer koli okoli oči, obrvi ali trepalnic.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Ko pritisnem gumb za blisk, se ne odda blisk.	Glava za obdelavo ni v dobrem stiku s kožo.	Preverite, ali se glava za obdelavo dotika vaše kože. Naprava ne bliska, če se glava za obdelavo v celoti ne dotika kože.
	Med bliski niste počakali dovolj dolgo.	Naprava potrebuje med posameznimi bliski približno 5 sekund za polnjenje. Ko je naprava pripravljena za vnovično bliskanje, lučka sveti neprekinjeno zeleno.
	Glavo za obdelavo morate zamenjati. Na prikazovalniku LCD se prikaže utripajoča ikona za konec življenjske dobe sijalke.	Poskrbite, da ikona za življenjsko dobo sijalke ni prazna in da ne utripa. Če utripa, napravo izklopite in zamenjajte glavo za obdelavo.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Ko pritisnem gumb za blisk, se ne odda blisk.	Naprava potrebuje nekaj časa, da se ohladi. Naprava enkrat zapiska in na prikazovalniku LCD se prikaže ta zaslon:	Počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi. Naprave ne izklopite, saj ta zaslon izgine, ko je naprava znova pripravljena za uporabo. V običajnih pogojih se to ne dogaja pogosto, lahko pa do tega pride, če se enota preveč segreje.
	Prostor je pretopel, da bi se naprava ohladila.	Sistem i-Light REVEAL uporabljajte v hladnejšem okolju, kjer temperatura znaša manj kot 27 °C.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Opravi sem preizkus barve kože, nato pa se je vklopila oranžna lučka in je enota zabrnela.	Vaša koža je morda pretemna za obdelavo. Glejte tabelo barve kože na začetku tega priročnika.	Naprave i-Light REVEAL ne morete uporabljati za svojo barvo kože. Obrnite se na krajevni servisni center.
	Tipalo barve kože niste uporabili pravilno.	Če se tipalo barve kože (utripajoča oranžna luč) kože ne dotika trdno, naprava odda zvok zavrnitve. Tipalo barve kože poskusite trdno pritisniti ob kožo.
	Tipalo barve kože ne deluje.	Obrnite se na krajevni servisni center.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Umazanija ali delci so se oprijeli okna bliskavice.	Napravo morate očistiti.	Sledite navodilom za čiščenje v tem priročniku.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Naprava: - Ne deluje - Piska - Kaže ta simbol (vključno z referenčno številko):  006	Naprava ne deluje pravilno in jo bo morda treba servisirati.	Obrnite se na krajevni servisni center in jim povejte referenčno številko s prikazovalnika.

- ✱ Naprave NE poskušajte odpreti ali popraviti. Popravila smejo poskusiti opraviti samo pooblašeni servisni centri za sistem i-Light REVEAL.
- Z odpiranjem naprave se lahko izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom in svetlobnim impulzom, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči. Če poskusite odpreti napravo, jo lahko poškodujete, s tem pa tudi preneha veljati garancija. Če je treba napravo popraviti, se obrnite na krajevni servisni center.



ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane gospodinjske odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
اتصل بمركز الخدمة المحلي وقدم الرقم المرجعي من الشاشة.	الجهاز لا يعمل بشكل صحيح وقد يحتاج لصيانة.	الجهاز: - لا يعمل - يصدر صوتا - يظهر هذا الرمز (بما في ذلك الرقم المرجعي) 



•

لا تحاول فتح أو إصلاح جهازك. يسمح لمراكز إصلاح جهاز i-Light REVEAL المعتمدة فقط بإجراء الإصلاحات. قد يعرضك فتح الجهاز لمكونات كهربائية خطيرة ولطاقة ضوء نابضة وقد يسبب أيهما ضررا بدنيا جسيما و/أو إصابة دائمة بالعين. ومحاولة فتح الجهاز قد تؤدي أيضا إلى تلف الجهاز وسوف تبطل ضمانك. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي إذا كان لديك جهازا في حاجة إلى إصلاح.

حماية البيئة



لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المواد الكهربائية والإلكترونية، يجب تمييز الجهاز بهذا الرمز لعدم التخلص منه مع نفايات البلدية التي لم يتم فرزها ولكن يتم استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.



الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
لا يمكنك استخدام جهاز i-Light REVEAL مع لون جلدك. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي..	قد يكون جلدك داكنا جدا للعلاج. ارجع إلى مخطط الجلد في بداية هذا الدليل.	قمت باختبار لون الجلد وتحول الضوء إلى لون برتقالي وأصدر "أزيزا".
إذا كان جهاز استشعار لون الجلد (يو مض بضوء برتقالي) لا يلمس الجلد بقوة، سيقوم الجهاز بإصدار نغمة رفض. حاول ضغط جهاز استشعار لون الجلد بقوة على الجلد	لم تستخدم جهاز استشعار لون الجلد بشكل صحيح.	
يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي.	جهاز استشعار لون الجلد لا يعمل.	

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
اتبع تعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل.	الجهاز يحتاج إلى تنظيف.	قد يكون هناك تراب أو مخلفات عالقة بنافذة الفلاش.

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
انتظر بضع دقائق ليبرد الجهاز. ولا توقف الجهاز لأن هذه الشاشة سوف تختفي بمجرد أن يصبح الجهاز جاهزا للاستخدام مرة أخرى. وهذا غير مألوف في الظروف الطبيعية، ولكن يمكن أن يحدث ذلك إذا أصبحت الوحدة ساخنة للغاية.	يحتاج الجهاز بعض الوقت ليبرد. ويجب أن تسمع الجهاز يصدر "صوتا" مرة واحدة وسوف تعرض شاشة LCD هذه الشاشة: 	لا تنبعث ومضة ضوء عندما أضغط على زر الفلاش
استخدم جهاز i-Light REVEAL في بيئة أكثر برودة حيث تكون درجة الحرارة أقل من 27 درجة مئوية (أو 80 درجة فهرنهايت).	الغرفة دافئة جدا ولا تسمح بأن يبرد الجهاز.	

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
تحقق من أن رأس العلاج يلمس جلدك. ولن يومض الجهاز إلا إذا تلامس رأس العلاج مع الجلد بالكامل.	لا تلمس رأس العلاج الجلد بالكامل.	لا تنبعث ومضة ضوء عندما أضغط على زر الفلاش
يتطلب الجهاز حوالي 5 ثوان لإعادة شحنه بين الومضات. وعندما يكون الجهاز جاهزا للومض مرة أخرى، سيصبح الضوء أخضرًا ثابت.	لم تنتظر وقتًا كافيًا بين الومضات.	
تأكد أن أيقونة عمر الللمبة ليست فارغة وتومض. وإذا كانت تومض؛ قم بإيقاف الجهاز واستبدل رأس العلاج.	رأس العلاج يحتاج لاستبداله؛ أيقونة LCD وسوف تعرض شاشة "Bulb Life" عمر الللمبة فارغ" وسوف تومض وتتطفئ. Empty	

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
ضع الضوء البرتقالي الوامض على جلد منطقة العلاج المقصودة. وقد يتطلب الجهاز اختبار لون جلد آخر في الحالات التالية: - الجهاز غير مستخدم لمدة خمس دقائق - تأخذ استراحة منتصف العلاج - الجهاز متوقف ثم يتم تشغيله مرة أخرى	قد تحتاج إلى إجراء اختبار لون الجلد. هذه LCD وسوف تعرض شاشة الشاشة: 	لا يحدث أي شيء عندما أمسك الجهاز على جلدي. ولا يصدر الجهاز "صوتًا" حتى بعد بضع ثوان.
تحقق من أن رأس العلاج يلمس جلدك. ولن يومض الجهاز إلا إذا تلامس رأس العلاج مع الجلد بالكامل.	لا تلمس رأس العلاج الجلد بالكامل.	
لسلامتك، لا ينبغي استخدام الجهاز في أي مكان قريب من العينين أو الحاجبين أو الرموش.	تحاول علاج منطقة صغيرة مثل ما بين الحاجبين أو قرب العينين.	

- لمزيد من Remington® إذا اتبعت التعليمات الواردة في هذا القسم ولكنك ما زلت تواجه مشاكل، يرجى الاتصال بمركز خدمة المساعدة.

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
تأكد أن الجهاز مشحون بالكامل - قم بتوصيل سلك الشحن في مقيس الحائط. ويجب أن تظهر أيقونة شحن . وعند شحن LCD البطارية على شاشة الجهاز بالكامل، سيكون مؤشر عمر البطارية كاملاً: 	الجهاز غير مشحون. ويجب أن تسمع الجهاز "يصدر صوتاً" مرتين وسوف تعرض شاشة LCD هذه الشاشة 	مفتاح الكهرباء في وضع التشغيل ON ولكن الوحدة لا تعمل.
تأكد أن رأس العلاج موصل بالجهاز بشكل صحيح. وعند توصيل رأس العلاج بشكل صحيح، يجب أن تسمع "نقرة" وسوف تتوقف الأضواء و"الصوت".	رأس العلاج غير موصل بالكامل. ويجب أن تسمع "صوتين" وسوف تعرض شاشة LCD هذه الشاشة. 	

• شاشة بقية عمر اللبمية الشكل 22.


فارقة	كاملة جزئيا	كاملة	الحالة
عمر اللبمية فارغ وتومض اللبمية كلها. سوف يصدر الجهاز "صوتا". يجب استبدال رأس العلاج	عندما يبقى أقل من 300 ومضة، سوف يبدأ لون تعبئة اللبمية (Bulb Fill Colour) الوميض	6000 توفر لبمية جديدة ومضة وسوف يكون لون تعبئة اللبمية ثلثتاBulb Fill Colour	شاشة بقية عمر اللبمية
			أيقونة

ملاحظة: يجب استبدال رأس العلاج إذا انكسر أنبوب اللبمية.


1 اضغط ألسنة إخراج رأس العلاج واسحبها برفق لإخراج رأس العلاج. الشكل 23.

2 استبدل رأس العلاج بأخر جديد وتأكد أنه يستقر في مكانه. الشكل 24.

الشكل 23



الشكل 24



التخزين

- قم بإيقاف الوحدة وفصلها ودعها تبرد لمدة 10 دقائق قبل التخزين.
- قم بتخزين الوحدة في مكان جاف عند درجة حرارة ما بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

حل المشاكل

- قم دائما بقراءة هذه التعليمات بالكامل قبل استخدام جهاز i-Light.
- حيث يتناول هذا القسم المشاكل الأكثر شيوعا التي يمكن أن تواجهها i-Light-إراجع دليل حل المشاكل هذا إذا واجهت أي مشاكل بجهاز i-Light-أمع جهاز.

لا تستخدم كريمات تبيض أو منتجات معطرة لمدة 24 ساعة بعد العلاج.

تنظيف جهاز i-Light REVEAL

تنبيه: قبل تنظيف جهاز i-Light REVEAL، تأكد من إيقاف الجهاز وفصل سلك الشحن من الجهاز.

يساعد التنظيف المنتظم على ضمان أفضل النتائج وطول عمر الجهاز

استخدم قطعة قماش نظيفة خالية من الوبر (يتم توفير قطعة مع الجهاز) أو قطعة قطن لمسح سطح وناظرة الفلاش ورأس العلاج وجهاز استشعار لون الجلد برفق. وإذا لزم الأمر، يمكنك بل قطعة القماش أو قطعة المسحة بماء وصابون معتدل.

دع الجهاز يجف تماما قبل استخدامه مرة أخرى.

تحذير: يجب عدم استخدام الوحدة إذا تشققت أو انكسرت نافذة الوميض. ولا تقم مطلقا بخدش زجاج الفلتر أو السطح المعدني داخل رأس العلاج.

عالي الجهد. لا تضعه مطلقا في الماء. ولا تقم مطلقا بتنظيف الوحدة أو أي من أجزائها تحت صنوبر Light-تحذير: جهاز أو في غسالة صحون.

لا تستخدم مواد تنظيف بترولية أو قابلة للاشتعال بسبب خطر الحريق. ولا تقم مطلقا باستخدام قطع تلميع أو مواد تنظيف كاشطة أو سوائل شديدة مثل الزيت أو الأسيتون لتنظيف الوحدة.

حل المشاكل / التخزين / الصيانة

صيانة جهاز i-Light REVEAL


(ومن أن سلك الكهرباء مفصول من OFF، تأكد من أن مفتاح الكهرباء في وضع الإيقاف (Light-تنبيه: قبل صيانة جهاز الوحدة الأساسية.

استبدال رأس العلاج


يمكن لرأس العلاج إصدار xxx ومضة بغض النظر عن إعداد مستوى الطاقة. وعند استخدام رأس العلاج حتى استنفاد ومضاته، يجب استبداله.

تحذرك أيقونة "بقية عمر اللمبة" (Bulb Life Remaining) على الشاشة عندما يكون عدد الومضات المتبقية منخفضا. الشكل 21.

الشكل 21



- للحصول على أفضل النتائج اتبع التوجيهات الموجودة في الشكل 19



- * نصيحة: قم بمد الجلد لتلامس الجلد بشكل أفضل - محيط الجلد قد يجعل من الصعب ضغط أجهزة استشعار ملاصقة الجلد بالكامل في بعض المناطق. وقد تزداد آفة من الأسهل أن تجرب لف شفك العليا فوق أسنانك أو استخدام لسانك لمد خديك لتلامس الجلد بشكل أفضل.
- ولمساعدتك على إبقاء عدد الومضات التي استخدمتها في علاج واحد، تم تجهيز الجهاز بعدد "وميض الدورة" (Session Flash Counter). الشكل 20. وسوف يتم إعادة ضبطه كلما تم تشغيل الجهاز.

الشكل 20



رعاية بعد العلاج


- قد تواجه بعد العلاج احمرارا طفيفا أو إحساسا دافئا على جلدك. وهذا أمر طبيعي وسوف يختفي بسرعة. ولتجنب تهيج جلدك بعد العلاج، اتخذ الاحتياطات التالية:
- لمدة أسبوعين بعد كل علاج SPF 30 تجنب التعرض للشمس لمدة 24 ساعة بعد العلاج. وقم بحماية الجلد باستخدام
- لا تتعرض للشمس لمدة طويلة مثل حمامات الشمس باستخدام فراش سمرة أو سمرة ذاتية لمدة أسبوعين على الأقل بعد آخر علاج.
- بعد العلاج، حافظ على المنطقة نظيفة وجافة واشرب الكثير من الماء للحفاظ على الجلد رطبا.
- لا تأخذ حمامات ساخنة أو تستخدم غرف بخار وساونا لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
- قن وشخب عجل اعملها قطن ملأ عم لدا غت ال
- لا تزيل الشعر (بالتشميع أو التفت أو الخيوط أو الكريمات) أثناء العلاج - الحلاقة مقبولة طالما تتجنب الحلاقة لمدة 24 ساعة بعد كل علاج.

2 لا تستخدم مطلقا الشمع أو النتف أو الملاقط أو منتجات إزالة الشعر لإزالة الشعر لأنها تعطل عملية الضوء النبضي المكثف IPL.


إعداد الجهاز للعلاج

استخدم جهاز استشعار لون الجلد لفتح الوحدة الشكل 14.
حدد مستوى الطاقة المطلوب (الشكل 15).

الشكل 14



الشكل 15



العلاج

ضع نافذة الفلاش بقوة على الجلد. سوف يكون الضوء أخضرًا ثابتًا إذا كانت نافذة الفلاش تلمس الجلد. الشكل 16

الشكل 16



اضغط زر الفلاش لإصدار ومضة. يجب أن تتوقع أن ترى ومضة ضوء ساطع (مشابهة لفلاش الكاميرا) ويجب أن تشعر بإحساس خفيف بالدفء.


ملاحظة: سوف يومض الجهاز كل 5 ثوان تقريبًا. وخلال هذا الوقت سوف تظهر أيقونة ساعة زجاجية على الشاشة. الشكل 17. وعندما يكون الجهاز جاهزًا للوميض مرة أخرى، سوف تختفي الأيقونة وسوف يكون الضوء أخضرًا ثابت (إذا كان رأس العلاج يلامس الجلد تمامًا).

عالج الجلد بنمط يشبه الشبكة. الشكل 18

الشكل 17



الشكل 18



- وبعد الوصول للمستوى 3، يؤدي الضغط على زر تحديد مستوى الطاقة مرة أخرى لإعادة ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1.
- ويتم تجهيز جهاز i-Light REVEAL بثلاث مستويات طاقة. المستوى 1 (شريط واحد) هو الأقل والمستوى 3 (3 شرائط) هو الأعلى.
- ★ نصيحة: للحصول على أكثر النتائج فعالية، استخدم دائماً أعلى مستوى للطاقة لا يسبب إزعاجاً على الجلد.

على جلدك i-Light-اختبر جهاز

- ابدأ بمستوى الطاقة 1 وقم بالوميض مرة واحدة.
- قم بإسقاط الإضاءة على الجلد بوضع نافذة الفلاش بقوة على جلدك. سوف تسمع "صوتا" ويجب أن يظهر جهاز استشعار لون الجلد ضوءاً أخضر ثابت. اضغط زر الفلاش لتقديم ومضة. الشكل 12

الشكل 12



- ★ نصيحة: من المفيد استخدام مرآة لرؤية جهاز استشعار لون الجلد. وقد تريد إغلاق عينيك قبل كل ومضة إذا كان الضوء المنعكس مزعجاً.
- الإزعاج الخفيف إلى المتوسط أمر طبيعي. وإذا صدرت ومضة مقبولة في مستوى الطاقة 1 يمكنك الزيادة إلى مستوى الطاقة 2. انقل الجهاز إلى مكان مختلف وقم بإضاءة جهاز i-Light REVEAL مرة أخرى. وكرر هذه العملية إلى أن تجد الإعداد المناسب لك.
- انتظر لمدة 24 ساعة وانظر بعد ذلك في منطقة الاختبار. فإذا ظهر الجلد طبيعياً، استكمل علاجك الأول الكامل عند مستوى الطاقة الذي تراه مناسباً لك.
- ★ ملاحظة: يجب اختبار الجهاز على الوجه أو الجسم الذي تريد علاجه.

علاج المناطق المرغوبة بجهاز i-Light

قم بإعداد جلدك للعلاج


- 1 تأكد أن المنطقة المراد علاجها نظيفة وخالية من الزيوت ومزيلات العرق والعطور والمكياج والمستحضرات والكريمات. وقم بحلق أو تشذيب الشعر من المنطقة المراد علاجها وتأكد أن الجلد نظيف وجاف. وإذا كنت تقوم بالتشذيب، يجب أن يتم قص الشعر لأقل من 0.5 ملم. الشكل 13

الشكل 13



4 قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الطاقة. الشكل 7


الشكل 7



الشكل 8



الشكل 9





ملاحظة: سيتم مطالبتك باختبار لون جلدك في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.

ستعرض شاشة LCD أيقونة "جهاز استشعار لون الجلد" (Skin Tone Sensor). الشكل 8

يوجد جهاز استشعار لون الجلد خلف الجهاز وسوف يظهر ضوء برتقالي وامض. الشكل 9

اضغط جهاز استشعار لون الجلد (ضوء برتقالي وامض) بشدة على جلد منطقة العلاج المقصودة وثبته لمدة ثانيتين. الشكل 10.

الشكل 10



وستتم القراءة تلقائياً.

ضوء برتقالي ثابت و "طنان" = قد يكون الجلد داكناً جداً

ضوء أخضر ثابت و "صوت" = لون الجلد جيد


ملاحظة: يجب تكرار اختبار لون الجلد لكل منطقة ترغب في علاجها.

اختيار مستوى الطاقة

سيتم تلقائياً ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1 في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. ولتغيير المستوى، اضغط زر تحديد

مستوى الطاقة. الشكل 11

الشكل 11



- وأثناء الاستخدام، تظهر حالة البطارية على شاشة LCD بأيقونة "عمر البطارية" (Battery Life). الشكل 5



- * ملاحظة: لا يمكن تشغيل الجهاز أثناء توصيله أو شحنه.
- * نصيحة: نوصي بشحن الجهاز بعد كل استخدام للتأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل وجاهز للعلاج التالي.


استخدام جهاز i-Light REVEAL للعلاج

اختبار لون الجلد

راجع تحذيرات واحتياطات السلامة.

Light-تتعرف على خصائص جهاز

ارجع إلى مخطط لون الجلد للتأكد من أن لون جلدك في النطاق المقبول. الشكل 6





تنبيه: تجنب علاج المناطق التي تحتوي على شعر زغبي فقط (شعر ناعم رقيق جدا يعرف باسم "الزغب") لأن هذا قد يؤدي إلى إعادة نمو شعر غير مرغوب فيه.



لا تستخدمه على الوجه إذا كان لديك تاريخا مع القروح الباردة فاستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL) أو أي علاج يهيج الجلد يمكن أن يسبب تكرار القروح الباردة.



إذا كنت تلقيت علاجات مهنية أو إكلينيكية أو بالليزر الذاتي أو بالضوء النبضي المكثف (IPL) أو بإزالة الشعر بالتفصيل الكهربائي، انتظر 6 أشهر على الأقل قبل استخدام جهاز i-Light REVEAL. وإذا كان لديك شعرا مشعما أو متوتفا أو مزالا في منطقة العلاج، انتظر 6 أسابيع على الأقل قبل استخدام جهاز i-Light REVEAL. يستخدم الجهاز الشعر الموجود تحت جلدك لتعطيل شعرك في الجذر ولهذا يكون غير فعال إذا تم سحب الشعر للخارج.



لا تستخدمه مباشرة فوق أو بالقرب من الأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع مثل جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع أو جهاز الرجفان الداخلي أو أجهزة الأنسولين. ورغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أية مشاكل مرتبطة باستخدام هذا الجهاز أثناء الدراسات الإكلينيكية، يوصى بمراجعة جميع تحذيرات الجهاز الطبي النشط القابل للزرع فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية لمنع فشل أو تعطل أي جهاز نشط قابل للزرع.



لا تستخدمه على أو بالقرب من أي شيء اصطناعي مثل زراعة السيليكون ووسائل منع الحمل وأجهزة تنظيم ضربات القلب ومنافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الجروح.



قد تؤثر أجهزة الاتصال اللاسلكي على جهاز i-Light REVEAL ويجب إبعادها مسافة 3.3 متر على الأقل.



لا تستخدمه على أو بالقرب من الحشوات المعدنية أو زراعة الأسنان أو المشابك.

التحضير للاستخدام



تعليمات الشحن



قبل استخدام الجهاز لأول مرة، تأكد من أنه مشحون بالكامل.



قم بإدخال محول الكهرباء في الجهاز ثم في المقبس.



سوف يستغرق الشحن الكامل الواحد مدة تصل إلى 6 ساعة.



وعند شحن البطارية، ستعرض شاشة LCD أيقونة الشحن. الشكل 3



وعندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ستعرض شاشة LCD أيقونة البطارية الكاملة. الشكل 4

الشكل 3



الشكل 4



نوع الجلد *

انظر مخطط لون الجلد في صفحة 2.

- لا تستخدمه على الجلد الداكن بشكل طبيعي لأنه قد يؤدي لظهور حروق وبثور وتغيرات في لون الجلد.
- لا تستخدمه على جلد أسمر أو بعد تعرض حديث للشمس لأنه قد يسبب حروقا أو إصابة الجلد.
- جهاز i-Light REVEAL غير فعال على شعر الجسم أو شعر الوجه الأبيض الطبيعي أو الرمادي أو الأشقر أو الأحمر.

الأمكان التي لا تعالج: *


- لا تستخدمه على فروة الرأس أو الأذنين.
- لا تستخدمه على وجه أو رقبة الذكور.
- لا تستخدمه على عظمة الوجنة (يستخدم لوجه الإناث)
- لا تستخدمه على الحلمات أو هالة حلمة الثدي أو الأعضاء التناسلية.
- لا تستخدمه إذا كان لديك وشما أو ماكياج دائم في المنطقة المراد علاجها.
- لا تستخدمه على البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الشامات أو الوحمات أو النمش.
- لا تستخدمه على مكان جراحة حديثة أو قشر عميق أو مكان علاج بالليزر أو جروح أو جلد تعرض للتلف أو حروق أو حروق بعام ساخن.

* عندما لا تستخدم/عندما تتجنب استخدام جهاز i-Light REVEAL

- لا تستخدمه إذا كان جلدك أسمر في منطقة العلاج المقصودة حيث قد يكون جلدك داكنا جدا وقد يسبب العلاج في المناطق السمراء تورم الجلد أو بثور أو قد يغير لون الجلد بشكل مؤقت. انتظر إلى أن تتلاشى السمرة قبل العلاج.
- لا تستخدمه على جلد عليه مسحضرات تجميل حيث قد يتسبب العلاج في هذه المناطق مؤقتا في تورم الجلد أو بثور أو قد يغير لون جلدك. تأكد من تنظيف منطقة العلاج المقصودة جيدا قبل استخدامه.
- لا تستخدم الوميض عدة مرات في نفس مكان العلاج خلال نفس الجلسة فقد يتسبب ذلك مؤقتا في تورم الجلد أو بثور أو قد يغير لون جلدك.
- لا تعالج أي منطقة أكثر من مرة في الأسبوع فذلك لن يسرع النتائج ولكن يمكن أن يزيد احتمال تورم الجلد أو ظهور تقرحات أو تغيير لون جلدك.
- لا تستخدمه على جلد تالف بما في ذلك الجروح المفتوحة أو القروح الباردة أو حروق الشمس أو مناطق تقشر الجلد أو تجدد الجلد خلال الـ 6-8 أسابيع الماضية.
- لا تستخدمه على جلد ملتهب بما في ذلك الطفح الجلدي أو تورم الجلد. فيمكن لهذه الأحوال جعل الجلد أكثر حساسية. انتظر شفاء المنطقة المصابة قبل الاستخدام.
- لا تستخدمه إذا كان جلدك حساسا للضوء. ولتحديد إذا ما كان يمكنك استخدام جهاز i-Light REVEAL، قم بإجراء اختبار على رقعة صغيرة من الجلد وانتظر 24 ساعة لتحديد إذا ما كان هناك أي ردود فعل سلبية قبل العلاج على نطاق أوسع.
- لا تستخدمه إذا كنت حاملا أو مرضعة. فلم يتم اختبار جهاز i-Light REVEAL على النساء الحوامل. والتغيرات الهرمونية شائعة أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ويمكن أن تزيد حساسية الجلد وخطر إصابة الجلد.
- لا تقم بالوميض على أي مواد أخرى غير الجلد.
- لا تستخدم هذا الموديل (IPL2000) لأي غرض آخر غير إزالة الشعر.
- لا تعالج أي منطقة قد تحتاج يوما ما لنمو شعرك فيها مرة أخرى. فقد تكون النتائج دائمة ولا رجعة فيها


لتجنب استهداف (وربما إتلاف) الجلد الداكن، يجب أن تستخدم جهاز i-Light REVEAL على الجلد الفاتح والمتوسط فقط (I-IV).

الشكل 1



ما يمكن توقعه من جهاز i-Light REVEAL
النتائج غير فورية ولكن معظم المستخدمين سوف يبدؤون ملاحظة شعر أقل في غضون 1-2 أسبوعاً بعد بداية العلاج. وخلال هذا الوقت قد يبدو أن الشعر ما زال ينمو ولكنه في الواقع يجري دفعه. الشكل 2.

الشكل 2



من المهم مواصلة نظام العلاج الكامل لضمان علاج كل الشعر النشط. ونظام العلاج الكامل يكون ثلاثة علاجات كل أسبوعين. قد تختلف النتائج من شخص لآخر وقد يلزم علاجات متعددة لأفضل النتائج. ويحدث نمو بعض الشعر يكون أقل كثافة وأخف وأفتح لونا من الشعر الأصلي. وإعادة النمو أمر طبيعي جدا وينبغي توقعه. بعد الانتهاء من نظام العلاج الأولي، سوف يعطى الاستخدام الأسبوعي المستمر المنتظم نتائج جيدة في غضون 6-12 أسبوعاً (قد يستغرق لون الجلد الداكن وقتاً أطول).

تحذيرات واحتياطات السلامة تنبيهات هامة للسلامة



قبل بدء استخدام جهاز i-Light REVEAL:

تأكد من قراءة جميع التحذيرات ومعلومات السلامة. تأكد قبل أن تبدأ من أن جهاز i-Light REVEAL مناسب لك. استخدم مخطط الجلد الموجود في الصندوق وفي مقدمة هذا الدليل وجهاز استشعار الجلد المدمج لتحديد إذا ما كان هذا الجهاز مناسب لك.

ارجع إلى مخطط الشعر في الجزء الأمامي من هذا الدليل للتأكد من أن الجهاز مناسب لك.

6	شاشة LCD
7	قماش خال من الوبر
8	حقيبة التخزين (غير مبنية)
	شاشة LCD
9	عمر البطارية
10	عداد دورة الفلاش
11	عمر الللمبة
12	مستوى الطاقة
13	زر مستوى الطاقة
14	التشغيل/الإيقاف
15	محول الكهرباء

تعرف على جهاز i-Light REVEAL

ما هو جهاز i-Light REVEAL؟

هو جهاز ثوري قائم على الضوء ومصمم لإزالة شعر الجسم وشعر وجه الإناث غير المرغوب فيه في المنزل. i-Light-نظام يستخدم جهاز i-Light REVEAL تكنولوجيا مماثلة مثبتة إكلينيكيًا التي يستخدمها أخصائيو الأمراض الجلدية والتناسلية والصالونات ولكنها محسنة للعلاج الشخصي للمساحات الأصغر.

ما هو الضوء النبضي المكثف (IPL) وكيف يعمل جهاز i-Light REVEAL؟

IPL - (الضوء النبضي المكثف) هي تكنولوجيا راسخة مستخدمة في جميع أنحاء العالم لأكثر من 15 عامًا. ويستخدم جهاز i-Light REVEAL هذه التكنولوجيا لإسقاط إضاءة على جلدك بضوء نبضي مكثف. يعمل النبض تحت سطح الجلد لاستهداف شعر الجذر مما يساعد على وقف نموه. (الشكل 1) تستهدف الطاقة في نبض الضوء التلوين الداكن وتظهر أفضل النتائج على الشعر الداكن.

شكرا لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن.

قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.

إجراءات وقائية هامة

1 تحذير - للحد من مخاطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو إصابات الأشخاص:

2 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو به خلل.

3 لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء توصيله.

4 حافظ على قابس الطاقة والسلك الكهربائي بعيدا عن الأسطح الساخنة

5 لا تستخدم المنتج مع سلك تالف. ويمكنك الحصول على البديل عن طريق مراكز الخدمة الدولية التابعة لنا

6 قم بتخزين المنتج في درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

7 استخدم الأجزاء المرفقة مع الجهاز فقط.

8 لا الجهاز حول لفة الكبل أو جدل أو بثني نعم لا

9 لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا سقط أو تلف أو سقط في الماء.

10 تأكد من عدم وجود رطوبة في قابس الكهرباء والسلك.

11 لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيدي مبللة.

12 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو

الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية.

13 احفظ الجهاز والكبل بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

14 يجب تزويد هذا الجهاز بمحولات معزولة للسلامة معتمدة من PA-0510E (لأوروبا) و PA-0510U (للمملكة المتحدة)

بإخراج 5 فولت تيار مستمر؛ 1000 مللي أمبير (إخراج المحول) أو بمحول معزول للسلامة معتمد من

WR9QA1200LMDG2720(R) بإخراج 5 فولت تيار مستمر؛ 1200 مللي أمبير

15 لا تغطي أي جزء من فتحات التهوية أثناء الاستخدام، حيث تساعد على بقاء الجهاز باردا أثناء تشغيله. ويمكن أن يؤدي ذلك

إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

16 لا تستخدمه إذا كان صندوق التعبئة أو الجهاز يبدو تالفا أو إذا كان أي جزء من الجهاز مشقوقا أو مكسورا. فالقيام بذلك يمكن

يزيد خطر إصابة الجلد أو العين من لمبة الفلاش.

17 دع الجهاز يبرد قبل تنظيفه وتخزينه.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري أو الصالونات.

المزايا الرئيسية

1 الجهاز

2 نافذة الوميض

3 رأس العلاج

4 أنسنة إخراج رأس العلاج

5 جهاز استشعار لون الجلد

Flash زر



Model No IPL2000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльльванген, 73479, Германия

Импортёр в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
100-240В~50/60Гц

14/INT/ IPL2000 T22-0002266 Version 02 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI

