

# REMINGTON®



## i-LIGHT® PRO

Face & Body

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) HAIR REMOVAL FOR THE FACE & BODY



IPL6000F





## THE SKIN CHART



Facial Cap is intended for female facial hair on the cheeks, sideburns, chin, neck areas, and above the lips. DO NOT use Facial Cap on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so can cause serious and permanent eye injury.

Nástavec na úpravu obličje je určen k odstraňování ženských chloupků z tváří, z oblasti po stranách uší, brady, krku a nad rty. Nástavec na úpravu obličje NEPOUŽÍVEJTE v oblastech kolem očí, obočí či řas – hrozí nebezpečí vážného poranění očí s trvalými následky.

Głowica do zabiegów na twarzy jest przeznaczona dla kobiecego owłosienia na policzkach, бакach, podbródku, szyi i nad wargami. NIE UŻYWAJ głowicy do zabiegów na twarz w okolicach oczu, brwi i rzęs. Może to spowodować poważne i trwałe uszkodzenie oczu.

Az arcfeltét a női arcon, orcán, pajesznél, állon, a nyak területén és a száj felett lévő szőrszálakhoz használható. NE használja az arcfeltétet a szemek környékén, a szemöldök és a szempillák területén. Ha így tesz, azzal súlyos és tartó szemkárosodást idézhet elő.

Насадка Facial Cap предназначена для удаления волосков на щеках, висках, подбородке, в области шеи и над губой у женщин. НЕ применяйте насадку Facial Cap для глаз и вокруг них, а также для бровей и ресниц. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.

Facial Cap, kadınlarda yanaklar, favoriler, çene, boyun bölgesinde ve dudakların üzerinde bulunan tüyler için tasarlanmıştır. Facial Cap'ı göz, kirpik veya kaşların üzerinde veya etrafında KULLANMAYIN. Bu, gözde ciddi ve kalıcı hasara neden olabilir.

Facial Cap este un dispozitiv pentru femei, destinat îndepărtării părului facial de pe obraji, perciuni, bărbie, zona gâtului și deasupra buzelor. NU folosiți Facial Cap în zona ochilor, pe sprâncene sau gene. Riscăți să vă răniți grav și permanent ochii.



Το Εξάρτημα Προσώπου προορίζεται για την τριχοφυΐα του προσώπου των γυναικών σε μάγουλα, φαβορίτες, σαγόνι, περιοχή του λαιμού και πάνω από τα χείλη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Εξάρτημα Προσώπου πάνω ή γύρω από τα μάτια, τα φρύδια ή τις βλεφαρίδες. Σε ανάλογη περίπτωση μπορεί να προκληθεί σοβαρή και μόνιμη βλάβη του οφθαλμού.


Nastavek za tretma obraza je namenjen ženskam za obdelavo obraznih dlavic na licih, zaliscih, bradi, vratu in nad ustnicami. Tega nastavka NE uporabljajte na ali okoli oči, obrvi ali trepalnic. To lahko povzroči hude in trajne poškodbe oči.

Zaštita za lice namijenjena je za dlake ženskog lica na obrazima, zaliscima, bradi, području vrata i iznad usana. NEMOJTE koristiti zaštitu za lice na očima ili na područjima oko očiju, obrva ili trepavica. Čineći to može se prouzrokovati teška i stalna ozljeda očiju.

غطاء الوجه مخصص لشعر وجه الإناث على الخدين والذقن الرقيقة وفوق الشفاه. لا تستخدم غطاء الوجه على أو حول العينين أو الحاجبين أو الرموش. فالقيام بذلك يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة وإصابة دائمة بالعين.

# I-LIGHT SYSTEM DIAGRAM REFERENCE

Figure1



Thank you for buying your new Remington® product.  
Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.



## IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1 **WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:**
- 2 Use this appliance only for its intended use described in this manual.
- 3 Do not use if it is damaged or malfunctions.
- 4 Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- 5 Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- 6 Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via our International Service Centres.
- 7 Store the product at a temperature between 15° and 35°C.
- 8 Only use the parts supplied with the appliance.
- 9 Do not twist or kink the cable and don't wrap it around the appliance.
- 10 The body of this appliance is not washable or water resistant. Do not put the appliance in liquid; do not use it near water in a bath tub, basin or other vessel; and don't use it outdoors.
- 11 Make sure the power cable and adaptor do not get wet. Do not reach for your unit if it has fallen into water - immediately unplug it from the electrical outlet.
- 12 Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- 13 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/ instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- 14 Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- 15 This appliance should be supplied with approved safety isolating adaptors SW-120060EU (for Europe and SW-120060BS (for United Kingdom) with the output capacity of 12 dc; 600mA (adaptor output).



## KEY FEATURES

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Power Switch                  | 11 i-Light Hand Piece Cord   |
| 2 Power Inlet                   | 12 Flash Window              |
| 3 i-Light Base Unit             | 13 Skin Contact Sensors      |
| 4 i-Light Hand Piece            | 14 Nose Cone Release Buttons |
| 5 Flash Button                  | 15 Long-life cartridge       |
| 6 Energy Level Selection Button | 16 Body Treatment Head       |
| 7 Cool Down Mode Indicator      | 17 Power Cord                |
| 8 Bulb Status Indicator Display | 18 Lint Free Cloth           |
| 9 Energy Level Indicator        | 19 Facial Treatment Head     |
| 10 Skin Sensor                  | 20 Skin Contact Sensors      |



## 👁 GETTING ACQUAINTED WITH i-LIGHT

### ★ What is i-Light?

The i-Light PRO system is a revolutionary light-based device designed for the removal of unwanted body hair and female facial hair at home.

### ★ What is Intense Pulse Light (IPL) and how does the i-Light work?

i-Light works by directing an extremely short, intense pulse of light into the skin. The light energy is absorbed by the melanin in the hair follicle temporarily disabling the growth mechanism in the hair and delaying hair growth.

Hair follicles typically pass through three phases throughout the hair growth cycle. These phases are:


**Anagen Phase (growing phase)** – the active growth phase of the hair follicles. Melanin concentration is at its highest as it is responsible for pigmentation of the hair. Only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with IPL (fig 2).

**Catagen Phase (degradation phase)** – this is a short transition stage, which follows the anagen phase and signals the end of the active growth stage of the hair. It typically lasts 2-3 weeks (fig. 3).

**Telogen Phase (resting phase)** – the hair follicle is completely at rest during this phase, which is the longest phase and lasts about 100 days. During this time, the new hairs push out the old hairs, allowing the growth cycle to begin again (fig. 4).


We recommend using the i-Light PRO system every two weeks for three treatments (for body sites) and every two weeks for four treatments (for female facial sites) to ensure you treat every active hair.

Fig. 2




Anagen Phase

Fig. 3



Catagen Phase

Fig. 4



Telogen Phase

## ★ What to expect from i-Light

Most users will begin to notice fewer hairs a few weeks after beginning treatment. However, it's important to continue with the full treatment regimen to ensure that every active hair is treated. A full treatment regimen is every 2 weeks for three treatments (body sites) and four treatments (female facial sites), then only as needed.

A few days after the first treatment you may start to notice hair has fallen out. Some hair growth will occur that is less dense, finer and lighter in colour than the original hair. This regrowth is perfectly normal and should be expected.



## WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

### ◆ IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

#### Before you start using the i-Light:

**Be sure to read all Warnings and Safety Information. Before you begin, check to see if i-Light is suitable for you.**

Use the skin chart provided on the box and at the front of this manual and the integrated skin sensor to determine if this device is right for you.

#### ★ Skin Type

See the skin colour chart on page 2.

- Do not use on naturally dark skin (Fitzpatrick type V and VI), as it may result in burns, blisters and changes in skin colour.
- Do not use on tanned skin or after recent sun exposure, as it may cause burns or skin injury.
- i-Light is not effective on naturally white, grey, blonde or red body or facial hair.

#### ★ Areas not to treat:

- Do not use on the scalp or ears.
- Do not use on male face or neck.
- Do not use above the cheekbone (female facial use).
- Do not use on the lips - as the skin tone may be too dark for treatment.
- Do not use on nipples, areola or genitals.
- Do not use if you have tattoos or permanent makeup in the area to be treated.
- Do not use on dark brown or black spots such as moles, birth marks or freckles.
- Do not use on an area of recent surgery, deep peel, laser resurfacing, scars or skin that has been damaged with burns or scalds.

#### ★ When not to use/When to avoid using i-Light

- Do not use if you are pregnant or breast feeding.
- Do not use if you have been exposed to sun or artificial tanning in the past 4 weeks.
- Do not use on dry or fragile skin caused by the use of chemical peels, glycolic peels or Alpha Hydroxy Acids (AHAs).
- Do not flash more than once on the same area as this may cause burns.
- Do not use on the same area of your skin more than once a week.
- Do not use for at least 14 days following microdermabrasion treatment.

- Do not use if you are already undertaking permanent hair removal treatments.
- Do not use if you have a skin disease such as active skin cancer, if you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated, or if you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- Do not use if you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- Do not use if you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- Do not use if you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- Do not use if your skin is sensitive to light and causes a rash or an allergic reaction. If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of the medicine. Never use the unit if it can cause photo-allergic reactions or phototoxic reactions or if you should avoid sun whilst taking a medication.
- Do not use if you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- Do not use on areas of your skin which are currently being treated with or have recently been treated with Alpha Hydroxy Acids (AHAs), Beta Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- Do not use if you have taken oral isotretinoin accutane or aoaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- Do not use if you have any bleeding disorder or take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- Do not use if you have infections, eczema, burns, inflamed follicles, open lacerations, abrasions, surgeries, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- Do not use on the face if you have a history of cold sores; use of IPL or any treatment that irritates skin can cause a recurrence of cold sores.
- Do not use if you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS) or if you take immunosuppressive medications.
- Do not use when you are on painkillers, which reduce the sensitivity to heat.
- Do not use if you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Do not use over or near anything artificial such as silicon implants, Implanon contraceptive implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.



## PREPARING FOR USE

### ★ Familiarise yourself with the features of your new i-Light device

The i-Light PRO system is a revolutionary light-based device designed for the removal of unwanted body hair and female facial hair at home.

### ★ Flash Window (fig. 1-12)

The Flash Window is a filtered glass window with built-in UV protection that allows specific wavelengths of light to pass from the hand piece to your skin and hair follicles.

◆ **WARNING: always inspect the Flash Window before use to ensure there is no damage to the lens.**

⚠ **WARNING:** always clean the Flash Window before use with the lint-free cloth provided to ensure there is no oil or debris on the lens.

✱ **Skin Contact Sensor (fig. 1- 13&20)**

The Skin Contact Sensor is a safety mechanism that prevents the device from accidental activation. In order for the device to activate, the Skin Contact Sensor must be fully depressed against the skin.

✱ **Flash Button (fig. 1-5)**

The Flash Button is located on the hand piece. To activate the flash bulb, ensure the Skin Contact Sensor is fully engaged and press the Flash Button.

✱ **Bulb Status Indicator Display (fig. 1-8)**

The device is ready to flash when the Bulb Status Indicator Display is illuminated green.

**NOTE:** if the Flash Button is pressed AND the Skin Contact Sensor is not fully engaged OR the Bulb Status Indicator Display is not illuminated, an audible “beep” will sound. When the Bulb Status Indicator Display illuminates yellow, there are 150 flashes remaining in the flash bulb. When the Bulb Status Indicator Display flashes yellow, the bulb cartridge has been used up and will no longer operate. You must replace the bulb cartridge to continue using the device.

✱ **Treatment Head Release Buttons (fig. 1-14)**

Press both buttons and gently pull to remove the treatment head.

⚠ **WARNING:** ALWAYS ensure the unit is OFF and the power cord is disconnected before removing the nose cone. If the nose cone is removed while the unit is powered ON, all indicator lights on the base unit will flash and audible “beeps” will sound.

## GETTING ACQUAINTED WITH i-LIGHT

✱ **Long-Life Light Cartridge (fig. 1-15)**

The long-life light cartridge will deliver 65,000 flashes regardless of the energy level selected. While it is unlikely you will ever need to replace it; it can be replaced by another long-life cartridge or SP-6000SB which delivers 1,500 flashes per cartridge. Please contact your local Remington® Service Centre.

✱ **Energy Level Selection (fig. 1-6)**

The i-Light device is equipped with 5 energy levels. Level 1 is the lowest setting and level 5 is the highest setting.

**TIP:** For the most effective results, always use the highest energy level that does not cause discomfort on the skin. To determine the energy level being used, observe the number of lights illuminated on the Energy Level Display (fig 1 - 9).


Your i-Light device will automatically be set to Energy Level 1 each time the device is powered ON. To change the level, press the Energy Level Selection Button.

✱ **Test the i-Light device on your skin**


1. Review the Warnings and Safety Precautions.
2. Familiarise yourself with the features of the i-Light.
3. Consult the Skin Tone Chart to ensure your skin colour is in the acceptable range (fig. 5).

- Place the skin of the intended treatment area onto the skin tone sensor - touching the skin tone sensor (fig. 6).  
If your skin is suitable, the appliance will beep and switch on.  
If your skin is unsuitable, the appliance will buzz and remain off.
- Test the i-Light device on a small patch of skin and wait 48 hours to ensure there are no adverse reactions. (fig.7).

**Fig. 5**



**Fig. 6**



**Fig. 7**



## **✱ Treat desired area(s) with the i-Light device**

### **Prepare your skin for treatment**

- Ensure the area to be treated is clean and free from oils, deodorants, perfume, make up, lotions and creams. Shave or trim the hair from the area to be treated (fig 8).
- Never use wax, epilation, tweezers or depilation products to remove the hair because they counteract the IPL process.


### **Prepare the device for treatment**

- Unwrap the hand piece cord from the i-Light base and rest the hand piece in the base cradle. Locate the power switch on the i-Light base and ensure the unit is OFF. Connect the power cord to the i-Light base at the power inlet. Connect the power cord to the wall outlet. Turn the power switch ON. (fig. 9)
- Use the skin sensor to unlock the unit (fig. 6).  
You must unlock the unit on each body part you wish to treat
- Select the desired Energy Level. (fig. 10).  
If your skin is unsuitable, the appliance will buzz and remain off.

**Fig. 8**



**Fig. 9**



**Fig. 10**



## ✱ Treat body area(s) with the i-Light device

The i-Light device is equipped with two operating modes: Single Flash Mode and Multi-Flash Mode. Your i-Light device will automatically be set to Single Flash Mode each time the device is powered ON.

**Single Flash Mode:** The i-Light device will flash once when the Flash Button is pressed AND skin contact sensor is engaged.

**Multi-Flash Mode:** The i-Light device will flash once every 2 seconds when the Flash Button is pressed AND the skin contact sensor is fully engaged.

The Multi-Flash mode allows you to quickly treat large areas such as the legs, chest or back by simply gliding the hand piece to a new location after each flash.

## ✱ Single Flash Mode

1. Place the i-Light hand piece against your skin so the Flash Window is flush with the skin surface (fig. 11).
2. Ensure the Skin Contact Sensor is fully engaged and the Bulb Status Indicator Display is illuminated.
3. Press the Flash Button to activate the device (fig. 12).
4. Move the hand piece to a new treatment area and repeat steps 1-3 (fig. 13).

## ✱ Multi Flash Mode

1. Place the i-Light hand piece against your skin so the Flash Window is flush with the skin surface (fig. 11).
2. Ensure the Skin Contact Sensor is fully engaged and the Bulb Status Indicator Display is illuminated.
3. Press AND HOLD the Flash Button down to activate the device (fig. 12).
4. Immediately after the device has flashed, slide the hand piece to a new location. After a short delay (approximately 2 seconds) the device will flash again (fig. 13).

### NOTE:

- During Multi-Flash Mode, the Skin Contact Sensor AND the Flash Button must remain fully depressed. If either becomes disengaged, the device will not operate. To resume treatment, repeat steps 1-4.
- During Multi-Flash Mode, the Bulb Status Indicator Display will remain illuminated while the Skin Contact Sensor and Flash Button are engaged.

Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



## FACIAL TREATMENT ATTACHMENT

### **Treat facial area(s) with the i-Light device (female use only)**


Facial hair can be very different to body hair and the skin on the face tends to be sensitive and more likely to be exposed to the sun's UV rays; therefore treating unwanted facial hair is different to treating the body – please be sure to read this section carefully before beginning a facial treatment.

 **IMPORTANT:** The Facial Treatment Head has been specially designed to treat the unique characteristics of female facial hair. **DO NOT** use the body attachment on the face. See section 'Changing Treatment Heads' for instructions on how to exchange heads.

### **Where you can use the facial treatment head.**

The Facial Treatment Head is intended for use on female facial hair on the cheeks, sideburns, chin, neck areas and above the lips as shown in fig. 14.

Fig. 14



 **DO NOT** use on male beards or facial hair as the results may be permanent or uneven which may produce changes in facial characteristics which may not be desirable.

## ⚡ Warnings and precautions - Facial use

⚡ **DO NOT** use anywhere near the EYES, EYE BROWS or EYE LASHES. When used as directed the light should not harm the eyes, however if the scattered light is unpleasant you may wish to close your eyes or look away.

⚡ **DO NOT** treat SUN BURNED or TANNED SKIN. Wait until the sunburn or tan has completely faded before beginning a treatment. Remove cosmetics, lotions and creams (including self-tanning products) prior to treatment. After treatment, use a fragrance-free lotion (SPF 30+) and try to avoid direct sun exposure to the treated area for at least 24 hours.

⚡ **DO NOT** flash the LIPS or other DARK SPOTS (dark freckles, moles, birthmarks or tattoos) as these areas may absorb too much light energy which may cause discomfort or pain. You can cover these areas with WHITE eyeliner, adhesive labels or thick paper to reflect the light in case of accidental flashing.

⚡ **DO NOT** treat inside the NOSTRILS or EARS as these areas are delicate.

⚡ **CAUTION:** Avoid treating areas that contain only vellus hairs (very thin, fine hair known as "peach fuzz") as this may result in undesired hair re-growth. Remove any visible hair by shaving or trimming. Do not use wax, epilation, tweezers or depilation products to remove hair before or during the course of treatment because they counteract the IPL process. If trimming, ensure you trim hair to no more than 0.5mm.

## ★ Changing Treatment Heads

Your i-Light Pro comes with two separate Treatment Heads for Body Hair and Female Facial Hair. The Body Hair Treatment Head is specially designed for Body Hair and can flash every 2 seconds. The Facial Hair Treatment Head is specially tuned for Female Facial Hair, minimises light leakage, and can flash every 4 seconds. The Facial Hair Treatment Head is marked with the icon shown in fig. 15.

**Fig. 15**



To change treatment heads, please follow the instructions provided.

1. Turn the POWER SWITCH off and unplug the POWER CORD from the electrical outlet. Allow the system to cool down for 5 minutes before attempting to change treatment heads.
2. Hold the Treatment Head with one hand while pressing both Release Buttons with the other hand and pull gently. Store the unused Treatment Head in a safe location (such as in the packaging) taking care not to damage the FLASH WINDOW and other components.



3. Gently push the other Treatment Head back into the Hand Piece making sure both side tabs click into place. NOTE: the longer tab (with gold circuits) must be on top to properly fit.

#### ★ Helpful tips for treating facial hair

Test on a Patch of Skin – since facial skin tends to be more sensitive, make sure you test on a small patch before proceeding. See section 'Test the i-Light device on your skin' for details (fig. 7).

Use a Mirror to Guide your Treatments – using a mirror for a good view of the area to be treated and to help ensure you avoid treating the lips or any other dark spots. If the reflected light is unpleasant, you may want to close your eyes before each flash.

Stretch Skin for Better Skin Contact – the contours of the skin may make it difficult for the skin contact sensors to be fully depressed in certain areas. You may find it easier to try and wrap your upper lip over your teeth or use your tongue to stretch your cheeks for better skin contact.

## TREATMENT TIPS

- For best results, avoid overlapping flashes. This helps prevent exposure to more energy than is necessary to suppress hair growth. It also ensures that you get the maximum use of the light cartridge.
- For the most effective results, always use the highest intensity level that does not cause discomfort on the skin. The level you use should feel warm on your skin, but should never cause discomfort.
- You may notice that bony areas, such as elbows, shins, and ankles, are more sensitive during treatment. This is normal and should not be cause for alarm. To avoid this sensitivity, try stretching the skin away from the bony area during treatment.

## POST-TREATMENT CARE

After treatment, you may experience slight redness or a warm sensation on your skin. This is normal and will disappear quickly. To avoid irritation to your skin after a treatment, take the following precautions:

- Avoid sun exposure for 24 hours after a treatment. Protect the skin with SPF 30 for 2 weeks after each treatment.
- Do not prolong sun exposure such as sunbathing, using a tanning bed, or self-tan for at least 2 weeks after the last treatment.
- After treatment, keep the area clean and dry and drink plenty of water to keep skin hydrated.
- Do not handle the treated area roughly.
- Do not take hot baths, showers, or use steam rooms and saunas for 24 hours after treatment.
- Do not swim for 24 hours after treatment.
- Do not take part in contact sports for 24 hours after treatment.
- Do not wear tight-fitting clothing over the treated area.
- Do not depilate (waxing, plucking, threading or creams) during the treatment – shaving is acceptable as long as you avoid shaving 24 hours after each treatment.
- Do not use bleaching creams or perfumed products for 24 hours after treatment.
- Do not scratch or pick at the treated area.

## CLEANING YOUR i-LIGHT DEVICE

◆ **CAUTION:** Before cleaning your i-Light, make sure that the power switch is OFF and the power cord is disconnected from the base unit.

- Regular cleaning helps to ensure optimal results and a long life for the i-Light device. The exterior surface of the base unit and hand piece may be wiped clean with a slightly damp cloth.
- To clean the Flash Window, use only the lint-free cloth included with your i-Light device. Take care not to scratch or chip the Flash Window. Scratches and chips can reduce the effectiveness of the unit.
- For stubborn stains, use a dampened cotton swab to apply a small amount of water to the Flash Window and clean with the lint-free cloth provided.
- Use a small hand-held vacuum to remove dust and debris from the hand piece vents.

◆ **WARNING:** If the Flash Window is cracked or broken, the unit must not be used. Never scratch the filter glass or the metallic surface inside the Treatment Head.

◆ **CAUTION:** The i-Light is a high voltage device. Never immerse in water. Never clean the unit or any of its parts under a tap or in a dishwasher. Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents because of the risk of fire. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as oil or acetone to clean the unit.

## ➡ TROUBLESHOOTING / STORAGE / MAINTENANCE

### ★ i-Light Device Maintenance

◆ **CAUTION:** Before performing maintenance on your i-Light device, ensure that the power switch is OFF and the power cord is disconnected from the base unit.

### ★ Replacing the Bulb

1. Press the treatment head release buttons and gently pull to remove the treatment head.
2. Gently pull out the old bulb cartridge.
3. Replace with a new bulb cartridge.

◆ **CAUTION:** When replacing the bulb cartridge, do not touch the flash bulbs directly as this leaves oils and residue. Doing so could reduce the effectiveness of the bulbs or cause them to crack during treatment.

4. Replace the treatment head, making sure it snaps into place.

### ★ Storage

- Switch off the unit, unplug it and let it cool down for 10 minutes before storage.
- Store the unit in a dry place at a temperature between 15° C and 35° C.

### ★ Troubleshooting

Always read these instructions fully before using i-Light. Refer to this troubleshooting guide if you experience any problems with i-Light, as this section addresses the most common problems you could encounter with i-Light. If you have followed the instructions in this section and continue to experience problems, please contact the Remington® Service Centre for further assistance.

## **The power switch is ON, but the unit is not working.**

- Make sure the unit is plugged into a working electrical outlet.
- Try switching to a different outlet.

## **The unit appears to have cracks or is broken.**

Do not use if the unit is damaged. If you have concerns about using the unit, discontinue use and contact the Remington® Service Centre for further assistance.

## **✳ Frequently Asked Questions**

### **I have switched the unit ON, but I cannot increase or decrease the energy level.**

- Try resetting the unit by turning it off and waiting several seconds before turning it back on.

### **The Bulb Status Indicator Light turns green but the unit does not flash when the button is pressed.**

- Make sure the Skin Contact Sensor is in full contact with the skin.
- Try resetting the unit by turning it off and waiting several seconds before turning it back on.

### **There is a strange smell.**

- Be sure the area is completely shaved before treatment.

### **The treated areas become red after treatment.**

- This is normal and the redness should subside. If not, try using a lower energy level.

### **I have not seen optimal results or hair has begun to grow back.**

- Hair may begin to grow back after your initial treatment. This is perfectly normal. For optimal results, repeat the treatment when you notice hair regrowth.

**Note:** Do not treat the same area more than once a week.

**◆ BE AWARE:** If the unit is used over an extended period of time, the unit might automatically disable momentarily (estimated 40 seconds) to cool down. Once the unit has cooled down, it will be ready to use again.

| Intensity/Flash Mode LED             | Indication                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All currently selected LEDs flashing | Unit is overheated and is disabled momentarily to cool down.                                                                              |
| Intensity LEDs flashing in sequence  | Unit is malfunctioning. Turn the unit off, wait a few moments and try again. If problem persists, the unit should be returned for repair. |
| All LEDs flashing with warning beep  | Treatment head is removed or loose.                                                                                                       |
| Audible Tones                        | Indication                                                                                                                                |
| Not Full Contact                     | Flash button was pressed while the skin contact sensor was not fully engaged.                                                             |
| Replace Light Cartridge              | Light cartridge is missing or needs to be replaced.                                                                                       |
| Contact Sensors Stuck                | Flash button was pressed after the contact sensor had been engaged since unit start up. Contact sensor may be stuck.                      |

## ★ Frequently Asked Questions ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))

### Q. What is i-Light? What is Intense Pulse Light (IPL)?

- A. IPL works by directing an extremely short, intense pulse of filtered light into the skin. The light is absorbed by the coloured pigments in and surrounding the hair and disables the hair follicle temporarily, preventing hair regrowth.

### Q. Who can use i-Light?

- A. Both men and women can use i-Light to remove unwanted hair anywhere below the neck, and females can use to treat facial hair below the cheekbone. i-Light has been designed for individuals with light to medium skin tones and dark hair. Safe skin tones include white, ivory, tan, beige and light brown only. Safe natural hair colours include black, dark brown and medium brown.

### Q. What areas of my body can I treat with i-Light?

- A. i-Light is designed for unisex use on areas below the neck, including the legs, underarms, bikini line, arms, chest and back. Females can also use on facial hair below the cheekbone.

### Q. What can I expect from i-Light?

- A. i-Light provides safe and effective salon-grade hair removal using IPL technology.

### Q. What are the risks involved with i-Light? Is it safe?

- A. i-Light is safe to use, but like any electronic device it is important that you read and follow the operating instructions.

### Q. How often should I use i-Light?

- A. You should use i-Light whenever you start to see hair regrowth.

◆ **DO NOT** treat the same area more than once a week.

## Q. How long do treatments take?

- A. Time varies based on the size of the area being treated, but one full leg should take no more than 15 minutes.

## Q. When will I begin to see results?

- A. Results are not immediate. Hair may sometimes appear to be growing back after treatment but many of these hairs will begin to fall out after two weeks. Hair grows in a cycle of 3 different phases which lasts 18-24 months. Only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment, which is why multiple treatments are required for optimal results. The results are generally noticeable within a few weeks of the first treatment. Continuous regular weekly (or every 2 weeks for three treatments) use will give good results within 6 to 12 weeks (darker skin may take longer).

## Q. Why is my hair growing despite treatments?

- A. Hair continues to grow for up to 2 weeks after treatment, at which time you will notice the hair beginning to fall out. Another reason for continued growth could be that the area was missed during a treatment. Continue to treat the area whenever you notice regrowth.

## Q. Why can't I use i-Light after recent sun exposure?

- A. Sun exposure causes high levels of melanin to be present and exposes the skin to higher risk of burns or blisters following treatment.

## Q. What are the warnings against using i-Light?

- A. Certain conditions may limit your ability to use the unit. Please read the Warnings and Safety Precautions section in the User Manual in its entirety before using i-Light.

## Q. How often do I need to replace the bulb?

- A. The long-life light cartridge will deliver 65,000 flashes regardless of the energy level selected. While it is unlikely you will ever need to replace it; it can be replaced by another long-life cartridge or SP-6000SB which delivers 1,500 flashes per cartridge. Please contact your local Remington® Service Centre.

## Q. Can I use i-Light on my face?

- A. i-Light is suitable for female facial use only below the cheekbone when used with the facial treatment head.

## Q. How do I care for treated areas following treatment?

- A. Avoid unprotected sun exposure to the treated areas.

## Q. Should I suspend normal activity after using i-Light?

- A. There is no need to suspend normal activity following treatment assuming no abnormal complications occur. It is recommended that you perform the treatment prior to going to bed so that any resulting redness fades by morning.

## Q. Is i-Light dangerous for the skin after long term use?

- A. There have not been any reported side effects or skin damage from long term use of intense pulse light.

**Q. How often should I treat with i-Light?**

- A. An interval of 2 weeks for the initial treatment, is proven to be the most effective in hair reduction. You should avoid treating the same area multiple times in one session, as it will not improve efficacy but increases the risk of skin irritation.

**Q. Can I use i-Light if I have blonde, red, grey or white hairs?**

- A. i-Light works best on darker hair types because they contain more melanin, the pigment that gives hair and skin its colour. Melanin is what absorbs the light energy used during i-Light treatment. Black and dark brown hairs respond the best. Brown and light brown hairs will also respond, but typically require more treatments. Red hairs may show some response. White, grey or blonde hairs usually don't respond to i-Light treatments, although some users have noted results after multiple treatments.

**Q. Can I use i-Light if I have naturally dark skin?**

- A. No. i-Light is designed to react with the dark pigment of the hair. As a result, dark brown and black skin may absorb too much of the device's energy (heat), which may cause skin damage. Do not use i-Light on naturally dark skin, as it contains too much melanin. Treating dark skin with i-Light can result in burns, blisters and skin colour changes (hyper- or hypo-pigmentation).  
Review the skin colour chart on page 3 to determine if i-Light is right for you.

**Q. Do I need eye protection while using i-Light?**

- A. No, it is not harmful to the eyes, unless it is directed to the face (Body treatment head only). i-Light features a safety system which prevents unintentional flashing when the device is not in contact with the skin. The small amount of light emitted during treatment is similar to that of a camera flash and is not harmful to the eyes. The specially tuned facial treatment head minimises light leakage. If the reflected light is unpleasant, you may want to close your eyes before each flash.

**Q. Can I use i-Light if I am pregnant or nursing?**

- A. No. i-Light has not been tested on pregnant women, therefore we do not recommend using i-Light if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase sensitivity and the risk of injury to the skin.

**★ The Fitzpatrick Skin-Type Chart**

Applicable Skin Tones, Skin tone chart – Fitzpatrick skin types I - IV

You can use this skin-type chart for self-assessment, by adding up the score for each of the questions you've answered. At the end there is a scale providing a range for each of the six skin-type categories. Following the scale is an explanation of each of the skin types. You can quickly and easily determine which skin type you are.

| <b>Genetic Disposition:</b>                          |                         |                     |                      |             |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Score                                                | 0                       | 1                   | 2                    | 3           | 4              |
| What is the colour of your eyes?                     | Light blue, Grey, Green | Blue, Grey or Green | Blue                 | Dark Brown  | Brownish Black |
| What is the natural colour of your hair?             | Sandy Red               | Blond               | Chestnut Dark Blond  | Dark Brown  | Black          |
| What is the colour of your skin (non exposed areas)? | Reddish                 | Very Pale           | Pale with Beige tint | Light Brown | Dark Brown     |
| Do you have freckles on unexposed areas?             | Many                    | Several             | Few                  | Incidental  | None           |
| <b>Total score for genetic disposition :----</b>     |                         |                     |                      |             |                |

| <b>Reaction To Sun Exposure:</b>                           |                                      |                                |                                     |                 |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Score                                                      | 0                                    | 1                              | 2                                   | 3               | 4                       |
| What happens when you stay in the sun too long?            | Painful redness, blistering, peeling | Blistering followed by peeling | Burns sometimes followed by peeling | Rare burns      | Never had burns         |
| To what degree do you turn brown?                          | Hardly or not at all                 | Light colour, tan              | Reasonable tan                      | Tan very easily | Turn dark brown quickly |
| Do you turn brown within several hours after sun exposure? | Never                                | Seldom                         | Sometimes                           | Often           | Always                  |
| How does your face react to the sun?                       | Very sensitive                       | Sensitive                      | Normal                              | Very resistant  | Never had a problem     |
| <b>Total score for Reaction to Sun Exposure :----</b>      |                                      |                                |                                     |                 |                         |

| <b>Tanning Habits:</b>                                                            |                        |                |                |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Score                                                                             | 0                      | 1              | 2              | 3                     | 4                     |
| When did you last expose your body to sun (or artificial sunlamp/ tanning cream)? | More than 3 months ago | 2-3 months ago | 1-2 months ago | Less than a month ago | Less than 2 weeks ago |
| Did you expose the area to be treated to the sun?                                 | Never                  | Hardly ever    | Sometimes      | Often                 | Always                |
| <b>Total score for Tanning Habits:----</b>                                        |                        |                |                |                       |                       |

Add up the total scores for each of the three sections for your Skin Type Score.

| <b>Skin Type Score - Fitzpatrick Skin Type</b> |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 0-7                                            | I                       |
| 8-16                                           | II                      |
| 17-25                                          | III                     |
| 26-30                                          | IV                      |
| Over30                                         | V-VI Do Not Use i-Light |

TYPE I: Highly sensitive, always burns, never tans. Example: Red hair with freckles.

TYPE II: Very sun sensitive, burns easily, tans minimally. Example: Fair skinned, fair haired Caucasians.

TYPE III: Sun sensitive skin, sometimes burns, slowly tans to light brown. Example: Darker Caucasians.

TYPE IV: Minimally sun sensitive, burns minimally, always tans to moderate brown.  
Example: Mediterranean type Caucasians, some Hispanics.

TYPE V: Sun insensitive skin, rarely burns, tans well. Example: Some Hispanics, some Blacks.

TYPE VI: Sun insensitive, never burns, deeply pigmented. Example: Darker Blacks.





## ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.



## ➔ SERVICE AND GUARANTEE

Defects affecting product functionality appearing within the guarantee period will be corrected by replacement or repair at our option provided the product is used and maintained in accordance with the instructions.

Defects from repair by an unauthorised dealer are not covered.

Consumables are excluded.

Your statutory rights are not affected.

If you call the Service Centre, please have the Model No. to hand, as we won't be able to help you without it. The Model No. can be found on the rating plate of the appliance.

## ➔ SERVICE CENTRE

### United Kingdom

Tel 0800 212 438 (free call mainland UK)

+44 161 947 3111 (call outside the UK)

Spectrum Brands (UK) Ltd

Fir Street, Failsworth, Manchester

M35 OHS, UK

[www.remington.co.uk](http://www.remington.co.uk)

### Ireland

Tel 142 951 40

Remington Consumer Products,

Unit B12, Ballymount Corporate Park,

Ballymount, Dublin 12.

[www.remington.co.uk](http://www.remington.co.uk)

Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek Remington®.

Prečtěte si, prosím, tyto pokyny pozorně a uložte je na bezpečné místo. Před použitím sejměte všechny obaly.



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- 1 **UPOZORNĚNÍ – ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU ČI ZRANĚNÍ OSOB:**
- 2 Tento přístroj používejte pouze k účelu, k němuž je určen, jak je to popsáno v tomto návodu.
- 3 Nepoužívejte ho, pokud je poškozený či nefunguje správně.
- 4 Přístroj nenechávejte bez dozoru, když je zapojen v síti.
- 5 Zajistěte, aby zástrčka a přírodní šňůra nebyly v blízkosti horkých povrchů.
- 6 Výrobek s poškozenou přírodní šňůrou nepoužívejte. Výměnu lze provést prostřednictvím našich mezinárodních servisních center.
- 7 Výrobek skladujte při teplotě mezi 15° a 35°C.
- 8 Používejte jen takové díly, které jsou dodány společně s přístrojem.
- 9 Nestáčte a nezamotávejte kabel, a neobtáčte ho kolem přístroje.
- 10 Tělo tohoto přístroje není omyvatelné či voděodolné. Přístroj nenamáchejte do kapalin; nepoužívejte ho v blízkosti vody, ve vaně, umyvadle či jiné nádobě; a nepoužívejte ho venku.
- 11 Zajistěte, aby se přírodní kabel a adaptér nenamočily. Přístroj z vody nevytahujte, pokud do ní spadl – okamžitě ho vypojte z elektrické zásuvky.
- 12 Přístroj nezapojujte ani nevypojujte ze sítě mokřima rukama.
- 13 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
- 14 Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 15 Tento přístroj by měl být dodán se schválenými bezpečnostně ochrannými adaptéry SW-120060EU (pro Evropu) a SW-120060BS (pro Spojené království) s výstupním napětím 12V DC; 600 mA (výstupní proud adaptéru).



## HLAVNÍ FUNKCE PŘÍSTROJE

- |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Hlavní spínač                           | 11 Napájecí šňůra i-Light pro rukojeť     |
| 2 Vstup napájení                          | 12 Zábleskové okénko                      |
| 3 Základna i-Light                        | 13 Čidla kontaktu s pokůzkou              |
| 4 Rukojeť i-Light                         | 14 Tlačítka pro uvolnění upravovací hlavy |
| 5 Zábleskové tlačítko                     | 15 Náplň s dlouhou životností             |
| 6 Tlačítko pro nastavení úrovně intenzity | 16 Hlava na úpravu těla                   |
| 7 Indikátor režimu chladnutí              | 17 Napájecí šňůra                         |
| 8 Kontrolní displej stavu žárovky         | 18 Bezprašná látka                        |
| 9 Displej úrovně intenzity                | 19 Hlava na úpravu obličeje               |
| 10 Čidlo kůže                             | 20 Čidla kontaktu s pokůzkou              |

## SEZNAMOVÁNÍ SE S PŘÍSTROJEM i-LIGHT

### ★ Co je přístroj i-Light?

i-Light PRO je revoluční přístroj na odstraňování nežádoucího ochlupení těla a ženského obličeje na bázi světelného paprsku pro domácí použití.

### ★ Co je to intenzivní pulzní světlo (IPL) a jak i-Light funguje?

Přístroj i-Light funguje na principu směřování extrémně krátkého intenzivního impulsu světla do pokožky. Světelná energie je absorbována melaninem ve folikulech chloupků, čímž je dočasně omezen růstový mechanismus ochlupení a růst chloupků je zpždován. Je typické, že folikuly chloupků během cyklu růstu ochlupení procházejí třemi fázemi. Tyto fáze jsou:

**Anagenní fáze (růstová fáze)** – fáze aktivního růstu folikulů chloupků. Koncentrace melaninu je na své nejvyšší úrovni, jelikož je odpovědný za pigmentaci ochlupení. Na ošetření IPL je ochlupení citlivé pouze v anagenní fázi (obr. 2).

**Katagenní fáze (znehodnocující fáze)** – jde o krátký přechodný stav, který následuje po anagenní fázi a signalizuje konec aktivního růstu ochlupení. Běžně trvá 2-3 týdny (obr. 3).

**Telogenní fáze (klidová fáze)** – folikuly chloupků jsou během této fáze v naprostém klidovém režimu. Tato fáze je nejdelší a trvá přibližně 100 dnů. Po tuto dobu vytlačuje nové ochlupení to staré, čímž je umožněno, aby cyklus růstu mohl začít znovu (obr. 4).


Doporučujeme přístroj i-Light PRO používat každé dva týdny a úpravu provést třikrát (u chloupků na těle), a každé dva týdny a úpravu provést čtyřikrát (u ženských chloupků na obličeji), tak zajistíte, že bude ošetřen každý aktivní chloupek.

Obrázek 2




Anagenní fáze

Obrázek 3



Katagenní fáze

Obrázek 4



Telogenní fáze

## ✱ Co lze od přístroje i-Light očekávat

Většina uživatelů si brzy všimne, že ochlupení po několika týdnech používání přístroje prořídne. Je ovšem důležité v důsledném ošetřování pokožky nadále pokračovat, aby se zajistilo, že bude ošetřen každý chloupek. Důsledné ošetřování vyžaduje přístroj používat každé 2 týdny a úpravu provést třikrát (u chloupků na těle) nebo čtyřikrát (u ženských chloupků na obličeji), jinak pouze podle potřeby. Již několik dnů po první úpravě si můžete všimnout, že chloupky vypadávají. Objeví se nové chloupky, které budou méně husté, jemnější a světlejší barvy, než ochlupení původní. Tento opětovný růst chloupků je absolutně normální a měl by být očekávan.



## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

### ✦ DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

#### Než začnete přístroj i-Light používat:

Ujistěte se, že jste si přečetli všechna varování a bezpečnostní informace. Než začnete, ujistěte se, zda je přístroj i-Light pro vás vhodný.

Podívejte se na tabulku s typy pokožky uvedenou na krabici a na přední straně tohoto návodu a použijte integrované čidlo pokožky, kterým určíte, zda je tento přístroj pro vás vhodný.

#### ✱ Typ pokožky

Podívejte se na tabulku odstínů pokožky na straně 2.

- Nepoužívejte na přirozeně tmavou pokožku (typ Fitzpatrick V a VI), mohli byste si způsobit popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky.
- Nepoužívejte na opálenou pokožku či na pokožku nedávno vystavenou slunečnímu záření, mohli byste si způsobit popáleniny či poranění.
- Přístroj i-Light neúčinkuje na přirozeně bílé, šedé, blond či zrzavé chloupky na těle a obličeji.

#### ✱ Oblasti, které se nesmějí upravovat:

- Nepoužívejte na pokožku hlavy a uši.
- Nepoužívejte na mužský obličej nebo krk.
- Nepoužívejte nad lícními kostmi (použití na obličej u žen).
- Nepoužívejte na rty - tón pleti může být na tomto místě příliš tmavý k ošetření.
- Nepoužívejte na bradavkách, dvorcích prsních bradavek či genitáliích.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte v místě, které chcete upravit, tetování či permanentní make-up.
- Nepoužívejte na tmavě hnědých či černých skvrnách, jako jsou znaménka, mateřská znaménka či pihy.
- Nepoužívejte v oblastech nedávných operací, hlubokých peelingu, vyhlazování laserem, jizev nebo na pokožce poškozené popáleninami či opařením.

#### ✱ Kdy nepoužívat/Kdy se vyhnout používání přístroje i-Light

- Nepoužívejte v těhotenství nebo když kojíte.
- Nepoužívejte, pokud jste se v minulých 4 týdnech opalovali, anebo chodili do solária.
- Nepoužívejte na suchou nebo křehkou pokožku z důvodu použití chemického peelingu, glykolového peelingu nebo alfa-hydroxysylin.
- Na to samé místo neaplikujte záblesk více než jednou, může to způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte na tu samou oblast pokožky častěji než jednou týdně.

- Nepoužívejte minimálně 14 dní po zákroku mikrodermabrazí.
- Nepoužívejte, pokud se již podrobujete zákrokům na trvalé odstranění chloupků.
- Nepoužívejte, pokud trpíte kožní nemocí, jako je aktivní rakovina kůže, pokud jste měli rakovinu kůže či jinou rakovinu lokalizovanou v upravovaných oblastech, anebo pokud máte předrakovinné léze nebo početná atypická znaménka v upravovaných oblastech.
- Nepoužívejte, pokud máte epilepsii s citlivostí na blikající světlo.
- Nepoužívejte, pokud jste měli poruchy kolagenu nebo tvorby keloidních jizev, anebo se vám pomalu hojily rány.
- Nepoužívejte, pokud jste měli cévní onemocnění, jako jsou křečové žíly nebo dilatace cév v upravovaných oblastech.
- Nepoužívejte, pokud je vaše kůže citlivá na světlo, důsledkem čehož vznikají vyrážky a alergické reakce. Pokud používáte fotosenzibilizující látky nebo léčiva, přečtěte si příbalový leták daného léku. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud může zapříčinit fotoalergickou reakci či fototoxickou reakci nebo pokud se máte po dobu brání léků vyvarovat slunečnímu záření.
- Nepoužívejte, pokud máte cukrovku, lupus erythematosus, porfyrii nebo kongestivní onemocnění srdce.
- Nepoužívejte v oblastech, kde je pokožka momentálně ošetřována či nedávno byla ošetřována pomocí alfa-hydroxykyselin, beta-hydroxykyselin, izotretinoinem pro lokální aplikaci a kyselinou azelaovou.
- Nepoužívejte, pokud jste v minulých šesti měsících užívali izotretinoin Accutane nebo roaccutane. Tato úprava může způsobit, že pokožka bude náchylnější na natrhnutí, poranění a podráždění.
- Nepoužívejte, pokud máte poruchu srážlivosti krve nebo užíváte léky proti srážení krve, včetně intenzivního užívání aspirinu. Před provedením úpravy je třeba počkat minimálně jeden týden, aby se lék odboural.
- Nepoužívejte, pokud máte infekci, ekzém, popáleniny, zapálené folikuly, otevřené tržné rány, odřeniny, operace, jednoduché opary, zranění nebo úrazy a hematomy v oblastech úpravy.
- Nepoužívejte na obličej, pokud jste měli opary; použití IPL nebo jakékoliv úpravy, které dráždí pokožku, může zapříčinit opětovný výskyt oparů.
- Nepoužívejte, pokud jste měli imunosupresivní chorobu (včetně infekce HIV nebo AIDS), anebo pokud užíváte imunosupresivní léčiva.
- Nepoužívejte, pokud užíváte léky proti bolesti, které snižují citlivost na teplo.
- Nepoužívejte, pokud používáte deodoranty s dlouhodobým účinkem. Může to způsobit kožní reakce.
- Nepoužívejte nad umělými náhradami a v jejich blízkosti, jako jsou silikonové implantáty, antikoncepční implantáty Implanon, kardiostimulátory, podkožní injekční implantáty (dávkače inzulinu) anebo piercing.



## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

### ✱ Seznamte se s funkcemi svého nového přístroje i-Light

i-Light PRO je revoluční přístroj na odstraňování nežádoucího ochlupení těla a ženského obličeje na bázi světelného paprsku pro domácí použití.

### ✱ Zábleskové okénko (obr. 1-12)

Zábleskové okénko je okénko s filtračním sklem s vestavěnou ochranou proti UV, které umožňuje procházet světlu o konkrétní vlnové délce z rukojeti přístroje do vaší pokožky a folikulů chloupků.

◆ **VAROVÁNÍ:** Před použitím zábleskové okénko vždy zkontrolujte a ujistěte se, že čočka není poškozená.

◆ **VAROVÁNÍ:** Před použitím zábleskové okénko vždy očistěte přiloženou bezprašnou látkou, aby na čočce nebyl olej a nečistoty.

✱ **Čidlo kontaktu s pokožkou (obr. 1- 13 a 20)**

Čidlo kontaktu s pokožkou je bezpečnostním mechanismem, který zabraňuje tomu, aby se přístroj náhodně aktivoval. Pro aktivaci přístroje je třeba čidlo kontaktu s pokožkou zcela přitlačit k pokožce.

✱ **Zábleskové tlačítko (obr. 1-5)**

Zábleskové tlačítko se nachází na rukojeti přístroje. Před aktivací zábleskové žárovky se ujistěte, zda je čidlo kontaktu s pokožkou zcela přitlačeno, a stiskněte zábleskové tlačítko.

✱ **Kontrolní displej stavu žárovky (obr. 1-8)**

Přístroj je připraven vyslat záblesk, pokud kontrolní displej stavu žárovky svítí zeleně.

**POZNÁMKA:** Pokud je zábleskové tlačítko stlačené A čidlo kontaktu s pokožkou není zcela přitlačeno, NEBO pokud kontrolní displej stavu žárovky nesvítí, zazní slyšitelné pípnutí. Když bude kontrolní displej stavu žárovky svítit žlutě, znamená to, že v žárovce zbývá posledních 150 záblesků. Když bude kontrolní displej stavu žárovky blikat žlutě, znamená to, že náplň žárovky se vyčerpala a nebude již fungovat. Musíte vyměnit světelnou náplň, abyste mohli v používání přístroje pokračovat.

✱ **Tlačítka pro uvolnění upravovací hlavy (obr. 1-14)**

Stiskněte obě tlačítka a jemně za upravovací hlavu zatáhněte.

◆ **VAROVÁNÍ:** VŽDY se ujistěte, že je přístroj vypnutý (OFF) a že je před snímáním upravovací hlavy napájecí šňůra odpojena. Pokud dojde k sejmutí upravovací hlavy, když je přístroj zapnutý (ON), všechny světelné kontroly na základně začnou blikat a zazní slyšitelné pípnutí.

## SEZNAMOVÁNÍ SE S PŘÍSTROJEM i-LIGHT

✱ **Světelná náplň s dlouhou životností (obr. 1-15)**

Tato světelná náplň má životnost 65000 záblesků neohledně na nastavení úrovně intenzity. Je sice nepravděpodobné, že byste náplň někdy museli měnit; ovšem lze ji vyměnit za novou náplň s dlouhou životností, anebo za model SP-6000SB, který má životnost 1500 záblesků na jednu světelnou náplň. Kontaktujte, prosím, své místní servisní centrum Remington®.

✱ **Volba úrovně intenzity (obr. 1-6)**

Přístroj i-Light nabízí 5 úrovní intenzity. Úroveň 1 je nejnižší nastavení a úroveň 5 je nejvyšší nastavení.

**TIP:** Pro dosažení těch nejlepších výsledků používejte vždy takovou nejvyšší úroveň intenzity, která nepůsobí nepříjemně na pokožku. Právě používanou úroveň intenzity poznáte podle počtu svítících kontrol na displeji úrovně intenzity (obr. 1 - 9).

Váš přístroj i-Light bude po zapnutí (ON) vždy automaticky nastaven na úroveň intenzity 1. Pro změnu úrovně stiskněte tlačítko pro nastavení úrovně intenzity.


✱ **Vyzkoušejte si přístroj i-Light na své pokožce**

1. Znovu si přečtete varování a bezpečnostní instrukce.
2. Seznamte se s funkcemi přístroje i-Light.
3. Nahlédněte do tabulky typů pokožky a ujistěte se, že barva vaší pokožky spadá do přípustného rozsahu (obr. 5).
4. Přiložte pokožku v místě zamýšlené úpravy na čidlo typu pokožky – kůže se čidla musí dotýkat (obr. 6). Pokud vaše pokožka vyhovuje, přístroj pípne a zapne se. Pokud je vaše pokožka nevhodná k použití přístroje, přístroj začne bzuchet a zůstane vypnutý.
5. Přístroj i-Light si první odzkoušejte na malé ploše a počkejte 48 hodin, abyste se ujistili, že kůže nebude negativně reagovat (obr. 7).

**Obrázek 5**



**Obrázek 6**



**Obrázek 7**



✱ **Provedte úpravu požadované oblasti/i přístrojem i-Light**

**Pokožku před provedením úpravy připravte**

1. Ujistěte se, že oblast, která má být ošetřena, je čistá a zbavená olejů, deodorantů, parfémů, make-upů, tělového mléka a krémů. Chloupky v upravované oblasti oholte nebo odstříhejte (obr. 8).
2. Nikdy k odstranění chloupků nepoužívejte vosk, epilaci, pinzetu či depilační výrobky, poněvadž působí proti procesu IPL.


**Přístroj před provedením úpravy připravte**

3. Vybalte šňůru k rukojeti ze základny i-Light a rukojeť umístěte do lůžka základny. Najděte hlavní spínač na základně i-Light a ujistěte se, že je přístroj vypnutý (OFF). Do vstupu napájení na základně i-Light připojte napájecí šňůru. Připojte napájecí šňůru do síťové zástrčky. Zapněte hlavní spínač (ON) (obr. 9).
4. Pro odemknutí přístroje použijte čidlo pokožky (obr. 6). Přístroj musíte odemknout na každé části těla, kde chcete provést úpravu.
5. Zvolte požadovanou úroveň intenzity (obr. 10). Pokud je vaše pokožka nevhodná k použití přístroje, přístroj začne bzuchet a zůstane vypnutý.

Obrázek 8



Obrázek 9



Obrázek 10



#### ✱ Ošetřete oblast/i na těle přístrojem i-Light

Přístroj i-Light je vybaven dvěma provozními režimy: režim s jedním zábleskem a režim s více záblesky. Váš přístroj bude po zapnutí (ON) vždy automaticky nastaven v režimu s jedním zábleskem.

**Režim s jedním zábleskem:** Po stisknutí zábleskového tlačítka A po přitisknutí čidla kontaktu s pokožkou přístroj i-Light vyšle jeden záblesk.

**Režim s více záblesky:** Přístroj i-Light vyšle každé 2 vteřiny jeden záblesk, pokud bude stisknuto zábleskové tlačítko A čidlo kontaktu s pokožkou zcela přitisknuto k pokožce.

Režim s více záblesky vám umožňuje provést rychlou úpravu rozsáhlých oblastí, jako jsou nohy, hrud' či záda. Stačí rukojeť přístroje po každém záblesku přesunout na nové místo.

#### ✱ Režim s jedním zábleskem

1. Přiložte rukojeť i-Light proti pokožce tak, aby zábleskové okénko bylo v rovině s povrchem pokožky (obr. 11).
2. Ujistěte se, že čidlo kontaktu s pokožkou je zcela přitlačené a že kontrolní displej stavu žárovky svítí.
3. Pro aktivaci přístroje stiskněte zábleskové tlačítko (obr. 12).
4. Rukojeť přístroje přesuňte na nové místo úpravy a kroky 1-3 zopakujte (obr. 13).

#### ✱ Režim s více záblesky

1. Přiložte rukojeť i-Light proti pokožce tak, aby zábleskové okénko bylo v rovině s povrchem pokožky (obr. 11).
2. Ujistěte se, že čidlo kontaktu s pokožkou je zcela přitlačené a že kontrolní displej stavu žárovky svítí.
3. Pro aktivaci přístroje stiskněte A PŘIDRŽTE zábleskové tlačítko (obr. 12).
4. Okamžitě poté, co přístroj vyšle záblesk, přesuňte rukojeť na další místo. Po krátké odmlce (přibližně 2 vteřiny) vyšle přístroj další záblesk (obr. 13).

#### POZNÁMKA:

- Při použití režimu s více záblesky musí čidlo kontaktu s pokožkou i zábleskové tlačítko zůstat zcela stisknuty. Pokud čidlo nebo tlačítko uvolníte, přístroj nebude fungovat. Pro pokračování úpravy zopakujte kroky 1-4.
- Při použití režimu s více záblesky zůstane kontrolní displej stavu žárovky svítit, pokud čidlo kontaktu s pokožkou a zábleskové tlačítko zůstanou stisknuty.



Obrázek 11



Obrázek 12



Obrázek 13



## 👁 NÁSTAVEC NA ÚPRAVU OBLIČEJE

✱ **Provedte úpravu obličejové oblasti/i přístrojem i-Light (vhodné pouze pro ženy).**


Chloučky na obličejí se mohou od chloupků na těle velmi lišit a pokožka na obličejí bývá citlivější a obvykle častěji vystavovaná slunečnímu UV záření; čili úprava nechtěných chloupků na obličejí je jiná než úprava těla – přečtěte si prosím tento oddíl pozorně, než přistoupíte k úpravě obličejí.

◆ **DŮLEŽITÉ:** Hlava na úpravu obličejí byla navržena přímo na úpravu ženských obličejových chloupků, jež mají svá specifika. Nástavec na úpravu těla na obličej **NEPOUŽÍVEJTE**. Pokyny k výměně hlav naleznete v oddílu "Výměna upravovacích hlav".

✱ **Kde můžete hlavu na úpravu obličejí použít**

Hlava na úpravu obličejí je určena k použití na ženské obličejové chloupky na tvářích, na stranách u uší, bradě, krku a nad horním rtem (viz obr. 14).

Obrázek 14



◆ **NEPOUŽÍVEJTE** na mužské vousy či mužské obličejové chloupky, poněvadž výsledky mohou být trvalého charakteru nebo nerovnoměrné, čili může dojít ke změnám v obličejových rysech, což nemusí být žádoucí.

## ⚡ Varování a instrukce – použití na obličej

⚡ **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti OČÍ, OBOČÍ nebo ŘAS. Při správném použití by světlo nemělo očím ublížit, avšak pokud vám rozptýlené světlo není příjemné, můžete cítit potřebu zavřít oči či dívat se stranou.

⚡ **NEUPRAVUJTE KŮŽI SPÁLENOU OD SLUNCE ČI OPÁLENOU KŮŽI.** Počkejte, dokud spálenina či opálení zcela nevymizí, než začnete s úpravou. Před úpravou odstraňte kosmetické přípravky, tělová mléka a krémy (včetně samoopalovacích produktů). Po úpravě použijte bezparfémové tělové mléko (SPF 30+) a snažte se, aby upravená oblast nepřišla do styku s přímým slunečním zářením minimálně 24 hodin.

⚡ **NEPOUŽÍVEJTE** na RTY nebo jiná **TMAVÁ MÍSTA** (tmavé pihy, znaménka, mateřská znaménka nebo tetování). Tyto oblasti mohou absorbovat příliš mnoho světelné energie, což nemusí být příjemné a může to bolet. Tato místa můžete zakrýt BLOU oční linkou, nálepkou nebo tlustým papírem, který v případě náhodného ozáření světlo odrazí.

⚡ Úpravu **NEPROVÁDĚJTE** v NOSNÍCH DÍRKÁCH či UŠÍCH, tato místa jsou příliš citlivá.

⚡ **UPOZORNĚNÍ:** Vyvarujte se úpravy míst, kde rostou pouze velusové chloupky (velmi tenké a jemné chloupky známé jako "jemné chmýří"), výsledkem by mohl být nežádoucí opětovný růst. Všechny viditelné chloupky oholte či ostříhejte. Na odstranění chloupků před či během úpravy nepoužívejte vosk, epilaci, pinzetu či depilační výrobky, poněvadž působí proti procesu IPL. Pokud dáte přednost stříhání, ujistěte se, že ostříhané chloupky nebudou delší než 0,5 mm.

## ✳ Výměna upravovacích hlav

Váš přístroj i-Light Pro je vybaven dvěma samostatnými nastavci – hlavou na úpravu chloupků na těle a hlavou na úpravu ženských chloupků na obličej. Hlava na úpravu těla je navržena přímo na úpravu chloupků na těle a dokáže vyslat záblesk každé 2 vteřiny. Hlava na úpravu obličeje je přímo určena na úpravu ženských obličejových chloupků – minimalizuje únik světla a dokáže vyslat záblesk každé 4 vteřiny. Hlava na úpravu obličeje je označena symbolem podle obr. 15.

## Obrázek 15



Při výměně upravovacích hlav se řiďte uvedenými pokyny.

1. **HLAVNÍ SPÍNAC** vypněte (OFF) a vytáhněte **NAPÁJECÍ ŠNŮRU** z elektrické zásuvky. Nechte přístroj 5 minut vychladnout, než přistoupíte k výměně upravovacích hlav.

2. Uchopte upravovací hlavu jednou rukou a druhou rukou stiskněte obě uvolňovací tlačítka a jemně zatáhněte. Nepoužívanou upravovací hlavu uložte na bezpečné místo (např. do obalu přístroje) a dávejte pozor, ať se nepoškodí ZÁBLESKOVÉ OKÉNKO a další části.
3. Do rukojeti jemně zatlačte druhou upravovací hlavu a ujistěte se, že obě boční západky zacvakly na místo. **POZNÁMKA:** Delší západka (se zlatým obvodem) musí být nahoře, aby hlava správně seděla.

#### ✱ Vhodné tipy pro úpravu chloupků na obličejí

Test na malé ploše pokožky – kůže na obličejí bývá citlivější, čili před zahájením úpravy napřed proveďte zkoušku na malé ploše. Podrobnosti naleznete v oddílu "Vyzkoušejte si přístroj i-Light na své pokožce" (obr. 7). Úpravu provádějte před zrcadlem. Používejte zrcadlo, aby byla upravovaná oblast dobře vidět a aby omylem nedošlo k úpravě rtů či jiných tmavých míst. Pokud vám odrážené světlo není příjemné, můžete cítit potřebu před každým zábleskem zavřít oči.

Pokožku pro lepší kontakt natáhněte – tvar pokožky občas znesnadňuje, aby bylo možné čidla kontaktu s pokožkou v některých místech zcela přitlačit. Lepšího kontaktu s pokožkou snadněji dosáhnete, když se pokusíte horní ret přetáhnout přes zuby a když tváře vyboulíte jazykem.



## TIPY NA ÚPRAVU

- Pro optimální výsledky se vyhněte překrývání záblesků. Předjedete tak ozařování větší energií, než je k potlačení růstu chloupků třeba. Zabezpečí se i maximální využití světelné náplně.
- Neefektivnějších výsledků dosáhnete používáním nejvyšší úrovně intenzity, která nepůsobí nepříjemně na pokožku. Úroveň, kterou používáte, by měla působit tak, abyste na pokožce cítili teplo, ale neměla by nikdy působit nepříjemně.
- Můžete upozorovat, že kostnaté oblasti, jako například lokty, holeně a kotníky, jsou při úpravě citlivější. To je normální a nemělo by vás to znepokojovat. Této citlivosti zabráníte tak, že se při úpravě budete snažit pokožku natáhnout dále od kostnatých oblastí.



## PÉČE PO ÚPRAVĚ

Po úpravě můžete na pokožce zaznamenat jemné zarudnutí či pocit tepla. To je normální a brzy to odezní. Abyste se vyhnuli podráždění pokožky po úpravě, řiďte se následujícími doporučeními:

- 24 hodin po úpravě se vyhněte pobytu na slunci. 2 týdny po každé úpravě pokožku chraňte SPF faktorem 30.
- Minimálně 2 týdny po poslední úpravě se nevystavujte intenzivnímu slunečnímu záření, čili neopalujte se, nechodte do solária, nebo nepoužívejte samoopalovací přípravky.
- Po úpravě udržujte oblast čistou a suchou a pijte hodně vody, aby jste udrželi pokožku hydratovanou.
- Nesahejte příliš hrubě na ošetřenou část pokožky.
- Nedávejte si horké koupele, sprchy a nechodte do parní komory či sauny 24 hodin po úpravě.
- 24 hodin po ošetření neplavejte v bazénu.
- Nezcuchávejte se kontaktních sportů 24 hodin po úpravě.
- Na upravované oblasti nenoste přiléhavé oblečení.

- Po dobu úpravy si nedělejte depilaci (voskem, trháním nebo krémem) – holení je dovoleno, pokud s holením po každé úpravě počkáte minimálně 24 hodin.
- Nepoužívejte bělicí krémy nebo parfemované výrobky 24 hodin po úpravě.
- Neškrábejte se a do upravované oblasti nerýpejte.

## ČIŠTĚNÍ VAŠEHO PŘÍSTROJ I-LIGHT

◆ **UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním vašeho přístroje i-Light zajistěte, aby byl hlavní spínač vypnutý (OFF) a napájecí šňůra odpojena od základny.

- Pravidelné čištění pomůže zabezpečit optimální výsledky a dlouhou životnost přístroje i-Light. Vnější povrch základny a rukojetě můžete otřít čistým jemně navlhčeným hadříkem.
- Na čištění zábleskového okénka používejte pouze bezprašnou látku, která je součástí vašeho přístroje i-Light. Dávejte pozor, abyste zábleskové okénko nepoškrábali nebo neodštípli. Škrábance a chybějící úlomky mohou snížit efektivitu přístroje.
- Na nepoddajné skvrny použijte navlhčený vatový tampón s malým množstvím vody, pak zábleskové okénko očistěte dodaným bezprašným hadříkem.
- Na odstranění prachu a špíny z otvorů rukojetě použijte malý ruční vysavač.

◆ **VAROVÁNÍ:** Pokud je zábleskové okénko prasklé nebo rozbité, přístroj nesmí být používán. Nikdy neškrábejte filtrační sklo ani kovový povrch uvnitř upravovací hlavy.

◆ **UPOZORNĚNÍ:** i-Light je vysokonapěťový přístroj. Nikdy ho neponořujte do vody. Nikdy přístroj ani žádný jeho částí neumývejte pod kohoutkem nebo v myčce. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi ropy ani hořlavé látky z důvodu rizika vzniku požáru. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí houby, abrazivní čisticí prostředky či agresivní kapaliny, jako je olej nebo aceton.

## ➔ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / USKLADNĚNÍ / ÚDRŽBA

✱ **Údržba přístroje i-Light**

◆ **UPOZORNĚNÍ:** Před prováděním údržby na svém přístroji i-Light se první ujistěte, že je hlavní spínač vypnutý (OFF) a napájecí šňůra vyjáděna ze základny.

✱ **Výměna žárovky**

1. Pro sejmutí upravovací hlavy stiskněte tlačítka pro uvolnění upravovací hlavy a jemně zatáhněte.
2. Jemně vytáhněte starou žárovkovou náplň.
3. Nahradte novou žárovkovou náplní.

◆ **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně žárovkové náplně se přímo nedotýkejte žárovek, mohli byste je zamastit a zažhnout. Tím byste mohli snížit účinnost žárovek a způsobit jejich prasknutí během úpravy pokožky. Nasadte zpět upravovací hlavu a ujistěte se, že zacvakla na místo.

✱ **Uskladnění**

- Přístroj vypněte, vytáhněte ho ze sítě a nechte před uskladněním 10 minut vychladnout.
- Přístroj uchovávejte na suchém místě při teplotě mezi 15 °C a 35 °C.

### ✳ Řešení problémů

Před použitím přístroje i-Light si vždy pečlivě přečtěte tyto pokyny. Pokud máte s přístrojem i-Light nějaké problémy, nahlédněte do tohoto průvodce řešení problémů. Tento oddíl je věnován nejběžnějším problémům, se kterými se můžete u přístroje i-Light setkat. Pokud jste se řídili pokyny uvedenými v tomto oddílu a problémy přetrvávají, obraťte se pro další pomoc na servisní centrum Remington®.

#### Hlavní spínač je zapnutý (ON), ale přístroj nefunguje.

- Ujistěte se, že je přístroj zapnutý v elektrické zásuvce.
- Zkuste ho zapojit do jiné zásuvky.

#### Zdá se, že na přístroji jsou praskliny nebo že je rozbítý.

Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený. Pokud si používáním přístroje nejste jisti, přestaňte ho používat a obraťte se pro další pomoc na servisní centrum Remington®.

### ✳ Často kladené otázky

#### Zapnul jsem přístroj (ON), ale nemohu zvýšit či snížit úroveň intenzity.

- Zkuste resetovat přístroj vypnutím, počkejte několik vteřin a znovu ho zapněte.

#### Kontrolní displej stavu žárovky svítí zeleně, ale přístroj při stlačení tlačítka nevysílá záblesk.

- Ujistěte se, že je čidlo kontaktu s pokožkou v úplném kontaktu s pokožkou.
- Zkuste resetovat přístroj vypnutím, počkejte několik vteřin a znovu ho zapněte.

#### Je cítit zvláštní zápach.

- Ujistěte se, že je oblast před úpravou zcela oholená.

#### Upravované oblasti po úpravě zrudnou.

- To je normální a zarudnutí by mělo ustoupit. Pokud ne, zkuste použít nižší úroveň intenzity

#### Nezpozoroval jsem optimální výsledky nebo chloupky začaly znovu růst.

- Chloupky mohou po vaší úvodní úpravě začít znovu růst. To je absolutně normální. Pro optimální výsledky úpravu po zpozorování opětovného růstu chloupků zopakujte.

#### Poznámka: Neupravujte tu samou oblast častěji než jednou týdně.

◆ **POZOR:** Pokud se přístroj používá delší dobu, může se dočasně automaticky vypnout (přibližně na 40 vteřin), aby vychladl. Po vychladnutí je přístroj opět připraven k použití.

| LED úrovně intenzity/režimu záblesku      | Indikace                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechny aktuálně zvolené LED blikají      | Přístroj je přehřátý a je dočasně vypnutý, aby vychladnul.                                                                                        |
| LED úrovně intenzity blikají v sekvencích | Přístroj nefunguje správně. Vypněte přístroj, počkejte chvíli a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, přístroj je třeba vrátit na opravu.     |
| Všechny LED blikají s varovným pípáním    | Upravovací hlava je sejmutá nebo uvolněná.                                                                                                        |
| Zvukové tóny                              | Indikace                                                                                                                                          |
| Kontakt není úplný                        | Zábleskové tlačítko bylo stisknuto, když čidlo kontaktu s pokožkou nebylo zcela přitlačené (aktivované).                                          |
| Vyměňte světelnou náplň                   | Chybí světelná náplň, anebo je třeba ji vyměnit.                                                                                                  |
| Kontaktní čidla se zasekla                | Zábleskové tlačítko bylo stisknuté poté, co bylo čidlo kontaktu s pokožkou aktivované a přístroj byl zapnutý. Kontaktní čidlo může být zaseknuté. |

✱ Často kladené otázky ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))

**Ot. Co je i-Light? Co je intenzivní pulzní světlo (IPL)?**

Od. IPL funguje na principu směřování extrémně krátkého intenzivního impulsu filtrovaného světla do pokožky. Světlo je absorbované barevným pigmentem v okolí chloupku a dočasně odstaví folikul chloupku, čímž zabrání opětovnému růstu chloupku.

**Ot. Kdo může i-Light používat?**

Od. i-Light mohou používat muži i ženy k odstraňování nežádoucích chloupků kdekoli pod krkem. Ženy mohou přístroj používat také k úpravě obličejových chloupků pod lícní kostí. Přístroj i-Light byl navržen pro osoby se světlým až středním odstínem pokožky a tmavými chloupky. Bezpečné odstíny pokožky jsou bílá, slonovinová, žlutohnědá, béžová a světle hnědá. Bezpečné přirozené barvy chloupků jsou černá, tmavě hnědá a středně hnědá.

**Ot. Které oblasti svého těla mohou upravovat pomocí přístroje i-Light?**

Od. Přístroj i-Light je určen pro muže i ženy k úpravě oblastí pod krkem, včetně nohou, podpaží, oblastí bikin, rukou, hrudě a zad. Ženy mohou přístrojem upravovat i chloupky na obličeji pod lícní kostí.

**Ot. Co mohou od přístroje i-Light očekávat?**

Od. Přístroj i-Light zabezpečuje bezpečné a efektivní odstraňování chloupků na úrovni salónu s použitím technologie IPL.

**Ot. Jaká jsou s přístrojem i-Light spojena rizika? Je to bezpečné?**

Od. Používání přístroje i-Light je bezpečné, ale jako u jiných elektronických přístrojů je důležité, abyste si přečetli návod a řídili se podle něho.

**Ot. Jak často bych měl přístroj i-Light používat?**

Od. Přístroj i-Light byste měli použít vždy, když zpozorujete opětovný růst chloupků.

♦ Jednu oblast neošetřujte více jak jednou za týden.

**Ot. Jak dlouho úprava trvá?**

Od. Čas je různý a závisí na velikosti oblasti, kterou upravujete. Ale jedna celá noha by neměla zabrat déle než 15 minut.

**Ot. Kdy zpozorují první výsledky?**

Od. Výsledky nepřijdou okamžitě. Chloupky se mohou po úpravě znovu objevit, ale mnohé z nich začnou po dvou týdnech vypadávat.

Chloupky rostou v cyklu 3 různých fází, což trvá 18-24 měsíců. Pouze chloupky v anagenní fázi jsou vhodné k úpravě, a proto je pro dosažení optimálních výsledků zapotřebí úpravu několikrát zopakovat. Výsledky lze obecně zpozorovat již za několik týdnů po úvodní úpravě. Stálé a pravidelné používání jednou týdně (nebo každé 2 týdny s třemi úpravami) přinese dobré výsledky za 6 až 12 týdnů (u tmavě pokožky to může trvat déle).

**Ot. Proč mi chloupky rostou navzdory úpravám?**

Od. Chloupky pokračují v růstu i 2 týdny po úpravě. V tu dobu si všimnete, že chloupky začínají vypadávat. Dalším důvodem pokračování růstu chloupků může být, že jste při úpravě některou oblast vynechali. Po zpozorování opětovného růstu chloupků proveďte vždy další úpravu.

**Ot. Proč nemohu přístroj i-Light používat, když jsem se v poslední době vystavoval slunečnímu záření?**

Od. Sluneční záření způsobuje velký výskyt melaninu a vystavuje pokožku vyššímu riziku popálenin nebo puchýřů po úpravě.

**Ot. Jaká jsou varování v případě používání přístroje i-Light?**

Od. Jisté podmínky mohou omezit možnost, abyste přístroj používali. Před použitím přístroje si, prosím, v uživatelském návodu přečtěte oddíl Varování a bezpečnostní instrukce.

**Ot. Jak často musím vyměňovat žárovku?**

Od. Životnost světelné náplně je 65000 záblesků neohledě na zvolenou úroveň intenzity. Je sice nepravděpodobné, že byste náplň někdy museli měnit; ovšem lze ji vyměnit za novou náplň s dlouhou životností, anebo za model SP-6000SB, který má životnost 1500 záblesků na jednu světelnou náplň. Kontaktujte, prosím, své místní servisní centrum Remington®.

**Ot. Mohu přístroj i-Light používat na obličej?**

Od. Přístroj i-Light je vhodný k použití na ženský obličej, a to pouze pod lícní kosti, a pokud je použita hlava na úpravu obličeje.

**Ot. Jak mám o upravené oblasti pečovat po úpravě?**

Od. Zabraňte tomu, aby byly upravené oblasti nechráněně vystaveny slunečnímu záření.

**Ot. Měl bych po použití přístroje i-Light pozastavit běžnou činnost?**

Od. Po úpravě není třeba pozastavovat běžnou činnost za předpokladu, že se nevyskytnou žádné nezvyklé komplikace. Doporučuje se úpravu provádět před spaním, aby mohlo případné výsledné zarudnutí do rána odeznít.

## **Ot. Je přístroj i-Light při dlouhodobém používání nebezpečný pro pokožku?**

Od. Dosud nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky nebo poškození pokožky z důvodu dlouhodobého používání intenzivního pulzního světla.

## **Ot. Jak často bych měl úpravu pomocí přístroje i-Light provádět?**

Od. Dvoutýdenní interval se u úvodní úpravy ukázal jako neefektivnější v redukci chloupků. Měli byste se vyhnout vícenásobnému upravování těch samých oblastí během jedné úpravy, účinnost se tím nezvýší a akorát se zvyšuje riziko podráždění pokožky.

## **Ot. Mohu přístroj i-Light používat, když mám blond, zrzavé, šedé nebo bílé chloupky?**

Od. Přístroj i-Light nejlépe funguje s tmavším typem chloupků, protože obsahují více melaninu, což je pigment, který dodává chloupkům a pokožce barvu. A melanin je to, co absorbuje světelnou energii používanou při úpravě přístrojem i-Light. Čili černé a tmavě hnědé chloupky reagují nejlépe. Hnědé a světle hnědé chloupky budou také reagovat, ale obvykle vyžadují více úprav. Zrzavé chloupky mohou reagovat méně. Bílé, šedé či blond chloupky obvykle na úpravy přístrojem i-Light nereagují, i když někteří uživatelé jistě výsledky po četných úpravách zaznamenali.

## **Ot. Mohu přístroj i-Light používat, když mám přirozeně tmavou pokožku?**

Od. Ne. Přístroj i-Light je navržen k reagování s tmavým pigmentem chloupků. Následkem by bylo to, že tmavě hnědá nebo černá pokožka by mohla absorbovat příliš mnoho energie z přístroje (tepla), což by mohlo pokožku poškodit. Přístroj i-Light na přirozeně tmavou pokožku nepoužívejte, ta totiž obsahuje mnoho melaninu. Úprava tmavé pokožky pomocí přístroje i-Light může způsobit popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypo-pigmentaci).

Nahlédněte do tabulky typů pokožky na straně 2, tak zjistíte, zda je přístroj i-Light pro vás vhodný.

## **Ot. Musím si při používání přístroje i-Light chránit oči?**

Od. Ne, přístroj oči nepoškozuje, pokud není směřován na obličej (pouze u upravovací hlavy na tělo). Přístroj i-Light je vybavený bezpečnostním systémem, který zabraňuje náhodnému záblesku, když přístroj není v kontaktu s pokožkou. Malé množství světla vyzařované při úpravě je srovnatelné se světlem z blesku fotoaparátu a oči nepoškozuje. Speciálně uzpůsobená hlava na úpravu obličeje minimalizuje únik světla. Pokud je vám odrážené světlo nepříjemné, můžete cítit potřebu před každým zábleskem zavřít oči.

## **Ot. Mohu přístroj i-Light používat, když jsem těhotná nebo kojím?**

Od. Ne. Přístroj i-Light nebyl testován na těhotných ženách, čili nedoporučujeme přístroj i-Light používat, pokud jste těhotná či kojíte. Hormonální změny mohou zvýšit citlivost a riziko poranění pokožky.

## **✱ Typy pokožky podle Fitzpatricka**

Vhodné odstíny pokožky, tabulka odstínů pokožky – typy pokožky podle Fitzpatricka: I – IV  
Tato tabulka vám pomůže určit si typ pokožky – stačí jen sečíst skóre za každou zodpovězenou otázku. Na konci je uvedena stupnice s uvedeným rozsahem pro každou ze šestice kategorií typů pokožky. Za stupnici následuje vysvětlení pro každý typ pokožky. Takto si můžete rychle a jednoduše zjistit svůj typ pokožky.



**Genetická dispozice:**

| Skóre                                                 | 0                          | 1                       | 2                        | 3            | 4                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Jakou máte barvu očí?                                 | Světle modrá, šedá, zelená | Modrá, šedá nebo zelená | Modrá                    | Tmavě hnědá  | Černá s odstínem hnědé |
| Jakou máte přirozenou barvu vlasů?                    | Zrzavá do žluto-červena    | Blond                   | Kaštanově tmavý blond    | Tmavě hnědá  | Černá                  |
| Jakou máte barvu pokožky (v neopalovaných oblastech)? | Načervenalá                | Velmi bledá             | Bledá s béžovým nádechem | Světle hnědá | Tmavě hnědá            |
| Máte pihy v neopalovaných oblastech?                  | Hodně                      | Několik                 | Málo                     | Sem tam      | Žádné                  |

**Celkové hodnocení genetické dispozice :----**
**Reakce na opalování:**

| Skóre                                            | 0                                     | 1                          | 2                                  | 3                    | 4                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Co se stane, když jste na slunci příliš dlouho?  | Bolestivé zarudnutí, puchýře, loupání | Puchýře a následné loupání | Spáleniny a občas následné loupání | Málo časté spáleniny | Nikdy jsem neměl/a spáleniny |
| Do jaké míry zhnědnete?                          | Sotva nebo vůbec                      | Světlá barva opálení       | Přiměřené opálení                  | Opálení velmi snadno | Rychle ztmavnou dohněda      |
| Zhnednete po několika hodinách pobytu na slunci? | Nikdy                                 | Zřídka                     | Občas                              | Často                | Vždy                         |
| Jak váš obličej reaguje na slunce?               | Velmi citlivě                         | Citlivě                    | Normálně                           | Velmi odolně         | Nikdy jsem neměl/a problém   |

**Celkové skóre za reakci na opalování :----**

| <b>Opalovací návyky:</b>                                                           |                        |                 |                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Skóre                                                                              | 0                      | 1               | 2               | 3                     | 4                     |
| Kdy jste naposledy vystavili své tělo slunci (nebo umělému slunci/opalovací krém)? | Před více než 3 měsíci | Před 2-3 měsíci | Před 1-2 měsíci | Před méně než měsícem | Před méně než 2 týdny |
| Vystavili jste oblast, která se má upravovat, slunci?                              | Nikdy                  | Téměř nikdy     | Občas           | Často                 | Vždy                  |
| <b>Celkové hodnocení opalovacích návyků :----</b>                                  |                        |                 |                 |                       |                       |

Pro získání skóre svého typu pokožky sečtete skóre ze všech tří částí.

| Skóre typů pokožky – typ pokožky podle Fitzpatricka |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0-7                                                 | I                                  |
| 8-16                                                | II                                 |
| 17-25                                               | III                                |
| 26-30                                               | IV                                 |
| Přes 30                                             | V-VI Přístroj i-Light nepoužívejte |

TYP I: Velmi citlivá, vždy se spálí, nikdy se neopálí. Příklad: Zrzavé chloupky s pihami

TYP II: Velmi citlivá, snadno se spálí, opálení je minimální. Příklad: Běloch – světlá pokožka, světlé chloupky.

TYP III: Pokožka citlivá na slunce, někdy se spálí, opaluje se pomalu do světle hnědé. Příklad: Tmavší běloch.

TYP IV: Pokožka minimálně citlivá na slunce, spálí se minimálně, vždy se mírně opálí dohněda.

Příklad: Středomořský typ bělocha, někteří hispánci

TYP V: Pokožka necitlivá na slunce, zřídka kdy se spálí, dobře se opálí. Příklad: Někteří hispánci, někteří černoši.

TYP VI: Necitlivá na slunce, nikdy se nespálí, hluboko pigmentovaná. Příklad: Tmavší černoši.



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické a elektronické výrobky obsahují nebezpečné látky, čili z důvodu ochrany životního prostředí a zdraví se přístroje označené tímto symbolem nesmí likvidovat ve směsném komunálním odpadu, ale je třeba je obnovit, znovu použít či recyklovat.



## ➡ SERVIS A ZÁRUKA

Pokud se na výrobku během záruční doby objeví závady, které budou mít vliv na jeho funkčnost, budou tyto závady odstraněny výměnou či opravou podle našeho vlastního uvážení, ovšem za předpokladu, že je výrobek používán a udržován v souladu s uvedenými pokyny.

Na běžné opotřebení spotřebních částí výrobku se záruka nevztahuje.

Vaše zákonné nároky nejsou ovlivněny.

Záruční doba = 2 roky od zakoupení na první maloobchodní prodejně.

Pokud budete volat do servisního centra, mějte při ruce číslo modelu. Bez tohoto čísla vám nebudeme moci pomoci. Číslo modelu naleznete na výkonovém štítku přístroje.

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®.

Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1 OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:
- 2 Wykorzystuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- 3 Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub źle działa.
- 4 Nie zostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- 5 Wtyczkę i przewód zasilający trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- 6 Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany możesz dokonać poprzez nasze międzynarodowe centra serwisowe.
- 7 Przechowuj urządzenie w temperaturze między 15°C i 35°C.
- 8 Stosuj wyłącznie części dostarczone z urządzeniem.
- 9 Nie skręcaj, nie zaginaj przewodu, nie owijaj go wokół urządzenia.
- 10 Korpus urządzenia nie jest wodoodporny i nie należy go myć. Nie wkładaj urządzenia do cieczy, nie używaj go w pobliżu wanny, brodzika, innych pojemników oraz na zewnątrz pomieszczeń.
- 11 Upewnij się, że przewód zasilający i adapter są suche. Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie sięgaj po nie - natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- 12 Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- 13 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- 14 Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat.
- 15 Do urządzenia należy stosować zatwierdzone adaptery z układem odcinającym zasilanie SW-120060EU (dla Europy) i SW-120060BS (dla Wielkiej Brytanii) o mocy wyjściowej 12 DC; 600mA (wyjście adaptera).



## GŁÓWNE CECHY

- |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Wyłącznik sieciowy                    | 11 Przewód rękojeści i-Light     |
| 2 Wejście zasilania                     | 12 Okno emisji impulsu           |
| 3 Stacja bazowa i-Light                 | 13 Czujniki kontaktu ze skórą    |
| 4 Rękojeść i-Light                      | 14 Przyciski zwalniające głowicę |
| 5 Przycisk uwalniania impulsu           | 15 Trwały wkład lampy            |
| 6 Przycisk wyboru poziomu intensywności | 16 Głowica do zabiegów na ciele  |
| 7 Wskaźnik trybu schładzania            | 17 Przewód zasilający            |
| 8 Wyświetlacz wskaźnika stanu lampy     | 18 Miękka ściereczka             |
| 9 Wyświetlacz poziomu intensywności     | 19 Głowica do zabiegów na twarzy |
| 10 Czujnik skóry                        | 20 Czujniki kontaktu ze skórą    |

## ZAPOZNAJ SIĘ Z i-LIGHT

### ✱ Czym jest i-Light?

System i-Light PRO jest oparty na rewolucyjnej technologii światła i jest przeznaczony do usuwania w warunkach domowych niechcianego owłosienia na ciele i kobiecej twarzy.

### ✱ Czym jest intensywny impuls świetlny (IPL) i jakie jest jego działanie?

i-Light działa wysyłając na skórę bardzo krótkie, intensywne impulsy świetlne. Energia światła jest pochłaniana przez melaninę obecną w mieszkach włosowych i powoduje tymczasowe wyłączenie mechanizmu wzrostu włosa oraz opóźnienie jego wzrostu. Mieszki włosowe zazwyczaj przechodzą przez trzy fazy w cyklu wzrostu włosa. Są to fazy:


**Faza anagenowa (faza wzrostu)** – faza aktywnego wzrostu w mieszkach włosowych. Stężenie melaniny jest najwyższe i zasadniczo wpływa na pigmentację włosów. Tylko w fazie anagenu włosy są podatne na działanie IPL (rys. 2).

**Faza katagenowa (faza degradacji)** – jest to krótki etap przejściowy, który następuje po fazie anagenu i sygnalizuje zakończenie aktywnej fazy wzrostu włosa. Faza zwykle trwa 2-3 tygodnie (rys. 3).

**Faza telogenowa (faza spoczynku)** – w tej fazie, która jest najdłuższa i trwa około 100 dni mieszek włosowy znajduje się całkowicie w stanie spoczynku. W tym czasie, nowe włosy wypychają stare włosy, przez co cykl wzrostu może rozpocząć się od początku (rys. 4).


Zalecamy stosowanie systemu i-Light PRO po trzy zabiegi, co dwa tygodnie ( na części ciała) i po cztery zabiegi, co dwa tygodnie (dla kobiet na twarz), aby wszystkie włosy były poddane jego działaniu.

Rys 2




Faza Anagenowa

Rys 3



Faza Katagenowa

Rys 4



Faza Telogenowa

### ✱ Czego się spodziewać po urządzeniu i-Light

W większości przypadków można zauważyć redukcję włosów po kilku tygodniach od rozpoczęcia stosowania zabiegów. Jednak ważne jest realizowanie pełnego planu zabiegów, aby wszystkie aktywne włosy zostały poddane działaniu urządzenia. Pełny plan zabiegów obejmuje trzy zabiegi, co 2 tygodnie (na ciało) i cztery zabiegi (dla kobiet na twarz), później tylko w razie potrzeby. Kilka dni po aplikacji urządzenia można zauważyć, że włosy zaczynają wypadać. Może wystąpić pewien porost włosów, ale będą one rzadsze, cięśnie i o jaśniejszym kolorze niż włosy oryginalne. Taki odrost jest normalny i należy go oczekiwać.



## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### ⬢ WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zanim zaczniesz używać urządzenia i-Light:

**Koniecznie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy i-Light jest odpowiedni dla Ciebie.**

Stosując wykres klasyfikacji fototypów skóry znajdujący się na pudełku i na początku niniejszej instrukcji, przy pomocy zintegrowanego czujnika skóry określ, czy to urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie.

### ✱ Typ skóry

Patrz wykres fototypów skóry na stronie 2.

- Nie należy stosować na naturalnie ciemnej skórze (Fitzpatrick typu V i VI), ponieważ mogą powstać oparzenia, pęcherze oraz zmiany karnacji skóry.
- Nie należy stosować na skórę opaloną lub po niedawnej ekspozycji na słońcu, gdyż może dojść do oparzeń lub uszkodzenia skóry.
- Urządzenie i-Light nie jest skuteczne dla włosów naturalnie białych, szarych, blond lub rudych, na ciele lub na twarzy.

### ✱ Powierzchnie skóry, na których nie można przeprowadzać zabiegu:

- Nie stosować na skórze głowy lub uszu.
- Nie stosować na męskiej twarzy lub szyi.
- Nie stosować powyżej kości policzkowych (w zastosowaniu do kobiecej twarzy).
- Nie używać na powierzchni ust - kolor warg jest zbyt ciemny.
- Nie stosować na sutki, brodawki lub narządy płciowe.
- Nie stosować na fragmenty skóry pokryte tatuażem lub permanentnym makijażem.
- Nie stosować na ciemnobrązowe lub czarne plamki jak znamiona, oznakowania lub piegi.
- Nie stosować na miejsca po niedawnej operacji, głębokim złuszczeniu naskórka, resurfacingu laserowym, na bliznach lub na skórze uszkodzonej przez oparzenia lub otarcia.

### ✱ Kiedy nie stosować/Kiedy unikać stosowania i-Light

- Nie stosuj w ciąży i w okresie karmienia piersią.
- Nie stosuj, jeśli w ciągu ostatnich 4 tygodni opalałaś się na słońcu lub w solarium.
- Nie stosuj na skórę suchej lub wrażliwej po peelingach chemicznych, glikolowych lub z użyciem alfa-hydroksykwasów (AHAs).

- Nie aplikuj więcej niż jeden impuls świetlny na to samo miejsce na skórze, ponieważ może to spowodować oparzenia.
- Na tej samej powierzchni skóry nie stosuj częściej niż raz w tygodniu.
- Nie stosuj, przez co najmniej 14 dni po zabiegu mikrodermabrazji.
- Nie stosuj, jeśli jesteś już w trakcie zabiegów permanentnego usuwania owłosienia.
- Nie stosuj, jeśli masz choroby skóry, takie jak aktywny rak skóry, jeśli byłaś chora na raka skóry lub innego miejscowego raka na fragmentach skóry, które mają być poddane zabiegom, lub masz wstępne zmiany nowotworowe albo nietypowe znamiona.
- Nie stosuj, jeśli masz padaczkę z fotowrażliwością.
- Nie stosuj, jeśli chorowałeś na zaburzenia metabolizmu kolagenu, bliznowacenie keloidowe lub złe gojące się rany.
- Nie stosuj, jeśli chorowałeś na zaburzenia naczyniowe, takie jak żylaki lub inne zmiany naczyniowe na fragmentach skóry, które mają być poddane zabiegom.
- Nie stosuj, jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło, które wywołuje wysypkę lub reakcję alergiczną. W przypadku przyjmowania leków fotouczulających sprawdź przeciwwskazania na ulotce leku. Nie wolno stosować urządzenia, jeśli to może wywołać reakcje fotoalergiczne lub reakcje fototoksyczne, albo, jeśli przy przyjmowaniu leków jest wymóg unikania słońca.
- Nie stosuj, jeśli masz cukrzycę, tocznię rumieniowatą, porfirię lub zastoinową niewydolność serca
- Nie stosuj na powierzchniach skóry, które są obecnie leczone lub były niedawno leczone alfa-hydrokys kwasami (AHAs), beta-hydrokwasami (BHAs), izotretynoiną podawaną miejscowo i kwasem azelainowym.
- Nie stosuj w przypadku doustnego przyjmowania izotretynoiny accutane lub roaccutane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Leczenie może spowodować nadwrażliwość skóry na łzy, rany i podrażnienia.
- Nie stosuj, jeśli masz jakiegokolwiek zaburzenia krzepliwości krwi, przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, w tym duże dawki aspiryny, w sposób, który nie pozwala przed każdym zabiegiem na minimum jednotygodniowy okres wypłukania leku z organizmu.
- Nie stosuj, jeśli masz na powierzchniach skóry, które mają być poddane zabiegowi, infekcję, wyprysk, oparzenie, zapalenie mieszków włosowych, otwarte rany, otarcia, rany pooperacyjne, opryszczkę, urazy i krwiaki.
- Nie stosuj na twarz, jeśli chorowałaś na opryszczkę, zastosowanie IPL lub innego leczenia, które podrażnia skórę, może spowodować nawrót opryszczki.
- Nie stosuj po przebytej chorobie immunosupresyjnej (w tym zakażenie HIV lub AIDS), lub jeśli przyjmujesz leki immunosupresyjne.
- Nie stosuj, gdy przyjmujesz środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.
- Nie stosuj, jeśli używasz dezodorantów o długotrwałym działaniu. Może to prowadzić do reakcji skórnych.
- Nie stosuj na lub w pobliżu niczego sztucznego jak silikonowe implanty, implanty antykoncepcyjne z implanonem, rozruszniki serca, podskórne porty do wstrzyknięć (dozownik insuliny) lub piercing.

## PRZYGOTOWANIE DO PRACY

### **\* Zapoznaj się z funkcjami Twojego nowego urządzenia i-Light**

System i-Light PRO jest oparty na rewolucyjnej technologii światła i jest przeznaczony do usuwania w warunkach domowych niechcianego owłosienia na ciele i kobiecej twarzy.

### **\* Okno emisji impulsu (rys. 1-12)**

Okno emisji impulsu to szklana szybka z wbudowanym filtrem UV, który przepuszcza światło o określonej długości fali, jakie ma wnikać w skórę i mieszk włosowe.

◆ **OSTRZEŻENIE:** przed każdym użyciem sprawdź okno emisji impulsu, czy obiektów nie ma żadnych uszkodzeń.

◆ **OSTRZEŻENIE:** przed każdym użyciem okno emisji impulsu należy oczyścić niestrzępiącą się ściereczką, żeby obiektów nie był zatłuszczony ani zabrudzony.

### **\* Czujnik kontaktu ze skórą (rys. 1 - 13 i 20)**

Czujnik kontaktu ze skórą jest mechanizmem bezpieczeństwa zabezpieczającym przed przypadkowym włączeniem urządzenia. Urządzenie włączy się tylko wtedy, gdy czujnik kontaktu ze skórą całkowicie przylega do skóry.

### **\* Przycisk uwalniania impulsu (rys. 1-5)**

Przycisk uwalniania impulsu znajduje się na rękojeści. Naciśnięcie przycisku impulsu powoduje włączenie lampy impulsu świetlnego, jeżeli czujnik kontaktu ze skórą całkowicie przylega do skóry.

### **\* Wyświetlacz wskaźnika stanu lampy (rys. 1-8)**

Urządzenie może emitować impulsy świetlne, gdy wyświetlacz wskaźnika stanu lampy świeci na zielono.

**UWAGA:** Jeśli przycisk impulsu jest wciśnięty, ALE czujnik kontaktu ze skórą nie przylega do powierzchni skóry, ALBO nie świeci wyświetlacz wskaźnika stanu lampy, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Kiedy wyświetlacz wskaźnika stanu wkładu lampy świeci na żółto, lampa może jeszcze wyemitować 150 impulsów. Kiedy wyświetlacz wskaźnika stanu wkładu lampy miga na żółto, oznacza to, że wkład lampy wyczerpał się i nie będzie już działał. Aby móc nadal korzystać z urządzenia, trzeba wymienić wkład lampy.

### **\* Przyciski zwalniające głowicę (rys. 1-14)**

Naciśnij oba przyciski i delikatnie wysuń głowicę.

◆ **OSTRZEŻENIE:** Przed zdjęciem głowicy ZAWSZE należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone (OFF), a przewód zasilający jest odłączony. Jeśli spróbujesz zdejmować głowicę przy włączonym zasilaniu (ON), wszystkie lampki kontrolne na jednostce bazowej będą migać i będzie słychać sygnał dźwiękowy.

## ZAPOZNAJ SIĘ Z i-LIGHT

### **\* Trwały wkład lampy (rys. 1-15)**

Trwały wkład lampy emituje 65.000 impulsów świetlnych niezależnie od wybranego poziomu intensywności. Choć jest mało prawdopodobne, aby wymiana wkładu okazała się kiedykolwiek potrzebna, może on zostać zastąpiony przez inny trwały wkład lub SP-6000SB, który emituje 1.500 impulsów świetlnych. Prosimy skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Remington®.



### ✱ Wybór poziomu intensywności (rys. 1-6)

Urządzenie i-Light może pracować w 5 poziomach intensywności. Poziom 1 jest ustawieniem najniższym, a poziom 5 jest ustawieniem najwyższym.

**PORADA:** Dla uzyskania najlepszego rezultatu zawsze wykorzystuj taki możliwie wysoki poziom intensywności, przy którym skóra nie odczuwa dyskomfortu. Aby ustalić aktualnie ustawiony poziom intensywności, policz światełka na wyświetlaczu poziomu intensywności (rys. 1 - 9).

Przy każdym nowym włączeniu urządzenie i-Light jest automatycznie ustawiane na poziomie intensywności 1. Aby zmienić poziom, naciśnij przycisk wyboru poziomu intensywności.


### ✱ Przetestuj urządzenie i-Light na skórze

1. Jeszcze raz przeczytaj Ostrzeżenia i środki ostrożności.
2. Zapoznaj się z funkcjami urządzenia i-Light.
3. Porównaj swoją skórę z wykresem klasyfikacji fototypów skóry, aby upewnić się, że Twój kolor skóry znajduje się w dopuszczalnym zakresie (rys. 5).
4. Dotknij czujnika skóry tym fragmentem swojej skóry, który ma zostać poddany zabiegowi (rys. 6). Jeśli skóra jest odpowiednia, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i włączy się. Jeżeli kolor skóry jest nieodpowiedni, urządzenie będzie emitowało sygnały dźwiękowe i się nie włączy.
5. Przetestuj działanie urządzenia i-Light na małym fragmencie swojej skóry i odczekaj 48 godzin, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne niepożądane reakcje (rys.7).

Rys 5



Rys 6



Rys 7



### ✱ Zastosuj urządzenie i-Light tam gdzie potrzebujesz

#### Przygotuj skórę do zabiegu

1. Upewnij się, że powierzchnia skóry, która ma być poddana zabiegowi jest czysta, bez oliwki, dezodorantu, perfum, makijażu, balsamu i kremów. Ogół lub przytnij włosy z fragmentu skóry, który ma być poddany zabiegowi (rys. 8).
2. Do usuwania owłosienia nie wolno stosować wosku, depilacji, pincety lub kosmetyków do depilacji, ponieważ przeciwdziałają procesowi IPL.


## Przygotuj urządzenie do zabiegu

3. Odwiń przewód rękojeści z jednostki bazowej i-Light i umieść rękojeść w kolebce stacji bazowej. Znajdź wyłącznik sieciowy w stacji bazowej i-Light i upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (OFF). Podłącz przewód zasilający do stacji bazowej i-Light w wejściu zasilania. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Ustaw przełącznik sieciowy w pozycję ON (rys. 9).
4. Użyj czujnika skóry, aby odblokować urządzenie. (rys. 6)  
Musisz odblokować urządzenie na każdej części ciała, którą chcesz depilować.
5. Wybierz odpowiedni poziom intensywności (rys. 10).  
Jeżeli koloryt skóry jest nieodpowiedni, urządzenie będzie emitowało sygnały dźwiękowe i się nie włączy.

Rys 8



Rys 9



Rys 10



## ✱ Zastosuj urządzenie i-Light na ciele

Urządzenie i-Light może działać w dwóch trybach pracy: tryb impulsu pojedynczego i tryb impulsu wielokrotnego. Przy każdym nowym włączeniu urządzenie i-Light jest automatycznie nastawiane na tryb pracy w impulsie pojedynczym.

**Tryb impulsu pojedynczego:** Po naciśnięciu przycisku impulsu ORAZ gdy czujnik kontaktu ze skórą przylega do powierzchni skóry, urządzenie i-Light wyemituje pojedynczy impuls.

**Tryb impulsu wielokrotnego:** Po naciśnięciu przycisku impulsu ORAZ gdy czujnik kontaktu ze skórą przylega do powierzchni skóry, urządzenie i-Light będzie emitować impulsy, co 2 sekundy.

W trybie impulsu wielokrotnego można szybko wykonywać zabieg na dużych fragmentach ciała jak nogi, klatka piersiowa i plecy, przesuwając głowicę na nowe miejsce, po każdym wyemitowaniu impulsu.

## ✱ Tryb impulsu pojedynczego

1. Przyłóż rękojeść i-Light do skóry w taki sposób, aby okno emisji impulsu przylegało do jej powierzchni (rys. 11).
2. Upewnij się, że czujniki kontaktu ze skórą przylegają do powierzchni skóry, a wyświetlacz stanu wkładu lampy jest podświetlony.
3. Naciśnij przycisk impulsu, aby aktywować urządzenie (rys. 12).
4. Przesuń rękojeść na nowe miejsce na skórze i powtórz kroki 1-3 (rys. 13).

## ✱ Tryb impulsu wielokrotnego

1. Przyłóż rękojeść i-Light do skóry w taki sposób, aby okno emisji impulsu przylegało do jej powierzchni (rys. 11).

2. Upewnij się, że czujniki kontaktu ze skórą mają kontakt z powierzchnią skóry i wyświetlacz stanu wkładu lampy jest podświetlony.
  3. Naciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk impulsu, aby aktywować urządzenie (rys. 12).
  4. Gdy tylko urządzenie wyemituje impuls, przesunij rękojeść na nowe miejsce na skórze. Po krótkiej chwili (około 2 sekund) urządzenie ponownie wyemituje impuls (rys. 13).
- UWAGA:**
- W trybie impulsu wielokrotnego, czujnik kontaktu ze skórą i przycisk impulsu muszą być dociśnięte przez cały czas. Jeśli któreś nie przylega, urządzenie nie pracuje. Aby wznowić zabieg, powtórz kroki 1-4.
  - Podczas pracy w trybie impulsu wielokrotnego wskaźnik stanu lampy świeci, gdy czujnik kontaktu ze skórą przylega do powierzchni skóry, a przycisk impulsu jest włączony.

Rys 11



Rys 12



Rys 13



## 👁 GŁOWICA DO ZABIEGÓW NA TWARZY


✦ Urządzenie i-Light może być wykorzystywane do zabiegów na powierzchni twarzy (tylko u kobiet). Zarost na twarzy może się bardzo różnić od owłosienia ciała a skóra na twarzy jest wrażliwsza i częściej narażona na działanie słonecznych promieni UV. Z tego względu zabiegi na pozbycie się niechcianego zarostu są inne niż na ciele - prosimy koniecznie przed rozpoczęciem zabiegów na twarzy dokładnie przeczytać ten rozdział.

✦ **WAŻNA UWAGA:** Głowica do zabiegów na twarzy jest przeznaczona do usuwania specyficznego owłosienia z kobiecej twarzy. Do zabiegów na twarzy **NIE WOLNO STOSOWAĆ** głowicy do ciała. Patrz Instrukcje na temat wymiany głowic w rozdziale "Wymiana głowic".

✦ **Gdzie można używać głowicy do zabiegów na twarzy**

Głowica do zabiegów na twarzy jest przeznaczona do zarostu na kobiecej twarzy, na policzkach, бакach, brodzie, okolicach szyi i powyżej warg, jak pokazano na rysunku. 14.

## Rys 14



❖ **NIE UŻYWAĆ** na męskich brodach, zarostie na twarzy, ponieważ rezultaty mogą być nieodwracalne i nieprzewidywalne, oraz spowodować niepożądane zmiany fizjonomii.

❖ **Ostrzeżenia i środki ostrożności - Zabiegi na twarzy**

❖ **NIE UŻYWAJ** urządzenia w pobliżu OCZU, BRWI i RZĘŚ. Błyski świetlne nie rażą oczu, gdy urządzenie przylega do skóry. Jeśli jednak rozproszone światło razi, możesz zamknąć oczy lub skierować wzrok w inną stronę.

❖ **NIE PODDAWAJ ZABIEGOWI SKÓRY OPARZONEJ** lub OPALONEJ. Przed rozpoczęciem zabiegu poczekaj, aż oparzenie słoneczne lub opalenizna całkowicie znikną. Przed zabiegiem usuń z twarzy kosmetyki, balsamy i kremy (w tym samoopalacze). Po zabiegu zastosuj bezzapachowy balsam (SPF 30+) i staraj się unikać bezpośredniej ekspozycji na słońcu poddanej zabiegowi powierzchni skóry przez co najmniej 24 godziny.

❖ **NIE NAŚWIELAJ** ust lub innych ciemnych punktów (ciemne piegę, pieprzyki, znamiona lub tatuaże), ponieważ mogą wchłaniać zbyt wiele energii świetlnej i powodować dyskomfort lub ból. Takie miejsca możesz przykryć białym eyelinerem, etykietami samoprzylepnymi albo grubym papierem, które będą odbijać światło w razie przypadkowego naświetlenia.

❖ **NIE WYKONUJ** zabiegu wewnątrz nozdrzy lub uszu. Są to delikatne miejsca.

❖ **OSTROŻNIE:** Unikaj zabiegów na powierzchniach, gdzie rosną włosy pierwotne ("puszek"), gdyż może to spowodować niepożądany odrost owłosienia. Ogół lub przytnij widoczne włosy. Przed, oraz po zabiegu nie usuwaj owłosienia przy pomocy wosku, depilacji, pęsety lub kremów do depilacji, ponieważ przeciwdziałają one skuteczności procesu IPL. Jeśli przycinasz, przycinaj włosy na długość nie większą niż 0,5 mm.

#### ✳ Zamiana głowic do zabiegów

Urządzenie i-Light Pro posiada dwie różne głowice: do zabiegów na ciele i do zabiegów na twarzy dla kobiet. Głowica do zabiegów na ciele jest przeznaczona do usuwania owłosienia na powierzchni ciała i emituje impuls świetlny co 2 sekundy. Głowica do zabiegów na twarzy jest przeznaczona do usuwania owłosienia z twarzy kobiecej, minimalizuje rozpraszanie światła poza głowicą i emituje impuls świetlny co 4 sekundy. Głowica do zabiegów na twarzy jest oznaczona ikoną, jak na rys. 15.

Rys 15



Aby zamienić głowicę, prosimy postępować zgodnie z instrukcją.

1. Wyłącz WYŁĄCZNIK SIECIOWY i odłącz PRZEWÓD ZASILAJĄCY od gniazdka elektrycznego. Przed przystąpieniem do zamiany głowic zabiegowych pozostaw urządzenie na 5 minut do ostygnięcia.
2. Głowicę trzymaj w jednej ręce, naciskając jednocześnie drugą ręką oba przyciski zwalniające i delikatnie pociągnij. Odłóż głowicę w bezpieczne miejsce (np. do opakowania), uważając aby nie uszkodzić OKNA EMISJI IMPULSU i innych komponentów.
3. Delikatnie wcisnij drugą głowicę w rękojeść, aż zatrzaskną się kłapki po obu stronach. UWAGA: Dłuższa kłapka (obwiedziona na złoto) dla dobrego spasowania musi być na wierzchu.

#### ✱ Pomocne rady przy zabiegach usuwania nadmiernego owłosienia twarzy

Wypróbuj na małym fragmencie skóry - skóra twarzy zwykle jest wrażliwsza, przed zabiegiem wypróbuj działanie na małym fragmencie skóry. Szczegóły patrz w rozdziale "Wypróbuj urządzenie i-Light na skórze" (rys. 7). W trakcie zabiegu pomagaj sobie lusterkiem - będziesz lepiej widziała skórę, która ma być poddana zabiegowi, unikniesz naświetlania ust i innych ciemnych punktów. Jeżeli odbite światło jest nieprzyjemne, możesz zamknąć oczy przed każdym rozbliyskiem lampy. Dla lepszego kontaktu ze skórą naciągaj skórę - kontur skóry w niektórych miejscach może utrudniać dobre przyleganie czujników do skóry. Może się okazać, że dla lepszego kontaktu ze skórą, dobrze będzie zawinąć górną wargę na zęby, lub wypchnąć policzek językiem.

## 👁️ PORADY DOTYCZĄCE ZABIEGU

- Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy unikać nakładania się impulsów świetlnych. Wówczas miejsce poddawane zabiegowi nie otrzymuje impulsów intensywniejszych niż konieczne w celu powstrzymania wzrostu włosów. Takie postępowanie sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu wkładu lampy.
- Dla najlepszej skuteczności, zawsze wykorzystuj taki możliwie wysoki poziom intensywności, przy którym skóra nie odczuwa dyskomfortu. Można czuć ciepło na skórze, ale nie powinno się odczuwać dyskomfortu.
- W trakcie zabiegów można zauważyć, że kościste obszary, takie jak łokcie, podudzia i kostki, są bardziej wrażliwe. Jest to normalne i nie powinno być powodem do niepokoju. Aby uniknąć nadwrażliwości, spróbuj w trakcie zabiegu odciągać skórę od powierzchni kostnej.

## PIELĘGNACJA PO ZABIEGU

Po zabiegu można zauważyć pewne zaczerwienienie lub odczuć niewielkie podgrzanie skóry. Jest to normalne i szybko mija. Dla uniknięcia podrażnienia skóry po zabiegu należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Unikaj wystawiania skóry na działanie słońca przez 24 godziny po zabiegu. Przez 2 tygodnie po każdym zabiegu chroń skórę stosując SPF 30.
- Przez co najmniej 2 tygodnie po ostatnim zabiegu, nie opalaj się zbyt długo na słońcu, nie korzystaj z solarium, ani nie stosuj samoopalaczy.
- Po zabiegu, staraj się, żeby skóra była czysta i sucha. Pij dużo wody w celu nawodnienia skóry.
- Nie ściskać zbyt mocno obszaru poddawanego zabiegowi.
- Przez 24 godziny po zabiegu, nie pływaj, nie bierz gorących kąpeli, gorących pryszniców, nie korzystaj z łaźni parowych ani z sauny.
- Nie pływaj w basenie przez 24 godz. od przeprowadzenia zabiegu.
- Przez 24 godziny po zabiegu nie bierz udziału w sportach kontaktowych.
- Nie noś obcisłego ubrania na częściach ciała poddanych zabiegowi.
- W trakcie stosowania zabiegów, nie używaj depilacji (woskowanie, wyrywanie, nitkowanie lub kremy) - golenie jest dopuszczalne, ale dopiero po upływie 24 godzin po każdym zabiegu.
- Przez 24 godziny po zabiegu, nie stosuj kremów wybielających ani produktów perfumowanych.
- Nie drap i nie skub powierzchni poddanej zabiegowi.

## CZYSZCZENIE URZĄDZENIA i-LIGHT

**⚡ OSTROŻNIE:** Przed czyszczeniem urządzenia i-Light, upewnij się, że przełącznik sieciowy jest wyłączony (OFF), a przewód zasilający jest odłączony od jednostki bazowej.

- Regularne czyszczenie wpływa korzystnie na optymalne rezultaty i długi czas pracy urządzenia i-Light. Zewnętrzna powierzchnię stacji bazowej i rękojeści możesz wycierać lekko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia okna emisji impulsu używaj wyłącznie niestrzępiącej się ściereczki dołączonej do urządzenia i-Light. Uważaj, aby nie zarysować lub podrapać okna emisji impulsu. Rysy i podrapania mogą zmniejszyć skuteczność urządzenia.
- W przypadku uporczywych zabrudzeń, do oczyszczenia okna emisji impulsu użyj zwilżonego wacika bawełnianego, a następnie wytrzyj niestrzępiącą się ściereczką dołączoną do urządzenia.
- Do oczyszczenia nawiewów rękojeści użyj małego ręcznego odkurzacza.

**⚡ OSTRZEŻENIE:** Jeśli okno emisji impulsu jest pęknięte lub uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia. Nie może być żadnych rys na szkle filtrującym ani na metalowej powierzchni wewnątrz głowicy zabiegowej.

**⚡ OSTRZEŻENIE:** Wewnątrz urządzenia i-Light jest wysokie napięcie. Nie wolno go zanurzać w wodzie. Nie wolno czyścić urządzenia ani jego części pod bieżącą wodą lub myć w zmywarce. Ze względu na ryzyko pożaru nie należy używać środków czyszczących na bazie ropy naftowej lub łatwopalnych. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak olej lub aceton.

## ➔ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / PRZECZYSZCZANIE / KONSERWACJA

### ✳ Konserwacja urządzenia i-Light

✦ **OSTROŻNIE:** Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych urządzenia i-Light, upewnij się, że przełącznik sieciowy jest wyłączony (OFF), a przewód zasilający jest odłączony od stacji bazowej.

### ✳ Wymiana wkładu lampy

1. Naciśnij przyciski zwalniające głowicę do zabiegów i delikatnie pociągnij, aby wyciągnąć głowicę.
2. Ostrożnie wyjmij stary wkład lampy.
3. Wymień na nowy wkład lampy.

✦ **OSTROŻNIE:** Przy wymianie wkładu lampy nie należy bezpośrednio dotykać żarówki lampy palcami, pozostają zatluszczenia i brud. Może to spowodować zmniejszenie skuteczności żarówek lub ich pęknięcie w trakcie zabiegu.

4. Załóż ponownie głowicę, upewniając się, że wskoczyła na swoje miejsce.

### ✳ Przechowywanie

- Przed odłożeniem do przechowania, wyłącz urządzenie, odłącz z sieci i pozwól mu przez 10 minut ostygnąć.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze między 15°C i 35°C.

### ✳ Rozwiązywanie problemów

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj całą instrukcję obsługi urządzenia i-Light. Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem i-Light, odnieś się do tego przewodnika rozwiązywania problemów. W niniejszym rozdziale są omówione najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć w trakcie użytkowania i-Light. Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcją zawartą w tym rozdziale i nadal występują problemy, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Remington® w celu udzielenia dalszej pomocy.

**Wyłącznik sieciowy jest włączony (ON), ale urządzenie nie działa.**

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sprawnego gniazdka elektrycznego.
- Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka.

**Na urządzeniu widać pęknięcia lub jest zepsute.**

Nie używaj, jeśli urządzenie jest uszkodzone. Jeśli masz wątpliwości dotyczące użytkowania, nie używaj go i skontaktuj się z Centrum Obsługi Remington® w celu udzielenia dalszej pomocy.

### ✳ Najczęściej zadawane pytania

**Urządzenie jest włączone (ON), ale nie mogę zwiększyć lub zmniejszyć poziomu intensywności.**

- Spróbuj zresetować urządzenie wyłączając je i odczekując kilka sekund przed jego ponownym włączeniem.

**Wskaźnik stanu lampy świeci na zielono, ale urządzenie po naciśnięciu przycisku nie emituje impulsów.**

- Upewnij się, że czujnik kontaktu ze skórą dobrze przylega do powierzchni skóry.
- Spróbuj zresetować urządzenie wyłączając je i odczekując kilka sekund przed jego ponownym włączeniem.

**Czuję dziwny zapach.**

- Sprawdź, czy cała powierzchnia skóry została przed zabiegiem ogolona.

**Miejsca poddane zabiegowi są zaczerwienione.**

- Jest to normalne i zaczerwienienie powinno ustąpić. Jeśli nie ustąpi, spróbuj niższego poziomu intensywności.

**Nie widzę optymalnych rezultatów, lub owłosienie zaczęło odrastać.**

- Po pierwszym zabiegu włosy mogą odrastać. To jest zupełnie normalne. Aby uzyskać optymalny rezultat, gdy zauważysz odrost włosów, należy powtórzyć zabieg.

**Uwaga:** Tego samego miejsca skóry nie poddawaj działaniu urządzenia częściej niż raz w tygodniu.

♦ **WIEDZ, ŻE:** Jeśli urządzenie jest używane bez przerwy przez dłuższy okres czasu, może się wyłączyć automatycznie (na około 40 sekund), aby ostygnąć. Gdy urządzenie ostygnie, będzie gotowe do ponownego użycia.

| <b>Diody LED: Intensywność/Tryb emisji impulsu</b>                  | <b>Wskazanie</b>                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Migają wszystkie aktualnie wybrane diody                            | Urządzenie jest przegrzane i wyłączyło się na chwilę do ostygnięcia.                                                                                          |
| Diody intensywności LED migają w sekwencji                          | Urządzenie nie działa prawidłowo. Wyłącz urządzenie, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Jeśli problem występuje nadal, urządzenie należy odesłać do naprawy. |
| Migają wszystkie diody LED i słychać akustyczny sygnał ostrzegawczy | Głowica została zdjęta, lub jest luźno osadzona.                                                                                                              |
| <b>Sygnaly dźwiękowe</b>                                            | <b>Wskazanie</b>                                                                                                                                              |
| Nie ma pełnego kontaktu                                             | Został naciśnięty przycisk impulsu, podczas gdy czujnik kontaktu ze skórą nie przylega dobrze do powierzchni skóry.                                           |
| Wymień wkład lampy                                                  | Brakuje wkładu lampy, lub trzeba wymienić wkład lampy.                                                                                                        |
| Zablokowane czujniki kontaktu ze skórą                              | Czujnik kontaktu ze skórą przylega do skóry, przycisk impulsu został naciśnięty, urządzenie uruchamia się. Czujnik kontaktu ze skórą może być zablokowany.    |

★ **Najczęściej zadawane pytania ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))**

**P. Co to jest urządzenie i-Light? Co to jest intensywny impuls świetlny (IPL)?**

- O. IPL polega na emisji bardzo krótkiego impulsu świetlnego, filtrowanego na powierzchnię skóry. Światło jest absorbowane przez kolorowy pigment otaczający włos i powoduje wstrzymanie aktywności mieszka włosowego, przeciwdziałając odrastaniu włosa.



**P. Kto może używać urządzenia i-Light?**

- O. Zarówno kobiety jak mężczyźni mogą używać urządzenia i-Light, usuwając niepożądane owłosienie w każdym miejscu poniżej szyi, a kobiety mogą wykorzystać w usuwaniu nadmiernego owłosienia twarzy poniżej kości policzkowych. Urządzenie przeznaczone jest dla osób o cerze jasnej lub średniej i ciemnych włosach. Odpowiednia i bezpieczna cera to jedynie cera w kolorze białym, kości słoniowej, opalona, beżowa i jasnobrązowa. Odpowiednie i bezpieczne kolory włosów to czarne, ciemnobrązowe i brązowe.

**P. Na jakich fragmentach skóry można stosować urządzenie i-Light?**

- O. Urządzenie i-Light można stosować u obu płci na wszystkich powierzchniach poniżej szyi, łącznie z nogami, pachami, pachwinami, ramionami, klatką piersiową i plecami. Kobiety mogą ponadto wykorzystywać urządzenie do usuwania owłosienia twarzy poniżej kości policzkowych.

**P. Czego można oczekiwać od urządzenia i-Light?**

- O. Urządzenie zapewnia bezpieczne, efektywne i profesjonalne usuwanie włosów z zastosowaniem technologii IPL.

**P. Jakie ryzyko związane jest z użytkowaniem i-Light? Czy urządzenie jest bezpieczne?**

- O. i-Light jest bezpieczny w użytkowaniu. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego należy stosować się do instrukcji obsługi.

**P. Jak często należy używać urządzenia i-Light?**

- O. Powinno się używać urządzenia i-Light po zauważeniu odrastania włosów.

**◆ NIE PODDAWAĆ** zabiegowi tych samych powierzchni ciała częściej niż raz w tygodniu.

**P. Ile czasu powinien trwać zabieg?**

- O. Zależnie od powierzchni, z której usuwane mają być włosy, ale w przypadku usuwania owłosienia np. z jednej nogi, zabieg nie powinien trwać dłużej niż 15 minut.

**P. Kiedy rezultaty stają się widoczne?**

- O. Rezultaty widać po pewnym czasie. Owłosienie może się jeszcze pojawiać, ale większość włosów zacznie wypadać po 2 tygodniach. Włosy rosną w trzech różnych fazach, które trwają 18 - 24 miesięcy. Tylko włosy w fazie anagenowej są podatne na zabieg - dlatego też niezbędne jest powtarzanie zabiegów. Te rezultaty są zazwyczaj zauważalne w ciągu kilku tygodni od pierwszego zabiegu. Systematycznie powtarzane zabiegi raz w tygodniu (lub trzy zabiegi w ciągu 2 tygodni) dadzą znakomite rezultaty w ciągu 6 - 12 tygodni (przy skórze o ciemniejszej cerze na efekty można czekać dłużej).

**P. Dlaczego włosy rosną mimo wykonywania zabiegów?**

- O. Włosy rosną jeszcze przez dwa tygodnie od zabiegu - w tym czasie można zauważyć pierwsze objawy ich wypadania. Inną przyczyną kontynuacji wzrostu włosów może być ominięcie niektórych miejsc w trakcie zabiegu. Jeśli są odrosty, trzeba kontynuować zabiegi.

**P. Dlaczego nie można używać urządzenia i-Light bezpośrednio po opalaniu?**

- O. Opalanie powoduje wzrost koncentracji melaniny i zwiększa ryzyko poparzeń oraz powstania pęcherzy po wykonaniu zabiegu.

**P. Jakie są zagrożenia związane z używaniem urządzenia i-Light?**

- O. W niektórych sytuacjach używanie urządzenia i-Light powinno być ograniczone. Należy uważnie przeczytać wszystkie uwagi i ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

**P. Jak często należy wymieniać wkład lampy?**

- O. Trwały wkład lampy emituje 65.000 impulsów świetlnych, niezależnie od wybranego poziomu intensywności. Choć jest mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek okazała się potrzebna wymiana wkładu, może on zostać zastąpiony przez inny trwały wkład lub SP-6000SB, który emituje 1.500 impulsów świetlnych. Prosimy skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Remington®.

**P. Czy mogę używać urządzenia i-Light na twarzy?**

- O. Z zastosowaniem głowicy do zabiegów na twarzy urządzenie i-Light może być wykorzystane na twarzy kobiecej poniżej kości policzkowych.

**P. Jak mogę pielęgnować skórę po zabiegu?**

- O. Unikaj ekspozycji na słońce powierzchni poddanych zabiegowi, jeśli nie są chronione.

**P. Czy po zabiegu należy zaniechać normalnej aktywności?**

- O. Nie ma takiej potrzeby, jeśli nie wystąpią nieprzewidziane komplikacje. Zaleca się używanie urządzenia bezpośrednio przed snem. Do rana wszelkie zaczerwienienia powinny zaniknąć.

**P. Czy urządzenie i-Light jest bezpieczne dla skóry po dłuższym stosowaniu?**

- O. Nie zauważono żadnych efektów ubocznych ani uszkodzenia skóry po długotrwałym działaniu intensywnego impulsu świetlnego.

**P. Jak często należy używać urządzenia?**

- O. Najlepiej w odstępach 2-tygodniowych, gdyż wtedy działanie metody jest najbardziej efektywne w redukcji owłosienia. Należy unikać wielokrotnego naświetlania tych samych miejsc podczas jednego zabiegu, gdyż nie zwiększa to efektywności, a może spowodować podrażnienie skóry.

**P. Czy można używać urządzenia i-Light do włosów blond, rudych, szarych lub białych?**

- O. Urządzenie i-Light działa najlepiej w przypadku włosów ciemnych, ponieważ zawierają one więcej melaniny, która nadaje włosom i skórze taki kolor. Melanina absorbuje energię światła podczas zabiegu naświetlania impulsami świetlnymi. Czarne i ciemnobrązowe włosy reagują wtedy najlepiej. Włosy brązowe i jasnobrązowe również reagują odpowiednio, ale wymagają zazwyczaj większej ilości zabiegów. Rude włosy mogą również dać pożądane efekty. Włosy szare, białe lub blond najczęściej nie wypadają po zabiegach, chociaż w niektórych przypadkach zaobserwowano pozytywne wyniki.

**P. Czy można używać urządzenia i-Light przy naturalnie ciemnej cerze?**

- O. Nie. i-Light skonstruowany jest tak, aby reagował z ciemnym pigmentem włosów. Dlatego też skóra ciemnobrązowa i czarna może zaabsorbować zbyt dużo energii (ciepła); może to spowodować uszkodzenia skóry. Nie należy używać urządzenia i-Light dla naturalnie ciemnej skóry, gdyż zawiera ona zbyt dużo melaniny. Oddziaływanie impulsu świetlnego na ciemną skórę może spowodować poparzenia, pęcherze i zmianę barwy skóry (hiper lub hipo-pigmentację). Zapoznaj się z wykresem skali fototypów skóry na stronie 2, żeby sprawdzić, czy możesz użytkować urządzenie i-Light.

**P. Czy podczas zabiegu należy chronić oczy?**

O. Nie ma zagrożenia dla oczu, o ile urządzenie nie jest skierowane bezpośrednio na twarz (głowica do ciała). i-LIGHT wyposażone jest w układ zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe włączenie impulsu, gdy urządzenie nie jest w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Niewielka ilość światła wydobywająca się z urządzenia nie jest szkodliwa dla oczu podobnie jak błysk flesza aparatu fotograficznego. Specjalnie dostrójona głowica do zabiegów na twarzy minimalizuje ilość światła wydostającego się poza głowicę. Jeżeli odbite światło jest nieprzyjemne, możesz zamknąć oczy przed każdym rozbłyskiem lampy.

**P. Czy można używać urządzenia i-Light w czasie ciąży lub w okresie karmienia?**

O. Nie. Urządzenie i-Light nie było badane na kobietach w ciąży i dlatego nie zaleca się jego użytkowania w tym czasie, podobnie jest w okresie karmienia. Zmiany hormonalne mogą zwiększyć wrażliwość skóry i spowodować negatywne skutki.

**✳ Wykres klasyfikacji fototypów skóry według Fitzpatrick'a**

Wykres klasyfikacji fototypów skóry może zostać wykorzystany do oceny własnej skóry, poprzez zsumowanie punktów z odpowiedzi na każde z pytań. Na końcu znajduje się skala wskazująca zakres punktów dla każdej z sześciu klas typu skóry. Dalej następuje objaśnienie dla poszczególnych typów skóry. Możesz szybko i łatwo określić swój typ skóry.

**Predyspozycje genetyczne:**

| Wynik                                         | 0                              | 1                            | 2                          | 3             | 4              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Jaki jest kolor Twoich oczu?                  | Jasnoniebieski, szary, zielony | Niebieski, szary lub zielony | Niebieski                  | Brązowy       | Czarno-brązowy |
| Jaki jest naturalny kolor Twoich włosów?      | Rudy z odcieniem piaskowym     | Blond                        | Kasztan<br>Ciemny<br>Blond | Brązowy       | Czarny         |
| Jaką masz karnację skóry (miejsca osłonięte)? | Czerwonawa                     | Bardzo jasna                 | Jasna z odcieniem beż      | Jasno brązowa | Brązowy        |
| Czy na osłoniętych miejscach masz piegę?      | Dużo                           | Trochę                       | Niewiele                   | Pojedyncze    | Nie mam        |

**Suma punktów w kategorii „Skłonności genetyczne” :----**

**Reakcja na opalanie:**

| Wynik                                                       | 0                                             | 1                                    | 2                                                | 3                       | 4                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Co się dzieje, gdy zbyt długo opalasz się na słońcu?        | Bolesne zaczerwienienia, pęcherze, łuszczenie | Pęcherze, które później się złuszczą | Oparzenia, później niekiedy następuje łuszczenie | Rzadko oparzenia        | Nigdy nie mam oparzeń        |
| W jakim stopniu opalasz się na brązowo?                     | Słabo lub wcale                               | Lekka opalenizna, opalenizna         | Umiarkowana opalenizna                           | Bardzo łatwo się opalam | Szybko opalam się na brązowo |
| Czy brązowiejesz w ciągu kilku godzin ekspozycji na słońcu? | Nigdy                                         | Rzadko                               | Czasami                                          | Często                  | Zawsze                       |
| Jak Twoja twarz reaguje na słońce?                          | Jest bardzo wrażliwa                          | Wrażliwa                             | Normalnie                                        | Bardzo odporna          | Nigdy nie miałam problemu    |

**Łączny wynik reakcji na ekspozycję na słońcu :----**
**Sposób opalania:**

| Wynik                                                                                      | 0                     | 1                 | 2                 | 3                       | 4                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Kiedy ostatnio ekspozycja ciała na słońcu (albo sztuczne opalanie: kwarcówka/samoopalacz)? | Ponad 3 miesiące temu | 2-3 miesiące temu | 1-2 miesiące temu | Krócej niż miesiąc temu | Krócej niż 2 tygodnie temu |
| Czy ekspozycja powierzchni, które mają być poddane zabiegowi?                              | Nigdy                 | Prawie nigdy      | Czasami           | Często                  | Zawsze                     |

**Suma punktów w kategorii „Zwyczaje związane z opalaniem” :----**

Zsumuj wyniki dla każdej z trzech sekcji dla fototypu skóry.

| Ocena typu skóry - Typ skóry wg. Fitzpatricka |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 0-7                                           | I                       |
| 8-16                                          | II                      |
| 17-25                                         | III                     |
| 26-30                                         | IV                      |
| Ponad 30                                      | V-VI Nie stosuj i-Light |

TYP I: Bardzo wrażliwa, zawsze są oparzenia, nigdy się nie opala. Przykład: Rude włosy z piegami

TYP II: Bardzo wrażliwa na słońce, szybko powstają oparzenia, opala się minimalnie. Przykład: Jasnoskórzy, jasnowłosi rasy białej

TYP III: Skóra wrażliwa na słońce, czasem są oparzenia, opala się powoli na jasny brąz. Przykład: Ciemnowłosi rasy białej

TYP IV: Minimalnie wrażliwi na słońce, oparzenia są minimalnie, zawsze się opala na średni brąz. Przykład: Śródziemnomorski typ rasy białej, niektórzy Latynosi

TYP V: Skóra niewrażliwa na słońce, rzadko występują oparzenia, dobrze się opala. Przykład: Niektórzy Latynosi, niektórzy czarni

TYP VI: Skóra niewrażliwa, nigdy nie występują oparzenia, głęboko pigmentowana. Przykład: Czarni o najciemniejszej karnacji



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami zawartymi w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi, lecz powinny być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.



## ➔ SERWIS I GWARANCJA

Wady mające wpływ na funkcjonalność produktów znajdujących się w okresie gwarancji zostaną usunięte przez wymianę lub naprawę według naszego uznania pod warunkiem, że produkt jest używany i obsługiwany zgodnie z instrukcją.

Materiały eksploatacyjne są wyłączone.

Prawa ustawowe nie są naruszone.

Okres ważności gwarancji = 2 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

W kontakcie telefonicznym z punktem serwisowym prosimy o podanie numeru modelu urządzenia. Bez tego nie będziemy w stanie pomóc. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Köszönjük, hogy Remington® termékünket választotta!  
Kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg a jelen használati utasítást. Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.



## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1 FIGYELEM – AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉHEZ:
- 2 Csak a jelen használati utasításban leírtaknak megfelelően használja a készüléket.
- 3 Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy nem megfelelően működik.
- 4 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha a csatlakoztatva van a hálózati áramkörre.
- 5 Tartsa távol a tápkábelt és a csatlakozó dugót a fűtött felületektől.
- 6 Ne használja a készüléket, ha tápkábele sérült.
- 7 A készüléket 15 – 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
- 8 Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- 9 Ne csavarja vagy tekerje fel a kábelt, illetve ne tekerje azt a készülék köré.
- 10 A készülék teste nem mosható és nem vízálló. Ne helyezze a készüléket folyadékba, ne használja vízzel töltött fürdőkád, medence vagy egyéb tároló mellett, illetve ne használja kültéren.
- 11 Ellenőrizze, hogy a tápkábel és az adapter nem nedvesek. Ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett – először azonnal húzza ki a fali elektromos aljzatból.
- 12 Vizes kézzel ne dugja be és ne húzza ki a készüléket.
- 13 A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel, vagy előzetes tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha felvilágosítják őket a készülék használatával járó kockázatokról, illetve felügyelik őket használat közben. Tilos a gyerekeknek játszani a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik 8 év alatti vagy felügyelet nélküli gyerekek.
- 14 Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyerekektől.
- 15 A készülékhez mellékelten megtalálja az SW-120060EU (európai) vagy az SW-120060BS (egyesült királyságbeli) hitelesített biztonsági leválasztó adaptert, melynek kimeneti teljesítménye 12 DC, 600 mA (adapter teljesítménye).



## FŐ TULAJDONSÁGAI

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Főkapcsoló                   | 11 Az i-Light kezelőfej vezetéke |
| 2 Hálózati bemenet             | 12 Villanásjelző ablak           |
| 3 i-Light alapegység           | 13 Bőrközelség érzékelők         |
| 4 i-Light kezelőfej            | 14 Kezelőfej kioldó gombok       |
| 5 Villanás gomb                | 15 Hosszú élettartamú patron     |
| 6 Energiaszint kiválasztó gomb | 16 Testkezelő fej                |
| 7 Lehűlési üzemmód jelzőfény   | 17 Tápkábel                      |
| 8 Izzó állapotjelző kijelzője  | 18 Szőszmentes kendő             |
| 9 Energiaszint kijelzője       | 19 Arckezelő fej                 |
| 10 Bőrérzékelő                 | 20 Bőrközelség érzékelők         |

## ISMERKEDÉS AZ i-LIGHT RENDSZERREL

### ✱ Mi az az i-Light?

Az i-Light PRO rendszer egy forradalmi, fényalapú eszköz, melyet a nem kívánt testszőrzet és a női arcon lévő szőrszálak otthoni eltávolítására terveztek.

### ✱ Mi az az intenzív villanófény (IPL), és hogyan működik az i-Light?

Az i-Light rendkívül rövid ideig intenzív villanófényvel világítja meg a bőrt. A fény energiáját a szőrtüszőben lévő melanin nyeli el, ezáltal ideiglenesen megszünteti a szőr növekedését és késlelteti annak visszanövését.

A szőrtüsző általában három fázison megy keresztül a szőr növekedése során. Ez a három fázis a következő:

**Anagén fázis (növekedés)** – a szőrtüsző aktív növekedési fázisa. A szőrszál sötét színéért felelős melanin koncentrációja ekkor a legmagasabb. Csak az anagén fázisban lévő szőrtüszők fogékonyak a villanófényes kezelésre (2. ábra).

**Katagén (degradációs) fázis** – olyan rövid, átmeneti állapot, ami az anagén fázist követi és a szőrszál aktív növekedésének végét jelzi. Általában 2-3 hétig tart (3. ábra).

**Telogén fázis (pihenés)** – ezen leghosszabb, körülbelül 100 napos fázis során a szőrtüsző nyugalmi állapotban van. Ezalatt az idő alatt az új szőrszál kilöki a régit, és a ciklus újratekődik (4. ábra).


Javasoljuk, hogy az i-Light PRO rendszer használatával a test szőrtelenítéséhez az első három kezelést kéthetente végezze el, a női arcon lévő szőrszálak eltávolításához pedig kéthetente végezze az első négy kezelést, így biztosítva, hogy minden aktív szőrszálat kezel.

Ábra. 2




Anagén fázis

Ábra. 3



Katagén fázis

Ábra. 4



Telogén fázis

## ✱ Mit várhatok az i-Light kezeléstől?

A készülék használoinak többsége már pár héttel a kezelés elkezdése után kevesebb szőrszál jelenlétét tapasztalja. Mindemellett fontos folytatni a teljes kezelést, hiszen csak így biztosítható, hogy minden aktív szőrszálát eltávolít. A teljes kezelés három kezelés kéthetente (a test területén), illetve négy kezelés kéthetente (a női arc területén), majd a kezeléseket igény szerint kell folytatni. Az első kezelés után pár nappal a szőrszálak mennyisége észrevehetően csökken.

Valamennyi szőrnövekedés tapasztalható, de ez a szőr ritkább, finomabb és világosabb színű, mint az eredeti szőrszálak. Ez az újránövekedés teljesen természetes, és várható folyamat.



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### ◆ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

#### Mielőtt megkezdi az i-Light használatát:

Figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást! A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az i-Light megfelelő-e az Ön számára.

Használja a dobozon és a jelen kézikönyv elején található, börtípusokat bemutató táblázatot és a beépített érzékelőt, hogy megállapítsa, a készülék megfelelő-e az Ön számára.

#### ✱ Börtípus

Ld. a bőrszíneket bemutató táblázatot a(z) 2. oldalon.

- Ne használja természetes sötét tónusú bőr (a Fitzpatrick skála szerinti V. and VI. típusok) esetén, mert égési sérülést, hólyagokat és színelváltozást okozhat.
- Ne használja leburnult bőrön vagy ha nemrég napozott, mert égési sérülést vagy a bőr egyéb sérülését okozhatja.
- Az i-Light nem hatékony természetesen fehér, ősz, szőke vagy vörös színű testszőr esetén.

#### ✱ Nem kezelhető területek:

- Ne használja a fejbőr és fülek területén.
- Ne használja férfi arcbőrön és nyakon.
- Ne használja az arccsont felett (női arcon).
- Ne használja az ajkakon, mivel a bőr színe ezen a kezeléshez túl sötét.
- Ne használja a mellbimbók, a bimbóudvar és a nemi szervek területén.
- Ne használja, ha a kezelendő területen tetoválás vagy sminktetoválás található.
- Ne használja sötétbarna vagy fekete foltokon, pl. anyajegyeken, májfoltokon vagy sötét szeplőkön.
- Ne használja, ha a kezelendő felületen friss műtéti heg, égési sérülés vagy leforrzás nyoma található, illetve ha azon nemrég mélyhámlesztást vagy lézeres bőrmegújítást végezett.

#### ✱ Mikor ne használjam/kerüljem az i-Light használatát?

- Ne használja, ha terhes vagy szoptat.
- Ne használja, ha az elmúlt 4 hétben napozott vagy szoláriumozott.
- Ne használja, ha a bőre kémiai (glikolsavas vagy alfa-hidroxi savas (AHA) hámlesztás miatt érzékeny.
- Ne villantson egynél többször ugyanarra a területre, mert ezzel égési sérülést okozhat.
- Ne használja ugyanazon a bőrterületen heti egy alkalomnál többször.
- Mikrodermabráziós kezelés után legalább 14 napig ne használja a készüléket.



- Ne használja, ha jelenleg tartós szőrtelenítési kezelés alatt áll.
- Ne használja, ha bőrbetegsége (pl. aktív bőrrákja), rosszindulatú bőrelváltozása vagy több, atipikus anyajegye van, illetve ha már előfordult Önnél bőrrák vagy más káros megbetegedés a kezelni kívánt területen.
- Ne használja, ha villanófényre érzékeny epilepsziában szenved.
- Ne használja, ha kollagéntermelési rendellenességben szenved (pl. keloidos hegképződés vagy gyenge sebgyógyulási hajlam).
- Ne használja, ha érrendszeri megbetegedésben szenved, pl. visszerei, visszértágulata van.
- Ne használja, ha bőre fényérzékeny, és kiütésre vagy allergiás reakciókra hajlamos. Ha fényérzékenyítő gyógyszert szed, olvassa el a gyógyszer tájékoztatóját. Ne használja a készüléket, ha fényallergiás vagy fototoxikus reakciót okozhat, illetve ha gyógyszeresedés miatt kerülnie kell a napfényt.
- Ne használja, ha cukorbetegségben, lupus erythematosusban, porfíriában vagy vértululós szívelégtelenségben szenved.
- Ne használja olyan bőrfelületen, ami jelenleg vagy nemrég alfa-hidroxi savas (AHA), béta-hidroxi savas (BHA), izotretioninos vagy azelainsavas kezelés alatt állt.
- Ne használja, ha az elmúlt hat hónapban izotretinoin-tartalmú gyógyszert (Accutane vagy Roaccutane) szedett szájon át. Ezen készítmények a bőrt hajlamosá teheti a sérülésre és irritálódásra.
- Ne használja, ha vérzési rendellenességben szenved, vagy véralvadásgátló gyógyszert szed (beleértve a nagy dózísú aspirint), ha a kúra nem teszi lehetővé a legalább 1 hetes szünetet az egyes kezelések idejére.
- Ne használja, ha a kezelendő területen bőrfertőzése, ekcémája, égési sérülése, gyulladt szőrtüsző, nyílt sebe vagy horzsolás, műtéti hege, herpesze vagy vérömlenye van.
- Ne használja arcbőrin, ha korábban az adott területen herpesze volt; az IPL vagy hasonló készülékek használata a bőr irritációját okozhatja, így a herpesz visszatérését idézheti elő.
- Ne használja, ha immunbetegségben szenved (beleértve a HIV fertőzést és az AIDS-et), vagy ha immunszuppresszív gyógyszereket szed.
- Ne használja, ha olyan fájdalomcsillapító gyógyszert szed, ami csökkenti hőérzékenységet.
- Ne használja, ha hosszantartó deodorant használ; ez nem kívánt bőrreakciókat okozhat.
- Ne használja mesterséges dolgok felett vagy közelében, beleértve a szilikon implantátumokat, Implanon fogamzásgátló implantátumot, szubkután injekciós portot (inzulinadagoló) vagy piercinget.



## A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

### ✱ Ismerkedjen meg az új i-Light készüléke funkcióival

Az i-Light PRO rendszer egy forradalmi, fényalapú eszköz, melyet a nem kívánt testszőrzet és a női arcon lévő szőrszálak otthoni eltávolítására terveztek.

### ✱ Villanásjelző ablak (1-12. ábra)

A Villanásjelző ablak egy szűrővel rendelkező ablak beépített UV-védelemmel, mely lehetővé teszi, hogy a fény bizonyos hullámhosszai bőrre és a szőrtüszőire jussanak át a kezelőfejből.

❖ **FIGYELEM:** használat előtt mindig ellenőrizze a villanásjelző ablakot, hogy a lencsék nem sérültek-e meg.

❖ **FIGYELEM:** használat előtt mindig tisztítsa meg a villanásjelző ablakot a mellékelt szőszmentes kendővel, hogy ne legyen olaj vagy piszok a lencséken.

## ✱ Bőrközelség érzékelő (1-13. és 20. ábra)

A Bőrközelség érzékelő egy olyan biztonsági eszköz, mely megelőzi a készülék véletlenszerű aktiválódását. A készülék aktiválásához a Bőrközelség érzékelőt teljesen a bőrfelülethez kell nyomni.

## ✱ Villanás gomb (1-5. ábra)

A Villanás gomb a kezelőfejen helyezkedik el. Az izzó aktiválásához teljesen nyomja a Bőrközelség érzékelőt a bőrfelülethez, és nyomja le a Villanás gombot.

## ✱ Izzó állapotjelző kijelzője (1-8. ábra)

A készülék villanásra kész, ha az Izzó állapotjelző kijelzője zöld fénnel világít.

**MEGJEGYZÉS:** ha lenyomja a Villanás gombot, DE a Bőrközelség érzékelőt nem nyomja le teljesen, VAGY az Izzó állapotjelző kijelzője nem világít, a készülék sípoló hangjelzést ad. Ha az Izzó állapotjelző kijelzője sárga fénnel villog, az izzó még 150 villanást fog végezni. Ha az Izzó állapotjelző kijelzője sárga fénnel világít, az izzópatron kifogyott, és a készülék nem tudja tovább folytatni a szőrtelenítést. A készülék használatának folytatásához cserélje ki az izzópatront.

## ✱ Kezelőfej kioldó gombok (1-14. ábra)

Nyomja le mindkét gombot, és óvatosan húzza le a kezelőfejet.

❖ **FIGYELEM:** MINDIG ellenőrizze, hogy KIKAPCSOLTA a készüléket és kihúzta a tápkábelt, mielőtt eltávolítja a kezelőfejet. Ha a kezelőfejet a készülék működése közben távolítja el, az alapegységen lévő jelzőfények kigyulladnak, és a készülék sípoló hangjelzést ad ki.

## 👁 ISMERKEDÉS AZ i-LIGHT KÉSZÜLÉKKEL

### ✱ Hosszú élettartamú fénypatron (1-15. ábra)

A Hosszú élettartamú fénypatron 65,000 villanást végez el függetlenül a kiválasztott intenzitási szinttől. Nem valószínű, hogy valaha is ki kell cserélnie ezt a patronot, de ha mégis, akkor kicserélheti egy tartalék hosszú élettartamú patronra vagy SP-6000SB-re, mely 1500 villanást biztosít patrononként. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Remington® Szervizközponttal!

### ✱ Energiaszint kiválasztó gomb (1-6. ábra)

Az i-Light készülék 5 energiaszinten használható. Az 1. szint a legalacsonyabb beállítási fokozat, míg az 5. szint a legmagasabb fokozat.

**TIPP:** A leghatékonyabb eredmény érdekében mindig a lehető legmagasabb energiaszintet használja, mely még nem okoz kellemetlen érzést bőre számára. A használandó energiaszint meghatározásához tekintse meg az Energiaszint kijelzőn (1-9. ábra) megjelenő villanások számát.

Az i-Light készülék automatikusan az 1. energiaszint beállítást fogja használni minden bekapcsoláskor. E szint módosításához nyomja le az Energiaszint kiválasztó gombot.

### ✱ Az i-Light készülék tesztelése a bőrön


1. Olvassa el a Figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások részt!
2. Ismerkedjen meg az i-Light készüléke funkcióival.
3. Tekintse meg a Bőrtípusokat bemutató táblázatot, hogy ellenőrizze, bőrszíne az elfogadható tartományba esik (5. ábra).

- Helyezze a kezelni kívánt bőrfelületet a bőrtónus érzékelőbe – érintse meg a bőrtónus érzékelőt (6. ábra). Ha bőre megfelelő, a készülék sípol, és bekapcsol. Ha az Ön bőre nem megfelelő a kezeléshez, a készülék rezegni fog és nem kapcsol be.
- Próbálja ki az i-Light készülék használatát egy kis bőrfelületen, majd várjon 48 órát, hogy fellép-e valamilyen mellékhatás a területen (7. ábra).

Ábra. 5



Ábra. 6



Ábra. 7



#### ✱ A kívánt terület(ek) kezelése az i-Light készülékkel

##### A bőr előkészítése

- Ellenőrizze, hogy a kezelendő terület tiszta, olajmentes, valamint nem alkalmazott rajta dezodorokat, parfümöt, sminket, testápolót és egyéb krémeket. Borotválja vagy trimmerrel vágja le a kezelendő területen lévő szőrt (8. ábra).
- Soha ne használjon gyantát, epilátort, csipeszt vagy szőrtelenítő terméket a szőr eltávolítására, mivel ezek kellemetlen mellékhatásokat okozhatnak az IPL folyamattal együtt.


##### A készülék előkészítése a kezeléshez

- Tekerje le a kezelőfej vezetékét az i-Light alapegységről, és a vegye le a kezelőfejet az alapról. Keresse meg a főkapcsolót az i-Light alapegységen, és ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van. Csatlakoztassa a tápkábelt az i-Light alapegységhez a hálózati bemenetnél. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Kapcsolja BE a főkapcsolót (9. ábra).
- A bőrzékelővel oldja ki az egységet (6. ábra). Minden egyes kezelendő testfelület esetén ki kell oldania a készüléket.
- Válassza ki a kívánt energiaszintet (10. ábra). Ha az Ön bőre nem megfelelő a kezeléshez, a készülék rezegni fog és nem kapcsol be.

Ábra. 8



Ábra. 9



Ábra. 10



## ✱ A testfelület(ek) kezelése az i-Light készülékkel

Az i-Light készüléket két működési üzemmódban használhatja: Egy villanásos üzemmód és Több villanásos üzemmód. Az i-Light készülék minden bekapcsoláskor automatikusan az Egy villanásos üzemmódra kapcsol.

**Egy villanásos üzemmód:** az i-Light készülék akkor villan, ha megnyomja a Villanás gombot, és a bőrzékelő érzékeli bőrét.

**Több villanásos üzemmód:** az i-Light készülék 2 másodpercenként villan, ha megnyomja a Villanás gombot, és a bőrzékelő teljesen érzékeli bőrét.

A Több villanásos üzemmód lehetővé teszi, hogy gyorsabban kezeljen nagyobb testfelületeket, például a lábak, a mellkas vagy a hát területét. Ehhez egyszerűen végig kell csúsztatni a kezelőfejet a területen az egyes villanások után.

## ✱ Egy villanásos üzemmód

1. Helyezze az i-Light kezelőfejet a bőrre, hogy a Villanás ablak egy szintben legyen a bőrfelülettel (11. ábra).
2. Biztosítsa, hogy a bőrzékelő teljesen érinti a bőrt, és az Izzó állapotjelző kijelzője villog.
3. A készülék aktiválásához nyomja le a Villanás gombot (12. ábra).
4. Vigye a kezelőfejet egy új kezelendő területre, és ismételje meg az 1-3. lépéseket (13. ábra).

## ✱ Több villanásos üzemmód

1. Helyezze az i-Light kezelőfejet a bőrre, hogy a Villanás ablak egy szintben legyen a bőrfelülettel (11. ábra).
2. Biztosítsa, hogy a bőrzékelő teljesen érinti a bőrt, és az Izzó állapotjelző kijelzője villog.
3. A készülék aktiválásához nyomja le, és TARTSA LENYOMVA a Villanás gombot (12. ábra).
4. A készülék villanása után azonnal csúsztassa a kezelőfejet egy új területre. Kis késleltetés (kb. 2 másodperc) után a készülék ismét villan (13. ábra).

### MEGJEGYZÉS:

- Több villanásos üzemmódban a bőrzékelőt és a Villanás gombot teljesen lenyomva kell tartani. Ha bármelyiket felengedi, a készülék abbahagyja a működést. A kezelés folytatásához ismételje meg az 1-4. lépéseket.
- Több villanásos üzemmódban az Izzó állapotjelző kijelzője villog, ha lenyomja a Bőrközelség érzékelőt vagy a Villanás gombot.

Ábra. 11



Ábra. 12



Ábra. 13



## ARCKEZELŐ FEJ

### ✱ Kezelje arcbőrét is az i-Light készülékkel (csak női arcon).


Az arcon lévő szőrszálak sok tekintetben eltérhetnek a testen lévő szőrszálaktól, emellett az arc bőre érzékenyebb, és sokkal inkább ki van téve a napból érkező UV sugárzásnak. Az arcon lévő nem kívánt szőrszálak kezelése így eltér a test felületén lévő szőrszálak kezelésétől. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a részt az arcbőr kezelését megelőzően.

♦ **FONTOS:** Az Arckezelő fejet kifejezetten a női arcon lévő szőrszálak egyedi tulajdonságai alapján fejlesztették ki. **NE** használja a testkezelő feltétet arcbőrén. A feltétek cseréjéhez olvassa el 'A kezelőfejek cseréje' részt.

### ✱ Hol használható az arckezelő fej?

Az Arckezelő fej használatát a női arcon, orcán, pajesznél, állon, a nyak területén és a száj felett lévő szőrszálak kezelésére tervezték, ahogy a 14. ábrán látható.

Ábra. 14



◆ **NE** használja a férfi szakáll vagy arcszőrzet eltávolításához, mivel az eredmény tartós vagy egyenetlen lehet, és az arc karaktere nem kívánt módon változhat.

◆ **Figyelmeztetések és óvintézkedések – Használat az arcbőrön**

◆ **NE** használja a készüléket a **SZEMEK, SZEMÖLDÖK ÉS SZEMPILLÁK** közelében. Ha a készüléket az utasításoknak megfelelően használja, a fény nem károsítja szemét, viszont ha a szórt fény kellemetlen szemének, lehetséges, hogy be kell zárnia szemeit vagy el kell fordulnia.

◆ **NE** használja **LEÉGETT** vagy **NAPBARNÍTOTT BŐRÖN**. A kezelés megkezdése előtt várja meg, míg a napégés elmúlik vagy a barnaság lekopik. A kezelés előtt távolítsa el bőréről a kozmetikumokat, testápolókat és krémeket (az önbarnító termékeket is). Használat után illatmentes krémet (SPF 30+) használjon, és a kezelés után legalább 24 óráig próbálja meg elkerülni a kezelt terület közvetlen napoztatását.

◆ **NE** világítsa meg ajkait, vagy egyéb **SÖTÉT PONTOKAT** (sötét szeplők, anyajegyek, májfoltok vagy tetoválások), mivel ezek a területek túl sok fényenergiát szívhatnak magukba, mely kellemetlen vagy fájdalmas érzést okozhat. **FEHÉR** szemceruzával, öntapadó ragasztócsikkal vagy egy vékony papírral lefedheti ezeket a területeket, hogy véletlen villanás esetén visszaverje a fényt.

◆ **NE** végezzen kezelést az **ORRLYUKAKBAN** és a **FÜLEIBEN**, mivel ezek kényes területek.

◆ **VIGYÁZAT:** Kerülje el olyan területek kezelését, ahol nagyon vékony, pigmentmentes szőrszálak találhatók, mivel ezeken a területeken a vékony szőrszálak eltávolítása után nem kívánt szálak nőhetnek. Borotválással vagy trimmerrel távolítsa el a látható szőrt. Ne használjon gyantát, epilátort, csipeszt vagy szételenítő krémet a szőr eltávolításához a kezelés előtt vagy alatt, mivel ezek kellemetlen mellékhatásokat okozhatnak az IPL folyamattal együtt. Trimmer használata esetén biztosítsa, hogy a szőrszálak maximum 0,5 mm hosszúak maradnak.

## ✱ A kezelőfejek cseréje

Az i-Light PRO készülékhez két különálló fej tartozik: egy Testkezelő fej és egy női Arckezelő fej. A Testkezelő fejet kifejezetten testszőrzetűhez tervezték; ekkor a készülék 2 másodpercenként villan. Az Arckezelő fej speciálisan a női archoz alakították, minimalizálva a fény elszóródását; ekkor a készülék 4 másodpercenként villan. Az Arckezelő fejet a 15. ábrán lévő ikonnal azonosíthatja be.

Ábra. 15



A kezelőfejek cseréjéhez kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kapcsolja ki a FŐKAPCSOLÓT, és húzza ki a TAPKÁBELT az elektromos aljzatból. A kezelőfejek cseréje előtt hagyja a rendszert 5 percig hűlni.
2. Egyik kezével fogja meg a kezelőfejet, míg másik kezével nyomja le a Kioldó gombokat, és óvatosan húzza le a kezelőfejet. Biztonságos helyen (pl. a csomagolásában) tárolja a használaton kívüli kezelőfejet, és ügyeljen, hogy a VILLANÁSJELZŐ ABLAK vagy egyéb alkatrészek ne sérüljenek meg.
3. Óvatosan nyomja a másik kezelőfejet a készülékre. Ellenőrizze, hogy mindkét gomb a helyére pattant.

**MEGJEGYZÉS:** a helyes felillesztéshez a hosszabb fűlnek (arany körökkel) kell felülre kerülni.

#### ✱ Segítő tippek az arcon lévő szőr kezeléséhez

Tesztelje egy kis területen – mivel az arc bőre általában érzékenyebb, a kezelés előtt végezzen tesztet a készülékkel. Lásd 'Az i-Light készülék tesztelése a bőrön' (7. ábra) című részt.

A kezelés irányításához használjon tükröt – így jól láthatja a kezelendő területet, és elkerülheti az ajkak vagy sötét pontok kezelését is. Ha a visszatükrözött fény kellemetlen érzést okoz, zárja be a szemét a villanások előtt.

A jobb bőrérzékelés érdekében feszítse meg bőrét - a bőr kontúrjai megnehezíthetik, hogy a bőrérzékelőket egyes területeken teljesen a bőréhez tudja érinteni. Lehetséges, hogy könnyebben halad a kezeléssel, ha felső ajkát a fogai közé húzza, vagy megfeszíti arcbőrét, így a készülék jobban kapcsolatba léphet a bőrrrel.

## TIPPEK A KEZELÉSHEZ

- A legjobb eredmény eléréséhez kerülje el a villanások átfedését. Ezzel segít megelőzni, hogy bőrét a szőrnövekedés elnyomásához szükségesnél több energia hatásának tegye ki. Továbbá biztosítja, hogy teljesen ki tudja használni a fénypatronot.
- A leghatékonyabb eredmény eléréséhez mindig azt a legmagasabb intenzitási szintet alkalmazza, mely még nem okoz kellemetlen érzést bőre számára. A javasolt szint meleg érzést eredményez a bőrfelszínen, de ez a meleg érzés még nem kellemetlen.
- Észreveheti, hogy a csontos területek, például a könyök, a sípcsont vagy a boka területe érzékenyebben reagál a kezelésre. Ez normális, nem ok az aggodalomra. Az ilyen jellegű érzékenység elkerüléséhez próbálja meg elhúzni a kezelendő bőrt a csontos területről.

## KEZELÉS UTÁNI ÁPOLÁS

A kezelés után a bőr enyhe kipirosodását és melegség érzetet tapasztalhat. Ez normális, és gyorsan elmúlik. A bőr kezelés utáni irritációjának elkerüléséhez végezze el a következő óvintézkedéseket:

- A kezelés után 24 óráig ne tegye ki a bőrét közvetlen napfénynek. SPF 30-as krémmel védje bőrét két hétig az egyes kezeléseket után.
- A kezelés után legalább két hétig ne tegye ki bőrét napsütésnek, szoláriumozásnak vagy önbarnító krém hatásainak.
- A kezelés után tartsa tisztán és szárazon bőrét, és igyon sok vizet, hogy bőre hidratált maradjon.
- A kezelt felületen kellő óvatossággal járjon el.
- A kezelés után 24 órán át ne vegyen forró fürdőt, zuhanyt, ne menjen gőzkabinba vagy szaunába.

- A kezelést követő 24 órán belül ne ússzon.
- Ne sportoljon 24 óráig a kezelés után.
- A kezelt terület felett ne viseljen szoros ruházatot.
- A teljes kezelés alatt ne szőrtelenítsen (kerülje a gyantázást, csipeszt, trimmelést vagy szőrtelenítő krémeket) – a borotválás lehetséges, ha az egyes kezeléseket követően 24 óráig nem borotválja az adott területet.
- Ne használjon fehérítő hatású krémeket, vagy illatosított termékeket a kezelés után 24 órán keresztül.
- Ne karcolja és csipegetse a kezelt területet.



## AZ I-LIGHT KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

❖ **VIGYÁZAT:** Az i-Light készülék tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a főkapcsolót, és kihúzta a tápkábelt a hálózati aljzatból.

- A rendszeres tisztítás elősegíti az optimális eredményt és az i-Light készülék hosszú élettartamát. Az alapegység külső felületét és a kezelőfejet enyhén megnedvesített kendővel törölje tisztára.
- A Villanás ablak megtisztításához használja az i-Light készülékhez mellékelte szőszmentes kendőt. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg vagy ne törje be a Villanás ablakot. A karcolások és törések csökkenthetik a készülék hatékonyságát.
- Makacs foltok esetén nedves vattapamaccsal vigyen fel kis mennyiségű vizet a Villanás ablakra, és törölje le a mellékelte szőszmentes kendővel.
- Kis kézi porszívóval távolítsa el a port és szennyeződések a kezelőfej szellőzőiből.

❖ **FIGYELEM:** Ha a Villanás ablak törött vagy megrepedt, tilos a készüléket tovább használni. Soha ne karcolja meg a Kezelőfejben lévő szűrőüveget vagy a fém felületet.

❖ **VIGYÁZAT:** Az i-Light készülék nagy feszültséget használó eszköz. Soha ne merítse vízbe. Soha ne mossa a készüléket vagy bármely tartozékát folyó víz alatt vagy mosogatógépekben. Ne használjon petróleum-alapú vagy gyúlékony tisztítószerket, mivel azok tűzveszélyesek. A készülék tisztításához soha ne használjon súrolószivacsot, karcoló hatású tisztítószerket vagy maró hatású folyadékokat, például olajat vagy acetont.

## ➡ HIBAELHÁRÍTÁS / TÁROLÁS / KARBANTARTÁS

✱ **Az i-Light készülék karbantartása**

❖ **VIGYÁZAT:** Az i-Light eszköz karbantartása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a főkapcsolót, és kihúzta a tápkábelt a hálózati aljzatból.

✱ **Az izzó cseréje**

1. Nyomja meg a kezelőfej kioldó gombjait, és óvatosan vegye le a kezelőfejet.
2. Óvatosan húzza ki az elhasznált fénypatront.
3. Helyezze be az új fénypatront.

❖ **VIGYÁZAT:** A fénypatronek cseréjekor közvetlenül ne érintse meg a fénypatront, mivel olajat és szennyeződést hagyhat az izzón. Ha így tesz, csökkenhet az izzó hatékonysága és használat során eltörhet. Helyezze vissza a kezelőfejet, és ellenőrizze, hogy a helyére pattant.



### ✱ Tárolás

- A készülék tárolásának megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati aljzathból és hagyja hűlni 10 percig.
- Száraz helyen, 15° C és 35° C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.

### ✱ Hibaelhárítás

Az i-Light készülék használata előtt olvassa végig ezeket az utasításokat. Tekintse meg a jelen hibaelhárítási útmutatót, ha problémát tapasztal az i-Light készülék használatával kapcsolatban, mivel ebben a részben megtalálja a leggyakoribb problémákat, melyek az i-Light készülék használata alatt felfelmerülnek. Ha követte a jelen fejezet utasításait, de még mindig hibát tapasztal, lépjen kapcsolatba a Remington® Szervízközpontjával, ahol további segítséget kaphat.

### A főkapcsoló BE van kapcsolva, de a készülék nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a készüléket működő hálózati aljzathoz csatlakoztatta.
- Próbálja meg másik hálózati aljzathoz csatlakoztatni.

### A készüléken karcolások vagy törések láthatóak.

Ne használja a készüléket, ha az sérült. Amennyiben aggályai vannak a készülék használatával kapcsolatban, függessze fel a használatát, és lépjen kapcsolatba a Remington® Szervízközpontjával, ahol további segítséget kaphat.

### ✱ Gyakran feltett kérdések

#### Bekapcsoltam a készüléket, de nem tudom növelni vagy csökkenteni az energiaszintet.

- Próbálja meg újraindítani a készüléket: kapcsolja ki, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja vissza.

#### Az Izzó állapotjelző kijelzője zölddel világít, de a készülék nem villan, ha megnyomom a gombot.

- Ellenőrizze, hogy a Bőrérzékelőt teljesen a bőréhez érinti.
- Próbálja meg újraindítani a készüléket: kapcsolja ki, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja vissza.

#### Furcsa illatot érzek.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék használata előtt teljesen leborotválta a kezelendő területet.

#### Kezelés után a kezelt terület bevörösödik.

- Ez normális, viszont a vörösödés rövidesen elmúlik. Ha nem így történik, próbálja meg alacsonyabb energiaszinten használni a készüléket.

#### Nem tapasztaltam optimális eredményt, vagy a szőrszálak visszánőttek.

- Az első kezelés után visszánőhetnek a szőrszálak. Ez teljesen normális. Az optimális eredmény érdekében ismételje meg a kezelést a szőrszálat visszánövekedése után.

**Megjegyzés:** Heti egy alkalomnál többször ne kezelje ugyanazt a területet.

◆ **LEGYEN ÓVATOS:** : Ha a készüléket hosszabb ideig folyamatosan használja, a készülék automatikusan kikapcsolhat (kb. 40 másodpercre), hogy lehűljön. Ha a készülék lehűlt, ismét használatra kész.

| <b>Intenzitás / Villanás üzemmód LED</b>    | <b>Jelzés</b>                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minden aktuálisan kiválasztott LED villog   | A készülék túlmelegedett, és ideiglenesen kikapcsolt, hogy lehűljön.                                                                                                              |
| Az Intenzitást jelző LED sorozatosan villog | A készülék nem megfelelően működik. Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy pár másodpercet, és próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, a készüléket meg kell javíttatni. |
| Minden LED villog sípoló hangjelzés mellett | A kezelőfejet eltávolították, vagy túl laza.                                                                                                                                      |
| <b>Hangjelzések</b>                         | <b>Jelzés</b>                                                                                                                                                                     |
| Nincs teljes kapcsolat                      | Megnyomta a Villanás gombot, míg a bőrzékelő nem volt teljesen lenyomva.                                                                                                          |
| A fénypatron cseréje                        | A fénypatron hiányzik, vagy ki kell cserélni.                                                                                                                                     |
| A bőrzékelők beszorultak                    | Megnyomta a Villanás gombot a bőrzékelő lenyomása után a készülék elindítását követően. Lehetséges, hogy a bőrzékelő beszorult.                                                   |

**\* Gyakran feltett kérdések (www.remington-ilight.com)**

**K. Mi az az i-Light? Mit jelent az intenzív villanófény (IPL)?**

V. Az IPL rendkívül rövid ideig intenzív villanófénnyel világítja meg a bőrt. A fény energiáját a szőrtüszőben lévő melanin nyeli el, ezáltal ideiglenesen megszünteti a szőr növekedését és késlelteti annak visszanövését.

**K. Ki használhatja az i-Light készüléket?**

V. Férfiak és nők egyaránt használhatják az i-Light készüléket a nyak területe alatt lévő nem kívánt szőrszálak eltávolításához. Emellett a nők használhatják az arcon, az arccsont alatt megjelenő szőrszálak eltávolítására. Az i-Light készüléket közepes szintónusú és sötét hajú embereknek tervezték. A biztonságos szintónusú bőr: világos, elefántcsont, barna, bézs és világosbarna. A biztonságos természetes szőrszín: fekete, sötétbarna és világosbarna.

**K. A test mely területeit kezelhetem az i-Light készülékkel?**

V. Az i-Light készüléket mindkét nem számára terveztük a következő területekre: a nyak alatt, a lábakon, alkaron, bikinivonalon, karon, mellkason és háton. A nők használhatják az arcon, az arccsont alatt megjelenő szőrszálak eltávolítására.

**K. Mit várhatok el az i-Light készüléktől?**

V. Az IPL technológia által az i-Light biztonságos és hatékony szalon minőségű szőrtelenítést biztosít az IPL technológia által.

**K. Milyen kockázatai vannak az i-Light használatának? Biztonságos?**

V. Az i-Light használata biztonságos, de mint minden elektromos készülék esetén lényeges elolvasni és követni a használati utasítást.

**K. Milyen gyakran javasolt használnom a terméket?**

- V. Bármikor használhatja az i-Light készüléket, ha szőrnövekedést tapasztal.  
◆ Ugyanazon területet ne kezelje a készülékkel heti egy alkalomnál többször.

**K. Mennyi ideig tart egy kezelés?**

- V. A kezelés ideje függ a kezelendő terület nagyságától, de a teljes láb kezelése általában nem vesz igénybe 15 percnél többet.

**K. Mikor lesz látható eredménye a kezelésnek?**

- V. Az eredmény nem lesz azonnal látható. A kezelés után előfordul, hogy a szőr ismét növekedni fog, de a legtöbb ilyen szőrszál két héten belül kihullik.  
A szőr növekedése három fázisban történik, melyek 18-24 hónapig tartanak. Csak az anagén fázisban lévő szőrszálakra hat a kezelés, ezért van szükség a kezelés többszöri megismétlésére, hogy az eredmény optimális legyen. Az eredmények általában néhány héttel az első kezelés után vehetők észre. A rendszeres és folyamatos heti (vagy az első három kezelés esetén kétheti) használat jó eredményt ad 6-12 héten belül (sötétebb bőr esetén ez tovább tarthat).

**K. Miért nő a szőrom a kezelés ellenére?**

- V. A kezelés után a szőr még két hétig növekszik, mely idő alatt észreveheti a szőrszálak kihullását. A folytatódó szőrnövekedés másik oka az lehet, hogy véletlenül kihagyott bizonyos területeket a kezelés alatt. Folytassa a terület kezelését, ahol szőrnövekedést tapasztal.

**K. Miért nem használhatom az i-Light készüléket, ha a bőröm napfénynek volt kitéve?**

- V. A napfénynek kitettség nagyobb szintű melanin jelenlétét okozhatja, így a bőre nagyobb eséllyel van kitéve leégésnek vagy hólyagok képződésének a kezelést követően.

**K. Milyen figyelmeztetéseket kell figyelembe vennem az i-Light használata során?**

- V. Bizonyos feltételek esetén korlátozottan használhatja az i-Light készüléket. Kérjük, teljesen olvassa végig a Figyelmeztetések és biztonsági utasítások fejezetet a Használati utasításban, mielőtt megkezdí a kezelést.

**K. Milyen gyakran kell kicserélnem az izzót?**

- V. A hosszú élettartamú fényparton 65000 villanást biztosít tekintet nélkül a kiválasztott intenzitási szintre. Nem valószínű, hogy valaha is ki kell cserélnie ezt a patront, de ha mégis, akkor kicserélheti egy tartalék hosszú élettartamú patronra vagy SP-6000SB-re, mely 1500 villanást biztosít patrononként. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Remington® Szervizközponttal!

**K. Hogyan használhatom az i-Light készüléket az arcomon?**

- V. Az i-Light csak a női arcon való használatra felel meg, az arccsont alatti területen, az arckezelő fej használatával.

**K. Hogyan ápolhatom a kezelt területeket?**

- V. Igyekezzen védeni a kezelt területeket a napsugárzástól.

**K. Fel kell függesztenem a normál tevékenységem az i-Light készülék használata után?**

- V. Nincs szükség a normál tevékenysége felfüggesztésére a kezelés után, ha nem fordulnak elő rendellenes komplikációk. Javasoljuk, hogy lefekvés előtt végezze el a kezelést, így a bőr esetleges kipirosodása reggelre elmúlik.

## K. Veszélyes az i-Light a bőrre hosszú távú használat esetén?

- V. Eddig semmilyen mellékhatást vagy bőrkárosodást nem jelentettek, mely az intenzív villanófény hosszú távú használatával kapcsolatban áll.

## K. Milyen gyakran használjam az i-Light készüléket?

- V. Az első kezelés után két héttel végezzen még egy kezelést, mivel a tapasztalatok szerint ez a leghatékonyabb a szőr mennyiségének csökkentéséhez. Kerülje ugyanazon területek többszöri kezelését egy használat alatt, mivel így nem növelhető a kezelés hatékonysága, viszont nő a bőrirritáció lehetősége.

## K. Használhatom az i-Light készüléket, ha a testszőröm szőke, vörös, ősz vagy fehér színű?

- V. Az i-Light leginkább a sötét szőrzetnél működik hatékonyan, mivel a sötét szőr több melanint tartalmaz. A melanin az a pigment, mely megadja a haj és a bőr színét, és ez nyeli el az i-Light kezelés során használt fényenergiát. A fekete és sötétbarna szőr reagál a legjobban a kezelésre. A barna és világosbarna szőr szintén reagál, viszont ekkor általában több kezelésre van szükség. A vörös szőr is mutathat valamennyi reakciót. A fehér, szőke és ősz szőrszálak általában nem reagálnak az i-Light kezelésre, habár a készülék néhány használója tapasztalt pozitív eredményt a készülék többszöri használatát követően.

## K. Használhatom az i-Light készüléket, ha természetesen barna bőröm van?

- V. Nem. Az i-Light készüléket úgy tervezték, hogy a szőr pigmentjeivel lépjen reakcióba. Ennek eredményeképpen a sötétbarna és fekete bőr túl sok fényt nyelhet el a készüléktől, így károsodhat a bőr. Természetesen barna bőrön ne használja az i-Light készüléket, mivel ez a típusú bőr túl sok melanint tartalmaz. Ha sötét bőrt az i-Light készülékkel kezel, égési sérüléseket, hólyagokat szerezhet, emellett a bőrszíne is elváltozhat (hiper- vagy hipopigmentáció). Tekintse meg a 2. oldalon lévő bőrszíneket bemutató táblázatot, hogy meghatározza, megfelel-e az Ön számára az i-Light készülék.

## K. Szükségem van szemvédelemre az i-Light készülék használatakor?

- V. Nem, a készülék nem veszélyes szemre, kivéve, ha a Testkezelő fejet használja arcbőre kezelésére. Az i-Light egy biztonságos rendszer, mellyel megelőzhető a nem szándékos villanás, ha az eszköz nincs közvetlen kapcsolatban a bőrrel. A kezelés során kijuttatott kis mennyiségű fény hasonlít a fényképezők villanásához; nem jelent veszélyt a szemekre. A speciálisan kialakított arckezelő fej minimalizálja a fény kiszivárgását. Ha a visszatükrözött fény kellemetlen érzést okoz, zárja be a szemét a villanások előtt.

## K. Használhatom az i-Light készüléket terhesség és szoptatás alatt?

- V. Nem. Az i-Light készülékkel nem végeztek tesztekterhes nőknél, így nem javasoljuk a készülék használatát terhesség és szoptatás alatt. A hormonális változások növelhetik a bőr érzékenységét, és a bőr sérülésének kockázatát.

## ✱ A Fitzpatrick bőrtípus meghatározó skála

Kezelhető bőrtónusok, Bőrtónus skála – Fitzpatrick I – IV. bőrtípusok  
Használhatja ezt a bőrtípus meghatározó skálát bőre önálló kiértékelésére: adja össze az egyes válaszok értékét. A teszt végeztével tekintse meg a skálát, mely a hat bőrtípus kategóriát mutatja be. A skála után találja meg az egyes bőrtípusokra vonatkozó leírást. Gyorsan és egyszerűen meghatározhatja, hogy bőre mely típusba tartozik.

**Genetikai hajlam:**

| Pontszám                                                      | 0                         | 1                      | 2                        | 3                | 4             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Milyen színű a szeme?                                         | Világoskék, szürkés, zöld | Kék, szürkés vagy zöld | Kék                      | Sötétbarna       | Barnás fekete |
| Milyen a természetes hajszíne?                                | Világos vörös             | Szőke                  | Gesztenye – sötét szőke  | Sötétbarna       | Fekete        |
| Milyen színű a bőre (a napsugárzásnak ki nem tett területek)? | Vöröses                   | Nagyon halvány         | Halvány bézs árnyalattal | Világosbarna     | Sötétbarna    |
| Vannak szeplői a kezelésnek ki nem tett területeken?          | Sok                       | Számos                 | Kevés                    | Előfordul néhány | Nincsenek     |

**Genetikai jellem számértéke összesen :----****Reakció a napfény hatásaira:**

| Pontszám                                    | 0                                       | 1                               | 2                           | 3                         | 4                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Mi történik, ha túl sokáig marad a napon?   | Fájdalmas kipirosodás, hólyagok, hámlás | Hólyagok, melyeket hámlás követ | Leégés, melyet hámlás követ | Ritkán leégés             | Soha nem égett még le a bőröm |
| Mennyire barnul le a bőre?                  | Alig, vagy egyáltalán nem               | Világos szín, enyhe barnaság    | Észrevehető barnaság        | Könnyen szerzett barnaság | Gyorsan leburnul a bőröm      |
| Több órával a napozás után beburnul a bőre? | Soha                                    | Ritkán                          | Időnként                    | Gyakran                   | Mindig                        |
| Hogyan reagál arcbőre a napfényre?          | Nagyon érzékeny                         | Érzékeny                        | Normál                      | Nagyon ellenálló          | Soha nem volt problémám       |

**A napfénynek kitettség összpontszáma :----**

## Napozási szokások:

| Pontszám                                                    | 0                   | 1           | 2           | 3                       | 4                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| Mikor napozott utoljára (szoláriumozás/ barnító krémek is)? | Több mint 3 hónapja | 2-3 hónapja | 1-2 hónapja | Kevesebb mint 1 hónapja | Kevesebb mint 2 hete |
| Napoztatta a kezelendő területet?                           | Soha                | Ritkán      | Időnként    | Gyakran                 | Mindig               |

## Barnulási szokások számértéke összesen:----

Adja össze a három részben kapott pontszámokat, hogy meghatározza a bőrtípusát.

## Bőrtípusa pontszáma – Fitzpatrick skála szerinti bőrtípus

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 0-7       | I                                       |
| 8-16      | II                                      |
| 17-25     | III                                     |
| 26-30     | IV                                      |
| 30 felett | V-VI ne használja az i-Light készüléket |

I. típus: Nagyon érzékeny, mindig leégő, soha nem barnuló bőr. Példa: Vörös haj és szőrzet szeplőkkel.

II. típus: Nagyon napérzékeny, könnyen leégő, minimálisan barnuló bőr. Példa: Világos színű bőr és haj, kaukázusi típus.

III. típus: Napérzékeny bőr, időnként leégő, lassan barnuló bőr világos árnyalatú barnulással. Példa: Sötétebb kaukázusi típus.

IV. típus: Minimálisan napérzékeny, minimális leégés, mindig barna bőr közép barna tónusig. Példa: mediterrán típusú kaukázusi, spanyolos típus.

V. típus: A napra nem érzékeny, ritkán leégő, jól barnuló bőr. Példa: Egyes spanyolos, vagy fekete bőrű típusok.

VI. típus: A napra nem érzékeny, soha le nem égő, mélyen pigmentált bőr. Példa: Sötétebb fekete bőrű típus.



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos és elektronikus készülékekben lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségügyi problémák elkerülése érdekében az ilyen jelzéssel ellátott készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, gondoskodni kell azok biztonságos megsemmisítéséről, illetve újrahasznosításáról.



## ➔ SZERVIZ ÉS JÓTÁLLÁS

A működést befolyásoló, a jótállási időtartamon belül jelentkező hibák esetén a készülék cseréjére kerül sor, amennyiben a termék az előírásoknak megfelelően volt használva és karbantartva.

A vásárlás helyén kártalanítják Önt amennyiben a garanciális igény jogos.

Az Ön törvényes jogait ez nem érinti. A tartozékokra ez nem vonatkozik.

A jótállás érvényét veszti, ha a termék javítását felhatalmazás nélküli személy végzi.

Jótállási időtartam = megvásárlástól számított 2 év.

Amennyiben az ügyfélszolgálatot hívja, kérjük, készítse elő a modellszámot (a készüléken levő adattáblán található), mivel e nélkül nem tudunk Önnek segíteni.

## ➔ JÓTÁLLÁSI JEGY

Importőr: Varta Hungária Kft, 1191, Budapest, Ady Endre út 42-44.

(a címen személyes ügyintézésre nincs lehetőség, kérjük, egyeztetessen telefonon ügyfélszolgálatunkkal: +36 1 347 9007)

Gyártó: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp Str. 9, 73479 Ellwangen, Németország  
Gyártmány: REMINGTON®.

Jótállási idő: 2 év

Eladó szerv által kitöltendő!

Forgalmazó neve, címe:

Típus:

Vásárlás időpontja:

Спасибо за покупку нового продукта Remington®.

Внимательно прочитайте инструкции и сохраните их на будущее. Перед эксплуатацией снимите всю упаковку.



## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ОЖОГОВ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА ИЛИ НАНЕСЕНИЯ ТРАВМ ЛЮДЯМ:
- 2 Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном руководстве.
- 3 Не пользуйтесь устройством, имеющим повреждения или поломки.
- 4 Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- 5 Силовой шнур и штекер следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в Международных сервисных центрах.
- 7 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 8 Используйте только те детали, которые поставляются с устройством.
- 9 Не перекусывайте, не переламывайте кабель, не наматывайте его вокруг устройства.
- 10 Корпус данного устройства не должен подвергаться мойке и не является водостойчивым. Не погружайте устройство в жидкость; не пользуйтесь им вблизи воды в ванне, бассейне, прочих емкостях; не используйте устройство на улице.
- 11 Следите, чтобы силовой шнур и штекер не намокли. Если устройство упало в воду, не следует сразу же доставать его – сначала отключите устройство от сети.
- 12 Не вставляйте и не вынимайте штекер влажными руками.
- 13 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.
- 14 Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 15 В комплект поставки устройства должны входить утвержденные изолированные адаптеры SW-120060EU (для Европы) и SW-120060BS (для Великобритании) с выходной мощностью 12 В DC; 600 mA (выход адаптера).



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Выключатель                        | 11 Шнур ручного блока i-Light          |
| 2 Вход питания                       | 12 Окошко вспышки                      |
| 3 База i-Light                       | 13 Сенсор контакта с кожей             |
| 4 Ручной блок i-Light                | 14 Кнопка фиксатора аппликатора        |
| 5 Кнопка вспышки                     | 15 Картридж с длительным сроком службы |
| 6 Кнопка выбора уровня интенсивности | 16 Насадка для тела                    |
| 7 Индикатор режима остывания         | 17 Шнур питания                        |
| 8 Индикатор состояния лампы          | 18 Безворсовая ткань                   |
| 9 Индикатор уровня интенсивности     | 19 Насадка для лица                    |
| 10 Сенсор кожи                       | 20 Сенсор контакта с кожей             |



## 👁 ЗНАКОМСТВО С i-LIGHT

### ★ Что такое i-Light?

Система i-Light PRO – это революционное устройство со световым воздействием для домашнего удаления нежелательных волос на теле и лице у женщин.

### ★ Что такое интенсивное импульсное излучение (технология IPL) и как работает i-Light?

Принцип работы i-Light состоит в направлении очень короткого интенсивного светового импульса на кожу. Световая энергия поглощается меланином волосистой луковицы, временно блокируя механизм роста волоса, таким образом, рост волоса приостанавливается.

В ходе роста волос волосные луковицы проходят три фазы. Это:

**анаген (фаза роста)** – фаза активного роста волосных луковиц. Концентрация меланина в высшей точке, поскольку именно он отвечает за пигментацию волос. Обработке технологией IPL поддаются только волосы в фазе анагена (рис. 2);

**катаген (фаза дегенерации)** – это короткая переходная стадия, наступающая после анагена и сигнализирующая о завершении фазы активного роста волос. Обычно она длится 2-3 недели (рис. 3);

**телоген (фаза покоя)** – волосная луковица пребывает в полном покое; это самая длительная фаза, которая длится около 100 дней. За это время среди старых волос пробиваются новые, и цикл роста начинается заново (рис. 4).


Чтобы все активные волосы оказались обработанными, мы рекомендуем использовать систему i-Light PRO три раза каждые две недели (для волос на теле) и четыре раза каждые две недели (для волос на лице у женщин).

Рис. 2




Анаген

Рис. 3



Катаген

Рис. 4



Телоген

### ★ Результаты применения прибора i-Light

Большинство пользователей через несколько недель после начала процедур отметят сокращение количества волос. Однако важно продолжить курс процедур, чтобы подвергнуть обработке каждый активный волос. Полный курс процедур составляет каждые 2 недели, по три процедуры

(волосы на теле) и четыре процедуры (волосы на лице у женщин), при необходимости можно повторить. Через несколько дней после первой процедуры вы можете заметить выпадение обработанных волос. Волосы, которые будут вырастать, станут реже, тоньше и светлее первоначальных волос. Такие изменения в росте абсолютно нормальны и ожидаемы.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ♦ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Перед началом эксплуатации i-Light:**

**Прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности. Перед началом работы проверьте, подходит ли вам i-Light.**

Чтобы узнать, подходит ли вам данное устройство, воспользуйтесь таблицей типов кожи на коробке и на обложке данного руководства, а также интегрированным сенсором кожи.

#### ✱ Тип кожи

См. таблицу типов кожи на странице 2.

- Не применяйте для естественно темной кожи (типы V и VI по шкале Фицпатрика) во избежание возникновения ожогов, волдырей и изменения цвета кожи.
- Не применяйте на загорелой коже или после недавнего воздействия солнца во избежание ожогов и повреждения кожи.
- i-Light неэффективен для натуральных седых, белокурых и рыжих волос на лице и теле.

#### ✱ Зоны, не подлежащие обработке:

- Не применяйте на коже головы и ушей.
- Не применяйте на лице и шее мужчин.
- Не применяйте на коже над скулой (при обработке женского лица)
- Не допускайте попадания вспышек света на кожу губ, чтобы избежать ожогов.
- Не применяйте на сосках, околососковых кружках и половых органах.
- Не применяйте в области татуировок или татуажа.
- Не применяйте на темно-коричневых и черных пятнах – родинках, родимых пятнах, веснушках.
- Не используйте в местах недавнего хирургического вмешательства, глубокого пилинга, лазерной шлифовки, на шрамах или коже, поврежденной в результате ожогов.

#### ✱ Когда не использовать/Когда избегать использования i-Light

- Не использовать в период беременности и кормления грудью.
- Не использовать, если в течение последних 4 недель вы загорали на солнце или пользовались искусственным загаром.
- Не использовать на сухой коже или на коже, поврежденной в результате химического или гликолевого пилинга, воздействия альфа-оксикислот.
- Во избежание ожогов не воздействуйте дважды на одну и ту же область.
- Не воздействуйте на один и тот же участок кожи чаще, чем раз в неделю.
- После микрошлифовки кожи не использовать в течение 14 дней.
- Не использовать, если вы уже проходите процедуры перманентного удаления волос.
- Не использовать при наличии кожных заболеваний, таких как рак кожи, последствия рака кожи,

рак, локализирующийся в обрабатываемых зонах, предраковые поражения, наличие нескольких атипичных родинок в зоне, подлежащей обработке.

- Не использовать при эпилепсии с повышенной светочувствительностью.
- Не использовать, если у вас обнаруживали коллагеноз, в том числе келоидные рубцы или плохое заживление ран.
- Не использовать, если в областях, подлежащих обработке, у вас были нарушения сердечно-сосудистой системы, такие как варикозное расширение вен или сосудистая эктазия.
- Не использовать, если ваша кожа чувствительна к свету, что проявляется в сыпи и аллергической реакции. Если вы принимаете фотосенсибилизирующие препараты или лекарства, сверьтесь с инструкцией к препарату. Никогда не используйте устройство, если существует риск фотоаллергических или фототоксических реакций или если прием лекарств обязывает вас избегать солнечных лучей.
- Не использовать при диабете, эритематозной волчанке, порфирии или застойной сердечной недостаточности.
- Не обрабатывайте участки кожи, которые подвергаются или недавно подвергались воздействию альфа-оксикислот, бета-оксикислот, топического изотретиноина или азелаиновой кислоты.
- Не использовать, если в последние полгода вы принимали перорально изотретиноин, аккутан или роаккутан. Это воздействие делает кожу более восприимчивой к разрывам, ранам и раздражениям.
- Не использовать при любого рода кровотечениях, при приеме антикоагулянтов, в том числе аспирина в больших дозах, предусматривающих перед началом любых других процедур 1-недельный период очистки.
- Не использовать при наличии инфекции, экземы, ожогов, воспалений луковицы, открытых ран, ссадин, постоперационных рубцов, простого герпеса, повреждений или гематом в зоне, подлежащей обработке.
- Не использовать на лице, если у вас был герпес; применение интенсивного импульсного излучения (IPL) или другого раздражающего кожу воздействия может вызвать рецидив герпеса.
- Не использовать, если у вас были иммуносупрессивные заболевания (в том числе ВИЧ-инфекция или СПИД) или во время приема иммуносупрессивных препаратов.
- Не использовать при приеме обезболивающих препаратов, снижающих чувствительность к теплу.
- Не использовать при применении стойких дезодорантов. Это может вызвать реакцию на коже.
- Не использовать на искусственных частях, таких как силиконовые имплантаты, контрацептивные имплантаты Implanon, кардиостимуляторы, отверстия подкожных инъекций (дозатор инсулина), пирсинг, и возле них.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Познакомьтесь с характеристиками вашего нового устройства i-Light

Система i-Light PRO – это революционное устройство со световым воздействием для домашнего удаления нежелательных волос на теле и лице у женщин.

### Окошко вспышки (рис. 1-12)

Окошко вспышки выполнено из стеклянного светофильтра с УФ-защитой, пропускающего свет определенной длины волны от ручного блока к коже и волосным луковицам.

❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед эксплуатацией всегда осматривайте окошко вспышки на предмет целостности линзы.

❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед эксплуатацией всегда протирайте окошко вспышки безворсовой тканью, стирая с линзы возможные остатки масла или грязи.

✳ **Сенсор контакта с кожей (рис. 1- 13 и 20)**

Сенсор контакта с кожей – механизм безопасности, предотвращающий случайное включение устройства. Для включения устройства сенсор контакта с кожей должен быть полностью прижат к коже.

✳ **Кнопка вспышки (рис. 1-5)**

Кнопка вспышки расположена на ручном блоке. Для включения лампы вспышки убедитесь, что сенсор контакта с кожей полностью соприкасается с кожей, и нажмите на кнопку вспышки.

✳ **Индикатор состояния лампы (рис. 1-8)**

Устройство готово к вспышке, если индикатор состояния лампы зеленый.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если нажать кнопку вспышки, когда сенсор контакта с кожей не полностью прижат ИЛИ индикатор состояния лампы не светится, раздастся звуковой сигнал. Когда индикатор состояния лампы засветится желтым, ресурса лампы хватит еще на 150 вспышек. Когда индикатор состояния лампы мигает желтым, картридж лампы отработал свой срок и более работать не будет. Для дальнейшей эксплуатации лампу следует заменить.

✳ **Кнопки фиксатора насадки (рис. 1-14)**

Нажмите на обе кнопки, после чего осторожно потяните за насадку.

❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед снятием защитного конуса ВСЕГДА следует проверять, чтобы устройство было ВЫКЛЮЧЕНО. Если снять защитный конус при ВКЛЮЧЕННОМ устройстве, замигает индикатор на базе и раздастся звуковой сигнал.

---

## ЗНАКОМСТВО С i-LIGHT

---

✳ **Картридж с длительным сроком службы (рис. 1-15)**

Предоставляемый картридж осуществит 65 000 вспышек, независимо от выбранного уровня интенсивности. Скорее всего, вам никогда не придется менять его; картридж с длительным сроком службы подлежит замене на такой же или на SP-6000SB, рассчитанный на 1500 вспышек. Обратитесь в местный Центр обслуживания Remington®.

✳ **Выбор уровня интенсивности (рис. 1-6)**

Устройство i-Light оснащено 5 уровнями интенсивности. Самое низкое значение – уровень 1, самое высокое – уровень 5.

**СОВЕТ:** Для повышения эффективности всегда используйте максимальный уровень интенсивности, не вызывающий дискомфортных ощущений на коже. Для определения используемого уровня интенсивности посмотрите на количество светящихся делений на индикаторе уровня интенсивности (рис. 1-9)

Устройство i-Light при включении автоматически переводится на уровень 1 интенсивности. Для изменения уровня нажмите на кнопку выбора уровня интенсивности.

## ✱ Попробуйте действие устройства i-Light на коже

1. Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности.
2. Ознакомьтесь с функциями i-Light.
3. Убедитесь, что цвет вашей кожи лежит в допустимом диапазоне, сверившись с таблицей типов кожи (рис. 5).
4. Подержите участок кожи, который вы хотите обработать, у сенсора кожи, прикоснувшись к нему (рис. 6).  
Если ваша кожа подходит, устройство издаст звуковой сигнал и включится.  
Если ваша кожа не подходит, прибор издаст жужжащий звук и не включится.
5. Проверьте устройство i-Light на маленьком участке кожи и подождите 48 часов, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций (рис. 7).

Рис. 5



Рис. 6




Рис. 7



## ✱ Обработайте желаемые области устройством i-Light

### Подготовьте кожу к процедуре

1. Убедитесь, что обрабатываемый участок чист, не содержит остатков масла, дезодоранта, духов, косметики, лосьонов и кремов. Сбрейте или срежьте волосы с обрабатываемой области (рис. 8).
2. Никогда не пользуйтесь воском, пинцетом, средствами для эпиляции и депиляции, поскольку удаление волос таким способом противодействует процессу IPL.

### Подготовьте устройство к процедуре

3. Раскрутите провод излучателя на базе i-Light и установите излучатель на базу. Найдите выключатель на базе i-Light и убедитесь в том, что прибор выключен. Подключите провод к базе i-Light через соответствующий вход. Подключите шнур питания к настенной розетке. Включите выключатель (рис. 9).
4. Используйте сенсор кожи, чтобы активировать прибор. Необходимо активировать прибор при переходе от одного участка тела к другому.
5. Выберите требуемый уровень интенсивности (рис. 10).  
Если ваша кожа не подходит, прибор издаст жужжащий звук и не включится.

Рис. 8



Рис. 9




Рис. 10



## ✱ Обработайте нужную зону или зоны прибором i-Light.

Прибор i-Light оснащен двумя оперативными режимами: режим одноразовой вспышки и режим многократной вспышки. При включении прибор i-Light автоматически настраивается на режим одноразовой вспышки.

**Режим одноразовой вспышки:** прибор i-Light включает вспышку один раз, когда кнопка вспышки нажата и сенсор контакта с кожей полностью задействован.

**Режим многократной вспышки:** прибор i-Light включает вспышку один раз в две секунды, когда кнопка вспышки нажата и сенсор контакта с кожей полностью задействован.

Режим многократной вспышки позволяет быстро обработать крупные участки, такие как ноги, грудь и спину путем простого проведения прибора по новому участку после каждой вспышки.

## ✱ Режим одноразовой вспышки

1. Приложите излучатель i-Light к коже таким образом, чтобы окно вспышки было на одном уровне с поверхностью кожи (рис.11)
2. Убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью задействован, и горит индикатор статуса лампы.
3. Для активации прибора нажмите кнопку вспышки (рис. 12).
4. Переместите ручной блок в новую точку обработки и повторите шаги 1-3 (рис. 13).

## ✱ Режим многократной вспышки

1. Приложите излучатель i-Light к коже таким образом, чтобы окно вспышки было на одном уровне с поверхностью кожи (рис.11)
2. Убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью задействован, и горит индикатор статуса лампы.
3. Нажмите И УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку вспышки, чтобы активировать устройство (рис. 12).
4. Немедленно после возникновения вспышки переместите ручной блок в новое место. Через некоторое время (около 2 секунд) произойдет следующая вспышка (рис. 13).

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Во время режима многократной вспышки, сенсор контакта с кожей И кнопка вспышки должны быть полностью нажаты, в противном случае прибор не будет работать. Для возобновления процедуры повторите шаги 1-4.
- Во время режима многократной вспышки, индикатор состояния лампы будет постоянно гореть, пока сенсор контакта с кожей и кнопка вспышки будут полностью задействованы.

Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13



## 👁 НАСАДКА ДЛЯ ЛИЦА

✦ **Обрабатывайте кожу лица устройством i-Light (только для женщин)**


Волосы на лице отличаются от волос на теле; кожа на лице более чувствительна, более подвержена УФ излучению солнца. Поэтому удаление волос на лице отличается от удаления волос на теле. Обязательно внимательно прочтите этот раздел, прежде чем начинать уход за кожей лица.

◆ **ВАЖНО:** Насадка для лица специально разработана для удаления волосков на женском лице, обладающих уникальными характеристиками. **НЕ** обрабатывайте лицо насадкой для тела. Инструкции по замене насадок см. в разделе «Смена насадки».

✦ **Для каких зон можно использовать насадку для лица.**

Насадка для лица предназначена для удаления волос на щеках, скулах, подбородке, в области шеи, над губой у женщин, см. рис. 14.

Рис. 14



◆ **НЕ** используйте насадку для удаления волос на мужском лице в зоне бороды или в других зонах, так как результат может быть долговременным или неравномерным, что может привести к нежелательным изменениям характеристик кожи лица.

## ⚡ Предупреждения и меры безопасности – При использовании для лица

⚡ **НЕ** используйте в области ГЛАЗ, БРОВЕЙ или РЕСНИЦ. При правильном использовании свет не должен вредить глазам, однако, если рассеянный свет доставляет вам дискомфорт, у вас может появиться желание закрыть глаза или отвести взгляд.

⚡ **НЕ** обрабатывайте кожу, подверженную ЕСТЕСТВЕННОМУ или ИСКУССТВЕННОМУ загару. Прежде чем начать процедуры, дождитесь полного исчезновения загара. Перед процедурой смойте остатки косметики, лосьонов, кремов (в том числе автозагар). После процедуры воспользуйтесь лосьоном без отдушки (SPF 30+) и старайтесь избегать воздействия прямых солнечных лучей на обработанную область в течение 24 часов.

⚡ **НЕ** воздействуйте вспышкой на ГУБЫ и прочие ТЕМНЫЕ участки кожи (темные веснушки, родинки, родимые пятна или татуировки), поскольку они могут поглотить слишком много световой энергии, что может стать причиной дискомфорта или боли. Эти зоны можно скрыть БЕЛОЙ подводкой, стикером или плотной бумагой, отражающими свет при его случайном попадании.

⚡ **НЕ** удаляйте волосы в НОЗДРЯХ и УШАХ, эти зоны слишком нежны.

⚡ **ОСТОРОЖНО:** Избегайте воздействия на области, содержащие только пушковые волосы (очень тонкие, редкие волосы), поскольку это может привести к нежелательному росту волос впоследствии. Сбрейте или срежьте все видимые волосы. Не пользуйтесь воском, пинцетом, средствами для эпиляции и депиляции перед или во время проведения процедур, поскольку удаление волос таким способом противодействует процессу IPL. Состригая волосы, не оставляйте волосков длиннее 0,5 мм.

## ★ Смена насадок

В комплект i-Light Pro входят две разных насадки – для тела и для кожи на женском лице. Насадка для тела специально разработана для удаления волос с тела и может вырабатывать вспышку каждые 2 секунды. Насадка для лица изготовлена, исходя из особенностей волосков на женской коже лица. Она сводит к минимуму утечку света и может вырабатывать вспышку каждые 4 секунды. Насадка для лица отмечена значком, изображенным на рис. 15.

**Рис. 15**



Для замены насадки выполните указанные инструкции.

1. Выключите устройство нажатием на кнопку ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ и выньте из розетки шнур питания. Перед заменой насадки необходимо дать системе остыть в течение 5 минут.



2. Одной рукой удерживайте насадку, а второй нажимайте обе кнопки фиксатора и слегка потяните. Неиспользуемую насадку храните в безопасном месте (например, в упаковке), чтобы не повредить ОКОШКО ВСПЫШКИ и прочие компоненты.
3. Установите на место в ручном блоке другую насадку, прижмите ее, чтобы оба боковых паза встали на место. **ПРИМЕЧАНИЕ:** для верного расположения более длинный паз (с золотыми дорожками) должен быть сверху.

#### ✳ **Полезные советы по удалению волос на лице**

Попробуйте сначала на отдельном участке кожи – кожа лица более чувствительна, поэтому сначала следует попробовать на маленьком участке кожи. Подробнее см. в разделе «Попробуйте действие устройства i-Light на коже» (рис. 7).

Выполняйте процедуры перед зеркалом – пользуясь зеркалом, вы будете иметь хороший обзор обрабатываемой области и не затронете губы или другие темные участки кожи. Если отраженный свет доставляет вам дискомфорт, возможно, вы захотите закрыть глаза перед каждой вспышкой. Для лучшего контакта с кожей натягивайте кожу – из-за контуров лица в определенных местах сложно обеспечить полное соприкосновение сенсора с кожей. Попробуйте, например, завернуть верхнюю губу за зубы или натягивать кожу на щеках языком изнутри – так контакт сенсора с кожей будет эффективнее.

## **СОВЕТЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ**

- Для повышения эффективности избегайте наложения вспышек. Таким образом, вы не допустите воздействия большего количества энергии, чем необходимо для подавления роста волос. Кроме того, таким образом обеспечивается максимальное использование картриджа.
- Для повышения эффективности всегда используйте максимальный уровень интенсивности, не вызывающий дискомфортных ощущений на коже. Вместо дискомфорта вы должны ощущать на коже тепло.
- Вы можете отметить, что костистые области тела, такие как локти, голени и лодыжки, более чувствительны во время процедуры. Это нормально и не является поводом для тревоги. Чтобы понизить чувствительность, во время выполнения процедуры постарайтесь оттягивать кожу от костистой области.

## **ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД**

После процедуры в местах обработки может наблюдаться легкое покраснение или чувство тепла. Это нормально и скоро пройдет. Во избежание раздражения кожи после обработки выполняйте следующие меры предосторожности:

- Избегайте воздействия солнечных лучей в течение 24 часов после процедуры. Защитите кожу SPF 30 на 2 недели после каждой процедуры.
- Не усиливайте воздействие солнца – не загорайте, не пользуйтесь солярием и автозагаром как минимум 2 недели после процедуры.
- После процедуры обработанные места следует держать чистыми и сухими, пить много воды, чтобы кожа оставалась увлажненной.
- Осторожно обращайтесь с обработанной зоной.

- Не принимайте ванны, душ, не посещайте баню, сауну в течение 24 часов после процедуры.
- Не плавайте и не купайтесь в течение 24 часов после проведения процедуры.
- Не занимайтесь контактными видами спорта в течение 24 часов после процедуры.
- Не одевайте облегающую одежду на обработанные участки.
- Во время процедур не делайте депиляцию (воском, кремом, нитью или путем выщипывания). Брить волосы можно спустя 24 часа после проведения процедуры.
- Не пользуйтесь отбеливающими кремами и парфюмерными продуктами в течение 24 часов после процедуры.
- Не расчесывайте и не царапайте обработанные участки.

## ЧИСТКА УСТРОЙСТВА i-LIGHT

- ◆ **ОСТОРОЖНО:** Перед чисткой i-Light убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**, а шнур питания отсоединен от базы.
- Регулярная очистка поможет обеспечить оптимальные результаты и долгую эксплуатацию прибора i-Light. Внешнюю поверхность базы и ручной блок можно протереть слегка влажной тряпкой.
  - Для чистки окошка вспышки используйте только входящей в комплект устройства i-Light безворсовой тканью. Будьте аккуратны, не поцарапайте окошко вспышки. Царапины и сколы снижают эффективность устройства.
  - Для удаления стойких загрязнений с окошка вспышки, используйте смоченный небольшим количеством воды ватный тампон, после чего протирайте входящей в комплект безворсовой тканью.
  - Пыль и грязь из вентиляционных отверстий ручного блока следует удалять портативным пылесосом.

◆ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте устройство с треснутым или разбитым окошком вспышки. Не царапайте стекло фильтра и металлическую поверхность внутри насадки.

◆ **ОСТОРОЖНО:** Устройство i-Light является прибором высокого напряжения. Не погружайте его в воду. Не промывайте устройство или его детали под проточной водой или в посудомоечной машине. Во избежание возгорания не применяйте чистящие средства на основе бензина или других воспламеняемых веществ. Для чистки устройства никогда не используйте губки, абразивные чистящие средства, агрессивные жидкости наподобие масла или ацетона.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ХРАНЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

✱ **Техническое обслуживание устройства i-Light**

◆ **ОСТОРОЖНО:** Перед обслуживанием i-Light убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**, а шнур питания отсоединен от базы.

✱ **Замена лампы**

1. Нажмите на кнопки фиксации насадки и слегка потяните насадку, чтобы снять ее.
2. Аккуратно вытащите блок со старой лампой.
3. Установите на место новый ламповый блок.

❖ **ОСТОРОЖНО:** При замене лампового блока не касайтесь непосредственно лампы, чтобы не оставить загрязнений на ней, что может снизить эффективность лампы или стать причиной ее повреждения во время проведения процедуры.

4. Установите насадку, зафиксировав ее на месте.

## ✱ **Хранение**

- Выключите устройство, отключите его от сети и дайте остыть 10 минут. Устройство готово к хранению.
- Храните устройство в сухом месте при температуре 15 – 35°C.

## ✱ **Обнаружение и устранение неисправностей**

Перед эксплуатацией i-Light всегда полностью читайте инструкции.

Если с i-Light возникают проблемы, обращайтесь к данному руководству по поиску и устранению неисправностей, поскольку в этом разделе рассматриваются самые частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время эксплуатации i-Light. Если после выполнения настоящих указаний проблема остается нерешенной, для дальнейшей поддержки просим вас связаться с сервисным центром компании Remington®.

## После включения прибор не работает.

- Убедитесь, что устройство подключено к работающей розетке.
- Попробуйте подключить прибор к другой розетке.

## На приборе имеются трещины, или он сломан.

Не используйте прибор, если он поврежден. Если у Вас есть сомнения по поводу использования прибора, прекратите его эксплуатацию и обратитесь за помощью в сервисный центр компании Remington®.

## ✱ **Часто задаваемые вопросы**

**Включив прибор, я не могу увеличить или уменьшить интенсивность излучения.**

- Попробуйте перезагрузить прибор, выключив его на несколько секунд и снова включив.

**Индикатор состояния лампы зеленый, однако по нажатии на кнопку устройство не производит вспышку.**

- Убедитесь в том, что сенсор контакта с кожей полностью соприкасается с кожей.
- Попробуйте перезагрузить прибор, выключив его на несколько секунд и снова включив.

## Появление необычного запаха.

- Убедитесь в том, что обрабатываемая зона перед процедурой была полностью выбрита.

## Обрабатываемая зона после процедуры покраснела.

- Это нормально, покраснение сойдет. В противном случае попробуйте снизить уровень интенсивности.

## Оптимальный результат не был достигнут, или волосы растут снова.

- После проведения первой процедуры волосы могут начать расти снова. Это совершенно нормально. Для достижения оптимального результата повторяйте процедуру, когда Вы заметите, что волосы опять начинают расти.

**Примечание:** Не обрабатывайте один и тот же участок кожи чаще, чем раз в неделю.

❖ **ПОМНИТЕ!** : Если прибор используется на протяжении долгого промежутка времени, он может автоматически отключаться примерно на 40 секунд для охлаждения. После того как прибор остынет, его снова можно использовать.

| Светодиод режима вспышки/ интенсивности              | Показания                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Все выбранные светодиоды мигают                      | Прибор перегрелся и временно отключен для охлаждения.                                                                                                    |
| Последовательное загорание светодиодов интенсивности | Устройство работает некорректно. Выключите его, подождите пару секунд и повторите попытку. Если проблема не исчезает, устройство следует сдать в ремонт. |
| Все светодиоды мигают со звуковым сигналом           | Насадка снята или не закреплена.                                                                                                                         |
| Звуковые сигналы                                     | Показания                                                                                                                                                |
| Неполный контакт                                     | Кнопка вспышки была нажата, когда сенсор контакта с кожей не был полностью задействован.                                                                 |
| Замените картридж                                    | Картридж отсутствует или нуждается в замене.                                                                                                             |
| Сенсоры контакта зависли                             | Кнопка вспышки нажата после того, как был задействован сенсор контакта с кожей с момента включения устройства. Возможно, сенсор контакта завис.          |

✱ Часто задаваемые вопросы ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))

**В. Что такое i-Light? Что такое импульсы высокоинтенсивного света (IPL)?**

О. Принцип работы импульсов высокоинтенсивного света состоит в излучении очень коротких, интенсивных импульсов фильтрованного света на кожу. Энергия света поглощается пигментами цвета в самих волосах и вокруг них, затормаживая волосные луковицы и временно задерживая механизм роста волос.

**В. Кто может пользоваться i-Light?**

О. Прибором i-Light могут пользоваться как мужчины, так и женщины для удаления нежелательных волос ниже шеи. Женщины могут использовать его для удаления волос на лице на коже под скулами. Прибор i-Light был разработан для людей с кожей от светлых до средних тонов и темными волосами. Подходящие тона кожи включают в себя только светлый, цвет слоновой кости, смуглый, бежевый и светло-коричневый. Подходящие натуральные цвета волос включают черный, темно-каштановый и каштановый.

**В. Какие зоны можно обрабатывать прибором i-Light?**

О. Прибор i-Light предназначен для использования в зонах ниже шеи, включая ноги, подмышки, зону бикини, руки, грудь и спину. Женщины могут применять устройство для удаления волос на лице под скулами.

**В. Какой результат я могу ожидать от применения прибора i-Light?**

О. Прибор i-Light на профессиональном уровне обеспечивает безопасное и эффективное удаление волос с использованием технологии импульсов высокоинтенсивного света.

**В. Какие риски связаны с использованием прибора i-Light? Насколько он безопасен?**

- О. Прибор i-Light безопасен в использовании, но как и любой другой электроприбор требует внимательного изучения и выполнения указаний по эксплуатации.

**В. Как часто следует применять прибор i-Light?**

- О. Прибор i-Light следует использовать, как только Вы заметите, что волосы снова стали расти.

◆ НЕ проводите процедуру на одном и том же участке кожи чаще, чем раз в неделю.

**В. Как долго должна длиться одна процедура?**

- О. Времени процедуры зависит от размера обрабатываемой зоны, но обработка одной ноги полностью не должна превышать 15 минут.

**В. Когда будут заметны первые результаты?**

- О. Результаты не будут заметны сразу. После проведения процедуры волосы могут начать расти заново, но большинство таких волос начнет выпадать спустя 2 недели.

Рост волос представляет собой цикл, длящийся от 18 до 24 месяцев и состоящий из трех фаз. Только волосы в фазе анагена поддаются обработке облучением, вот почему для достижения оптимального результата необходимо многократное применение прибора. Результаты в основном становятся заметными в течение нескольких недель после первого применения. Продолжительное регулярное еженедельное использование (или 3 процедуры раз в две недели) приведет к хорошему стойкому результату в течение 6-12 недель (применение для более темной кожи может длиться дольше).

**В. Почему волосы продолжают расти несмотря на проведенные процедуры?**

- О. Волосы продолжают расти еще до двух недель после проведения процедуры, но в течение этого времени Вы можете заметить, что волосы начинают выпадать. Другой причиной для продолжения роста волос может быть тот факт, что данная зона не была обработана во время процедуры. Продолжайте обрабатывать зоны, в которых Вы заметите новый рост волос.  
Примечание: Не обрабатывайте один и тот же участок чаще, чем раз в неделю.

**В. Почему нельзя использовать прибор i-Light после пребывания на солнце?**

- О. Пребывание на солнце вызывает повышение уровня меланина, что может стать причиной ожогов и волдырей после проведения процедуры.

**В. Какие противопоказания имеются к применению прибора i-Light?**

- О. Определенные обстоятельства могут ограничить возможность использования прибора. Пожалуйста, перед применением прибора i-Light прочитайте всю инструкцию по безопасности в руководстве по эксплуатации.

**В. Как часто следует менять лампу?**

- О. Картридж с длительным сроком службы осуществит 65 000 вспышек, независимо от выбранного уровня интенсивности. Скорее всего, вам никогда не придется менять его; картридж с длительным сроком службы подлежит замене на такой же или на SP-6000SB, рассчитанный на 1500 вспышек. Обратитесь в местный Центр обслуживания Remington®.

**В. Можно ли применять прибор i-Light для лица?**

- О. Устройство i-Light можно применять для удаления волос на женском лице под скулами, используя насадку для лица.

**В. Какой последующий уход нужно обеспечить для обработанных зон?**

О. Избегайте незащищенного воздействия солнечных лучей на обработанные зоны.

**В. Можно ли заниматься обычной деятельностью после использования прибора i-Light?**

О. После применения прибора можно заниматься обычной деятельностью, если не возникло необычных осложнений. Проводить процедуры рекомендуется перед отходом ко сну, так как появившаяся краснота должна до утра исчезнуть.

**В. Является ли длительное применение прибора i-Light опасным для кожи?**

О. О побочных эффектах или повреждениях кожи вследствие длительного применения интенсивного импульсного излучения не сообщалось.

**В. Как часто нужно проводить обработку кожи прибором i-Light?**

О. Доказанный эффективный интервал составляет 2 недели для начального применения. Необходимо избегать обработки одной зоны несколько раз в течение одной процедуры, так как это не увеличит эффективность воздействия, но может повысить риск раздражения кожи.

**В. Можно ли использовать прибор i-Light для светлых, рыжих, серых или седых волос?**

О. Наилучший эффект достигается при применении прибора для темных волос, так как они содержат большее количество меланина - пигмента, отвечающего за цвет волос и кожи. Меланин является тем веществом, которое поглощает энергию света во время обработки прибором i-Light. Лучше всего это происходит у черных и темно-коричневых волос. Коричневые или светло-коричневые волосы также поддаются обработке, но обычно это требует большего количества процедур. Рыжие волосы могут поддаваться обработке. Седые, серые или светлые волосы обычно не поддаются обработке прибором i-Light, хотя в некоторых случаях после многократного проведения процедур были также достигнуты результаты.

**В. Можно ли использовать прибор i-Light людям с темной кожей?**

О. Нет. Прибор i-Light предназначен для воздействия на темные пигменты волос. В результате темно-коричневая и черная кожа может поглотить чрезмерное количество энергии прибора (тепла), что может привести к повреждению кожи. Не используйте прибор i-Light на темной коже, так как она содержит большое количество меланина. Обработка темной кожи прибором i-Light может привести к ожогам, волдырям и изменению цвета кожи (гипер- или гипопигментация). Чтобы определить подходит ли Вам прибор i-Light, ознакомьтесь с картой тонов кожи на странице 2.

**В. Нужно ли защищать глаза при использовании прибора i-Light?**

О. Нет, прибор не представляет опасности для глаз, если он не направлен на лицо. Прибор i-Light снабжен защитной системой, которая препятствует случайному излучению, если прибор не находится в прямом контакте с кожей. Небольшое количество света, излучаемое во время проведения процедуры, соответствует вспышке фотоаппарата и не является опасным для глаз, за исключением случаев, когда он направлен прямо в лицо. Специально разработанная насадка для лица сводит к минимуму утечку света. Если отраженный свет доставляет вам дискомфорт, возможно, вы захотите закрыть глаза перед каждой вспышкой.

**В. Можно ли использовать прибор i-Light во время беременности или кормления грудью?**

О. Нет, прибор i-Light не проходил тестирование на беременных женщинах, поэтому использование прибора не рекомендуется во время беременности или кормления грудью. Гормональные изменения увеличивают чувствительность кожи и могут вызвать ее повреждения.

**✳ Карта тонов кожи Фитцпатрика**

Допустимые тона кожи, карта тонов кожи - типы кожи по Фитцпатрику 1-4

Для того, чтобы удостовериться в возможности применения прибора, вы можете использовать карту тонов кожи и опросный лист, где вы должны суммировать Ваши ответы. В конце вы найдете шкалу, представляющую оттенки для каждого из шести типов кожи. Ниже приводятся пояснения для каждого типа кожи. Таким образом, вы сможете быстро и легко определить ваш тип кожи.

| Генетический тип:                                 |                                |                            |                            |                   |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| Баллы                                             | 0                              | 1                          | 2                          | 3                 | 4           |
| Какого цвета ваши глаза?                          | Светло-голубой, серый, зеленый | Голубой, серый или зеленый | Голубой                    | Темно-карий       | Черно-карий |
| Какой натуральный цвет Ваших волос?               | Песочно-рыжий                  | Светлый                    | Каштановый, темный блондин | Темно-карий       | Черный      |
| Какого цвета ваша кожа (без загара)?              | С красноватым оттенком         | Очень светлый              | Светлый с бежевым оттенком | Светло-коричневый | Темно-карий |
| Есть ли у вас веснушки на незагорелых зонах кожи? | Много                          | Несколько                  | Редкие                     | Почти нет         | Нет         |
| Сумма баллов для раздела «генетический тип» :---- |                                |                            |                            |                   |             |

## Реакция на солнечные лучи:

| Баллы                                                                      | 0                                           | 1                                | 2                                       | 3                           | 4                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Что происходит с вашей кожей, если вы слишком долго находитесь на солнце?  | Болезненное покраснение, волдыри, шелушение | Волдыри с последующим шелушением | Ожоги, местами с последующим шелушением | Редкие ожоги                | Ожогов никогда не было  |
| Насколько интенсивен ваш загар?                                            | Нет или еле заметен                         | Светлый загар                    | Умеренный загар                         | Быстрый и интенсивный загар | Очень темный загар      |
| Коричневает ли ваша кожа, спустя несколько часов после воздействия солнца? | Никогда                                     | Редко                            | Иногда                                  | Часто                       | Всегда                  |
| Как реагирует на солнце ваша кожа лица?                                    | Очень чувствительно                         | Чувствительно                    | Нормально                               | Очень устойчиво             | Проблем никогда не было |

**Общая сумма баллов за реакцию на солнечное воздействие :----**

## Регулярность загара:

| Баллы                                                                        | 0                     | 1                | 2                | 3                  | 4                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Когда вы последний раз загорали (включая солярий или автозагар)?             | Более 3 месяцев назад | 2-3 месяца назад | 1-2 месяца назад | Менее месяца назад | Менее 2 недель назад |
| Подвергали ли вы участки, подлежащие обработке, воздействию солнечных лучей? | Никогда               | Почти никогда    | Иногда           | Часто              | Всегда               |

**Сумма баллов для раздела «регулярность загара»:----**

Теперь просуммируйте баллы, полученные по всем трем разделам вопросника.



| Итоговая сумма баллов – тип кожи по Фитцпатрику |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0-7                                             | I                           |
| 8-16                                            | II                          |
| 17-25                                           | III                         |
| 26-30                                           | IV                          |
| Более 30                                        | V-VI Не используйте i-Light |

ТИП I: очень чувствительный, постоянные ожоги, отсутствие загара. Например: рыжие волосы с веснушками.

ТИП II: очень чувствительный к солнцу, частые ожоги, минимальный загар. Например: светлая кожа, светловолосый кавказский тип.

ТИП III: чувствительная к солнцу кожа, возможные ожоги, медленный загар до светло-коричневого цвета. Например: темный кавказский тип.

ТИП IV: минимальная чувствительность к солнцу, минимальные ожоги, постоянный загар до умеренно-коричневого цвета. Например: средиземноморский кавказский тип, некоторые испанцы.

ТИП V: нечувствительная к солнцу кожа, редкие ожоги, хороший загар. Например: некоторые испанцы, некоторые чернокожие.

ТИП VI: отсутствие чувствительности к солнцу, отсутствие ожогов, глубокая пигментация. Например: темные чернокожие.



## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Во избежание угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.



## ➡ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Данное изделие проверено и не содержит дефектов. Данная гарантия распространяется на дефекты, возникшие в результате использования некачественного материала или производственного брака в течение гарантийного периода, считая от даты покупки изделия. Если в течение гарантийного периода в изделии обнаруживаются неполадки, мы бесплатно починим его или заменим изделие или его часть, при условии наличия документа, подтверждающего покупку. Расходные материалы не включены.

Ваши законные права сохранены.

Гарантийный период = 2 года с момента первой розничной покупки.

При обращении в сервисный центр, будьте готовы назвать номер модели, поскольку иначе мы не сможем вам помочь. Номер модели находится на табличке, прикрепленной к устройству.

Yeni Remington® ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.  
Lütfen burada verilen talimatları dikkatle okuyun ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajını çıkarın.



## ÖNEMLİ TEDBİRLER

- 1 UYARI – YANIK, ELEKTRİK ŞOKU, YANGIN VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:
- 2 Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan amacı doğrultusunda kullanın.
- 3 Hasarlı veya arızalı çalışan cihazları kullanmayın.
- 4 Cihazı, fişi prize takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- 5 Elektrik fişini ve kablосunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- 6 Ürünü, kablосu hasarlı durumdayken kullanmayın. Uluslararası Servis Merkezilerimiz yoluyla yenileme yapılabilir.
- 7 Ürünü 15° ve 35°C arasında bir sıcaklıkta muhafaza edin.
- 8 Sadece cihazla birlikte verilen parçaları kullanın.
- 9 Kabloyu bükmeyin veya dolaştırmayın ve cihazın etrafına sarmayın.
- 10 Bu cihazın gövdesi yıkanmaz ve suya dirençli değildir. Cihazı sıvıya daldırmayın; banyo küveti, lavabo veya içi su dolu diğer kapların yanında veya yakınında kullanmayın ve dış mekanlarda kullanmayın.
- 11 Elektrik kablосunun ve adaptörün ıslanmamasına dikkat edin. Şayet suya düşerse, ürününüze erişmeye çalışmayın - derhal fişini elektrik prizinden çekin.
- 12 Cihazın fişini elektrik prizine ıslak ellerle takmayın veya prizden ıslak ellerle çıkarmayın.
- 13 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duymasal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 14 Cihazı ve kablосunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- 15 Bu cihaz, 12 dc; 600mA (adaptör çıkışı) çıkış kapasiteli, (Avrupa için) SW-120060EU ve (İngiltere için) SW-120060BS onaylanmış güvenlikli yalıtım adaptörleriyle birlikte verilmektedir.



## TEMEL ÖZELLİKLER

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Güç Anahtarı                  | 11 i-light El Aksamı Kordonu       |
| 2 Güç Girişi                    | 12 Flaş Penceresi                  |
| 3 i-Light Taban Ünitesi         | 13 Cilt Teması Sensörleri          |
| 4 i-Light El Aksamı             | 14 İşlem Başlığı Bırakma Düğmeleri |
| 5 Flaş Düğmesi                  | 15 Uzun Ömürlü Kartuş              |
| 6 Enerji Seviyesi Seçme Düğmesi | 16 Vücut İşlemi Başlığı            |
| 7 Soğutma Modu Göstergesi       | 17 Elektrik Kablосu                |
| 8 Ampul Durumu Gösterge Ekranı  | 18 Tiftiksiz Bez                   |
| 9 Enerji Seviyesi Ekranı        | 19 Yüzde İşlem Başlığı             |
| 10 Cilt Sensörü                 | 20 Cilt Teması Sensörleri          |

## 👁 i-LIGHT'A ALIŞMA

### ✳ i-Light nedir?

i-Light PRO sistemi, istenmeyen vücut tüylerini ve kadınlarda yüz bölgesi tüylerini evde gidermek için tasarlanmış, ışık bazlı, devrim niteliğinde bir cihazdır.

### ✳ Yoğun Darbeli Işık (Intense Pulse Light - IPL) nedir ve i-Light nasıl çalışır?

i-Light cilde son derece kısa, yoğun bir ışık huzmesi yönelterek çalışır. Işık enerjisi, kıl keseciğindeki melanin tarafından emilerek, tüylerin büyüme mekanizmasını geçici olarak etkisiz kılar ve büyümelerini geciktirir. Kıl kesecikleri, tüylerin büyüme döngüsü boyunca tipik olarak üç evreden geçer. Bu evreler:

**Anojen Evre (Büyüme Fazı)** – Kıl keseciklerinin aktif büyüme fazı. Tüylerin pigmentasyonundan sorumlu olması nedeniyle, melanin konsantrasyonu en yüksek noktadadır. IPL işleminden sadece anojen fazdaki tüyler yararlanabilir (Şek. 2)

**Katojen Evre (Degradasyon Fazı)** – Bu, anojen evreyi takip eden ve tüyün aktif büyüme evresinin sonuna geldiğini belirten, kısa bir geçiş aşamasıdır. Tipik olarak 2-3 hafta sürer (Şek. 3).

**Telojen Evre (Dinlenme Fazı)** – En uzun aşama olan ve yaklaşık 100 gün süren bu evrede, kıl keseciği tamamen dinlenmedir. Bu süre zarfında, yeni tüyler eski tüyleri alttan iterek, büyüme döngüsünün yeniden başlamasına olanak tanır (Şek. 4).


i-Light PRO sistemini, aktif olan tüm tüylerin işlem görmesini sağlamak için, her iki haftada bir yapılmak üzere üç işlem (vücut bölgeleri) ve her iki haftada bir yapılmak üzere dört işlem (kadınlarda yüz bölgesi) şeklinde kullanmanızı öneririz.

Şk. 2




Anojen Evre

Şk. 3



Katojen Evre

Şk. 4



Telojen Evre

## ✱ Wi-Light'tan Neler Beklenmeli

Çoğu kullanıcı işleme başladıktan birkaç hafta sonra tüylerin azaldığını fark edecektir. Ancak yine de, aktif olan her kılın işlem görmesini sağlamak için işlem programına eksiksiz şekilde devam edilmelidir. Eksiksiz işlem programı; her 2 haftada bir yapılmak üzere üç işlem (vücut bölgeleri) ve dört işlem (kadınlarda yüz bölgesi), sonrasında sadece gerekli olduğu zamanlarda yapılacak işlemler şeklindedir. İlk işlemden birkaç gün sonra, tüylerin döküldüğünü görebilirsiniz.

Bu sürede tüyler, orijinal tüylerden daha seyrek, daha zayıf ve daha açık renkte büyüyecektir. Bu şekilde tekrar eden bir büyüme tamamen normaldir ve zaten beklenmektedir.



## UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

### ◆ ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

#### i-Light'ı kullanmaya başlamadan önce:

**Uyarı ve Güvenlik Bilgileri'ni tam olarak okuduğunuzdan emin olun. Başlamadan önce, i-Light'ın sizin için uygun olup olmadığını görmek için kontrol edin.**

Bu cihazın size uygun olup olmadığını belirlemek için, kutu üzerinde ve bu kılavuzun ön kısmında verilen cilt tablosundan ve entegre cilt sensöründen yararlanın.

#### ✱ Cilt Tipi

2 no'lu sayfada yer alan cilt rengi tablosuna bakın.

- Yanıklara, kabarcıklara ve cilt renginde değişikliğe yol açabileceğinden, doğal şekilde koyu ciltlerde (Fitzpatrick tip V ve VI) kullanmayın.
- Yanıklara veya ciltte tahribata neden olacağından, bronz ciltlerde veya bir güneş banyosunun hemen ardından kullanmayın.
- i-Light doğal şekilde beyaz, gri, sarı veya kırmızı yüz veya vücut tüyleri üzerinde etkili değildir.

#### ✱ İşlem yapılmaması gereken alanlar:

- Saç derisi veya kulaklar üzerinde kullanmayın.
- Erkeklerde yüz veya boyun bölgesinde kullanmayın.
- Elmacık kemiklerinin üst kısmındaki alanda (kadınlarda yüz bölgesi kullanımında) kullanmayın.
- Cilt rengi uygulamaya için çok koyu olabileceğinden dudaklarda kullanmayın.
- Göğüs uçları, meme başları veya genital bölgelerde kullanmayın.
- İşlem yapılacak alanda dövme veya kalıcı makyajınız varsa, kullanmayın.
- Et ben, doğum lekesi veya çil gibi koyu veya siyah renkli leke veya benlerin üzerinde kullanmayın.
- Yeni yapılmış ameliyat, derin peeling, lazerle yenileme, yara izi veya yanıkla veya haşlanarak hasarlanmış cilt bölgelerinde kullanmayın.

#### ✱ i-Light'ın kullanımından kaçınılması gereken durumlar

- Hamileyseniz veya emziriyorsanız, kullanmayın.
- Son 4 hafta içinde güneş ışığına veya yapay bronzlaşma uygulamasına maruz kaldıysanız, kullanmayın.
- Kimyasal peeling, glükolik peeling veya Alfa Hidroksi Asitler'in (AHA'lar) kullanımı nedeniyle kuru veya hassas hale gelmiş ciltler üzerinde kullanmayın.
- Yanıklara neden olabileceğinden, aynı alan üzerinde bir defadan fazla ışık uygulaması yapmayın.
- Cildinizin aynı alanı üzerinde, haftada bir defadan fazla uygulama yapmayın.

- Mikrodermebrazyon uygulamasını takip eden en az 14 gün boyunca kullanmayın.
- Halen herhangi bir kalıcı tüy giderme uygulaması görüyorsanız, kullanmayın.
- İşlem görecektir bölgelerde aktif deri kanseri gibi bir cilt hastalığınız, deri kanseri veya diğer herhangi bir lokal kanser geçmişiniz veya kanser öncesi lezyonlar veya multipl atipik cilt beni varsa, kullanmayın.
- Flaş ışığı hassasiyetine sahip epilepsiniz varsa, kullanmayın.
- Abartılı veya gecikmeli yara iyileşmesi geçmişleri dahil olmak üzere, kollajen doku hastalığı geçmişiniz varsa, kullanmayın.
- İşlem görecektir bölgelerde varisli damar veya vasküler ekstazi gibi vasküler bir hastalık geçmişiniz varsa, kullanmayın.
- Cildiniz ışığa karşı duyarlıysa ve ışık, ciltte döküntü veya alerjik bir reaksiyona neden oluyorsa, kullanmayın. Cildinizi ışığa duyarlı hale getiren maddeler veya ilaçlar alıyorsanız, ilacın prospektüsünü inceleyin. Fotoalerjik reaksiyonlara veya fototoksik reaksiyonlara yol açabiliyorsa veya bir ilacı alırken güneş ışığından kaçınmanız gerekiyorsa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Diyabet, lupus eritematozus, porfiriya veya konjestif kalp hastalığınız varsa, kullanmayın.
- Cildinizin Alfa Hidroksi Asit (AHA'lar), Beta Hidroksi Asitler (BHA'lar), topikal izotretinoin ve azelaik asit ile geçmişte veya halen işlem gören bölgeleri üzerinde kullanmayın.
- Son altı ay içinde oral izotretinoin akutan veya aokütan aldıysanız, kullanmayın. Bu işlem, cildi yırtık, yara ve iritasyonlara daha elverişli hale getirebilir.
- Kanamalı bir hastalığınız varsa veya her işlem öncesinde en az 1 haftalık arınmaya izin vermeyecek şekilde yoğun aspirin kullanımı dahil olmak üzere, antikoagülan ilaçlar alıyorsanız, kullanmayın.
- İşlem görecektir bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, iltihaplı kıl kökleri, açık yırtılma, çizik, ameliyat, herpes simpleks, yara veya lezyonlar ve hematoma varsa kullanmayın.
- Uçuk geçmişiniz varsa yüzünüzde kullanmayın; IPL kullanımı veya cildi tahriş eden herhangi bir işlem, uçukların tekrar nüksetmesine yol açabilir.
- İmmünoşüpresif bir hastalık (HIV enfeksiyonu veya AIDS dahil olmak üzere) geçmişiniz varsa veya immünoşüpresif ilaçlar alıyorsanız, kullanmayın.
- Isıya duyarlılığı azaltan ağrı kesiciler alıyorsanız, kullanmayın.
- Uzun süre kalıcı deodorantlar alıyorsanız, kullanmayın. Cilt reaksiyonlarıyla sonuçlanabilir.
- Silikon implantlar, kontraseptif doğum kontrol implantları, geçici kalp pilleri, subkütan enjeksiyon portları (insülin dispenseri) veya piercing gibi yapay maddelerin yanında, yakınında veya üzerinde kullanmayın.

## KULLANIMA HAZIRLAMA

### ★ Yeni i-Light cihazınızın özelliklerini öğrenin

i-Light PRO sistemi, istenmeyen vücut tüylerini ve kadınlarda yüz bölgesi tüylerini evde gidermek için tasarlanmıştır, ışık bazlı, devrim niteliğinde bir cihazdır.

### ★ Flaş Penceresi (Şek. 1-12)

Flaş Penceresi, ışığın belirli dalga boylarının bir el aksamından cildinize ve kıl keseciklerine geçmesine olanak sağlayan yerleşik UV korumasına sahip, filtrelili bir cam penceredir.

◆ **UYARI:** Lenste herhangi bir hasar olmadığında emin olmak için, kullanmadan önce Flaş Penceresi'ni mutlaka inceleyin.

❖ **UYARI:** Lens üzerinde herhangi bir yağ veya kir kalıntısı olmadığından emin olmak için, kullanmadan önce Flaş Penceresi'ni tiftiksiz bir bezle mutlaka temizleyin.

✳ **Cilt Teması Sensörü (Şek. 1- 13 ve 20)**

Cilt Teması Sensörü, cihazın kazara devreye girmesini önleyen bir güvenlik mekanizmasıdır. Cihazın çalışması için, Cilt Teması Sensörü cilde tam olarak bastırılmalıdır.

✳ **Flaş Düğmesi (Şek. 1-5)**

Flaş Düğmesi, el aksamı üzerinde bulunur. Flaş lambasını çalıştırmak için, Cilt Teması Sensörü'nün tam olarak devreye girdiğinden emin olun ve Flaş Düğmesi'ne basın.

✳ **Ampul Durumu Gösterge Ekranı (Şek. 1-8)**

**Ampul Durumu Gösterge Ekranı yeşil renkte yandığında, cihaz ışık vermeye hazırdır..**

**NOT:** Şayet Flaş Düğmesi basılı durumdaysa VE Cilt Teması Sensörü yerine tam olarak devreye girmemişse VEYA Ampul Durumu Gösterge Ekranı yanmıyorsa, sesli bir “bip” sinyali duyulacaktır. Ampul Durumu Gösterge Ekranı'nın sarı renkte yanması, flaş ampulünde 150 flaşın kaldığını belirtir. Ampul Durumu Gösterge Ekranı'nın sarı renkte yanıp sönmesi, lamba kartuşunun tükendiğini ve artık çalışmayacağını belirtir. Cihazı kullanmaya devam etmek için lamba kartuşunu yenilemeniz gerekmektedir.

✳ **İşlem Başlığı Bırakma Düğmeleri (Şek. 1-14)**

Her iki düğmeye birlikte basın ve işlem başlığını çıkarmak için hafifçe çekin.

❖ **UYARI:** İşlem başlığı bırakma düğmesini çıkarmadan önce ünitenin MUTLAKA OFF (KAPALI) konumunda ve elektrik kablosunun fişinin prizden çıkarılmış durumda olmasına dikkat edin. Şayet işlem başlığı bırakma düğmesi ünite ON (AÇIK) konumdayken çıkarılırsa, taban ünitesi üzerinde yer alan tüm gösterge lambaları yanıp sönecek ve sesli “bip” sinyalleri duyulacaktır.

## 👁 i-LIGHT'A ALIŞMA

✳ **Uzun Ömürlü Lamba Kartuşu (Şek. 1-15)**

Uzun ömürlü lamba kartuşu, seçilen yoğunluk seviyesi ne olursa olsun 65.000 kez yanıp sönme (flaş) sağlayacaktır. Yenileme gereğini belki de hiç duymayacak olsanız da; başka bir uzun ömürlü kartuşla veya kartuş başına 1.500 flaş sağlayan SP-6000SB ile değiştirebilirsiniz. Lütfen bölgenizdeki Remington® Servis Merkezi ile iletişime geçin.

✳ **Enerji Seviyesi Seçimi (Şek. 1-6)**

i-Light cihazı, 5 farklı enerji seviyesine sahiptir. Seviye 1 en düşük ve Seviye 5 en yüksek ayardır.

**İPUÇU:** En etkili sonucu almak için, her zaman cilde rahatsızlık vermeyecek en yüksek enerji seviyesini kullanın. Kullanılacak enerji seviyesini belirlemek için, Enerji Seviyesi Ekranı'nda yanan lamba sayısına bakın (Şek. 1 - 9).

i-Light cihazınız, cihaz her ON (AÇIK) konumuna getirildiğinde, otomatik olarak Enerji Seviyesi 1'e ayarlanacaktır. Seviyeyi değiştirmek için, Enerji Seviyesi Seçimi Düğmesi'ne basın.

✳ **i-Light cihazını cildinizde test edin**


1. Uyarılar ve Güvenlik Önemleri bölümünün gözden geçirin.
2. i-Light'ın özelliklerini öğrenin.

3. Cilt renginizin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olmak için, Cilt Rengi Tablosu'na başvurun (Şek. 5).
4. İstenilen işlem alanının cildini, cilt tonu sensörünün üzerine - cilt tonu sensörüne değecek şekilde- yerleştirin (Şek. 6).  
Cildiniz uygunsa, cihaz bip sesi çıkaracak ve açılacaktır.  
Eğer cildiniz uygun değilse, cihaz vızıltıya benzer bir ses çıkaracak ve kapanacaktır.
5. i-Light cihazını küçük bir deri bölgesi üzerinde test edin ve herhangi bir ters reaksiyon olmadığından emin olmak için 48 saat bekleyin (Şek.7).


Şk. 5



Şk. 6



Şk. 7



#### ✱ İstenilen alan(lar)a i-Light cihazı ile işlem yapın Cildinizi işleme hazırlayın

1. İşlem yapılacak alanın temiz olmasını ve herhangi bir yağ, deodorant, parfüm, makyaj, losyon ve krem kalıntısı içermemesini sağlayın. İşlem yapılacak alandaki tüyleri tıraş edin veya kesin (Şek.8).
2. IPL sürecinin etkisini yok edeceğinden, tüyleri gidermek için kesinlikle ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünü kullanmayın.


#### Cihazı işleme hazırlayın

3. El aksamının kordonunu i-Light'ın tabanından çözün ve el aksamını taban yuvasına yerleştirin. i-Light'ın tabanındaki güç anahtarını bulun ve ünitenin OFF (KAPALI) konumunda olduğundan emin olun. Elektrik kablosunu i-Light'ın tabanındaki güç girişine bağlayın. Elektrik kablosunu duvar prizine bağlayın. Güç anahtarını ON (AÇIK) konumuna getirin (Şek. 9).
4. Ünitenin kilidini açmak için cilt sensöründen yararlanın. (Şek. 6)  
Ünitenin kilidini, vücudun işlem yapmak istediğiniz her bölgesi üzerinde yeniden açmalısınız.
5. İstenilen enerji seviyesini seçin (Şek. 10).  
Eğer cildiniz uygun değilse, cihaz vızıltıya benzer bir ses çıkaracak ve kapanacaktır.

Şk. 8



Şk. 9



Şk. 10



## ✱ i-Light cihazıyla vücudun alan(ları) üzerinde işlem yapın

i-Light cihazı, iki işletim moduna sahiptir: Tekli Flaş Modu ve Çoklu Flaş Modu. i-Light cihazınız, cihaz ON (AÇIK) konumuna her getirildiğinde otomatik olarak Tekli Flaş Modu'na ayarlanacaktır.

**Tekli Flaş Modu:** i-Light cihazı, Flaş Düğmesi'ne basıldığında VE cilt teması sensörü yerine oturduğunda, bir kez yanıp sönecektir.

**Çoklu Flaş Modu:** i-Light cihazı, Flaş Düğmesine basıldığında VE cilt teması sensörü tam olarak devreye girdiğinde her 2 saniyede bir yanıp sönecektir.

Çoklu Flaş Modu bacaklar, göğüs veya sırt gibi geniş alanlarda, sadece el aksamını her flaş sonrasında yeni bir yere kaydırarak hızla işlem yapmanıza olanak tanır.

## ✱ Tekli Flaş Modu

1. i-Light el aksamını, cilt yüzeyi Flaş Penceresi ile düzleşecek şekilde cildinize karşı yerleştirin (Şek. 11).
2. Cilt Teması Sensörü'nün devreye tam girmiş olmasına ve Ampul Durumu Gösterge Ekranı'nın yanıyor olmasına dikkat edin.
3. Cihazı çalıştırmak için Flaş Düğmesi'ne basın (Şek. 12).
4. El aksamını yeni bir işlem alanına getirin ve Adım 1-3'ü tekrarlayın (Şek. 13).

## ✱ Çoklu Flaş Modu

1. i-Light el aksamını, cilt yüzeyi Flaş Penceresi ile düzleşecek şekilde cildinize karşı yerleştirin (Şek. 11).
2. Cilt Teması Sensörü'nün devreye tam girmiş olmasına ve Ampul Durumu Gösterge Ekranı'nın yanıyor olmasına dikkat edin.
3. Cihazı çalıştırmak için, Flaş Düğmesi'ne basın VE BASILI TUTUN (Şek. 12).
4. Cihaz ışık verir vermez, el aksamını yeni bir alana doğru kaydırın. Cihaz, kısa bir gecikmeden sonra (yaklaşık 2 saniye) yeniden ışık saçacaktır (Şek. 13).

## NOT:

- Çoklu Flaş Modu'nda, Cilt Teması Sensörü Ve Flaş Düğmesi tamamen basılı durumda kalmalıdır. İkisinden biri yerinden çıktığı takdirde, cihaz çalışmayacaktır. İşleme tekrar devam etmek için, adım 1-4'ü tekrarlayın.
- Çoklu Flaş Modu'nda, Ampul Durumu Gösterge Ekranı ışıklı durumda kalırken, Cilt Teması Sensörü ve Flaş Düğmesi devrede kalır.



Şk. 11



Şk. 12



Şk. 13



## YÜZDE İŞLEM APARATI

✦ i-Light cihazıyla yüz bölgesinde işlem yapın (sadece kadınların kullanımı içindir).

Yüz tüyleri, vücut tüylerinden çok farklı olabilir ve yüzdeki cilt, güneşin UV ışınlarına daha fazla maruz kalır ve daha hassastır; bu nedenle, istenmeyen yüz tüylerine işlem yapmak, vücut tüylerine işlem yaptıktan farklıdır – yüzde bir işleme başlamadan önce, lütfen bu bölümü dikkatle okuyun.

✦ **ÖNEMLİ:** Yüzde İşlem Başlığı, kadınların yüz tüylerinin benzersiz özelliklerine karşı işlem yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Vücut aparatını yüzde **KULLANMAYIN**. Başlıkların değiştirilmesine ilişkin talimatlar için, 'İşlem Başlıklarını Değiştirme' bölümüne bakın.

✦ **Yüzde işlem başlığını kullanabileceğiniz yerler**

Yüzde İşlem Başlığı, Şek. 14'te gösterildiği gibi, kadınlarda yanaklar, favoriler, çene, boyun bölgesi ve dudakların üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şk. 14



Her iki favori  
Her iki yanak  
Dudak üstü  
Çene  
Boyun

✦ Sonuçlar, yüz karakteristiğinde istenmeyebilecek değişiklikler oluşturarak kalıcı veya düzensiz olabileceğinden, erkek sakallarında veya yüz tüylerinde **KULLANMAYIN**.

## ⚡ Uyarılar ve önlemler - Yüzde kullanım

⚡ GÖZLER, KAŞLAR veya KIRPIKLERİN yakınında hiçbir alanda **KULLANMAYIN**. Belirtilen şekilde kullanıldığında, ışık gözlerle zarar vermemelidir; ancak yayılan ışık rahatsızlık veriyorsa, gözlerinizi kapatabilir veya başka yöne bakabilirsiniz.

⚡ BRONZLAŞMIŞ veya ESMERLEŞMİŞ CİLTLERDE işlem **YAPMAYIN**. İşleme başlamadan önce, cildin bronzluğunun veya esmerliğinin tamamen kaybolmasını bekleyin. İşlem öncesinde, (kendiliğinden bronzlaşma ürünleri dahil olmak üzere) tüm kozmetik, losyon ve kremleri temizleyin. İşlemden sonra, kokusuz bir losyon (SPF 30+) kullanın ve işlem gören alanın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını en az 24 saat önlemeye çalışın.

⚡ DUDAKLAR veya diğer CİLT LEKELERİNDE (ışık kullanmayın (koyu renkli çiller, et benleri, doğum lekeleri veya dövmele); bu alanlar çok fazla ışın enerjisi emerek rahatsızlığa veya ağrıya neden olabilir. Kazara işlem yapma durumunda ışığı yansıtmak için bu alanları BEYAZ eyeliner, yapışkanlı etiketler veya kalın bir kâğıtla kapatabilirsiniz.

⚡ BURUN DELİKLERİ veya KULAKLARIN iç kısımları gibi hassas alanlarda işlem **YAPMAYIN**.

⚡ **DIKKAT:** Tüylerin istenmeyen şekilde tekrar büyümesine yol açabileceğinden, sadece vellüs tüy ("seftali tüyü" olarak da bilinen açık renkli, çok ince tüyler) içeren alanlarda işlem yapmaktan kaçının. Görünür tüm tüyleri tıraş ederek veya keserek giderin. IPL işleminin etkisini yok edeceğinden, işlem öncesinde veya sırasında tüyleri gidermek için ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünü kullanmayın. Kesiyorsanız, tüyleri 0,5 mm'den uzun bırakmamaya dikkat edin.

## ✳ İşlem Başlıklarını Değiştirme

i-Light Pro cihazınız, Vücut Tüyleri ve Kadınlarda Yüz Tüyleri için iki ayrı İşlem Başlığı ile birlikte sunulur. Vücut Tüyleri İşlem Başlığı, Vücut Tüyleri için özel olarak tasarlanmıştır ve her 2 saniyede bir ışık verebilir. Yüz Tüyleri İşlem Başlığı, Kadınlarda Yüz Tüyleri için özel olarak düzenlenmiştir, ışık sızıntısını en alt düzeye indirir ve her 4 saniyede bir ışık yayabilir. Yüz Tüyleri İşlem Başlığı, Şek. 15'te gösterilen simge ile vurgulanmaktadır.

## Şk. 15



İşlem başlıklarını değiştirmek için, lütfen verilen talimatları izleyin.

1. GÜÇ ANAHTARINI kapatın ve ELEKTRİK KABLOSUNUN fişini elektrik prizinden çekin.

İşlem başlıklarını değiştirme girişiminde bulunmadan önce, istemin soğuması için 5 dakika bekleyin.

- İşlem Başlığı'nı bir elinizle tutarken, diğer elinizle her iki Bırakma Düğmesi'ne birlikte basın ve hafifçe çekin. Kullanılmayan İşlem Başlığı'nı emniyetli bir yerde (örn. ambalajında) ve FLAŞ PENCERESİNİ ve diğer bileşenleri hasarlamamaya dikkat ederek muhafaza edin.
- Diğer İşlem Başlığı'nı El Aksamı'na, her iki yandaki sekmelerin tıklama sesiyle yerlerine oturduğundan emin olarak, nazikçe geri itin. NOT: Gereken şekilde montaj için, (altın devreleri bulunan) uzun sekme üstte olmalıdır.

### ✱ Yüz tüylerine işlem yapmada faydalı ipuçları

Bir Parça Deri Üzerinde Test Edin – Yüz cildi daha hassas olduğundan, devam etmeden önce küçük bir deri parçasını test edin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. ' i-Light cihazını cildinizde test edin' bölümü (Şek. 7).

İşlemlerinizde Yardımcı Olması İçin Bir Ayna Kullanın – İşlem yapılacak alanın iyi görülebilmesi ve dudaklar veya diğer koyu renkli lekeler üzerinde işlem yapmayı önlemek için ayna kullanımı. Yansıyan ışık rahatsız ediyorsa, her flaştan önce gözlerinizi kapatabilirsiniz.

Daha İyi Cilt Teması İçin Cildi Gerin – Cildin girintili kısımları, cilt teması sensörlerinin belirli alanlarda tam olarak bastırılmasını güçleştirebilir. Daha iyi cilt teması için, üst dudagınızı dişlerinizin üzerine kıvrabilir veya yanaklarınızı germek için dilinizi kullanabilirsiniz.

## 👁 İŞLEM İPUÇLARI

- Daha iyi sonuç almak için, flaşların üst üste çıkmasını önleyin. Bu, tüy gelişimini baskılamak için gerekli miktardan daha fazla enerjiye maruz kalmayı önler. Ayrıca lamba kartuşunu maksimum düzeye kullanabilmeyi de sağlar.
- En etkili sonucu almak için, her zaman ciltte rahatsızlığa yol açmayacak en yüksek yoğunluk seviyesini kullanın. Kullandığınız seviye cildiniz tarafından ılık olarak hissedilmeli, ancak kesinlikle rahatsızlık hissi vermemelidir.
- Dirsekler, kaval kemiği ve ayak bilekleri gibi kemikli alanların, işlem sırasında daha hassas olduklarını fark etmiş olabilirsiniz. Bu normaldir ve bir alarm nedeni değildir. Bu hassasiyeti önlemek için, işlem sırasında cildi kemikli alanlardan dışarı doğru doğru germeye çalışın.

## 👁 İŞLEM SONRASI BAKIM

İşlemden sonra, cildinizde hafif bir kırmızılık veya ılık bir hassasiyet hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve hızlı kaybolacaktır. Bir işlem sonrasında cildinizde tahriş olmasını önlemek için, aşağıdaki tedbirleri alın:

- Bir işlem sonrasında 24 saat boyunca güneşe maruz kalmayın. Her işlemden sonra cildi SPF 30 ile 2 hafta koruyun.
- Son işlemden itibaren en az 2 hafta boyunca, güneş banyosu, solaryum veya kendiliğinden bronzlaşma gibi yöntemlerle güneşe maruziyetinizi sürdürmeyin.
- İşlem sonrasında, alani temiz ve kuru tutun ve cildin nemli kalması için bol su için.
- Uygulama yapılmış bölgeye sert davranmayınız.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca sıcak banyo yapmayın, duş almayın veya buhar odaları veya saunalarda bulunmayın.
- Uygulamadan sonra 24 saat yüzmeyin.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca temas sporlarında yer almayın.

- İşlem gören bölgenin üzerine sıkı giysiler giymeyin.
- İşlem sırasında tüyleri gidermeye (ağda, yolma, ipe alma veya kremler) çalışmayın – her işlemten sonra 24 saat boyunca ıtraştan kaçındığınız sürece, ıraşt etme kabul edilebilir .
- İşlemten sonra 24 saat boyunca beyazlatıcı kremler veya parfümlü ürünler kullanmayın.
- İşlem gören alanı kaşımayın veya kurcalamayın.

## i-LIGHT CİHAZINIZI TEMİZLEME

❖ **DIKKAT:** i-Light'ınızı temizlemeden önce, güç anahtarının OFF (KAPALI) konumda olduğundan ve elektrik kablusunun taban ünitesiyle bağlantısının kesildiğinden emin olun.

- Düzenli temizleme, i-Light cihazı için optimal sonuçlar ve daha uzun kullanım ömrü sağlar. Taban ünitesinin ve el aksamının dış yüzeyi hafif nemli bir bezle silinerek temizlenebilir.
- Flaş Penceresi'ni temizlemek için, sadece i-Light cihazınızla birlikte verilen tiftiksiz bezi kullanın. Flaş Penceresi'ni çizmemeye veya kırmamaya dikkat edin. Çizikler ve kırıklar ünitenin verimini etkileyebilir.
- İnatçı lekelerde, Flaş Penceresi'ne az miktarda su uygulamak için nemli bir pamuklu bez kullanın ve ürünle birlikte verilen tiftiksiz bezle temizleyin.
- El aksamının hava deliklerindeki toz ve kiri gidermek için, küçük bir vakumlu el süpürgesi kullanın.

❖ **UYARI:** Flaş Pencere çizilmiş veya kırılmışsa, ünite kullanılmamalıdır. İşlem Başlığı'nın iç kısmındaki filtre camını veya metalik yüzeyi kesinlikle çizmeyin.

❖ **DIKKAT:** i-Light yüksek gerilimle çalışan bir cihazdır. Kesinlikle suya daldırmayın. Üniteyi veya onun herhangi bir parçasını, hiçbir zaman akan suyun altında veya bulaşık makinesinde yıkamayın. Yangın riski nedeniyle, petrol bazlı veya yanıcı temizlik maddelerini kullanmayın. Üniteyi temizlemek için hiçbir zaman bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya yağ veya aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.

## ➡ SORUN GIDERME / SAKLAMA / BAKIM

### ✱ i-Light Cihazının Bakımı

❖ **DIKKAT:** i-Light cihazınızda bakım yapmadan önce, güç anahtarının OFF (KAPALI) konumda olduğundan ve elektrik kablusunun taban ünitesiyle bağlantısının kesildiğinden emin olun.

### ✱ Ampulü Değiştirme

1. İşlem başlığı bırakma düğmelerine basın ve işlem başlığını çıkarmak için yavaşça çekin.
2. Eski ampul kartuşunu hafifçe dışarı çekin.
3. Yeni bir ampul kartuşu takın.

❖ **DIKKAT:** Ampul kartuşunu yenilerken, yağ ve kalıntı kalabileceğinden, flaş ampullerine doğrudan dokunmayın. Bunu yapmak, ampullerin verimliliğini azaltabilir veya işlem sırasında çatlamalarına neden olabilir.

4. İşlem başlığını değiştirmek için, yerine tam oturduğundan emin olun.

### ✱ Saklama

- Üniteyi kapatın, fişini prizden çekin ve saklamadan önce en az 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Üniteyi kuru ve sıcaklığı 15° C ila 35° C arasında olduğu bir yerde saklayın.

### ✱ Sorun Giderme

i-Light'ı kullanmadan önce, bu talimatları mutlaka tam olarak okuyun. i-Light ile herhangi bir sorun yaşıyorsanız, i-Light ile karşılaşabileceğiniz en sık görülen sorunları ele alan bölüm olarak bu sorun giderme kılavuzuna başvurun. Bu bölümde verilen talimatları izlemenize rağmen sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, daha fazla destek için lütfen Remington® Servis Merkezi ile irtibata geçin .

### Güç anahtarı ON (AÇIK) konumunda, ancak ünite çalışmıyor.

- Ünitenin fişinin, çalışan bir elektrik prizine takıldığından emin olun.
- Farklı bir priz kullanmayı deneyin.

### Ünitede çatlaklar veya kırıklar var.

Ünite hasarlıysa kullanmayın. Şayet ünitenin kullanımına ilişkin endişeleriniz varsa, kullanımı durdurun ve yardım için Remington® Servis Merkezi ile irtibat kurun.

### ✱ Sık Sorulan Sorular

#### Üniteyi ON (AÇIK) konumuna getirdim, ancak enerji seviyesini artıramıyorum veya düşüremiyorum.

- Ürünü kapatarak ve yeniden açmadan önce birkaç saniye bekleyerek sıfırlamayı deneyin.

#### Ampul Durum Gösterge Lambası yeşile dönüşür, ancak düğme basılı olduğunda ünite yanıp sönmez.

- Cilt Teması Sensörü'nün cilde tam temas ettiğinden emin olun.
- Kapatarak ve yeniden açmadan önce birkaç saniye bekleyerek, cihazı sıfırlamaya çalışın.

#### Tuhaf bir koku var.

- İşlem öncesinde alanın tamamen tıraş edildiğinden emin olun.

#### İşlem gören alanlar, işlem sonrasında kırmızı renk oluyor.

- Bu normaldir ve kırmızılık giderek azalmalıdır. Aksi takdirde, daha düşük bir enerji seviyesi kullanmayı deneyin.

#### Optimal sonuçlar almadım veya tüyler tekrar uzamaya başladı.

- İlk işleminizin ardından, tüyler yeniden uzamaya başlayabilir. Bu son derece normal bir durumdur. Optimal sonuçlar için, tüylerin uzadığını fark ettiğinizde işlemi tekrarlayın.  
Not: Aynı alanda haftadan bir kezden daha sık işlem yapmayın.

⚡ **DIKKAT EDİN:** Ünite uzun süredir kullanılmaktaysa, soğumak için geçici ve otomatik olarak devre dışı (tahmini 40 saniye) bırakabilir. Ünite soğuduğunda, tekrar kullanıma hazır olacaktır.

| Yoğunluk/Flaş Modu LED                                   | Belirti                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güncel olarak seçilen tüm LED'ler yanıp sönüyor          | Ünite aşırı ısınmış durumda ve soğumak için geçici bir süre devre dışı bırakılıyor.                                                           |
| Yoğunluk LED'leri sırayla yanıp sönüyor                  | Ünite arızalı çalışıyor. Cihazı kapatın, birkaç dakika bekleyin ve yeniden deneyin. Sorun devam ediyorsa, ünite onarım için iade edilmelidir. |
| Tüm LED'ler uyarı bip sinyali ile birlikte yanıp sönüyor | İşlem başlığı yerinden çıkmış veya gevşemiş.                                                                                                  |
| Akustik tonlar                                           | Belirti                                                                                                                                       |
| Tam temas yok                                            | Cilt teması sensörü tam olarak devrede değilken, Flaş düğmesine basılmış.                                                                     |
| Lamba kartuşunu değiştirin                               | Lamba kartuşu eksik veya yenilenmesi gerek.                                                                                                   |
| Temas sensörleri takılmış                                | Ünite başlatıldığından, cilt teması sensörü devreye girdikten sonra Flaş düğmesine basılmış. Temas sensörü takılmış olabilir.                 |

✱ Sık Sorulan Sorular ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))

S. i-Light nedir? Yoğunlaştırılmış Işık Atımı (Intense Pulse Light - IPL) nedir?

C. IPL; son derece kısa, yoğun bir filtreli ışık huzmesini cilde yönlendirerek çalışır. Işık, tüydeki ve tüyü çevreleyen renkli pigmentler tarafından emilir ve kıl keseciklerini geçici olarak devre dışı bırakarak tüylerin yeniden uzamasını önler.

S. i-Light'ı kimler kullanabilir?

C. Erkekler ve kadınlar, boynun altında herhangi bir yerdeki istenmeyen tüyleri gidermekte i-Light'tan yararlanabilirler; kadınlar elmacık kemiklerinin altındaki yüz tüylerine işlem yapmak için kullanabilirler. i-Light açık ila orta cilt tonlarına ve koyu renk tüylere sahip kişiler için tasarlanmıştır. Güvenli cilt tonları sadece beyaz, fildişi, sarı, bej ve açık kahverengidir. Güvenli doğal tüy renkleri siyah, koyu ve orta kahverengidir.

S. Vücudumun hangi alanlarında i-Light ile işlem yapabilirim?

C. i-Light bacaklar, kol altları, bikini hattı, kollar, göğüs ve sırt dahil olmak üzere, boynun alt kısmındaki alanlarda üniseks olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kadınlar elmacık kemiklerinin alt kısmında olmak üzere, yüz tüyleri için de kullanabilirler.

S. i-Light'tan ne bekleyebilirim?

C. i-Light, IPL teknolojisini kullanan, emniyetli ve etkili bir profesyonel düzey tüy giderme yöntemi sunar.

S. i-Light'ın içerdiği riskler nedir? Güvenli midir?

C. i-Light güvenle kullanılabilir, ancak tıpkı diğer elektronik cihazlar gibi, işletim talimatlarını okumanız ve izlemeniz önemlidir.

**S. i-Light'ı ne sıklıkta kullanmalıyım?**

C. i-Light'ı tüylerinizin tekrar büyümeye başladığını gördüğünüz her an kullanabilirsiniz.

◆ Aynı bölgede haftada birden fazla uygulama yapmayın.

**S. İşlem ne kadar zaman alıyor?**

C. Süre, işlem yapılacak alanın boyutuna göre değişmektedir, ancak komple bir bacak 15 dakikadan uzun sürmemelidir.

**S. Sonuçları ne zaman almaya başlarım?**

C. Sonuçları anında göremezsiniz. Bazen, işlemden sonra tüylerin yeniden uzadığı görülebilir, ancak bu tüylerin çoğu iki hafta sonra düşecektir.

Tüyler, 18-24 ay süren 3 farklı evrelilik bir döngüde uzarlar. Tüyler, sadece anojen evrede işleme karşı duyarlıdır, bu nedenle optimal sonuçlar için işlemin birden fazla kez tekrarlanması gerekir. Sonuçlar, genellikle ilk işlemi izleyen birkaç hafta içinde fark edilebilir. Sürekli düzenli haftalık (veya her 2 haftada bir yapılan toplam üç işlem) kullanım, 6 ila 12 hafta içinde iyi sonuçlar verecektir (koyu renk ciltlerde bu süre uzayabilir).

**S. İşlemlere rağmen tüylerim neden hâlâ uzuyor?**

C. Tüyler, işlemden sonraki 2 hafta uzamaya devam ederler, bu süre sonunda tüylerin düşmeye başladıklarını göreceksiniz. Devam eden büyümenin bir diğer nedeni ise, işlem sırasında bir alanın gözden kaçırılmış olmasıdır. Uzama tespit ettiğiniz alana işlem yapmaya devam edin.

**S. i-Light'ı güneşe maruz kaldıktan hemen sonra neden kullanamıyorum?**

C. Güneşe maruz kalma, yüksek seviyede melanin oluşumuna neden olur ve işlemin ardından cildi daha yüksek düzeyde yanık veya su toplama riskine maruz bırakır.

**S. i-Light kullanımına karşı ne gibi uyarılar vardır?**

C. Belirli koşullar, üniteyi kullanabilmenizi sınırlandırabilir. i-Light'ı kullanmadan önce, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'nda yer alan Uyarılar ve Güvenlik Önerileri bölümünün baştan sona okuyun.

**S. Ampulü ne sıklıkta değiştirmem gerek?**

C. Uzun ömürlü lamba kartuşu, seçilen yoğunluk seviyesi ne olursa olsun 65.000 kez yanıp sönmeye (flas) sağlayacaktır. Yenileme gereğini belki de hiç duymayacak olsanız da; başka bir uzun ömürlü kartuşla veya kartuş başına 1.500 flas sağlayan SP-6000SB ile değiştirebilirsiniz. Lütfen bölgenizdeki Remington® Servis Merkezi ile iletişime geçin.

**S. i-Light'ı yüzümden kullanabilir miyim?**

C. i-Light kadınlar da yüz bölgesinde, yüzde işlem başlangıcıyla birlikte kullanıldığında ve sadece elmacık kemiklerinin alt kısmında olmak üzere, kullanıma uygundur.

**S. İşlemin ardından, işlem gören bölgelere nasıl özen göstermeliyim?**

C. İşlem gören alanların güneş ışınlarına korunmasız şekilde maruz kalmalarını önleyin.

**S. i-Light'ı kullandıktan sonra, normal faaliyetlerimi durdurmalı mıyım?**

C. Herhangi bir anormal komplikasyonun oluşmadığı varsayılarak, işlem sonrasında normal faaliyetlerinizi askıya almanıza gerek yoktur. Sonuçta oluşabilecek kızarıklığın sabaha dek kaybolması için, işlemi yatmadan önce gerçekleştirmeniz önerilir.

- S. i-Light uzun süreli kullanımdan sonra, cilt için tehlikeli midir?**  
C. Yoğun darbeli ışığın uzun süreli kullanımından doğan herhangi bir yan etki veya cilt hasarı rapor edilmemiştir.
- S. i-Light ile ne sıklıkta işlem yapmalıyım?**  
C. Başlangıçtaki işlemler için 2 haftalık bir aralığın, tüylerin azalmasında en etkili süre olduğu kanıtlanmıştır. Aynı işlem sırasında aynı alanda birçok kez işlem yapmaktan kaçınılmalıdır; bu, etkinliği değil, cilt tahrişi riskini artıracaktır.
- S. i-Light'ı sarı, kırmızı, gri veya beyaz tüylerim için kullanabilir miyim?**  
C. i-Light en iyi sonuçları koyu renkli tüylerde sergilemektedir; bunun nedeni bu tüylerin, tüylere ve cilde rengini veren bir pigment olan melanini daha fazla içermeleridir. Melanin, i-Light işlemi sırasında kullanılan ışık enerjisini emer. Siyah ve koyu kahverengi tüyler en iyi yanıtı verirler. Kahverengi ve açık kahverengi tüyler de yanıt verecektir, ancak tipik olarak daha fazla sayıda işlem gerektirirler. Kırmızı tüyler orta düzeyde yanıt verirler. Beyaz, gri veya sarı tüyler, bazı kullanıcılar birçok işlem sonrasında sonuç aldıklarını bildirseler de, i-Light işlemlerine genelde yanıt vermezler.
- S. Doğal rengi koyu olan cildimde i-Light'ı kullanabilir miyim?**  
C. Hayır. i-Light, tüylerin koyu renkli pigmentlerine yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, koyu kahverengi ve siyah ciltler cihazın enerjisini (ısı) çok fazla emerek cilt hasarına neden olabilirler. Çok fazla melanin içerdiğinden, i-Light'ı doğal olarak koyu renkli ciltlerde kullanmayın. Koyu renkli ciltlerde i-Light ile işlem yapmak yanıklara, su toplanmasına ve cilt renginde değişikliklere (hiper- veya hipopigmentasyon) yol açabilir. i-Light'ın size uygun olup olmadığını belirlemek için, sayfa 2'deki cilt renklerini inceleyin.
- S. i-Light'ı kullanırken gözlerimi korumam gerekiyor mu?**  
C. Hayır, yüze yönlendirilmediği sürece gözlerle zararı değildir (sadece vücut tüyleri işlem başlığı). i-Light, cihaz ciltle temas halinde değilken meydana gelen ve istenmeyen ışık çakmalarını önleyen bir güvenlik sistemine sahiptir. İşlem sırasında yayılan az miktardaki ışık, bir fotoğraf makinesi flaşının ışığına benzer ve gözlerle zararlı değildir. Özel olarak tasarlanmış yüz tüyleri işlem başlığı, ışık sızıntısını en az düzeye indirir. Yansıyan ışık sizi rahatsız ediyorsa, her flaş öncesi gözlerinizi kapatabilirsiniz.
- S. Hamileysen veya emziriyorsan i-Light'ı kullanabilir miyim?**  
C. Hayır. i-Light hamile kadınlarda test edilmemiştir, bu nedenle, hamileyseniz veya emziriyorsanız i-Light'ı kullanmanızı önermiyoruz. Hormonal değişiklikler de duyarlılığı ve cildin yaralanma riskini artırabilir.
- ★ Fitzpatrick Cilt Tipi Tablosu**  
Uygulanabilir Cilt Tonları, Cilt tonu tablosu – Fitzpatrick cilt tipleri I – IV  
Bu cilt tipi tablosunu, cevapladığınız her soru için verilen puanları toplayarak kendi kendinize değerlendirme yapmak için kullanabilirsiniz. En sonda, altı adet cilt tipi kategorisinin her biri için geçerli aralığı belirten bir ölçek bulunmaktadır. Ölçeği izleyerek her bir cilt tipi için verilen açıklamaya ulaşabilirsiniz. Böylece, sahip olduğunuz cilt tipini hızla ve kolayca belirleyebilirsiniz.



**Genetik Eğilim:**

| Puan                                                            | 0                     | 1                    | 2               | 3               | 4                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Gözleriniz ne renktedir?                                        | Açık Mavi, Gri, Yeşil | Mavi, Gri veya Yeşil | Mavi            | Koyu Kahverengi | Kahverengi-Siyah |
| Saçlarınızın doğal rengi nedir?                                 | Kızıl                 | Sarışın              | Kestane-Kumral  | Koyu Kahverengi | Siyah            |
| Cildinizin (güneş ışığına maruz kalmamış alanları) rengi nedir? | Pembemsi              | Çok Soluk            | Bej tonlu Soluk | Açık Kahverengi | Koyu Kahverengi  |
| Güneş ışığına maruz kalmamış alanlarda çilleriniz var mı?       | Çok sayıda            | Birkaç               | Az sayıda       | Bir-iki         | Hiç yok          |

**Genetik Yatkınlık için toplam puan :----****Güneş Maruziyetine Reaksiyon:**

| Puan                                                            | 0                                      | 1                              | 2                                     | 3                        | 4                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Güneşte çok uzun süre kaldığınızda ne olur?                     | Ağrılı kızarıklık, su toplama, soyulma | Su toplama ve ardından soyulma | Bazen ardından soyulma gelen yanıklar | Nadiren yanık            | Hiç yanık olmaz      |
| Hangi derecede bronzlaşırsınız?                                 | Çok zor veya hiç bronzlaşmam           | Açık renkte, hafif             | Orta düzeyde                          | Çok kolay bronzlaşıyorum | Hızla bronzlaşıyorum |
| Güneşe çıktıktan sonraki birkaç saat içinde bronzlaşıp mısınız? | Kesinlikle hayır                       | Nadiren                        | Bazen                                 | Sık sık                  | Her zaman            |
| Yüzünüz güneşe karşı nasıl bir reaksiyon verir?                 | Çok hassastır                          | Hassastır                      | Normaldir                             | Çok dirençlidir          | Hiç sorun yaşamadım  |

**Güneş Maruziyetine Reaksiyon toplam puanı :----**

**Bronzlaşma Alışkanlıkları:**

| Puan                                                                                                      | 0                       | 1               | 2           | 3                        | 4                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Vücudunuzu güneşe (veya yapay güneş lambalarına/ bronzlaşma kremlerine) en son ne zaman maruz bıraktınız? | 3 aydan fazla süre önce | 2-3 ay önce     | 1-2 ay önce | Bir aydan kısa süre önce | 2 haftadan kısa süre önce |
| İşlem göreceк alanı güneşe hiç maruz bıraktınız mı?                                                       | Kesinlikle hayır        | Hemen hemen hiç | Bazen       | Sık sık                  | Her zaman                 |

**Bronzlaşma Yapısı için toplam puan :---**

Cilt Tipi Puan'ınızı öğrenmek için, üç bölümün her birindeki puanlarınızı toplayın.

| Cilt Tipi Puanı - Fitzpatrick Cilt Tipi |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 0-7                                     | I                            |
| 8-16                                    | II                           |
| 17-25                                   | III                          |
| 26-30                                   | IV                           |
| 30 üzeri                                | V-VI V – i-Light Kullanmayın |

**TİP I:** Yüksek derecede duyarlı, her zaman yanık oluşur, hiçbir zaman bronzlaşmaz. Örnek: Çilli kızıl tüyler.

**TİP II:** Güneşe karşı çok duyarlı, kolayca yanık oluşur, minimal düzeyde bronzlaşır. Örnek: Ortalama cilde, ortalama saç ve tüy rengine sahip Kafkaslar.

**TİP III:** Güneşe karşı duyarlı cilt, bazen yanık oluşur, açık kahverengine yavaşça bronzlaşır. Örnek: Esmer Kafkaslar.

**TİP IV:** Güneşe karşı minimal düzeyde duyarlı, minimal düzeyde yanık oluşur, her zaman orta kahverengine bronzlaşır. Örnek: Akdeniz tipi Kafkaslar, bazı Hispanikler.

**TİP V:** Güneşe karşı duyarlı olmayan cilt, nadiren yanık oluşur, iyi bronzlaşır. Örnek: Bazı Hispanikler, bazı Zenciler.

**TİP VI:** Güneşe karşı duyarlı değil, kesinlikle yanık oluşmaz, derin pigmentlere sahiptir. Örnek: Siyahi Zenciler.



## ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik ürünlerdeki tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, bu simge ile işaretlenmiş cihazlar olağan belediye atıkları ile birlikte atılmamalı, bunun yerine geri kazanılmalı, tekrar kullanılmalı veya geri dönüştürülmelidir.



## ➡ SERVİS VE GARANTİ

Garanti dönemi içinde ortaya çıkan ve ürünün işlevselliğini etkileyen kusurlar, şayet ürün talimatlara göre kullanılmış ve muhafaza edilmişse, tercih hakkı kendi inisiyatifimizde olmak kaydıyla, yenileme veya onarım yoluyla düzeltilecektir.

Sarf malzemeleri ürüne dahil değildir.

Yasal haklarınız geçerliliğini korumaktadır.

Garanti dönemi = İlk satın alma tarihinden itibaren 2 yıl.

Servis Merkezi'ni arıyorsanız, bu size konuda yararlı olabilmemiz için lütfen Model No. bilgilerini önceden hazırlayın. Model No. cihazın anma plakasına bulunabilir.

Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.



## MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- 1 ATENȚIONARE – PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDII SAU RĂNIREA PERSOANELOR:
- 2 Folosiți acest aparat doar în scopurile destinate, descrise în acest manual.
- 3 Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau funcționează incorect.
- 4 Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de curent.
- 5 Ștecherul și cablul nu trebuie lăsate aproape de suprafețe încălzite.
- 6 Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este deteriorat. Puteți obține un cablu nou prin intermediul Centrelor noastre internaționale de service.
- 7 Depozitați produsul la o temperatură între 15°C și 35°C.
- 8 Folosiți doar componentele furnizate împreună cu aparatul.
- 9 Nu întoarceți sau nu înnoțați cablul, și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- 10 Unitatea principală a acestui aparat nu este lavabilă sau rezistentă la apă. Nu introduceți aparatul în lichid; nu îl utilizați lângă apă, în cadă, chiuvetă sau orice alt vas; nu îl utilizați afară.
- 11 Asigurați-vă că ștecherul și adaptorul nu se udă. Nu încercați să scoateți unitatea dacă a căzut în apă - scoateți-o imediat din priză.
- 12 Nu conectați sau deconectați de la priză dacă aveți mâinile ude.
- 13 Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare doar dacă sunt supravegheate/au fost instruite în prealabil și au înțeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- 14 Aparatul și cablul nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 15 Aparatul trebuie furnizat împreună cu adaptor de izolare de siguranță SW-120060EU (pentru Europa) și SW-120060BS (pentru Regatul Unit), cu o capacitate de ieșire de 12 CD; 600mA (putere adaptor).



## CARACTERISTICI DE BAZĂ

- |                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Buton de pornire                   | 11 Cablu aplicator manual i-Light                   |
| 2 Mufa de alimentare                 | 12 Fereastră Flash                                  |
| 3 Unitatea de bază i-Light           | 13 Senzori de contact cu pielea                     |
| 4 Aplicator manual i-Light           | 14 Butoane de eliberare a accesoriului de tratament |
| 5 Buton Flash                        | 15 Cartuș cu durată lungă de viață                  |
| 6 Buton de selectare a puterii       | 16 Accesorii de tratament pentru corp               |
| 7 Indicator mod de răcire            | 17 Cablu de alimentare                              |
| 8 Afișaj indicator al stării becului | 18 Cărpă care nu lasă scame                         |
| 9 Afișaj putere                      | 19 Accesorii pentru tratament facial                |
| 10 Senzor de piele                   | 20 Senzori de contact cu pielea                     |

## NOȚIUNI INTRODUCATIVE PENTRU i-LIGHT

### ★ Ce este i-Light?

Sistemul i-Light PRO este un dispozitiv revoluționar pe bază de lumină, pentru femei, destinat îndepărtării la domiciliu a părului nedorit de pe corp și față.

### ★ Ce este Intense Pulse Light (IPL) și cum funcționează i-Light?

i-Light funcționează prin aplicarea unui impuls de lumină intens, extrem de scurt, pe piele. Energia luminii este absorbită de melamina din foliculul pilos, dezactivând temporar mecanismul de creștere al firului de păr, întârziind astfel creșterea părului.

Foliculii piloși parcurg în mod normal trei faze în ciclul de creștere a părului. Aceste faze sunt:

**Faza anagenă (faza de creștere)** – faza activă de creștere a foliculilor piloși. Concentrația de melanină este maximă, fiind responsabilă pentru pigmentarea părului. Doar firele de păr aflate în faza anagenă pot fi tratate cu IPL (fig. 2).

**Faza catagenă (faza de degradare)** – este o fază scurtă de tranziție, ce survine după faza anagenă și semnalează finalul fazei active de creștere a părului. De obicei, durează 2-3 săptămâni (fig. 3).

**Faza telogenă (faza de repaus)** – foliculul pilos este într-o stare de repaus complet în timpul acestei faze, cea mai lungă fază, care durează aproximativ 100 de zile. În acest timp, firele noi de păr împing firele vechi de păr, permițând începerea unui nou ciclu de creștere (fig. 4).


Pentru a asigura tratarea fiecărui fir de păr activ, vă recomandăm să folosiți sistemul i-Light PRO din două în două săptămâni pentru trei tratamente (pentru corp) și din două în două săptămâni pentru patru tratamente (pentru părul facial la femei).

Fig. 2




Faza anagenă

Fig. 3



Faza catagenă

Fig. 4



Faza telogenă

### ✱ Ce rezultate să așteptați de la i-Light

Majoritatea utilizatoarelor vor începe să observe rezultatele după câteva săptămâni după inițierea tratamentului. Totuși, este important să continuați regimul complet de tratament pentru a vă asigura că fiecare fir de păr este tratat. Un regim complet de tratament constă în trei tratamente (pentru corp) și patru tratamente (pentru părul facial la femei), efectuate o dată la 2 săptămâni, apoi doar când este necesar. După câteva zile de la primul tratament veți putea observa primele rezultate.

Veți observa că unele fire de păr care vor crește ulterior vor fi mai puțin dense, mai fine și mai deschise la culoare decât părul original. Această creștere ulterioară este normală și trebuie să vă așteptați la ea.



## ATENȚIONĂRI ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE

### ◆ ATENȚIONĂRI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

#### ◆ Înainte de a începe să utilizați i-Light:

Asigurați-vă că ați citit toate Atenționările și informațiile de siguranță. Înainte de a începe, verificați dacă i-Light este potrivit pentru dvs.

i-Light nu este eficient pe părul facial alb, cărunt, blond sau roșcat natural.

#### ✱ Tipul de ten

Vezi schema tenurilor de la pagina 2.

- A nu se utiliza pe un ten închis natural (Fitzpatrick tipul V și VI); riscați să cauzăți arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii.
- A nu se utiliza pe pielea bronzată sau după expunerea recentă la soare; riscați să cauzăți arsuri și răni pe piele.
- i-Light is not effective on naturally white, grey, blonde or red body or facial hair.

#### ✱ Zone ce nu trebuie tratate:

- A nu se utiliza pe scalp sau urechi.
- A nu se utiliza la bărbați, pe față sau gât.
- A nu se utiliza deasupra pomeților (la femei).
- Nu utilizați pe buze - culoarea pielii poate fi prea închisă pentru tratament.
- A nu se utiliza pe sfârcuri, areole mamare sau organele genitale.
- A nu se utiliza dacă aveți tatuaje sau machiaj permanent în zona ce trebuie tratată.
- A nu se utiliza pe petele de culoare maro închis sau negre precum alunițe, semne de naștere sau piștii.
- A nu se utiliza în zone operate recent, decojite, tratate cu laser, cicatrici sau pielea care a fost arsă sau opărită.

#### ✱ Când nu trebuie folosit/Când trebuie evitată utilizarea dispozitivului i-Light

- A nu se utiliza dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
- A nu se utiliza dacă v-ați expus la soare sau v-ați bronzat artificial în ultimele 4 săptămâni.
- A nu se utiliza pe pielea uscată sau fragilă în urma unor peelinguri cu substanțe chimice, peelinguri cu soluție glicolică sau alfa-hidroxi acizi (AHA).
- A nu se aplica mai mult de o dată pe aceeași zonă, deoarece riscați să cauzăți arsuri.
- A nu se utiliza pe aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe săptămână.
- A nu se utiliza timp de cel puțin 14 zile după un tratament de microdermabraziune.
- A nu se utiliza dacă ați urmat deja tratamente de îndepărtare permanentă a părului.

- A nu se utiliza dacă suferiți de o boală de piele precum cancerul activ de piele, dacă aveți antecedente de cancer de piele sau alte tipuri de cancer localizate în zona ce urmează a fi tratată, sau dacă ați avut leziuni precanceroase sau mai multe alunițe atipice în zonele ce urmează a fi tratate.
- A nu se utiliza dacă suferiți de epilepsie cu sensibilitate la lumină puternică.
- A nu se utiliza dacă aveți antecedente de tulburare în producția de colagenului, inclusiv antecedente de cicatrice cheloide sau de vindecare greoaie a rănilor.
- A nu se utiliza dacă aveți antecedente de afecțiuni vasculare precum prezența de vene varicoase sau ectazie vasculară în zonele ce urmează a fi tratate.
- A nu se utiliza dacă aveți pielea sensibilă la lumină ce rezultă în iritații sau reacții alergice. Dacă urmați tratamente cu medicamente sau agenți fotosensibilizatori, consultați prospectul medicamentului. Nu utilizați dispozitivul dacă ar putea cauza reacții foto-alergice sau reacții fototoxice sau dacă vi s-a recomandat evitarea expunerii la soare în timpul tratamentului cu un anumit medicament.
- A nu se utiliza dacă suferiți de diabet, lupus eritematos, porfirie sau insuficiență cardiacă congestivă.
- A nu se utiliza pe zonele pielii care sunt în prezent tratate cu sau au fost recent tratate cu alfa-hidroxi acizi (AHA), beta-hidroxi acizi (BHA), izotretinoină topică și acid azelaic.
- A nu se utiliza dacă ați luat izotretinoină orală Accutane sau Aoccutane în ultimele șase luni. Acest tratament poate face pielea mai sensibilă, putând cauza lacrimi, răni și iritații.
- A nu se utiliza dacă suferiți de o tulburare hemoragică sau ați luat medicamente anticoagulante, inclusiv în urma utilizării frecvente de aspirină după care nu a trecut minimum o perioadă de 1 săptămână pentru eliminare înainte de tratament.
- A nu se utiliza dacă aveți infecții, eczeme, arsuri, foliculi inflamați, laceratii deschise, excoriații, operații, herpes simplex, răni sau leziuni și hematoame în zonele ce urmează a fi tratate.
- A nu se utiliza pe față dacă aveți antecedente de leziuni hepatice; utilizarea sistemului IPL sau a oricărui tratament care irită pielea poate duce la recidivarea leziunilor hepatice.
- A nu se utiliza dacă aveți antecedente de boli ale sistemului imunitar (inclusiv infecție HIV sau SIDA) sau dacă ați luat medicamente imunosupresoare.
- A nu se utiliza dacă urmați tratamente cu analgezice; acestea reduc sensibilitatea la căldură.
- A nu se utiliza dacă folosiți deodorante cu efect pe termen lung. Ar putea cauza reacții cutanate.
- A nu se utiliza pe sau în apropierea vreunui element artificial precum implanturile de silikon, implanturi contraceptive Implanon, stimulatoare cardiace, porturi pentru injecții subcutanate (dozator de insulină) sau piercinguri.



## PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

### ★ Familiarizați-vă cu caracteristicile noului dvs. dispozitiv i-Light

Sistemul i-Light PRO este un dispozitiv revoluționar pe bază de lumină, pentru femei, destinat îndepărtării la domiciliu a părului nedorit de pe corp și față.

### ★ Fereastră Flash (fig. 1-12)

Fereastra Flash este o fereastră din sticlă, cu protecție UV, ce permite emanarea unor anumite lungimi de undă de lumină din aplicatorul manual pe față dvs. și pe foliculii piloși.

◆ **ATENȚIONARE:** înainte de fiecare utilizare, verificați Fereastra Flash, pentru a vă asigura că lentilele nu sunt deteriorate.

◆ **ATENȚIONARE:** înainte de fiecare utilizare, curățați întotdeauna Fereastra Flash cu o cârpa furnizată, pentru a vă asigura că pe lentilă nu rămâne grăsime sau mizerie.

✱ **Senzorul de contact cu pielea (fig. 1-3 și 20)**

Senzorul de contact cu pielea este un mecanism de siguranță ce previne activarea accidentală a dispozitivului. Pentru a activa dispozitivul trebuie să apăsați Senzorul de contact cu pielea complet pe piele.

✱ **Butonul Flash (fig. 1-5)**

Butonul Flash este amplasat pe aplicatorul manual. Pentru a activa becul flash, asigurați-vă că Senzorul de contact cu pielea este activat complet și apăsați Butonul Flash.

✱ **Afișajul indicator al stării becului (fig. 1-8)**

Dispozitivul este gata de folosință atunci când Afișajul indicator al stării becului devine verde.

**REȚINEȚI:** dacă se apasă Butonul Flash Și Senzorul de contact cu pielea nu este activat complet SAU Afișajul indicator al stării becului nu este aprins, veți auzi un bip. Când Afișajul indicator al stării becului devine galben, becul flash mai poate fi folosit de 150 de ori. Când Afișajul indicator al stării becului devine galben intermitent înseamnă că cartușul becului s-a terminat și nu va mai fi funcțional. Pentru a continua să folosiți dispozitivul trebuie să înlocuiți cartușul becului.

✱ **Butoanele de eliberare a accesoriului de tratament (fig. 1-14)**

Apăsați ambele butoane și trageți ușor pentru a scoate accesoriul de tratament.

◆ **ATENȚIE:** Înainte de a scoate accesoriul pentru nas, asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că unitatea este oprită și cablul de alimentare deconectat. Dacă accesoriul pentru nas este scos în timp ce unitatea este pornită, toate becurile indicatoare de pe unitatea de bază vor începe să pâlpâie, iar aparatul va emite bipuri.

## NOȚIUNI INTRODUCTIVE PENTRU i-LIGHT

✱ **Cartuș bec de lungă durată (fig. 1-15)**

Cartușul bec de lungă durată va putea fi utilizat de 65.000 de ori, indiferent de nivelul de intensitate selectat. Cu toate că este puțin probabil să trebuiască să-l înlocuiți, acesta poate fi înlocuit cu un alt cartuș de lungă durată sau SP-6000SB, ce poate fi utilizat de 1.500 de ori. Contactați centrul de service Remington® din zona dvs.

✱ **Selectare putere (fig. 1-6)**

Dispozitivul i-Light are 5 nivele de putere. Nivelul 1 este treapta cea mai mică, iar nivelul 5 este treapta cea mai mare.

**SFAT:** Pentru rezultate optime, folosiți întotdeauna puterea cea mai mare care nu vă provoacă disconfort pe piele. Pentru a determina puterea utilizată, observați numărul de becuri aprinse pe Afișajul nivelului energetic (fig 1-9).

Dispozitivul dvs. i-Light se va comuta automat pe Nivelul de putere 1 de fiecare dată când dispozitivul este pornit. Pentru a schimba nivelul, apăsați Butonul de selectare a puterii.

✱ **Testați dispozitivul i-Light pe piele**

1. Consultați Atenționările și măsurile de precauție
2. Familiarizați-vă cu caracteristicile dispozitivului i-Light.



3. Pentru a vă asigura că nuanța pielii dvs. se încadrează în gama acceptată, consultați Schema nuanțelor pielii (fig. 5).
4. Plasați pielea pe care doriți să o tratați pe senzorul de nuanță a pielii - atingând senzorul (fig. 6). Dacă este potrivit pentru pielea dvs., aparatul va emite un bip și se va aprinde. Dacă pielea nu corespunde tratamentului, aparatul va semnaliza sonor și va rămâne oprit.
5. Testați dispozitivul i-Light pe o suprafață mică de piele și așteptați 48 de ore pentru a vă asigura că nu faceți eventuale reacții adverse (fig. 7).

Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



#### ✱ Tratați zona(ele) dorite cu dispozitivul i-Light Pregătirea pielii pentru tratament

1. Asigurați-vă că zona ce va fi tratată este curată și nu are urme de uleiuri, deodorante, parfum, machiaj, loțiuni și creme. Radeți sau tundeți părul de pe zonele ce vor fi tratate (fig. 8).
2. Nu folosiți ceară, epilatoare, pensete sau produse de epilat pentru a îndepărta părul, deoarece acestea contracarează procesul IPL.


#### Pregătirea dispozitivului pentru tratament

3. Așezați cablul aplicatorului manual de pe unitatea de bază a dispozitivului i-Light și așezați aplicatorul manual în suport. Localizați butonul de alimentare pe unitatea de bază a dispozitivului i-Light și asigurați-vă că unitatea este oprită. Conectați cablul de alimentare de pe unitatea de bază a dispozitivului i-Light la mufa de alimentare. Conectați cablul de alimentare la priză. Apăsăți butonul de alimentare (fig. 9).
4. Folosiți senzorul pentru piele pentru a debloca unitatea. (fig. 6)  
Trebuie să deblocați unitatea pe fiecare suprafață a corpului pe care doriți să o tratați.
5. Selectați puterea dorită (fig. 10).  
Dacă pielea nu corespunde tratamentului, aparatul va semnaliza sonor și va rămâne oprit.

**Fig. 8**



**Fig. 9**



**Fig. 10**



## ✱ **Tratarea zonei(elor) corpului cu dispozitivul i-Light**

Dispozitivul i-Light este echipat cu două moduri de operare: Modul Single Flash și modul Multi-Flash. Dispozitivul dvs. i-Light se va comuta automat pe Modul Single Flash de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

**Modul Single Flash:** Dispozitivul i-Light va pălpâi o dată atunci când Butonul Flash este apăsat și senzorul de contact cu pielea este activat.

**Modul Multi-Flash:** Dispozitivul i-Light va pălpâi o dată la 2 secunde atunci când Butonul Flash este apăsat și senzorul de contact cu pielea este activat complet.

Modul Multi-Flash vă permite să tratați rapid zone întinse precum picioarele, pieptul sau spatele, prin simpla glisare a aplicatorului manual pe o nouă porțiune după fiecare flash

### ✱ **Modul Single Flash**

1. Aplicați pe piele aplicatorul manual în așa fel încât Fereastra Flash să bată direct pe suprafața pielii (fig. 11).
2. Asigurați-vă că Senzorul de contact cu pielea este complet activat și că Afișajul indicator al stării becului este aprins.
3. Apăsăți Butonul Flash pentru a activa dispozitivul (fig. 12).
4. Mutați aplicatorul manual pe o nouă zonă de tratament și repetați pașii 1-3 (fig. 13).

### ✱ **Modul Multi-Flash**

1. Aplicați pe piele aplicatorul manual în așa fel încât Fereastra Flash să bată direct pe suprafața pielii (fig. 11).
2. Asigurați-vă că Senzorul de contact cu pielea este complet activat și că Afișajul indicator al stării becului este aprins.
3. Apăsăți și MENȚINEȚI APĂSAT Butonul Flash pentru a activa dispozitivul (fig. 12).
4. Imediat după ce dispozitivul a pălpăit, glisați aplicatorul manual pe noua zonă. În scurt timp (aproximativ 2 secunde), dispozitivul va pălpăi din nou (fig. 13).

#### **REȚINEȚI:**

- În timpul Modulului Multi-Flash, senzorul de contact cu pielea și Butonul Flash trebuie să rămână complet apăsat. Dacă vreunul dintre ele se dezactivează, dispozitivul se va opri. Pentru a relua tratamentul, repetați pașii 1-4.
- În timpul Modulului Multi-Flash, Afișajul indicator al stării becului va rămâne aprins cât timp ce Senzorul de contact cu pielea și Butonul Flash sunt activate.

Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



## 👁 ACCESORIUL PENTRU TRATAMENT FACIAL

✳ **Tratarea zonei(elor) faciale cu dispozitivul i-Light (exclusiv pentru femei).**


Părul facial poate fi foarte diferit de părul de pe corp, iar pielea feței tinde să fie sensibil și mai expus la razele UV ale soarelui; prin urmare, tratarea părului facial nedorit necesită o procedură diferită față de cea a corpului - asigurați-vă că ați citit cu atenție această secțiune înainte de a iniția tratamentul facial.

◆ **IMPORTANT:** Accesoriul pentru tratament facial este special conceput pentru tratarea caracteristicilor unice ale părului facial al femeilor. **NU** folosiți accesoriul pentru corp pe față. Pentru instrucțiuni privind schimbarea accesoriilor, consultați secțiunea „Schimbarea accesoriilor de tratament”.

✳ **Unde puteți folosi accesoriul pentru tratament facial.**

Accesoriul pentru tratament facial este destinat îndepărtării părului facial de pe obraji, perciuni, bărbie, zona gâtului și de deasupra buzelor, conform figurii 14.

Fig. 14



◆ **A NU** se utiliza la bărbați, pe barbă sau părul facial; rezultatele ar putea fi permanente, producând schimbări nedorite ale trăsăturilor.

## ◆ Atenționări și precauții - Utilizarea facială

◆ **A NU** se folosi în apropierea OCHILOR, SPRÂNCENELOR sau GENELOR. La folosirea conform instrucțiunilor, lumina nu ar trebui să dăuneze ochilor; totuși, dacă vă deranjează lumina dispersată, vă recomandăm să închideți ochii sau să vă uitați în altă parte.

◆ **NU** tratați PIELEA ARSĂ DE SOARE sau BRONZATĂ. Așteptați ca arsurile solare sau bronzul să treacă în totalitate înainte de a începe tratamentul. Înainte de a începe tratamentul, îndepărtați produsele cosmetice, loțiunile și cremele (inclusiv autobrozantele). După tratament, folosiți o loțiune fără parfüm (cu factor de protecție solară 30+) și încercați să evitați expunerea directă la soare a zonei tratate cel puțin 24 de ore.

◆ **A NU** se folosi pe BUZE sau pe PETE ÎNCHISE LA CULOARE (pistrui, alunițe, semne de naștere sau tatuaje); aceste zone pot absorbi prea multă lumină, producând disconfort și durere. Puteți să acoperiți aceste zone cu un dermatograf ALB, cu benzi adezive sau cu hârtie groasă, pentru a reflecta lumina în caz de expunerea accidentală la lumina dispozitivului.

◆ **NU** tratați interiorul NĂRILOR sau URECHILOR, deoarece sunt zone delicate.

◆ **ATENȚIONARE:** Evitați să tratați zonele care conțin doar păr pufos (păr foarte subțire, fin, „ca de piersică”), pentru că ulterior acesta ar putea crește mai urât. Îndepărtați orice fir de păr vizibile prin radere sau tundere. Nu folosiți ceară, epilatoare, pensete sau produse de epilat pentru a îndepărta părul înainte sau în timpul tratamentului, deoarece acestea contracarează procesul IPL. Dacă tundeți părul, nu îl tundeți mai mult de 0,5 mm.

## \* Schimbarea accesoriilor de tratament

Dispozitivul dvs. i-Light Pro este furnizat împreună cu două accesorii de tratament separate, unul pentru corp și altul pentru părul facial al femeilor. Accesoriul de tratament pentru corp este special conceput pentru părul de pe corp și emană lumină o dată la 2 secunde. Accesoriul de tratament pentru părul facial este special conceput pentru părul facial al femeilor, reduce la minim lumina puternică și emană lumină o dată la 4 secunde. Accesoriul de tratament pentru părul facial este marcat cu pictograma din fig. 15.

**Fig. 15**



Pentru a schimba accesoriile de tratament, urmați instrucțiunile furnizate.

1. Dezactivați BUTONUL DE ALIMENTARE și scoateți CABLUL DE ALIMENTARE din priză. Permiteți sistemului să se răcească timp de 5 minute înainte de încerca să schimbați accesoriile de tratament.

- Țineți accesoriul pentru tratament cu o mână în timp de apăsați ambele butoane de eliberare cu cealaltă mână și împingeți ușor. Depozitați accesoriul de tratament nefolosit într-un loc sigur (conform indicațiilor de pe ambalaj), având grijă să nu deteriorați FEREASTRA FLASH și celelalte componente.
- Împingeți ușor celălalt accesoriu de tratament pe aplicatorul manual, asigurându-vă că ambele capete laterale s-au fixat printr-un clic. **REȚINEȚI!** pentru o fixare corectă, capătul mai lung (cu circuite auriu) trebuie să fie deasupra.

### ✱ Sfaturi utile pentru tratarea părului facial

Testați o zonă mică a pielii - având în vedere că părul facial tinde a fi mai sensibil, asigurați-vă că ați testat o zonă mică înainte de a începe tratamentul. Pentru detalii, consultați secțiunea „Testați dispozitivul i-Light pe piele” (fig. 7).

Folosiți o oglindă pentru a vă ajuta în timpul tratamentelor - folosirea unei oglinzi pentru vizualizarea zonei ce trebuie tratată, care vă ajută să evitați tratarea buzelor sau zonelor cu pete de culoare închisă. Dacă lumina reflectată este deranjantă, puteți închide ochii înainte de fiecare flash.

Întindeți pielea pentru un contact mai bun cu pielea - conturul pielii poate îngreuna apăsarea completă a senzorilor de contact cu pielea să fie apăsați complet în anumite zone. V-ar putea ajuta să vă mușcați buza de sus sau să folosiți limba pentru a întinde obraji în vederea unui contact mai bun cu pielea.

## 👁 SFATURI DE TRATAMENT

- Pentru rezultate optime, evitați flashurile multiple. Astfel, veți evita să vă expuneți la o putere mai mare decât cea necesară pentru împiedicarea creșterii părului. De asemenea, va prelungi durata de viață a cartușului.
- Pentru rezultate optime, folosiți întotdeauna intensitatea cea mai mare care nu vă provoacă disconfort pe piele. Dispozitivul trebuie să emane doar o senzație de căldură pe piele, în niciun caz să provoace disconfort.
- Este posibil să observați că zonele osoase, precum coatele, gamba și gleznele, sunt mai sensibile în timpul tratamentului. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă alarmeze. Pentru a evita această sensibilitate, încercați să trageți pielea de pe zone osului în timpul tratamentului.

## 👁 ÎNGRIJIREA POST-TRATAMENT

După tratament, este posibil să prezentați o ușoară roșeață sau senzație de căldură pe piele. Acest lucru este normal și va dispărea în scurt timp. Pentru a evita iritarea pielii după tratament, luați următoarele măsuri de precauție:

- Evitați expunerea la soare timp de 24 de ore după tratament. Protejați-vă pielea cu un produs cu factor de protecție 30 timp de 2 săptămâni după fiecare tratament.
- Nu prelungiți expunerea la soare, mai precis renunțați la plajă, ședințele de solar sau produsele autobronzante timp de cel puțin 2 săptămâni după ultimul tratament.
- După tratament, păstrați zona curată și uscată și beți multă apă, pentru a vă menține pielea hidratată.
- Nu frecati dur zona tratată.
- Nu faceți băi sau dușuri fierbinți și nu folosiți băi turcești sau saune timp de 24 de ore după tratament.
- Nu inotați 24 ore de la tratament.

- Nu participați la sporturi de contact timp de 24 de ore după tratament.
- Nu purtați îmbrăcăminte strâmtă pe zona tratată.
- Nu vă epilați (cu ceară, cu penseta, cu benzi sau cu creme) pe perioada tratamentului - vă puteți rade, atâta vreme cât nu o faceți timp de 24 de ore după fiecare tratament.
- Nu folosiți creme de albire sau produse parfumate timp de 24 de ore după tratament.
- Nu scărpinați sau ciupiți zona tratată.

## CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI I-LIGHT

- ◆ **ATENȚIONARE:** Înainte de a curăța dispozitivul i-Light, asigurați-vă că butonul de alimentare este dezactivat și cablul de alimentare este deconectat de la unitatea de bază.
- Curățarea regulată ajută la asigurarea de rezultate optime și la prelungirea duratei de viață a dispozitivului i-Light. Suprafața exterioară a unității de bază și aplicatorul manual pot fi șterse cu o cârpă ușor umedă.
  - Pentru a curăța Fereastra Flash, folosiți doar cârpa fără scame furnizată împreună cu dispozitivul i-Light. Aveți grijă să nu zgâriați sau crăpați Fereastra Flash. Zgârieturile și crăpăturile pot reduce eficacitatea unității.
  - Pentru petele dificile, folosiți un disc demachiant umezit pentru a aplica puțină apă pe Fereastra Flash, apoi curățați cu cârpa fără scame furnizată.
  - Folosiți un aspirator de mână pentru a îndepărta praful și mizeria de pe ventilatoarele aplicatorului manual.
- ◆ **ATENȚIE:** Dacă Fereastra Flash este crăpată sau spartă, nu trebuie să folosiți unitatea. Evitați zgărirea ferestrei filtrului sau a suprafeței metalice din accesoriul de tratament.
- ◆ **ATENȚIONARE:** i-Light este un dispozitiv de înaltă tensiune. Nu-l introduceți în apă. Nu curățați unitatea sau componentele sale sub robinet sau în mașina de spălat vase. Nu folosiți agenți de curățare pe bază de petrol sau inflamabili, riscați producerea unui incendiu. Nu folosiți bureți abrazivi, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive precum uleiul sau acetona pentru a curăța unitatea.

## ➡ DEFECTIUNI ȘI REMEDII / DEPOZITARE / ÎNTREȚINERE

### ✱ **Întreținerea dispozitivului i-Light**

◆ **ATENȚIONARE:** Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere asupra dispozitivului i-Light, asigurați-vă că butonul de alimentare este dezactivat și cablul de alimentare este deconectat de la unitatea de bază.

### ✱ **Înlocuirea becului**

1. Apăsați butoanele de eliberare a accesoriilor de tratament și trageți ușor pentru a scoate accesoriul de tratament.
2. Trageți ușor cartușul vechi de bec.
3. Înlocuiți-l cu un nou cartuș de bec.

◆ **ATENȚIONARE:** Atunci când înlocuiți cartușul de bec, nu atingeți direct becurile flash, acestea lasă uleiuri și reziduuri. Astfel, ați putea reduce eficacitatea becurilor, care s-ar putea sparge în timpul tratamentului.

4. Remontați accesoriul de tratament, asigurându-vă că s-a fixat bine.

### ✱ Depozitare

- Opriiți unitatea, scoateți-o din priză cu 10 minute înainte de a o depozita.
- Depozitați unitatea într-un loc uscat, la o temperatură între 15° C și 35° C.

### ✱ Defecțiuni și remedii

Înainte de fiecare utilizare a dispozitivului i-Light, citiți aceste instrucțiuni. Dacă experimentați orice problemă cu i-Light, consultați acest ghid de defecțiuni și remedii, deoarece cuprinde majoritatea problemelor cu care v-ați putea confrunta cu i-Light. Dacă ați urmat instrucțiunile din această secțiune și continuați să aveți probleme, contactați centrul de service Remington® pentru asistență suplimentară.

### Butonul de alimentare este activat, dar unitatea nu funcționează.

- Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză electrică funcțională.
- Încercați să o conectați la o altă priză.

### Unitatea pare crăpată sau este spartă.

Nu folosiți dispozitivul dacă unitatea este deteriorată. Dacă aveți nelămuriri despre folosirea unității, întreruperi folosirea și contactați centrul de service Remington® pentru asistență suplimentară.

### ✱ Întrebări frecvente

#### Am pornit unitatea, dar nu pot crește sau descrește puterea. Am pornit unitatea, dar nu pot crește sau descrește puterea.

- Încercați să resetați unitatea, oprind-o și așteptând câteva secunde înainte de a o reporni.

#### Lumina indicatoare a stării becului este verde, dar unitatea nu pâlpâie atunci când apăși butonul.

- Asigurați-vă că Senzorul de contact cu pielea este complet în contact cu pielea.
- Încercați să resetați unitatea, oprind-o și așteptând câteva secunde înainte de a o reporni.

#### Simt un miros ciudat.

- Asigurați-vă că ați ras bine zona înainte de tratament.

#### Zonele tratate se înroșesc după tratament.

- Este un lucru normal, roșeața ar trebui să se dispară repede. În caz contrar, încercați să folosiți o putere mai mică.

#### Nu am observat rezultate optime sau părul a reînceput să crească.

- După tratamentul inițial, este posibil ca părul să înceapă să crească din nou. Acest lucru este perfect normal. Pentru rezultate optime, repetați tratamentul atunci când observat să părul începe să crească.  
**Rețineți:** Nu tratați aceeași zonă mai mult de o dată pe săptămână.

◆ **MARE ATENȚIE:** Dacă unitatea este folosită o perioadă îndelungată de timp, este posibil să se dezactiveze automat pentru un moment (cam 40 de secunde), pentru a se răci. Odată ce unitatea se răcește, va putea fi utilizată din nou.

| LED de intensitate/mod flash                             | Indicație                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toate LED-urile selectate momentan pâlpâie               | Unitatea este supraîncălzită și dezactivată un moment pentru a se răci.                                                                                                    |
| LED-urile de intensitate pâlpâie secvențial.             | Unitatea nu funcționează corect. Opriți unitatea, așteptați câteva momente și reîncercați. Dacă problema persistă, unitatea trebuie dusă la reparat.                       |
| Toate LED-urile pâlpâie și se emite un bip de avertizare | Accesoriiul de tratament este scos sau slăbit.                                                                                                                             |
| Tonuri audibile                                          | Indicație                                                                                                                                                                  |
| Nu se face contact complet                               | Butonul Flash a fost apăsat când senzorul de contact cu pielea nu era complet activat.                                                                                     |
| Înlocuiți cartușul de bec                                | Cartușul de bec lipsește sau trebuie înlocuit.                                                                                                                             |
| Senzorii de contact sunt blocați                         | Butonul Flash a fost apăsat după ce senzorul de contact cu pielea a fost activat, având în vedere că unitatea a pornit. Este posibil ca senzorul de contact să fie blocat. |

✱ **Întrebări frecvente (www.remington-ilight.com)**

**Î. Ce este i-Light? Ce este Intense Pulse Light (IPL)?**

R. IPL funcționează prin aplicarea unui impuls de lumină filtrat intens, extrem de scurt, pe piele. Lumina este absorbită de pigmenții colorați și de părul din jurul acestora și dezactivează temporar foliculii piloți, prevenind creșterea părului.

**Î. Cine poate folosi i-Light?**

R. Atât bărbații, cât și femeile pot folosi i-Light pentru a îndepărta părul nedorit din orice zonă de sub gât, iar femeile îl pot folosi și pentru tratarea părului facial de sub pomeți. i-Light este destinat persoanelor cu o nuanță deschisă până la mediu a pielii și cu părul brunet. Este sigură folosirea doar pe următoarele nuanțe de piele: albă, de culoarea fildeșului, cafenie, bej și maro deschis. Printre nuanțele de păr sigure amintim părul brunet, șaten închis și șaten mediu.

**Î. Ce zone ale corpului pot trata cu i-Light?**

R. i-Light este destinat utilizării unisex în zonele de sub gât, inclusiv pe picioare, subsuori, linia bikinilor, brațe, piept și spate. Femeile îl pot folosi și pe părul facial de sub pomeți.

**Î. Ce rezultate să aștept de la i-Light?**

R. i-Light ajută la îndepărtarea sigură și eficientă a părului, folosind o tehnologie profesională, IPL.

**Î. Care sunt riscurile pe care le implică folosirea i-Light? Este sigur?**

R. Folosirea i-Light este sigură, însă, la fel ca în cazul multor dispozitive electronice, este important să citiți și să urmați instrucțiunile de operare.



### Î. Cât de des trebuie să folosesc i-Light?

R. Vă recomandăm să folosiți i-Light de fiecare dată când observați că părul începe să crească.

◆ Nu tratați aceeași zona mai mult de o săptămână.

### Î. Cât durează tratamentele?

R. Durata lor diferă în funcție de mărirea zonei ce este tratată, însă tratarea unui picior, spre exemplu, nu va dura mai mult de 15 minute.

### Î. Când voi începe să observ rezultate?

R. Rezultatele nu sunt imediate. Părul poate uneori părea că crește după tratament, însă multe dintre aceste fire de păr vor începe să cadă după două săptămâni. Părul crește într-un ciclu de 3 faze diferite care durează 18-24 luni. Doar firele de păr din faza anagenă trebuie tratate, acesta fiind motivul pentru care sunt necesare mai multe tratamente pentru a se obține rezultate optime. Rezultatele pot fi în general observate la câteva săptămâni de la primul tratament. Folosirea continuă regulată săptămânală (sau o dată la 2 săptămâni timp de trei săptămâni) va conferi rezultate după 6 - 12 săptămâni (mai mult, pentru persoanele cu nuanțe de piele mai închise).

### Î. De ce, în ciuda tratamentelor, îmi crește părul?

R. Părul continuă să crească pentru o perioadă de până la 2 săptămâni după tratament, după care veți observa că părul începe să cadă. Alt motiv pentru continuarea creșterii părului ar putea fi faptul că zona respectivă a fost emisă în timpul tratamentului. Continuați să tratați zona respectivă de fiecare dată când observați că crește părul.

### Î. De ce nu pot folosi i-Light după o expunere recentă la soare?

R. Expunerea la soare determină producerea unor nivele ridicate de melanină, expunând pielea la un risc ridicat de arsuri sau bășici în urma tratamentului.

### Î. Care sunt atenționările de evitare a folosirii i-Light?

R. Anumite condiții pot limita abilitatea dvs. de a folosi unitatea. Înainte de a utiliza i-Light, citiți în totalitate secțiunea Atenționări și măsuri de precauție din Manualul de utilizare.

### Î. Cât de des trebuie să schimb becul?

R. Cartușul bec de lungă durată va putea fi utilizat de 65.000 de ori, indiferent de nivelul de intensitate selectat. Cu toate că este puțin probabil să trebuiască să-l înlocuiți, acesta poate fi înlocuit cu un alt cartuș de lungă durată sau SP-6000SB, ce poate fi utilizat de 1.500 de ori. Contactați centrul de service Remington® din zona dvs.

### Î. Pot să utilizez i-Light pe față?

R. i-Light poate fi utilizat de către femei doar pe părul facial de sub pomeți, folosind accesoriul pentru tratament facial.

### Î. Cum îngrijesc zonele tratate după tratament?

R. Evitați expunerea neprotejată la soare a zonelor tratate.

### Î. După utilizarea i-Light, trebuie să îmi întrerup activitățile obișnuite?

R. Nu este necesară întreruperea activităților obișnuite după tratament; excepție fac cazurile în care survin complicații anormale. Vă recomandăm să efectuați tratamentul înainte de a merge la culcare, pentru ca roșeața să dispară până dimineață.

## I. i-Light este periculos pentru piele dacă este utilizat vreme îndelungată?

- R. Nu s-au raportat reacții adverse sau deteriorarea pielii în urma utilizării îndelungate a impulsurilor intense de lumină.

## I. Cât de des trebuie să folosesc i-Light?

- R. S-a dovedit că rezultatele cele mai eficiente se observă la 2 săptămâni după tratamentul inițial. Trebuie să evitați tratarea aceluiași zone de mai multe ori într-o sesiune, deoarece acest lucru nu va crește eficacitatea, ci va crește riscul de iritare a pielii.

## I. Pot folosi i-Light dacă am părul blond, roșcat, cărunt sau alb?

- R. i-Light este cel mai eficient pe tipurile de păr mai închise la culoare, deoarece acestea conțin mai multă melanină, pigmentul ce conferă culoarea părului și pielii. Melanina este cea care absoarbe energia luminii folosită în timpul tratamentului cu i-Light. Părul brunet și șaten închis răspunde cel mai bine la tratament. Și părul șaten și șaten deschis răspunde la tratament, însă necesită unul mai îndelungat. Este posibil ca părul roșcat să răspundă la tratament. De obicei, părul alb, cărunt sau blond nu răspunde la tratamentul cu i-Light, deși unii utilizatori au observat rezultate în urma mai multor tratamente.

## I. Pot folosi i-Light dacă am nuanța pielii închisă natural?

- R. Nu. i-Light este conceput să reacționeze cu pigmentul închis la culoare al părului. Drept urmare, pielea de culoare maro închisă sau neagră poate absorbi prea multă energie (căldură) și poate cauza deteriorarea pielii. Nu folosiți i-Light pe pielea închisă natural, deoarece aceasta conține prea multă melanină. Tratarea pielii închise la culoare cu i-Light poate provoca arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipo-pigmentare).

Pentru a determina dacă i-Light este potrivit pentru dvs., consultați schema nuanțelor pielii de la pagina 2.

## I. Trebuie să-mi protejez ochii în timp de folosesc i-Light?

- R. Nu, dispozitivul nu este dăunător ochilor, cu excepția cazurilor în care este direcționat pe față (doar accesoriul pentru tratamentul corpului). i-Light este prevăzut cu un sistem de siguranță ce previne aprinderea accidentală atunci când dispozitivul nu se află în contact cu pielea. Cantitatea mică de lumină emisă în timpul tratamentului este similară cu cea a unui bliț de aparat foto și nu dăunează ochilor. Accesoriul pentru tratament facial este conceput special să reducă la minimum scurgerile de lumină. Dacă lumina reflectată este deranjantă, puteți închide ochii înainte de fiecare flash.

## I. Pot folosi i-Light dacă sunt însărcinată sau alăptez?

- R. Nu. i-Light nu a fost testat pe femei gravide, prin urmare nu se recomandă folosirea dispozitivului i-Light dacă sunteți însărcinată sau alăptați. Modificările hormonale ar putea să vă amplifice sensibilitatea și riscul de rănire a pielii.

## ★ Scala Fitzpatrick a nuanțelor pielii

Nuanțe de piele aplicabile, schema nuanțelor pielii - Scala Fitzpatrick tipurile I - IV

Puteți folosi această schemă a nuanțelor pielii pentru a vă determina tipul de piele, adunând punctajul obținut la fiecare dintre întrebările la care ați răspuns. La final veți găsi o scală ce prezintă un interval de puncte pentru fiecare dintre categoriile de nuanțe de piele. După scală, veți găsi câte o explicație pentru fiecare tip de piele. Veți putea să determinați rapid și ușor ce tip de piele aveți.

**Dispoziție genetică:**

| Punctaj                                        | 0                            | 1                       | 2                      | 3             | 4             |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Ce culoare au ochii dvs.?                      | Albaștri deschis, Gri, Verzi | Albaștri, Gri sau Verzi | Albaștri               | Căprui închis | Negri deschis |
| Care este culoarea naturală a părului dvs.?    | Ușor roșcat, Roșcat          | Blond                   | Castaniu, Blond închis | Căprui închis | Brunet        |
| Ce culoare are pielea dvs. (nu zonele expuse)? | Roșiatică                    | Foarte palidă           | Palidă cu tentă de bej | Maro deschis  | Căprui închis |
| Aveți pistrii pe zonele expuse?                | Multe                        | Câteva                  | Puține                 | Uneori        | Deloc         |

**Scor total pentru dispoziția genetică :----****Reacția la expunerea la soare:**

| Punctaj                                            | 0                                                           | 1                           | 2                                  | 3                  | 4                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Ce se întâmplă când stați prea mult la soare?      | Mă înroșesc și mă doare, fac bășici, mi se exfoliază pielea | Bășici, urmate de exfoliere | Arsuri, uneori urmate de exfoliere | Rar prezint arsuri | Nu prezint arsuri deloc   |
| În ce măsură vă bronzăți?                          | Puțin sau deloc                                             | Bronz deschis               | Bronz rezonabil                    | Mă bronzuez ușor   | Mă înnegresc repede       |
| Vă bronzăți în câteva ore după expunerea la soare? | Niciodată                                                   | Rareori                     | Uneori                             | Adesea             | Întotdeauna               |
| Cum reacționează fața dvs. la soare?               | Foarte sensibilă                                            | Sensibilă                   | Normal                             | Foarte rezistentă  | Nu am avut probleme deloc |

**Punctajul total pentru reacția la expunerea la soare :----**

**Obiceiuri privind bronzul:**

| Punctaj                                                                                               | 0                             | 1                 | 2             | 3                        | 4                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Când v-ați expus ultima oară corpul la soare (sau ați fost la solar/ați folosit cremă autobronzantă)? | Cu mai mult de 3 luni în urmă | Acum 2-3 luni     | Acum 1-2 luni | Acum mai puțin de o lună | Cu mai puțin de 2 săptămâni în urmă |
| Ați expus la soare zona pe care vreți să o tratați?                                                   | Niciodată                     | Aproape niciodată | Uneori        | Adesea                   | Întotdeauna                         |
| <b>Scor total pentru obiceiurile de bronzare</b>                                                      |                               |                   |               |                          |                                     |

Aduanați punctajele obținute la fiecare dintre cele trei secțiuni pentru a obține Punctajul pentru tipul dvs. de piele.

| <b>Punctajul tipului de piele - Scala Fitzpatrick</b> |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0-7                                                   | I                         |
| 8-16                                                  | II                        |
| 17-25                                                 | III                       |
| 26-30                                                 | IV                        |
| Peste 30                                              | V-VI Nu utilizați i-Light |

**TIPUL I:** Foarte sensibilă, prezintă întotdeauna arsuri, nu se bronzază deloc. Exemplu: Păr roșcat cu pistrui. **TIPUL II:** Foarte sensibilă la soare, se arde ușor, se bronzază minim. Exemplu: Caucazieni cu piele deschisă, păr blond.

**TIPUL III:** Piele sensibilă la soare, prezintă uneori arsuri, se bronzază lent, maro deschis. Exemplu: Caucazieni mai închiși la culoare.

**TIPUL IV:** Sensibilitate minimă la soare, se arde puțin, se bronzază întotdeauna maro moderat. Exemplu: Caucazieni mediteraneeni, unii hispanici.

**TIPUL V:** Piele sensibilă la soare, se arde rar, se bronzază frumos. Exemplu: Unii hispanici, unii afroamericani.

**TIPUL VI:** Deloc sensibilă la soare, nu se arde deloc, foarte pigmentată. Exemplu: Afroamericani mai închiși la culoare.



## PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru a evita problemele de mediu și sănătate cauzate de substanțele periculoase din dispozitivele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.



## ➡ DEPANARE ȘI GARANȚIE

Defecțiunile ce afectează funcționalitatea produsului în timpul perioadei de garanție vor fi remediate prin înlocuire sau reparare, la alegerea dvs., cu condiția ca produsul să fie folosit și întreținut în conformitate cu instrucțiunile.

Consumabilele nu sunt incluse.

Drepturile dvs. legale nu sunt afectate.

Perioada de garanție = 2 ani de la data primei achiziții.

Dacă sunați la Centrul de depanare, trebuie să aveți la îndemână numărul modelului, deoarece nu vom putea să vă ajutăm în caz contrar. Numărul modelului poate fi găsit pe plăcuța de evaluare de pe aparat.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το νέο σας προϊόν Remington®. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τες σε ασφαλές μέρος. Πριν από τη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
- 2 Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ο οποίος περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- 3 Μην την χρησιμοποιείτε εφόσον έχει υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργία.
- 4 Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν το βύσμα της είναι στην πρίζα.
- 5 Φροντίστε το βύσμα και το καλώδιο του ρεύματος να παραμένουν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 6 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη. Ανταλλακτικό διατίθεται στα Διεθνή Κέντρα Σέρβις της εταιρείας μας.
- 7 Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- 8 Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνοδεύουν τη συσκευή.
- 9 Να μην επιτρέπετε τη συστροφή ή την τσάκισή του καλωδίου και να μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- 10 Το σώμα αυτής της συσκευής δεν πλένεται ούτε είναι αδιάβροχο. Μη βάζετε τη συσκευή μέσα σε υγρά, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό εντός μπανιέρας, νιπτήρα ή άλλου δοχείου, και μην την χρησιμοποιείτε σε υπαίθριους χώρους.
- 11 Φροντίστε να μην βρέχονται το καλώδιο και ο μετασχηματιστής του ρεύματος. Αν η μονάδα πέσει μέσα στο νερό, μην πάτε να τη βγάλετε - βγάλτε αμέσως το βύσμα της από την πρίζα του ρεύματος.
- 12 Όταν βάζετε ή βγάζετε το βύσμα μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.
- 13 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει.
- 14 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- 15 Αυτή η συσκευή θα πρέπει να διατίθεται μαζί με τον εγκεκριμένο μονωμένο μετασχηματιστή ασφαλείας SW-120060EU (στην Ερώπη) και τον SW-120060BS (για το Ηνωμένο Βασίλειο) με τάση εξόδου 12 DC, 600mA (έξοδος μετασχηματιστή).



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- |                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Διακόπτης ισχύος                   | 11 Καλώδιο μονάδας χειρός i-Light        |
| 2 Υποδοχή ισχύος                     | 12 Θυρίδα ακτινοβολήσης                  |
| 3 Κεντρική μονάδα i-Light            | 13 Αισθητήρες επαφής με την επιδερμίδα   |
| 4 Μονάδα χειρός i-Light              | 14 Κουμπιά απασφάλισης κεφαλής θεραπείας |
| 5 Κουμπί ακτινοβολήσης               | 15 Λυχνία μακράς διάρκειας               |
| 6 Κουμπί επιλογής επιπέδου ενέργειας | 16 Κεφαλή θεραπείας σώματος              |

- 7 Δείκτης λειτουργίας ψύξης
- 8 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα
- 9 Ένδειξη επιπέδου ενέργειας
- 10 Αισθητήρας επιδερμίδας

- 17 Καλώδιο ρεύματος
- 18 Πανί που δεν αφήνει χνούδι
- 19 Κεφαλή θεραπείας προσώπου
- 20 Αισθητήρες επαφής με την επιδερμίδα

## 👁 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ i-LIGHT

### ✳ Τι είναι το i-Light;

Το σύστημα i-Light PRO είναι μια επαναστατική συσκευή φωτεινής ακτινοβολίας που έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από το σώμα και το γυναικείο πρόσωπο κατ'οίκον.

### ✳ Τι είναι το Έντονο Παλμικό Φως (Intense Pulse Light - IPL) και πώς λειτουργεί το i-Light;

Το i-Light λειτουργεί με τη διοχέτευση ενός εξαιρετικά σύντομου, έντονου παλμού φωτεινής ακτινοβολίας στην επιδερμίδα. Η ενέργεια της φωτεινής ακτινοβολίας απορροφάται από τη μελανίνη μέσα στο θύλακα της τρίχας με αποτέλεσμα την προσωρινή απενεργοποίηση του μηχανισμού ανάπτυξης στην τρίχα και την καθυστέρηση της τριχοφυΐας.

Ο κύκλος της τριχοφυΐας ολοκληρώνεται κατά κανόνα σε τρεις φάσεις για τους θύλακες των τριχών. Οι τρεις αυτές φάσεις είναι:

**Η αναγενής φάση (φάση ανάπτυξης)** – η φάση ενεργούς ανάπτυξης στους θύλακες των τριχών. Η συγκέντρωση της μελανίνης είναι σε κορυφαία τιμή καθώς χρησιμοποιείται για την χρώση των τριχών. Μόνο οι τρίχες που βρίσκονται στην αναγενή φάση επηρεάζονται από τη θεραπεία με το σύστημα IPL (σχ. 2)

**Η καταγενής φάση (φάση υποβάθμισης)** – πρόκειται για σύντομο μεταβατικό στάδιο, το οποίο ακολουθεί την αναγενή φάση και σηματοδοτεί τη λήξη της φάσης ενεργούς ανάπτυξης της τρίχας. Κατά κανόνα διαρκεί 2-3 εβδομάδες (σχ. 3).

**Η τελογενής φάση (φάση ηρεμίας)** – ο θύλακας της τρίχας βρίσκεται σε πλήρη ηρεμία κατά τη φάση αυτή, η οποία είναι η μακρότερη φάση και διαρκεί περίπου 100 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, οι νέες τρίχες εξωθούν τις παλιές τρίχες, επιτρέποντας την εκ νέου έναρξη του κύκλου ανάπτυξης (σχ. 4).


Συνιστούμε την χρήση του συστήματος i-Light PRO κάθε δύο εβδομάδες για τρεις θεραπείες (σε περιοχές του σώματος) και κάθε δύο εβδομάδες για τέσσερις θεραπείες (σε περιοχές του γυναικείου προσώπου) ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι ενεργές τρίχες.

σχ. 2




Αναγενής φάση

σχ. 3



Καταγενής φάση

σχ. 4



Τελογενής φάση

### ✱ Τι να περιμένετε από το i-Light

Οι περισσότεροι χρήστες θα αρχίσουν να παρατηρούν λιγότερες τρίχες μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας. Ωστόσο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η θεραπευτική αγωγή προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι ενεργές τρίχες. Η πλήρης θεραπευτική αγωγή είναι κάθε 2 εβδομάδες για τρεις θεραπείες (περιοχές σώματος) και για τέσσερις θεραπείες (περιοχές γυναικείου προσώπου), και στη συνέχεια μόνο όταν χρειάζεται. Λίγες ημέρες μετά από την πρώτη θεραπεία θα πρέπει να παρατηρήσετε τριχόπτωση. Θα υπάρξει κάποια τριχοφυΐα αλλά πιο αραιή, λεπτή και ανοιχτόχρωμη από την αρχική τρίχα. Αυτή η νέα τριχοφυΐα είναι απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### ◆ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

#### Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το i-Light:

Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και τις Πληροφορίες προστασίας. Προτού αρχίσετε, ελέγξτε αν το σύστημα i-Light είναι κατάλληλο για την περίπτωση σας.

Χρησιμοποιήστε τον χάρτη επιδερμίδας που παρέχεται στη συσκευασία και στο μπροστινό μέρος αυτού του χειριδίου και τον ενσωματωμένο αισθητήρα επιδερμίδας για να προσδιορίσετε αν αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς.

#### ✱ Τύπος επιδερμίδας

Δείτε τον χάρτη αποχρώσεων επιδερμίδας στη σελίδα 2.

- Να μην χρησιμοποιείται σε εκ φύσεως σκούρα επιδερμίδα (Τύπος Fitzpatrick V και VI), καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιδερμίδα.
- Να μην χρησιμοποιείται σε μαυρισμένη επιδερμίδα ή ύστερα από πρόσφατη ηλιοθεραπεία, καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή δερματικές βλάβες.
- Το σύστημα i-Light δεν επηρεάζει εκ φύσεως λευκές, γκριζες, ξανθές ή κόκκινες τρίχες του σώματος ή του προσώπου.

#### ✱ Περιοχές στις οποίες η θεραπεία πρέπει να αποφεύγεται:

- Να μην χρησιμοποιείται στο τριχωτό της κεφαλής ή στα αυτιά.
- Να μην χρησιμοποιείται στο πρόσωπο ή τον λαιμό ανδρών.
- Να μην χρησιμοποιείται πάνω από τα ζυγωματικά (χρήση στο γυναικείο πρόσωπο)
- Μη χρησιμοποιείτε στα χείλη - η απόχρωση του δέρματος μπορεί να είναι πολύ σκούρα για θεραπεία.
- Να μην χρησιμοποιείται στη θηλή ή την άλω του στήθους ή στα γεννητικά όργανα.
- Να μην χρησιμοποιείται εφόσον υπάρχουν τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ στην περιοχή που προορίζεται για θεραπεία.
- Να μην χρησιμοποιείται σε σκούρα καστανά ή μαύρα στίγματα όπως ελιές, εκ γενετής σημάδια ή φακίδες.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχή που έχει υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση, βαθύ πιλινγκ, ανάπλαση με λέιζερ, ή έχει ουλές ή σε δέρμα που έχει υποστεί εγκαύματα κάθε τύπου.

#### ✱ Πότε να μην χρησιμοποιείται/Πότε να αποφεύγεται η χρήση του i-Light

- Να μην το χρησιμοποιείτε, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Να μην το χρησιμοποιείτε, εάν έχετε κάνει ηλιοθεραπεία ή σολάριουμ μέσα στις 4 τελευταίες εβδομάδες.



- Να μην το χρησιμοποιείτε σε ξηρή ή ευπαθή επιδερμίδα λόγω χρήσης χημικού πιλινγκ, πιλινγκ με γλυκολικό οξύ ή α-υδροξυοξέων (AHA).
- Να μην ακτινοβολείτε πάνω από μία φορά την ίδια περιοχή, καθώς ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
- Να μην το χρησιμοποιείτε στην ίδια περιοχή της επιδερμίδας σας πάνω από μια φορά την εβδομάδα.
- Να μην το χρησιμοποιείτε τουλάχιστον για 14 ημέρες ύστερα από αγωγή μικροδερμοαπόξεσης.
- Να μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ήδη ξεκινήσει θεραπείες μόνιμης αποτρίχωσης.
- Να μην το χρησιμοποιείτε, αν πάσχετε από δερματική νόσο όπως καρκίνο του δέρματος, αν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλης μορφής καρκίνου στις προς θεραπεία περιοχές, ή αν έχετε προκαρκινικές βλάβες ή πολλαπλούς άτυπους σπίλους στις προς θεραπεία περιοχές.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε επιληψία με φωτογενή ευαισθησία.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε ιστορικό κολλαγονικής διαταραχής, καθώς και ιστορικό σχηματισμού χλοειδούς ουλής ή ιστορικό ανεπαρκούς επούλωσης.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρούσα κίρσων ή αγγειακή εκτασία στις προς θεραπεία περιοχές.
- Να μην το χρησιμοποιείτε, αν το δέρμα σας έχει ευαισθησία στο φως και προκαλείται εξάνθημα ή αλλεργική αντίδραση. Αν ακολουθείτε αγωγή με φωτοδραστικούς παράγοντες ή φωτοευαισθητοποιητές, ελέγξτε το φυλλάδιό της συσκευασίας του φαρμάκου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν μπορεί να προκληθούν φωτοαλλεργικές αντιδράσεις ή φωτοτοξικές αντιδράσεις ή αν πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν πάσχετε από ζαχαρώδη διαβήτη, ερυθματώδη λύκο, πορφυρία ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
- Να μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές του δέρματος που υποβάλλονται αυτή την περίοδο ή έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπεία με α-οξυοξέα (AHA), β-οξυοξέα (BHA), τοπική ισοτρετινοΐνη και αζελαϊκό οξύ.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν σας έχει χορηγηθεί δια στόματος ισοτρετινοΐνη (accutane) ή aoaccutane τους έξι τελευταίους μήνες. Αυτή η αγωγή μπορεί να δημιουργήσει δερματική ευπάθεια με αποτέλεσμα αμυχές, τραύματα και ερεθισμούς.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε κάποια αιμορραγική διαταραχή ή σας χορηγούνται αντιπηκτικά φάρμακα, καθώς επίσης αν κάνετε αυξημένη χρήση ασπιρίνης, έτσι ώστε μην είναι εφικτή η αποβολή της από τον οργανισμό για διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας πριν από κάθε θεραπεία.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε λοιμώξεις, εκζέματα, εγκαύματα, φλεγμονώδεις θύλακες, ανοιχτές αμυχές, εκδορές, απλό έρπητα, τραύματα ή βλάβες ή ακόμα αν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις προς θεραπεία περιοχές.
- Να μην το χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο αν έχετε ιστορικό απλού έρπητα καθώς η χρήση του συστήματος IPL ή άλλης θεραπείας που προκαλεί δερματικό ερεθισμό μπορεί να προκαλέσει υποτροπή του απλού έρπητα.
- Να μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε ιστορικό ανοσοκατασταλτικής νόσου (όπως μεταξύ άλλων λοίμωξη HIV ή AIDS) ή αν σας χορηγείται ανοσοκατασταλτική φαρμακευτική αγωγή.
- Να μην το χρησιμοποιείτε όταν παίρνετε παυσίπονα, τα οποία περιορίζουν την ευαισθησία στη θερμότητα.
- Να μην το χρησιμοποιείτε, αν χρησιμοποιείτε αποσμητικά μακράς διάρκειας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν δερματικές αντιδράσεις.

- Να μην το χρησιμοποιείτε πάνω από ή κοντά σε οτιδήποτε τεχνητό όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, αντισυλληπτικά εμφυτεύματα Implanon, βηματοδότες, αντλίες υποδόριας έγχυσης (αντλία ινσουλίνης) ή στα σημεία που έχετε τρυπήσει το σώμα σας.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

### **\* Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της νέας συσκευής σας i-Light**

Το σύστημα i-Light PRO είναι μια επαναστατική συσκευή φωτεινής ακτινοβολίας που έχει σχεδιαστεί για την απομακρύνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από το σώμα και το γυναικείο πρόσωπο κατ' οίκον.

### **\* Θυρίδα ακτινοβολήσης (σχ. 1-12)**

Η Θυρίδα ακτινοβολήσης είναι θυρίδα με γυαλί φιλτραρίσματος και ενσωματωμένη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία που επιτρέπει σε ορισμένα μήκη κύματος του φωτός να διέλθουν από τη μονάδα χειρός στην επιδερμίδα σας και στους θύλακες των τριχών.

♦ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** πάντα να ελέγχετε τη Θυρίδα ακτινοβολήσης πριν από τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι ο φακός δεν έχει υποστεί ζημιά.

♦ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** πάντα να καθαρίζετε τη Θυρίδα ακτινοβολήσης πριν από τη χρήση με το συνοδευτικό πανί που δεν αφήνει χνούδι ούτως ώστε να μην υπάρχει λάδι ή ακαθαρσίες στο φακό.

### **\* Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα (σχ. 1- 13 & 20)**

Ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα είναι μηχανισμός ασφαλείας που εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα θα πρέπει να έχει πατηθεί πλήρως πάνω στην επιδερμίδα.

### **\* Κουμπί ακτινοβολήσης (σχ. 1-5)**

Το Κουμπί ακτινοβολήσης βρίσκεται στη μονάδα χειρός. Για να ενεργοποιήσετε το λαμπτήρα ακτινοβολήσης, βεβαιωθείτε ότι ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα έχει πατηθεί πλήρως και πιέστε το Κουμπί ακτινοβολήσης.

### **\* Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα (σχ. 1-8)**

Η συσκευή είναι έτοιμη για ακτινοβολήση όταν η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα ανάβει με πράσινο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν το Κουμπί ακτινοβολήσης είναι πατημένο ΚΑΙ ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως Η η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα δεν είναι αναμμένη, ακούγονται ένα ηχητικό σήμα. Όταν η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα ανάβει με κίτρινο, υπολείπονται 150 ακτινοβολήσεις στον λαμπτήρα ακτινοβολήσης. Όταν η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα αναβοσβήνει με κίτρινο, η κασέτα του λαμπτήρα έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη λυχνία του λαμπτήρα.

### **\* Κουμπί ασφάλισης κεφαλής θεραπείας (σχ. 1-14)**

Πατήστε και τα δύο κουμπιά και τραβήξτε απαλά την κεφαλή θεραπείας για να την αποσπάσετε από τη θέση τηχ.

♦ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF) και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί προτού αφαιρέσετε την κεφαλή θεραπείας. Αν η κεφαλή θεραπείας αφαιρεθεί ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στην κεντρική μονάδα θα αναβοσβήνουν και θα ακουστεί ηχητικό σήμα.

## 👁 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ I-LIGHT

### ✱ Λυχνία ακτινοβολήσης μακράς διάρκειας (σχ. 1-15)

Η λυχνία ακτινοβολήσης μακράς διάρκειας παρέχει 65.000 ακτινοβολήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο έντασης που επιλέγεται. Παρόλο που είναι απίθανο να χρειαστεί ποτέ αντικατάσταση, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με άλλη λυχνία μακράς διάρκειας ή με την SP-6000SB που παρέχει 1.500 ακτινοβολήσεις ανά λυχνία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® της περιοχής σας.

### ✱ Επιλογή επιπέδου ενέργειας (σχ. 1-6)

Η συσκευή i-Light είναι εξοπλισμένη με 5 επίπεδα ενέργειας. Το επίπεδο 1 είναι η χαμηλότερη ρύθμιση και το επίπεδο 5 είναι η υψηλότερη ρύθμιση.


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για τα πιο αποδοτικά αποτελέσματα, πάντα να χρησιμοποιείτε το υψηλότερο επίπεδο ενέργειας που δεν προκαλεί δυσφορία στο δέρμα. Για να προσδιορίσετε το επίπεδο ενέργειας που χρησιμοποιείται, ελέγξτε τον αριθμό των αναμμένων λυχνιών στην Ένδειξη επιπέδου ενέργειας (σχ. 1 - 9).

Η συσκευή i-Light τίθεται αυτόματα στο επίπεδο ενέργειας 1 κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται (ON). Για να αλλάξετε το επίπεδο, πατήστε το Κουμπί επιλογής επιπέδου ενέργειας.


### ✱ Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light πάνω στο δέρμα σας

1. Διαβάστε τις Προειδοποιήσεις και τα Μέτρα προστασίας.
2. Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της συσκευής i-Light.
3. Συμβουλευτείτε τον Χάρτη Τόνου Επιδερμίδας για να βεβαιωθείτε ότι ο χρωματικός τόνος της επιδερμίδας σας βρίσκεται στο αποδεκτό φάσμα (σχ. 5).
4. Τοποθετήστε το δέρμα της προς θεραπεία περιοχής πάνω στον αισθητήρα τόνου επιδερμίδας - αγγίζοντας τον αισθητήρα τόνου επιδερμίδας (σχ. 6).  
Αν η επιδερμίδα σας είναι κατάλληλη, η συσκευή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα και θα ενεργοποιηθεί.  
Αν το δέρμα σας είναι ακατάλληλο, η συσκευή σας ειδοποιεί με ηχητικό σήμα και παραμένει εκτός λειτουργίας.
5. Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light σε ένα μικρό κομμάτι της επιδερμίδας σας και περιμένετε 48 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις (σχ.7).

σχ. 5



σχ. 6



σχ. 7



### ✱ Υποβάλλετε σε θεραπεία τις επιθυμητές περιοχές με τη συσκευή i-Light

#### Προετοιμάστε την επιδερμίδα σας για τη θεραπεία

1. Βεβαιωθείτε ότι η προς θεραπεία περιοχή είναι καθαρή και χωρίς λάδια, αποσμητικά, αρώματα, μακιγιάζ, λοσιόν και κρέμες. Ξυρίστε ή κουρέψτε τις τρίχες από την προς θεραπεία περιοχή (σχ. 8).
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κερι, προϊόντα ριζικής αποτρίχωσης ή τσιμπιδάκια για να αφαιρέσετε τις τρίχες γιατί αντενεργούν στη διαδικασία του IPL.


#### Προετοιμάστε τη συσκευή για τη θεραπεία

3. Ξετυλίξτε το καλώδιο της μονάδας χειρός από την κεντρική μονάδα του i-Light και ακουμπήστε τη μονάδα χειρός στη βάση της κεντρικής μονάδας. Εντοπίστε τον διακόπτη ισχύος στην κεντρική μονάδα του i-Light και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF). Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή ισχύος της κεντρικής μονάδας του i-Light. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα. Θέστε τον διακόπτη ισχύος στη θέση ON (σχ. 9).
4. Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα επιδερμίδας για να ξεκλειδώσετε τη μονάδα. (σχ. 6)  
Πρέπει να ξεκλειδώνετε τη μονάδα για κάθε μέρος του σώματος που θέλετε να υποβάλλετε σε θεραπεία.
5. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ενέργειας (σχ. 10).  
Αν το δέρμα σας είναι ακατάλληλο, η συσκευή σας ειδοποιεί με ηχητικό σήμα και παραμένει εκτός λειτουργίας.

σχ. 8



σχ. 9



σχ. 10



### ✱ Υποβάλλετε σε θεραπεία περιοχές του σώματος με τη συσκευή i-Light

Η συσκευή i-Light είναι εξοπλισμένη με δύο τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία Απλής Ακτινοβολήσης και Λειτουργία Πολλαπλής Ακτινοβολήσης. Η συσκευή i-Light ρυθμίζεται αυτόματα στη λειτουργία Απλής Ακτινοβολήσης κάθε φορά που η συσκευή ενεργοποιείται (ON).

**Λειτουργία Απλής Ακτινοβολήσης:** Η συσκευή i-Light ακτινοβολεί μία φορά όταν πατηθεί το Κουμπί ακτινοβολήσης ΚΑΙ έχει ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα.

**Λειτουργία Πολλαπλής Ακτινοβολήσης:** Η συσκευή i-Light ακτινοβολεί μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα όταν πατηθεί το Κουμπί ακτινοβολήσης ΚΑΙ έχει ενεργοποιηθεί πλήρως ο αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα. Η λειτουργία Πολλαπλής Ακτινοβολήσης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε σε θεραπεία, γρήγορα, μεγάλες περιοχές όπως τα πόδια, το στήθος ή την πλάτη με ένα απλό πέρασμα της μονάδας χειρός στη νέα θέση μετά από κάθε ακτινοβολήση

### ✱ Λειτουργία Απλής Ακτινοβολήσης

1. Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός του i-Light πάνω στο δέρμα σας έτσι ώστε η Θυρίδα ακτινοβολήσης να εφάπτεται με την επιφάνεια της επιδερμίδας σας (σχ. 11).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και ότι η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα είναι αναμμένη.
3. Πατήστε το Κουμπί ακτινοβολήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (σχ. 12).
4. Μετακινήστε τη μονάδα χειρός σε νέα περιοχή θεραπείας και επαναλάβετε τα βήματα 1-3 (σχ. 13).

### ✱ Λειτουργία Πολλαπλής Ακτινοβολήσης

1. Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός του i-Light πάνω στο δέρμα σας έτσι ώστε η Θυρίδα ακτινοβολήσης να εφάπτεται με την επιφάνεια της επιδερμίδας σας (σχ. 11).
2. Βεβαιωθείτε ότι ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και ότι η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα είναι αναμμένη.
3. Πατήστε ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΙΘΜΕΝΟ το Κουμπί ακτινοβολήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (σχ. 12).
4. Αμέσως μετά από την ακτινοβολήση της συσκευής, σύρετε τη μονάδα χειρός σε νέα θέση. Μετά από σύντομη καθυστέρηση (2 δευτερόλεπτα περίπου) η συσκευή θα ακτινοβολήσει ξανά (σχ. 13).

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κατά τη Λειτουργία Πολλαπλής Ακτινοβολήσης, ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα ΚΑΙ το Κουμπί ακτινοβολήσης πρέπει να παραμένουν εντελώς πατημένα. Αν κάποιο από τα δύο ξεπατηθεί, η συσκευή δε θα λειτουργεί. Για να συνεχίσετε τη θεραπεία, επαναλάβετε τα βήματα 1-4.
- Κατά τη Λειτουργία Πολλαπλής Ακτινοβολήσης, η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα παραμένει αναμμένη όσο ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα και το Κουμπί ακτινοβολήσης είναι πατημένα.

σχ. 11



σχ. 12



σχ. 13




## ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

✱ **Θεραπεία σε περιοχές του προσώπου με τη συσκευή i-Light (χρήση μόνο σε γυναίκες).** Η τριχοφυΐα του προσώπου μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτή του σώματος και η επιδερμίδα στο πρόσωπο κατά κανόνα είναι ευαίσθητη και εκτίθεται περισσότερο στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, επομένως η θεραπεία σε ανεπιθύμητη τριχοφυΐα του προσώπου διαφέρει από εκείνη του σώματος – φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την ενότητα προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία του προσώπου.

◆ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η Κεφαλή θεραπείας προσώπου έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη θεραπεία των μοναδικών χαρακτηριστικών της τριχοφυΐας του γυναικείου προσώπου. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σώματος στο πρόσωπο. Δείτε την ενότητα 'Αλλαγή Κεφαλών Θεραπείας' για οδηγίες σχετικά με αλλαγή των κεφαλών θεραπείας.

✱ **Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή θεραπείας προσώπου**  
Η Κεφαλή θεραπείας προσώπου προορίζεται για χρήση στην τριχοφυΐα του προσώπου των γυναικών σε μάγουλα, φαβορίτες, σαγόνι, περιοχές του λαιμού και πάνω από τα χείλη, όπως φαίνεται στο σχ. 14.

σχ. 14



◆ **ΜΗΝ** το χρησιμοποιείτε σε γένια ή τριχοφυΐα ανδρικού προσώπου καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να είναι μόνιμα ή ανομοιόμορφα και να προκληθούν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου που μπορεί να μην είναι επιθυμητά.

◆ **Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας - Χρήση στο πρόσωπο**

◆ **ΜΗΝ** το χρησιμοποιείτε πουθενά κοντά σε ΜΑΤΙΑ, ΦΡΥΔΙΑ ή ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, το φως δε θα πρέπει να βλάπτει τα μάτια, ωστόσο αν το σκεδαζόμενο φως σας είναι δυσάρεστο, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια ή αποστρέψετε το βλέμμα.

◆ **ΜΗΝ** υποβάλλετε σε θεραπεία ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΗΛΙΟΚΑΜΕΝΗ ή ΜΕ ΜΑΥΡΙΣΜΑ. Για να ξεκινήσετε τη θεραπεία περιμένετε μέχρι να φύγει εντελώς το κάψιμο ή το μαύρισμα. Αφαιρέστε καλλυντικά, λοσιόν και κρέμες (καθώς και προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος) πριν από τη θεραπεία. Μετά από τη θεραπεία, χρησιμοποιήστε λοσιόν χωρίς άρωμα (SPF 30+) και προσταθήστε να μην εκθέσετε στον ήλιο την περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία για 24 ώρες το λιγότερο.

◆ **ΜΗΝ** ακτινοβολείτε τα ΧΕΙΛΗ ή άλλα ΜΕΛΑΝΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ (σκοούρες φακίδες, ελιές, εκ γενετής σημάδια ή τατουάζ) καθώς αυτές οι περιοχές μπορεί να απορροφήσουν υπερβολική ποσότητα ενέργειας φωτεινής

ακτινοβολίας με ενδεχόμενο την πρόκληση δυσφορίας ή πόνου. Μπορείτε να καλύψετε αυτές τις περιοχές με ΛΕΥΚΟ λάνερ ματιών, αυτοκόλλητες ετικέτες ή χοντρό χαρτί που θα ανακλάσει το φως σε περίπτωση ακούσιας ακτινοβολήσης.

❖ **ΜΗΝ** κάνετε θεραπεία στο εσωτερικό των ΡΟΥΘΟΥΝΙΩΝ ή των ΑΥΤΙΩΝ καθώς αυτές οι περιοχές είναι ευαίσθητες.

❖ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποφύγετε να υποβάλλετε σε θεραπεία περιοχές που περιέχουν μόνο δευτερογενείς τρίχες (πολύ λεπτές τρίχες, γνωστές και ως “χνούδι”) καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη νέα τριχοφυΐα. Αφαιρέστε όλες τις ορατές τρίχες με αποτρίχωση ή κούρεμα. Μην χρησιμοποιείτε κερι, προϊόντα ριζικής αποτρίχωσης ή τσιμπιδάκια για να αφαιρέσετε τρίχες πριν ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, γιατί αντενεργούν στη διαδικασία του IPL. Αν κουρευέστε, φροντίστε η κουρεμένη τρίχα να μην υπερβαίνει τα 0,5mm.

#### ✳ **Αλλαγή Κεφαλών Θεραπείας**

Το i-Light Pro συνοδεύεται από δυο ξεχωριστές Κεφαλές Θεραπείας για Τριχοφυΐα σώματος και για Τριχοφυΐα γυναικείου προσώπου. Η Κεφαλή Θεραπείας Τριχοφυΐας Σώματος έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Τριχοφυΐα του Σώματος και μπορεί να ακτινοβολεί κάθε 2 δευτερόλεπτα. Η Κεφαλή Θεραπείας Τριχοφυΐας Προσώπου έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Τριχοφυΐα του Γυναικείου Προσώπου, ελαχιστοποιεί τη διαρροή φωτεινής ακτινοβολίας, και μπορεί να ακτινοβολεί κάθε 4 δευτερόλεπτα. Η Κεφαλή Θεραπείας Τριχοφυΐας Προσώπου διακρίνεται από το εικονίδιο που φαίνεται στο σχ. 15.

### σχ. 15



Για να αλλάξετε κεφαλές θεραπείας, ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

1. Θέστε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ στη θέση OFF και βγάλτε το βύσμα του ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ από την ηλεκτρική πρίζα. Περιμένετε 5 λεπτά να κρυώσει το σύστημα πριν προσπαθήσετε να αλλάξετε τις κεφαλές θεραπείας.
2. Κρατήστε την Κεφαλή Θεραπείας με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο χέρι πιέζετε και τα δύο Κουμπιά Απασφάλισης και τραβήξτε απαλά. Φυλάξτε την Κεφαλή Θεραπείας που δεν χρησιμοποιείται σε ασφαλές μέρος (όπως στη συσκευασία) φροντίζοντας να μην προκληθεί βλάβη στη ΘΥΡΙΔΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ και στα λοιπά εξαρτήματα.
3. Σπρώξτε απαλά την άλλη Κεφαλή Θεραπείας στη Μονάδα Χειρός φροντίζοντας και τα δύο πλευρικά πτερύγια να μπουν στη θέση τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μακρύτερο πτερύγιο (με τα χρυσά κυκλώματα) πρέπει να είναι προς τα πάνω για να εφαρμόζει σωστά.

**\* Χρήσιμες συμβουλές για τη θεραπεία στην τριχοφυΐα του προσώπου**

Κάντε δοκιμή σε ένα τμήμα της επιδερμίδας – επειδή η επιδερμίδα του προσώπου κατά κανόνα είναι πιο ευαίσθητη, φροντίστε να κάνετε μια δοκιμή σε μικρό τμήμα πριν προχωρήσετε. Δείτε την ενότητα 'Δοκιμάστε τη συσκευή i-Light πάνω στο δέρμα σας' για λεπτομέρειες (σχ. 7). Καθοδηγήστε τις θεραπείες σας με έναν καθρέφτη – χρησιμοποιήστε καθρέφτη για να βλέπετε καλά την περιοχή που υποβάλλετε σε θεραπεία και για να μην υποβληθούν σε θεραπεία τα χείλη ή άλλα σκούρα στίγματα. Αν το ανακλώμενο φως σας είναι δυσάρεστο, μπορεί να θέλετε να κλείσετε τα μάτια πριν από κάθε ακτινοβολήση. Τεντώστε το δέρμα για καλύτερη επαφή με την επιδερμίδα – το περίγραμμα του δέρματος μπορεί να δυσχεραίνει το πλήρες πάτημα των αισθητήρων επαφής με την επιδερμίδα σε ορισμένες περιοχές. Ίσως σας φανεί πιο εύκολο αν προσπαθήσετε να τυλίξετε το πάνω χέιλος πάνω από τα δόντια σας ή να τεντώσετε τα μάγουλα σας με τη γλώσσα για καλύτερη επαφή με την επιδερμίδα.

**👁 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

- Για άριστα αποτελέσματα, αποφύγετε τις επικαλυπτόμενες ακτινοβολήσεις. Έτσι αποτρέπεται η έκθεση σε περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται για την καταστολή της τριχοφυΐας. Επίσης, έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της λυχνίας ακτινοβολήσης.
- Για τα πιο αποδοτικά αποτελέσματα, πάντα να χρησιμοποιείτε το υψηλότερο επίπεδο έντασης που δεν προκαλεί δυσφορία στο δέρμα. Το επίπεδο που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να αφήνει μια αίσθηση θερμότητας στο δέρμα, αλλά δε θα πρέπει ποτέ να προκαλεί δυσφορία.
- Ίσως παρατηρήσετε ότι οι ισχνές περιοχές όπως οι αγκώνες, οι κνήμες και οι αστράγαλοι είναι πιο ευαίσθητοι κατά τη θεραπεία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δε θα πρέπει να συνιστά λόγο ανησυχίας. Προς αποφυγή αυτής της ευαισθησίας, προσπαθήστε να τραβάτε το δέρμα μακριά από την ισχνή περιοχή κατά τη θεραπεία.

**👁 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ**

Μετά από τη θεραπεία, μπορεί να παρουσιάσετε ελαφρά κοκκινίλα ή αίσθηση θερμότητας στο δέρμα σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα υποχωρήσει γρήγορα. Προς αποφυγή ερεθισμού στο δέρμα σας μετά από τη θεραπεία, πάρτε τις εξής προφυλάξεις:

- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 24 ώρες μετά από τη θεραπεία. Προστατεύστε την επιδερμίδα σας με SPF 30 για 2 εβδομάδες μετά από κάθε θεραπεία.
- Μην παριέστε την έκθεση στον ήλιο, π.χ. με ηλιοθεραπεία, σε σολάριουμ ή με προϊόν τεχνητού μαυρίσματος για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από την τελευταία θεραπεία.
- Μετά από τη θεραπεία, διατηρήστε την περιοχή καθαρή και στεγνή και πίνετε άφθονο νερό για να διατηρείτε το δέρμα ενυδατωμένο.
- Να συμπεριφέρεστε με απαλότητα στην περιοχή που χρησιμοποιείτε το προϊόν
- Μην κάνετε αποτρίχωση (με κερί, τσιμπιδάκι, κλωστή ή κρέμες) κατά τη θεραπεία – το ξύρισμα είναι αποδεκτό εφόσον το αποφύγετε για 24 ώρες μετά από κάθε θεραπεία.
- Μην κολυμπάτε για 24 ώρες μετά τη θεραπεία.
- Μη συμμετέχετε σε αθλήματα επαφής για 24 ώρες μετά από τη θεραπεία.
- Μη φοράτε εφαρμοστά ρούχα πάνω από την περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία.



- Μην κάνετε αποτρίχωση (με κερί, τσιμπιδάκι, κλωστή ή κρέμες) κατά τη θεραπεία – το ξύρισμα είναι αποδοκτό εφόσον το αποφύγετε για 24 μετά από κάθε θεραπεία.
- Μην χρησιμοποιείτε κρέμες λεύκανσης ή αρωματισμένα προϊόντα για 24 ώρες μετά από κάθε θεραπεία.
- Μην ξύνετε και μην τσιμπάτε την περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία.



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ i-LIGHT

- ◆ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν καθαρίσετε το i-Light, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την κεντρική μονάδα.
- Ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής για τη συσκευή i-Light. Την εξωτερική επιφάνεια της κεντρικής μονάδας και της μονάδας χειρός μπορείτε να τη σκουπίζετε με ένα ελαφρά νωπό πανί.
- Για να καθαρίσετε τη Θυρίδα ακτινοβολήσης, χρησιμοποιήστε μόνο το πανί που δεν αφήνει χνούδι το οποίο παρέχεται μαζί με τη συσκευή i-Light. Προσέξτε να μη γρατζουνίσετε ή να ραγίσετε τη Θυρίδα ακτινοβολήσης. Οι γρατσουνιές και τα ραγίσματα μπορούν να μειώσουν την αποδοτικότητα της μονάδας.
- Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε μια νωπή μπατονέτα για να εφαρμόσετε μικρή ποσότητα νερού στη Θυρίδα ακτινοβολήσης και καθαρίστε με το παρεχόμενο πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- Για να αφαιρέσετε σκόνη και σκουπίδια από τις οπές εξαερισμού της μονάδας χειρός χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός.

◆ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η Θυρίδα ακτινοβολήσης ραγίσει ή σπάσει, η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Ποτέ μη γρατζουνίσετε το γυαλί φιλτραρίσματος ή τη μεταλλική επιφάνεια στο εσωτερικό της Κεφαλής Θεραπείας.

◆ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή i-Light χρησιμοποιεί υψηλή τάση. Ποτέ μη τη βυθίζετε ολόκληρη στο νερό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη μονάδα ή τα εξαρτήματά της κάτω από τη βρύση ή σε πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικές ουσίες με βάση τη βενζίνη ή άλλες εύφλεκτες ουσίες λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σύρματα, διαβρωτικές ουσίες καθαρισμού ή δραστικά υγρά όπως λάδι ή ακετόνη για να καθαρίσετε τη μονάδα.

## ➡ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / ΦΥΛΑΞΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ✱ Συντήρηση συσκευής i-Light

◆ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από τις εργασίες συντήρησης στη συσκευή i-Light, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την κεντρική μονάδα.

### ✱ Αντικατάσταση του λαμπτήρα

1. Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης κεφαλής θεραπείας και τραβήξτε την απαλά για να την αποσπάσετε από τη θέση της.
2. Τραβήξτε απαλά την παλιά λυχνία για να την αποσπάσετε.
3. Αντικαταστήστε την με νέα λυχνία.

◆ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αντικαθιστάτε την κασέτα λαμπτήρα, μην ακουμπάτε πάνω στους λαμπτήρες ακτινοβολήσης γιατί θα αφήσετε έλαια και κατάλοιπα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να μειωθεί η αποδοτικότητα των λαμπτήρων ή να ραγίσουν κατά τη θεραπεία.

4. Αντικαταστήστε την κεφαλή θεραπείας, φροντίζοντας να την κουμπώσετε καλά στη θέση της.

#### \* Φύλαξη

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά πριν από τη φύλαξη.
- Η μονάδα να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία από 15° C έως 35° C.

#### \* Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πάντα να διαβάζετε όλες αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή i-Light. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το i-Light, να συμβουλευέστε αυτό τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων καθώς καλύπτει τα συνηθέστερα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν με το i-Light. Αν, αφού έχετε εφαρμόσει τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.

**Ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση ON, αλλά η μονάδα δε λειτουργεί.**

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της μονάδας έχει συνδεθεί με ηλεκτρική πρίζα που έχει ρεύμα.
- Δοκιμάστε να τη βάλετε σε άλλη πρίζα.

**Η μονάδα φαίνεται ότι έχει ρωγμές ή ότι έχει χαλάσει.**

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εφόσον έχει υποστεί βλάβη. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη χρήση της μονάδας, διακόψτε τη χρήση της και επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.

#### \* Συχνές Ερωτήσεις

**Έβαλα το διακόπτη ισχύος της μονάδας στη θέση ON αλλά δεν μπορώ να αυξήσω ή να μειώσω το επίπεδο ενέργειας.**

- Προσπαθήστε να επαναφέρετε τη μονάδα απενεργοποιώντας την και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα προτού την ενεργοποιήσετε και πάλι.

**Η Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λαμπτήρα ανάβει με πράσινο αλλά η μονάδα δεν ακτινοβολεί όταν πατιέται το κουμπί.**

- Βεβαιωθείτε ότι ο Αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα έχει έρθει πλήρως σε επαφή με το δέρμα.
- Προσπαθήστε να επαναφέρετε τη μονάδα απενεργοποιώντας την και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα προτού την ενεργοποιήσετε και πάλι.

**Μυρίζει μια περίεργη οσμή.**

- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή έχει ξυριστεί πλήρως πριν από τη θεραπεία.

**Οι περιοχές που υποβάλλονται σε θεραπεία κοκκινίζουν μετά από τη θεραπεία.**

- Αυτό είναι φυσιολογικό και η κοκκινίλα θα υποχωρήσει. Αν δεν υποχωρήσει, δοκιμάστε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.

**Δεν βλέπω βέλτιστα αποτελέσματα ή η τριχοφυΐα έχει αρχίσει ξανά.**

- Η τριχοφυΐα μπορεί να αρχίσει ξανά μετά από την αρχική θεραπεία. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Για βέλτιστα αποτελέσματα, επαναλάβετε τη θεραπεία όταν διαπιστώσετε νέα τριχοφυΐα.

**Σημείωση:** Να μην υποβάλλετε σε θεραπεία την ίδια περιοχή πάνω από μια φορά την εβδομάδα.

◆ **ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ:** Αν η μονάδα χρησιμοποιείται για παρατεταμένο διάστημα, μπορεί προς στιγμήν να απενεργοποιηθεί αυτόματα (περίπου 40 δευτερόλεπτα) για να κρυώσει. Αφού κρυώσει η μονάδα, θα είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

| <b>Λυχνία Έντασης/Λειτουργίας ακτινοβόλησης</b>      | <b>Ένδειξη</b>                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Όλες οι εκάστοτε επιλεγμένες λυχνίες αναβοσβήνουν    | Η μονάδα έχει υπερθερμανθεί και έχει απενεργοποιηθεί προς στιγμήν για να κρυώσει.                                                                                                   |
| Οι λυχνίες έντασης αναβοσβήνουν διαδοχικά            | Η μονάδα παρουσιάζει δυσλειτουργία. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, περιμένετε λίγες στιγμές και δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα επιμένει, η μονάδα θα πρέπει να επιστραφεί για επισκευή. |
| Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν με προειδοποιητικό σήμα | Η κεφαλή θεραπείας έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει μπει καλά στη θέση της.                                                                                                                |
| <b>Ηχητικά σήματα</b>                                | <b>Ένδειξη</b>                                                                                                                                                                      |
| Όχι πλήρης επαφή                                     | Το Κουμπί ακτινοβόλησης είχε πατηθεί ενόσω ο αισθητήρας επαφής με την επιδερμίδα δεν είχε πατηθεί πλήρως.                                                                           |
| Αντικατάσταση λυχνίας ακτινοβόλησης                  | Η λυχνία ακτινοβόλησης λείπει ή πρέπει να αντικατασταθεί.                                                                                                                           |
| Οι αισθητήρες επαφής έχουν κολλήσει                  | Το Κουμπί ακτινοβόλησης πατήθηκε αφού ο αισθητήρας επαφής είχε πατηθεί μετά την ενεργοποίηση της μονάδας. Ο αισθητήρας επαφής μπορεί να έχει κολλήσει.                              |

✳ **Συχνές Ερωτήσεις (www.remington-ilight.com)**

**E. Τι είναι το i-Light; Τι είναι το Έντονο Παλμικό Φως (IPL);**

A. Το IPL λειτουργεί με τη διοχέτευση ενός εξαιρετικά σύντομου, έντονου παλμού φιλτραρισμένης φωτεινής ακτινοβολίας στην επιδερμίδα. Η φωτεινή ακτινοβολία απορροφάται από τις χρωστικές ουσίες μέσα και γύρω από τις τρίχες και απενεργοποιεί προσωρινά τον θύλακα της τρίχας, αποτρέποντας την τριχοφυΐα.

**E. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το i-Light;**

A. Το i-Light μπορούν να το χρησιμοποιούν άνδρες και γυναίκες για να αφαιρούν ανεπιθύμητες τρίχες κάτω από το λαιμό, και οι γυναίκες μπορούν να το χρησιμοποιούν για την τριχοφυΐα του προσώπου κάτω από τα ζυγωματικά. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για άτομα με ανοιχτές έως μέτριες αποχρώσεις επιδερμίδας και σκούρα μαλλιά. Οι ασφαλείς αποχρώσεις επιδερμίδας περιλαμβάνουν μόνο τη λευκή, την υπόλευκη, την υπόφαιη, την μπέζ και την ανοιχτή καστανή. Οι ασφαλείς αποχρώσεις της φυσικής τρίχας περιλαμβάνουν τη μαύρη, τη σκούρα καστανή και τη μέτρια καστανή.

**Ε. Ποια μέρη του σώματος μπορώ να υποβάλλω σε θεραπεία με το i-Light;**

- A. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για χρήση και από τα δύο φύλα σε περιοχές κάτω από τον λαιμό, όπως τα πόδια, τις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι, τα μπράτσα, το στήθος και την πλάτη. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να το χρησιμοποιούν για την τριχοφυΐα του προσώπου κάτω από τα ζυγωματικά.

**Ε. Τι μπορώ να περιμένω από το i-Light;**

- A. Το i-Light παρέχει ασφαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση επαγγελματικού επιπέδου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IPL.

**Ε. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν με το i-Light; Είναι ασφαλές;**

- A. Η χρήση του i-Light είναι ασφαλής, αλλά όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει απαραίτητως να διαβάσετε και να εφαρμόσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

**Ε. Πόσο συχνά μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light;**

- A. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το i-Light όποτε βλέπετε νέα τριχοφυΐα.

◆ **ΜΗΝ** το εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα.

**Ε. Πόσο διαρκούν οι θεραπείες;**

- A. Η διάρκεια εξαρτάται από την έκταση της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία, ωστόσο ένα ολόκληρο πόδι δεν πρέπει να χρειάζεται πάνω από 15 λεπτά.

**Ε. Πότε θα αρχίσω να βλέπω αποτελέσματα;**

- A. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. Μερικές φορές μπορεί να εμφανιστεί νέα τριχοφυΐα μετά από τη θεραπεία αλλά πολλές από αυτές τις τρίχες θα αρχίσουν να πέφτουν μετά από δύο εβδομάδες. Οι τρίχες φυτρώνουν σε κύκλο 3 διαφορετικών φάσεων που διαρκεί 18-24 μήνες. Μόνο οι τρίχες στην αναγεννητική φάση επηρεάζονται από τη θεραπεία, και για αυτό, για βέλτιστα αποτελέσματα, χρειάζονται πολλαπλές θεραπείες. Τα αποτελέσματα κατά κανόνα είναι αισθητά μέσα σε λίγες εβδομάδες από την πρώτη θεραπεία. Η συνεχής τακτική εβδομαδιαία (ή δεκαπενθήμερη για τρεις θεραπείες) χρήση θα έχει καλά αποτελέσματα μέσα σε 6 έως 12 εβδομάδες (οι πιο σκούρες επιδερμίδες ίσως χρειαστούν περισσότερες).

**Ε. Γιατί οι τρίχες συνεχίζουν να φυτρώνουν παρά τις θεραπείες;**

- A. Οι τρίχες συνεχίζουν να φυτρώνουν για διάστημα έως 2 εβδομάδων μετά από τη θεραπεία, οπότε και θα παρατηρήσετε ότι οι τρίχες αρχίζουν να πέφτουν. Ένας άλλος λόγος για τη συνέχιση της τριχοφυΐας θα μπορούσε να είναι η παράλειψη της περιοχής κατά τη θεραπεία. Συνεχίστε τη θεραπεία στη περιοχή όποτε παρατηρείτε νέα τριχοφυΐα.

**Ε. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο;**

- A. Η έκθεση στον ήλιο αυξάνει τα επίπεδα μελανίνης και τον κίνδυνο το δέρμα να υποστεί εγκαύματα και φουσκάλες μετά από τη θεραπεία.

**Ε. Ποιες είναι οι προειδοποιήσεις για την αποφυγή χρήσης του i-Light;**

- A. Ορισμένες συνθήκες μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα χρήσης της μονάδας. Διαβάστε ολόκληρη την ενότητα Προειδοποιήσεις και Μέτρα προστασίας στο Εγχειρίδιο Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το i-Light.

**E. Πόσο συχνά θα πρέπει να αντικαθιστώ το λαμπτήρα;**

- A. Η λυχνία ακτινοβολήσης μακράς διάρκειας παρέχει 65.000 ακτινοβολήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο έντασης που επιλέγεται. Παρόλο που είναι απίθανο να χρειαστεί ποτέ αντικατάσταση, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με άλλη λυχνία μακράς διάρκειας ή με την SP-6000SB που παρέχει 1.500 ακτινοβολήσεις ανά κασέτα. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® της περιοχής σας.

**E. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το i-Light στο πρόσωπό μου;**

- A. Το i-Light είναι κατάλληλο για χρήση στο γυναικείο πρόσωπο μόνο κάτω από τα ζυγωματικά, εφόσον χρησιμοποιείται με την κεφαλή θεραπείας προσώπου.

**E. Πώς να περιποιηθώ τις περιοχές που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία μετά από την θεραπεία;**

- A. Αποφύγετε να εκθέσετε στον ήλιο και χωρίς προστασία τις περιοχές που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία.

**E. Θα πρέπει να διακόψω τη συνήθη δραστηριότητα μετά από τη χρήση του i-Light;**

- A. Δεν χρειάζεται να διακόψετε τη συνήθη δραστηριότητα μετά από τη θεραπεία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει μη φυσιολογικές επιπλοκές. Συνιστούμε να εκτελείτε τη θεραπεία προτού πέσετε για ύπνο έτσι ώστε η κοκκινίλα που μπορεί να δημιουργηθεί να έχει υποχωρήσει έως το πρωί.

**E. Το i-Light είναι επικίνδυνο για την επιδερμίδα μετά από μακροχρόνια χρήση;**

- A. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες ή δερματικές βλάβες λόγω μακροχρόνιας χρήσης του έντονου παλμικού φωτός.

**E. Πόσο συχνά μπορώ να κάνω θεραπεία με το i-Light;**

- A. Ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων από την αρχική θεραπεία, έχει αποδειχτεί ότι είναι το πιο αποτελεσματικό για τη μείωση της τριχοφυΐας. Θα πρέπει να αποφεύγετε να υποβάλλετε σε θεραπεία την ίδια περιοχή πολλές φορές μέσα σε μία συνεδρία, καθώς έτσι δεν βελτιώνονται τα αποτελέσματα αλλά αυξάνεται ο κίνδυνος δερματικού ερεθισμού.

**E. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light αν έχω ξανθές, κόκκινες, γκριζες ή άσπρες τρίχες;**

- A. Το i-Light λειτουργεί καλύτερα σε πιο σκούρες τρίχες επειδή περιέχουν περισσότερη μελανίνη, τη χρωστική που δίνει το χρώμα στις τρίχες και στο δέρμα. Η μελανίνη είναι που απορροφά την ενέργεια της φωτεινής ακτινοβολίας κατά τη θεραπεία με το i-Light. Οι μαύρες και οι σκούρες καστανές τρίχες είναι αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα. Οι καστανές και οι ανοιχτές καστανές τρίχες ανταποκρίνονται και αυτές, αλλά κατά κανόνα χρειάζονται περισσότερες θεραπείες. Οι κόκκινες τρίχες μπορεί να δείξουν κάποια ανταπόκριση. Οι λευκές, οι γκριζες ή οι ξανθές τρίχες συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες με το i-Light, ωστόσο μερικοί χρήστες έχουν διαπιστώσει αποτελέσματα μετά από αρκετές θεραπείες.

**E. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light, αν έχω εκ φύσεως σκούρα επιδερμίδα;**

- A. Όχι. Το i-Light έχει σχεδιαστεί για αντίδραση με τη σκούρα χρωστική της τρίχας. Ως εκ τούτου, οι σκούρες και οι μαύρες επιδερμίδες μπορεί να απορροφήσουν υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ενέργειας (θερμότητας) από τη συσκευή, με ενδεχόμενη πρόκληση δερματικών βλαβών. Μην χρησιμοποιείτε το i-Light σε εκ φύσεως σκούρα επιδερμίδα, καθώς περιέχει υπερβολικά πολλή μελανίνη. Η υποβολή σκούρας επιδερμίδας σε θεραπεία με το i-Light μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιδερμίδα (υπέρχρωση ή υποχρωματισμό). Εξετάστε τον χάρτη αποχρώσεων επιδερμίδας στη σελίδα 2 για να διαπιστώσετε αν το i-Light είναι κατάλληλο για την περίπτωση σας.

**Ε. Χρειαζόμαστε προστατευτικό ματιών όσο χρησιμοποιώ το i-Light;**

Α. Όχι, δεν είναι επιβλαβές για τα μάτια, εκτός αν το κατευθύνετε προς το πρόσωπο (αυτό ισχύει μόνο για την κεφαλή θεραπείας σώματος). Το i-Light διαθέτει σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει την ακούσια ακτινοβολήση όταν η συσκευή δεν είναι σε επαφή με την επιδερμίδα. Η μικρή ποσότητα φωτός που εκπέμπεται κατά τη θεραπεία είναι ανάλογη με αυτή του φλας της φωτογραφικής μηχανής και δεν είναι επιβλαβής για τα μάτια. Η ειδικά ρυθμισμένη κεφαλή θεραπείας προσώπου ελαχιστοποιεί τη διαρροή φωτός. Αν το ανακλώμενο φως σας είναι δυσάρεστο, μπορεί να θέλετε να κλείσετε τα μάτια πριν από κάθε ακτινοβολήση.

**Ε. Μπορώ να χρησιμοποιώ το i-Light, αν είμαι έγκυος ή θηλάζω;**

Α. Όχι. Το i-Light δεν έχει δοκιμαστεί σε εγκύους, ως εκ τούτου δε συιστούμε τη χρήση του i-Light εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Οι ορμονικές μεταβολές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθησία και τον κίνδυνο δερματικής βλάβης.

**\* Ο χάρτης τύπων επιδερμίδας Fitzpatrick**

Κατάλληλες αποχρώσεις επιδερμίδας, Χάρτης αποχρώσεων επιδερμίδας – Τύποι επιδερμίδας Fitzpatrick I – IV Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον χάρτη τύπων επιδερμίδας για αυτοαξιολόγηση, αφού αθροίσετε τη βαθμολογία για κάθε ερώτηση που απαντήσετε. Στο τέλος υπάρχει κλίμακα που παρέχει ένα φάσμα για κάθε μία από τις έξι κατηγορίες τύπου επιδερμίδας. Μετά από την κλίμακα ακολουθεί επεξήγηση κάθε τύπου επιδερμίδας. Μπορείτε να προσδιορίσετε γρήγορα και εύκολα ποιος είναι ο τύπος της επιδερμίδας σας.

| <b>Γενετική προδιάθεση:</b>                                               |                                 |                        |                        |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Βαθμολογία                                                                | 0                               | 1                      | 2                      | 3               | 4              |
| Τι χρώμα είναι τα μάτια σας;                                              | Ανοιχτά γαλανά, γκριζα, πράσινα | Μπλε, γκριζα ή πράσινα | Μπλε                   | Σκούρα καστανά  | Καστανόμαυρα   |
| Ποιο είναι το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας;                               | Πυρρόξανθα                      | Ξανθά                  | Καστανόξανθα           | Σκούρα καστανά  | Μαύρα          |
| Ποια είναι η απόχρωση της επιδερμίδας σας (των μη εκτεθειμένων περιοχών); | Κοκκινωπή                       | Πολύ χλωμή             | Χλωμή με μπεζ απόχρωση | Ανοιχτή καστανή | Σκούρα καστανά |
| Έχετε φακίδες σε μη εκτεθειμένες περιοχές;                                | Πολλές                          | Αρκετές                | Λίγες                  | Σποραδικά       | Καμία          |
| <b>Γενική βαθμολογία γενετικής προδιάθεσης: ----</b>                      |                                 |                        |                        |                 |                |

**Αντίδραση στην έκθεση στον ήλιο::**

| Βαθμολογία                                                  | 0                                         | 1                                | 2                                         | 3                   | 4                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Τι συμβαίνει όταν μένετε για αρκετή ώρα στον ήλιο;          | Επώδυνη κοκκινίλα, φουσκάλες, ξεφλούδισμα | Φουσκάλες και έπειτα ξεφλούδισμα | Κάψιμο και μετά μερικές φορές ξεφλούδισμα | Κάψιμο σπάνια       | Ποτέ δεν καίγομαι          |
| Πόσο πολύ μαυρίζετε;                                        | Ελάχιστα ή καθόλου                        | Παίρνω λίγο χρώμα, μαύρισμα      | Μαυρίζω σε λογικό πλαίσιο                 | Μαυρίζω πολύ εύκολα | Μαυρίζω πολύ και γρήγορα   |
| Μαυρίζετε μέσα σε λίγες ώρες μετά από την έκθεση στον ήλιο; | Ποτέ                                      | Σπάνια                           | Μερικές φορές                             | Συχνά               | Πάντα                      |
| Πώς αντιδρά το πρόσωπό σας στον ήλιο;                       | Πολύ ευαίσθητο                            | Ευαίσθητο                        | Φυσιολογικό                               | Πολύ ανθεκτικό      | Δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα |

**Συνολική βαθμολογία για αντίδραση στην έκθεση στον ήλιο :----****Συνήθειες ηλιοθεραπείας:**

| Βαθμολογία                                                                                             | 0                         | 1                  | 2                  | 3                        | 4                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Πότε ήταν η τελευταία φορά που εκθέσατε το σώμα σας στον ήλιο (ή σε λάμπα/κρέμα τεχνητού μαυρίσματος); | Πριν από πάνω από 3 μήνες | Πριν από 2-3 μήνες | Πριν από 1-2 μήνες | Μέσα στον τελευταίο μήνα | Μέσα στην τελευταία εβδομάδα |
| Εκθέσατε την προσ. περιοχή στον ήλιο;                                                                  | Ποτέ                      | Σχεδόν ποτέ        | Μερικές φορές      | Συχνά                    | Πάντα                        |

**Συνολική βαθμολογία συμπεριφοράς μαυρίσματος :----**

Προσθέστε τις συνολικές βαθμολογίες από κάθε μία από τις τρεις ενότητες για να βρείτε τη Βαθμολογία Τύπου Επιδερμίδας.

| Βαθμολογία Τύπου Επιδερμίδας - Τύπος Επιδερμίδας Fitzpatrick |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0-7                                                          | I                                   |
| 8-16                                                         | II                                  |
| 17-25                                                        | III                                 |
| 26-30                                                        | IV                                  |
| Πάνω από 30                                                  | V-VI Μην χρησιμοποιήσετε το i-Light |

ΤΥΠΟΣ I: Εξαιρετική ευαισθησία, καίγεται πάντα, δεν κάνει ποτέ ηλιοθεραπεία. Παράδειγμα: Κόκκινα μαλλιά με φακίδες

ΤΥΠΟΣ II: Μεγάλη ευαισθησία στον ήλιο, καίγεται εύκολα, ελάχιστη ηλιοθεραπεία. Παράδειγμα: Λευκοί με ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, ανοιχτόχρωμα μαλλιά

ΤΥΠΟΣ III: Επιδερμίδα με ευαισθησία στον ήλιο, καίγεται μερικές φορές, μαυρίζει αργά και παίρνει λίγο χρώμα. Παράδειγμα: Πιο σκουρόχρωμοι λευκοί

ΤΥΠΟΣ IV: Ελάχιστη ευαισθησία στον ήλιο, καίγεται ελάχιστα, πάντα κάνει μαύρισμα και παίρνει μέτριο χρώμα. Παράδειγμα: Λευκοί μεσογειακού τύπου, μερικοί μελαμψοί.

ΤΥΠΟΣ V: Καμία ευαισθησία στον ήλιο, σπάνια καίγεται, μαυρίζει καλά. Παράδειγμα: Μερικοί μελαμψοί, μερικοί μαύροι.

ΤΥΠΟΣ VI: Καμία ευαισθησία στον ήλιο, δεν καίγεται ποτέ, σκούρα απόχρωση. Παράδειγμα: Πιο σκουρόχρωμοι μαύροι



## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προς αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία εξαιτίας των επικινδυνών ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά, οι συσκευές που έχουν σημειωθεί με αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα, αλλά να εντάσσονται σε διαδικασίες ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης.





## ➡ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ελαττώματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος και τα οποία εμφανίζονται εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης θα αποκαθίστανται με αντικατάσταση ή επισκευή, κατά την κρίση μας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος τηρούνται οι οδηγίες.

Τα αναλώσιμα δεν περιλαμβάνονται.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας δε θίγονται.

Περίοδος ισχύος εγγύησης = 2 χρόνια από την πρώτη αγορά λιανικής.

Αν καλέσετε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης, να έχετε πρόχειρο τον Αρ. Μοντέλου, καθώς είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Ο Αρ. Μοντέλου βρίσκεται στην πλακέτα στοιχείων της συσκευής.

Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®.

Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- 1 **OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA ALI TELESNIH POŠKODB:**
- 2 To napravo uporabljajte izključno namensko, kot je opisano v tem priročniku.
- 3 Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- 4 Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
- 5 Napajalni vtič in kabel varujte pred ogrevanimi površinami.
- 6 Izdelka ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel. Nadomestni kabel lahko dobite v našem mednarodnem servisnem centru.
- 7 Izdelek hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.
- 8 Uporabljajte samo dele, priložene napravi.
- 9 Kabla ne zvijajte ali prepogibajte in ga ne navijajte okoli naprave.
- 10 Ohišje te naprave ni namenjeno za pranje in ni vodoodporno. Naprave ne potaplajte v tekočino, je ne uporabljajte v bližini vode v kadi, umivalniku ali drugi posodi in je ne uporabljajte na prostem.
- 11 Poskrbite, da se napajalni kabel in napajalnik ne zmočita. Če enota pade v vodo, ne segajte za njo – takoj jo odklopite iz električne vtičnice.
- 12 Naprave ne vključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- 13 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.
- 14 Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 15 To napravo polnite z odobrenimi varnostnimi izolacijskimi napajalniki SW-120060EU (za Evropo) in SW-120060BS (za Veliko Britanijo) z izhodno zmogljivostjo 12 V; 600 mA (izhodna vrednost napajalnika).



## KLJUČNE LASTNOSTI SISTEMA

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Stikalo za vklop/izklop            | 11 Kabel ročne enote i-Light        |
| 2 Vtičnica za napajanje              | 12 Okno za bliskanje                |
| 3 Osnovna enota i-Light              | 13 Senzor stika s kožo              |
| 4 Ročna enota i-Light                | 14 Gumba za sprostitev glave        |
| 5 Gumb za bliskanje                  | 15 Kartuša z dolgo življenjsko dobo |
| 6 Gumb za izbiro moči pulza          | 16 Glava za tretma telesa           |
| 7 Indikator olajanja                 | 17 Napajalni kabel                  |
| 8 Indikator življenjske dobe žarnice | 18 Krpica, ki ne pušča vlaken       |
| 9 Indikator moči pulza               | 19 Glava za tretma obraza           |
| 10 Senzor kože                       | 20 Senzor stika s kožo              |



## SEZNANITE SE S SISTEMOM i-LIGHT

### ✱ Kaj je sistem i-Light?

Sistem i-Light PRO je revolucionarna naprava za odstranjevanje neželenih dlavic na telesu in pri ženskah na obrazu, ki deluje s svetlobo ter jo lahko uporabljate doma.

### ✱ Kaj je intenzivna pulzirajoča svetloba (Intense Pulse Light – IPL) in kako deluje sistem i-Light?

Sistem i-Light deluje tako, da v kožo usmeri izredno kratek in močan blisk svetlobe. Svetlobna energija se absorbira v melaninu v lasnem mešičku, kar začasno onemogoči rast dlavice in zakasni njeno ponovno rast. Lasni mešički običajno prehajajo skozi tri faze cikla rasti las. Te faze so:

**Anagena faza (faza rasti)** – faza dejavne rasti lasnih mešičkov. Koncentracija melanina je takrat najvišja, saj povzroča obarvanost las. Obdelava s sistemom IPL vpliva samo na dlavice v anageni fazi (slika 2).

**Katagena faza (faza staranja)** – to je kratko prehodno obdobje, ki sledi anageni fazi in napoveduje konec faze dejavne rasti las. Običajno traja 2-3 tedne (slika 3).

**Telogena faza (faza mirovanja)** – lasni mešiček v tej fazi popolnoma miruje. Ta faza je najdaljša in traja približno 100 dni. V tem času nove dlavice izrinejo stare, tako da se lahko cikel rasti začne znova (slika 4).


Priporočamo, da uporabljate sistem i-Light PRO vsaka dva tedna za tri obdelave (na telesu) in vsaka dva tedna za štiri obdelave (za ženske na obrazu), da zagotovite obdelavo vseh dejavnih dlavic.

Slika 2




Anagena faza

Slika 3



Katagena faza

Slika 4



Telogena faza

## ✱ Kaj lahko pričakujete od sistema i-Light

Večina uporabnikov bo opazila manj dlačic že nekaj tednov po začetku obdelave. Vendar pa je pomembno, da nadaljujejo in opravijo celoten program obdelave, da zagotovijo obdelavo vseh dejavnih dlačic. Celoten program obdelave traja 2 tedna s tremi obdelavami (na telesu) in 4 obdelavami (za ženske na obrazu), nato pa po potrebi. Nekaj dni po prvi obdelavi boste morda začeli opaziti izpadanje dlačic.

Nekaj dlačic bo zrastle znova; te bodo manj goste, tanjše in svetlejše od prvotnih. Ta vnovična rast je pričakovana in običajna.



## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

### ◆ POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

**Pred začetkom uporabe sistema i-Light:**

**Obvezno preberite vsa opozorila in varnostne informacije. Preden začnete, preverite, ali je sistem i-Light primeren za vas.**

Uporabite tabelo vrst kože na škatli in na prvi strani tega priročnika skupaj z vgrajenim senzorjem kože, da določite, ali je ta naprava prava za vas.

### ✱ Vrsta kože

Glejte tabelo barv kože na strani 2.

- Naprave ne uporabljajte na naravno temni koži (tipa V in VI po Fitzpatricku), saj lahko povzroči opekline, mehurje in spremembe barve kože.
- Naprave ne uporabljajte na porjaveli koži ali kmalu po izpostavljenosti soncu, saj lahko povzroči opekline ali poškodbe kože.
- Sistem i-Light ni učinkovit na naravno belih, sivih, svetlih ali rdečih dlačicah na telesu in obrazu.

### ✱ Območja, ki jih ne obdelujete:

- Ne uporabljajte na lasišču ali ušesih.
- Pri moških ne uporabljajte na obrazu in vratu.
- Ne uporabljajte nad ličnico (uporaba na obrazu za ženske).
- Ne uporabljajte na ustnicah - ten kože na njih je lahko pretemen za tretman.
- Ne uporabljajte na bradavicah, avreolah ali rodilih.
- Ne uporabljajte, če imate na območju za obdelavo tetovaže ali trajna ličila.
- Ne uporabljajte na temno rjavih ali črnih lisah, kot so materina znamenja ali pege.
- Ne uporabljajte na območjih, kjer ste bili nedavno operirani, kjer je bila koža nedavno globoko luščena ali lasersko obdelana, na brazgotinah in na koži, ki je bila poškodovana zaradi opeklin ali poparjenja.

### ✱ Kdaj sistema ne uporabljati/kdaj se je potrebno uporabi sistema i-Light izogniti

- Naprave ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite.
- Ne uporabljajte, če ste bili v zadnjih 4 tednih izpostavljeni soncu ali ste bili v solariju.
- Ne uporabljajte na suhi ali občutljivi koži, ki je taka zaradi uporabe kemičnih pilingov, glikoličnih pilingov ali alfa hidroksi kislin (AHA).
- Istega območja ne izpostavite več kot enemu blisku, saj lahko to povzroči opekline.
- Na istem območju kože sistema ne uporabite več kot enkrat na teden.

- Ne uporabljajte vsaj 14 dni po obdelavi z mikrodermoabrazijo.
- Ne uporabljajte, če že izvajate obdelave za trajno odpravljanje dlavic.
- Ne uporabljajte, če imate kožno bolezen, kot je dejaven kožni rak, če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali katero koli drugo lokalizirano rakavo obolenje na območjih, ki jih obdelujete, če imate predrakave lezije ali več atipičnih materinih znamenj na območjih, ki jih obdelujete.
- Ne uporabljajte, če imate epilepsijo z občutljivostjo na bliskanje.
- Ne uporabljajte, če ste v preteklosti imeli motnje kolagena, kar vključuje tvorjenje keloidnih brazgotin in slabo celjenje ran.
- Ne uporabljajte, če ste v preteklosti imeli vaskularne motnje, na primer krčne žile ali razširjene žilice v območju, ki ga obdelujete.
- Ne uporabljajte, če je vaša koža občutljiva na svetlobo in ta povzroča izpuščaje ali alergijske reakcije. Če jemljete sredstva ali zdravila, ki povečujejo občutljivost za svetlobo, preverite vložni list zdravila. Enoto nikoli ne uporabljajte, če lahko povzroči fotoalergijske reakcije ali fototoksične reakcije ali če se morate med jemanjem zdravila izogibati soncu.
- Ne uporabljajte, če imate sladkorno bolezen, lupus erythematoses, porfirijo ali kongestivno srčno bolezen.
- Ne uporabljajte na območjih kože, ki jih trenutno obdelujete ali so bila nedavno obdelana z alfa hidroksi kislinami (AHA), beta hidroksi kislinami (BHA), topikalnim izotretinoinom in azelainsko kislino.
- Ne uporabljajte, če ste v zadnjih šestih mesecih oralno jemali izotretinoin Accutane ali Roaccutane. To zdravljenje lahko naredi kožo dovzetnejšo za trganje, rane in draženje.
- Ne uporabljajte, če imate kakršno koli motnjo strjevanja krvi ali jemljete zdravila proti strjevanju krvi, vključno z intenzivno uporabo aspirina, na način, ki ne omogoča najmanj 1-tedenskega obdobja brez jemanja pred vsako obdelavo.
- Ne uporabljajte, če imate na območjih, ki jih obdelujete, okužbe, ekcem, opekline, vnete lasne mešičke, odprte ureznine, odrgnine, kirurške rane, herpes simplex, rane ali razjede ali podplutbe.
- Ne uporabljajte na obrazu, če ste v preteklosti imeli herpes; uporaba IPL ali katere koli obdelave, ki draži kožo, lahko povzroči ponovitev herpesa.
- Ne uporabljajte, če ste v preteklosti imeli bolezn, ki zavirajo imunski sistem (tudi okužbo s HIV ali AIDS), ali če jemljete zdravila za zaviranje imunskega sistema.
- Ne uporabljajte, če uporabljate zdravila proti bolečinam, ki zmanjšajo občutljivost na vročino.
- Ne uporabljajte, če uporabljate dezodorante z dolgotrajnim učinkom. To lahko povzroči reakcije kože
- Ne uporabljajte nad ali v bližini česar koli umetnega, na primer silikonskih vsadkov, kontracepcijskih vsadkov Implanon, srčnih spodbujevalnikov, podkožnih nastavkov za vbrizgavanje (inzulinska črpalka) ali piercingov.



## PRIPRAVA ZA UPORABO

### ★ Seznanite se s funkcijami svoje nove naprave i-Light

Sistem i-Light PRO je revolucionarna naprava za odstranjevanje neženelih dlavic na telesu in pri ženskah na obrazu, ki deluje s svetlobo ter jo lahko uporabljate doma.

## ✱ Okno za bliskanje (sl. 1-12)

Okno za bliskanje je izdelano iz filtrskega stekla z vgrajeno zaščito proti UV-svetlobi, ki omogoča, da določene valovne dolžine svetlobe potujejo iz ročne enote v vašo kožo in lasne mešičke.

◆ **OPOZORILO:** Pred uporabo vedno preverite okno za bliskanje, da preverite brezhibnost leče.

◆ **OPOZORILO:** Pred uporabo okno za bliskanje vedno očistite s priloženo krpicco, ki ne pušča vlaken, da zagotovite, da na leči ni maščobe ali umazanije.

## ✱ Senzor stika s kožo (sl. 1-13 in 20)

Senzor stika s kožo je varnostni mehanizem, ki preprečuje, da bi napravo vklopili nehote. Za vklop naprave mora biti senzor stika s kožo do konca pritisnjen ob kožo.

## ✱ Gumb za bliskanje (sl. 1-5)

Gumb za bliskanje je na ročni enoti. Za vklop bliskavice poskrbite, da je senzor stika s kožo pritisnjen do konca, in pritisnite gumb za bliskanje.

## ✱ Indikator življenjske dobe žarnice (sl. 1-8)

Naprava je pripravljena za bliskanje, ko indikator življenjske dobe žarnice sveti zeleno.

**OPOMBA:** Če pritisnete gumb za bliskanje IN senzor stika s kožo ni pritisnjen do konca ALI če ne sveti indikator življenjske dobe žarnice, zaslišite pisk. Če indikator življenjske dobe žarnice sveti rumeno, je v žarnici ostalo še 150 bliskov. Če indikator utripa rumeno, je žarnica porabljena in ne bo več delovala. Za nadaljevanje uporabe naprave morate zamenjati vložek z žarnico.

## ✱ Gumba za sprostitve glave za obdelavo (sl. 1-14)

Pritisnite oba gumba in previdno povlecite, da odstranite glavo za obdelavo.

◆ **OPOZORILO:** VEDNO poskrbite, da je naprava izklopljena in da je napajalni kabel izključen, preden odstranite glavo za obdelavo. Če glavo odstranite, ko je enota vklopljena, utripajo vse lučke na osnovni enoti in zaslišite piskanje.

## SEZNANITE SE S SISTEMOM I-LIGHT

### ✱ Kartuša z žarnico z dolgo življenjsko dobo (sl. 1-15)

Kartuša z žarnico z dolgo življenjsko dobo omogoča 65.000 bliskov, ne glede na izbrano jakost. Čeprav je malo verjetno, da jo boste kdaj morali zamenjati, jo lahko zamenjate z drugo kartušo z žarnico z dolgo življenjsko dobo ali s kartušo SP-6000SB, ki zagotavlja 1.500 bliskov na kartušo. Obrnite se na najbližji servisni center Remington®.

### ✱ Izbira ravni energije (sl. 1-6)

Naprava i-Light ima 5 nastavitev moči pulza. Raven 1 je najnižja nastavev in raven 5 je najvišja nastavev.

**NASVET:** Za lajučinkovitejšo obdelavo vedno uporabite najvišjo raven energije, ki ne povzroča nelagodja na koži. Stevilno lučk, ki svetijo zeleno, na indikatorju, prikazuje moč pulza, ki je trenutno v rabi (sl. 1-9).

Vaša naprava i-Light se ob vsakem vklopu samodejno nastavi na 1. raven. Če želite raven spremeniti, pritisnite gumb za izbiro ravni.


### ✱ Napravo i-Light preizkusite na svoji koži

1. Preberite opozorila in varnostne ukrepe.
2. Seznanite se s funkcijami naprave i-Light.
3. Preverite tabelo odtenkov kože, da zagotovite, da je vaša barva vaše kože v sprejemljivem območju (sl. 5).
4. Kožo predvidenega območja obdelave približajte senzorju odtenka kože, tako da se senzorja dotika (sl. 6). Če je vaša koža primerna, bo naprava zapiskala in se vklopila.  
Če vaša koža ni primerna za tretman, bo aparat zapiskal in se ne bo vključil.
5. Napravo i-Light preizkusite na majhni površini kože in počakajte 48 ur, da ne bi prišlo do neželenih učinkov (sl. 7).


Slika 5



Slika 6



Slika 7



### ✱ Obdelava zelenih območij z napravo i-Light

#### Prpravite kožo za obdelavo

1. obdelali, suhe in brez olj, dezodorantov, parfumov, ličil, losjonov ter krem. Obrijte ali postrizite dlachiče z območja za obdelavo (sl. 8).
2. Za odstranjevanje dlak nikoli ne uporabljajte voska, epilacije, pincet ali izdelkov za depilacijo, saj preprečujejo postopek IPL.

#### Napravo pripravite za obdelavo


3. Kabel ročne enote odvijte z osnovne enote i-Light in ga položite v osnovno ležišče. Poiščite stikalo za vklop/izklop na osnovni enoti i-Light in poskrbite, da je enota izklopljena. Napajalni kabel osnovne enote i-Light vključite v električno vtičnico. Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico. Vključite stikalo za vklop/izklop (sl. 9).
4. Odklenite enoto s senzorjem kože. (sl. 6)  
Enoto morate odkleniti za vsak del telesa, ki ga želite obdelati.
5. Izberite želeno raven energije (sl. 10).

Če vaša koža ni primerna za tretman, bo aparat zapiskal in se ne bo vključil.

Slika 8



Slika 9



Slika 10



### ✱ Obdelajte območja telesa z napravo i-Light

Naprava i-Light ima dva načina delovanja: način enojnega bliska in način večkratnega bliska. Vaša naprava i-Light se ob vsakem vklopu samodejno nastavi na način enojnega bliska.

**Način enojnega bliska:** Naprava i-Light zablika enkrat, ko pritisnete gumb za bliskanje IN je vključen senzor stika s kožo.

**Način večkratnega bliska:** Naprava i-Light zablika vsaki dve sekundi, ko pritisnete gumb za bliskanje IN je do konca vključen senzor stika s kožo.

Način večkratnega bliska omogoča hitro obdelavo velikih površin, kot so noge, prsi in hrbet, tako da preprosto premaknete ročaj enote na nov položaj po vsakem pisku.

### ✱ Način enojnega bliska

1. Ročaj enote i-Light postavite ob kožo, tako da je okno za bliskanje pritisnjeno ob površino kože (sl. 11).
2. Poskrbite, da je senzor stika s kožo pritisnjen do konca in da sveti indikator življenjske dobe žarnice.
3. Pritisnite gumb za bliskanje, da vklopite napravo (sl. 12).
4. Ročaj enote premaknite na novo območje za obdelavo in ponovite korake od 1 do 3 (sl. 13).

### ✱ Način večkratnega bliska

1. Ročaj enote i-Light postavite ob kožo, tako da je okno za bliskanje pritisnjeno ob površino kože (sl. 11).
2. Poskrbite, da je senzor stika s kožo pritisnjen do konca in da sveti indikator življenjske dobe žarnice.
3. Pritisnite IN DRŽITE gumb za bliskanje, da vklopite napravo (sl. 12).
4. Takoj ko naprava zablika, premaknite ročaj enote na novo mesto. Po kratkem premoru (približno 2 sekundi) bo naprava znova zabliskala (slika 13).

#### POZOR:

- Med uporabo večkratnega bliska morata ostati senzor stika s kožo IN gumb za bliskanje pritisnjena do konca. Če se kateri izklopi, naprava ne bo delovala. Če želite obdelavo nadaljevati, ponovite korake od 1 do 4.
- V načinu večkratnega bliska indikator življenjske dobe žarnice sveti še naprej, dokler sta vklopljena senzor stika s kožo in gumb za bliskanje.



Slika 11



Slika 12



Slika 13



## 👁 GLAVA ZA TRETMA OBRAZA

✳ S sistemom i-Light lahko obdelujete tudi območja na obrazu (samo pri ženskah).


Dlačice na obrazu so lahko zelo drugačne od tistih na telesu, koža obraza pa je pogosto občutljivejša in večkrat izpostavljena UV-žarkom sonca. Zaradi tega je obdelava neželenih dlačic na obrazu drugačna od obdelave telesa – prosimo, da pred začetkom obdelave obraza skrbno preberete ta razdelek.

⚡ **POMEMBNO:** Glava za obdelavo obraza je posebej zasnovana za obdelavo dlačic na obrazu pri ženskah, ki imajo posebne lastnosti. Nastavka za telo NE uporabljajte na obrazu. Za navodila o menjavi glav si oglejte poglavje »Menjava glav za obdelavo«.

✳ Kje lahko uporabite glavo za obdelavo obraza.

va za obdelavo obraza je namenjena za uporabo na ženskem obrazu na licih, zalizcih, bradi, vratu in nad ustnicami, kot kaže sl. 14.

Slika 14



⚡ **NE uporabljajte** je na moški bradi ali obraznih dlačicah, saj so lahko rezultati trajni ali neenakomerni, kar lahko povzroči neželene spremembe v videzu obraza.

## ⚡ Opozorila in previdnostni ukrepi – uporaba na obrazu

⚡ **NE** uporabljajte kjer koli v bližini OČI, OBRVI ali TREPALNIC. Pri uporabi v skladu z navodili svetloba ne bi smela škodovati očem, če pa je razpršena svetloba neprijetna, lahko zaprete oči ali pogledate stran.

⚡ **NE** obdelujte ZARADI SONCA OPEČENE ali PORJAVELE KOŽE. Pred začetkom obdelave počakajte, da sončna opekлина ali porjavlost v celoti izgine. Pred obdelavo odstranite kozmetiko, losjone in kreme (vključno z izdelki za samoporjavitev). Po obdelavi uporabite neodišavljen losjon (SPF 30+) in se izogibajte neposredni izpostavljenosti obdelanega območja soncu za najmanj 24 ur.

⚡ **NE** obdelujte USTNIC ali drugih TEMNIH OBMOČIJ (temne pege, materina znamenja ali tetovaže), saj lahko ta področja vpijejo preveč svetlobne energije, kar lahko povzroči nelagodje ali bolečino. Ta območja lahko prekrijete z BELIM črtalom za ustnice, nalepkami ali debelim papirjem, da odbijete svetlobo v primeru nehotenega bliskanja.

⚡ Obdelave **NE** izvajajte znotraj nosnic ali ušes, saj so ta območja občutljiva.

⚡ **POZOR:** Izogibajte se obdelavi območij, ki vsebujejo samo puh (zelo tanke, fine dlačice), saj lahko to privede do neželene ponovne rasti dlačic. Odstranite vse vidne dlačice z britjem ali striženjem. Za odstranjevanje dlačic pred ali med obdelavo ne uporabljajte voska, epilacije, pincet ali izdelkov za depilacijo, saj preprečujejo postopek IPL. Pri striženju poskrbite, da dlačice ne ostanejo daljše od 0,5 mm.

## ✳ Menjava obdelovalnih glav

Vaša naprava i-Light Pro ima dve ločeni glavi za obdelavo, ki sta namenjeni telesnim dlačicam in obraznim dlačicam pri ženskah. Glava za obdelavo telesnih dlačic je posebej namenjena za telesne dlačice in omogoča bliskanje vsaki 2 sekundi. Glava za obdelavo obraznih dlačic je posebej namenjena za dlačice na obrazu pri ženskah, zmanjša uhajanje svetlobe in omogoča bliskanje vsake 4 sekunde. Glava za obdelavo obraznih dlačic je označena z ikono, ki jo kaže sl. 15.

## Slika 15



Če želite zamenjati glave za obdelavo, upoštevajte priložena navodila.

1. Izključite STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP in odklopite NAPAŽALNI KABEL iz električne vtičnice. Pred menjavo glave za obdelavo pustite, da se sistem hladi 5 minut.

2. Glavo za obdelavo držite z eno roko, pri tem pa z drugo roko pritisnite oba sprostitvena gumba in previdno potegnite. Neuporabljeno glavo za obdelavo shranite na varnem (na primer v embalaži), pri tem pa pazite, da ne poškodujete OKNA ZA BLISKANJE in drugih delov.
3. Drugo glavo za obdelavo previdno potisnite nazaj v ročno enoto in se prepričajte, da sta se zataknila oba stranska jezička. OPOMBA: Daljši jeziček (z zlatimi vezji) mora biti na vrhu, da se pravilno namesti.

#### **✱ Koristni nasveti za obdelavo obraznih dlačic**

Poskusite na manjšem območju kože – ker je lahko koža obraza občutljivejša, pred nadaljevanjem obvezno preizkusite manjše območje. Za podrobnosti glejte razdelek »Napravo i-Light preizkusite na svoji koži« (sl. 7).

Pri obdelavi si pomagajte z ogledalom – z ogledalom si pripravite dober pregled nad območjem, ki ga boste obdelali, da se boste izognili obdelovanju ustnic ali drugih temnih območij. Če je odbita svetloba neprijetna, lahko zaprete oči pred vsakim bliskom.

Raztegnite kožo za boljši stik s kožo – konture kože lahko na določenih območjih otežijo popoln pritisk na senzor stika s kožo. Morda vam bo pomagalo doseči boljši stik s kožo, če poskusite zgornjo ustnico oviti preko zob ali lica raztegniti z jezikom.

## NASVETI ZA OBDELAVO

- Za najboljše rezultate se izogibajte prekrivanju bliskov. To pomaga preprečiti izpostavljenost večji energiji, kot je potrebna za zaviranje rasti dlačic. Prav tako zagotavlja, da boste dosegli največjo življenjsko dobo kartuše.
- Za najučinkovitejše rezultate vedno uporabite najvišjo raven energije, ki ne povzroča nelagodja na koži. Raven, ki jo je treba uporabiti, kožo sicer segreje, vendar ni neprijetna.
- Morda boste opazili, da so bolj koščena področja, kot so komolci, goleni in gležnji, med obdelavo občutljivejša. To je običajno in naj vas ne skrbi. Da bi se izognili tej občutljivosti, poskusite med obdelavo raztegniti kožo stran od koščenega območja.

## NEGA PO OBDELAVI

Po obdelavi se lahko pojavi rahla rdečica ali topel občutek na koži. To je običajno in hitro izgine. Da se izognete draženju kože po obdelavi, upoštevajte naslednje nasvete:

- Izogibajte se izpostavljenosti soncu 24 ur po obdelavi. Zaščitite kožo z zaščitnim faktorjem 30 še 2 tedna po vsaki obdelavi.
- Vsaj 2 tedna po zadnji obdelavi ne podaljšujte svoje izpostavljenosti soncu, na primer s sončenjem, uporabo solarija ali samoporjavitvenimi izdelki.
- Po obdelavi vzdržujte območje čisto in suho ter pijte veliko vode, da ima koža dovolj vlage.
- Obdelani predeli so občutljivi, zato z njimi delajte nežno.
- 24 ur po obdelavi se ne izpostavljajte vročim kopelim in parnim ali finskim savnam.
- 24 ur po obdelavi ne plavajte.
- 24 ur po obdelavi se ne udeležujte kontaktnih športov.
- Na obdelani površini ne nosite tesno prilagajočih se oblačil.
- Med tretmajem se ne depilirajte (voskanje, puljenje, depilacija z nitko ali depilacijske kreme) – britje je sprejemljivo, če se izognete britju v 24 urah po zadnji obdelavi.

- 24 ur po obdelavi ne uporabljajte belilnih krem ali odišavljenih izdelkov.
- Obdelane površine ne praskajte in ščipajte.

## ČIŠČENJE NAPRAVE I-LIGHT

- ◆ **POZOR:** Pred čiščenjem naprave i-Light poskrbite, da je stikalo za vklop/izklop izključeno in da je napajalni kabel odklopljen iz osnovne enote.
- Redno čiščenje pomaga zagotoviti optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo naprave i-Light. Zunanost osnovne enote in ročaja lahko obrišete do čistega z malo vlažno krpo.
- Za čiščenje okna za bliskanje uporabljajte samo priloženo krpico, ki ne pušča vlaken in je priložena vaši napravi i-Light. Pazite, da ne opraskate ali okrušite okna za bliskanje. Praske in okrušeni deli lahko zmanjšajo učinkovitost enote.
- Za trdovratne madeže uporabite navlaženo bombažno blazinico, s katero nanesite malo vode na okno za bliskanje, nato pa ga očistite s priloženo krpico, ki ne pušča vlaken.
- Za odstranjevanje prahu in umazanije iz zračnikov ročnega dela uporabite majhen ročni sesalnik.
- ◆ **OPOZORILO:** Če je okno za bliskanje počeno ali zlomljeno, enote ne smete uporabljati. Nikoli ne praskajte filternega stekla ali kovinske površine v notranjosti glave za obdelavo.
- ◆ **POZOR:** Sistem i-Light je visokonapetostna naprava. Naprave nikoli ne potopite v vodo. Enote ali katerega koli od njenih delov nikoli ne čistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju. Zaradi nevarnosti požara ne uporabljajte čistil na osnovi nafte ali vnetljivih čistil. Za čiščenje enote nikoli ne uporabljajte čistilnih gob, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta olje ali aceton.

## ➡ ODPRAVLJANJE NAPAK / SKLADIŠČENJE / VZDRŽEVANJE

### ✱ Vzdrževanje naprave i-Light

- ◆ **POZOR:** Pred vzdrževanjem naprave i-Light poskrbite, da je stikalo za vklop/izklop izključeno in da je napajalni kabel odklopljen iz osnovne enote.

### ✱ Menjava žarnice

1. Pritisnite gumba za sprostitve glave za obdelavo in previdno povlecite, da glavo odstranite.
2. Previdno izvlecite staro kartušo z žarnico.
3. njecte jo z novo kartušo z žarnico.

- ◆ **POZOR:** Pri menjavi kartuše se žarnice neposredno ne dotikajte, saj s tem na njej ostane maščoba in umazanija. S tem se lahko zmanjša učinkovitost sijalke ali pa ta počni med obdelavo.

4. Znova namestite glavo za obdelavo, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.

### ✱ Skladiščenje

- Izklopite napravo, jo odklopite in pustite, da se hladi 10 minut.
- Enoto hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.

### ✱ Iskanje napak

Pred uporabo sistema i-Light vedno v celoti preberite ta navodila. Preberite ta navodila za odpravljanje

težav, če imate kakršne koli težave s sistemom i-Light, saj so v tem razdelku navedene najpogostejše težave, na katere lahko naletite pri uporabi sistema i-Light. Če ste sledili navodilom v tem razdelku in imate še naprej težave, se obrnite na servisni center Remington® za dodatno pomoč.

**Stikalo za vklop je vključeno, vendar enota ne deluje.**

- električno vtičnico.
- Poskusite preklopiti na drugo vtičnico.

**Enota je videti razpokana ali polomljena.**

Enote ne uporabljajte, če je poškodovana. Če imate pomisleke o uporabi enote, je ne uporabljajte več in se obrnite na servisni center Remington® za dodatno pomoč.

**✱ Pogosta vprašanja**

**Enoto sem vklopil, vendar ne morem povečati ali zmanjšati ravni energije.**

- Poskusite ponastaviti enoto, tako da jo izklopite in počakate nekaj sekund pred ponovnim vklopom.

**Indikator življenjske dobe žarnice sveti zeleno, vendar enota ne bliska, ko pritisnete gumb.**

- Prepričajte se, da je senzor stika s kožo popolnoma v stiku s kožo.
- Poskusite ponastaviti enoto, tako da jo izklopite in počakate nekaj sekund pred ponovnim vklopom.

**Opazite nenavaden vonj.**

- Pred obdelavo poskrbite, da je površina popolnoma obrta.

**Obdelana območja postanejo po obdelavi rdeča.**

- To je običajno in rdečica bi morala izginiti. Če ne, poskusite nižjo raven energije.

**Nisem dosegel/dosegla optimalnih rezultatov ali pa so začele dlačice znova rasti.**

- Dlačice lahko začnejo po začetni obdelavi znova rasti. To je ni nič neobičajnega. Za optimalne rezultate ponovite obdelavo, ko opazite ponovno rast dlačic.

**Opomba:** Istega območja kože ne obdelujte več kot enkrat na teden.

**⚡ NE POZABITE:** Če enoto uporabljate dalj časa, se lahko za kratek čas samodejno onemogoči (približno 40 sekund), da se ohladi. Ko se enota ohladi, je znova pripravljena za uporabo.

| Indikator načina/moči pulza                       | Prikaz                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vsi trenutno izbrani LED indikatorji utripajo     | Enota se je pregrela in je za trenutek onemogočena, da se ohladi.                                                                      |
| LED indikatorji za jakost utripajo zaporedoma     | Enota ne deluje pravilno. Izklopite jo, počakajte nekaj trenutkov in poskusite znova. Če težave ne odpravite, dajte enoto v popravilo. |
| Vsi LED indikatorji utripajo z opozorilnim piskom | Glava za obdelavo je odstranjena ali slabo pritrjena.                                                                                  |
| Opozorilni toni                                   | Prikaz                                                                                                                                 |
| Ni polnega stika                                  | Gumb za bliskanje ste pritisnili, ko ni bil do konca vključen senzor stika s kožo.                                                     |
| Zamenjajte kartušo z žarnico                      | Kartuša z žarnico manjka ali jo je treba zamenjati.                                                                                    |
| Senzor stika s kožo se je zataknil                | Gumb za bliskanje je bil pritisnjen po vklopu senzorja stika s kožo od zagona enote. Senzor stika je morda zataknen.                   |

✱ Pogosta vprašanja ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))

V. Kaj je sistem i-Light? Kaj je intenzivna pulzirajoča svetloba (Intense Pulse Light – IPL)?

- O. Tehnologija IPL deluje tako, da v kožo usmeri izredno kratek in močan blisk filtrirane svetlobe. Svetloba se vprije v barvne pigmente v dlačici ali okoli njih in začasno onemogoči lasni mešiček, kar preprečuje ponovno rast dlak.

V. Kdo lahko uporablja sistem i-Light?

- O. Sistem i-Light lahko uporabljajo tako moški kot ženske za odstranjevanje neželenih dlačic kjer koli pod vratom, ženske pa ga lahko uporabljajo tudi za odstranjevanje obraznih dlačic pod ličnico. Sistem i-Light je bil zasnovan za posameznike s svetlimi do srednjimi odtenki kože in temnimi lasmi. Varni odtenki kože so samo bela, rjava, bež in svetlo rjava. Varne naravne barve las so črna, temno rjava in srednje rjava.

V. Katera območja svojega telesa lahko obdelam s sistemom i-Light?

- O. Sistem i-Light je namenjen za uporabo ne glede na spol na območjih pod vratom, kar vključuje noge, pazduhe, bikini predel, roke, prsi in hrbet. Ženske ga lahko uporabijo tudi za obrazne dlačice pod ličnico.

V. Kaj lahko pričakujem od sistema i-Light?

- O. Sistem i-Light omogoča varno in učinkovito odstranjevanje dlačic s tehnologijo IPL ter salonsko kakovostjo.

V. Kakšna tveganja so povezana s sistemom i-Light? Je varen?

- O. Sistem i-Light je varen za uporabo, vendar je, kot za vse elektronske naprave, pomembno, da preberete in upoštevate navodila za uporabo.

V. Kako pogosto naj uporabljam sistem i-Light?

- O. Sistem i-Light uporabite vedno, ko opazite ponovno last dlačic.

◆ Istega predela ne izpostavljajte tretjemu več kot enkrat tedensko.

**V. ko dolgo trajajo obdelave?**

- O. Čas se spreminja glede na velikost območja, ki ga obdelate, vendar ena cela noga ne bi smela vzeti več kot 15 minut.

**V. Kdaj bom opazil rezultate?**

- O. Rezultati niso takojšnji. Po obdelavi se lahko zdi, kot da dlačice še vedno rastejo, vendar bodo mnoge od njih po dveh tednih začele izpadati. Dlačice rastejo v ciklu s 3 različnimi fazami, kar traja 18-24 mesecev. Obdelava vpliva samo na dlačice v anageni fazi, zaradi tega je za optimalne rezultate treba več obdelav. Rezultati so na splošno opazni v nekaj tednih po prvi obdelavi. Neprekinjena redna vsakotedenska (ali na 2 tedna pri treh obdelavah) zagotavlja dobre rezultate po 6-12 tednih (temnejša koža morda zahteva več časa).

**V. Zakaj mi dlačice rastejo kljub obdelavi?**

- O. Dlačice še naprej rastejo do 2 tedna po obdelavi, takrat boste opazili izpadanje dlačic. Drugi možen razlog za nadaljnjo rast je lahko ta, da ste med obdelavo izpustili določeno območje. Območje še naprej obdelujte vedno, ko opazite ponovno rast.

**V. Zakaj ne morem uporabiti sistema i-Light po nedavni izpostavljenosti soncu?**

- O. Izpostavljenost soncu povzroča prisotnost visoke ravni melanina, kar izpostavlja kožo večjemu tveganju opeklin ali mehurjev po obdelavi.

**V. Kakšna so opozorila proti uporabi sistema i-Light?**

- O. Nekatera stanja lahko omejujejo vašo zmožnost za uporabo enote. Pred uporabo sistema i-Light v celoti preberite razdelek Opozorila in varnostni ukrepi.

**V. Kako pogosto bom moral zamenjati žarnico?**

- O. Kartuša z žarnico z dolgo življenjsko dobo omogoča 65.000 bliskov, ne glede na izbrano jakost. Čeprav je malo verjetno, da jo boste kdaj morali zamenjati, jo lahko zamenjate z drugo kartušo z dolgo življenjsko dobo ali s kartušo SP-6000SB, ki zagotavlja 1.500 bliskov na kartušo. Obrnite se na najbližji servisni center Remington®.

**V. Ali lahko sistem i-Light uporabim na obrazu?**

- O. Sistem i-Light je primeren za uporabo na obrazu samo za ženske in samo pod ličnico, pri tem pa je treba uporabljati glavo za obdelavo obraza.

**V. Kako negujem obdelana območja po obdelavi?**

- O. Izigibajte se izpostavljanju nezaščitene obdelanih območij soncu.

**V. Ali naj po uporabi sistema i-Light preneham običajne dejavnosti?**

- O. Po obdelavi ni potrebe po prenehanju običajnih dejavnosti, ob predpostavki, da ni prišlo do nepričakovanih zapletov. Priporočljivo je, da opravite obdelavo pred spanjem, da lahko morebitna rdečica do jutra izgine.

**V. Ali je sistem i-Light nevaren za kožo pri dolgotrajni uporabi?**

- O. Za dolgoročno uporabo močnih impulzov svetlobe ni poročil o stranskih učinkih ali poškodbah kože.

## **V. Kako pogosto naj izvajam obdelave s sistemom i-Light?**

- O. 2-tedenski interval začetne obdelave je dokazano najučinkovitejši za zmanjšanje dlačic. Izogibajte se večkratni obdelavi iste površine v enem tretmaju, saj to ne izboljša učinkovitosti, poveča pa tveganje draženja kože.

## **V. Ali lahko uporabim sistem i-Light, če imam svetle, rdeče, sive ali bele lase?**

- O. Sistem i-Light deluje najbolje pri temnejših vrstah las, saj vsebujejo več melanina, pigmenta, ki daje lasem in koži njihovo barvo. Melanin vpije svetlobno energijo, ki se uporablja pri obdelavi s sistemom i-Light. Najbolje se odzivajo črne in temno rjave dlačice. Odzivajo se tudi rjave in svetlo rjave dlačice, vendar to tipično zahteva več obdelav. Morda se bodo delno odzivala rdeče dlačice. Beli, sivi ali svetli lasje se praviloma ne odzivajo na obdelavo s sistemom i-Light, čeprav so tudi tukaj določeni uporabniki poročali o rezultatih po večkratni obdelavi.

## **V. Ali lahko uporabim sistem i-Light, če imam naravno temno kožo?**

- O. Ne. Sistem i-Light je zasnovan tako, da reagira s temnim pigmentom v dlačicah. Zaradi tega lahko temno rjava ali črna koža vpije preveč energije (toplote) naprave, kar lahko poškoduje kožo. Sistema i-Light ne uporabljajte na naravno temni koži, ker vsebuje preveč melanina. Obdelava temne kože s sistemom i-Light lahko povzroči opekline, mehurje in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacija). Preverite tabelo barve kože na strani 2, da določite, ali je sistem i-Light pravi za vas.

## **V. Ali pri uporabi sistema i-Light potrebujem zaščito oči?**

- O. Ne, sistem ni škodljiv za oči, razen če je usmerjen proti obrazu (to velja samo za glavo za obdelavo telesa). Sistem i-Light ima varnostni sistem, ki preprečuje nenamerno bliskanje, ko naprava ni v stiku s kožo. Majhna količina oddane svetlobe med obdelavo je podobna tisti iz bliskavice fotoaparata in ni škodljiva za oči. Posebej prirejena glava za obdelavo obraza zmanjša uhajanje svetlobe. Če je odbita svetloba neprijetna, lahko zaprete oči pred vsakim bliskom.

## **V. Ali lahko uporabljam sistem i-Light, če sem noseča ali dojim?**

- O. Ne. Sistem i-Light ni preizkušen na nosečnicah, zato ne priporočamo uporabe sistema i-Light, če ste noseči ali dojite. Hormonske spremembe lahko povečajo občutljivost in tveganje poškodb kože.

## **★ Tabela vrst kože po Fitzpatricku**

Primerni odtenki kože, tabela odtenkov kože – Vrste kože po Fitzpatricku od I do IV

To tabelo vrst kože lahko uporabite za samoocenjevanje, tako da seštejete točke za vsako vprašanje, na katerega ste odgovorili. Na koncu je lestvica, ki navaja razpon za vsako od šestih kategorij vrste kože. Za lestvico je še opis posameznih vrst kože. Tako lahko hitro in preprosto določite, katero vrsto kože imate.



**Genske dispozicije:**

| Točke                                                | 0                          | 1                      | 2                    | 3            | 4           |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Kakšne barve so vaše oči?                            | Svetlo modre, sive, zelene | Modre, sive ali zelene | Modre                | Temno rjave  | Rjavo črne  |
| Kakšna je naravna barva vaših las?                   | Peščeno rdeča              | Svetla                 | Svetlo kostanjeva    | Temno rjave  | Črna        |
| Kakšne barve je vaša koža (neizpostavljena območja)? | Rdečkasta                  | Zelo bleda             | Bleda z bež odtenkom | Svetlo rjava | Temno rjave |
| Ali imate pege na neizpostavljenih območjih?         | Veliko                     | Nekaj                  | Malo                 | Tu in tam    | Brez        |

**Skupna ocena za genetsko dispozicijo :----****Odziv na izpostavljenost soncu::**

| Točke                                                   | 0                                   | 1                        | 2                                      | 3               | 4                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Kaj se zgodi, če predolgo ostanete na soncu?            | Boleča pordelost, mehurji, luščenje | Mehurji in nato luščenje | Opekline, ki jim včasih sledi luščenje | Redke opekline  | Nikoli nisem bil opečen       |
| V kolikšni meri porjavite?                              | Malo ali sploh ne                   | Svetla rjava barva       | Zmerna porjavlost                      | Zlahka porjavim | Hitro dobim temno rjavo barvo |
| Postanete rjavi v nekaj urah po izpostavljenosti soncu? | Nikoli                              | Redko                    | Včasih                                 | Pogosto         | Vedno                         |
| Kako vaš obraz reagira na sonce?                        | Zelo občutljivo                     | Občutljivo               | Običajno                               | Zelo odporno    | Ni še bilo težav              |

**Skupne točke za odziv na izpostavljenost soncu :----**

**Navade pri sončenju:**

| Točke                                                                              | 0                     | 1               | 2                 | 3                       | 4                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kdaj ste svoje telo nazadnje izpostavili soncu (ali solariju/kremi za porjavitev)? | Pred več kot 3 meseci | Pred 2–3 meseci | Pred 1–2 mesecema | Pred manj kot 1 mesecem | Pred manj kot 2 tednoma |
| Ste območje, ki ga želite obdelati, izpostavili soncu?                             | Nikoli                | Skoraj nikoli   | Včasih            | Pogosto                 | Vedno                   |

**Skupna ocena za običajno porjavele navade :----**

Seštejte skupne točke za vsakega od treh delov, da dobite točke za svojo vrsto kože.

| Točke za vrsto kože – vrsta kože po Fitzpatricku |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0-7                                              | I                                    |
| 8-16                                             | II                                   |
| 17-25                                            | III                                  |
| 26-30                                            | IV                                   |
| Nad 30                                           | V-VI Ne uporabljajte sistema i-Light |

VRSTA I: Visoko občutljiva, vedno opekline, nikoli ne porjavi. Primer: Rdeči lasje s pegami.

VRSTA II: Zelo občutljiva na sonce, hitro opekline, malo porjavi. Primer: Svetlopolti in svetlolasi belci.

VRSTA III: Na sonce občutljiva koža, včasih opekline, počasi porjavi do svetlo rjave barve. Primer: Temnejši belci.

VRSTA IV: Malo občutljiva na sonce, redko opekline, vedno porjavi do srednje rjave barve. Primer: Belci mediteranskega tipa, nekateri Južnoameričani.

VRSTA V: Na sonce neobčutljiva koža, redko opekline, dobro porjavi. Primer: Nekateri Južnoameričani, nekateri črnici.

VRSTA VI: Na sonce neobčutljiva koža, nikoli opekline, globoko pigmentirana. Primer: Temnejši črnici.

## ZAŠČITA OKOLJA

Da je preprečeno onesnaževanje okolja in ogrožanje zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane gospodinjne odpadke. Namesto tega jo je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



## ➔ SERVIS IN GARANCIJA

Ta izdelek je bil pregledan in izjavljamo, da bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali po danih navodilih. Zagotavljamo, da ta izdelek nima okvar, ki bi bile posledica poškodovanega materiala ali napake pri izdelavi in jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje aparata v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija za izdelek velja od datuma izročitve izdelka. Garancijski rok je naveden na embalaži izdelka. Če se naprava pokvari med garancijskim obdobjem, vam jo bomo brezplačno popravili ali zamenjali. V primeru uveljavljanja garancije pokličite servisni center Remington® v svoji bližini.

Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

Garancija ne vključuje poškodb izdelka, ki nastanejo kot posledica nesreče ali nepravilne uporabe, zlorabe, spreminjanja naprave ali uporabe, ki se ne ujema s tehničnimi in/ali varnostnimi predpisi. Garancija prav tako ne velja, če je izdelek razstavljala ali popravljala oseba, ki nima našega pooblastila.

Po preteku garancijskega roka zagotavljamo potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka. Proizvode v garancijskem roku, ki ne delujejo brezhibno, dostavite ali pošljite na naslov pooblaščenega serviserja preko hitre pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da stroške pošiljanja po veljavni poštni tarifi, krije podjetje Varta Remington Rayovac, d.o.o.. Servisirani ali nov proizvod boste prejeli v najkrajšem času oziroma najkasneje v 45 dneh. Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

JEŽEK TRGOVINA, SERVIS, d.o.o. C. 24.junija 21, 1231 Ljubljana-Črnuče Tel: 01 561 66 30; servis.jezek@siol.si

Uvoznik: VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o. Tržaška 132, 1000 Ljubljana Tel: 01 564 72

Uvoznik:

VARTA REMINGTON RAYOVAC d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana

VPIŠITE PODATKE O ARTIKLU: \_\_\_\_\_

Garancijska doba: 1 2 3 4 5 let (obkroži) \_\_\_\_\_

Podjetje, ki je izdelek prodalo: \_\_\_\_\_

Zahvaljujemo na kupovini Vašeg novog Remington® proizvoda.  
Molimo Vas pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih na sigurnom mjestu. Otklonite svo pakiranje prije uporabe.



## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

- 1 UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD OPEKLINA, ELEKTRIČNOG UDARA, POŽARA ILI OZLJEDA OSOBA:
- 2 Koristite uređaj samo u predviđene svrhe kao što je opisano u ovom priručniku.
- 3 Ne koristite uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- 4 Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je uključen u utičnicu.
- 5 Držite utikač i kabel daleko od zagrijanih površina.
- 6 Nemojte koristiti proizvod s oštećenim kablom. Zamjenu možete dobiti putem naših međunarodnih servisnih centara.
- 7 Čuvajte proizvod na temperaturi između 15° i 35°C.
- 8 Koristite isključivo dijelove isporučene s uređajem.
- 9 Nemojte uvrtati ili savijati kabel i nemojte ga namatati oko uređaja.
- 10 Tijelo ovog uređaja se ne smije prati i nije otporno na vodu. Nemojte stavljati uređaj u tekućinu; nemojte ga koristiti u blizini vode u kadi, umivaoniku ili drugim posudama; nemojte ga koristiti na otvorenom.
- 11 Uvjerite se da električni kabel i adapter nisu vlažni. Ako uređaj upadne u vodu nemojte ga hvatati – odmah izvucite utikač iz električne utičnice.
- 12 Nemojte priključivati ili izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama.
- 13 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolazu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.
- 14 Držite uređaj i kabel van doseg a djece mlađe od 8 godina.
- 15 Ovaj uređaj mora biti opremljen odobrenim adapterima sa sigurnosnom izolacijom SW-120060EU (za Europu) i SW-120060BS (za Ujedinjeno Kraljevstvo) i izlaznim kapacitetom od 12 DC; 600mA (izlazna struja adaptera).



## GLAVNE ZNAČAJKE UREĐAJA

- |                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Prekidač                           | 11 Kabel tijela uređaja i-Light                  |
| 2 Utičnica                           | 12 Prozorčić za bljesak                          |
| 3 Postolje uređaja i-Light           | 13 Senzori kontakta s kožom                      |
| 4 Tijelo uređaja i-Light             | 14 Tipke za otpuštanje glavnog dijela za tretman |
| 5 Tipka za aktivaciju bljeska        | 15 Dugotrajna patrona                            |
| 6 Tipka za odabir razine intenziteta | 16 Glavni dio za tretman tijela                  |
| 7 Indikator režima hlađenja          | 17 Električni kabel                              |
| 8 Indikator statusa žaruljice        | 18 Krpica koja ne ostavlja dlačice               |
| 9 Prikaz razine intenziteta          | 19 Glavni dio za tretman lica                    |
| 10 Senzor za kožu                    | 20 Senzori kontakta s kožom                      |

## 👁 UPOZNAVANJE S UREĐAJEM i-LIGHT

### ✳ Što je i-Light?

i-Light PRO sustav je revolucionarni uređaj na bazi svjetlosti, namijenjen za kućnu uporabu za uklanjanje neželjenih dlaka s tijela i dlaka ženskog lica.

### ✳ Što je intenzivna pulsna svjetlost (IPL) i kako radi i-Light?

i-Light djeluje tako što usmjerava intenzivno kratak puls svjetlosti u kožu. Melanin u folikulu dlake apsorbira energiju svjetlosti privremeno onemogućujući mehanizam rasta u dlaci i usporavajući rast dlake. Tijekom ciklusa rasta folikul dlake uobičajeno prolazi kroz tri faze. Te faze su:

**Anagena faza (faza rasta)** – faza aktivnog rasta folikula dlake. Koncentracija melanina je najveća i omogućuje pigmentaciju dlake. Samo dlake u anagennoj fazi prikladne su za obradu IPL-om (sl. 2).

**Katagena faza (početak odumiranja dlake)** – ovo je kratkotrajna prijelazna faza, koja slijedi anagenu fazu i označava kraj faze aktivnog rasta dlake. Uobičajeno traje 2-3 tjedna (sl. 3).

**Telogena faza (faza mirovanja)** – tijekom ove faze, koja je najduža i traje oko 100 dana, folikul dlake potpuno miruje. Tijekom ovog razdoblja nove dlake izbacuju stare, čime se omogućuje novi početak ciklusa rasta (sl. 4).


Preporučujemo uporabu sustava i-Light PRO svaka dva tjedna za tri tretmana (za područja na tijelu) i svaka dva tjedna za četiri tretmana (za područja na ženskom licu) kako biste osigurali tretman svake aktivne dlake.

Slika 2




Anagena faza

Slika 3



Katagena faza

Slika 4



Telogena faza

## ✱ Što se može očekivati od uređaja i-Light

Većina korisnika početak će primjećivati smanjenje broja dlaka nekoliko tjedana poslije početka tretmana. Međutim, važno je nastaviti s kompletnim tretmanom kako bi se osigurao tretman svake aktivne dlake. Jedan kompletan tretman se obavlja svaka 2 tjedna za tri tretmana (za područja na tijelu) i četiri tretmana (za područja na ženskom licu), a potom samo po potrebi. Nekoliko dana nakon prvog tretmana možete primijetiti da dlake otpadaju.

Dlake koje će u određenoj mjeri ponovo izrasti bit će rjeđe, tanje i svjetlije boje od prijašnjih dlaka. Takav ponovni rast je savršeno normalan i očekivan.



## UPOZORENJA I MJERE PREDOSTROŽNOSTI

### ◆ VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

**Prije nego što počnete koristiti i-Light:**

**Obavezno pročitajte sva upozorenja i sigurnosne informacije. Prije početka tretmana, provjerite je li uređaj i-Light prikladan za Vas.**

Koristite kartu kože koja se nalazi na kutiji i u prednjem dijelu ovog priručnika i integrirani senzor za kožu kako biste odredili je li ovaj uređaj prikladan za Vas.

### ✱ Tip kože

Kartu boje kože pogledajte na stranici 2.

- Ne koristite na prirodno tamnoj koži (tip V ili VI po Fitzpatricku), jer bi tretman mogao uzrokovati opekline, mgehure i promjene boje kože.
- Ne koristite na potamnjeloj koži ili nakon nedavnog izlaganja suncu, jer bi tretman mogao uzrokovati opekline ili ozljede kože.
- i-Light ne djeluje na prirodno bijelu, sijedu, plavu ili crvenu dlaku tijela ili lica.

### ✱ Područja koja se ne smiju tretirati:

- Ne koristite na prirodno tamnoj koži (tip V ili VI po Fitzpatricku), jer bi tretman mogao uzrokovati opekline, mgehure i promjene boje kože.
- Ne koristite na muškom licu ili vratu.
- Ne koristite iznad jagodične kosti (kod uporabe na ženskom licu).
- Nemojte koristiti na usnama - jer nijansa kože može biti pretamna za tretman.
- Ne koristite na bradavicama, areolama bradavica ili genitalijama.
- Ne koristite na područjima s tetovažama ili trajnom šminkom.
- Ne koristite na tamnosmeđim ili crnim mrljama kao što su mladeži ili pjege.
- Ne koristite na području koje je nedavno operirano, podvrgnuto dubinskoj dermoabraziji, laserskom uklanjanju bora (tzv. resurfacing), na području ožiljaka ili na koži oštećenoj opeklinama ili smrzotinama.

### ✱ Kada ne koristiti/Kada izbjegavati korištenje uređaja i-Light

- Ne koristite ga ako ste trudni ili dojite.
- Ne koristite ga ako ste bili izloženi suncu ili umjetnom tamnjenju kože tijekom zadnja 4 tjedna.
- Ne koristite ga na suhoj ili osjetljivoj koži koja je tretirana kemijskim pilinzima, pilinzima glikolnom kiselinom ili alfa-hidroksilnim kiselinama (AHA).
- Ne usmjeravajte svjetlost na isto područje više od jedanput, jer bi to moglo uzrokovati opekline.
- Ne koristite na istom području kože više od jedanput tjedno.

- Ne koristite najmanje 14 dana nakon tretmana mikrodermoabrazije.
- Ne koristite ako već provodite tretmane trajnog uklanjanja dlaka.
- Ne koristite ako imate bolesti kože kao što je aktivni karcinom kože, ako u anamnezi imate karcinom kože ili neki drugi karcinom lokaliziran u područjima koje namjeravate tretirati, ili ako imate prekancerozene lezije ili višestruke netipične mladeže u područjima koje namjeravate tretirati.
- Ne koristite ako imate epilepsiju s osjetljivošću na bljeskavo svjetlo.
- Ne koristite ako u anamnezi imate poremećaje u stvaranju kolagena, uključujući stvaranje keloidnog ožiljka ili sporo zacjeljivanje rana.
- Ne koristite ako u anamnezi imate krvožilne poremećaje, kao što je prisutnost varikoznih vena ili krvožilne ektažije (proširenja) u područjima koje namjeravate tretirati.
- Ne koristite ako vam je koža osjetljiva na svjetlo i ako uzrokuje osip ili alergijsku reakciju. Ako uzimate fotosenzibilne agense ili lijekove, provjerite upute u pakiranju lijeka. Nikada ne koristite uređaj ako može uzrokovati fotoalergijske ili fototoksične reakcije ili ako tijekom uzimanja lijeka trebate izbjegavati sunce.
- Ne koristite ako imate dijabetes, lupus eritematodes, porfiriju ili kongestivnu srčanu bolest.
- Ne koristite na područjima kože koje trenutno tretirate ili koje se nedavno tretirali alfa-hidroksilnim kiselinama (AHA), beta-hidroksilnim kiselinama (BHA), topičnim izotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
- Ne koristite ako ste u posljednjih šest mjeseci uzimali oralni izotretinoin Accutane ili Roaccutane. Ovaj tretman može izazvati povećanu osjetljivost kože na suze, rane ili iritacije.
- Ne koristite ako imate bilo kakve poremećaje krvarenja ili ako uzimate antikoagulanse, uključujući čestu uporabu aspirina, na način koji onemogućuje najmanje jednodnevno čišćenje organizma od lijekova prije svakog tretmana.
- Ne koristite ako na područjima koje namjeravate tretirati imate infekcije, ekcem, opekline, upaljene folikule, otvorene posjekotine, abrazije, tragove kirurškog zahvata, herpes simplex, rane ili lezije i hematome.
- Ne koristite na licu ako u anamnezi imate herpes labialis; uporaba intenzivnog pulsog svjetla ili bilo kojeg tretmana koji iritira kožu može uzrokovati povratak herpesa labialis.
- Ne koristite ako u anamnezi imate imunodepresivne bolesti (uključujući infekciju HIV-om ili AIDS) ili ako uzimate imunodepresivne lijekove.
- Ne koristite ako uzimate lijekove protiv bolova koji smanjuju osjetljivost na vrućinu.
- Ne koristite ako upotrebljavate dezodoranse s dugotrajnim učinkom. To može izazvati kožne reakcije.
- Ne koristite na ili blizu područja s bilo kakvim umjetnim umecima kao što su silikonski implantati, kontracepcijski implantati Implanon, elektrostimulatori srca (pacemaker), mjesta gdje dobivate subkutanu injekciju (dozator insulina) ili imate piercing.

## PRIPREMA ZA UPORABU

### **Upoznajte se sa značajkama vašeg novog uređaja i-Light**

i-Light PRO sustav je revolucionarni uređaj na bazi svjetlosti, namijenjen za kućnu uporabu za uklanjanje neželjenih dlaka s tijela i dlaka ženskog lica.

### **Prozorčić za bljesak (sl. 1-12)**

Prozorčić za bljesak je staklo s ugrađenim UV filtrom koji propušta specifične valne duljine svjetlosti iz tijela uređaja u vašu kožu i folikule dlaka.

- ◆ **UPOZORENJE:** prije uporabe uvijek provjerite prozorčić za bljesak kako biste utvrdili da nema oštećenja na leći.
- ◆ **UPOZORENJE:** prije uporabe prozorčić za bljesak uvijek očistite krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste s leće uklonili ulje ili neke druge ostatke.

- ★ **Senzor kontakta s kožom (sl. 1-13 i 20)**

Senzor kontakta s kožom je sigurnosni mehanizam koji sprječava slučajno aktiviranje uređaja. Da biste aktivirali uređaj, senzor kontakta s kožom mora u cijelosti biti pritisnut na kožu.

- ★ **Tipka za aktivaciju bljeska (sl. 1-5)**

Tipka za aktivaciju bljeska nalazi se na tijelu uređaja. Da biste aktivirali žaruljicu, provjerite naliježe li senzor kontakta s kožom u cijelosti i pritisnite tipku za aktivaciju bljeska.

- ★ **Indikator statusa žaruljice (sl. 1-8)**

Uređaj je spreman za rad kad je upaljeno zeleno svjetlo indikatora statusa žaruljice.

**NAPOMENA:** ako je pritisnuta tipka za aktivaciju bljeska A senzor kontakta s kožom ne naliježe u cijelosti Ili indikator statusa žaruljice ne svijetli, oglasit će se zvučni signal „bip“. Kad se upali žuto svjetlo indikatora statusa žaruljice, znači da žaruljica može bljesnuti još 150 puta. Ako indikator statusa žaruljice treperi žuto, znači da je istrošena patrona sa žaruljicama i uređaj više neće biti u funkciji. Da biste nastavili s korištenjem uređaja morate zamijeniti patronu sa žaruljicama.

- ★ **Tipke za otpuštanje glavnog dijela za tretman (sl. 1-14)**

Pritisnite obje tipke i lagano povucite glavni dio za tretman kako biste ga skinuli.

- ◆ **UPOZORENJE:** prije uklanjanja glavnog dijela za tretman UVIJEK provjerite je li uređaj ISKLJUČEN i električni kabel izvučen. Ako uklanjate glavni dio za tretman dok je uređaj UKLJUČEN, svijetlit će sve indikatorske žaruljice na postolju uređaja i oglasit će se zvučni signali „bip“.

## UPOZNAVANJE S UREĐAJEM I-LIGHT

- ★ **Dugotrajna patrona sa žaruljicom (sl 1-15)**

Dugotrajna patrona sa žaruljicom ima kapacitet od 65.000 bljesaka neovisno od odabranog intenziteta. Iako je malo vjerojatno da ćete ical morati zamijeniti patronu, ona se može zamijeniti drugom dugotrajnom patronom ili modelom SP-6000SB koji ima kapacitet od 1500 bljesaka. Molimo kontaktirajte vaš najbliži Remington® servisni centar.

- ★ **Odabir razine intenziteta (sl. 1-6)**

Uređaj i-Light ima 5 razina intenziteta. Razina 1 je najniža postavka, a razina 5 najviša.

**SAVJET:** za postizanje najučinkovitijih rezultata uvijek koristite najvišu razinu intenziteta koja neće uzrokovati neugodu na koži. Da biste utvrdili koju razinu intenziteta trenutno koristite, promatrajte broj upaljenih žaruljica na prikazu razine intenziteta (sl. 1 - 9).

Svaki put kad ga UKLJUČITE, uređaj i-Light automatski će se podesiti na razinu intenziteta 1. Da biste promijenili razinu, pritisnite tipku za odabir razine intenziteta.

- ★ **Isprobajte uređaj i-Light na koži**

1. Pogledajte Upozorenja i mjere predostrožnosti.




2. Upoznajte se sa značajkama uređaja i-Light.
3. Na karti tonova boje kože provjerite je li boja vaše kože u prihvatljivom rasponu (sl. 5).
4. Postavite područje vaše kože koje namjeravate tretirati tako da dodiruje senzor tona kože (sl. 6). Ako je vaša koža pogodna za tretman, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i uključiti će se. Ako Vaša koža nije pogodna za tretman, uređaj će se oglasiti zujanjem i ostati isključen.
5. Isprobajte uređaj i-Light na malom dijelu kože i pričekajte 48 sati da biste se uvjerali da nema negativnih reakcija (sl. 7).

**Slika 5**



**Slika 6**



**Slika 7**



## ✱ Tretirajte željeno(a) područje(a) uređajem i-Light Pripremite kožu za tretman

1. Područje koje namjeravati tretirati mora biti čisto, bez ostatka ulja, dezodoransa, parfema, šminke, losiona i krema. Obrijite ili ošišajte dlake na području koje ćete tretirati (sl. 8).
2. Nikad ne koristite vosak, epilator, pincetu ili proizvode za depilaciju da biste uklonili dlake zbog njihovog nepovoljnog djelovanja na IPL postupak.


## Pripremite uređaj za tretman

3. Odmotajte kabel tijela uređaja s postolja i-Light uređaja i postavite tijelo uređaja na postolje. Pronađite prekidač na postolju uređaja i-Light i provjerite je li ISKLJUČEN. Utaknite električni kabel u utičnicu na postolju i-Light. Utaknite električni kabel u zidnu utičnicu. UKLJUČITE prekidač (sl. 9).
4. Uz pomoć senzora za kožu otključajte jedinicu. (sl. 6)  
Morate otključati jedinicu na svakom dijelu tijela koji želite tretirati.
5. Odaberite željenu razinu intenziteta (sl. 10).  
Ako Vaša koža nije pogodna za tretman, uređaj će se oglasiti zujanjem i ostati isključen.

Slika 8



Slika 9



Slika 10



## ✱ **Tretirajte područje(a) tijela uređajem i-Light**

Uređaj i-Light raspolaže s dva način rada: način rada s jednim bljeskom (Single Flash) i način rada s više bljeskova (Multi-Flash). Svaki put kad ga UKLJUČITE, uređaj i-Light automatski će se podesiti na način rada s jednim bljeskom.

**Način rada s jednim bljeskom (Single Flash):** kada se pritisne tipka za aktivaciju bljeska I senzor kontakta s kožom naliže na kožu, uređaj i-Light bljesnut će jedanput.

**Način rada s više bljeskova (Multi-Flash):** kada se pritisne tipka za aktivaciju bljeska I senzor kontakta s kožom u cijelosti naliže na kožu, uređaj i-Light bljesnut će jedanput svake 2 sekunde.

Način rada s više bljeskova omogućuje brzi tretman velikih površina poput nogu, prsa ili leđa jer tijelo uređaja možete glatko pomicati na novo mjesto nakon svakog bljeska.

## ✱ **Način rada s jednim bljeskom (Single Flash)**

1. Postavite tijelo uređaja i-Light na kožu tako da prozorčić za bljesak bude poravnat s površinom kože (sl. 11).
2. Provjerite naliže li senzor kontakta s kožom u cijelosti i svijetli li indikator statusa žaruljice.
3. Da biste aktivirali uređaj pritisnite tipku za aktivaciju bljeska (sl. 12).
4. Pomaknite tijelo uređaja na novo područje za tretiranje i ponovite korake 1-3 (sl. 13).

## ✱ **Način rada s više bljeskova (Multi-Flash)**

1. Postavite tijelo uređaja i-Light na kožu tako da prozorčić za bljesak bude poravnat s površinom kože (sl. 11).
2. Provjerite naliže li senzor kontakta s kožom u cijelosti i svijetli li indikator statusa žaruljice.
3. Da biste aktivirali uređaj pritisnite I DRŽITE PRITISNUTOM tipku za aktivaciju bljeska (sl. 12).
4. Čim uređaj bljesne, kliznim pokretom pomaknite tijelo uređaja na novo mjesto. Nakon kratke stanke (oko 2 sekunde) uređaj će ponovo bljesnuti (sl. 13).

### **NAPOMENA:**

- U načinu rada s više bljeskova, senzor kontakta s kožom I tipka za aktivaciju bljeska moraju ostati potpuno pritisnuti. Ako jedno od njih nije pritisnuto, uređaj neće raditi. Da biste nastavili s tretmanom, ponovite korake 1-4.
- U načinu rada s više bljeskova, indikator statusa žaruljice ostat će osvijetljen dok su senzor kontakta s kožom i tipka za aktivaciju bljeska aktivirani.

Slika 11



Slika 12



Slika 13



## DODATAK ZA TRETMAN LICA

**\* Tretirajte područje(a) lica uređajem i-Light (samo za uporabu na ženskom licu).**


Dlake lica mogu biti vrlo različite od dlaka tijela, a koža lica je osjetljivija i više je izložena sunčevim UV zrakama; stoga je tretman neželjenih dlaka na licu drugačiji od tretmana tijela. Prije započinjanja tretmana lica, molimo vas da obavezno pročitate ovaj odjeljak.

**◆ VAŽNO:** Glavni dio za tretman lica je posebno dizajniran za tretman ženskih dlaka lica koje imaju posebne karakteristike. NE koristite dodatak za tijelo na licu. Za upute o mijenjanju glavnih dijelova pročitate odjeljak "Mijenjanje glavnih dijelova za tretman".

**\* Područja na kojima je moguće koristiti glavni dio za tretman lica**

Glavni dio za tretman lica namijenjen je za dlake ženskog lica na obrazima, zaliscima, bradi, području vrata i iznad usana kao što je prikazano na sl. 14.

Slika 14



**◆ NE koristite na muškim bradama ili dlakama na licu, jer bi rezultati mogli biti permanentni ili nejednaki i time bi se mogle stvoriti neželjene promjene karakteristika lica.**

## ⚡ Upozorenja i predostrožnosti – Uporaba na licu

⚡ **NE** koristite bilo gdje u blizini OČIJU, OBRVA ili TREPAVICA. Kad se rabi prema uputama, svjetlo ne bi trebalo povrijediti oči; međutim, ako vam je raspršena svjetlost neugodna, možete zatvoriti oči ili pogledati na drugu stranu.

⚡ **NE** tretirajte KOŽU OPEČENU OD SUNCA ili POTAMNJELU KOŽU. Prije nego što počnete tretman, pričekajte dok opekline od sunca ili preplanulost potpuno ne izbljede. Prije vršenja tretmana skinite kozmetiku, losione i kreme (uključujući i proizvode za samotamnjenje). Nakon tretmana, koristite bezmirisni losion (faktor SPF 30+) i nastojte izbjegavati izravno izlaganje suncu tretiranih područja najmanje 24 sata.

⚡ **NE** bljeskajte na USNE ili druge TAMNE MRLJE (tamne pjege, madeže ili tetovaže) jer ta područja mogu apsorbirati previše svjetlosne energije koja može uzrokovati neugodu ili bol. Možete pokriti ta područja BIJELIM eyelinerom, ljepljivim etiketama ili debljim papirom kako bi se svjetlost reflektirala u slučaju nehotičnog bljeska.

⚡ **NE** tretirajte NOSNICE ili UŠI jer su ta područja osjetljiva.

⚡ **OPREZ:** izbjegavajte tretiranje područja koje sadrže samo vellus dlake (vrlo tanke, slabe dlačice koje su poznate i pod nazivom "paperje") jer to može dovesti do neželjenog ponovnog rasta dlaka. Uklonite sve vidljive dlake brijanjem ili šišanjem. Prije ili tijekom tretmana ne koristite vosak, epilator, pincetu ili proizvode za depilaciju da biste uklonili dlake zbog njihovog nepovoljnog djelovanja na IPL postupak. Ako ih uklanjate šišanjem osigurajte da dužina dlake ne prelazi 0,5 mm.

## ✳ Mijenjanje glavnih dijelova za tretmane

Vaš uređaj i-Light Pro opremljen je s dva odvojena glavna dijela: za tretman dlaka tijela i ženskih dlaka lica. Glavni dio za tretman dlaka tijela je posebno dizajniran za dlake tijela i može bljeskati svake 2 sekunde. Glavni dio za tretman dlaka lica je posebno podešen za ženske dlake lica, smanjujući rasipanje svjetla na najmanju moguću mjeru; može bljeskati svake 4 sekunde. Glavni dio za tretman lica je označen ikonom prikazanom na sl. 15.

## Slika 15



Za promjenu glavnih dijelova za tretman, slijedite pružene upute.

1. Isključite PREKIDAČ i izvucite ELEKTRIČNI KABEL iz električne utičnice.

Prije nego što počnete s promjenom glavnih dijelova za tretman ostavite sustav da se ohladi 5 minuta.

2. Držite glavni dio za tretman jednom rukom, a drugom pritisnite obje tipke za otpuštanje i lagano ga izvucite. Stavite nerabljeni glavni dio za tretman na sigurno mjesto (kao npr. u pakiranje) pazeći da ne oštetite PROZORČIĆ ZA BLJESAK i ostale komponente.
3. Lagano gurnite drugi glavni dio za tretman nazad na tijelo uređaja i uvjerite se da su se oba bočna jezička uklopila na mjesto uz klik. NAPOMENA: kako bi se ispravno uklopilo, duži jezičak (sa zlatnim strujnim krugovima) mora biti na vrhu.

## **Korisni savjeti u vezi tretmana dlaka lica**

Izvršite provjeru na malom dijelu kože – budući da je koža lica osjetljivija, prije nego što nastavite s radom svakako izvršite provjeru na malom dijelu kože. Detalje možete naći u dijelu "Isprobajte uređaj iLight na koži" (sl. 7). Koristite zrcalo za usmjeravanje vaših tretmana; uporaba zrcala služi za dobar pregled područja koje namjeravati tretirati i kao pomoć u izbjegavanju tretiranja usana ili bilo kojih drugih tamnih mrlja. Ako je reflektirano svjetlo neugodno, možete zatvoriti oči prije svakog bljeska.

Zategnite kožu za dobivanje boljeg kontakta - konture lica mogu otežati potpuni pritisak senzora kontakta s kožom u određenim područjima. Kako biste dobili bolji kontakt s kožom možda je jednostavnije usnice prevući preko gornjih zuba ili jezikom zategnuti obraze.

## **SAVJETI U VEZI TRETMANA**

- Za postizanje najboljih rezultata, izbjegavajte preklapanje bljeskova. Na taj način sprječava se izloženost većoj količini energije od one koja je potrebna za suzbijanje rasta dlaka. Time se također omogućuje maksimalno iskorištavanje patrone sa žaruljicom.
- Za postizanje najučinkovitijih rezultata uvijek koristite najvišu razinu intenziteta koja neće uzrokovati neugodu na koži. Razinu koju koristite trebali biste osjećati kao toplinu na koži, ali nikako ne bi smjela uzrokovati neugodu.
- Tijekom tretmana možda ćete zamijetiti veću osjetljivost na područjima s izraženim kostima, kao što su laktovi, goljenice i gležnjevi. To je normalno i ne bi trebalo biti znak za alarm. Da biste izbjegli povećanu osjetljivost, tijekom tretmana pokušajte malo podići kožu s područja kosti.

## **NJEGA NAKON TRETMANA**

Nakon tretmana, moguća je pojava laganog crvenila ili osjećaja topline na koži. To je normalno i brzo će nestati. Da biste izbjegli iritacije kože nakon tretmana, poduzmite sljedeće mjere:

- Izbjegavajte izlaganje suncu 24 sata nakon tretmana. Zaštitite kožu faktorom SPF 30 tijekom 2 tjedna nakon svakog tretmana.
- Ne produljujte izlaganje suncu primjerice sunčanjem, koristeći solarij, ili preparate za samotamnjenje najmanje 2 tjedna nakon posljednjeg tretmana.
- Nakon tretmana, održavajte područje čistim i suhim i pijte puno vode kako biste hidratizirali kožu.
- Ne tretirajte područja za epilaciju na grub način.
- Ne kupajte se i ne tuširajte se vrućom vodom i ne koristite kabine s parnim tuševima i saune 24 sata nakon tretmana.
- 24 sata nakon tretmana nemojte plivati.
- Ne sudjelujte u kontaktnim sportovima 24 sata nakon tretmana.

- Ne nosite odjeću pripijenu uz tretirana područja.
- Ne depilirajte se (voskom, čupanjem, depilacijom koncem ili kremama) tijekom tretmana – brijanje je prihvatljivo samo ako ga ne izvodite 24 sata nakon svakog tretmana.
- Ne koristite kreme za izbjeljivanje ili parfimirane proizvode 24 sata nakon tretmana.
- Ne grebite i ne čupkajte tretirano područje.

## ČIŠĆENJE UREĐAJA I-LIGHT

- ◆ **OPREZ:** prije čišćenja uređaja i-Light provjerite je li prekidač ISKLJUČEN i električni kabel izvučen iz postolja.
- Redovito čišćenje pomaže postizanju optimalnih rezultata i dugog vijeka uređaja i-Light. Vanjsku površinu postolja i tijela uređaja možete obrisati lagano navlaženom krpom.
  - Da biste očistili prozorčić za bljesak upotrijebite samo krpicu koja ne ostavlja dlačice koju ste dobili s uređajem i-Light. Pazite da ne ogrebite ili oljuštite prozorčić za bljesak. Ogrebotine i oljuštena mjesta mogu smanjiti učinkovitost jedinice.
  - Za tvrdokorne mrlje koristite vodom natopljenu vatu na štapiću, kapnite malu količinu vode na prozorčić za bljesak i obrišite priloženom krpicom koja ne ostavlja dlačice.
  - Malim ručnim usisavačem iz ventilacijskih otvora tijela uređaja uklonite prašinu i druge ostatke.
- ◆ **UPOZORENJE:** ako je prozorčić za bljesak napuknut ili slomljen, jedinica se ne smije koristiti. Nikad ne grebite po filterskom staklu ili metalnoj površini unutar glavnog dijela za tretman.
- ◆ **OPREZ:** i-Light je visokonaponski uređaj. Nikad ga ne uranjajte u vodu. Nikad ne čistite uređaj ili bilo koji njegov dio pod tekućom vodom ili u perilici posuđa. Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi petroleja ili zapaljiva sredstva jer postoji opasnost od požara. Za čišćenje uređaja nikad ne koristite grube spužvice, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine kao što su nafta ili aceton.

## ➡ UKLANJANJE SMETNJI / SPREMANJE / ODRŽAVANJE

### ✱ Održavanje uređaja i-Light

- ◆ **OPREZ:** prije provođenja postupka održavanja uređaja i-Light provjerite je li prekidač ISKLJUČEN i električni kabel izvučen iz postolja.

### ✱ Zamjena žaruljice

1. Pritisnite tipke za otpuštanje glavnog dijela za tretman, lagano ga povucite i izvadite.
2. Lagano izvadite staru patronu sa žaruljicama.
3. Zamijenite je novom patronom sa žaruljicama.

- ◆ **OPREZ:** prilikom zamjene patrone sa žaruljicama, ne dodirujte žaruljice izravno jer će na njima ostati tragovi ulja i ostalih tvari. Takvim postupkom može se smanjiti učinkovitost žaruljica ili uzrokovati njihovo pucanje tijekom tretmana.

4. Stavite natrag glavni dio za tretman, pazite da ulegne točno na svoje mjesto.

## ✱ Spremanje

- Isključite jedinicu, izvucite električni kabel iz utičnice i ostavite jedinicu da se ohladi 10 minuta prije spremanja.
- Jedinicu spremite na suho mjesto na temperaturi između 15°C i 35°C.

## ✱ Rješavanje problema

Prije uporabe uređaja i-Light uvijek u cijelosti pročitajte ove upute. U slučaju bilo kakvih problema s uređajem i-Light, u ovom vodiču za uklanjanje smetnji pronaći ćete moguća rješenja za većinu najčešćih problema na koje možete naići tijekom uporabe uređaja i-Light. Ako unatoč tomu što ste slijedili upute u ovom odjeljku i dalje postoje problemi, molimo vas da se za daljnju pomoć obratite Remington® servisnom centru.

### Prekidač je UKLJUČEN, ali jedinica ne radi.

- Provjerite da je jedinica priključena na električnu utičnicu.
- Pokušajte ju priključiti na drugu utičnicu.

### Jedinica izgleda napuknuta ili slomljena.

Ne koristite jedinicu ako je oštećena. U slučaju dvojbi u vezi s uporabom jedinice, prekinite uporabu i kontaktirajte Remington® servisni centar.

## ✱ Često postavljana pitanja

### Jedinica je UKLJUČENA, ali ne mogu povećati ni smanjiti razinu intenziteta.

- Pokušajte resetirati jedinicu tako da je isključite i pričekajte nekoliko sekundi prije | ponovnog uključivanja.

### Upaljeno je zeleno svjetlo indikatora statusa žaruljice, ali jedinica ne stvara bljesak kad se pritisne tipka.

- Provjerite ima li senzor kontakta s kožom potpuni kontakt s kožom.
- Pokušajte resetirati jedinicu tako da je isključite i pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog uključivanja.

### Osjeća se čudan miris.

- Prije tretmana provjerite je li područje potpuno obrijano.

### Tretirana područja nakon tretmana postaju crvena.

- To je normalno i crvenilo bi se trebalo postupno smanjiti. Ako se to ne dogodi, koristite nižu razinu intenziteta.

### Ne postićem optimalne rezultate ili su dlake ponovno počele rasti.

- Dlake mogu početi ponovno rasti poslije početnog tretmana. To je potpuno normalno. Za optimalne rezultate ponovite tretman kad primijetite ponovni rast dlaka.

**Napomena:** ne tretirajte isto područje više od jednom tjedno.

✦ **OBRAZITE POZORNOST:** ako se jedinica koristi tijekom duljeg vremena, ona se može na kratko automatski ugasiti (oko 40 sekundi) kako bi se ohladila. Čim se jedinica ohladi, opet će biti spremna za uporabu.

| <b>Intenzitet/LED žaruljica za način rada bljeska</b> | <b>Indikacije</b>                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sve trenutačno odabrane LED žaruljice trepere         | Jedinica je pregrijana i na kratko se ugasila kako bi se ohladila.                                                                                                  |
| LED žaruljice za intenzitet trepere u nizu            | Jedinica je u kvaru. Isključite jedinicu, pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovo. Ako problem nije riješen, jedinicu treba predati na popravak.           |
| Sve LED žaruljice trepere uz zvuk upozorenja (bip)    | Glavni dio za tretman je maknut ili labavo spojen.                                                                                                                  |
| <b>Zvučni signali</b>                                 | <b>Indikacije</b>                                                                                                                                                   |
| Nema potpunog kontakta                                | Tipka za aktivaciju bljeska je pritisnuta dok senzor kontakta s kožom još nije nalijegao u cijelosti.                                                               |
| Zamjena patrone sa žaruljicom                         | Patrona sa žaruljicom nedostaje ili je treba zamijeniti.                                                                                                            |
| Senzori kontakta su zaglavljani                       | Od trenutka pokretanja jedinice tipka za aktivaciju bljeska bila je pritisnuta nakon što je senzor kontakta nalijegao na kožu. Senzor kontakta može biti zagavljen. |

## ✱ Često postavljana pitanja ([www.remington-ilight.com](http://www.remington-ilight.com))

### P. Što je i-Light? Što je intenzivna pulsna svjetlost (IPL)?

O. IPL djeluje tako što usmjerava intenzivno kratak puls filtrirane svjetlosti u kožu. Pigmenti boje u dlaci i oko dlake apsorbiraju svjetlost koja privremeno onemogućava aktivnost folikule dlake i sprječava ponovni rast dlake.

### P. Tko može koristiti i-Light?

O. i-Light mogu koristiti i muškarci i žene za uklanjanje neželjenih dlaka bilo gdje od vrata na niže. Mogu ga koristiti i ženske osobe za tretman dlaka na licu ispod jagodične kosti. Uređaj i-Light izrađen je za osobe svijetlog do srednjeg tona kože i s tamnom dlakom. Sigurni tonovi kože uključuju samo bijelu, boju bjelokosti, žućkastosmeđu, bež i svijetlosmeđu boju. Sigurne prirodne boje dlake uključuju crnu, tamnosmeđu i srednje smeđu.

### P. Koja područja tijela mogu tretirati uređajem i-Light?

O. Uređaj i-Light namijenjen je za korištenje na muškim i ženskim tijelima na područjima ispod vrata, uključujući noge, podlaktice, bikini zonu, ruke, prsa i leđa. Ženske osobe ga mogu isto tako koristiti za dlake lica ispod jagodične kosti.

### P. Što mogu očekivati od uređaja i-Light?

O. Uređaj i-Light omogućuje sigurno i učinkovito uklanjanje dlaka primjenom IPL tehnologije pri čemu se dobivaju rezultati kao u profesionalnom salonu.

### P. Koji rizici postoje prilikom uporabe uređaja i-Light? Je li siguran?

O. Uređaj i-Light je siguran za korištenje ali, kao i kod svakog elektroničkog uređaja, važno je pročitati i pridržavati se uputa za rad.



## P. Koliko često trebam koristiti i-Light?

O. Uređaj i-Light trebate koristiti uvijek kad počnete primjećivati da dlake ponovno rastu.

◆ **NEMOJTE** tretirati isto područje više od jednom tjedno.

## P. Koliko dugo traju tretmani?

O. Trajanje ovisi o površini tretiranog područja, no tretman primjerice jedne cijele noge ne bi trebao trajati dulje od 15 minuta.

## P. Kad ću vidjeti prve rezultate?

O. Rezultati se ne vide odmah. Nakon tretmana dlake ponekad počinju ponovno rasti, međutim mnoge od njih počinju otpadati nakon dva tjedna.

Dlaka raste u ciklusu koji se sastoji od 3 različite faze, a čitav ciklus traje od 18 do 24 mjeseca. Tretirati se mogu samo dlake u anagenoj fazi i to je razlog zbog kojeg je za postizanje optimalnih rezultata potrebno više tretmana. Primjetni rezultati postižu se uglavnom u roku od nekoliko tjedana od prvog tretmana. Kontinuiranom redovitom uporabom svaki tjedan (ili svaka 2 tjedna za tri tretmana) postižu se dobri rezultati u roku od 6 do 12 tjedana (pa i više ako je koža tamnija).

## P. Zašto mi dlake rastu unatoč tretmanima?

O. Dlake nastavljaju rasti još najviše 2 tjedna nakon tretmana i tada ćete primijetiti da počinju ispadati. Drugi razlog za nastavljeni rast možda je u tome što tijekom tretmana neki dio kože nije tretiran. Nastavite tretirati to područje uvijek kada primijetite ponovni rast dlaka.

## P. Zašto ne mogu koristiti i-Light nakon nedavnog izlaganja suncu?

O. Izlaganje suncu uzrokuje prisutnost visokih razina melanina i izlaže kožu povećanom riziku od opekлина ili mjehurića nakon tretmana.

## P. U kojim slučajevima se i-Light ne bi smio koristiti?

O. Određena stanja mogu ograničiti uporabu jedinice. Prije uporabe uređaja i-Light pročitajte u cijelosti odjeljak Upozorenja i mjere predostrožnosti u Uputama za uporabu.

## P. Koliko često moram mijenjati žaruljicu?

O. Dugotrajna patrona sa žaruljicom ima kapacitet od 65.000 bljesaka neovisno od odabranog intenziteta. Iako je malo vjerojatno da ćete ikad morati zamijeniti patronu, ona se može zamijeniti drugom dugotrajnom patronom ili modelom SP-6000SB koji ima kapacitet od 1.500 bljesaka. Molimo kontaktirajte vaš najbliži Remington® servisni centar.

## P. Mogu li koristiti i-Light na licu?

O. Uređaj i-Light je pogodan isključivo za uporabu na ženskom licu ispod jagodične kosti kad se koristi s glavnim dijelom za tretman lica.

## P. Kako njegovati tretirana područja nakon tretmana?

O. Izbjegavajte izlaganje suncu tretiranih područja.

## P. Trebam li prekinuti s uobičajenim aktivnostima nakon uporabe uređaja i-Light?

O. Nema potrebe za prekidanjem uobičajenih aktivnosti nakon tretmana osim u slučaju nenormalnih komplikacija. Preporučuje se da tretman obavite prije odlaska na spavanje tako da eventualno crvenilo do jutra nestane.

**P. Je li i-Light opasan za kožu nakon dugotrajne uporabe?**

- O. Nisu zabilježene nikakve popratne pojave ili oštećenja kože nakon dugotrajne uporabe intenzivne pulsne svjetlosti.

**P. Koliko često trebam provoditi tretman uređajem i-Light?**

- O. Interval od 2 tjedna za početni tretman pokazao se kao najučinkovitiji za smanjenje rasta dlaka. Trebate izbjegavati tretiranje istog područja više puta tijekom istog tretmana, jer se time neće poboljšati učinkovitost već će se povećati rizik od iritacije kože.

**P. Mogu li koristiti i-Light ako su moje dlake plave, crvene, sive ili bijele boje?**

- O. Uređaj i-Light je najdjelotvorniji na tamnijim vrstama dlaka, jer one sadrže više melanina, pigmenta koji dlakama i koži daje boju. Melanin apsorbira energiju svjetlosti koja se koristi tijekom tretmana uređajem i-Light. Najbolje reagiraju crne i tamnosmeđe dlake. Smeđe i svijetlosmeđe dlake također reagiraju, ali u pravilu zahtijevaju više tretmana. Crvene dlake reagiraju u manjoj mjeri. Bijele, sive ili plave dlake obično ne reagiraju na tretmane uređajem i-Light, iako su neki korisnici primijetili rezultate nakon više tretmana.

**P. Mogu li koristiti i-Light ako imam prirodno tamnu kožu?**

- O. Ne. Uređaj i-Light namijenjen je za tretiranje tamnog pigmenta dlake. Kao rezultat, tamnosmeđa i crna koža mogu apsorbirati previše energije (topline) uređaja, što može uzrokovati oštećenje kože. Ne koristite i-Light na prirodno tamnoj koži, jer ona sadrži previše melanina. Tretiranje tamne kože uređajem i-Light može uzrokovati opekline, mjehure i promjene u boji kože (hiper ili hipopigmentaciju). Pomoću karte boje kože na stranici 2 utvrdite je li i-Light pravi odabir za vas.

**P. Moram li nositi zaštitu za oči tijekom uporabe uređaja i-Light?**

- O. Ne, uređaj nije štetan za oči, osim ako ga usmjerite prema licu (isključivo glavnim dijelom za tretman tijela). Uređaj i-Light ima sigurnosni sustav koji sprječava slučajno bljeskanje kad uređaj nije u kontaktu s kožom. Mala količina svjetlosti koju uređaj emitira tijekom tretmana slična je onoj koju emitira bljeskalica fotoaparata i nije štetna za oči. Posebno podešen glavni dio za tretman dlaka lica smanjuje rasipanje svjetla na najmanju moguću mjeru. Ako je reflektirano svjetlo neugodno, možete zatvoriti oči prije svakog bljeska.

**P. Mogu li koristiti i-Light tijekom trudnoće ili dojenja?**

- O. Ne. Uređaj i-Light nije ispitivan na trudnicama, stoga ne preporučujemo njegovu uporabu ako ste u trudnoći ili ako dojite. Zbog hormonalnih promjena moguća je povećana osjetljivost kao i rizik od ozljeđivanja kože.

**✱ Fitzpatrickov upitnik za određivanje tipa kože**

Važeći tonovi kože, karta tonova kože – tipovi kože I - IV po Fitzpatricku

Ovaj upitnik možete koristiti za samoprocjenu tako da zbrojite rezultate na svaki odgovor na pitanje. Na kraju je ljestvica s rasponom za svaku od šest kategorija tipova kože. Nakon ljestvice slijedi objašnjenje za svaki tip kože. Brzo i jednostavno možete utvrditi koji je vaš tip kože.

## Genetska dispozicija:

| Rezultat                                      | 0                          | 1                      | 2                      | 3             | 4              |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| Koja je boja vaših očiju?                     | Svijetloplava, siva zelena | Plava, siva ili zelena | Plava                  | Tamnosmeđa    | Smečkasto crna |
| Koja je prirodna boja vaše kose?              | Plavocrvenkasta            | Plava                  | Kestenjasta Tamnoplava | Tamnosmeđa    | Crna           |
| Koja je boja vaše kože (neizložena područja)? | Crvenkasta                 | Vrlo blijeda           | Blijeda s bež tonom    | Svijetlosmeđa | Tamnosmeđa     |
| Imate li pjege na neizloženim dijelovima?     | Mnogo                      | Nekoliko               | Malo                   | Tu i tamo     | Nijednu        |

## Ukupan rezultat za genetsku dispoziciju :----

## Reakcija na izlaganje suncu:

| Rezultat                                                 | 0                                         | 1                                            | 2                                              | 3                  | 4                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Što se događa kad ste predugo na suncu?                  | Bolno crvenilo, pojava mjehura, ljuštenje | Pojava mjehura nakon kojih slijedi ljuštenje | Opekline nakon kojih ponekad slijedi ljuštenje | Rijetke opekline   | Nikad se nisu pojavile opekline |
| Koliko potamnite?                                        | Jedva malo ili nimalo                     | Lagana boja, preplanulost                    | Razumna preplanulost                           | Vrlo lako potamnim | Koža brzo postane tamnosmeđa    |
| Potamnite li u roku nekoliko sati nakon izlaganja suncu? | Nikada                                    | Rijetko                                      | Ponekad                                        | Često              | Uvijek                          |
| Kako vaše lice reagira na sunce?                         | Vrlo osjetljivo                           | Osjetljivo                                   | Normalno                                       | Vrlo otporno       | Nikad nije bilo problema        |

## Ukupan rezultat za reakciju na izlaganje suncu :----

## Navike tamnjenja:

| Rezultat                                                                                          | 0                       | 1                 | 2                  | 3                          | 4                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Kad ste zadnji put tijelo izlagali suncu (ili bili u solariju/ koristili kremu za samotamnjenje)? | Prije više od 3 mjeseca | Prije 2-3 mjeseca | Prije 1- 2 mjeseca | Prije manje od mjesec dana | Prije manje od 2 tjedna |
| Jeste li izlagali suncu dio tijela koji želite tretirati?                                         | Nikada                  | Gotovo nikad      | Ponekad            | Često                      | Uvijek                  |

## Ukupan rezultat za Navike tamnjenja:----

Zbrojite ukupne rezultate za sva tri dijela upitnika za određivanje tipa kože.

| Rezultat za tip kože – Tip kože po Fitzpatricku |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 0-7                                             | I                         |
| 8-16                                            | II                        |
| 17-25                                           | III                       |
| 26-30                                           | IV                        |
| Iznad 30                                        | V-VI Ne koristite i-Light |

TIP I: Izrazito osjetljiva, uvijek izgori, nikad ne potamni. Primjer: crvena kosa i pjege.

TIP II: Vrlo osjetljiva na sunce, lako izgori, minimalno potamni. Primjer: bijelci svijetle kože i svijetle kose (kavkaski tip).

TIP III: Koža osjetljiva na sunce, ponekad izgori, tamni polako do svijetlosmeđe boje. Primjer: tamniji bijelci (kavkaski tip).

TIP IV: Minimalna osjetljivost na sunce, minimalno izgori, uvijek potamni do srednje smeđe. Primjer: mediteranski tip bijelaca, kavaskog tipa, neki Latinoamerikanci.

TIPO V: Koža neosjetljiva na sunce, rijetko izgori, dobro tamni. Primjer: neki Latinoamerikanci, neki crnci.

TIP VI: Koža neosjetljiva na sunce, nikad ne izgori, duboka pigmentacija. Primjer: tamniji crnci.



## ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



## ➡ SERVIS I JAMSTVO

Ako u jamstvenom roku dođe do kvarova koji utječu na funkcionalnost proizvoda, zamijenit ćemo proizvod ili izvršiti popravak po našem izboru, pod uvjetom da je proizvod korišten i održavan u skladu s uputama.

Potrošni materijal je isključen.

Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava.

Jamstveni rok = 2 godine od prve kupnje u maloprodaji.

Ako zovete servisni centar, molimo vas da imate pri ruci broj modela;; u suprotnom vam nećemo moći pomoći. Broj modela možete naći na natpisnoj pločici uređaja.

Ovlašteni distributer:

Alca Zagreb d.o.o.

Žitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. +385 1248 1111

شكرا لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن. قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.

## STOP إجراءات وقائية هامة

1. تحذير - للحد من مخاطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو إصابات الأشخاص:
2. استخدم هذا الجهاز للاستخدام المقصود فقط كما هو مبين في هذا الدليل.
3. لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو به خلل.
4. لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء توصيله.
5. حافظ على قابس الكهرباء والسلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
6. لا تستخدم المنتج بسلك تالف. ويمكن الحصول على بديل من مراكز الخدمة الدولية.
7. قم بتخزين المنتج في درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.
8. استخدم الأجزاء المرفقة مع الجهاز فقط.
9. لا تقم بثني أو جدل الكبل ولا تلفه حول الجهاز.
10. جسم هذا الجهاز غير قابل للغسل أو مقاوم للماء. لا تضع الجهاز في سائل ولا تستخدمه بالقرب من ماء في بانيو أو حوض أو وعاء آخر ولا تستخدمه في الخارج.
11. تأكد من عدم وجود رطوبة في كبل الكهرباء والمحول. ولا تستخدم الوحدة إذا كانت قد سقطت في الماء - فصلها فوراً من المأخذ الكهربائي.
12. لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيدي مبللة.
13. يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية. ويجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف.
14. احفظ الجهاز والكابلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
15. يجب تزويد هذا الجهاز بمحولات عزل للسلامة معتمدة من SW-120060EU (لأوروبا) و SW-120060BS (للمملكة المتحدة) بإخراج 12 فولت تيار مستمر؛ 600 مللي أمبير (إخراج المحول).



## 👁 المزايا الرئيسية لجهاز

1. مفتاح الكهرباء
2. مدخل الكهرباء
3. وحدة قاعدة جهاز i-Light
4. قطعة يد جهاز i-Light
5. زر Flash
6. زر تحديد مستوى الطاقة
7. مؤشر وضع التبريد
8. شاشة مؤشر حالة اللمبة
9. شاشة مستوى الطاقة
10. جهاز استشعار الجلد
11. سلك قطعة يد جهاز i-Light
12. نافذة الوميض
13. أجهزة استشعار لمس الجلد
14. أزرار إطلاق رأس العلاج
15. الخرطوشة طويلة العمر
16. رأس علاج الجسم
17. سلك الكهرباء
18. قماش خال من الوبر
19. رأس علاج الوجه
20. أجهزة استشعار لمس الجلد

## 👁 التعرف على جهاز i-Light

❖ ما هو جهاز i-Light؟

نظام i-Light PRO هو جهاز ثوري قائم على الضوء ومصمم لإزالة شعر الجسم وشعر وجه الإنثاء غير المرغوب فيه في المنزل.

❖ ما هو الضوء النبضي المكثف (IPL) وكيف يعمل جهاز i-Light؟

يعمل جهاز i-Light عن طريق توجيه ضوء نبضي مكثف قصير للغاية في الجلد. ويتم امتصاص الطاقة الضوئية بالميلانين الموجود في بصليات الشعر مما يعطل آلية نمو الشعر بشكل مؤقت ويؤخر نمو الشعر. وتتم بصليات الشعر عادة خلال ثلاثة مراحل في دورة نمو الشعر. وهذه المراحل هي:


**مرحلة طور التنامي (مرحلة النمو)** - مرحلة النمو النشط لبصليات الشعر. يكون تركيز الميلانين في أعلى مستوياته كما أنه مسؤول عن تصبغ الشعر. ويكون الشعر الذي في مرحلة طور التنامي فقط عرضة للعلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL) (الشكل 2)

**مرحلة فترة التراجع (مرحلة التدهور)** - وهي مرحلة انتقالية قصيرة تتبّع مرحلة طور التنامي وإشارات نهاية مرحلة النمو النشط للشعر. وتستمر عادة 2-3 أسابيع (الشكل 3).

**مرحلة تساقط الشعر (مرحلة الراحة)** - تكون بصليات الشعر مستريحة تماما خلال هذه المرحلة وهي أطول مرحلة وتستغرق حوالي 100 يوما. وخلال هذا الوقت، يطرد الشعر الجديد الشعر القديم مما يسمح ببدء دورة النمو من جديد (الشكل 4).


نوصي باستخدام نظام i-Light PRO كل أسبوعين لثلاثة علاجات (لمناطق الجسم) ومرة كل أسبوعين لأربعة علاجات (لمناطق وجه الإنثاء) للتأكد من علاج كل الشعر النشط.

الشكل 4



رعشًا طقاسيت قل حرم

الشكل 3



عج ارتلًا قرتف قل حرم

الشكل 2



يم انتلًا روط قل حرم

❖ ما يجب أن أتوقعه من جهاز i-Light

سوف يلاحظ معظم المستخدمين ظهور شعر قليل بعد أسابيع قليلة من بداية العلاج. ومع ذلك، فمن المهم الاستمرار في نظام العلاج الكامل لضمان علاج كل شعر نشط. ويكون نظام العلاج الكامل كل أسبوعين لثلاثة علاجات (مناطق الجسم) وأربعة علاجات (مناطق وجه الإنثاء) ثم حسب الحاجة فقط. وقد تلاحظ سقوط الشعر بعد بضعة أيام من أول علاج. ويحدث نمو بعض الشعر يكون أقل كثافة وأخف وأفتح لونا من الشعر الأصلي. وإعادة النمو أمر طبيعي جدا وينبغي توقعه.

## STOP تحذيرات واحتياطات السلامة

⚠ تنبيهات هامة للسلامة

قبل بدء استخدام جهاز i-Light:

تأكد من قراءة جميع التحذيرات ومعلومات السلامة. تأكد قبل أن تبدأ من أن جهاز i-Light مناسب لك.

استخدم مخطط الجلد الموجود في الصندوق وفي مقدمة هذا الدليل وجهاز استشعار الجلد المدمج لتحديد إذا ما كان هذا الجهاز مناسب لك.

### ✱ نوع الجلد

انظر مخطط لون الجلد في صفحة 2.

- لا تستخدمه على الجلد الداكن بشكل طبيعي (نوع فيتزي باتريك الخامس والسادس) لأنه قد يؤدي لظهور حروق وبثور وتغيرات في لون الجلد.
- لا تستخدمه على جلد أسمر أو بعد تعرض حديث للشمس لأنه قد يسبب حروقاً أو إصابة الجلد.
- جهاز i-Light غير فعال على الجسم الأبيض أو الرمادي أو الأشقر أو الأحمر الطبيعي أو شعر الوجه.

### ✱ الأماكن التي لا تعالج:

انظر مخطط لون الجلد في صفحة 2.

- لا تستخدمه على فروة الرأس أو الأذنين.
- لا تستخدمه على وجه أو رقبة الذكور.
- لا تستخدمه على عظمة الوجنة (يستخدم لوجه الإناث)
- لا يستخدم على الشفاه - فقد يكون لون الجلد قائم جداً بالنسبة للعلاج.
- لا تستخدمه على الحلمات أو حالة حلمة الثدي أو الأعضاء التناسلية.
- لا تستخدمه إذا كان لديك وشماً أو ماكياج دائم في المنطقة المراد علاجها.
- لا تستخدمه على البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الشامات أو الوحمات أو النمش.
- لا تستخدمه على مكان جراحة حديثة أو قشر عميق أو مكان علاج بالليزر أو جروح أو جلد تعرض للتلف أو حروق أو حروق بماء ساخن.

### ✱ متى يتم عدم استخدام جهاز i-Light

- لا تستخدمه إذا كنت حاملاً أو تقومين برضاعة طبيعية.
- لا تستخدمه إذا تعرضت للشمس أو لسمرة اصطناعية في الأسابيع الأربعة الماضية.
- لا تستخدمه على الجلد الجاف أو الضعيف الناجم عن استخدام التقشير الكيميائي أو تقشير الجليكوليك أو أحماض ألفا هيدروكسي (أحماض ألفا هيدروكسي).
- لا تستخدمه الوميض أكثر من مرة واحدة على نفس المكان لأن هذا قد يسبب حروقاً.
- لا تستخدمه في نفس منطقة الجلد أكثر من مرة في الأسبوع.
- لا تستخدمه لمدة 14 يوماً على الأقل بعد العلاج بالكحت الطبي.
- لا تستخدمه إذا كنت تتعرض بالفعل لعلاجات دائمة لإزالة الشعر.
- لا تستخدمه إذا كان لديك مرض جلدي مثل سرطان جلد نشط أو إذا كان لديك تاريخاً مع سرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد علاجها أو إذا كان لديك إصابات قد تكون سرطانية أو شامات شاذة متعددة في المناطق المراد علاجها.
- لا تستخدمه إذا كان لديك صرعاً بحساسية للوميض.



- لا تستخدمه إذا كان لديك تاريخاً مع اضطراب الكولاجين بما في ذلك تاريخاً مع تشكيل ندبة الجدره أو تاريخاً مع سوء التئام الجروح.
- لا تستخدمه إذا كان لديك تاريخاً مع اضطراب الأوعية الدموية مثل وجود دوالي أو تمدد بالأوعية الدموية في المناطق المراد علاجها.
- لا تستخدمه إذا كان جلدك حساساً للضوء ويسبب طفحاً جلدياً أو حساسية. وإذا كنت تأخذ أدوية أو مركبات تسبب حساسية للضوء، راجع نشرة الدواء. ولا تستخدم الوحدة مطلقاً إذا كان يمكن أن تسبب حساسية للضوء أو ارتكاس سمي ضيائي أو إذا كان يجب أن تجذب الشمس أثناء تناول الدواء.
- لا تستخدمه إذا كان لديك مرض السكري أو الذئبة أو البورفيريا أو القلب الاحتقاني.
- لا تستخدمه على مناطق جلدك التي تعالج حالياً أو تم علاجها مؤخراً بأحماض ألفا هيدروكسي (AHA) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHA) والايزوترينتون الموضعي وحمض الأزلانك.
- لا تستخدمه إذا كنت قد أخذت أكبوتين الايزوترينتون عن طريق الفم أو أوكيوتين في الشهر الستة الماضية. وهذا يمكن أن يجعل علاج الجلد أكثر حساسية للجروح والدموع والتهيج.
- لا تستخدمه إذا كان لديك أي اضطراب نزفي أو تتناول أدوية لتخثر الدم بما في ذلك استخدام الأسبرين بشكل مكثف بشكل لا يسمح بالغسل لمدة أسبوع على الأقل قبل كل علاج.
- لا تستخدمه إذا كان لديك التهابات أو أكزيما أو حرقاً أو بصيحات ملتهبة أو جروحاً مفتوحة أو سحجات أو عمليات جراحية أو هريس بسيط أو جروحاً أو إصابات أو أورام دموية في المناطق المراد علاجها.
- لا تستخدمه على الوجه إذا كان لديك تاريخاً مع القروح الباردة فاستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL) أو أي علاج يهيج الجلد يمكن أن يسبب تكرار القروح الباردة.
- لا تستخدمه إذا كان لديك تاريخاً مع مرض مناعة (بما في ذلك فيروس نقص المناعة أو الإيدز) أو إذا كنت تأخذ أدوية مثبطة للمناعة.
- لا تستخدمه عندما تستخدم المسكنات التي تقلل الحساسية للحرارة.
- لا تستخدمه إذا كنت تستخدم مزيلات روائح طويلة الأمد. فهذا يمكن أن يؤدي إلى حساسية بالجلد.
- لا تستخدمه على أو بالقرب من أي شيء اصطناعي مثل زراعة السيليكون ووسائل منع الحمل وأجهزة تنظيم ضربات القلب ومنافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الجروح.

## 👁 التحضير للاستخدام

### ✳ تعرف على خصائص جهاز i-Light الجديد.

نظام i-Light PRO هو جهاز ثوري قائم على الضوء ومصمم لإزالة شعر الجسم وشعر وجه الإناث غير المرغوب فيه في المنزل.

### ✳ نافذة الويض (الشكل 1-12)

نافذة الويض هي نافذة زجاج مغلقة بحماية فوق بنفسجية مدمجة تسمح لموجات ضوء محددة بالمرور من قطعة اليد للجلد وبصيحات الشعر.

⚠ تحذير: أفحص دائماً نافذة الويض قبل استخدامها لضمان عدم وجود تلف بالعدسة.

⚠ تحذير: نظف دائماً نافذة الويض قبل الاستخدام بالقماش المزدود الخالي من الوبر لضمان عدم وجود زيت أو مخلفات على العدسة.

### ✳ جهاز استشعار لمس الجلد (الشكل 1-13 و 20)

جهاز استشعار لمس الجلد هو آلية سلامة تمنع التشغيل العرضي للجهاز. ولتشغيل الجهاز، يجب ضغط جهاز استشعار لمس الجلد بالكامل على الجلد.

### ✳ زر Flash (الشكل 1-5)

يوجد زر Flash على قطعة اليد. ولتشغيل لمبة الويض، تأكد من تشغيل جهاز استشعار لمس الجلد بشكل كامل واضغط زر Flash.

### ✳ شاشة مؤشر حالة اللبية (الشكل 1-8)

يكون الجهاز جاهزاً للوميض عندما تضيء شاشة مؤشر حالة اللبية بلون أخضر.  
ملاحظة: سوف يصدر "صوتاً" مسموعاً إذا تم الضغط على زر Flash وعدم تعشيق جهاز استشعار لمس الجلد بشكل كامل أو عدم إضاءة شاشة مؤشر حالة اللبية. عندما تضيء شاشة مؤشر حالة اللبية بلون أصفر، هناك 150 ومضة متبقية في لمبة الوميض. وعندما تومض شاشة مؤشر حالة اللبية بلون أصفر، تكون خرطوشة اللبية قد استهلك ولن تعمل. ويجب أن تقوم باستبدال خرطوشة اللبية لمواصلة استخدام الجهاز.

### ✳ أضرار إطلاق رأس العلاج (الشكل 1-14)

اضغط الزرين واسحب برفق لإخراج رأس العلاج.

تحذير: تأكد دائماً قبل إخراج الرأس من أن الوحدة متوقفة (OFF) ومن أن سلك الكهرياء مفصول. وإذا تم إخراج الرأس أثناء تشغيل الوحدة، ستومض جميع لمبات المؤشر على الوحدة الأساسية وسوف تصدر "أصوات" مسموعة.

## 👁 التعرف على جهاز i-Light

### ✳ خرطوشة الضوء طويلة العمر (الشكل 1-15)

سوف تصدر خرطوشة الضوء طويلة العمر 65000 ومضة بغض النظر عن مستوى الكثافة المحدد. ورغم أنه من غير المرجح أنك ستحتاج لاستبدالها، فيمكن استبدالها بخرطوشة أخرى طويلة العمر أو SP-6000SB التي تصدر 1500 ومضة في الخرطوشة. يرجى الاتصال بمركز خدمة Remington® المحلي.

### ✳ تحديد مستوى الطاقة (شكل 1-6)

جهاز i-Light-i مجهز بـ 5 مستويات للطاقة. المستوى 1 هو أقل إعداد والمستوى 5 هو أعلى إعداد.


نصيحة: للحصول على أكثر النتائج فعالية، استخدم دائماً أعلى مستوى للطاقة لا يسبب إزعاجاً على الجلد. ولتحديد مستوى الطاقة المستخدمة، راقب عدد اللمبات المضيئة على شاشة مستوى الطاقة (الشكل 1-9).

سوف يوضع جهاز i-Light-i تلقائياً على مستوى الطاقة 1 كلما تم تشغيل الجهاز. ولتغيير المستوى، اضغط زر تحديد مستوى الطاقة.

### ✳ اختبر جهاز i-Light-i على جلدك

1. راجع تحذيرات واحتياطات السلامة.
2. تعرف على خصائص جهاز i-Light-i.
3. راجع مخطط لون الجلد للتأكد من أن لون جلدك في الحدود المقبولة (الشكل 5).
4. ضع جلد منطقة العلاج المقصودة على جهاز استشعار لون ملمس الجلد - (الشكل 6).
- إذا كان جلدك مناسباً، سوف يصدر الجهاز صوتاً ويتم تشغيله.
- إذا كان جلدك غير مناسب، سيصدر الجهاز صوتاً ويظل متوقفاً.
5. اختبر جهاز i-Light-i على قطعة صغيرة من الجلد وانتظر 48 ساعة لضمان عدم وجود ردود فعل سلبية (الشكل 7).

الشكل 5



الشكل 6



الشكل 7



### \* علاج المناطق المرغوبة بجهاز i-Light

قم بإعداد جلدك للعلاج

1. تأكد أن المنطقة المراد علاجها نظيفة وخالية من الزيوت ومزيلات العرق والعلطور والماكياج والمستحضرات والكريمات. قم بخلق أو قص الشعر من المنطقة المراد علاجها (الشكل 8).
2. لا تستخدم مطلقاً الشمع أو الزنتف أو الملاقط أو منتجات إزالة الشعر لإزالة الشعر لأنها تعطل عملية الضوء النبضي المكثف (IPL).


### إعداد الجهاز للعلاج

3. قم بفك سلك قطعة اليد من قاعدة جهاز i-Light وضع قطعة اليد في حامل القاعدة. حدد موضع مفتاح الكهرباء على قاعدة جهاز i-Light وتأكد أن الوحدة متوقفة (OFF). وقم بتوصيل سلك الكهرباء بقاعدة جهاز i-Light عند مدخل الكهرباء. وقم بتوصيل سلك الكهرباء بمقيس الحائط. أدر مفتاح الكهرباء على وضع التشغيل (ON) (الشكل 9).
  4. استخدم جهاز استشعار الجلد لفتح الوحدة. (الشكل 6)
  5. يجب فتح الوحدة على كل جزء من الجسم تريد علاجه. حدد مستوى الطاقة المطلوب (الشكل 10).
- إذا كان جلدك غير مناسب، سيصدر الجهاز صوتاً ويظل متوقفاً.

الشكل 8



الشكل 9



الشكل 10



### ✱ علاج أماكن الجسم بجهاز i-Light

جهاز i-Light مجهز بوضعين للتشغيل: وضع الوميض الواحد (Single Flash Mode) ووضع الوميض المتعدد (Multi-Flash Mode). وسوف يتم ضبط جهاز i-Light تلقائياً على وضع الوميض الواحد كلما تم تشغيل الجهاز. **وضع الوميض الواحد:** سيومض جهاز i-Light مرة واحدة عند الضغط على زر Flash وتعشيق جهاز استشعار لمس الجلد. **وضع الوميض المتعدد:** سيومض جهاز i-Light مرة واحدة كل ثانيتين عند الضغط على زر Flash وتعشيق جهاز استشعار لمس الجلد بشكل كامل. **يسمح لك وضع الوميض المتعدد بعلاج الأماكن الكبيرة مثل الساقين أو الظهر بسرعة بمجرد تحريك قطعة اليد إلى موضع جديد بعد كل وميض**

### ✱ وضع الوميض الواحد

1. ضع قطعة يد جهاز i-Light على جلدك حتى تنطبق نافذة الوميض على سطح الجلد (الشكل 11).
2. تأكد من تعشيق جهاز استشعار لمس الجلد بشكل كامل وإضاءة شاشة مؤشر حالة الللمبة.
3. اضغط زر Flash لتشغيل الجهاز (الشكل 12).
4. انقل قطعة اليد إلى مكان العلاج الجديد وكرر الخطوات 1-3 (الشكل 13).

### ✱ وضع الوميض المتعدد

1. ضع قطعة يد جهاز i-Light على جلدك حتى تنطبق نافذة الوميض على سطح الجلد (الشكل 11).
2. تأكد من تعشيق جهاز استشعار لمس الجلد بشكل كامل وإضاءة شاشة مؤشر حالة الللمبة.
3. اضغط مع الاستمرار على زر Flash لتشغيل الجهاز (الشكل 12).
4. حرك قطعة اليد إلى موضع جديد بعد وميض الجهاز مباشرة. وبعد مهلة قصيرة (حوالي ثانيتين)، سيومض الجهاز بالوميض مرة أخرى (الشكل 13).

### ملاحظة:

- أثناء وضع الوميض المتعدد، يجب أن يظل جهاز استشعار لمس الجلد وزر Flash مغطى بشكل كامل. وإذا أصبح مفصولاً، فلن يعمل الجهاز. ولاستئناف العلاج، كرر الخطوات من 1 إلى 4.
- أثناء وضع الوميض المتعدد، ستظل شاشة مؤشر حالة الللمبة مضاءة بينما يتم تعشيق جهاز استشعار لمس الجلد وزر Flash.

الشكل 13



الشكل 12



الشكل 11



## 👁 ملحق علاج الوجه

### ✳️ عالج مناطق الوجه بجهاز i-Light (يستخدم للإثبات فقط)

شعر الوجه يمكن أن يكون مختلفا جدا عن شعر الجسم ويميل جلد الوجه إلى أن يكون حساسا وأكثر عرضة للتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية؛ ولذلك يختلف علاج شعر الوجه غير المرغوب فيه عن علاج الجسم - يرجى التأكد من قراءة هذا القسم بعناية قبل بدء علاج الوجه.

❗ **هام:** تم تصميم رأس علاج الوجه خصيصا لعلاج الخصائص الفريدة لشعر وجه الإناث. لا تستخدم ملحق الجسم على الوجه. انظر قسم "تغيير رؤوس العلاج" للحصول على إرشادات حول كيفية تبادل الرؤوس.

### ✳️ أين يمكنك استخدام رأس علاج الوجه

رأس علاج الوجه مخصص للاستخدام على شعر وجه الإناث على الخدين والسوالب والذقن ومناطق الرقبة وفوق الشفاه كما هو مبين في الشكل 14.

## الشكل 14



❗ لا تستخدمه على لحى الذكور أو شعر الوجه فقد تؤدي النتائج الدائمة أو غير المنتظمة إلى حدوث تغيرات في خصائص الوجه قد لا تكون مرغوبة.

### ❗ التحذيرات والاحتياطات - الاستخدام على الوجه

❗ لا تستخدمه في أي مكان بالقرب من العين أو حواجب العين أو أهداب العين. وعند استخدامه وفقا للتوجيهات، يجب ألا بصر الضوء العين ولكنك قد ترغب في إغلاق عينيك أو النظر بعيدا إذا كان الضوء المنتشر مزعجا.

❗ لا تعالج الجلد المحروق أو الأسمر اللون بالشمس. انتظر إلى أن تتلاشى تماما حروق أو سمرة الشمس قبل بدء العلاج. وقم بإزالة مستحضرات التجميل والمستحضرات والكريمات (بما في ذلك منتجات السمرة الذاتية) قبل العلاج. وبعد العلاج، استخدم محلولاً عديم الرائحة (SPF 30+) وحاول تجنب تعريض مكان العلاج لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

❗ لا توضع على الشفاه أو البقع السوداء الأخرى (النمش الأسود أو الشامات أو الوشم) فقد تمتص هذه المناطق كثير من الطاقة الضوئية مما قد يسبب عدم راحة أو ألم. ويمكنك تغطية هذه المناطق بكحل أبيض أو رقع ذاتية اللصق أو ورق سميكة لعكس الضوء في حالة المبيض العرضي.

❗ لا تعالج داخل فتحات الأنف أو الأذنين لأن هذه الأماكن حساسة.

⚠ **تنبيه:** تجنب علاج الأماكن التي تحتوي على شعر زغبي فقط (شعر ناعم رقيق للغاية يعرف باسم "زغب الخوخ") فقد يؤدي ذلك إلى إعادة نمو شعر غير مرغوب فيه. قم بإزالة أي شعر مرئي بالحلاقة أو التشذيب. ولا تستخدم الشمع أو التفت أو الملاقط أو منتجات إزالة الشعر لإزالة الشعر قبل أو أثناء العلاج لأنها تعطل عملية الضوء النبضي المكثف (IPL). وفي حالة التشذيب، تأكد من تقليم الشعر بما لا يتجاوز 0.5 ملم.

#### ✳ **تغيير رؤوس العلاج**

يأتي نظام i-Light Pro ومعه رأسي علاج منفصلين لشعر الجسم وشعر وجه الإنثاء. ورأس علاج شعر الجسم مصمم خصيصا لشعر الجسم ويمكن أن يومض كل ثانيتين. ويتم ضبط رأس علاج شعر الوجه خصيصا لشعر وجه الإنثاء وهو يقلل تسرب الضوء ويمكن أن يومض كل 4 ثوان. ويتم تعليم رأس علاج شعر الوجه بالأيقونة المبينة في الشكل 15.

#### الشكل 15



ولتغيير رؤوس العلاج، يرجى اتباع التعليمات المقدمة.

1. أدر مفتاح الكهرباء لوضع الإيقاف (off) وافصل سلك الكهرباء من مأخذ الكهرباء.
2. امسك رأس العلاج بيد واحدة مع ضغط زري الإطلاق باليد الأخرى واسحب برفق. قم بتخزين رأس العلاج غير المستخدم في مكان آمن (مثل العبوة) مع الحرص على عدم إتلاف نافذة الوميض والمكونات الأخرى.
3. ادفع رأس العلاج الآخر مرة أخرى برفق في قطعة اليد مع التأكد من وضع اللسانين في مكانهما. ملاحظة: يجب أن يكون اللسان الأطول (بدوائر ذهبية) في الجزء العلوي لتركيبه بشكل صحيح.

#### ✳ **نصائح مفيدة لعلاج شعر الوجه**

اختبر على قطعة جلد - حيث يميل جلد الوجه لأن يكون أكثر حساسية، تأكد من الاختبار على قطعة صغيرة قبل المتابعة. انظر "اختبر جهاز i-Light - على جلدك" للأنفاصيل (الشكل 7). استخدم مرآة لتوجيه العلاجات. استخدم مرآة لعرض المنطقة المراد علاجها بشكل جيد وللمساعدة على ضمان تجنب علاج الشفاه أو أي بقع داكنة أخرى. وقد ترغب في إغلاق عينيك قبل كل وميض إذا كان الضوء المنعكس مزعجا. قم بدم الجلد لتحسين تلامس الجلد - قد يجعل محيط الجلد من الصعب ضغط أجهزة استشعار لمس الجلد بشكل كامل في بعض المناطق. وقد تجد الأمر أسهل وتحاول لف شفكك العليا على أسنانك أو تستخدم لسانك لمد خديك لتحسين تلامس الجلد.

#### 👁 **نصائح العلاج**

- لأفضل النتائج، تجنب تراكب الومضات. فهذا يساعد على منع التعرض لمزيد من الطاقة أكثر من اللازم لكبح نمو الشعر. وهذا يضمن أيضا حصولك على أقصى استفادة من خرطوشة الضوء.

- لأكثر النتائج فعالية، استخدم دائما أعلى مستوى من الكثافة التي لا تسبب إزعاجا على الجلد. ويجب أن يشعرك مستوى الاستخدام بدفء على الجلد ولكن دون أن يسبب إزعاجا.
- قد تلاحظ أن المناطق العظمية مثل المرفقين والسيقان والكاھلين أكثر حساسية أثناء العلاج. وهذا أمر طبيعي ويجب ألا يكون مدعاة للقلق. ولتجنب هذه الحساسية، حاول مد الجلد أثناء العلاج بعيدا عن المنطقة العظمية.

## 👁 رعاية بعد العلاج

- قد تواجه بعد العلاج احمرارا طفيفا أو إحساسا دافئا على جلدك. وهذا أمر طبيعي وسوف يختفي بسرعة. ولتجنب تهيج جلدك بعد العلاج، اتخذ الاحتياطات التالية:
- تجنب التعرض للشمس لمدة 24 ساعة بعد العلاج. وقم بحماية الجلد باستخدام SPF 30 لمدة أسبوعين بعد كل علاج.
  - لا تتعرض للشمس لمدة طويلة مثل حمامات الشمس باستخدام فراش سمرة أو سمرة ذاتية لمدة أسبوعين على الأقل بعد آخر علاج.
  - بعد العلاج، حافظ على المنطقة نظيفة وجافة واشرب الكثير من الماء للحفاظ على الجلد رطبا.
  - لا تتعامل مع المنطقة المعالجة بخشونة.
  - لا تأخذ حمامات ساخنة أو تستخدم غرف بخار وساونا لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
  - لا تسبح لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
  - لا تشارك في ألعاب رياضية مختلطة لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
  - لا ترتدي ملابس ضيقة فوق مكان العلاج.
  - لا تزيل الشعر (بالشمع أو الخيوط أو الكريكات) أثناء العلاج - الحلاقة مقبولة طالما تتجنب الحلاقة لمدة 24 ساعة بعد كل علاج.
  - لا تستخدم كريمات تبيض أو منتجات معطرة لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
  - لا تدخن أو تنزع في مكان العلاج.

## 👁 تنظيف جهاز i-Light

- ⚡ **تنبيه:** قبل تنظيف جهاز i-Light، تأكد من أن مفتاح الكهرباء في وضع الإيقاف (OFF) ومن أن سلك الكهرباء مفصول من الوحدة الأساسية.
- يساعد التنظيف المنتظم على ضمان أفضل النتائج وعمر طويل لجهاز i-Light. ويمكن مسح السطح الخارجي للوحدة الأساسية وقطعة اليد بقطعة قماش مبللة قليلا للتنظيف.
  - للتنظيف نافذة الوميض، استخدم فقط قطعة القماش الخالية من الوبر الموجودة مع جهاز i-Light. واحرص على عدم خدش أو قطع نافذة الوميض. فقد تقلل الخدوش والشظايا فعالية الوحدة.
  - للبقع الصعبة، استخدم قطعة قطن مبللة لوضع كمية صغيرة من الماء على نافذة الوميض ونظف بقطعة القماش الخالية من الوبر.
  - استخدم مكثفة كهربائية صغيرة لإزالة الغبار والمخلفات من فتحات قطعة اليد.
- ⚡ **تحذير:** يجب عدم استخدام الوحدة إذا تشققت أو انكسرت نافذة الوميض. ولا تقم مطلقا بخدش زجاج الفلتر أو السطح المعدني داخل رأس العلاج.

⚠ **تحذير:** جهاز i-Light عالي الجهد. لا تضعه مطلقاً في الماء. ولا تقم مطلقاً بتنظيف الوحدة أو أي من أجزائها تحت صنوبر أو في غسالة صحن. لا تستخدم مواد تنظيف بترولية أو قابلة للاشتعال بسبب خطر الحريق. ولا تقم مطلقاً باستخدام قطع تلميع أو مواد تنظيف كاشطة أو سوائل شديدة مثل الزيت أو الأسيتون لتنظيف الوحدة.

## ◀ حل المشاكل / التخزين / الصيانة

### ✳ صيانة جهاز i-Light

⚠ **تنبيه:** قبل صيانة جهاز i-Light، تأكد من أن مفتاح الكهرباء في وضع الإيقاف (OFF) ومن أن سلك الكهرباء مفصول من الوحدة الأساسية.

### ✳ استبدال اللبمية

1. اضغط على أزرار إطلاق رأس العلاج واسحب برق لإخراج رأس العلاج.
2. اسحب خرطوشة اللبمية القديمة برفق.
3. استبدلها بخرطوشة لبمية جديدة.

⚠ **تنبيه:** عند استبدال خرطوشة اللبمية، لا تلمس لمبات الوميض مباشرة لأن ذلك يترك زيوتاً وبقايا. والقيام بذلك يقلل فعالية اللمبات أو يضرها أثناء العلاج.

4. لاستبدال رأس العلاج، تأكد من وجوده في مكانه.

### ✳ التخزين

- قم بإيقاف الوحدة وفصلها ودعها تبرد لمدة 10 دقائق قبل التخزين.
- قم بتخزين الوحدة في مكان جاف عند درجة حرارة ما بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

### ✳ حل المشاكل

قم دائماً بقراءة هذه التعليمات بالكامل قبل استخدام جهاز i-Light. راجع دليل حل المشاكل هذا إذا واجهت أي مشاكل بجهاز i-Light، حيث يتناول هذا القسم المشاكل الأكثر شيوعاً التي يمكن أن تواجهها مع جهاز i-Light. إذا اتبعت التعليمات الواردة في هذا القسم ولكك ما زلت تواجه مشاكل، يرجى الاتصال بمركز خدمة Remington® لمزيد من المساعدة.

### مفتاح الكهرباء في وضع التشغيل (ON) ولكن الوحدة لا تعمل.

- تأكد من توصيل الوحدة بمأخذ كهربائي يعمل.
- حاول التحول إلى منفذ مختلف.

### تبدو الوحدة مشروخة أو مكسورة.

لا تستخدم الوحدة في حالة تلفها. وإذا كان لديك مخاوف حول استخدام الوحدة، توقف عن استخدامها واتصل بمركز خدمة Remington® لمزيد من المساعدة.

### ✳ الأسئلة المتكررة

- لقد قمت بتشغيل الوحدة ولكني لا أستطيع زيادة أو خفض مستوى الطاقة.
- حاول إعادة ضبط الوحدة بإيقافها والانتظار عدة ثوان قبل تشغيلها مرة أخرى.
- يصبح لون مؤشر حالة اللبمية أخضر ولكن الوحدة لا تومض عند الضغط على الزر.
- تأكد من أن جهاز استشعار لمس الجلد يلامس الجلد تماماً.
- حاول إعادة ضبط الوحدة بإيقافها والانتظار عدة ثوان قبل تشغيلها مرة أخرى.



هناك راحة غريبة.  
• تأكد من أن المكان محلوّق تماما قبل بدء العلاج.

• الأمان المعالجة تصبح حمراء بعد العلاج.  
هذا أمر طبيعي ويجب أن يختفي الاحمرار. وإذا لم يحدث ذلك، حاول استخدام مستوى أقل من الطاقة.

لم لاحظ نتائج طبية أو أن شعرا بدأ ينمو مرة أخرى.

• قد يبدأ الشعر في النمو مرة أخرى بعد العلاج الأولي. وهذا أمر طبيعي تماما. وللحصول على أفضل النتائج، كرر العلاج عندما تلاحظ إعادة نمو الشعر.

❗ ملاحظة: لا تعالج نفس المكان أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. لاحظ ما يلي: إذا تم استخدام الوحدة لمدة طويلة، قد تتعطل الوحدة تلقائيا للحظات (حوالي 40 ثانية) لتبرد. وسوف تكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى بمجرد تبريدها.

| مؤشر الكثافة/وضع الموضع           | إشارة                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تومض جميع المؤشرات المختارة حاليا | تزيد حرارة الوحدة أكثر من اللازم ويتم تعطيلها للحظات لتبرد.                                                                       |
| تومض مؤشرات الكثافة بالتتابع.     | تعمل الوحدة بصورة غير صحيحة. قم بإيقاف الوحدة وانتظر بضع لحظات ثم حاول مرة أخرى. وإذا استمرت المشكلة، يجب أن تعيد الوحدة للإصلاح. |
| تومض جميع المؤشرات مع صوت تحذير   | تم إخراج رأس العلاج أو أصبح مقفولا.                                                                                               |
| نغمات مسموعة                      | إشارة                                                                                                                             |
| لا يوجد تلامس كامل                | تم الضغط على زر Flash ولكن لم يتم تشغيل جهاز استشعار لمس الجلد بشكل كامل.                                                         |
| استبدل خرطوشة الضوء               | خرطوشة الضوء غير موجودة أو يجب استبدالها.                                                                                         |
| أجهزة الاستشعار للمس محشورة       | تم الضغط على زر Flash بعد تشغيل جهاز استشعار لمس الجلد منذ بدء تشغيل الوحدة. قد يكون جهاز الاستشعار للمس محشورا.                  |

✳ الأسئلة المتكررة (www.remington-i-light.com)

س. ما هو جهاز i-Light؟ وما هو الضوء النبضي المكثف (IPL)؟

ج. يعمل الضوء النبضي المكثف (IPL) عن طريق توجيه نبض مكثف قصير للغاية للضوء المفترق في الجلد. ويتم امتصاص الضوء باصباغ ملونة في الشعر وحوله تقوم بتعطيل بصيلات الشعر مؤقتا مما يمنع إعادة نمو الشعر.

س. من يستطيع استخدام جهاز i-Light؟

ج. يمكن لكل من الرجال والنساء استخدام جهاز i-Light لإزالة الشعر غير المرغوب فيه في أي مكان تحت الرقبة ويمكن للإناث استخدام العلاج شعر الوجه تحت عظمة الوجنة. وقد تم تصميم جهاز i-Light للأفراد الذين لون جلدهم من فاتح إلى متوسط وشعرهم داكن. وتشمل ألوان الجلد الآمنة الأبيض والعاج والأسمر والبني والفتح فقط. وتشمل ألوان الشعر الطبيعي الآمنة الأسود والبني الداكن والبني المتوسط.

س. ما هي أماكن جسي التي أستطيع علاجها بجهاز i-Light؟

ج. تم تصميم جهاز i-Light لاستخدام اللجنسين على الأماكن الموجودة تحت الرقبة بما في ذلك الساقين وتحت الإبطين وخط البيكيني والذراعين والصدر والظهر. ويمكن للإناث استخدامه أيضا على شعر الوجه تحت عظمة الوجنة.

س. ماذا يمكن أن أتوقع من جهاز i-Light؟

ج. يوفر جهاز i-Light إزالة آمنة وفعالة للشعر باستخدام تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL).

- س. ما هي المخاطر التي ينطوي عليها جهاز **i-Light**؟ وهل هو آمن؟  
ج. جهاز **i-Light** آمن للاستخدام ولكن مثل أي جهاز إلكتروني من المهم أن تقرأ وتتبع تعليمات التشغيل.
- س. كم مرة يجب أن أستخدم جهاز **i-Light**؟  
ج. يجب أن تستخدم جهاز **i-Light** كلما بدأت ترى إعادة نمو الشعر.  
◆ لا تعالج نفس المنطقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع
- س. ما هي المدة التي تستغرقها العلاجات؟  
ج. تختلف المدة حسب حجم مكان العلاج ولكن يجب ألا تستغرق ساق واحدة كاملة أكثر من 15 دقيقة.
- س. متى أبدأ في رؤية النتائج؟  
ج. النتائج غير فورية. وقد ينمو الشعر مرة أخرى في بعض الأحيان بعد العلاج ولكن سوف يبدأ كثير من هذا الشعر في التساقط بعد أسبوعين. ينمو الشعر في دورة من 3 مراحل مختلفة تستغرق 18-24 شهرا. والشعر الذي في مرحلة طور التنامي فقط عرضة للعلاج ولهذا السبب هناك حاجة لعلاجات متعددة لتحقيق أفضل النتائج. وتكون النتائج ملحوظة عادة في غضون أسابيع قليلة من أول علاج. سوف يعطي الاستخدام المستمر المنتظم أسبوعيا (أو كل أسبوعين لثلاثة علاجات) نتائج جيدة في غضون من 6 إلى 12 أسبوعا (قد يستغرق الجلد الداكن وقتا أطول).
- س. لماذا ينمو شعري رغم العلاجات؟  
ج. يستمر الشعر في النمو لمدة تصل إلى أسبوعين بعد العلاج وستلاحظ في هذا الوقت أن الشعر بدأ يتساقط. وقد يكون هناك سبب آخر لاستمرار النمو هو فقد المكان أثناء العلاج. واصل علاج المكان كلما لاحظت إعادة النمو.
- س. لماذا لا يمكنني استخدام جهاز **i-Light** بعد تعرض حديث للشمس؟  
ج. التعرض للشمس يسبب مستويات عالية من الميلانين تكون موجودة وتعرض الجلد لحروق أو بثور أكثر خطورة بعد العلاج.
- س. ما هي تحذيرات عدم استخدام جهاز **i-Light**؟  
ج. قد تحدث ظروف معينة من قدرتك على استخدام الوحدة. يرجى قراءة قسم تحذيرات السلامة والاحتياطات في دليل المستخدم بأكمله قبل استخدام جهاز **i-Light**.
- س. كم مرة أحتاج لاستبدال اللحية؟  
ج. سوف تصدر خرطوشة الضوء طويلة العمر 65000 ومضة بغض النظر عن مستوى الكثافة المحدد. ورغم أنه من غير المرجح أنك ستحتاج لاستبدالها، فيمكن استبدالها بخرطوشة أخرى طويلة العمر أو SP-6000SB التي تصدر 1500 ومضة في الخرطوشة. يرجى الاتصال بمرکز خدمة Remington® المحلي.
- س. هل يمكنني استخدام جهاز **i-Light** على وجهي؟  
ج. جهاز **i-Light** مناسب للاستخدام على وجه الإناث تحت عظمة الوجنة فقط عند استخدامه مع رأس العلاج في الوجه.
- س. كيف يمكنني العناية بالأماكن التي تم علاجها بعد العلاج؟  
ج. تجنب تعريض الأماكن التي تم علاجها للشمس بدون حماية.
- س. هل يجب أن أتوقف مؤقتا عن النشاط العادي بعد استخدام جهاز **i-Light**؟  
ج. لا حاجة لتعليق النشاط العادي بعد العلاج بافتراض عدم حدوث مضاعفات غير طبيعية. ومن المستحسن إجراء العلاج قبل الذهاب إلى الفراش حتى يتشأى أي احمرار ناتج في الصباح.
- س. هل جهاز **i-Light** خطر على الجلد بعد استخدامه لمدة طويلة؟  
ج. لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية أو تلف بالجلد بسبب استخدام الضوء النبضي المكثف لمدة طويلة.
- س. كم مرة يجب أن أعالج بجهاز **i-Light**؟  
ج. ثبت أن فترة علاج أولي لمدة أسبوعين تكون أكثر فعالية في تقليل الشعر. ويجب تجنب علاج نفس المكان عدة مرات في جلسة واحدة لأن ذلك لن يحسن الكفاءة ولكنه يزيد خطر تهيج الجلد.
- س. هل يمكنني استخدام جهاز **i-Light** إذا كان لون شعري أحمر أو أشقر أو رمادي أو أبيض؟

ج. يعمل جهاز i-Light بشكل أفضل على الشعر الغامق لأنه يحتوي على ميلانين أكثر وعلى الصبغة التي تكسب الشعر والجلد لونه. والميلانين هو ما يمس الطاقة الضوئية المستخدمة أثناء العلاج بجهاز i-Light. ويستجيب الشعر البني والأسود الداكن بشكل أفضل. وسوف يستجيب الشعر البني والبنّي الفاتح أيضا ولكنه يتطلب عادة المزيد من العلاج. وقد يظهر الشعر الأحمر بعض الاستجابة. ولا يستجيب الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر عادة لعلاجات جهاز i-Light رغم أن بعض المستخدمين لاحظوا نتائج بعد معالجات متعددة.

س. هل يمكنني استخدام جهاز i-Light إذا كان لون جلدي داكنا بشكل طبيعي؟

ج. لا، فـجهاز i-Light مصمم ليتفاعل مع صبغة الشعر الداكنة. ونتيجة لذلك، قد يمتص الجلد البني الغامق والأسود الكثير من طاقة الجهاز (الحرارة) التي قد تتسبب في تلف الجلد. لا تستخدم جهاز i-Light على الجلد الداكن بشكل طبيعي لأنه يحتوي على ميلانين أكثر من اللازم. ويمكن أن يؤدي علاج الجلد الداكن بجهاز i-Light إلى حروق أو بثور وتغير لون الجلد (فرط أو نقص التصبغ). راجع مخطط لون الجلد في صفحة 2 لتحديد ما إذا كان جهاز i-Light مناسب لك.

س. هل أحتاج حماية للعين أثناء استخدام جهاز i-Light؟

ج. لا، فهو ليس ضارا بالعين ما لم يكن موجها إلى رأس علاج جسم الوجه فقط. ويتميز جهاز i-Light بنظام للسلامة يمنع الوميض غير المقصود عند عدم تلامس الجهاز مع الجلد. وكمية الضوء الصغيرة المنبعثة أثناء العلاج تماثل كمية ضوء وميض كاميرا وليست ضارة بالعين. ويقال رأس علاج الوجه المضبوط خصيصا من تسرب الضوء. وقد ترغب في إغلاق عينيك قبل كل وميض إذا كان الضوء المنعكس مزعجا.

س. هل يمكنني استخدام جهاز i-Light إذا كنت حاملا أو مرضعة؟

ج. لا، فلم تم اختبار جهاز i-Light على النساء الحوامل ولذلك لا ننصح باستخدام جهاز i-Light إذا كنت حاملا أو تقومين برضاعة طبيعية. ويمكن أن تزيد التغيرات الهرمونية الحساسية وخطر إصابة الجلد.

### ✳ مخطط فيتزباتريك لنوع الجلد

ألوان الجلد المطبقة، مخطط لون الجلد - أنواع جلد فيتزباتريك 1-4  
يمكنك استخدام هذا المخطط لنوع الجلد للتقييم الذاتي بالإضافة نتيجة كل سؤال أجبتّه. وهناك في النهاية مقياسا يوفر نطاقا لكل فئة من فئات نوع الجلد الست. وهناك شرحا لكل نوع من أنواع الجلد بعد النطاق. ويمكنك تحديد نوع جلدك بسرعة وبسهولة.

### الاستعداد الوراثي:

| 4                             | 3        | 2                 | 1                        | 0                | النتيجة                                |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| أسود بني                      | بني داكن | أزرق              | أزرق أو رمادي<br>أو أخضر | ما هو لون عينيك؟ |                                        |
| أسود                          | بني داكن | أشقر داكن كستنائي | أشقر                     | أحمر رملي        | ما هو اللون الطبيعي لشعرك؟             |
| بني داكن                      | بني فاتح | شاحب بلون بيج     | شاحب للغاية              | محمّر            | ما هو لون جلدك (الأماكن غير المكشوفة)؟ |
| لا شيء                        | عرضي     | قليل              | عديد                     | كثير             | هل لديك نمشا على أماكن غير مكشوفة؟     |
| مجموع نقاط الاستعداد الوراثي: |          |                   |                          |                  |                                        |

| التفاعل مع التعرض للشمس:            |                 |                           |                        |                              |                                                    |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4                                   | 3               | 2                         | 1                      | 0                            | النتيجة                                            |
| لا توجد حروق مطلقا                  | حروق نادرة      | حروق متبوعة أحيانا بتقشير | تقرحات متبوعة بتقشير   | احمرار مؤلم أو تقرح أو تقشير | ماذا يحدث عند بقاءك في الشمس لمدة طويلة؟           |
| يتحول لبني داكن بسرعة               | أسمر بسهولة جدا | أسمر معقول                | لون فاتح، أسمر الإطلاق | إلى أي درجة تتحول للبني؟     |                                                    |
| دائما                               | غالبا           | أحيانا                    | نادرا                  | مطلقا                        | هل تتحول للبني في غضون عدة ساعات بعد التعرض للشمس؟ |
| لا توجد مشكلة مطلقا                 | مقاوم للغاية    | طبيعي                     | حساس                   | حساس للغاية                  | كيف يتفاعل وجهك مع الشمس؟                          |
| النتيجة الإجمالية للتفاعل مع الشمس: |                 |                           |                        |                              |                                                    |

| عادات السمرة:              |                |             |              |                    |                                                                |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4                          | 3              | 2           | 1            | 0                  | النتيجة                                                        |
| منذ أقل من أسبوعين         | منذ أقل من شهر | منذ 1-2 شهر | منذ 2-3 شهور | منذ أكثر من 3 شهور | متى عرضت جسمك آخر مرة للشمس (أو للمبة شمس اصطناعية/كريم سمرة)؟ |
| دائما                      | غالبا          | أحيانا      | نادرا        | مطلقا              | هل عرضت المنطقة المراد علاجها للشمس؟                           |
| إجمالي نقاط عادات التسمير: |                |             |              |                    |                                                                |

أضف مجموع الدرجات لكل قسم من الأقسام الثلاثة لنتيجة نوع جلدك.

| نتيجة نوع الجلد - نوع جلد فيتز باتريك |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| I                                     | 0-7                            |
| II                                    | 8-16                           |
| III                                   | 17-25                          |
| IV                                    | 26-30                          |
| i-Light                               | أزاهج مدخست ال V-VI أكثر من 30 |

النوع الأول: حساس للغاية، يحترق دائما، لا يسبب سمرة مطلقا. مثال: الشعر الأحمر بنمش.  
 النوع الثاني: حساس جدا للشمس، يحترق بسهولة، يسبب سمرة طفيفة. مثال: مسلوخي الجلد بشكل معقول، القوقازيين ذوي الشعر بشكل معقول.  
 النوع الثالث: حساس جدا للشمس، يحترق أحيانا، يحول السمرة ببطء إلى البني الفاتح. مثال: القوقازيين الأعرق.

النوع الرابع: حساس للشمس بشكل طفيف، يحترق بشكل طفيف، يحول السمرة دائما إلى بني معتدل. مثال: القوقازيين من نوع البحر المتوسط، بعض اللاتينيين.  
النوع الخامس: جلد حساس للشمس، يحترق نادرا، يسبب السمرة بشكل جيد. مثال: بعض اللاتينيين، بعض السود.  
النوع السادس: حساس للشمس، لا يحترق مطلقا، مصبوغ بعمق. مثال: السود شديدي السواد.



## حماية البيئة

لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المواد الكهربائية والإلكترونية، يجب تمييز الجهاز بهذا الرمز لعدم التخلص منه مع نفايات البلدية التي لم يتم فرزها ولكن يتم استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

## الخدمة والضمان

سيتم تصحيح العيوب التي تؤثر على وظائف المنتج التي تظهر خلال مدة الضمان بالاستبدال أو الإصلاح وفقا لخيارنا بشرط استخدام المنتج والحفاظ عليه وفقا للتعليمات.  
يتم استبعاد المواد المستهلكة.  
لا تتأثر حقوقك القانونية.  
مدة الضمان = سنتين 2 من تاريخ أول من باع التجزئة.  
إذا طلبت مركز الخدمة، يرجى أن يكون لديك رقم الموديل فلن نكون قادرين على مساعدتك دون ذلك. ويمكن العثور على رقم الموديل على لوحة مقنن الجهاز.

## Remington® SERVICE HOTLINES

- ▶ GERMANY
- ▶ BENELUX
- ▶ FRANCE
- ▶ ITALY
- ▶ SCANDINAVIA
- ▶ AUSTRIA
- ▶ SWITZERLAND

### Central Europe

 **00800 / 821 700 821**

Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)

E-Mail: [service@remington-europe.com](mailto:service@remington-europe.com)

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ SPAIN

 **Tel. +34 902 10 45 17;** 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)

 **Tel. +34 932 070 166** (Información al consumidor final)

- ▶ PORTUGAL

 **Tel. +351 299 942 915;**

 [renase@presat.net](mailto:renase@presat.net)

- ▶ UNITED KINGDOM

 **Tel. +44 0800 212 438 (free call)**

Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failsworth, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, [www.remington.co.uk](http://www.remington.co.uk)

- ▶ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVAKIA

 **Tel. +420 487 754 605**

VARTA Baterie spol.s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, [www.cz.remington-europe.com](http://www.cz.remington-europe.com)

- ▶ IRELAND

 **Tel. +353 (0) 1 460 4711**

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, [www.remington.co.uk](http://www.remington.co.uk)

- ▶ MAGYARORSZÁG

 **Tel: +36 1 347 9007 (10.00 – 14.00 h)**

Remington Ügyfélszolgálat, [ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com](mailto:ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com)  
[www.remington.hu](http://www.remington.hu)

- ▶ POLSKA

 **Tel. +48 22 328 11 50**

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, [www.pl.remington-europe.com](http://www.pl.remington-europe.com)

- ▶ РОССИЯ

 **Тел. 8 800 100 8011**

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ,  
115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр.3,  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ TÜRKİYE

 **Tel. +90 212 659 01 24**

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti.,  
İstoc 25. Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4,  
34217, Mahmut-bey/İstanbul, TÜRKİYE,  
Fax +90 212 659 48 40,  
[www.tr.remington-europe.com](http://www.tr.remington-europe.com)

- ▶ U.A.E.

 **Tel. +9714 355 5474**

V.R.R Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street,  
Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E.,  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

- ▶ CROATIA

 **Tel. +385 12481111**

Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia,  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

► **CYPRUS**

 **Tel. +357 24-532220**

Thetaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou,  
Cyprus, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

► **ROMANIA**

 **Tel. +40 21 411 92 23**

Best Expert Service Jak SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6,  
Bucharest, Romania, [www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

► **SLOVENIA**

 **Tel. +386 (0) 1 561 66 30**

Ježek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24. Junija 21,  
1231 LJUBLJANA - Črnuče Republika Slovenija,  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

► **GREECE**

 **Tel. +30 210 94 10 699**

D. & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str.,  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

► **MALTA**

 **Tel. +356 21 664488**

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way,  
Tarxien Rd, Luqa LQA 1814, [www.millermalta.com](http://www.millermalta.com)

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Urunu düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkca tespit ve ilan edilen kullanım omru 7 yıldır.

TURKIYE İthalatçı Firma Bilgisi

VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti.

İSTOC 25.Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4 34217 Mahmutbey/İST

Tel: 0212 659 50 60

URETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Производитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс Шеньчжень

Лтд., Китай для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

## Model No. IPL6000F

13/UK/ IPL6000F T22-0001148 Version 05/13

Remington® is a Registered Trade Mark of  
Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries.  
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,  
Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,  
Germany

© 2013 SBI

