



REMINGTON®

i-LIGHT

Intense Pulsed Light hair removal




IPL4000





1]



3





i-Light Nedir?

i-Light, Yoğun Atımlı Işık (IPL) teknolojisi kullanılarak vücuttaki tüylerin temizlenmesine yönelik evde kullanım için tasarlanmış bir cihazdır. Profesyonel tüy temizleme salonları ve kliniklerinde kullanılan teknolojiyle aynıdır. Doğru kullanılması durumunda tüylerin uzun süre çıkmaması sağlanabilir.

Yoğun Atımlı Işık (IPL) nedir ve i-Light nasıl çalışır?

i-Light son derece kısa ve yoğun atımlı bir ışığın cilde uygulanmasıyla çalışır. Işık enerjisi, kıl keseciğindeki melanin tarafından emilerek kıldaki uzama mekanizmasını geçici olarak engeller ve kılın uzamasını geciktirir.

Kıl kesecikleri, kıl uzama döngüsü boyunca tipik olarak üç aşamadan geçerler. Bu üç aşama şunlardır:

Anagen Aşaması (uzama aşaması): Kıl keseciklerinin aktif büyüme aşamasıdır.

Kılın pigmentasyonundan sorumlu olduğundan melanin konsantrasyonu en yüksek seviyesindedir. Yalnızca anagen aşamasında olan kıllar IPL uygulamasına duyarlıdır (Şekil 2).

Katagen Aşaması (bozulma aşaması): Anagen aşamasından sonra gelen ve kılın aktif uzamasının sona erdiğini gösteren kısa bir geçiş aşamasıdır. Tipik olarak 2-3 hafta devam eder (Şekil 3).

Telogen Aşaması (pasif aşama): Kıl keseciği bu yaklaşık 100 gün süren en uzun aşamada tamamen pasiftir. Bu süre içerisinde, yeni kıllar eski kılları ittirerek uzama döngüsünün yeniden başlamasına olanak sağlar (Şekil 4).

i-Light'tan beklentiler nelerdir?


Çalışmalarımız yalnızca tek bir uygulama sonrası önemli oranda kıl azalması olduğunu göstermiştir. Ancak, optimum sonuçlar genellikle tek bir uygulamayla elde edilememektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir.

İlk uygulamadan birkaç gün sonra tüylerinizin dökülmeye başladığını fark edersiniz.


Başlangıçtakinden daha az yoğun, daha ince ve daha açık renkte tüyler çıkacaktır.

Tüylerin bu şekilde tekrar çıkması çok normaldir ve beklenen bir sonuçtur.






2] Anagen Aşaması



3] Katagen Aşaması



4] Telogen Aşaması

i-Light ile İlgili Genel Bilgiler

TR





ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

i-Light cihazını kullanmaya başlamadan önce:

Обязательно изучите всю предупреждающую информацию и все указания по
Тüm Uyarıları ve Güvenlik Bilgilerini okuduğunuzdan emin olun

Başlamadan önce, i-Light cihazının sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin
Cihazın sizin için uygun olup olmadığına karar vermek için kutu üzerinde ve bu kılavuzun ön tarafında verilen cilt tonu çizelgesini kullanın.

Cilt Tipi

- 3. sayfadaki cilt rengi çizelgesine bakın.
- Yanıklara, su toplanmasına ve cilt renginde değişikliklere neden olabileceğinden doğal olarak esmer tenlerde (Fitzpatrick Tipi V ve VI) kullanılmamalıdır.
- Yanıklara veya cilt hasarlarına neden olabileceğinden bronz cilt üzerinde veya güneşe çıktıktan kısa bir süre sonra kullanmayın.
- i-Light cihazı doğal beyaz, gri, sarı veya kızıl vücut tüylerinde işe yaramaz.

Uygulama yapılmaması gereken alanlar

- Yüzünüzde veya boynunuzda kullanmayın.
- Göğüs uçlarınızda ve çevresinde ve genital bölgelerinizde kullanmayın.
- Uygulama yapacağınız alanda dövmeleğiniz veya kalıcı makyajınız varsa kullanmayın.
- Benler, doğum lekeleri ve çiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde kullanmayın.
- Yakın bir süre önce ameliyat, derin cilt soyma ve lazerle cilt soyma uygulanmış yerlerde, yaralarda veya cildinizin yanma veya kaynar su dökülmesi sonucu hasar görmüş yerlerinde kullanmayın.

i-Light cihazı ne zaman kullanılmamalıdır?

- Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız kullanmayın.
- Son 4 hafta içerisinde güneşe veya solaryumda yanmışsanız kullanmayın.
- Kimyasal peeling, glikollü peeling, Alfa Hidroksi Asitleri (AHA'lar) nedeniyle kurumuş veya hassas cilt üzerinde kullanmayın.
- Yanıklara neden olabileceğinden aynı alana birden fazla defa atış yapmayın.
- Bir hafta içerisinde cildinizin aynı bölgesinde bir defadan fazla kullanmayın.
- Mikrodermabrazyon uygulamasını takip eden en az 14 gün boyunca kullanmayın.
- Halihazırda kalıcı tüy temizleme seanslarına katılıyorsanız kullanmayın.





- Aktif cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız varsa, cilt kanseri veya uygulama yapılacak cilt bölgenizde başka bir lokal kanser geçmişiniz varsa veya uygulama yapılacak cilt bölgenizde daha önce kanserli lezyonlar veya birden fazla tipik olmayan beniniz varsa kullanmayın.
- Işık atılmasına hassas epilepsi durumunuz varsa kullanmayın.
- Keloid iz oluşumu veya zayıf yara iyileşmesi de dahil herhangi bir kollajen bozukluğu geçmişiniz varsa kullanmayın.
- Cildinizin uygulama yapılacak bölgesinde varisli damarların veya vasküler ektazinin bulunması da dahil herhangi bir vasküler bozukluk geçmişiniz varsa kullanmayın.
- Cildiniz ışığa karşı hassassa ve ışığa maruz kaldığında kaşıntı veya alerjik reaksiyon meydana geliyorsa kullanmayın. Fotosensitizan maddeler veya ilaçlar alıyorsanız, bu ürünlerle birlikte verilen prospektüsleri kontrol edin. Fotoalerjik reaksiyonlara veya fototoksik reaksiyonlara neden olması mümkünse veya kullandığınız bir ilaç nedeniyle güneşe çıkmamanız gerekiyorsa bu cihazı kullanmayın.
- Şeker hastalığınız, lupus eritematozus, porfiri veya konjestif kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayın.
- Cildinizin Alfa Hidroksi Asitleri (AHA'lar), Beta Hidroksi Asitleri (BHA'lar), topik izotretinoin ve azelaik asit ile halen tedavi gören veya kısa bir süre önce tedavi görmüş bölgelerinde kullanmayın.
- Son altı ay içerisinde oral izotretinoin Accutane veya Roaccutane aldıysanız kullanmayın. Bu uygulama cildin yırtılmaya, yaralara ve tahrişlere daha açık hale gelmesine neden olabilir.
- Kanama bozukluğunuz varsa veya her uygulamadan önce minimum 1 haftalık ilaçtan arınma süresine izin vermeyecek şekilde, yoğun aspirin kullanımı da dahil, antikoagulan ilaçlar alıyorsanız bu cihazı kullanmayın.
- Cildinizin uygulama yapılacak bölümlerinde enfeksiyon, egzama, yanık, iltihaplı kıl kesecikleri, açık kesikler, sıyrık, ameliyat izi, herpes simpleks, yara, lezyon veya hematom bulunuyorsa kullanmayın.
- Bağışıklık sisteminin baskılayan bir hastalık (HIV enfeksiyonu veya AIDS de dahil) geçmişiniz varsa veya bağışıklık sisteminin baskılayan ilaçlar alıyorsanız kullanmayın.
- Isıya hassasiyetinizi azaltan ağrı kesiciler alıyorsanız kullanmayın.
- Uzun süre etkili deodorantları kullanıyorsanız bu cihazı kullanmayın. Aksi takdirde, cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir.
- Silikon implantları, kontraseptif implantlar (Implanon), kalp pili, deri altı enjeksiyon portları (ensülin dağıtıcısı) gibi yapay parçaların üzerinde veya etrafında kullanmayın.

Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

TR

REMINGTON





ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI – YANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, YARALANMA RİSKLERİNE KARŞI:

Birçok elektrikli cihazda olduğu gibi, kapalı olduğunda bile elektrik cereyanı taşıyan parçalar mevcuttur. Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riskini düşürmek için:

- Kullandıktan hemen sonra cihazın fişini elektrik prizinden çıkarın.
- Su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı küvette veya lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve bu tür yerlerde saklamayın.
- Su veya diğer sıvılar içerisine koymayın veya düşürmeyin.
- Su veya başka bir sıvı içerisine düşmüşse cihazı almaya çalışmayın. Derhal fişini prizden çekin.
- Islanmışa cihaza dokunmayın. Derhal fişini prizden çekin.
- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı her zaman kuru tutun.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan çok sıcak bir yere taşırsanız, kullanmadan önce yaklaşık 2 saat bekleyin.
- Cihazın fişini takılı bırakıp gitmeyiniz.
- Güç kablosu ve kordonunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Güç kablosu ve kordonunun ıslanmamasına dikkat ediniz.
- Cihazı ıslak elle prize takıp çıkarmayınız.
- Ürünü hasarlı kablo ile kullanmayınız. Remington® Servis Merkezlerinden yeni bir kablo temin edebilirsiniz.
- Ürünü 15°C ila 35°C sıcaklıklarda kullanın ve muhafaza edin.
- Temizlerken veya akan su altında kullanırken daima prizden çekiniz.
- Sadece cihazla birlikte verilen parçaları kullanınız.
- Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Bu cihazın fiziksel engelli, algılama veya zeka özürli veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanımı tehlikelere yol açabilir. Bu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişiler bu kişileri kullanım konusunda açık ve net olarak bilgilendirmeli veya cihazın kullanımını denetlemelidir.





i-Light Cihazı Parça Tanımları (Sayfa 3)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A i-Light Atış Parçası | J Açma/Kapama Düğmesi |
| B Atış Düğmesi | K Güç Girişi |
| C Cilt Temas Sensörü | L Yoğunluk Düzeyi Seçim Düğmesi |
| D Atış Penceresi | M Yoğunluk Düzeyi Seçim Göstergesi |
| E Başlık | N Atış Modu Seçimi |
| F Başlık Çıkarma Düğmeleri | O Atış Modu Seçim Göstergesi |
| G Işık Kartuşu | P Ampul Durumu Göstergesi |
| H Atış Parçası Kablo | Q Elektrik Kablo |
| I i-Light Ana Ünitesi | R Tüy Bırakmayan Bez |

Yeni i-Light cihazınızın özelliklerini tanıyın.

Atış Penceresi (Şekil. 1-D)

Atış Penceresi, belirli bir dalga boyundaki ışığın atış parçasından cildinize ve kıl keseciklerine iletilmesini sağlayan, yerleşik UV korumalı bir filtreli camdır.

⚠ DİKKAT: Lenste bir hasar olmadığından emin olmak için her kullanımdan önce Atış Penceresini kontrol edin.

⚠ DİKKAT: Lens üzerinde yağ veya kir kalmadığından emin olmak için her kullanımdan önce ürünle verilen tüy bırakmayan bezi kullanarak Atış Penceresini temizleyin.

Cilt Temas Sensörü (Şekil 1-C)

Cilt Temas Sensörü, cihazın kazara çalışmasını önleyen bir güvenlik mekanizmasıdır. Cihazın devreye girebilmesi için Cilt Temas Sensörünün mutlaka cilde tam olarak bas-tırılması gerekir.





Atış Düğmesi (Şekil 1-B)

Atış Düğmesi atış parçası üzerinde bulunur. Atış ampulünün etkinleştirilmesi için Cilt Temas Sensörünün tam olarak bastırıldığından ve Atış Düğmesine basıldığından emin olun.

Ampul Durumu Göstergesi (Şekil 1-P)

Ampul Durumu Göstergesinin yeşil yanması cihazın atışa hazır olduğunu gösterir.

NOT: Atış Düğmesine basılır VE Cilt Temas Sensörü cilde tam bastırılmaz VEYA Ampul Durumu Göstergesi yanmazsa, bir “bip” sesi duyulur.

Ampul Durumu Göstergesi sarı yanıyorsa, atış ampulünün 150 atış kapasitesi kalmıştır. Ampul Durumu Göstergesi sarı yanıp söniyorsa, ampul kartuşu bitmiştir ve artık kullanılamaz hale gelmiştir. Cihazı kullanmaya devam etmek için ampul kartuşunu değiştirmeniz gerekir.

Başlık Çıkarma Düğmeleri (Şekil 1-F)

Her iki düğmeye basın ve başlığı nazikçe çekerek çıkartın.

DİKKAT: Başlığı çıkartmadan önce DAİMA cihazın KAPALI olduğundan ve elektrik kablosunun prizden çekildiğinden emin olun. Başlık cihaz AÇIK konumdayken çıkartılırsa, ana ünitadaki tüm gösterge ışıkları yanıp sönmeye başlayacak ve bir “bip” sesi duyulacaktır.





İşık Kartuşu (Şekil 1-G)

Her ışık kartuşunun 1.500 atışlık bir ömrü vardır. Tüm atışlar kullanıldıktan sonra kartuşun değiştirilmesi gerekir.

Yedek parça modeli: SP-IPL

Yoğunluk Düzeyi Seçimi (Şekil 1-L)

i-Light cihazında 5 farklı yoğunluk düzeyi bulunur. 1. Düzey en düşük ayarken 5. Düzey en yüksek ayardır.

İPUCU: En etkili sonucu elde etmek için daima cildinize zarar vermeyen en yüksek yoğunluk düzeyini kullanın. Kullanılabilecek yoğunluk düzeyini belirlemek için Yoğunluk Düzeyi Seçim Göstergesinde yanan ışık sayısını gözlemleyin.

i-Light cihazı, cihaz AÇIK konuma getirildiğinde otomatik olarak 1. Yoğunluk Düzeyine ayarlanır. Düzeyi değiştirmek için Yoğunluk Düzeyi Seçim Düğmesine basın.

Atış Modu Seçimi (Şekil 1-N)

i-Light cihazında Tek Atışlı Mod ve Çok Atışlı Mod olmak üzere iki farklı çalışma modu mevcuttur. i-Light cihazı, cihaz AÇIK konuma getirildiğinde otomatik olarak Tek Atışlı Moda ayarlanır.

Tek Atışlı Mod: i-Light cihazı, Atış Düğmesine basıldığında VE cilt temas sensörü cilde bastırıldığında tek bir atış yapar.

Çok Atışlı Mod: i-Light cihazı, Atış Düğmesine basıldığında VE cilt temas sensörü cilde bastırıldığında her iki saniyede bir atış yapar.


Çoklu Atış Modunu AÇIK yapmak için Çoklu Atış Modu Seçim Düğmesine basın. Çoklu Atış Modu Seçim Göstergesi yanacaktır. Çoklu Atış Modunu KAPATMAK ve Tekli Atış Moduna geri dönmek için aynı düğmeye tekrar basın.





i-Light cihazınızı cildiniz üzerinde test edin (Şekil 5)

1. Uyarıları ve Güvenlik Önlemlerini gözden geçirin.
2. i-Light cihazınızın özelliklerini tanıyın.
3. Cilt renginizin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olmak için Cilt Tonu Çizelgesine bakın.
4. i-Light cihazını cildinizin küçük bir bölümünde test edin ve hiçbir yan etkisi olmadığından emin olmak için 48 saat bekleyin.




i-Light cihazının kullanımı

Cildinizi uygulamaya hazırlayın

1. Uygulama yapılacak bölgenin temiz olduğundan ve yağ, deodorant, parfüm, makyaj, losyon ve krem içermediğinden emin olun. Uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri tıraş edin.
2. IPL sürecini olumsuz yönde etkilediklerinden tüyleri almak için kesinlikle ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünleri kullanmayın.

Cihazı uygulamaya hazırlayın


3. i-Light tabanına sarı atış parçası kablosunu açın ve atış parçasını ana üniteye yerleştirin. i-Light ünitesi üzerindeki açma/kapama düğmesini kontrol edin ve KAPALI konumda olduğundan emin olun. Elektrik kablosunun ucunu i-Light ana ünitesinin güç girişine takın. Ardından elektrik kablosunu prize takın. Açma/kapama düğmesini AÇIK konuma getirin (Şekil 6).
4. İsteddiğiniz Yoğunluk Düzeyini seçin. Çoklu Atış Modu kullanılsaydı, Flaş Modu Seçim Düğmesini kullanarak bu modu AÇIK konuma getirin (Şekil 7).





i-Light cihazının kullanımı – Tek Atışlı Mod

1. i-Light atış parçasını, Atış Penceresi cildinizin yüzeyine tam paralel gelecek şekilde tutun (Şekil 8).
2. Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden ve Ampul Durum Göstergesinin yandığından emin olun.
3. Cihazı etkinleştirmek için Atış Düğmesine basın (Şekil 9).
4. Atış parçasını yeni bir uygulama alanına getirin ve yukarıdaki 1-3 adımlarını tekrarlayın (Şekil 10).



i-Light cihazının kullanımı – Çok Atışlı Mod

1. i-Light atış parçasını, Atış Penceresi cildinizin yüzeyine tam paralel gelecek şekilde tutun (Şekil 8).
2. Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden ve Ampul Durum Göstergesinin yandığından emin olun.
3. Cihazı etkinleştirmek için Atış Düğmesine basın VE bir süre BASILI TUTUN (Şekil 9).
4. Cihaz atış yaptıktan hemen sonra atış parçasını yeni bir noktaya kaydırın. Kısa bir bekleme süresinden (yaklaşık 2 saniye) sonra cihaz tekrar atış yapacaktır (Şekil 10).



NOT: Çoklu Atış Modu sırasında Cilt Temas Sensörü VE Atış Düğmesi mutlaka tam olarak bastırılmalıdır. Herhangi biri tam basılı olmazsa, cihaz çalışmayacaktır. Uygulamaya devam etmek için 1-4 adımlarını tekrarlayın.



Çoklu Atış Modu sırasında, Cilt Temas Sensörü ve Atış Düğmesi basılı durduğu sürece Ampul Durumu Göstergesi sabit yanar.

i-Light ile İlgili Genel Bilgiler

TR

REMINGTON





Uygulama İpuçları

- En iyi sonucu elde etmek için aynı noktaya iki defa atış yapmaktan kaçının. Bu şekilde, ilgili bölge kıl uzamasının bastırılması için gerekli olan daha fazla enerjiye maruz kalmaz. Ayrıca, ışık karışışı daha uzun süre kullanılabilir.
- En etkili sonucu elde etmek için daima cildinize zarar vermeyen en yüksek yoğunluk düzeyini kullanın. Kullandığınız düzey cildinizde bir sıcaklık hissi yaratmalıdır, ancak hiçbir zaman rahatsızlık yaratmamalıdır.
- Optimum sonuçlar genellikle tek bir uygulamayla elde edilememektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir.
- Dirsekler, bacaklar ve bilekler gibi kemikli bölgelerin uygulama sırasında daha hassas olduğunu fark edebilirsiniz. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu hassasiyeti ortadan kaldırmak için uygulama sırasında cildinizi kemikli alanlardan dışarı doğru germeye çalışın.

Uygulama Sonrası Bakım

Uygulama sonrası cildinizde hafif kızarıklık veya sıcaklık hissi meydana gelebilir. Bu durum normaldir ve kısa bir sürede kaybolacaktır. Uygulama sonrası cildinizin tahriş olması için şu hususları dikkate alın:

- Uygulama sonrası 24 saat içerisinde güneşe çıkmayın. Her uygulama sonrası cildinizi 2 hafta boyunca 30 koruma faktörlü bir güneş kremiyle koruyun.
- Uygulama sonrası uygulama alanını kuru ve temiz tutun ve cildinizin nemli kalması için bol miktarda sıvı tüketin.
- Uygulama yapılan alana dikkatli davranın.
- Uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcak banyo veya duş yapmayın veya buhar odalarını ve saunaları kullanmayın.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzmeyin.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca temaslı sporlardan kaçının.
- Uygulama yapılan bölgeyi sıkıca saran kıyafetler giymeyin.
- Son uygulamadan sonra en az 2 hafta boyunca uzun süre güneşe maruz kalmayın; yani güneşlenmeyin, solaryum veya bronzlaştırıcı krem kullanmayın.
- Uygulama sırasında tüylerinizi (ağda, cımbız, ip veya kremle) almayın. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde yapmadığınız sürece tüylerinizi tıraş etmeniz de bir sakınca yoktur.
- Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde beyazlaştırma kremleri veya parfümlü ürünler kullanmayın.
- Uygulama yapılan bölgenin çizilmesine veya sıyrılmasına izin vermeyin.





i-Light Cihazının Temizlenmesi

⚠ DİKKAT: i-Light cihazınızı temizlemeye başlamadan önce açma/kapama düğmesinin **KAPALI** olduğundan ve elektrik kablosunun ana üniteden çıkarıldığından emin olun.

- Cihazın düzenli olarak temizlenmesi, en iyi sonuçların alınmasına ve i-Light'in uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Ana ünitenin ve atış parçasının dış yüzeyi hafif nemli bezle silinebilir.
- Atış Penceresini temizlemek için yalnızca i-Light cihazıyla birlikte verilen tüy bırakmayan bezi kullanın. Atış Penceresinin çizilmemesi ve çatlamaması için dikkatli olun. Çizikler ve çatlaklar cihazın etkinliğini azaltabilir.
- İnatçı lekeler için hafifçe ıslatılmış bir pamuk parçasıyla Atış Penceresine az miktarda su uygulayın ve ardından ürünle verilen tüy bırakmayan bezle temizleyin.
- Atış parçası hava deliklerindeki tozu ve pislikleri temizlemek için küçük bir el süpürgesi kullanın.

⚠ DİKKAT: Atış Penceresi çatlamış veya kırılmışsa, cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Filtre camının veya Başlık içerisindeki metali yüzeyin çizilmesine izin vermeyin.

⚠ DİKKAT: i-Light yüksek gerilimli bir cihazdır. Kesinlikle suya sokmayın. Cihazı veya herhangi bir parçasını kesinlikle musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlemeye çalışmayın.

Yangın riski bulunduğundan, petrol türevi veya tutuşabilir temizlik maddeleri kullanmayın. Cihazı temizlerken kesinlikle ovma süngerleri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya yağ ya da aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.





i-Light Cihazının Bakımı

⚠ DİKKAT: i-Light cihazınızda herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce açma/kapama düğmesinin KAPALI olduğundan ve elektrik kablosunun ana üniteden çıkartıldığından emin olun.

Ampulün değiştirilmesi

1. Başlık çıkartma düğmelerine basın ve nazikçe çekerek başlığı çıkartın.
2. Eski ampul kartuşunu nazikçe çekerek çıkartın.
3. Yeni bir ampul kartuşu takın. Yedek parça modeli: SP-IPL

⚠ DİKKAT: Ampul kartuşunu değiştirirken, yağ ve artık madde bırakacağından doğrudan atış ampullerine dokunmayın. Aksi takdirde, ampullerin etkinliği azalabilir veya ampuller uygulama sırasında çatlayabilir.

4. Başlığı tam olarak yerine oturacak şekilde takın.

Saklama

- Kaldırmadan önce cihazı kapalı konuma getirin, fişini prizden çekin ve 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Cihazı sıcaklığı 15° C ila 35° C arasında değişen kuru bir yerde muhafaza edin.

Sorun Giderme

Bu sorun giderme kılavuzunda i-Light cihazının kullanımı sırasında en sık karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler verildiğinden, i-Light cihazıyla ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu sorun giderme kılavuzuna bakın.

Bu bölümde verilen talimatları uygulamanıza rağmen sorun yaşamaya devam ediyorsanız, destek almak için lütfen Remington® Servis Merkezine danışın.

Açma/kapama düğmesini AÇIK konuma getiriyorum, ancak cihaz çalışmıyor.

- Cihazın elektrik kablosunun sağlam bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
- Farklı bir prizde tekrar deneyin.

Cihazda çatlak veya kırık var.

- Hasarlıysa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz varsa, kullanmaya ara verin ve destek için Remington® Servis Merkezine danışın.





Cihazı AÇIK konuma getiriyorum, ancak ışık yoğunluğunu arttıramıyorum veya azaltamıyorum.

- Cihazı kapalı konuma getirin ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açık konuma getirin, ardından işlemi tekrar deneyin.

Ampul Durumu Göstergesi yeşil yanıyor, ancak düğmeye bastığımda cihaz atış yapmıyor.

- Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden emin olun.
- Cihazı kapalı konuma getirin ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açık konuma getirin, ardından işlemi tekrar deneyin.

Garip bir koku var.

- Uygulamaya başlamadan önce ilgili bölgenin tamamen tıraşlandığından emin olun.

Uygulama yapılan alanlar, uygulama sonrası kızanıyor.

- Bu normal bir durumdur ve kızarıklık kısa sürede geçmelidir. Kızarıklık kısa sürede geçmiyorsa, daha düşük bir ışık yoğunluğu kullanın.

İstediğim sonuçları elde edemedim veya tüylerim tekrar uzamaya başladı.

- Tüylerin ilk uygulama sonrası tekrar uzayabilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Optimum sonuçları elde etmek için tüylerinizin uzadığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın.

DİKKATLİ OLUN Cihaz çok uzun bir süre çalıştırılmışsa, soğuması için otomatik olarak kendini bir süre (tahmini 40 saniye) devre dışı bırakabilir. Cihaz soğuduktan sonra tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Durum LED'i ve Uyarı Sesi

Yoğunluk/Atış Modu LED'i	Sorun
Seçili durumdaki tüm LED'ler yanıp sönüyor	Cihaz aşırı ısınmıştır ve soğuması için kısa bir süre kendini devre dışı bırakmıştır.
Yoğunluk LED'leri sırayla yanıp sönüyor	Cihaz arızalıdır. Cihazı kapalı konuma getirin, birkaç dakika bekledikten sonra tekrar deneyin. Sorun devam ediyorsa, cihazı onarıma göndermeniz gerekir.
Tüm LED'ler bir uyarı sesiyle birlikte yanıp sönüyor	Başlık çıkartılmış veya gevşemiştir.





Uyarı Tonları	Sorun
Tam Temas Yoktur	Atış düğmesine basılmıştır, ancak cilt temas sensörü cilde tam olarak temas etmemiştir.
Işık Kartuşunu Değiştirin	Işık kartuşu takılı değildir veya değiştirilmesi gerekiyordu.
Temas Sensörleri Sıkışmış	Cihazın çalıştırılmasının ardından, temas sensörü cilde bastırıldıktan sonra atış düğmesine basılmıştır. Temas sensörü sıkışmış olabilir.

Sık Sorulan Sorular (www.remington-ilight.com)

S. i-Light Nedir? Yoğun Atımlı Işık (IPL) nedir?

Y. IPL son derece kısa ve yoğun atımlı filtrelenmiş bir ışığın cilde uygulanmasıyla çalışır. Işık, tüylerin içindeki ve çevresindeki renk pigmentleri, bu şekilde kıl kesecikleri geçici süre engellenir ve tüylerin yeniden çıkması önlenir.

S. Kimler i-Light kullanabilir?

A. i-Light cihazı boyunlarının altında kalan bölümden istemedikleri kıllardan kurtulmak isteyen erkek ve kadınlar tarafından kullanılabilir. i-Light cihazı açık ila orta cilt tonlarına ve koyu kıllara sahip kişiler için tasarlanmıştır. Cihazın yalnızca beyaz, fildişi, bronz, bej ve açık kahverengi cilt tonlarında kullanılması güvenlidir. Siyah, koyu kahverengi ve normal kahverengi kıllar ise güvenli doğal kıl renkleridir.

S. i-Light cihazını vücudumun hangi bölgelerinde kullanabilirim?

A. i-Light cihazı bacaklar, koltuk altları, bikini çizgisi, kollar, göğüs ve sırt dahil olmak üzere boyunun altında kalan bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

S. i-Light cihazından beklentilerim ne olmalıdır?

Y. i-Light cihazı, istenmeyen kıllarınızın IPL teknolojisi yardımıyla güzellik salonu düzeyinde güvenli ve etkin şekilde giderilmesini sağlar.

S. i-Light cihazının riskleri nelerdir? Cihaz güvenli mi?

Y. i-Light cihazının kullanımı güvenlidir, ancak diğer elektronik cihazlarda da olduğu gibi kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okumanız ve uygulamamanız önemlidir.

S. i-Light cihazını hangi sıklıkla kullanmalıyım?

Y. i-Light cihazını kıllarınızın uzamaya başladığını gördüğünüzde kullanmalısınız.



**S. Uygulamalar ne kadar sürüyor?**

Y. Uygulama süresi uygulamanın yapılacağı alanın büyüklüğüne göre değişmektedir, ancak bir tüm bacak için uygulama genellikle 15 dakikayı geçmemektedir.

S. Sonuçları ne zaman görmeye başlarım?

Y. Sonuçları hemen göremezsiniz. Kılار uygulama sonrası tekrar uzamaya başlayabilir, ancak bu kılaların büyük bir bölümü yaklaşık iki hafta içerisinde dökülecektir. Kılار 3 farklı aşamadan oluşan ve yaklaşık 18-24 ay süren bir döngüde uzar. Yalnızca anagen aşamasındaki kılار uygulamaya yanıt verir, bu nedenle optimum sonuçların elde edilmesi için birden fazla uygulama yapılması gerekir. Sonuçlar genellikle ilk uygulamayı takip eden birkaç hafta içerisinde fark edilir. Düzenli olarak haftalık (veya ilk üç uygulama için 2 haftada bir) kullanım 6 ila 12 hafta içerisinde iyi sonuçlar verecektir (daha koyu tenler için bu süre uzayabilir).

S. Uygulamalara rağmen neden kılارım uzamaya devam ediyor?

Y. Kılار uygulama sonrası 2 hafta boyunca uzamaya devam eder, ancak bu süreçte kılalarının dökülmeye başladığını fark edeceksiniz. Kılaların uzamaya devam etmesinin başka bir nedeni, bazı noktaların uygulama sırasında atlanmış olmasıdır. Kılaların tekrar uzadığını fark ettiğinizde ilgili alana uygulama yapmaya devam edin.

S. Güneşe çıktıktan kısa bir süre sonra neden i-Light cihazını kullanamıyorum?

Y. Güneşe maruz kalan ciltte yüksek düzeyde melanin oluşur ve bu da cildin uygulama sonrası daha yüksek yanık veya su toplama riskine maruz kalmasına neden olur.

S. i-Light cihazının kullanımına ilişkin uyarılar nelerdir?

Y. Bazı koşullar cihazın kullanımını sınırlandırabilir. Lütfen, i-Light cihazını kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzundaki Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri bölümünü dikkatli bir şekilde okuyun.

S. Ampulü ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?

Y. Ampulün her 1500 atış sonrası değiştirilmesi gerekir. Ampul Durumu Göstergesi, kartuşla yapılan ilk 1350 atış boyunca yeşil yanar. Ardından, yalnızca 150 atışın kaldığını haber vermek üzere sarıya döner. Göstergenin yanıp sönməsi kartuşun bittiğini ve ampulü değiştirmeniz gerektiğini anlama gelir.

Yedek parça modeli: SP-1PL**S. i-Light cihazını yüzümde kullanabilir miyim?**

Y. Hayır. i-Light cihazının yüzde veya boyunda kullanılması önerilmez.

S. Uygulama sonrası uygulamanın gerçekleştirildiği alanların bakımını nasıl yapabilirim?

Y. Uygulanan alanların korumasız bir şekilde güneşe maruz kalmasına izin vermeyin.





S. i-Light cihazını kullandıktan sonra günlük faaliyetlerime ara vermem gerekir mi?

S. Anormal komplikasyonlar oluşmadığı sürece uygulama sonrası günlük faaliyetlerinize ara vermenize gerek olmayacaktır. Uygulamayı yatmadan kısa bir süre önce gerçekleştirmeniz önerilir, böylece sabaha kadar kızarıklıklar azalmış olur.

S. i-Light cihazı uzun süre kullanılması halinde cilde zarar verir mi?

Y. Uzun süreli yoğun atımlı ışık kullanımının yan etkilerinin oluştuğu veya cilde zarar verdiği yönünde bir vaka rapor edilmemiştir.

S. i-Light cihazıyla hangi sıklıkla uygulama yapmalıyım?

Y. Başlangıçta her 2 haftada bir uygulamanın, kılların azalmasında en etkili uygulama aralığı olduğu kanıtlanmıştır. Tek bir seansta aynı bölgeye birden fazla uygulama yapmaktan kaçınılmalısınız, bu şekilde etkinlik artmaz ancak cildin tahriş olma riski yükselir.

S. Sarı, kıızı, gri veya beyaz kıllarım varsa yine de i-Light cihazını kullanabilir miyim?

S. i-Light cihazı, kıla ve tene rengini veren pigment olan melanini daha çok içerdikleri için en iyi koyu kil tiplerinde etki gösterir. i-Light uygulaması sırasında kullanılan ışık enerjisi melanin tarafından emilir. Uygulamaya en iyi yanıtı siyah ve koyu kahverengi kıllar verir. Kahverengi ve açık kahverengi kıllar da uygulamaya yanıt verir, ancak tipik olarak daha fazla sayıda uygulama gerektirir. Kıızı kıllar da bir miktar yanıt verirler. Beyaz, gri veya sarı kıllar genellikle i-Light uygulamalarına yanıt vermezler, ancak bazı kullanıcılar çok sayıda uygulama sonrası sonuç elde ettiğini belirtmektedir.

S. Doğal olarak esmer bir tenim varsa, i-Light cihazını kullanabilir miyim?

Y. Hayır. i-Light cihazı yalnızca kılların koyu pigmentlerine etki edecek şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, koyu kahverengi ve siyah cilt cihazın enerjisinin (ısının) büyük bir bölümünü emebilir ve neticesinde ciltte hasarlar meydana gelebilir. Çok fazla miktarda melanin içerdiğinden, i-Light cihazının doğal esmer tenlerde kullanılmaması gerekir. i-Light cihazının esmer tende kullanılması yanıklara, su toplamalarına ve cilt rengi değişimlere (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) yol açabilir.

i-Light cihazının size uygun olup olmadığını görmek için 3. sayfadaki ten rengi çizelgesine bakın.

S. i-Light cihazını kullanırken koruyucu gözlük kullanmama gerek var mı?

Y. Hayır, doğrudan yüze tutulmadığı sürece gözle zararı değildir. i-Light cihazı, cihaz cilde temas halinde olmadığına kazara atış yapılmasını önleyen bir güvenlik sistemine sahiptir. Uygulama sırasında kullanılan ışık miktarı, bir fotoğraf makinesinin flaşı kadarıdır ve doğrudan yüze tutulmadığı sürece gözle hiçbir zarar yoktur.

S. Hamile veya emziren bayanlar i-Light cihazını kullanabilir mi?

Y. Hayır. i-Light cihazı hamile bayanlar üzerinde test edilmemiştir, bu nedenle hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız i-Light cihazını kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Hormonal değişiklikler hassasiyeti ve dolayısıyla cildin zarar görme riskini artırabilir.





Uygulama Yapılabilecek Cilt Tonları, Cilt tonu çizelgesi – Fitzpatrick cilt tipleri 1 – 4

Yanıtladığınız her bir sorunun puanını alta toplayarak, bu cilt tipi çizelgesini kendinizi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Testin sonunda altı cilt tipi kategorisinin her biri için bir aralığın verildiği bir ölçek bulunmaktadır. Ölçeğin altında da her cilt tipiyle ilgili açıklama verilmiştir. Böylece cilt tipinizi hızlı ve kolayca belirleyebilirsiniz.

Genetik Yatkınlık

Puan	0	1	2	3	4
Gözleriniz ne renk?	Açık mavi, Gri, Yeşil	Mavi, Gri veya Yeşil	Mavi	Koyu Kahverengi	Kahverengimsi Siyah
Saçlarınızın doğal rengi ne?	Sarı Kızıl	Sarı	Kestane Koyu Sarı	Koyu Kahverengi	Siyah
Cildiniz (güneşe maruz kalmayan bölgeler) ne renk?	Kızılımsı	Çok Soluk	Bej tonunda soluk	Açık Kahverengi	Koyu Kahverengi
Güneşe maruz kalmayan bölgelerinizde ciller var mı?	Çok sayıda	Birkaç tane	Az sayıda	Nadir	Yok

Genetik Yatkınlık için toplam puan: _____

Fitzpatrick Cilt Tipi Çizelgesi

TR

REMINGTON



Güneş Maruziyetine Reaksiyon

Puan	0	1	2	3	4
Güneşte çok uzun kaldığınızda ne oluyor?	Ağrılı kızamıklık, su toplama, soyulma	Su toplama ve ardından soyulma	Yanıklar ve ardından bazen soyulma	Nadiren yanıklar	Hiçbir zaman yanık olmaz
Ne derecede bronzlaşıyor-sunuz?	Çok az veya hiç	Açık renk, bronz	Makul ölçüde bronz	Çok kolay bronzlaşıyorum	Hızlı bir şekilde koyu kah-verengi olur
Güneşe çıktıktan sonra birkaç saat içerisinde bronzlaşıyor musunuz?	Asla	Nadiren	Zaman zaman	Çok sık	Daima
Yüzünüz güneşe nasıl tepki veriyor?	Çok hassas	Hassas	Normal	Çok dayanıklı	Hiçbir sorun yaşamadım

Güneş Maruziyetine Reaksiyon için toplam puan: _____





Bronzlaşma Yapısı

Puan	0	1	2	3	4
Vücudunuz en son ne zaman güneş gördü (veya solaryuma gittiniz / bronzlaştırıcı krem kullandınız)?	3 haftadan daha uzun bir süre önce	2-3 ay önce	1-2 ay önce	Bir aydan daha kısa bir süre önce	2 haftadan daha kısa bir süre önce
Uygulama yapılacak alan güneşe maruz kaldı mı?	Hiç	Çok az	Zaman zaman	Çok sık	Sürekli

Bronzlaşma Yapısı için toplam puan: ____

Üç bölüm için kaydettiğiniz toplam puanları toplayarak Cilt Tipi Puanınızı hesaplayın.

Fitzpatrick Cilt Tipi Çizelgesi

TR

REMINGTON





Cilt Tipi Puanı - Fitzpatrick Cilt Tipi

0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
30'un üstü	V-VI

i-Light cihazını kullanmayın

TİP 1: Yüksek derecede hassas, her zaman yanar, hiç bronzlaşmaz.
Örnek: Kızıl saçlı ve çilli

TİP 2: Güneşe oldukça hassas, kolayca yanar ve çok az bronzlaşır.
Örnek: Açık tenli, saç rengi açık Kafkas ırkı

TİP 3: Güneşe hassas cilt, bazen yanar, açık kahverengi olacak şekilde yavaşça bronzlaşır. Örnek: Daha Koyu Kafkas ırkı

TİP 4: Güneşe hassasiyeti düşüktür, çok az yanar, her zaman orta derecede bronzlaşır.
Örnek: Akdeniz tipi Kafkas ırkı, bazı İspanyol ırkları

TİP 5: Güneş hassasiyeti yoktur, nadiren yanar, iyi bronzlaşır.
Örnek: Bazı İspanyol ırkları, bazı Siyah ırklar

TİP 6: Güneşe hassasiyeti yoktur, hiçbir zaman yanmazlar, koyu renktedirler.
Örnek: Daha Koyu Siyahlar





ÇEVREYİ KORUMA

Cihazı kullanım ömrü sona erdiğinde normal ev çöpüyle birlikte atmayın. Bu ürün, bir Remington® Servis Merkezinde veya uygun bir toplama alanında bertaraf edilebilir.



Gerİ dönüşüm ile ilgili daha fazla bilgi için

www.remington-europe.com
www.remington-iligt.com



SERVİS VE GARANTİ

Bu ürün kalite kontrolünden geçirilmiş olan kusursuz bir üründür. Bu ürüne müşteri tarafından ilk olarak satın alındığı tarihten itibaren 2 yıllık bir süre için, hatalı malzeme veya işçilikten doğan tüm kusurlara karşı garanti vermekteyiz. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, söz konusu arıza ücretsiz olarak tamir edilecek veya cihaz ya da cihazın herhangi bir parçası satın alma belgesinin gösterilmesi koşuluyla yenisi ile değiştirilecektir. Bu durum garanti süresi içinde geçerlidir. Garantinin kapsamındaki bir durumda bölgenizdeki Remington® Hizmet Merkezini aramanız yeterlidir.

Bu garanti sizin yasal tüketici haklarınıza ilave olarak sunulmaktadır.

Bu garanti ürünümüzün yetkili bir satıcı tarafından satıldığı bütün ülkeler için geçerlidir.

Yedek ampuller sarf malzemesi olduğundan bu garanti kapsamına girmez. Ayrıca, kaza ya da yanlış kullanım, bilerek zarar verme, üründe değişiklik yapma sonucunda ya da gereken teknik ve/veya güvenlik talimatlarına uymayan kullanım sonucu ürüne verilebilecek hasarları da kapsamaz. Bu garanti ürünün tarafımızdan yetkilendirilmemiş biri tarafından sökülmesi ya da tamir edilmesi durumunda geçerli olmayacaktır.

REMINGTON® Cihazın Bertarafı / Servis ve Garanti

TR



INTERNATIONAL SERVICE CENTRE

► GERMANY
► BENELUX
► FRANCE
► ITALY
► SCANDINAVIA
► AUSTRIA
► SWITZERLAND

Central Europe

☎ 00800 / 821 700 821

Mo-Fr: 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)
E-Mail: service@remington-europe.com
www.remington-europe.com

► SPAIN

☎ +34 902 10 45 17; 08:00 - 13:00; lunes - viernes (Posventa)
☎ +34 932 070 166 (Información al consumidor final)

► PORTUGAL

☎ +351 299 942 915;
renase@presat.net

► MALTA

☎ Tel. +356 21 664488

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way, Tarxien Road, Luqa LQA 1814, www.millermalta.com

► UNITED KINGDOM

☎ Tel. +44 0800 212 438 (free call)

Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failssworth, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk

► ČESKÁ REPUBLIKA

☎ Tel. +420 487 754 605

VARTA Baterie spol. s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lipa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com

► IRELAND

☎ Tel. +353 (0) 1 460 4711

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

► MAGYARORSZÁG

☎ Tel. +36 1 3300 404

Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu

► POLSKA

☎ Tel. +48 22 328 11 50

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com

► РОССИЯ

☎ Тел. 8 800 100 8011

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ, 115201, Москва, 1-й Варшавский проезд д.1а, стр.3, www.remington-europe.com

► TÜRKİYE

☎ Tel. +90 212 659 01 24

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstoc 25.Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4, 34217, Mahmutbey/İstanbul, TÜRKİYE, Fax +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com

► U.A.E.

☎ Tel. +9714 355 5474

V.R.T Trading (L.L.C.), Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., www.remington-europe.com

► CROATIA

☎ Tel. +385 12481111

Alica Zagreb d.o.o., Zlatnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com

► CYPRUS

☎ Tel. +357 24-532220

Theaco Traders Ltd, Eleftherias Ave 75, 7100 Aradippou, Cyprus, www.remington-europe.com

► ROMANIA

☎ Tel. +40 21 411 92 23

Best Expert Service Jak SRL, 4th, Drumul Taberei St., sector 6, Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

► SLOVENIA

☎ Tel. +386 (0) 1 561 66 30

Jezek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24. Junija 21, 1231 LJUBLJANA - Črnuče, Republika Slovenija, www.remington-europe.com

► GREECE

☎ Tel. +30 210 94 10 699

D. & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str., www.remington-europe.com



12/INT/PL4000 Version 01/12 Part No. T22-33174

REMINGTON® Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Germany

www.remington-europe.com

© 2011 SBI

Customer Service Information

REMINGTON

220~240V, 50/60 Hz Noise level ≤ 75dB

