



REMINGTON®

i-LIGHT® PRO

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) HAIR REMOVAL



IPL6000



SKIN CHART



Read instructions manual before use.

Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

Használat előtt olvassa el a használati utasításokat!

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję.

Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации.

Kullanmadan önce kullanim kılavuzunu okuyun.

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Πριν τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Pred začetkom uporabe preberite navodila za uporabo.

Prije korištenja pročitajte priručnik za uporabu.

اقرأ كتيب المعلومات قبل الاستخدام.



Do not use on the face.

Nepoužívejte na obličej.

Ne használja az arcon!

Nie stosować do twarzy.

Не применять на лице.

Yüzünüze kullanmayın.

A nu se folosi pe față.

Να μη χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.

Ne uporabljajte aparata na obrazu.

Ne koristiti za lice.

لا يستخدم على الوجه.



Do not use near water.

Nepoužívejte v blízkosti vody.

Ne használja víz közelében!

Nie używać w pobliżu wody.

Не применять вблизи воды.

Su yakınında kullanmayın.

A nu se folosi în apropierea apei.

Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε νερό.

Ne uporabljajte aparata blizu vode.

Ne koristiti u blizini vode.


لا يستخدم بالقرب من الماء.





i-LIGHT SYSTEM DIAGRAM REFERENCE

Figure1





TÜRKÇE



i-Light İle İlgili Genel Bilgiler

❖ i-Light Nedir?

i-Light, Yoğun Atımlı Işık (IPL) teknolojisi kullanılarak vücuttaki tüylerin temizlenmesine yönelik evde kullanım için tasarlanmış bir cihazdır. Profesyonel tüy temizleme salonları ve kliniklerinde kullanılan teknolojiyle aynıdır. Doğru kullanılması durumunda tüylerin uzun süre çıkmaması sağlanabilir.

Yoğun Atımlı Işık (IPL) nedir ve i-Light nasıl çalışır?

i-Light son derece kısa ve yoğun atımlı bir ışığın cilde uygulanmasıyla çalışır. Işık enerjisi, kıl keseciğindeki melanin tarafından emilerek kıldaki uzama mekanizmasını geçici olarak engeller ve kılın uzamasını geciktirir. Kıl kesecikleri, kıl uzama döngüsü boyunca tipik olarak üç aşamadan geçerler. Bu üç aşama şunlardır:

Anagen Aşaması (uzama aşaması) – Kıl keseciklerinin aktif büyüme aşamasıdır.

Kılın pigmentasyonundan sorumlu olduğundan melanin konsantrasyonu en yüksek seviyesindedir. Yalnızca anagen aşamasında olan kıllar IPL uygulamasına duyarlıdır (Şekil 2).

Katagen Aşaması (bozulma aşaması) – Anagen aşamasından sonra gelen ve kılın aktif uzamasının sona erdiğini gösteren kısa bir geçiş aşamasıdır. Tipik olarak 2-3 hafta devam eder (Şekil 3).

Telogen Aşaması (pasif aşama) – Kıl keseciği bu yaklaşık 100 gün süren en uzun aşamada tamamen pasiftir. Bu süre içerisinde, yeni kıllar eski kılları ittirerek uzama döngüsünün yeniden başlamasına olanak sağlar (Şekil 4).

i-Light'tan beklentiler nelerdir?

Çalışmalarımız yalnızca tek bir uygulama sonrası önemli oranda kıl azalması olduğunu göstermiştir. Ancak, optimum sonuçlar genellikle tek bir uygulamayla elde edilememektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir.

İlk uygulamadan birkaç gün sonra tüylerinizin dökülmeye başladığını fark edersiniz.

Başlangıçtakinden daha az yoğun, daha ince ve daha açık renkte tüyler çıkacaktır. Tüylerin bu şekilde tekrar çıkması çok normaldir ve beklenen bir sonuçtur.




TÜRKÇE

Fig 2




Anagen Aşaması

Fig3



Katagen Aşaması

Fig4



Telogen Aşaması



Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

❖ ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

i-Light cihazını kullanmaya başlamadan önce:

Tüm Uyarıları ve Güvenlik Bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Başlamadan önce, i-Light cihazının sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin.

Bu cihazın size uygun olup olmadığını belirlemek için, cilt tablosunu ve cilt sensörünü kullanın.

Cilt tablosu kutunun üzerinde ve bu kılavuzun ön kısmında yer alır.

Cilt Tipi

2. sayfadaki cilt rengi çizelgesine bakın.

- Yanıklara, su toplamasına ve cilt renginde değişikliklere neden olabileceğinden doğal olarak esmer tenlerde (Fitzpatrick Tipi V ve VI) kullanılmamalıdır.
- Yanıklara veya cilt hasarlarına neden olabileceğinden bronz cilt üzerinde veya güneşe çıktıktan kısa bir süre sonra kullanmayın.
- i-Light cihazı doğal beyaz, gri, sarı veya kızıl vücut tüylerinde işe yaramaz.

Uygulama yapılmaması gereken alanlar

- Yüzünüzde veya boynunuzda kullanmayın.
- Göğüs uçlarınızda ve çevresinde ve genital bölgelerinizde kullanmayın.
- Uygulama yapacağınız alanda dövmelemlerinizi veya kalıcı makyajınız varsa kullanmayın.
- Benler, doğum lekeleri ve çiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde kullanmayın.
- Yakın bir süre önce ameliyat, derin cilt soyma ve lazerle cilt soyma uygulanmış yerlerde, yaralarda veya cildinizin yanma veya kaynar su dökülmesi sonucu hasar görmüş yerlerinde kullanmayın.



TÜRKÇE

i-Light cihazı ne zaman kullanılmamalıdır?

- Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız kullanmayın.
- Son 4 hafta içerisinde güneşle veya solaryumda yanmışsanız kullanmayın.
- Kimyasal peeling, glikollü peeling, Alfa Hidroksi Asitler (AHA'lar) nedeniyle kurumuş veya hassas cilt üzerinde kullanmayın.
- Yanıklara neden olabileceğinden aynı alana birden fazla defa atış yapmayın.
- Bir hafta içerisinde cildinizin aynı bölgesinde bir defadan fazla kullanmayın.
- Mikrodermabrazyon uygulamasını takip eden en az 14 gün boyunca kullanmayın.
- Halihazırda kalıcı tüy temizleme seanslarına katılıyorsanız kullanmayın.
- Aktif cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız varsa, cilt kanseri veya uygulama yapılacak cilt bölgenizde başka bir lokal kanser geçmişiniz varsa veya uygulama yapılacak cilt bölgenizde daha önce kanserli lezyonlar veya birden fazla tipik olmayan beniniz varsa kullanmayın.
- Işık atılmasına hassas epilepsi durumunuz varsa kullanmayın.
- Keloid iz oluşumu veya zayıf yara iyileşmesi de dahil herhangi bir kollajen bozukluğu geçmişiniz varsa kullanmayın.
- Cildinizin uygulama yapılacak bölgesinde varisli damarların veya vasküler etkazinin bulunması da dahil herhangi bir vasküler bozukluk geçmişiniz varsa kullanmayın.
- Cildiniz ışığa karşı hassas ve ışığa maruz kaldığında kaşıntı veya alerjik reaksiyon meydana geliyorsa kullanmayın. Fotosensitizan maddeler veya ilaçlar alıyorsanız, bu ürünlerle birlikte verilen prospektüsleri kontrol edin. Fotoalerjik reaksiyonlara veya fototoksikreaksiyonlara neden olması mümkünse veya kullandığınız bir ilaç nedeniyle güneşe çıkmamanız gerekiyorsa bu cihazı kullanmayın.
- Şeker hastalığınız, lupus eritematozus, porfiri veya konjestif kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayın.
- Cildinizin Alfa Hidroksi Asitleri (AHA'lar), Beta Hidroksi Asitleri (BHA'lar), topik izotretinoin ve azelaik asit ile halen tedavi gören veya kısa bir süre önce tedavi görmüş bölgelerinde kullanmayın.
- Son altı ay içerisinde oral izotretinoin Accutane veya Roaccutane aldığınız kullanmayın. Bu uygulama cildin yırtılmasına, yaralara ve tahrişlere daha açık hale gelmesine neden olabilir.
- Kanama bozukluğunuz varsa veya her uygulamadan önce minimum 1 haftalık ilaçtan arınma süresine izin veremeyecek şekilde, yoğun aspirin kullanımı da dahil, antikoagülan ilaçlar alıyorsanız bu cihazı kullanmayın.
- Cildinizin uygulama yapılacak bölümlerinde enfeksiyon, egzama, yanık, iltihaplı kıl kesecikleri, açık kesikler, sıyrık, ameliyat izi, herpes simpleks, yara, lezyon veya hematom bulunuyorsa kullanmayın.
- Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık (HIV enfeksiyonu veya AIDS de dahil) geçmişiniz varsa veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alıyorsanız kullanmayın.
- Isıya hassasiyetinizi azaltan ağrı kesiciler alıyorsanız kullanmayın.
- Uzun süre etkili deodorantlar kullanıyorsanız bu cihazı kullanmayın. Aksi takdirde, cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir.
- Silikon implantları, kontraseptif implantlar (Implanon), kalp pili, deri altı enjeksiyon portları (ensülin dağıtıcısı) gibi yapay parçaların üzerinde veya etrafında kullanmayın.





TÜRKÇE

◆ ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI – YANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, YARALANMA RİSKLERİNE KARŞI:

Birçok elektrikli cihazda olduğu gibi, kapalı olduğunda bile elektrik cereyanı taşıyan parçalar mevcuttur.

Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riskini düşürmek için:

- Cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya sorumlu bir yetişkinin denetiminde kullanılmalıdır.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği şekilde kullanın ve saklayın.
- Kullandıktan hemen sonra cihazın fişini elektrik prizinden çıkarın.
- Su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı küvette veya lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın ve bu tür yerlerde saklamayın.
- Su veya diğer sıvılar içerisine koymayın veya düşürmeyin.
- Su veya başka bir sıvı içerisine düşmüşse cihazı almaya çalışmayın. Derhal fişini prizden çekin.
- Islanmışsa cihaza dokunmayın. Derhal fişini prizden çekin.
- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı her zaman kuru tutun.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan çok sıcak bir yere taşırsanız, kullanmadan önce yaklaşık 2 saat bekleyin.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- Cihazın kablосunu bükmeyin veya dolaştırmayın ve cihazın etrafına sarmayın.
- Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Ürünü 15°C ila 35°C sıcaklıklarda kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.



Kullanım İçin Hazırlıklar

i-Light Cihazı Parça Tanımları (Sayfa 3)

- 1 Açma/Kapama Düğmesi
- 2 Güç Girişi
- 3 i-Light Ana Ünitesi
- 4 i-Light Atış Parçası
- 5 Atış Düğmesi
- 6 Yoğunluk Düzeyi Seçim Düğmesi
- 7 Soğuma modu göstergesi
- 8 Ampul Durumu Göstergesi
- 9 Yoğunluk Düzeyi Seçim Göstergesi
- 10 Cilt sensörü
- 11 Atış Parçası Kablosu

GB

CZ

PL

HU

RU

TR

RO

GR

SL

SRB

AE



TÜRKÇE

- 12 Atış Penceresi
- 13 Cilt Temas Sensörü
- 14 Başlık Çıkarma Düğmeleri
- 15 Işık Kartuşu
- 16 Başlık
- 17 Elektrik Kablosu
- 18 Tüy Bırakmayan Bez

Yeni i-Light cihazınızın özelliklerini tanıyın.

Atış Penceresi (Şekil. 1-12)

Atış Penceresi, belirli bir dalga boyundaki ışığın atış parçasından cildinize ve kil keseciklerine iletilmesini sağlayan, yerleşik UV korumalı bir filtreli camdır.

◆ **DİKKAT:** Lenste bir hasar olmadığından emin olmak için her kullanımdan önce Atış Penceresini kontrol edin.

◆ **DİKKAT:** Lens üzerinde yağ veya kir kalmadığından emin olmak için her kullanımdan önce ürünle verilen tüy bırakmayan bezi kullanarak Atış Penceresini temizleyin.

Cilt Temas Sensörü (Şekil 1-13)

Cilt Temas Sensörü, cihazın kazara çalışmasını önleyen bir güvenlik mekanizmasıdır. Cihazın devreye girebilmesi için Cilt Temas Sensörünün mutlaka cilde tam olarak bastırılması gerekir.

Atış Düğmesi (Şekil 1-5)

Atış Düğmesi atış parçası üzerinde bulunur. Atış ampulünün etkinleştirilmesi için Cilt Temas Sensörünün tam olarak bastırıldığından ve Atış Düğmesine basıldığından emin olun.

Ampul Durumu Göstergesi (Şekil 1-8)

Ampul Durumu Göstergesinin yeşil yanması cihazın atışa hazır olduğunu gösterir.

NOT: Atış Düğmesine basılır VE Cilt Temas Sensörü cilde tam bastırılmaz VEYA Ampul Durumu Göstergesi yanmazsa, bir "bip" sesi duyulur.

Ampul Durumu Göstergesi sarı yanıyorsa, atış ampulünün 150 atış kapasitesi kalmıştır. Ampul Durumu Göstergesi sarı yanıp sönüyorsa, ampul kartuşu bitmiştir ve artık kullanılamaz hale gelmiştir. Cihazı kullanmaya devam etmek için ampul kartuşunu değiştirmeniz gerekir.





TÜRKÇE

Başlık Çıkarma Düğmeleri (Şekil 1-14)

Her iki düğmeye basın ve başlığı nazikçe çekerek çıkartın.

❖ **DİKKAT:** Başlığı çıkartmadan önce **DAİMA** cihazın **KAPALI** olduğundan ve elektrik kablusunun prizden çekildiğinden emin olun. Başlık cihaz **AÇIK** konumdayken çıkartılırsa, ana ünitadaki tüm gösterge ışıkları yanıp sönmeye başlayacak ve bir “bip” sesi duyulacaktır.



i-Light ile İlgili Genel Bilgiler

İşık Kartuşu (Şekil 1-15)

Her ışık kartuşunun 1.500 atışlık bir ömrü vardır. Tüm atışlar kullanıldıktan sonra kartuşun değiştirilmesi gerekir.

Yedek parça modeli: SP-6000 SB

Yoğunluk Düzeyi Seçimi (Şekil 1-6)

i-Light cihazında 5 farklı yoğunluk düzeyi bulunur. 1. Düzey en düşük ayarken 5. Düzey en yüksek ayardır.

İPUCU: En etkili sonucu elde etmek için daima cildinize zarar vermeyen en yüksek yoğunluk düzeyini kullanın. Kullanılabilecek yoğunluk düzeyini belirlemek için Yoğunluk Düzeyi Seçim Göstergesinde yanan ışık sayısını gözlemleyin.

i-Light cihazı, cihaz **AÇIK** konuma getirildiğinde otomatik olarak 1. Yoğunluk Düzeyine ayarlanır. Düzeyi değiştirmek için Yoğunluk Düzeyi Seçim Düğmesine basın.

i-Light cihazını cildiniz üzerinde test edin (Şekil 5)

1. Uyarıları ve Güvenlik Önlemlerini gözden geçirin.
2. i-Light cihazınızın özelliklerini tanıyın.
3. Cilt renginizin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olmak için Cilt Tonu Çizelgesine bakın.
4. Cildinizin, işlem görmesini istediğiniz kısmını birkaç saniye boyunca cilt sensörüne doğru tutun.

Cildiniz uygunsa, cihaz bip sesi çıkararak açılacaktır.

Cildiniz uygun değilse, cihaz vızıltı sesi çıkararak açılmayacaktır.

5. i-Light cihazını cildinizin küçük bir bölümünde test edin ve hiçbir yan etkisi olmadığından emin olmak için 48 saat bekleyin.

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL


FR

AE



TÜRKÇE

5




i-Light cihazının kullanımı Cildinizi uygulamaya hazırlayın

1. Uygulama yapılacak bölgenin temiz olduğundan ve yağ, deodorant, parfüm, makyaj, losyon ve krem içermediğinden emin olun. Uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri tıraş edin.
2. IPL sürecini olumsuz yönde etkilediklerinden tüyleri almak için kesinlikle ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünleri kullanmayın.

Cihazı uygulamaya hazırlayın

3. i-Light tabanına sarılı atış parçası kablosunu açın ve atış parçasını ana üniteye yerleştirin. i-Light ünitesi üzerindeki açma/kapama düğmesini kontrol edin ve KAPALI konumda olduğundan emin olun. Elektrik kablosunun ucunu i-Light ana ünitesinin güç girişine takın. Ardından elektrik kablosunu prize ta kın. Açma/kapama düğmesini AÇIK konuma getirin (Şekil 6).
4. Cihazın kilidini açmak için cilt sensörünü kullanın. Uygulama yapmak istediğiniz her bölgede cihazın kilidini açmalısınız.
5. İstenilen yoğunluk seviyesini seçin.

6



7



i-Light cihazının kullanımı

i-Light cihazında Tek Atışlı Mod ve Çok Atışlı Mod olmak üzere iki farklı çalışma modu mevcuttur. i-Light cihazı, cihaz AÇIK konuma getirildiğinde otomatik olarak Tek Atışlı Modu ayarlanır.

Tek Atışlı Mod: i-Light cihazı, Atış Düğmesine basıldığında VE cilt temas sensörü cilde bastırıldığında tek bir atış yapar.

Çok Atışlı Mod: i-Light cihazı, Atış Düğmesine basıldığında VE cilt temas sensörü cilde bastırıldığında her iki saniyede bir atış yapar.

Çok Atışlı Mod bacaklar, göğüs ya da sırt gibi geniş alanlarda basitçe her atıştan sonra elinizi yeni bir yere kaydırarak hızlıca uygulama yapmanızı sağlar.



TÜRKÇE

Tek Atış Mod

1. i-Light atış parçasını, Atış Penceresi cildinizin yüzeyine tam paralel gelecek şekilde tutun (Şekil 8).
2. Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden ve Ampul Durum Göstergesinin yandığından emin olun.
3. Cihazı etkinleştirmek için Atış Düğmesine basın (Şekil 9).
4. Atış parçasını yeni bir uygulama alanına getirin ve yukarıdaki 1-3 adımlarını tekrarlayın (Şekil 10).

8



i-Light cihazının kullanımı – Çok Atış Mod

1. i-Light atış parçasını, Atış Penceresi cildinizin yüzeyine tam paralel gelecek şekilde tutun (Şekil 8).
2. Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden ve Ampul Durum Göstergesinin yandığından emin olun.
3. Cihazı etkinleştirmek için Atış Düğmesine basın VE bir süre BASILI TUTUN (Şekil 9).
4. Cihaz atış yaptıktan hemen sonra atış parçasını yeni bir noktaya kaydırın. Kısa bir bekleme süresinden (yaklaşık 2 saniye) sonra cihaz tekrar atış yapacaktır (Şekil 10).

9



NOT:

- **Çoklu Atış Modu sırasında Cilt Temas Sensörü VE Atış Düğmesi mutlaka tam olarak basılmalıdır. Herhangi biri tam basılı olmazsa, cihaz çalışmayacaktır. Uygulamaya devam etmek için 1-4 adımlarını tekrarlayın.**
- **Çoklu Atış Modu sırasında, Cilt Temas Sensörü ve Atış Düğmesi basılı durduğu sürece Ampul Durumu Göstergesi sabit yanar.**

10



Uygulama İpuçları

- En iyi sonucu elde etmek için aynı noktaya iki defa atış yaptıktan kaçının. Bu şekilde, ilgili bölge kil uzamasının bastırılması için gerekli olandan daha fazla enerjiye maruz kalmaz. Ayrıca, ışık kartuşu daha uzun süre kullanılabilir.
- En etkili sonucu elde etmek için daima cildinize zarar vermeyen en yüksek yoğunluk düzeyini kullanın. Kullandığınız düzey cildinizde bir sıcaklık hissi yaratmalıdır, ancak hiçbir zaman rahatsızlık yaratmamalıdır.
- Optimum sonuçlar genellikle tek bir uygulamayla elde edilememektedir. En iyi sonucu elde etmek için tüylerinizin yeniden uzamaya başladığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın. Sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir, ancak birçok kullanıcı istediği sonucu elde etmek için ilk üç uygulamayı iki haftalık aralıklarla gerçekleştirmektedir.
- Dirsekler, bacaklar ve bilekler gibi kemikli bölgelerin uygulama sırasında daha hassas olduğunu fark edebilirsiniz. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu hassasiyeti ortadan kaldırmak için uygulama sırasında cildinizi kemikli alandan dışarı doğru germeye çalışın.

TÜRKÇE



Uygulama Sonrası Bakım

Uygulama sonrası cildinizde hafif kızarıklık veya sıcaklık hissi meydana gelebilir. Bu durum normaldir ve kısa bir sürede kaybolacaktır. Uygulama sonrası cildinizin tahriş olmaması için şu hususları dikkate alın:

- Uygulama sonrası 24 saat içerisinde güneşe çıkmayın. Her uygulama sonrası cildinizi 2 hafta boyunca 30 koruma faktörlü bir güneş kremiyle koruyun.
- Son uygulamadan sonra en az 2 hafta boyunca uzun süre güneşe maruz kalmayın; yani güneşlenmeyin, solaryum veya bronzlaştırıcı krem kullanmayın.
- Uygulama sonrası uygulama alanını kuru ve temiz tutun ve cildinizin nemli kalması için bol miktarda sıvı tüketin.
- Uygulama yapılan alana dikkatli davranın.
- Uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcak banyo veya duş yapmayın veya buhar odalarını ve saunaları kullanmayın.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzmeyin.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca temaslı sporlardan kaçının.
- Uygulama yapılan bölgeyi sıkıca saran kıyafetler giymeyin.
- Uygulama sırasında tüylerinizi (ağda, cımbız, ip veya kremle) almayın. Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde yapmadığınız sürece tüylerinizi tıraş etmenizde bir sakınca yoktur.
- Uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde beyazlaştırma kremleri veya parfümlü ürünler kullanmayın.
- Uygulama yapılan bölgenin çizilmesine veya sıyrılmasına izin vermeyin



Cihazın Temizlenmesi

i-Light Cihazının Temizlenmesi

⚠ **DİKKAT:** i-Light cihazınızı temizlemeye başlamadan önce açma/kapama düğmesinin KAPALI olduğundan ve elektrik kablusunun ana üniteden çıkartıldığından emin olun.

- Cihazın düzenli olarak temizlenmesi, en iyi sonuçların alınmasına ve i-Light'ın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Ana ünitenin ve atış parçasının dış yüzeyi hafif nemli bezle silinebilir.
- Atış Penceresini temizlemek için yalnızca i-Light cihazıyla birlikte verilen tüy bırakmayan bezi kullanın. Atış Penceresinin çizilmemesi ve çatlamaması için dikkatli olun. Çizikler ve çatlaklar cihazın etkinliğini azaltabilir.
- İnatçı lekeler için hafifçe ıslatılmış bir pamuk parçasıyla Atış Penceresine az miktarda su uygulayın ve ardından ürüne verilen tüy bırakmayan bezle temizleyin.
- Atış parçası hava deliklerindeki tozu ve pislikleri temizlemek için küçük bir el süpürgesi kullanın.

⚠ **DİKKAT:** Atış Penceresi çatlamış veya kırılmışsa, cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Filtre camının veya Başlık içerisindeki metali yüzeyin çizilmesine izin vermeyin.

TÜRKÇE

⚠ **DİKKAT:** i-Light yüksek gerilimli bir cihazdır. Kesinlikle suya sokmayın. Cihazı veya herhangi bir parçasını kesinlikle musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlemeye çalışmayın. Yangın riski bulunduğu için, petrol türevi veya tutuşabilir temizlik maddeleri kullanmayın. Cihazı temizlerken kesinlikle ovma süngerleri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya yağ ya da aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.



Sorun Giderme / Saklama / Bakım

i-Light Cihazının Bakımı

⚠ **DİKKAT:** i-Light cihazınızda herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce açma/kapama düğmesinin KAPALI olduğundan ve elektrik kablusunun ana üniteden çıkartıldığından emin olun.

Ampulün değiştirilmesi

1. Başlık çıkartma düğmelerine basın ve nazikçe çekerek başlığı çıkartın.
2. Eski ampul kartuşunu nazikçe çekerek çıkartın.
3. Yeni bir ampul kartuşu takın. **Yedek parça modeli: SP-6000 SB.**

⚠ **DİKKAT:** Ampul kartuşunu değiştirirken, yağ ve artık madde bırakacağından doğrudan atış ampullerine dokunmayın. Aksi takdirde, ampullerin etkinliği azalabilir veya ampuller uygulama sırasında çatlayabilir.

4. Başlığı tam olarak yerine oturacak şekilde takın.

Saklama

- Kaldırmadan önce cihazı kapalı konuma getirin, fişini prizden çekin ve 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Cihazı sıcaklığı 15° C ile 35° C arasında değişen kuru bir yerde muhafaza edin.

Sorun Giderme

i-Light cihazını kullanmadan önce mutlaka bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu sorun giderme kılavuzunda i-Light cihazının kullanımı sırasında en sık karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler verildiğinden, i-Light cihazıyla ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu sorun giderme kılavuzuna bakın. Bu bölümde verilen talimatları uygulamanıza rağmen sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, destek almak için lütfen Remington® Servis Merkezine danışın.

Açma/kapama düğmesini AÇIK konuma getiriyorum, ancak cihaz çalışmıyor:

- Cihazın elektrik kablusunun sağlam bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
- Farklı bir prize tekrar deneyin.

Cihazda çatlak veya kırık var:

- Hasarlıysa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz varsa, kullanmaya ara verin ve destek için Remington® Servis Merkezine danışın.



TÜRKÇE

Sık Sorulan Sorular

Cihazı AÇIK konuma getiriyorum, ancak ışık yoğunluğunu arttıramıyorum veya azaltamıyorum.

- Cihazı kapalı konuma getirin ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açık konuma getirin, ardından işlemi tekrar deneyin.

Ampul Durumu Göstergesi yeşil yanıyor, ancak düğmeye bastığımda cihaz atış yapmıyor.

- Cilt Temas Sensörünün cildinizle tam olarak temas ettiğinden emin olun.
- Cihazı kapalı konuma getirin ve birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açık konuma getirin, ardından işlemi tekrar deneyin.

Garip bir koku var.

- Uygulamaya başlamadan önce ilgili bölgenin tamamen tıraşlandığından emin olun.

Uygulama yapılan alanlar, uygulama sonrası kızarıyor.

- Bu normal bir durumdur ve kızarıklık kısa sürede geçmelidir. Kızarıklık kısa sürede geçmiyorsa, daha düşük bir ışık yoğunluğu kullanın.

İstediğim sonuçları elde edemedim veya tüylerim tekrar uzamaya başladı.

- Tüyleriniz ilk uygulama sonrası tekrar uzayabilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Optimum sonuçları elde etmek için tüylerinizin uzadığını fark ettiğinizde uygulamayı tekrarlayın.

Not: Aynı alanda haftada bir defadan fazla işlem yapmayın.

DIKKATLİ OLUN: Cihaz çok uzun bir süre çalıştırılmışsa, soğuması için otomatik olarak kendini bir süre (tahmini 40 saniye) devre dışı bırakabilir. Cihaz soğuduktan sonra tekrar kullanıma hazır hale gelir.

Yoğunluk/Atış Modu LED'i	Sorun
Seçili durumdaki tüm LED'ler yanıp sönüyor	Cihaz aşırı ısınmıştır ve soğuması için kısa bir süre kendini devre dışı bırakmıştır.
Yoğunluk LED'leri sırayla yanıp sönüyor	Cihaz arızalıdır. Cihazı kapalı konuma getirin, birkaç dakika bekledikten sonra tekrar deneyin. Sorun devam ediyorsa, cihazı onarıma göndermeniz gerekir.
Tüm LED'ler bir uyarı sesiyle birlikte yanıp sönüyor	Başlık çıkartılmış veya gevşemiştir.
Uyarı Tonları	Sorun
Tam Temas Yoktur Atış düğmesine	Atış düğmesine basılmıştır, ancak cilt temas sensörü cilde tam olarak temas etmemiştir.
Işık Kartuşunu Değiştirin	Işık kartuşu takılı değildir veya değiştirilmesi gerekiyordu.
Temas Sensörleri Sıkışmış	Cihazın çalıştırılmasının ardından, temas sensörü cilde bastırıldıktan sonra atış düğmesine basılmıştır. Temas sensörü sıkışmış olabilir.





TÜRKÇE

Sık Sorulan Sorular (www.remington-ilight.com)

S. i-Light Nedir? Yoğun Atımlı Işık (IPL) nedir?

Y. IPL son derece kısa ve yoğun atımlı filtrelenmiş bir ışığın cilde uygulanmasıyla çalışır. Işık, tüylerin içindeki ve çevresindeki renk pigmentleri, bu şekilde kıl kesecikleri geçici süre engellenir ve tüylerin yeniden çıkması önlenir.

S. Kimler i-Light kullanabilir?

Y. i-Light cihazı boyunlarının altında kalan bölümde istemedikleri kıllardan kurtulmak isteyen erkek ve kadınlar tarafından kullanılabilir. i-Light cihazı açık ila orta cilt tonlarına ve koyu kıllara sahip kişiler için tasarlanmıştır. Cihazın yalnızca beyaz, fildişi, bronz, bej ve açık kahverengi cilt tonlarında kullanılması güvenlidir. Siyah, koyu kahverengi ve normal kahverengi kıllar ise güvenli doğal kıl renkleridir.

S. i-Light cihazını vücudumun hangi bölgelerinde kullanabilirim?

Y. i-Light cihazı bacaklar, koltuk altları, bikini çizgisi, kollar, göğüs ve sırt dahil olmak üzere boynun altında kalan bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

S. i-Light cihazından beklentilerim ne olmalıdır?

Y. i-Light cihazı, istenmeyen kıllarınızın IPL teknoloji yardımıyla güzellik salonu düzeyinde güvenli ve etkin şekilde giderilmesini sağlar.

S. i-Light cihazının riskleri nelerdir? Cihaz güvenli mi?

Y. i-Light cihazının kullanımı güvenlidir, ancak diğer elektronik cihazlarda da olduğu gibi kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okumanız ve uygulamamız önemlidir.

S. i-Light cihazını hangi sıklıkla kullanmalıyım?

Y. i-Light cihazını kıllarınızın uzamaya başladığını gördüğünüzde kullanmalısınız.

S. Uygulamalar ne kadar sürüyor?

Y. Uygulama süresi uygulamanın yapılacağı alanın büyüklüğüne göre değişmektedir, ancak bir tüm bacak için uygulama genellikle 15 dakikayı geçmemektedir.

S. Sonuçları ne zaman görmeye başlarız?

Y. Sonuçları hemen göremezsiniz. Kıllar uygulama sonrası tekrar uzamaya başlayabilir, ancak bu kılların büyük bir bölümü yaklaşık iki hafta içerisinde dökülecektir.

Kıllar 3 farklı aşamadan oluşan ve yaklaşık 18-24 ay süren bir döngüde uzar. Yalnızca anagen aşamasındaki kıllar uygulamaya yanıt verir, bu nedenle optimum sonuçların elde edilmesi için birden fazla uygulama yapılması gerekir. Sonuçlar genellikle ilk uygulamayı takip eden birkaç hafta içerisinde fark edilir. Düzenli olarak haftalık (veya ilk üç uygulama için 2 haftada bir) kullanım 6 ila 12 hafta içerisinde iyi sonuçlar verecektir (daha koyu tenler için bu süre uzayabilir).

S. Uygulamalara rağmen neden kıllarım uzamaya devam ediyor?

Y. Kıllar uygulama sonrası 2 hafta boyunca uzamaya devam eder, ancak bu sürede kıllarınızın dökülmeye başladığını fark edebilirsiniz. Kılların uzamaya devam etmesinin başka bir nedeni, bazı noktaların uygulama sırasında atlanmış olmasıdır. Kılların tekrar uzadığını fark ettiğinizde ilgili alana uygulama yapmaya devam edin. Not: Aynı alanda haftada bir defadan fazla işlem yapmayın.

GB

CZ

PL

HN

RU

TR

RO

GR

SL

FR

AE





TÜRKÇE

S. Güneşe çıktıktan kısa bir süre sonra neden i-Light cihazını kullanamıyorum?

Y. Güneşe maruz kalan ciltte yüksek düzeyde melanin oluşur ve bu da cildin uygulama sonrası daha yüksek yanık veya su toplama riskine maruz kalmasına neden olur.

S. i-Light cihazının kullanımına ilişkin uyarılar nelerdir?

Y. Bazı koşullar cihazın kullanımını sınırlandırabilir. Lütfen, i-Light cihazını kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzundaki Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri bölümünü dikkatli bir şekilde okuyun.

S. Ampulü ne sıklıkla değiştirmem gerekiyor?

Y. Ampulün her 1500 atış sonrası değiştirilmesi gerekir. Ampul Durumu Göstergesi, kartuşla yapılan ilk 1350 atış boyunca yeşil yanar. Ardından, yalnızca 150 atışın kaldığını haber vermek üzere sarıya döner. Göstergeyi yanıp sönmeye kartuşun bittiği ve ampulü değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. **Yedek parça modeli: SP- 6000 SB.**

S. i-Light cihazını yüzümden kullanabilir miyim?

Y. Hayır. i-Light cihazının yüzde veya boyunda kullanılması önerilmez.

S. Uygulama sonrası uygulamanın gerçekleştirildiği alanların bakımını nasıl yapabilirim?

Y. Uygulanan alanların korumasız bir şekilde güneşe maruz kalmasına izin vermeyin.

S. i-Light cihazını kullandıktan sonra günlük faaliyetlerime ara vermem gerekir mi?

Y. Anormal komplikasyonlar oluşmadığı sürece uygulama sonrası günlük faaliyetlerinize ara vermenize gerek olmayacaktır. Uygulamayı yatmadan kısa bir süre önce gerçekleştirmeniz önerilir, böylece sabaha kadar kızarıklıklar azalmış olur.

S. i-Light cihazı uzun süre kullanılması halinde cilde zarar verir mi?

Y. Uzun süreli yoğun atımlı ışık kullanımının yan etkilerinin oluştuğu veya cilde zarar verdiği yönünde bir vaka rapor edilmemiştir.

S. i-Light cihazıyla hangi sıklıkla uygulama yapmalıyım?

Y. Başlangıçta her 2 haftada bir uygulamanın, kılların azalmasıyla ilgili etkili uygulama aralığı olduğu kanıtlanmıştır. Tek bir seansta aynı bölgeye birden fazla defa uygulama yaptıktan kaçınılmalıdır, bu şekilde etkinlik artmaz ancak cildin tahriş olma riski yükselir.

S. Sarı, kırmızı, gri veya beyaz kıllarım varsa yine de i-Light cihazını kullanabilir miyim?

Y. i-Light cihazı, kıla ve tene rengini veren pigment olan melanini daha çok içerdikleri için en iyi koyu kıl tiplerinde etki gösterir. i-Light uygulaması sırasında kullanılan ışık enerjisi melanin tarafından emilir. Uygulamaya en iyi yanıtı siyah ve koyu kahverengi kıllar verir. Kahverengi ve açık kahverengi kıllar da uygulamaya yanıt verir, ancak tipik olarak daha fazla sayıda uygulama gerektirir. Kırmızı kıllar da bir miktar yanıt verirler. Beyaz, gri veya sarı kıllar genellikle i-Light uygulamalarına yanıt vermezler, ancak bazı kullanıcılar çok sayıda uygulama sonrası sonuç elde ettiğini belirtmektedir.

S. Doğal olarak esmer bir tenim varsa, i-Light cihazını kullanabilir miyim?

Y. Hayır. i-Light cihazı yalnızca kılların koyu pigmentlerine etki edecek şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, koyu kahverengi ve siyah cilt cihazın enerjisinin (ısının) büyük bir bölümünü emebilir ve neticesinde ciltte hasarlar meydana gelebilir. Çok fazla miktarda melanin içerdiğinden, i-Light cihazının doğal esmer tenlerde kullanılmaması gerekir. i-Light cihazının esmer tene kullanılması yanıklara, su toplanmalarına ve cilt rengi değişimlere (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) yol açabilir. i-Light cihazının size



TÜRKÇE

uygun olup olmadığını görmek için 2. sayfadaki ten rengi çizelgesine bakın.

5. i-Light cihazını kullanırken koruyucu gözlük kullanmama gerek var mı?

Y. Hayır, doğrudan yüze tutulmadığı sürece gözlerle zararlı değildir. i-Light cihazı, cihaz cilde temas halinde olmadığında kazara atış yapılmasını önleyen bir güvenlik sistemine sahiptir. Uygulama sırasında kullanılan ışık miktarı, bir fotoğraf makinesinin flaşı kadar ve doğrudan yüze tutulmadığı sürece gözlere hiçbir zarar yoktur.

5. Hamile veya emziren bayanlar i-Light cihazını kullanabilir mi?

Y. Hayır. i-Light cihazı hamile bayanlar üzerinde test edilmemiştir, bu nedenle hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız i-Light cihazını kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Hormonal değişiklikler hassasiyeti ve dolayısıyla cildin zarar görme riskini artırabilir.

Fitzpatrick Cilt Tipi Çizelgesi

Uygulama Yapılabilecek Cilt Tonları, Cilt tonu çizelgesi – Fitzpatrick cilt tipleri 1 – 4

Yanıtladığınız her bir sorunun puanını alt alta toplayarak, bu cilt tipi çizelgesini kendinizi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Testin sonunda altı cilt tipi kategorisinin her biri için bir aralığın verildiği bir ölçek bulunmaktadır. Ölçeğin altında da her cilt tipiyle ilgili açıklama verilmiştir. Böylece cilt tipinizi hızlı ve kolayca belirleyebilirsiniz.

Genetik Yatkınlık:

Puan	0	1	2	3	4
Gözleriniz ne renk?	Açık mavi, Gri, Yeşil	Mavi, Gri veya Yeşil	Mavi	Koyu Kahverengi	Kahverengimsi Siyah
Saçlarınızın doğal rengi ne?	Sarı Kızıl	Sarı	Kestane Koyu Sarı	Koyu Kahverengi	Siyah
Cildiniz (güneşe maruz kalmayan bölgeler) ne renk?	Kızılımsı	Çok Soluk	Bej tonunda soluk	Açık Kahverengi	Koyu Kahverengi
Güneşe maruz kalmayan bölgelerinizde çiller var mı?	Çok sayıda	Birkaç tane	Az sayıda	Nadir	Yok

Genetik Yatkınlık için toplam puan :----



TÜRKÇE

Güneş Maruziyetine Reaksiyon:

Puan	0	1	2	3	4
Güneşte çok uzun kaldığınızda ne oluyor?	Ağrılı kızarıklık, su toplama, soyulma	Su toplama ve ardından soyulma	Yanıklar ve ardından bazen soyulma	Nadiren yanıklar	Hiçbir zaman yanık olmaz
Ne derecede bronzlaşıyorsunuz?	Çok az veya hiç	Açık renk, bronz	Makul ölçüde bronz	Çok kolay bronzlaşıyorum	Hızlı bir şekilde koyu kahverengi olur
Güneşe çıktıktan sonra birkaç saat içerisinde bronzlaşıyor musunuz?	Asla	Nadiren	Zaman zaman	Çok sık	Daima
Yüzünüz güneşe nasıl tepki veriyor?	Çok hassas	Hassas	Normal	Çok dayanıklı	Hiçbir sorun yaşamadım

Güneş Maruziyetine Reaksiyon için toplam puan :----

Bronzlaşma Yapısı:

Puan	0	1	2	3	4
Vücudunuz en son ne zaman güneş gördü (veya solaryuma gittiniz / bronzlaştırıcı krem kullandınız)?	3 haftadan daha uzun bir süre önce	2-3 ay önce	1-2 ay önce	Bir aydan daha kısa bir süre önce	2 haftadan daha kısa bir süre önce
Uygulama yapılacak alan güneşe maruz kaldı mı?	Hiç	Çok az	Zaman zaman	Çok sık	Sürekli

Bronzlaşma Yapısı için toplam puan :----

Üç bölüm için kaydettiğiniz toplam puanları toplayarak Cilt Tipi Puanınızı hesaplayın.

TÜRKÇE

Cilt Tipi Puanı - Fitzpatrick Cilt Tipi	
0-7	I
8-16	II
17-25	III
25-30	IV
30'un üstü	V-VI i-Light cihazını kullanmayın

TİP 1: Yüksek derecede hassas, her zaman yanar, hiç bronzlaşmaz. Örnek: Kızıl saçlı ve çilli.

TİP 2: Güneşe oldukça hassas, kolayca yanar ve çok az bronzlaşır. Örnek: Açık tenli, saç rengi açık Kafkas ırkı.

TİP 3: Güneşe hassas cilt, bazen yanar, açık kahverengi olacak şekilde yavaşça bronzlaşır. Örnek: Daha Koyu Kafkas ırkı.

TİP 4: Güneşe hassasiyeti düşüktür, çok az yanar, her zaman orta derecede bronzlaşır. Örnek: Akdeniz tipi Kafkas ırkı, bazı İspanyol ırkları.

TİP 5: Güneş hassasiyeti yoktur, nadiren yanar, iyi bronzlaşır. Örnek: Bazı İspanyol ırkları, bazı Siyah ırklar.

TİP 6: Güneşe hassasiyeti yoktur, hiçbir zaman yanmazlar, koyu renktedirler. Örnek: Daha Koyu Siyahlar.



Çevre koruma



Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.



Servis ve garanti

Bu ürün denetimden geçirilmiştir ve kusuru bulunmamaktadır.

Bu ürünü, hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle oluşan tüm kusurlara karşı, müşterinin satın alma tarihinden başlamak üzere garanti süresi boyunca garanti ederiz.

Ürün garanti süresi içinde kusurlu hale geldiği takdirde, satın alma işlemini doğrulayan kanıt niteliğinde bir belgenin sunulmasıyla, tüm bu kusurları onaracak veya ürünü veya herhangi bir kısmını ücretsiz değiştirmeyi tercih edeceğiz.

Bu, garanti süresinin uzatılması anlamına gelmemektedir.

Garanti kapsamındaki bir işleminiz için bölgenizdeki Servis Merkezini aramanız yeterli olacaktır.

Bu garanti, sizin olağan yasal haklarınıza ek olarak sunulmaktadır.

Garanti, ürünümüzün yetkili satıcı yoluyla satıldığı tüm ülkelerde geçerlidir.

Bu garanti; ürüne kaza, yanlış veya kötü kullanım, ürünün yapıldığı değişiklik veya gerekli teknik ve/veya güvenlik talimatlarına aykırı kullanım nedeniyle verilen hasarları kapsamaz.

Bu garanti, ürün tarafımızca yetkilendirilmemiş bir kişi tarafından parçalarına ayrıldığı veya onarıldığı takdirde geçerliliğini yitirecektir.

Servis Merkezini aradığınızda size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen ürünün Model Numarasını belirtin.

Model No., cihazın üzerinde yer alan tespit plakasının üzerinde yazılıdır.

GB

CZ

PL

HUN

RU

TR

RO

GR

SL

SRB

AE



INTERNATIONAL SERVICE CENTRES

Remington® SERVICE HOTLINES

- ▶ GERMANY
- ▶ BENELUX
- ▶ FRANCE
- ▶ ITALY
- ▶ SCANDINAVIA
- ▶ AUSTRIA
- ▶ SWITZERLAND

Central Europe

☎ 00800 / 821 700 821

Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)

E-Mail: service@remington-europe.com

www.remington-europe.com

- ▶ SPAIN

☎ Tel. +34 902 10 45 17; 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)

☎ Tel. +34 932 070 166 (Información al consumidor final)

- ▶ PORTUGAL

☎ Tel. +351 299 942 915;

✉ renase@presat.net

- ▶ UNITED KINGDOM

☎ Tel. +44 0800 212 438 (free call)

Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failssworth, Manchester, M35 0HS, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk

- ▶ ČESKÁ REPUBLIKA SLOVAKIA

☎ Tel. +420 487 754 605

VARTA Baterie spol. s r.o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com

- ▶ IRELAND

☎ Tel. +353 (0) 1 460 4711

Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

- ▶ MAGYARORSZÁG

☎ Tel. +36 1 3300 404

Remington Szervizközpont, 1138 Budapest, Váci út 136/a, www.remington.hu

- ▶ POLSKA

☎ Tel. +48 22 328 11 50

Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA, Fax +48 22 328 11 61, www.pl.remington-europe.com

- ▶ РОССИЯ

☎ Тел. 8 800 100 8011

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ, 115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр.3, www.remington-europe.com

- ▶ TÜRKİYE

☎ Tel. +90 212 659 01 24

Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., İstoc 25. Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4, 34217, Mahmut-bey/İstanbul, TÜRKİYE, Fax +90 212 659 48 40, www.tr.remington-europe.com

- ▶ U.A.E.

☎ Tel. +9714 355 5474

V.R.R Trading (LLC), Khalid Bin Waleed Street, Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., www.remington-europe.com

- ▶ CROATIA

☎ Tel. +385 12481111

Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, www.remington-europe.com





► **CYPRUS**

 **Tel. +357 24-532220**

Thetaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou,
Cyprus, www.remington-europe.com

► **ROMANIA**

 **Tel. +40 21 411 92 23**

Best Expert Service Jak SRL , 4th, Drumul Taberei St., sector 6,
Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

► **SLOVENIA**

 **Tel. +386 (0) 1 561 66 30**

Best Expert Service Jak SRL , 4th, Drumul Taberei St., sector 6,
Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

► **GREECE**

 **Tel. +30 210 94 10 699**

Ježek Trgovina Servis d.o.o., Cesta 24. Junija 21,
1231 LJUBLJANA - Črnuče Republika Slovenija,
www.remington-europe.com

► **MALTA**

 **Tel. +356 21 664488**

Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way,
Tarxien Rd, Luqa LQA 1814, www.millermalta.com



Model No. IPL6000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
 - Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
 - Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
- Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries
GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479
Ellwangen, Germany

Model No. IPL6000

Уважаемый покупатель! Приобретаемый вами продукт REMINGTON® прошел необходимую сертификацию в соответствии с требованиями российского законодательства. Подробную информацию о номере сертификата и сроке его действия вы сможете найти на сайте <http://www.REMINGTON®-products.ru>

12/INT/IPL6000 Version 01/12 Part No. T22-34512

REMINGTON® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str.9
73479 Ellwangen
Germany
www.remington-europe.com

© 2011 SBI

